

3^{ème} roue motorisée

E|F55

**Compatible avec
fauteuils manuels
potences fixes et
potences escamotables**



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01_012024
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse Livraison		☐ Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:		
Magasin:		Magasin:		
Rue:		Rue:		
Ville/CP:		Ville/CP:		
E-Mail:		E-Mail:		
Tél:		Tél:		
Informations		Poids Utilisateur		
☐ Commande ☐ Devis ☐ Built-4-Me®		Poids max. utilisateur: 110 kg		
N° commande:		Poids uti.:		kg
Art. No.: 47600201		Prix Public TTC (TVA 5.5% pour vitesse 6 km/h) F55 - Roue 8,5" € 3.729,00 F55 - Roue 14" € 3.963,00		
Date:	Jour	Mois	Année	

Données Techniques

Compatible avec fauteuils roulants manuels potences fixes et potences escamotables

Poids max. Utilisateur	110 kg	Vitesse max.	6 km/h, 10 km/h, 15 km/h ou 20 km/h
Largeur châssis avant fauteuil	260 – 480 mm (1)	Roues	Pneumatique rigide 8,5" avec chambre à air / Pneumatique 14"
Poids total (sans batterie)	11 kg	Batterie	Lithium Ion / 8.1 Ah
Poids total (avec batterie)	13 kg	Voltage	36 Volts
Coloris	Noir	Autonomie	Jusqu'à 25 km (vitesse 15 km/h)
Motorisation	Max. 400 W, sans charbons	Pente max. de sécurité	Jusqu'à 11% (6°)
Coloris inserts (inclus à la livraison)	Noir, rouge, bleu, orange (2)	Freins	Système de double freinage : frein à disque mécanique et frein électronique séparé Frein de parking

Caractéristiques

■ Marche avant et arrière	■ Fixation facile avec verrouillage automatique
■ Régulateur de vitesse	■ Position du guidon réglable en hauteur et en angle, sans outils
■ Livré avec 4 barres de liaison pour couvrir les largeurs avant de châssis de 260 mm à 480 mm	■ Barres de liaison : • relevables et amovibles pour minimiser l'encombrement et faciliter le transport • équipées d'un verrouillage de sécurité, d'une butée de profondeur et d'un verrouillage automatique
■ Éclairage LED avant de série	■ Certificat IATA disponible pour transport aérien
■ Garde-boue de série	

(1) La largeur du châssis avant du fauteuil roulant est mesurée du centre du tube au centre du tube opposé.
Utilisez uniquement cette mesure pour vérifier la compatibilité, et non la largeur d'assise du fauteuil roulant.
(2) Livré en coloris noir de série.

3ème Roue Motorisée			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☒ EMF010000	3 ème roue motorisée F55 incluant : Motorisation 400 W (max.) Batterie Lithium Ion 8.1 Ah, 36 V Marche avant et arrière Régulateur de vitesse Frein à disque, frein électronique et frein de parking Garde-boue Éclairage avant Kit coloris inserts		 			
	☐ EMF070085	Avec roue motrice, 8,5", pneumatique rigide avec chambre à air	3 534.60	3 729.00	-	-
	☐ EMF070086	Avec roue motrice, 14", pneumatique	3 756.40	3 963.00	-	-
(TVA 5.5% pour vitesse 6 km/h)			+ 1.67 € d'éco-participation			

Information Commande Fauteuils Roulants			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☐ EMF090213	Sans commande de fauteuil Sunrise (6)		std	std	-	-
☐ EMF090218	Avec commande de fauteuil Sunrise (Joindre la fiche de mesure du fauteuil)		voir tarif sur fiche de mesure du fauteuil			

Fixation pour Châssis Fauteuil Roulant			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☐	EMF010027	Pour fauteuils roulants potences fixes	std	std	-	-
☐	EMF010028	Pour fauteuils roulants potences escamotables	std	std	-	-
		NOTE : Pas de combinaison possible avec les fauteuils en carbone (toutes marques)				

Pincas de fixation (se reporter au guide de compatibilité)						
☐ EMF010030	Pincas pour tube de châssis ovale : Xenon ² potences fixes, Helium, Nitrum (1)		std	std	-	-
☐ EMF010031	Pincas pour Xenon ² SA (potences escamotables) (1)		std	std	-	-
☐ EMF010041	Pincas pour tube de châssis ovale : Progeo Joker / Ego / Tekna (1) (2) (5)		std	std	-	-
☐ EMF010029	Pincas pour tube de châssis rond : Argon ² , Neon ² , Easy 200/300, Life, Easy Max, RGK Tiga, Tiga Sub 4, Tiga FX (Pour tubes diamètres : 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm & 30 mm) (1) (2)		std	std	-	-
☐ EMF010052	Pincas pour tube de châssis hydrofromé tridimensionnel : Kuschall KSL, K-Series, Champion (à partir de 2019) (1) (2)		std	std	-	-

Kit de Montage			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☒	Kit de montage incluant: 4 barres de liaison pour s'adapter aux largeurs de châssis avant de 260 mm à 480 mm (3). Entièrement réglable pour toutes les hauteurs sol/siège et tous les angles de châssis.		std	std	-	-

Vitesses			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☐ EMF000025	6 km/h		std	std	-	-
☐ EMF000027	10 km/h (4) (le taux de TVA passe de 5.5% à 20% - Compléter la décharge de responsabilité page 4)		std	std	-	-
☐ EMF000028	15 km/h (4) (le taux de TVA passe de 5.5% à 20% - Compléter la décharge de responsabilité page 4)		std	std	-	-
☐ EMF000167	20 km/h (4) (le taux de TVA passe de 5.5% à 20% - Compléter la décharge de responsabilité page 4)		36.67	44.00	-	-

Écran			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☒	Affichage sur écran : état de la batterie, compteur kilométrique, distance totale parcourue, vitesse moyenne, consommation électrique en temps réel		std	std	-	-

Accessoires			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☒ EMF010033	Protection mousse pour barres de liaison (inclus)		std	std	-	-
☐ EMF090074	Éclairage avant et arrière (Additionnel, à clipser, montage sur le guidon du F55 et sur le dossier du fauteuil roulant)		83.41	88.00	-	-
☐ EMF010032	Béquille : montage sur barres de liaison		112.80	119.00	-	-
☐ EMF160010	Batterie Lithium Ion supplémentaire, 36V, 8.1 Ah (jusqu'à 25 km d'autonomie)		658.77	695.00	-	-
☐ EMF110155	Chargeur supplémentaire		69.19	73.00	-	-
☐ EMF090165	Dispositif anti-vol, câble		19.91	21.00	-	-
☐ EMF090166	Dispositif anti-vol, blocage du frein à disque		18.01	19.00	-	-

(1) Avant de passer commande, toujours vérifier si l'espace disponible est suffisant pour l'installation des pincas de fixation. Selon la configuration du fauteuil roulant, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'espace pour les pincas de fixation.

(2) Toujours s'assurer qu'un accord de combinaison est disponible pour les fauteuils d'un autre fabricant.

(3) La largeur de châssis du fauteuil roulant est mesurée du centre du tube au centre du tube opposé. Utilisez uniquement cette mesure pour vérifier la compatibilité, et non la largeur d'assise du fauteuil roulant.

(4) Décharge de l'Utilisateur à fournir avec le présent bon de commande (voir page 4). Le taux de TVA passe de 5.5% à 20% sur l'intégralité de la commande.

(5) Non disponible avec châssis en V.

(6) Consulter la matrice de compatibilité sur la fiche de mesures du modèle de fauteuil concerné.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ - À compléter et à signer par l'Utilisateur

Nous tenons à préciser que l'utilisation de l'Empulse F55 dans les versions 10km/h et 15 km/h n'est autorisée sur la voie publique que dans certains pays, sinon uniquement sur des voies privées.

En l'absence d'autorisation, conformément au code de la route, l'Empulse F55 avec des réglages de vitesse supérieures à 6 km/h ne peut pas être conduit sur les voies publiques, les pistes cyclables et les trottoirs. Vous devez vous informer sur la législation spécifique du pays concernant l'utilisation et votre obligation légale d'assurer l'Empulse F55 pour les versions supérieures à 6 km/h (10/15 km/h). Lorsque vous voyagez avec votre F55, vérifiez toujours la législation spécifique du pays de destination.

Lorsque vous passez une commande pour une version supérieure à 6 km/h, veuillez confirmer par votre signature ci-dessous, que vous avez compris les informations ci-dessus et que vous avez l'intention d'utiliser votre F55 uniquement sur une voie privée et que vous avez été informé de la nécessité de contracter une police d'assurance pour l'utilisation sur voie publique.

Je confirme par la présente, avoir pris connaissance des informations ci-dessus et suivre strictement la législation spécifique du pays.

Date			Signature Utilisateur
Jour	Mois	Année	

Empulse F55



// EMF070085 Roue motrice 8,5", pneumatique rigide avec chambre à air (Illustré avec le système de fixation pour fauteuils roulants potences fixes EMF010027 et inserts coloris rouge)



// EMF070086 Roue motrice 14", pneumatique (Illustré avec système de fixation pour fauteuils roulants potences fixes EMF010027 et inserts coloris bleu)



// EMF070085 Roue motrice 8.5", pneumatique rigide avec chambre à air (Illustré avec le système de fixation pour fauteuils roulants potences escamotables EMF010028 avec tubes de liaison plus longs et tube de direction à col de cygne. Inserts coloris orange).

Pinces de fixation



// EMF010029 Pincettes de fixation pour tubes de châssis ronds (adaptables aux tubes de 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm & 30 mm)

Accessoires



Éclairage LED, Garde-boue (coloris rouge) et frein à disque (illustré sur la roue motrice 8,5", pneumatique rigide EMF070085)



// EMF010032 Béquille : montage sur les tubes de liaison



Kit de couleurs (garde-boue) inclus dans la livraison



Kit de couleurs (rails latérales batterie) inclus dans la livraison (coloris bleu)

Commentaires

F55

€

Prix de base TTC

Total options TTC

Prix total TTC**Date****Signature**

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.frwww.SunriseMedical.fr