

DEVIS

COMMANDE



Poids maximum utilisateur : 140 kg / 160 kg

Poids du fauteuil à partir de : 94 kg

Moteurs et châssis garantis 4 ans / Batteries 1 an

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

- + Electronique VR2 (3 fonctions électriques max)
- + Vitesse 10km/h, moteurs 300W, batteries 60,4Ah
- + Accoudoirs réglables en haut. et en prof.
- + Assise standard avec coussin et repose-pieds
- + Inclinaison d'assise et de dossier mécanique
- + Largeur hors tout: 58cm
- + Roues av. 9" ou 10", roues motrices 14"
- + Amortisseurs arrière
- + Garde-boue roues motrices



# Juvo B4 AA1

01

## Modèle

◊ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix

490E75=1_AJ01_C	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
<input type="checkbox"/> Juvo B4 AA1 roues arrière motrices (propulsion) 3 fonctions électriques max et éclairage possible	3 306,11€	3 487,95€	9161609	3 487,95€	3 487,95€
<input type="checkbox"/> ET 012 Vitesse 6 km/h	○	○			
<input type="checkbox"/> ET 013 Vitesse 7,2 km/h	○	○			
<input type="checkbox"/> ET 014 Vitesse 10 km/h	◊	◊			
<input checked="" type="checkbox"/> ES 002 Accroche-taxi (kit de transport en véhicule avec utilisateur) NC dossier actif Baxx - Poids utilis. max 140kg	◊	◊			

### Motorisation

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> ET 016 Performance 300W - 4 pôles	○	○
<input checked="" type="checkbox"/> EW 002 Extension de garantie à 4 ans sur les moteurs	◊	◊

### Poids de l'utilisateur

75kg  100kg  113kg  125kg  140kg  160kg Information pour le réglage des amortisseurs

## 02 Assise et dossier

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

### Assise standard

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EC 002	Petite assise standard	O	O
<input type="checkbox"/> EC 003	Grande assise standard	O	O
<input type="checkbox"/> EC 004	Assise standard XL - Poids utilis. max 160kg 	208,53€	220,00€



Profondeur	Largeur Petite Assise			Largeur Grande Assise			Largeur Assise XL			
	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
42 cm										
44 cm										
46 cm										
48 cm										
50 cm										

 Choix non possible

### Assise VAS - Assise réglable Vario


Dossier réglable en tension, plaque d'assise réglable et coussin standard

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EC 005	Assise VAS - NC EC028 	521,33€	550,00€
<input type="checkbox"/> ED 048	Poignée de poussée	67,30€	71,00€



Profondeur	Largeur Assise VAS							
	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
38 cm								
40 cm								
42 cm								
44 cm								
46 cm								
48 cm								
50 cm								
52 cm								
54 cm								
56 cm								
58 cm								

### Hauteur assise en cm (sans le coussin d'assise)

 Choix non possible

Roues	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3
Hauteur d'assise en cm	40*		42.5		45		46	47.5		48.5	50	
Assise standard	●		●	●	●	●		●	●		●	●
Assise VAS					●			●	●		●	●
Assise standard	●		●	●	●	●		●	●		●	●
Assise standard							●			●		
Assise VAS							●			●		
Assise standard							●			●		
Assise VAS							●			●		

1.2: 9 pouces sans amortisseurs 1.3: 9 pouces + amortisseurs ou 10 pouces \*Hauteur d'assise 40cm uniquement avec petite assise standard  
Hauteur assise min 45cm avec grande assise standard

Hauteur assise 45cm: NC fourches suspendues


### Coussins d'assise


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EC 012	Coussin assise noir standard (épaisseur 5 cm)	0	0
<input type="checkbox"/> EC 013	Avec housse pour incontinence (épaisseur 5 cm)	92,89€	98,00€
<input type="checkbox"/> EC 034	Livo (épaisseur 5 cm) - Poids utilis. max 125kg	108,06€	114,00€
<input type="checkbox"/> EC 035	EvoFlair (épaisseur 8 cm) - Poids utilis. max 200kg	310,90€	328,00€
<input type="checkbox"/> EC 014	Terra (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	283,41€	299,00€
<input type="checkbox"/> EC 015	Terra Aquos (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	325,12€	343,00€
<input type="checkbox"/> EC 016	Terra Flair (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	583,89€	616,00€
<input type="checkbox"/> EC 018	Cloud (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 250kg	782,94€	826,00€

### Coussins d'Assise contour


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EC 020	Assise contour plat (épaisseur 7 cm) 	206,64€	218,00€
<input type="checkbox"/> EC 021	Assise contour incurvé (épaisseur 9 cm)	206,64€	218,00€
	Finition coussin assise contour au choix:		
<input type="checkbox"/> EC 022	Revêtement tissu 	0	0
<input type="checkbox"/> EC 023	Simili cuir 	0	0
<input type="checkbox"/> EC 024	Revêtement incontinence	40,76€	43,00€

### Coussins de Dossier contour

<input type="checkbox"/> ED 033	Toile de dossier réglable en tension	0	0
<input type="checkbox"/> ED 034	Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier <b>AVEC PLAQUE</b> , non réglable - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm	284,36€	300,00€
<input type="checkbox"/> ED 035	Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier <b>AVEC PLAQUE</b> , non réglable - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm 	284,36€	300,00€
<input type="checkbox"/> ED 050	Dossier avec contour plat - Réglable <b>PAR SANGLES</b> réglable en tension Compatible uniquement avec assise VAS largeur 40, 44, 50, 54cm	321,33€	339,00€
<input type="checkbox"/> ED 051	Dossier avec contour incurvé - Réglable <b>PAR SANGLES</b> réglable en tension Compatible uniquement avec assise VAS largeur 40, 44, 50, 54cm	321,33€	339,00€
	Finition coussin dossier contour au choix:		
<input type="checkbox"/> ED 037	Revêtement tissu	0	0
<input type="checkbox"/> ED 038	Simili cuir	0	0
<input type="checkbox"/> ED 039	Coussins latéraux - Uniquement avec ED035, ED050 et ED051	81,52€	86,00€
<input type="checkbox"/> ED 040	Support lombaire	62,56€	66,00€



### Dossier de positionnement Baxx



		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	<b>ED 036</b> Dossier de positionnement Baxx Version dossier haut AFT (maintien latéral et postérieur du dos) - Fixation 4 points Poids utilis. max 113kg - Réduction prof. 2cm - Uniquement avec assise VAS - NC largeur ass. 54cm 	834,12€	880,00€
<input type="checkbox"/>	<b>ED 041</b> Hauteur dossier haute - 46cm	0	0
<input type="checkbox"/>	<b>ED 042</b> Hauteur dossier extra haute - 51cm	0	0
<input type="checkbox"/>	<b>ED 043</b> Galbe actif - 6cm	0	0
<input type="checkbox"/>	<b>ED 044</b> Galbe profond - 10cm	0	0
<input type="checkbox"/>	<b>ED 045</b> Galbe extra profond - 15cm	0	0



### Teintes dossier Baxx

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	<b>ED 005</b> Orange métallique	0	0	<input type="checkbox"/>	<b>ED 009</b> Pourpre métallique	0	0
<input type="checkbox"/>	<b>ED 010</b> Bleu électrique	0	0	<input type="checkbox"/>	<b>ED 013</b> Noir mat	0	0
<input type="checkbox"/>	<b>ED 014</b> Rouge cardinal	0	0	<input type="checkbox"/>	<b>ED 021</b> Vert pomme métallique	0	0
<input type="checkbox"/>	<b>ED 023</b> Blanc neige	0	0				

### Appui-tête et support

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<b>GAMME CARE LINE</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>EL 006</b> Appui-tête, petit 	76,78€	81,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 007</b> Appui-tête, large	76,78€	81,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 013</b> Appui-nuque, petit 	76,78€	81,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 014</b> Appui-nuque, large	76,78€	81,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 015</b> Appui-tête en X, petit	88,15€	93,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 016</b> Appui-tête en X, large	88,15€	93,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 001</b> Support appui-tête Col de cygne	144,08€	152,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 002</b> Support appui-tête Multi axes, ouvert	155,45€	164,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 003</b> Support appui-tête Multi axes, droit	155,45€	164,00€
<b>GAMME ADVANCED LINE</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>EL 033</b> Comfort Plus, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	503,32€	531,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 034</b> Comfort Plus, taille M + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	513,74€	542,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 035</b> Comfort Plus, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	525,12€	554,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 036</b> Combo 3 parties, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	687,20€	725,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 037</b> Combo 3 parties, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	698,58€	737,00€
<input type="checkbox"/>	<b>EL 038</b> UniLink, extension 50mm pour support appui-tête UniLink	68,25€	72,00€



### Réglage assise et dossier

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise mécanique 0°/ 3°/ 6°	0	0
<input type="checkbox"/> EC 025	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité	758,29€	800,00€
<input type="checkbox"/> EC 026	Lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - NC EU051	2 085,31€	2 200,00€
<input type="checkbox"/> EC 027	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - NC EU051	2 274,88€	2 400,00€
<input type="checkbox"/> EC 028	Bascule d'assise électrique à 20° NC assise VAS et inclinaison -3°/ 6°/ 9°	625,59€	660,00€
<input type="checkbox"/> ED 046	Dossier mécanique, rabattable sur l'assise Avec assise standard (0/ 10/ 20/ 30°; -9/ 1/ 11/ 21°) et assise VAS (-5/ 0/ 10/ 20/ 30°)	◇	◇
<input type="checkbox"/> ED 047	Dossier électrique, rabattable sur l'assise Avec assise standard et assise VAS	663,51€	700,00€



## 03 Accoudoirs

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EE 023	Standards, réglables en hauteur mécaniquement, en continu	◇	◇
<input type="checkbox"/> EE 024	Relevables non rapportés au dossier - NC EC028 Uniquement pour assise 42cm, 48cm, 54cm et 56cm Avec assise standard, réglage de la largeur d'assise non possible	189,57€	200,00€
<input type="checkbox"/> EL 021	Couvre manchettes court	83,41€	88,00€
<input type="checkbox"/> EL 022	Rembouillage pour protège-vêtements Obligatoire avec petite assise standard et largeur 38cm	62,56€	66,00€



## 04 Repose-pieds / Repose-jambes

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EB 001/012	Repose-pieds avec palettes individuelles, plastiques Poids utilis. max 140kg	◇	◇
<input type="checkbox"/> EB 001/007	Repose-pieds avec palettes individuelles, aluminium	237,91€	251,00€
<input type="checkbox"/> EB 002/007	Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles, aluminium Poids utilis. max 140kg - NC UL < 21cm	868,25€	916,00€
<input type="checkbox"/> EB 003/007	Repose-jambes électriques individuels avec palettes individuelles, aluminium Poids utilis. max 140kg - NC UL < 21cm - NC EU051 VR2	1 185,78€	1 251,00€
<input type="checkbox"/> EB 004/007	Repose-jambes électriques en simultané avec palettes individuelles, aluminium NC UL < 21cm	1 185,78€	1 251,00€
<input type="checkbox"/> 18999.002	Système Easy Push (escamotage des repose-jambes électriques ou mécaniques)	827,49€	873,00€
<input type="checkbox"/> EB 001/009	Palettes monobloc, aluminium NC UL < 17cm	200,95€	212,00€
<input type="checkbox"/> EB 010	Protections genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques - NC EB001	181,04€	191,00€



### Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm ..... (réglage possible de 15 à 54cm)  
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. .... cm

## 05 Commandes électroniques

◇ : configuration standard

○ : options sans supplément de prix

### Boîtier de commande

				PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 051	VR2 (90A) avec 3 fonctions électriques max et éclairage possible: repose-jambes électriques en simultané (EB004), dossier électrique, assise électrique NC EC027 (lift) / NC EB003 (repose-jambes individuels) Uniquement avec un poids utilis. max <120kg			◇	◇
<input type="checkbox"/> EU 058/ 056	R'Net Led Light (90A) Obligatoire avec repose-jambes électriques individuels (EB003) et lift (EC027)			920,38€	971,00€
<input type="checkbox"/> EU 052 EU 056	R'Net TEN° (90A) - fonctions Bluetooth et Infrarouge intégrées 4 fonctions Bluetooth max. Compatible Apple, Android, Windows Phone. Obligatoire avec repose-jambes électriques individuels (EB003) et lift (EC027)			1 397,16€	1 474,00€
<input type="checkbox"/>	Ergo tétra pour R'Net TEN° - 493U75=ST188			46,45€	49,00€
<input type="checkbox"/> EU 057	Commande tierce personne <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche		9384775 714,26€	677,02€	714,26€
<input type="checkbox"/> EU 095	Chauffe-mains (protection transparente pour protéger la main côté boîtier de commande)			1 138,39€	1 201,00€



### Teintes boîtier TEN°

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	
<input type="checkbox"/> EU 005	Orange métallique	○	○	<input type="checkbox"/> EU 009	Pourpre métallique	○	○
<input type="checkbox"/> EU 010	Bleu électrique	○	○	<input type="checkbox"/> EU 013	Noir mat	○	○
<input type="checkbox"/> EU 014	Rouge cardinal	○	○	<input type="checkbox"/> EU 021	Vert pomme métallique	○	○
<input type="checkbox"/> EU 023	Blanc neige	○	○				

### Boutons Piko

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 067	Diamètre 50mm rouge / noir	290,05€	306,00€
<input type="checkbox"/> EU 068	Diamètre 30mm rouge / noir	290,05€	306,00€

### Pantographe (escamotage du boîtier de commande)

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 071	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 10cm	◇	◇
<input type="checkbox"/> EU 072	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 18cm	103,32€	109,00€
Côté de montage du pantographe <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		○	○

### Accessoires de joystick

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 080	Embout de joystick en U pour tétraplégique (longueur de main 70 .....90mm)		134,60€	142,00€
<input type="checkbox"/> EU 081	Stick S80 (tige de 80mm de hauteur)		81,52€	86,00€
<input type="checkbox"/> EU 082	Soft ball (revêtement noir)		134,60€	142,00€
<input type="checkbox"/> EU 083	Embout de balle de golf, petit (diamètre 43mm)		92,89€	98,00€
<input type="checkbox"/> EU 084	Embout de balle de golf, grand (diamètre 48mm)		92,89€	98,00€
<input type="checkbox"/> EU 085	Soft ball colorée (diamètre 30mm, 4 pièces)		92,89€	98,00€



### Modules pour commandes spéciales R'Net TEN°

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EU 054	Omni module (écran LCD) pour commandes spéciales	1 345,02€	1 419,00€
<input type="checkbox"/>	EU 073	Support standard pour EU054 - NC ES012	76,78€	81,00€
<input type="checkbox"/>	EU 074	Support type Col de cygne pour EU054 - NC ES012	227,49€	240,00€
<input type="checkbox"/>	EU 075	Support type Col de cygne pour tablette, pour EU054	196,21€	207,00€



### Contrôles spéciaux Mo-Vis

Contrôles spéciaux Mo-Vis sans écran Omni - Options non montées

Voir FDM Commandes Mo-Vis

## 06 Roues motrices

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EG 001	14" pneu	O	O
<input type="checkbox"/>	EG 002	14" bandage	92,89€	98,00€
<input type="checkbox"/>	EG 011	Gris	O	O
<input type="checkbox"/>	EG 012	Noir	O	O
<input type="checkbox"/>	EG 013	Rainurés - Compatible uniquement avec EG011	O	O
<input type="checkbox"/>	EG 014	Crampons	O	O
<input type="checkbox"/>	EG 015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons - Compatible uniquement avec EG011	O	O




## 07 Roues directrices

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EF 005	9" pneu	O	O
<input type="checkbox"/>	EF 006	9" bandage	72,04€	76,00€
<input type="checkbox"/>	EF 007	10" pneu - NC EF001	O	O
<input type="checkbox"/>	EF 008	10" bandage- NC EF001	72,04€	76,00€
<input type="checkbox"/>	EF 001	Avec amortisseurs	212,32€	224,00€
<input type="checkbox"/>	EF 002	Sans amortisseurs	O	O
<input type="checkbox"/>	EF 020	Verrouillage des roues directionnelles	206,64€	218,00€
<input type="checkbox"/>	EF 023	Stabilisation de trajectoire électrique (Gyro) - NC ET001 et EU032 - Uniquement avec R'Net TEN°	536,49€	566,00€

## 08 Batteries





◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 036	Batteries AGM Hybride 60,4 Ah (C20) / 56 Ah (C5)	◇	◇
<input type="checkbox"/> EU 032 EU 044	Batteries Gel 74 Ah (C20) / 63 Ah (C5), inclus chargeur de batteries 10A, sans ventilateur, prise 3 broches	610,43€	644,00€
<input type="checkbox"/> EU 041	Chargeur de batteries 8A 	◇	◇



## 09 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard  
 ○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EA 010	Garde-boue roues motrices 	◇	◇
<input type="checkbox"/> EA 011	Garde-boue roues directionnelles	72,04€	76,00€
<input type="checkbox"/> ES 013	Préparation pour système d'arrimage DAHL - Poids utilis max 140kg - NC EC028 	155,45€	164,00€
<input type="checkbox"/> ES 021	Kit éclairage	521,33€	550,00€
<input type="checkbox"/> ET 002	Prise alimentation externe 12V - Type allume cigare, montage à droite	362,09€	382,00€
<input type="checkbox"/> ET 003	Prise alimentation externe 24V - Type allume cigare, montage à droite	155,45€	164,00€
<input type="checkbox"/> ET 004	Prise alimentation externe 5V - Type USB, montage à droite	164,93€	174,00€
<input type="checkbox"/> EF 021	Monte-trottoirs 	362,09€	382,00€
<input type="checkbox"/> ES 003	Pochette pour téléphone portable	40,76€	43,00€
<input type="checkbox"/> ES 004	Porte-bagage 	258,77€	273,00€
<input type="checkbox"/> ES 005	Porte-canne	92,89€	98,00€
<input type="checkbox"/> ES 006	Rétroviseur (montage côté opposé au joystick) - NC ES012	134,60€	142,00€
<input type="checkbox"/> ES 007	Kit outil	52,13€	55,00€
<input type="checkbox"/> ES 010	Porte-bouteille	31,28€	33,00€
<input type="checkbox"/> ES 011	Pompe électrique rechargeable Airman	186,73€	197,00€
<input type="checkbox"/> ET 001	Klaxon externe	402,84€	425,00€
<input type="checkbox"/> ES 023	Crochet/ support sac à dos pour assise standard et VAS - Poids max supporté 10kg	80,57€	85,00€
<input type="checkbox"/> ES 012	Tablette thérapeutique escamotable, côté opposé au joystick - NC ES006	465,40€	491,00€







## 10 Coloris de châssis


◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> 005	Orange métallique	o	o	<input type="checkbox"/> 009	Pourpre métallique	o	o
<input type="checkbox"/> 010	Bleu électrique	o	o	<input type="checkbox"/> 013	Noir mat	o	o
<input type="checkbox"/> 014	Rouge cardinal	o	o	<input type="checkbox"/> 021	Vert pomme métallique	o	o
<input type="checkbox"/> 023	Blanc neige RAL 9016	o	o				

## 11 Ceintures et harnais

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EP 001	Standard		◇	◇
<input type="checkbox"/> EP 020	2 points, avec enrouleur, boucle métallique		186,73€	197,00€
<input type="checkbox"/> EP 002	2 points, rembourrée, boucle métallique		144,08€	152,00€
<input type="checkbox"/> EP 003	2 points, rembourrée, boucle plastique		134,60€	142,00€
<input type="checkbox"/> EP	Harnais dynamique	EP 005 <input type="checkbox"/> taille S   EP 006 <input type="checkbox"/> taille M   EP 007 <input type="checkbox"/> taille L	175,36€	185,00€
<input type="checkbox"/> EP	Harnais thoracique	EP 008 <input type="checkbox"/> taille S   EP 009 <input type="checkbox"/> taille M   EP 010 <input type="checkbox"/> taille L	175,36€	185,00€
<input type="checkbox"/> EP 011	Harnais thoracique Slimline (sangle fine)	EP 011 <input type="checkbox"/> taille S   EP 012 <input type="checkbox"/> taille M   EP 013 <input type="checkbox"/> taille L	175,36€	185,00€
<input type="checkbox"/> EP	Harnais épaule	EP 014 <input type="checkbox"/> taille S   EP 015 <input type="checkbox"/> taille M   EP 016 <input type="checkbox"/> taille L	185,78€	196,00€



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

ENVOYER



EC 002/003/004 Assise standard



EC 005 Assise VAS



EC 020/ ED 034 Coussins assise et dossier avec contour plat



EC 022 Coussins avec revêtement tissu



EC 023 Coussins avec revêtement simili cuir



EC 021/ ED 035 Coussins assise et dossier avec contour incurvé



ED 036 Dossier de positionnement Baxx



EL 006/007 Appui-tête petit/ large



EL 013/014 Appui-nuque



EL 015/016 Appui-tête en X



EC 025 Bascule d'assise électrique à 45°



EC 026 Lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm



ED 047 Dossier électrique, rabattable sur l'assise



EE 024 Accoudoirs relevables non rapportés au dossier




EB 001 Repose-pieds avec palettes individuelles



EB 002 Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles



EB 003 Repose-jambes électriques avec palettes individuelles



EB 012 Palettes plastiques



EB 007 Palettes aluminium



EU 051 Electronique VR2



EU 058 R'Net Led Light



EU 052 R'Net TEN°



EU 057 Commande tierce personne



EU 080 Embout de joystick en U pour tétraplégique



EU 081 Stick S80



EU 082 Soft Ball (revêtement noir)



EU 083 Embout de balle de golf, petit



EU 084 Embout de balle de golf, grand



EU 085 Soft ball colorée



EU 054 Omni module (écran LCD) pour commandes spéciales



EG 013 Roues motrices rainurées



EG 014 Roues motrices crampons



EU 041 Chargeur de batteries 8A




EA 010 Garde-boue roues motrices



ES 013 Préparation pour système d'arrimage DAHL



ES 021 Kit éclairage



ET 002/003/004 Prise alimentation externe 12V, 24V ou USB



EF 021 Monte-trottoirs




EU 003 Pochette pour téléphone portable



ES 004 Porte-bagage



ES 010 Porte-bouteille



EP 001 Ceinture standard

EP 002 Ceinture 2 points,  
rembourrée, boucle métalliqueEP 003 Ceinture 2 points,  
rembourrée, boucle plastiqueEP 0005/ 006/ 007  
Harnais dynamiqueEP 008/ 009/ 010  
Harnais thoraciqueEP 011/ 012/ 013  
Harnais thoracique SlimlineEP 014/ 015/ 016  
Harnais épaule