

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 160 kg / 200 kg en option

Poids du fauteuil à partir de : 107 kg

Moteurs et châssis garantis 4 ans / Batteries 1 an



- + Version traction, propulsion ou 6 roues
- + Electronique R'Net TEN°
- + Vitesse 10km/h, moteurs 300W, batteries gel 74Ah
- + Kit éclairage
- + Assise VAS avec dossier et coussin contour
- + Inclinaison d'assise et de dossier mécanique
- + Largeur hors tout: 64cm
- + Roues av. 9" ou 10", roues motrices 14"
- + Version 6 roues: roues av. 6", roues motrices 14"
- + Garde-boue



# Juvo B6 AA1

01

## Modèle

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

490E75=0_AJXX_C		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
<input type="checkbox"/> AJ05_C	Juvo B6 AA1 roues arrière motrices (propulsion)	8 720,38€	9 200,00€	9161609	3 487,95€	3 487,95€
<input type="checkbox"/> EA 005	Roues arrière motrices (propulsion)	◇	◇			
<input type="checkbox"/> EA 008	Châssis B6	◇	◇			
<input type="checkbox"/> AJ06_C	Juvo B6 AA1 roues avant motrices (traction)	8 720,38€	9 200,00€	9161609	3 487,95€	3 487,95€
<input type="checkbox"/> EA 004	Roues avant motrices (traction)	◇	◇			
<input type="checkbox"/> EA 008	Châssis B6	◇	◇			
<input type="checkbox"/> AJ11_C	Juvo B6 AA1 roues centrales motrices	8 720,38€	9 200,00€	9161609	3 487,95€	3 487,95€
<input type="checkbox"/> EA 006	Roues centrales motrices	◇	◇			
<input type="checkbox"/> EA 008	Châssis B6	◇	◇			
<input type="checkbox"/> ET 012	Vitesse 6 km/h	O	O			
<input type="checkbox"/> ET 013	Vitesse 7,2 km/h	O	O			
<input type="checkbox"/> ET 014	Vitesse 10 km/h	O	O			
<input checked="" type="checkbox"/> ES 002	Accroche-taxi (kit de transport en véhicule avec utilisateur) - NC dossier Recaro et dossier actif Baxx De série avec EA006 (roues centrales)	◇	◇			
<input type="checkbox"/> EA 018	Poids utilisateurs max 180kg - NC version propulsion Vitesse 6km/h	Fabrication spéciale				
		Sur devis				
<input type="checkbox"/> EA 020	Poids utilisateurs max 200kg - NC version propulsion Vitesse 6km/h	Fabrication spéciale				
		Sur devis				



**Motorisation**

ET 016 Performance 300W - 4 pôles

EW 002 Extension de garantie à 4 ans sur les moteurs

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
o	o
◇	◇

**Poids de l'utilisateur**


70kg  75kg  90kg  100kg  113kg  125kg  140kg  160kg  180kg  200kg Information pour le réglage des

**02 Assise et dossier**

◇ : configuration standard  
o : options sans supplément de prix

**Assise standard**

EC 001 Assise standard junior

EC 002 Petite assise standard 


EC 003 Grande assise standard

EC 004 Assise standard XL


PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
o	o
o	o
o	o
o	o



Profondeur	Largeur Assise Junior				Largeur Petite Assise			Largeur Grande Assise			Largeur Assise XL			
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
34 cm														
36 cm														
38 cm														
40 cm														
42 cm														
44 cm														
46 cm														
48 cm														
50 cm														

 Choix non possible

**Assise VAS - Assise réglable Vario**

EC 005 Assise VAS - Dossier réglable en tension, plaque d'assise réglable et coussin standard 

ED 048 Poignée de poussée

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
o	o
66,35€	70,00€



Profondeur	Largeur Assise VAS								
	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
38 cm									
40 cm									
42 cm									
44 cm									
46 cm									
48 cm									
50 cm									
52 cm									
54 cm									
56 cm									
58 cm									




## Hauteur assise en cm (sans le coussin d'assise)

Se reporter au tableau en fin de fiche de mesure et entourer la hauteur souhaitée


### Coussins d'assise


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EC 011	Sans coussin	0	0
<input type="checkbox"/> EC 012	Coussin assise noir standard (épaisseur 5 cm)	0	0
<input type="checkbox"/> EC 013	Avec housse pour incontinence (épaisseur 5 cm)	90,05€	95,00€
<input type="checkbox"/> EC 034	Livo (épaisseur 5 cm) - Poids utilis. max 125kg	108,06€	114,00€
<input type="checkbox"/> EC 035	EvoFlair (épaisseur 8 cm) - Poids utilis. max 200kg	309,95€	327,00€
<input type="checkbox"/> EC 014	Terra (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	284,36€	300,00€
<input type="checkbox"/> EC 015	Terra Aquos (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	326,07€	344,00€
<input type="checkbox"/> EC 016	Terra Flair (épaisseur 10 cm) - Poids utilis. max 150kg	584,83€	617,00€
<input type="checkbox"/> EC 018	Cloud (épaisseur 10 cm)	782,94€	826,00€

### Coussins d'Assise contour



		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EC 020	Assise contour plat (épaisseur 7 cm) 	0	0
<input type="checkbox"/> EC 021	Assise contour incurvé (épaisseur 9 cm)	0	0
	Fnition coussin assise contour au choix:		
<input type="checkbox"/> EC 022	Revêtement tissu 	0	0
<input type="checkbox"/> EC 023	Simili cuir 	0	0
<input type="checkbox"/> EC 024	Revêtement incontinence	47,39€	50,00€

### Coussins de Dossier contour

<input type="checkbox"/> ED 032	Sans toile de dossier (à cocher si Dossier de positionnement Baxx choisi)	0	0
<input type="checkbox"/> ED 033	Toile de dossier réglable en tension	0	0
<input type="checkbox"/> ED 034	Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier <b>AVEC PLAQUE</b> , non réglable - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm	0	0
<input type="checkbox"/> ED 035	Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier <b>AVEC PLAQUE</b> , non réglable - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm 	0	0
<input type="checkbox"/> ED 050	Dossier avec contour plat Réglable <b>PAR SANGLES</b> réglable en tension - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm	0	0
<input type="checkbox"/> ED 051	Dossier avec contour incurvé Réglable <b>PAR SANGLES</b> réglable en tension - si assise VAS uniquement largeur 40, 44, 50, 54cm	0	0
	Fnition coussin dossier contour au choix:		
<input type="checkbox"/> ED 037	Revêtement tissu	0	0
<input type="checkbox"/> ED 038	Simili cuir	0	0
<input type="checkbox"/> ED 039	Coussins latéraux - Uniquement avec ED035, ED050 et ED051	80,57€	85,00€
<input type="checkbox"/> ED 040	Support lombaire	60,66€	64,00€





### Assise Recaro

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EC 006	Recaro N-Joy (dossier manuel uniquement) 	1 886,26€	1 990,00€
<input type="checkbox"/> EC 007	Recaro N-Joy Plus (dossier manuel, rembourrage d'ass. amovible pour installation d'un coussin anti-escarre) Réglage souhaité: .....cm - profondeur réglable de 38 à 56cm	3 696,68€	3 900,00€
Modules d'assise Recaro: choisissez votre combinaison assise / dossier			
<input type="checkbox"/> ED 030	Dossier LX (dossier inclinable électriquement)	1 421,80€	1 500,00€
<input type="checkbox"/> ED 031	Dossier LT (dossier électrique - pelotes latérales réglables)	1 421,80€	1 500,00€
<input type="checkbox"/> EC 008	Assise F (bords plats = transferts facilités)	1 345,02€	1 419,00€
<input type="checkbox"/> EC 009	Assise X (bords hauts, profondeur réglable manuellement) 	1 345,02€	1 419,00€
<input type="checkbox"/> EC 010	Assise W (bords plats, profondeur réglable manuellement)	1 345,02€	1 419,00€
Hauteur sol-plaque (Recaro uniquement) <input type="checkbox"/> 52cm - NC bascule assise mécanique et électrique <input type="checkbox"/> 57cm			



### Dossier de positionnement Baxx



		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> ED 036	Dossier de positionnement Baxx Version dossier haut AFT (maintien latéral et postérieur du dos) - Fixation 4 points Poids utilis. max 113kg - Réduction prof. 2cm - Uniquement avec assise VAS - NC largeur ass. 54cm 	817,06€	862,00€
<input type="checkbox"/> ED 041	Hauteur dossier haute - 46cm	0	0
<input type="checkbox"/> ED 042	Hauteur dossier extra haute - 51cm	0	0
<input type="checkbox"/> ED 043	Galbe actif - 6cm	0	0
<input type="checkbox"/> ED 044	Galbe profond - 10cm	0	0
<input type="checkbox"/> ED 045	Galbe extra profond - 15cm	0	0



### Teintes dossier Baxx


	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> ED 002	Anthracite métallique	0	<input type="checkbox"/> ED 003	Noir profond	0
<input type="checkbox"/> ED 004	Bleu glace	0	<input type="checkbox"/> ED 005	Orange métallique	0
<input type="checkbox"/> ED 009	Pourpre métallique	0	<input type="checkbox"/> ED 012	Bleu métallique	0
<input type="checkbox"/> ED 013	Noir mat	0	<input type="checkbox"/> ED 014	Rouge cardinal	0
<input type="checkbox"/> ED 016	Gris clair métallique	0	<input type="checkbox"/> ED 017	Jaune vif	0
<input type="checkbox"/> ED 018	Rouge vif	0	<input type="checkbox"/> ED 021	Vert pomme métallique	0
<input type="checkbox"/> ED 022	Blanc crème	0	<input type="checkbox"/> ED 023	Blanc neige	0
<input type="checkbox"/> ED 027	Gris titane	0	<input type="checkbox"/> ED 029	Rose RAL 4010	0

**Appui-tête**

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<b>GAMME CARE LINE</b>				
<input type="checkbox"/>	EL 006	Appui-tête, petit 	94,79€	100,00€
<input type="checkbox"/>	EL 007	Appui-tête, large	94,79€	100,00€
<input type="checkbox"/>	EL 013	Appui-nuque, petit 	76,78€	81,00€
<input type="checkbox"/>	EL 014	Appui-nuque, large	76,78€	81,00€
<input type="checkbox"/>	EL 015	Appui-tête en X, petit	88,15€	93,00€
<input type="checkbox"/>	EL 016	Appui-tête en X, large	88,15€	93,00€
<input type="checkbox"/>	EL 001	Support appui-tête Col de cygne	284,36€	300,00€
<input type="checkbox"/>	EL 002	Support appui-tête Multi axes, ouvert	284,36€	300,00€
<input type="checkbox"/>	EL 003	Support appui-tête Multi axes, droit	284,36€	300,00€
<b>GAMME ADVANCED LINE</b>				
<input type="checkbox"/>	EL 033	Comfort Plus, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	504,27€	532,00€
<input type="checkbox"/>	EL 034	Comfort Plus, taille M + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	513,74€	542,00€
<input type="checkbox"/>	EL 035	Comfort Plus, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	525,12€	554,00€
<input type="checkbox"/>	EL 036	Combo 3 parties, taille S + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	687,20€	725,00€
<input type="checkbox"/>	EL 037	Combo 3 parties, taille L + UniLink, support appui-tête multi axes (EL031)	698,58€	737,00€
<input type="checkbox"/>	EL 038	UniLink, extension 50mm pour support appui-tête UniLink	68,25€	72,00€



**Réglage assise et dossier**

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EC 025	Basculer d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité A partir hauteur ass. 47cm 	758,29€	800,00€
<input type="checkbox"/>	EC 026	Lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - A partir hauteur ass. 47cm	2 142,18€	2 260,00€
<input type="checkbox"/>	EC 027	Basculer d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - A partir hauteur ass. 47cm	2 331,75€	2 460,00€
<input type="checkbox"/>	EU 056	Module de vérin pour boîtier de commande R'Net A cocher si fonctions électriques nécessaires	414,22€	437,00€
<input type="checkbox"/>	ED 046	Dossier mécanique, rabattable sur l'assise Avec assise standard (0/ 10/ 20/ 30°; -9/ 1/ 11/ 21°) et assise VAS (-5/ 0/ 10/ 20/ 30°)	◇	◇
<input type="checkbox"/>	ED 047	Dossier électrique 30°, rabattable sur l'assise Avec assise standard, assise VAS, assise Recaro sauf N'Joy	663,51€	700,00€
<input type="checkbox"/>	SBK	Dossier électrique -7° à 50° rabattable sur l'assise SBK 122019.003 (assise VAS) - SBK 20465.005 (assise standard) Prof assise < 54cm - Hauteur dossier 54cm Amplitude de réglage lors de l'utilisation combinée du dossier 50° et de l'inclinaison d'assise 45° limitée	1 811,37€	1 911,00€



## 03 Accoudoirs

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EE 023	Standards, réglables en hauteur mécaniquement, en continu	◇	◇
<input type="checkbox"/> EE 024	Relevables non rapportés au dossier - NC assise Junior et Recaro Uniquement pour assise 42cm, 48cm, 54cm et 56cm Avec assise standard, réglage de la largeur d'assise non possible	189,57€	200,00€
<input type="checkbox"/> SBK	Rapportés au dossier pour assise standard - SBK 19215.006 - NC assise Junior et assise <40cm	1 345,34€	1 419,00€
<input type="checkbox"/> SBK	Rapportés au dossier pour assise VAS - SBK 122019.002	1 759,24€	1 856,00€



## 04 Repose-pieds / Repose-jambes

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EB 001/006	Repose-pieds avec palettes individuelles, plastiques Poids utilis. max 140kg	O	O
<input type="checkbox"/> EB 001/007	Repose-pieds avec palettes individuelles, aluminium	◇	◇
<input type="checkbox"/> EB 002/007	Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles, aluminium Poids utilis. max 140kg - NC UL < 21cm	663,51€	700,00€
<input type="checkbox"/> EB 003/007	Repose-jambes électriques avec palettes individuelles, aluminium Poids utilis. max 140kg - NC UL < 21cm	1 611,37€	1 700,00€
<input type="checkbox"/> EB 001/009	Palettes monobloc, aluminium NC UL < 17cm	165,88€	175,00€
<input type="checkbox"/> EB 004/009	Repose-jambes électriques avec palette monobloc, aluminium	1 777,25€	1 875,00€
<input type="checkbox"/> 18999.002	Système Easy Push (escamotage des repose-jambes électriques ou mécaniques)	827,49€	873,00€
<input type="checkbox"/> EB 010	Protections genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques - NC EB001	151,66€	160,00€
<input type="checkbox"/> EB 013	Palette centrale mécanique - Réglage pied droit et gauche individuellement - NC EC001	616,11€	650,00€



### Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm ..... (réglage possible de 15 à 54cm) - Longueur 50 à 54cm NC assise Recaro  
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. .... cm

## 05 Commandes électroniques

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

Boîtier de commande		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 053 <input type="checkbox"/> EU 056	R'Net TEN° (120A) - fonctions Bluetooth et Infrarouge intégrées, sans fonction électrique 4 fonctions Bluetooth max. Compatible Apple, Android, Windows Phone.	◇	◇
<input type="checkbox"/> EU 079	R'Net LED Light (120A) + module de vérin EU 056	◇	◇
<input type="checkbox"/>	Ergo tétra pour R'Net TEN° - 493U75=5T188	46,45€	49,00€
<input type="checkbox"/> EU 057	Commande tierce personne <input type="checkbox"/> droit <input type="checkbox"/> gauche	9384775 714,26€	677,02€ 714,26€



**Teintes boîtier TEN°**

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		
<input type="checkbox"/>	EU 002	Anthracite métallique	o	o	<input type="checkbox"/>	EU 003	Noir profond	o	o
<input type="checkbox"/>	EU 004	Bleu glace	o	o	<input type="checkbox"/>	EU 005	Orange métallique	o	o
<input type="checkbox"/>	EU 009	Pourpre métallique	o	o	<input type="checkbox"/>	EU 012	Bleu métallique	o	o
<input type="checkbox"/>	EU 013	Noir mat	o	o	<input type="checkbox"/>	EU 014	Rouge cardinal	o	o
<input type="checkbox"/>	EU 016	Gris clair métallique	o	o	<input type="checkbox"/>	EU 017	Jaune vif	o	o
<input type="checkbox"/>	EU 018	Rouge vif	o	o	<input type="checkbox"/>	EU 021	Vert pomme métallique	o	o
<input type="checkbox"/>	EU 022	Blanc crème	o	o	<input type="checkbox"/>	EU 023	Blanc neige	o	o
<input type="checkbox"/>	EU 065	Gris titane	o	o	<input type="checkbox"/>	EU 029	Rose RAL 4010	o	o

**Boutons Piko**

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EU 067	Diamètre 50mm rouge / noir	274,88€ / 290,00€
<input type="checkbox"/>	EU 068	Diamètre 30mm rouge / noir	274,88€ / 290,00€

**Pantographe (escamotage du boîtier de commande)**


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EU 071	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 10cm	◇ / ◇
<input type="checkbox"/>	EU 072	Escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 18cm	o / o
Côté de montage du pantographe <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		o	o

**Accessoires de joystick**

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EU 080	Embout de joystick en U pour tétraplégique (longueur de main 70 .....90mm)		123,22€ / 130,00€
<input type="checkbox"/>	EU 081	Stick S80 (tige de 80mm de hauteur)		80,57€ / 85,00€
<input type="checkbox"/>	EU 082	Soft ball (revêtement noir)		137,44€ / 145,00€
<input type="checkbox"/>	EU 083	Embout de balle de golf, petit (diamètre 43mm)		91,94€ / 97,00€
<input type="checkbox"/>	EU 084	Embout de balle de golf, grand (diamètre 48mm)		91,94€ / 97,00€
<input type="checkbox"/>	EU 085	Soft ball colorée (diamètre 30mm, 4 pièces)		91,94€ / 97,00€




### Modules pour commandes spéciales

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 054	Ecran TEN° pour commandes spéciales 	1 345,02€	1 419,00€
<input type="checkbox"/> EU 055	Module entrée / sortie D50883	748,82€	790,00€
<input type="checkbox"/> EU 094	Module sans fil Easywave radio fréquence - Uniquement avec EU055	360,19€	380,00€




### Support pour écran TEN° (EU054)

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 073	Standard - NC ES012	80,57€	85,00€
<input type="checkbox"/> EU 074	Type Col de cygne - NC ES012	229,38€	242,00€
<input type="checkbox"/> EU 075	Type Col de cygne pour tablette	196,21€	207,00€



### Contrôles spéciaux avec écran TEN° (EU054)


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 103	Commande au souffle - Uniquement avec assise Recaro	1 365,88€	1 441,00€
<input type="checkbox"/> EU 100	Micro Joystick Omni (10g)	3 280,57€	3 461,00€
<input type="checkbox"/> EU 101	Multi Joystick Omni (50g) 	2 990,52€	3 155,00€
<input type="checkbox"/> EU 102	All round Joystick Omni Light (120g)	2 483,41€	2 620,00€
<input type="checkbox"/> EU 128	All round Joystick (250g)	1 552,61€	1 638,00€
<input type="checkbox"/> EU 129	All round Heavy Duty Joystick (650g)	2 794,31€	2 948,00€
<input type="checkbox"/> EU 104	Commande par bouton <input type="checkbox"/> 3 boutons <input type="checkbox"/> 4 boutons	610,43€	644,00€



### Bouton Piko (uniquement avec EU104)

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 086	1 <sup>er</sup> Piko bouton diam. 50mm <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> jaune <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> argent	156,40€	165,00€
<input type="checkbox"/> EU 090	1 <sup>er</sup> Piko bouton diam. 30mm <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> jaune <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> argent	156,40€	165,00€
<input type="checkbox"/> EU 186	2 <sup>eme</sup> Piko bouton diam. 50mm <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> jaune <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> argent	156,40€	165,00€
<input type="checkbox"/> EU 190	2 <sup>eme</sup> Piko bouton diam. 30mm <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> jaune <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> argent	156,40€	165,00€
<input type="checkbox"/> EU 286	3 <sup>eme</sup> Piko bouton diam. 50mm <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> jaune <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> argent	156,40€	165,00€
<input type="checkbox"/> EU 290	3 <sup>eme</sup> Piko bouton diam. 30mm <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> jaune <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> argent	156,40€	165,00€
<input type="checkbox"/> EU 386	4 <sup>eme</sup> Piko bouton diam. 50mm <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> jaune <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> argent	156,40€	165,00€
<input type="checkbox"/> EU 390	4 <sup>eme</sup> Piko bouton diam. 30mm <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> jaune <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> argent	156,40€	165,00€

### Support pour commandes spéciales Mo-Vis (uniquement avec EU100/101) Commande au doigt à fixer dans le prolongement de l'accodoir

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 110	Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 1 micro bouton (on/off)	258,77€	273,00€
<input type="checkbox"/> EU 111	Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 2 micro boutons (on/off et mode) 	402,84€	425,00€
<input type="checkbox"/> EU 112	Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 1 bouton Piko diam. 30mm (on/off)	268,25€	283,00€
<input type="checkbox"/> EU 113	Support pour commandes spéciales Mo-Vis inclus 2 boutons Piko diam. 50mm (on/off et mode)	424,64€	448,00€





### Contrôles spéciaux Mo-Vis

Contrôles spéciaux Mo-Vis sans écran Omni - Options non montées

Voir FDM Commandes Mo-Vis



### Support pour joystick Mo-Vis (options montées)


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 076	Commande au menton à escamotage électrique à gauche - NC EU102, EL004, EL005	2 180,09€	2 300,00€
<input type="checkbox"/> EU 077	Commande au menton à escamotage électrique à droite - NC EU102, EL004, EL005	2 180,09€	2 300,00€
<input type="checkbox"/> EU 078	Support pour tablette thérapeutique - ES012 obligatoire	478,67€	505,00€

### Joystick Mo-Vis type R'Net (options montées)

Se branche directement sur le bus R'Net

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 105	Micro Joystick R'Net (10g)	3 404,74€	3 592,00€
<input type="checkbox"/> EU 106	Multi Joystick R'Net (50g)	3 208,53€	3 385,00€
<input type="checkbox"/> EU 107	All Round Joystick Omni (250g)	2 679,62€	2 827,00€
<input type="checkbox"/> EU 108	All Round Joystick R'Net Light (120g)	1 862,56€	1 965,00€
<input type="checkbox"/> EU 109	All Round R'Net Heavy Duty (650g)	3 343,13€	3 527,00€

### Commande sur tablette avec R'Net

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 063 ES 014	Commande TEN° sur tablette escamotable électriquement avec 1 bouton Piko inclus pour la rotation. Montage au centre de la tablette - Joystick 250g 	2 690,99€	2 839,00€
<input type="checkbox"/> EU 063/117 ES 014	Commande TEN° sur tablette escamotable électriquement avec 1 bouton Piko inclus pour la rotation. Montage au centre de la tablette - Joystick 120g	4 139,34€	4 367,00€
<input type="checkbox"/> ES 015	Tablette thérapeutique relevable, sans découpe, pour placement de la commande par le prestataire	548,82€	579,00€
<input type="checkbox"/> EU 063/116	Commande TEN° pour tablette avec joystick 250g et 1 bouton Piko inclus	1 914,69€	2 020,00€
<input type="checkbox"/> EU 063/117	Commande TEN° pour tablette avec joystick 120g et 1 bouton Piko inclus	3 363,03€	3 548,00€





## 06

## Roues motrices

◇ : configuration standard



○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EG 001	14" pneu	○	○
<input type="checkbox"/> EG 002	14" bandage	90,05€	95,00€
<input type="checkbox"/> EG 011	Gris	○	○
<input type="checkbox"/> EG 012	Noir	○	○
<input type="checkbox"/> EG 013	Rainurés - Compatible uniquement avec EG011 	○	○
<input type="checkbox"/> EG 014	Crampons - NC EA006 	○	○
<input type="checkbox"/> EG 015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons	○	○



## 07 Roues directrices

◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EF 009 6" PU Performance (roues avant et arrière pour modèle roues centrales motrices EA006)	○	○
<input type="checkbox"/>	EF 005 9" pneu	○	○
<input type="checkbox"/>	EF 006 9" bandage	71,09€	75,00€
<input type="checkbox"/>	EF 007 10" pneu	○	○
<input type="checkbox"/>	EF 008 10" bandage	71,09€	75,00€
<input type="checkbox"/>	EF 001 Avec amortisseurs (de série pour modèle roues centrales motrices EA006) 	76,78€	81,00€
<input type="checkbox"/>	EF 002 Sans amortisseurs	○	○
<input type="checkbox"/>	EF 020 Verrouillage des roues directionnelles - Uniquement pour modèles traction et propulsion 	417,06€	440,00€
<input type="checkbox"/>	EF 022 Stabilisation de trajectoire mécanique - NC EA004 et R'Net - NC EA006	208,53€	220,00€
<input type="checkbox"/>	EF 023 Stabilisation de trajectoire électrique (Gyro) - NC ET001 et EU032 - Uniquement avec R'Net TEN® De série avec modèle traction	537,44€	567,00€



## 08 Batteries



◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EU 032 Batteries Gel 74 Ah (C20) / 63 Ah (C5)	◇	◇
<input type="checkbox"/>	EU 044 Chargeur de batteries 10A 	◇	◇




## 09 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EA 010 Garde-boue roues motrices 	◇	◇
<input type="checkbox"/>	EA 011 Garde-boue roues directionnelles - Uniquement pour modèles traction et propulsion	◇	◇
<input type="checkbox"/>	ES 013 Préparation pour système d'arrimage DAHL 	104,27€	110,00€
<input type="checkbox"/>	ES 021 Kit éclairage	◇	◇
<input type="checkbox"/>	ET Prise alimentation externe 12V - Type allume cigare. ET002 <input type="checkbox"/> droite ET005 <input type="checkbox"/> gauche	331,75€	350,00€
<input type="checkbox"/>	ET Prise alimentation externe 24V - Type allume cigare. ET003 <input type="checkbox"/> droite ET006 <input type="checkbox"/> gauche	122,27€	129,00€
<input type="checkbox"/>	ET Prise alimentation externe 5V - Type USB. ET004 <input type="checkbox"/> droite ET007 <input type="checkbox"/> gauche	165,88€	175,00€
<input type="checkbox"/>	EF 021 Monte-trottoirs - NC roues avant motrices	388,63€	410,00€
<input type="checkbox"/>	ES 003 Pochette pour téléphone portable	40,76€	43,00€



		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> ES 004	Porte-bagage 	258,77€	273,00€
<input type="checkbox"/> ES 005	Porte-canne	92,89€	98,00€
<input type="checkbox"/> ES 006	Rétroviseur (montage côté opposé au joystick) - NC ES012	134,60€	142,00€
<input type="checkbox"/> ES 007	Kit outil	52,13€	55,00€
<input type="checkbox"/> ES 010	Porte-bouteille	31,28€	33,00€
<input type="checkbox"/> ES 011	Pompe électrique rechargeable Airman	185,78€	196,00€
<input type="checkbox"/> ET 001	Klaxon externe	388,63€	410,00€
<input type="checkbox"/> ES 023	Crochet/ support sac à dos pour assise standard et VAS - Poids max supporté 10kg	98,58€	104,00€
<input type="checkbox"/> ES 012	Tablette thérapeutique escamotable, côté opposé au joystick - NC ES006	465,40€	491,00€





## 10 Coloris de châssis

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		
<input type="checkbox"/> 002	Anthracite métallique	O	O	<input type="checkbox"/> 003	Noir profond	O	O
<input type="checkbox"/> 004	Bleu glace	O	O	<input type="checkbox"/> 005	Orange métallique	O	O
<input type="checkbox"/> 009	Pourpre métallique	O	O	<input type="checkbox"/> 012	Bleu métallique	O	O
<input type="checkbox"/> 013	Noir mat	O	O	<input type="checkbox"/> 014	Rouge cardinal	O	O
<input type="checkbox"/> 016	Gris clair métallique	O	O	<input type="checkbox"/> 017	Jaune vif	O	O
<input type="checkbox"/> 018	Rouge vif	O	O	<input type="checkbox"/> 021	Vert pomme	O	O
<input type="checkbox"/> 022	Blanc crème	O	O	<input type="checkbox"/> 023	Blanc neige	O	O
<input type="checkbox"/> 027	Gris titane	O	O	<input type="checkbox"/> 037	Rose RAL 4010	O	O
<input type="checkbox"/> SBK	Couleurs spéciales	255,92€	270,00€				

## 11 Ceintures et harnais

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EP 001	Standard	◇	◇
<input type="checkbox"/> EP 020	2 points, avec enrouleur, boucle métallique	185,78€	196,00€
<input type="checkbox"/> EP 002	2 points, rembourrée, boucle métallique - NC assise Recaro 	110,90€	117,00€
<input type="checkbox"/> EP 003	2 points, rembourrée, boucle plastique - NC assise Recaro	96,68€	102,00€
<input type="checkbox"/> EP	Harnais dynamique EP 005 <input type="checkbox"/> taille S EP 006 <input type="checkbox"/> taille M EP 007 <input type="checkbox"/> taille L 	175,36€	185,00€
<input type="checkbox"/> EP	Harnais thoracique EP 008 <input type="checkbox"/> taille S EP 009 <input type="checkbox"/> taille M EP 010 <input type="checkbox"/> taille L	175,36€	185,00€
<input type="checkbox"/> EP 011	Harnais thoracique Slimline (sangle fine) EP 011 <input type="checkbox"/> taille S EP 012 <input type="checkbox"/> taille M EP 013 <input type="checkbox"/> taille L	175,36€	185,00€
<input type="checkbox"/> EP	Harnais épaule EP 014 <input type="checkbox"/> taille S EP 015 <input type="checkbox"/> taille M EP 016 <input type="checkbox"/> taille L	185,78€	196,00€



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

ENVOYER

Maj 11/01/24

		HAUTEUR D'ASSISE (sans coussin) EN CM SELECTIONNABLE PAR TYPE D'ASSISE							
		43	45	47	49	51	53	55	57
Type d'assise	Option électrique	Traction Propulsion 6 Roues	Traction Propulsion 6 Roues	Traction Propulsion 6 Roues	Traction Propulsion 6 Roues	Traction Propulsion 6 Roues	Traction Propulsion 6 Roues	Traction Propulsion 6 Roues	Traction Propulsion 6 Roues
Standard junior (EC001)	SANS			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0
Standard T1 (EC002)	SANS			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0
Standard T2 (EC003)	SANS			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0
Standard XL (EC004)	SANS	0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0
VAS (EC005)	SANS	0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0
Recaro	SANS	0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Standard junior (EC001)	EC025			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0
Standard junior (EC001)	EC026			0 0 0					
Standard junior (EC001)	EC027			0 0 0					
Standard T1 (EC002)	EC025			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0
Standard T1 (EC002)	EC026			0 0 0					
Standard T1 (EC002)	EC027			0 0 0					
Standard T2 (EC003)	EC025			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0
Standard T2 (EC003)	EC026			0 0 0					
Standard T2 (EC003)	EC027			0 0 0					
Standard XL (EC004)	EC025			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0
Standard XL (EC004)	EC026			0 0 0					
Standard XL (EC004)	EC027			0 0 0					
VAS (EC005)	EC025			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0
VAS (EC005)	EC026			0 0 0					
VAS (EC005)	EC027			0 0 0					
Recaro	EC025			0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0	
Recaro	EC026			0 0 0					
Recaro	EC027			0 0 0					



EC 001/ 002/003/004  
Assise standard



EC 005 Assise VAS



EC 020/ ED 034 Coussins assise et  
dossier avec contour plat



EC 022 Coussins avec revêtement  
tissu



EC 023 Coussins avec revêtement  
simili cuir



EC 021/ ED 035 Coussins assise et  
dossier avec contour incurvé



EC 006 Assise Recaro N-Joy



ED 030 Dossier LX



ED 031 Dossier LT



EC 008 Assise F



EC 009 Assise X



EC 010 Assise W



ED 036 Dossier Baxx



EL 006/007 Appui-tête petit/ large



EL 013/014 Appui-nuque



EL 015/016 Appui-tête en X



EC 025 Bascule d'assise électrique à 45°



EC 027 Bascule assise 45° et lift élect. ajust. en haut. jusqu'à 35cm



EE 024 Accoudoirs relevables non rapportés au dossier



EB 003 Repose-jambes électriques avec palettes individuelles



EB 013 Palette centrale mécanique



Palettes aluminium



EU 053 R'Net TEN° (120A)



EU 079 R'Net LED Light (120A)



EU 057 Commande tierce personne



EU 080 Embout de joystick en U pour tétraplégique



EU 081 Stick S80



EU 082 Soft Ball (revêtement noir)



EU 083 Embout de balle de golf, petit



EU 084 Embout de balle de golf, grand



EU 085 Soft ball colorée



EU 054 Ecran TEN° pour commandes spéciales



EU 101 Multi Joystick Omni (50g)



EU 110 Support pour commandes spéciales Mo-Vis + 1 micro bouton



EU 111 Support pour commandes spéciales Mo-Vis + 2 micro boutons



EU 063 Commande TEN° sur tablette escamotable



EG 013 Roues motrices rainurées



EG 014 Roues motrices crampons



EF 001 Roues directrices avec amortisseurs



EF 020 Verrouillage des roues directionnelles



EU 044 Chargeur de batteries 10A



EA 010 Garde-boue roues motrices



ES 013 Préparation pour système d'arrimage DAHL



ES 021 Kit éclairage



ET 002/ 005 Prise alimentation externe 12V



ET 004/ 007 Prise alimentation externe type USB



EF 021 Monte-trottoirs



ES 003 Pochette pour téléphone portable



ES 004 Porte bagage



ES 010 Porte-bouteille



EP 002 Ceinture 2 points, rembourrée, boucle métallique



EP 0005/ 006/ 007 Harnais dynamique



EP 008/ 009/ 010 Harnais thoracique



EP 011/ 012/ 013 Harnais thoracique Slimline



EP 014/ 015/ 016 Harnais épaule