

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 100 kg

Poids du fauteuil à partir de : 66 kg

Fauteuil garanti 2 ans / Batteries 1 an

- + Châssis aluminium avec accroche-taxi
- + Electronique VR2
- + Vitesse 6km/h, moteurs 150W, batteries 28Ah
- + Accoudoirs réglables en haut. et en prof.
- + Assise avec coussin et repose-jambes mécaniques
- + Dossier inclinable et rabattable sur l'assise
- + Entièrement démontable et pliable
- + Largeur hors tout: 57cm
- + Roues avant 8", arrière 12,5"
- + Appui-tête



A200 AA2

01

Modèle

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

490E46=00000_C



A200 AA2 VR2

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
3 732,71€	3 938,01€	9161584	3 938,01€	3 938,01€

02

Assise et dossier

◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

Assise standard

- EC 18 Assise standard junior - Hauteur sol-siège en cm: 43 48
- EC 01 Petite assise standard - Hauteur sol-siège en cm: 43 48
- EC 02 Grande assise standard - Hauteur sol-siège en cm: 48

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
O	O
O	O



Profondeur	Largeur Assise Junior							Largeur Petite Assise					Largeur Grande Assise					
	34 cm	35 cm	36 cm	37 cm	38 cm	39 cm	40 cm	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm
34 cm																		
36 cm																		
38 cm																		
40 cm																		
42 cm																		
44 cm																		
46 cm																		
48 cm																		
50 cm																		

Choix non possible

Assise contour

- EC 03 Assise contour petite - Mousse sur base rigide, housée simili-cuir 38x42 (épaisseur siège contour + 5cm) - Hauteur sol-siège en cm: 51 56
- EC 04 Assise contour grande - Mousse sur base rigide, housée simili-cuir 43x48 (épaisseur siège contour + 5cm) - Hauteur sol-siège en cm: 56
- EC 23 Assise contour plat
 - EC 25 Revêtement tissu
 - EC 26 Simili cuir
 - EC 27 Revêtement incontinence - Uniquement si EC25 sélectionné
- EC 24 Assise contour incurvé
 - EC 25 Revêtement tissu
 - EC 26 Simili cuir
 - EC 27 Revêtement incontinence - Uniquement si EC25 sélectionné

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
517,54€	546,00€
514,54€	546,00€
O	O
O	O
O	O
O	O
O	O
O	O
O	O



Profondeur	Largeur Assise Contour Petite					Largeur Assise Contour Grande						
	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	
36 cm												
38 cm												
40 cm												
42 cm												
44 cm												
46 cm												
48 cm												

Choix non possible

Coussins d'assise

- EC 06** Coussin, revêtement noir (épaisseur 5 cm)
- EC 10** Coussin, revêtement incontinence (épaisseur 5 cm)
- EC 07** Sans coussin

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◊	◊
52,13€	55,00€
0	0

Appui-tête

- EE 30** Kit de fixation pour appui-tête
- Appui-tête, pour siège standard, modèle courbe grand avec tige appui-tête, avec réglage tridimensionnel par 2 rotules - 430H1=1-7 et 476L52=SK015

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◊	◊

Angle de dossier (uniquement pour assise standard)

- 9 / 1 / 11 / 21°
- 0 / 10 / 20 / 30°

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
0	0
0	0

Réglage dossier

- ED 20** Inclinaison par vérin pneumatique
NC combinaison EC03 et prof. assise 36/38cm
NC combinaison EC04 et prof. assise 40/42cm

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◊	◊



03 Repose-pieds / Repose-jambes

◊ : configuration standard
0 : options sans supplément de prix

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EB 20 Repose-jambes manuels, réglables, pneumatiques à palette aluminium	◊	◊
<input type="checkbox"/> EB 80 Rembourrage pour reposer-jambes (la paire)	175,36€	185,00€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés en aluminium - Livraison en supplément des reposer-jambes	299,53€	316,00€
<input type="checkbox"/> Repose-pieds séparés en composite - Livraison en supplément des reposer-jambes	227,49€	240,00€
<input type="checkbox"/> Palette monobloc aluminium - NC largeur 40cm et UL 38cm max - Livraison en suppl. des	326,06€	344,00€



Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

- Réglage de 25 à 34 cm 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 UL 25 à 27: NC EC03 et EC04
- Réglage de 35 à 44 cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
- Réglage de 45 à 54 cm 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 UL 48 à 54: uniquement avec EC04

04 Commandes électroniques

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Support de boîtier de commande

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 20	Support de boîtier de commande escamotable parallèlement	◇	◇
<input type="checkbox"/> EU 19	Support fixe	O	O
<input type="checkbox"/> EU 18	Support escamotable et réglable en hauteur	242,65€	256,00€
Côté de montage du joystick (réversible) <input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Gauche		O	O

Options de commande

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 15	Commande accompagnateur	9384775	714,26€	677,02€

Accessoires de joystick

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 23	Embout de joystick pour main paralytique, réglable en largeur de 70 à 90mm	124,17€	131,00€
<input type="checkbox"/> EU 24	Stick S80 (tige de 80mm de hauteur)	57,82€	61,00€
<input type="checkbox"/> EU 25	Soft ball (embout en mousse gainée)	103,32€	109,00€
<input type="checkbox"/> EU 26	Embout de balle de golf, petit (diamètre 43mm)	98,58€	104,00€
<input type="checkbox"/> EU 27	Embout de balle de golf, grand (diamètre 48mm)	119,43€	126,00€
<input type="checkbox"/> EU 28	Embout flexible, inclus balle de golf grand	227,49€	240,00€
<input type="checkbox"/> EU 35	Soft ball colorée (diamètre 30mm, 4 pièces)	46,45€	49,00€

05 Roues

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EF 10	Roues avant 8" 200x50 et arrière à air 12,5"	◇	◇
<input type="checkbox"/> EG 06	Roues arrière increvables - Flexel - Bandages	125,12€	132,00€

06 Batteries

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> EU 91	Chargeur de batteries standard	◇	◇
<input type="checkbox"/> EU 02	Chargeur de batteries avec réduction de bruit	72,04€	76,00€

07 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	EZ 52	Outillage avec pompe	62,56€	66,00€
<input type="checkbox"/>	ES 25	Eclairage d'appoint	150,71€	159,00€
<input type="checkbox"/>	EF 07	Monte-trottoirs - NC EB03	254,03€	268,00€
<input type="checkbox"/>	ES 22	Sac pour accessoires	46,45€	49,00€
<input type="checkbox"/>	ES 24	Etui pour téléphone portable	62,56€	66,00€
<input type="checkbox"/>	ES 35	Tablette thérapeutique	454,03€	479,00€
<input type="checkbox"/>	EA 60	Porte-canne	87,20€	92,00€
<input type="checkbox"/>	EP 65	Ceinture de sécurité à boucle métallique	◇	◇



08 Coloris de châssis

◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	001	Gris clair	<input type="checkbox"/>	002	Anthracite métallique
<input type="checkbox"/>	003	Noir profond	<input type="checkbox"/>	004	Bleu glace
<input type="checkbox"/>	005	Orange métallique	<input type="checkbox"/>	009	Pourpre métallique
<input type="checkbox"/>	010	Bleu électrique	<input type="checkbox"/>	012	Bleu métallique
<input type="checkbox"/>	013	Noir mat	<input type="checkbox"/>	014	Rouge cardinal
<input type="checkbox"/>	016	Gris clair métallique	<input type="checkbox"/>	017	Jaune vif
<input type="checkbox"/>	018	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	020	Bleu nuit
<input type="checkbox"/>	021	Vert pomme métallique	<input type="checkbox"/>	022	Blanc crème
<input type="checkbox"/>	023	Blanc neige	<input type="checkbox"/>	026	Argent métallique
<input type="checkbox"/>	027	Gris titane			

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

ENVOYER

Incompatibilités

=> Petite assise standard:
 Profondeur 38cm NC EC04/EC02 et combinaison EC03/ED50
 Profondeur 42cm NC EC04/EC02 et combinaison EC03/ED50
 Profondeur 46cm NC EC03

=> Grande assise standard:
 Profondeur 42cm NC EC04/EC02 et combinaison EC03/ED50
 Profondeur 46cm NC EC03
 Profondeur 50cm NC EC01/EC03

=> Petite assise contour
 Profondeur 36cm NC EC50/EC51
 Profondeur 38cm NC EC50/EC51

=> Grande assise contour
 Profondeur 42cm NC EC50/EC51



EC 01 Assise standard




EC 03 Assise contour



EC 23 et EC 25 Assise contour avec contour plat et revêtement tissu



EC 24 et EC 26 Assise contour avec contour incurvé et revêt. simili cuir



ED 20 Dossier à vérin pneumatique




Repose-pieds à palettes séparées




Repose-pieds à palette monobloc




EB 20 Repose-jambes pneumatiques



EB 80 Rembourrage pour repose-jambes



EF 07 Monte-trottoirs



EP 65 Ceinture de sécurité à boucle métallique