



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action® 5 Fauteuil manuel en aluminium pliant



Descriptif :

- Système de pliage horizontal par ailettes en H breveté : --> Améliore la compacité et la rigidité du fauteuil
- Potences fixes ou escamotables
- Dossier fixe, réglable en angle, ou rabattable et réglable en angle
- Largeur d'assise jusqu'à 530 mm
- Poids max utilisateur : 130 kg
- Poids complet : à partir de 12,3 kg
- Poids de transport : à partir de 8,3 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveauté :

Variation de la largeur, profondeur et hauteur d'assise
Nouveaux pneumatiques Maxxis Alpha Protect 1"

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 6226337 : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement Prescription médicale émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros				
			HT	TTC	LPPR*		
SJC0110	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® 5 - Dossier fixe Code LPPR 9124643		1616,11	1705,00	558,99		
SJC0115	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® 5 - Dossier réglable en angle Code LPPR 9124689		1725,12	1820,00	603,65	0110	0115
SJC0120	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® 5 - Dossier rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124689		1935,55	2042,00	603,65		0120
MOTORISATIONS ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24" et carrossage 0°)							
SJC0180	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	692,89	731,00			
TYPES DE CHÂSSIS							
SJC0200	<input type="checkbox"/> Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440, 3450	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
SJC0210	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
TYPES DE PROPULSION							
SJC0300	<input type="checkbox"/> Standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
ASSISE							
Largeur d'assise							
SJC1000	<input type="checkbox"/> 305 mm	NC : 1150, 1160, 1190, Dossiers Matrix, 3040, 3140, 3400, Coussins Classic Visco, Matrix et Flo-tech, 5090	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
SJC1010	<input type="checkbox"/> 330 mm	NC : 1150, 1160, 1190, 3040, 3140, 3400, Coussins Classic Visco, Matrix et Flo-tech, 5090	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
SJC1020	<input type="checkbox"/> 355 mm	NC : 3040, 3140, Coussins Classic Visco, Matrix et Flo-tech, 5090	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
SJC1030	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2486, 2488, 2490, 2492, 5008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
SJC1040	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 2481, 2488, 2490, 2492	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
SJC1050	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2481, 2482, 2490, 2492	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
SJC1060	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2492	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Invacare® Action® ⁵				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJC1070	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2486, 5006, 5007, 5090	○	○	
SJC1075	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 2481, 2842, 2484, 2486, 2488, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	○	○	
SJC1078	<input type="checkbox"/>	530 mm (sangles talonnières incluses)	NC : 2481, 2842, 2484, 2486, 2488, 2490, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)						
SJC1100	<input type="checkbox"/>	350 mm 	NC : 3040, 3140, 4050, 4150, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090, 7080, 7100, 7110	○	○	
SJC1110	<input type="checkbox"/>	375 mm 	NC : 4050, 4150, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○	
SJC1120	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5008, 5052, 5054	◆	◆	
SJC1130	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 5052, 5054	○	○	
SJC1140	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5054	○	○	
SJC1150	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 5006, 5007, 5054, 5090	○	○	
SJC1160	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5006, 5007, 5008, 5009, 5020, 5040, 5090	○	○	
SJC1180	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 1510, 5054	○	○	
SJC1190	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm	NC : 5006, 5007, 1510	○	○	
Hauteur d'assise avant						
SJC1200	<input type="checkbox"/>	360 mm - <i>uniquement avec 7000</i> 	NC : 3420, 3430, 3450	○	○	
SJC1210	<input type="checkbox"/>	385 mm - <i>uniquement avec 7055</i> 	NC : 3430	○	○	
SJC1220	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 7080, 7100, 7110	○	○	
SJC1230	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 7110	○	○	
SJC1240	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
SJC1250	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆	
SJC1260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 7000, 7040	○	○	
Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50 mm vs hauteur d'assise avant)						
SJC1300	<input type="checkbox"/>	360 mm 		○	○	
SJC1310	<input type="checkbox"/>	385 mm		○	○	
SJC1320	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJC1330	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
SJC1340	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
SJC1350	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 7200	○	○	
Toile d'assise						
SJC1500	<input type="checkbox"/>	Nylon noir réglable en profondeur en continu (-50 mm) avec pochette de rangement sous l'assise		○	○	
SJC1510	<input type="checkbox"/>	Nylon noir fixe		◆	◆	
SJC1520	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm)		119,43	126,00	
DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TELESCOPIQUES)						
Canne de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm						
SJC2130	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 300 mm, fixe, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○	
SJC2140	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 325 mm, fixe, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○	
SJC2143	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○	
SJC2150	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 375 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200	○	○	
SJC2153	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	◆	◆	
SJC2160	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	



1500



1510



1520

Invacare® Action® ⁵				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJC2163	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJC2170	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJC2173	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
OU						
Cannes de dossier TÉLÉSCOPIQUES : Plage de réglages limitée en combinaison avec les dossiers Matrx						
SJC2300	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2505	103,32	109,00	
SJC2310	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm		103,32	109,00	
Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLÉSCOPIQUES						
SJC2400	<input type="checkbox"/>	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆	
SJC2410	<input type="checkbox"/>	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 2505	212,32	224,00	
SJC2420	<input type="checkbox"/>	Intégrées aux cannes de dossier, régl en hauteur sur 140 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire). Avec option 2300 : hauteur des poignées régl de 440 à 580 mm et avec option 2310 : régl de 490 à 630 mm	NC : dossiers Matrx	134,60	142,00	
Dossiers Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
SJC2430	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2432	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2434	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2436	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2438	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2460	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2465	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2440	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2442	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2444	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2446	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2448	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2452	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2470	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2475	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJC2478	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
Largeur du dossier Matrx						
SJC2481	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
SJC2482	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	



2300 / 2310



2410






2420



Matrx Elite E2 / Elite Deep E2

Invacare® Action® ⁵				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJC2484	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
SJC2486	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
SJC2488	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
SJC2490	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
SJC2492	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Toile de dossier						
SJC2505	<input type="checkbox"/>	Fixe, rembourrée, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante	NC : 5500	○	○	34,90
SJC2510	<input type="checkbox"/>	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	34,90
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence escamotable droite						
SJC3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 70°	NC : 3440, 3450	○	○	
SJC3020	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJC3030	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110	○	○	
SJC3040	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *
SJC3050	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28	129,00	
Potence escamotable gauche						
SJC3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 70°	NC : 3440, 3450	○	○	
SJC3120	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJC3130	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110	○	○	
SJC3140	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *
SJC3150	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28	148,00	
Palette droite						
SJC3200	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410	◆	◆	
SJC3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
SJC3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	234,12	247,00	
Palette gauche						
SJC3300	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410	◆	◆	
SJC3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
 Tubes porte-palettes						
SJC3400	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm	NC : 9400	272,99	288,00	
SJC3410	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		○	○	
SJC3420	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		◆	◆	
SJC3430	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		○	○	
SJC3440	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		◆	◆	
SJC3450	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		○	○	



* LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette fixe (3200 / 3300) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette réglable (3210 / 3310) = 105,76 €

Invacare® Action® ⁵				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Garde-boue / Protège-vêtement (obligatoires pour accoudoirs tube)							
SJC3750	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4130	○	○	 3750	
SJC3800	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4130, 8160	○	○	 3800	
Accoudoir droit							
SJC4010	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		◆	◆		
SJC4020	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○	 4010 / 4110	
SJC4030	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		118,48	125,00		
SJC4040	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		118,48	125,00		
SJC4050	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		90,05	95,00	 4050 / 4150	
Accoudoir gauche							
SJC4110	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		◆	◆		
SJC4120	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○	 4030 / 4130	
SJC4130	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		118,48	125,00		
SJC4140	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		118,48	125,00		
SJC4150	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		90,05	95,00		
TYPE DE COUSSIN							
SJC5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm	NC : 5050, 5052, 5054	33,08	34,90	34,90	 5000
SJC5006	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00	 5006 / 5007 5008 / 5009
SJC5007	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00	 5010
SJC5008	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00	 5020
SJC5009	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00	 5040
SJC5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG épaisseur 100 mm - poids max utilisateur 120 kg - Code LPPR : 1204839		76,78	81,00	81,00	 5044
SJC5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Image	NC : 5054	213,27	225,00		
SJC5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra	NC : 5054	331,75	350,00		
SJC5044	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra , housse Mesh respirante micro-aérée noire, épaisseur 70 mm		293,84	310,00		
PROFONDEUR DU COUSSIN FLO-TECH OU MATRIX							
SJC5050	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		
SJC5052	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		
SJC5054	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 5090	○	○		

Invacare® Action® ⁵				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
AUTRES OPTIONS D'ASSISE								
SJC5090	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00			
SJC5100	<input type="checkbox"/>	Clip pour maintenir le fauteuil plié		43,60	46,00		5100	5400
SJC5400	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet ajustable		14,22	15,00			
SJC5500	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 5650	105,21	111,00			5500
SJC5650	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation	Uniquement compatible avec dossier Matrix	441,71	466,00	63,41		5650
COULEUR								
Châssis							     	
SJC6000	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC6010	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC6020	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC6030	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC6040	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC6050	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC6060	<input type="checkbox"/>	Gris Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC6070	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC6080	<input type="checkbox"/>	Jaune Ardent		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC6090	<input type="checkbox"/>	Orange Vibrant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC6099	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial - Précisez RAL :		sur devis				
Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)								
SJC6100	<input type="checkbox"/>	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		◆	◆			
SJC6110	<input type="checkbox"/>	Bleu Mat		139,34	147,00			
SJC6200	<input type="checkbox"/>	Violet Mat		139,34	147,00			
ROUES AVANT								
SJC7000	<input type="checkbox"/>	4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7040	<input type="checkbox"/>	4" x 1.3/8" - 100 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		134,60	142,00			
SJC7055	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 25 mm - Bandage noir		◆	◆		7055	7070
SJC7070	<input type="checkbox"/>	5" x 1.3/8" - 125 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		134,60	142,00			
SJC7080	<input type="checkbox"/>	6" x 1" - 150 x 25 mm - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			7080
SJC7100	<input type="checkbox"/>	6" x 1.3/8" - 150 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		134,60	142,00			
SJC7110	<input type="checkbox"/>	7" x 1.1/4" - 180 x 30 mm - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		7100	7110
ROUES ARRIERE								
Type de roues arrière							 7200 /  7240    1" 1.3/8" 1.3/8" 7315 7304 7302  7320	
SJC7200	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320, 7410	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7230	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7240	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 7410, 8000, 8160	◆	◆			
Revêtement de roues arrière								
SJC7302	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7304	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
SJC7315	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		◆	◆			
SJC7320	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir Maxxis Alpha Protect 1" - 25 - 540 		83,41	88,00			

Invacare® Action® ⁵				Euros		
				Prix Public	LPPR	
				HT	TTC	
Type de mains courantes						
SJC7400	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆	
SJC7410	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable (Uniquement avec roues 24" rayonnage croisé)		119,43	126,00	
SJC7420	<input type="checkbox"/>	Noires - Plastique antidérapant		127,01	134,00	
Axes de roues arrière						
SJC7500	<input type="checkbox"/>	Axe à démontage rapide		◆	◆	
Position axes de roues arrière (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)						
SJC7620	<input type="checkbox"/>	50 mm		○	○	
SJC7630	<input type="checkbox"/>	25 mm		◆	◆	
Angle de carrossage						
SJC7700	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆	
SJC7710	<input type="checkbox"/>	1°		○	○	
SJC7720	<input type="checkbox"/>	2°		○	○	
SJC7730	<input type="checkbox"/>	3°		○	○	
SJC7740	<input type="checkbox"/>	4°		○	○	
OPTIONS DE CHASSIS						
SJC8000	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons, la paire (Transparent pour roues 22" ou noir pour roues 24" rayonnage croisé)		165,88	175,00	
SJC8030	<input type="checkbox"/>	Pompe haute pression (jusqu'à 12 bar)		134,60	142,00	8000
TYPE DE FREINS						
SJC8100	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆	  8100 8120 8110 8130  8160
SJC8110	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		○	○	
SJC8120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extention		10,43	11,00	
SJC8130	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer avec extention		10,43	11,00	
SJC8160	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		178,20	188,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
OPTIONS DE SECURITE						
SJC8200	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxis)		24,64	26,00	 8300  8500 8550 
SJC8300	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, boucle plastique		31,28	33,00	
SJC8500	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, droite NC : 9200		134,60	142,00	
SJC8550	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, gauche NC : 9100		134,60	142,00	
SJC8600	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs pour roues		38,86	41,00	
AUTRES OPTIONS						
SJC9000	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		49,29	52,00	 9100 9200
SJC9100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		42,65	45,00	
SJC9200	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		42,65	45,00	
SJC9300	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		8,53	9,00	

Largeurs possibles des dossier Matrx en fonction de la largeur d'assise

Largeur du dossier Matrx en mm	(mm)	Largeur d'assise en mm						
		380	405	430	455	480	505	530
360		○						
380		○	○					
410		○	○	○				
430			○	○	○			
460				○	○	○		
480					○	○	○	
510						○	○	○

Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière

	Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant						Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière						
	(mm)	410	435	460	485		510	(mm)	385	410	435	460	485
Taille roue avant	4"	x	x	x	x		Taille roue arrière	22"	x	x	x	x	
	5"	x	x	x	x	x		24"	x	x	x	x	x
	6"		x	x	x	x							
	7"			x	x	x							

Invacare® Action® ⁵				Euros		
				Prix Public	LPPR	
				HT	TTC	
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530 
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	1654128 
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	1654129 
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	1654130 