



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



### Invacare® Alu Lite



Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



**Descriptif :**

- Hauteur d'assise 490 mm.
- Profondeur d'assise 430 mm
- Roues arrière 12" bandage.
- Roues avant 8" bandage
- Axes fixes
- Accoudoirs à manchettes longues, hauteur 230 mm
- Dossier 450 mm pliant à mi-hauteur, hauteur 270 mm plié
- Ceinture de maintien à boucle
- Freins à câble et frein parking

- Potences escamotables vers l'extérieur
- Coloris : Bleu
- 2 tubes basculeurs
- Sangles talonnières
- Largeur HT : largeur d'assise + 110 mm
- Poids : 11 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Date : \_\_\_\_\_

Référence d'achat : \_\_\_\_\_

Code client : \_\_\_\_\_

Cachet du distributeur : \_\_\_\_\_

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

**Tarif Public donné à titre indicatif Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Quantité		Euros		
		Prix Public		LPPR *
		HT	TTC	
<b>Invacare® Alu Lite - Code LPPR 9225634</b>				
1517737	Largeur d'assise 410 mm (largeur utile entre manchettes 360 mm)	338,33	356,94	356,94
1517738	Largeur d'assise 460 mm (largeur utile entre manchettes 410 mm)	338,33	356,94	356,94

### Invacare® Action<sup>2</sup> NG Transit



Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



**Descriptif :**

- Hauteur d'assise 485 mm
- Dossier inclinable par crémaillères (0°/10°/20°/30°) livré avec tendeur de dossier, hauteur 430 mm
- Toile d'assise standard ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livrée à 400mm
- Roues arrière 12" bandage noir axes fixes
- Roues avant 8" bandage noir (200 x 32 mm)
- Freins manuels tierce-personne au pied
- Accoudoirs grantés, relevables et amovibles
- Coloris de châssis : Gris
- Tube basculeur à droite et ceinture de maintien de série
- Largeur HT = largeur d'assise + 145 mm
- Poids : à partir de 14,9 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièce d'usure

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date : \_\_\_\_\_

Nom de l'utilisateur : \_\_\_\_\_

Code client : \_\_\_\_\_

Cachet du distributeur : \_\_\_\_\_

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Quantité		Euros		
		Prix Public		LPPR *
		HT	TTC	
<b>Invacare® Action<sup>2</sup> NG Transit - Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9225657</b>				
<b>Roues arrière 12" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité</b>				
BR1606181	405 mm	382,46	403,50	403,50
BR1606182	430 mm			
BR1606183	455 mm			
BR1606184	480 mm			

**ACCESSOIRES (livrés séparément)**

**Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières**

1573661	405 mm 430 mm	1573692	455 mm 480 mm	200,49	211,52
---------	------------------	---------	------------------	--------	--------

**Roulette anti bascule, l'unité**

AP0572-05848	Roulette anti-basculer, l'unité	57,82	61,00
--------------	---------------------------------	-------	-------

**Tablette réglable en largeur (livrée avec manchettes longues et rallonges de tube) pour largeur d'assise :**


AP1606299	Pour largeur d'assise 405 mm	72,83	76,84
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm	72,83	76,84
AP1606301	Pour largeur d'assise 480 mm	72,83	76,84

**Appui-tête type appui-nuque à fixer sur tendeur existant**

AP1508848		60,10	63,41
-----------	--	-------	-------

**Tige porte-sérum à fixer sur tendeur de dossier existant**

AP1534212		65,40	69,00
-----------	--	-------	-------

Invacare® Action <sup>®2</sup> NG Transit			Euros		
			Prix Public		LPPR *
			HT	TTC	
<b>Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise</b>					
1564267		405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)	33,08	34,90	
1564268		455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm)	33,08	34,90	
    					
<p>Repose-jambe standard      Tablette      Appui-nuque      Tige porte-sérum      Coussin d'assise en mousse</p>					
<b>Rampes en accessoire</b>					
1440530		<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1787,68	1 886,00	
1654128		<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	
1654129		<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	
1654130		<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	
   					
<p>1440530      1654128      1654129      1654130</p>					