

Argon²



JAY
WHEELDRIVE
ATTITUDE
Empulse

QUICKIE

OF-ARGON2_FR_REV0_022024

Bon de commande destiné aux Professionnels

PRODUIT

Fauteuil manuel à cadre rigide
Dispositif médical de classe 1
Largeurs d'assise 30 à 50 cm - Profondeurs d'assise 32 à 52 cm
Dossier réglable en angle - rabattable ou non sur l'assise
Poids max. Utilisateur : 125 kg // 140 kg (2)
Poids fauteuil complet : à partir de 9 kg

CACHET REVENDEUR

Date de la commande :

- Standard
- Sans supplément de prix
- Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.




MODELE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
65100000	<input type="checkbox"/> Argon ²	2 152,61	2 271,00	9166630	558,99

DIMENSIONS D'ASSISE

Largeurs et Profondeurs d'assise:

	Largeur d'assise en cm										
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
52	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Mesure largeur d'assise:
extérieure tubes d'assise



Largeur d'assise
Largeur entre protégé-vêtements = Largeur + 2 cm

Hauteurs d'assise avant en cm :

Roues avant	Fourches	45	46	47	48	49	50	51	52
	3"	111 mm 123 mm (1)	○	○	○	○	○	○	○
4"	111 mm 123 mm (1) Frog Leg (1)	○	○	○	○	○	○	○	○
5"	111 mm 123 mm (1) Frog Leg (1)				○	○	○	○	○
6"	123 mm (1)						○	○	○

Hauteurs d'assise arrière en cm:

Roues	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24"			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26"					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Note : Avec les hauteurs d'assise arrière 46 cm et au dessus, la largeur entre protégé-vêtements augmente de 3 cm.

Différence maximale revendiquée entre la hauteur d'assise avant et arrière : 13 cm

- (1) compatible avec dispositif d'assistance électrique
- (2) poids max 136 kg si fauteuil équipé de l'option "accroches taxi" (AGN090100)

SUNRISE
MEDICAL.
www.SunriseMedical.fr

Argon²

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

SIEGE		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
AGN020002	<input checked="" type="radio"/> Toile d'assise réglable avec une pochette	std	std		
AGN020003	<input type="checkbox"/> Toile d'assise réglable avec 2 pochettes (1)	67,30	71,00		
AGN020004	<input type="checkbox"/> Toile d'assise réglable avec pochette et pochette cathéter (1)	67,30	71,00		
Coussin avec housse noire					
AGN020101 / 02	<input type="checkbox"/> Mousse Epaisseur <input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm densité moyenne	115,64	122,00	9367995	34,90

JAY

PRODUITS D'AIDE A LA POSTURE JAY

Ces dossiers peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un **siège de série modulable et évolutif** incluant un **coussin** d'assise et un **dossier** de positionnement. **Code LPPR: 6266839 = 838,47 € TTC**

COUSSINS DE POSITIONNEMENT		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
JAY20001	<input type="checkbox"/> Jay Easy Visco, base incurvée	300,83	317,38		
JAY20007	<input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid, base incurvée	300,83	317,38		
JAY20004	<input type="checkbox"/> Jay Lite	352,01	371,37		

DOSSIERS DE POSITIONNEMENT		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3		493,93	521,10		

Jay J3 - GALBE PEU PROFOND (SC) - Enveloppement 5 cm

H= hauteur du dossier

Thoracique moyen (MT): JAY030010 (M) H: 34 cm JAY030033 (T) H: 38 cm

Thoracique supérieur (UT): JAY030012 (S) H: 42 cm JAY030019 (M) H: 46 cm JAY030025 (T) H: 50 cm

Maintien haut (SH): JAY030015 (S) H: 53 cm JAY030022 (M) H: 57 cm JAY030028 (T) H: 61 cm

Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm

Thoracique moyen (MT): JAY030011 (M) H: 34 cm JAY030018 (T) H: 38 cm

Thoracique supérieur (UT): JAY030013 (S) H: 42 cm JAY030020 (M) H: 46 cm JAY030026 (T) H: 50 cm

Maintien haut (SH): JAY030016 (S) H: 53 cm JAY030023 (M) H: 57 cm JAY030029 (T) H: 61 cm

Jay J3 - GALBE PROFOND SUPPORT MOYEN (MDC) - Enveloppement 15 cm

Thoracique moyen (MT): JAY030044 (M) H: 34 cm JAY030041 (T) H: 38 cm

Thoracique supérieur (UT): JAY030045 (S) H: 42 cm JAY030042 (M) H: 46 cm JAY030046 (T) H: 50 cm

Maintien haut (SH): JAY030043 (S) H: 53 cm JAY030047 (M) H: 57 cm JAY030048 (T) H: 61 cm

Dossier Jay J3 Carbon

903,91 953,63

Jay J3 CARBON - GALBE PEU PROFOND - Enveloppement 5 cm

Thoracique bas: JAY060001 (S) H: 17 cm JAY060002 (T) H: 24 cm

Thoracique moyen: JAY060003 (S) H: 30 cm JAY060004 (T) H: 38 cm

Appui-tête Whitmyer pour dossier JAY J3 uniquement

WHT030415 Appui-tête avec support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière 447,91 472,55 9367854 63,41

WHT030416 Appui-tête avec support AXYS, standard 261,65 276,04 9367854 63,41

DOSSIER		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
---------	--	-----------	------------	-----------	--------

Hauteurs de dossier (réglable par paliers de 2,5 cm)

25 - 30 cm	30 - 40 cm		40 - 45 cm
<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 40 cm
<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm
<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm		<input type="radio"/> 45 cm

(1) Largeur d'assise minimale: 34cm


SUNRISE
 MEDICAL.
www.SunriseMedical.fr


Argon²

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

DOSSIER		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Types de dossier réglable en angle -31° à + 15° (supports de dossier uniquement en noir)					
AGN030015	<input type="radio"/> Rabattable sur l'assise SANS verrouillage en position rabattue	std	std		
AGN030102	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise AVEC verrouillage en position rabattue	90,05	95,00		
AGN030012	<input type="radio"/> Réglable en angle, non rabattable sur l'assise	std	std		
Toiles de dossier EXO EVO - (ND dossiers Jay)					
AGN030316	<input checked="" type="radio"/> Toile EXO EVO , noire, réglable en tension, pochette	std	std	9367995	34,90
Coloris galon <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge					
AGN030317	<input type="checkbox"/> Toile EXO EVO PRO , noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette	157,35	166,00	9367995	34,90
Coloris galon <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge					
PROTEGE-VETEMENTS - ACCOUDOIRS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
AGN040102	<input type="radio"/> Protège-vêtements alu	std	std		
AGN040103	<input type="radio"/> Garde boue alu (Hauteur assise arrière mini : 39 cm)	std	std		
AGN040107	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements composite et amovibles	155,45	164,00		
AGN040104	<input type="checkbox"/> Garde boue carbone (Hauteur assise arrière mini : 39 cm) (1)	231,28	244,00		
AGN040101	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements carbone "slim" - petite hauteur (2)	145,97	154,00		
Accoudoirs					
AGN040108	<input type="checkbox"/> Accoudoirs tube, escamotables latéralement, amovibles (2)	131,75	139,00		
AGN040052	<input type="radio"/> Accoudoirs réglables en hauteur avec outils et amovibles	187,68	198,00		
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs amovibles avec manchettes réglables en hauteur	208,53	220,00		
AGN040050	<input type="checkbox"/> courtes (25cm)				
AGN040051	<input type="checkbox"/> longues (36cm)				
CHASSIS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Châssis: version, angle et ajustement					
AGN010601	<input type="radio"/> Châssis pour poids max. Utilisateur 125 kg	std	std		
AGN010602	<input type="checkbox"/> Châssis pour poids max. Utilisateur 140 kg *	101,42	107,00		
AGN010013	<input type="radio"/> Châssis 92° <small>AGN010012</small> <input type="radio"/> Châssis 100°	std	std		
AGN010100	<input type="radio"/> Ajustement de châssis : 0 cm par côté	std	std		
AGN010103	<input type="radio"/> Ajustement de châssis : -3 cm par côté	std	std		
AGN090015	<input type="checkbox"/> Préparation pour montage motorisation e-fix poids max Utilisateur : 120 kg - Carrossage 0° uniquement	193,36	204,00		
ENSEMBLE REPOSE-PIEDS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Palettes MONOBLOC					
ARG050029	<input type="radio"/> Tube LJ 36 - 50 cm	std	std		
ARG050030	<input type="radio"/> Tube avec plaque composite LJ 36 - 50 cm	std	std		
	<input type="checkbox"/> Légère, réglable en angle et profondeur LJ 36 - 50 cm				
AGN050025	<input type="checkbox"/> Composite <small>AGN050024</small> <input type="checkbox"/> Alu, couleur châssis	134,60	142,00		
AGN050026	<input type="checkbox"/> Carbone	171,56	181,00		
AGN050125	<input type="checkbox"/> Alu performance, réglable angle & profondeur LJ 36 - 50 cm	236,97	250,00		
AGN050034	<input type="checkbox"/> Alu, montage haut, réglable angle & profondeur LJ 22 - 39 cm	219,91	232,00		
AGN050127	<input type="checkbox"/> Cales latérales (uniquement avec palettes légères et performance)	83,41	88,00		
Palettes SEPARÉES					
AGN050020	<input type="checkbox"/> Composite, réglables en angle (3) LS 38-50cm LJ 38 - 50 cm	187,68	198,00		
AGN050022	<input type="checkbox"/> Alu régl. en angle et profondeur (4) LS 34-50cm LJ 38 - 50cm	267,30	282,00		
Longueur de jambes (sur fauteuil= distance de toile d'assise à palette)					
<input type="radio"/> 22 cm <input type="radio"/> 23 cm <input type="radio"/> 24 cm <input type="radio"/> 25 cm <input type="radio"/> 26 cm <input type="radio"/> 27 cm <input type="radio"/> 28 cm <input type="radio"/> 29 cm <input type="radio"/> 30 cm <input type="radio"/> 31 cm <input type="radio"/> 32 cm <input type="radio"/> 33 cm <input type="radio"/> 34 cm <input type="radio"/> 35 cm <input type="radio"/> 36 cm <input type="radio"/> 37 cm <input type="radio"/> 38 cm <input type="radio"/> 39 cm <input type="radio"/> 40 cm <input type="radio"/> 41 cm <input type="radio"/> 42 cm <input type="radio"/> 43 cm <input type="radio"/> 44 cm <input type="radio"/> 45 cm <input type="radio"/> 46 cm <input type="radio"/> 47 cm <input type="radio"/> 48 cm <input type="radio"/> 49 cm <input type="radio"/> 50 cm					
Longueurs de jambes de 22 cm à 39 cm uniquement avec repose-pieds montage haut.					



AGN040107



AGN040050/51



Châssis 92°



Châssis 100°



AGN050025



AGN050026



AGN050125

- (1) ND en combinaison avec support d'axe pour adaptation handbike *supports d'axes renforcés & rails d'assise en acier
 (2) Hauteurs d'assise arrière mini : roues 24" = 41 cm / roues 25" = 43 cm
 (3) Avec ajustement de 3cm, palettes séparées composite disponibles à partir de LS 42 cm
 (4) Avec ajustement de 3cm, palettes séparées alu disponibles à partir de LS 38 cm



Argon²

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

ROUES MOTRICES

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

Position centre de gravité (COG) (mesure : de l'avant du tube de dossier au centre de l'axe de la roue arrière)							
<i>Passif</i>	COG32	<input type="radio"/> 3,20 cm	COG44	<input type="radio"/> 4,40 cm	COG56	<input type="radio"/> 5,60 cm	
<i>Actif</i>	COG68	<input type="radio"/> 6,80 cm	COG80	<input type="radio"/> 8,00 cm	COG92	<input type="radio"/> 9,20 cm	COG104 <input type="radio"/> 10,4 cm
Types de roues							
AGN070001	<input type="radio"/>	Standards, rayonnage croisé	(ND 25")	std	std		
AGN070002	<input type="radio"/>	Moyeu design rayonnage droit (4)	(ND 22"/25")	std	std		
AGN070003	<input type="checkbox"/>	Légères (poids max Ut. : 125 kg)	(ND 26")	303,32	320,00		
AGN070004	<input type="checkbox"/>	Proton (poids max Ut. : 80 kg)	(ND 26")	336,49	355,00		
AGN070005	<input type="checkbox"/>	Spinergy 18 rayons noirs	(ND 22")	647,39	683,00	Autre coloris rayon = B4Me	
AGN070007	<input type="checkbox"/>	Spinergy 12 rayons noirs, moyeu noir	(ND 22"/26")	837,91	884,00		
AGN070009	<input type="checkbox"/>	VTT (seulement avec pneu VTT et MC noire)	(uniquement 24")	381,99	403,00		
AGN070010	<input type="checkbox"/>	VTT (paire supplémentaire)	(uniquement 24")	574,41	606,00		
Pneu							
AGN070101	<input type="radio"/>	Profil fin, Right run	(ND 25")	std	std		
AGN070107	<input type="radio"/>	Schwalbe ONE	(ND 22"/26")	std	std		
AGN070102	<input type="radio"/>	Bandage noir, 24", 25" (1)	(ND 26")	std	std		
	<input type="checkbox"/>	Bandage gris, 22"		51,18	54,00		
AGN070104	<input type="checkbox"/>	Marathon Plus Evolution	(ND 22")	75,83	80,00		
Carrossage							
AGN070600	<input checked="" type="radio"/>	0°		std	std		
AGN070603	<input type="radio"/>	3°	AGN070606 <input type="radio"/> 6°	AGN070606 <input type="radio"/> 9° (2)	std	std	
Supports d'axe							
AGN010500	<input type="checkbox"/>	Support supp. pour adaptation handbike - Poids max 100kg Non obligatoire - apporte plus de traction en usage handbike ND avec roulettes anti-bascule - ND axe amputé et accoudoirs tube Le carrossage de l'axe handbike doit être 3° supérieur à l'axe std		231,28	244,00		
AGN070500	<input type="checkbox"/>	Support axe amputé (ND avec support axe pour handbike) (3)		188,63	199,00		
Flasques - 22", 24" (ND avec roues Spinergy)							
AGN070831	<input type="checkbox"/>	Transparent		190,52	201,00		
AGN070823	<input type="checkbox"/>	Princess ⁸¹³	<input type="checkbox"/> Galactica ⁸¹⁸	<input type="checkbox"/> Jungle Fever	238,86	252,00	
AGN070816	<input type="checkbox"/>	Happy Lions ⁸²¹	<input type="checkbox"/> Pirates ⁸¹¹	<input type="checkbox"/> Feather	238,86	252,00	
AGN070819	<input type="checkbox"/>	Monkeys ⁸¹⁴	<input type="checkbox"/> Graffiti ⁸⁰⁶	<input type="checkbox"/> Chrome wheel	238,86	252,00	
AGN070820	<input type="checkbox"/>	Oriental ⁸⁰²	<input type="checkbox"/> Basketball ⁸⁰³	<input type="checkbox"/> Basketball 2	238,86	252,00	
AGN070829	<input type="checkbox"/>	Superhero ⁸¹²	<input type="checkbox"/> Flying water ⁸²⁸	<input type="checkbox"/> Space	238,86	252,00	
AGN070817	<input type="checkbox"/>	Hot wheels ⁸²²	<input type="checkbox"/> Pool ⁸²⁷	<input type="checkbox"/> Silk	238,86	252,00	
AGN070830	<input type="checkbox"/>	Tiger ⁸³³	<input type="checkbox"/> Zebra		238,86	252,00	

SYSTEME DE CONDUITE

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

Main-courante							
AGN070202	<input type="radio"/>	Alu, argent anodisé		std	std		
AGN070201	<input type="radio"/>	Alu, argent vernis	(ND Spinergy 26")	std	std		
AGN070204	<input type="radio"/>	Inox		std	std		
AGN070205	<input type="checkbox"/>	Titane	(ND roues 22")	235,07	248,00		
AGN070206	<input type="checkbox"/>	Titane traité	(ND roues 22")	235,07	248,00		

(1) Pour roues Proton et légères: uniquement 22", 24" & 25" - Spinergy: 24"

(2) ND avec support adaptation handbike

(3) ND avec accoudoirs tube

(4) ND avec harmonisation moyeu et jante

Argon²

Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

SYSTEME DE CONDUITE		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Main-courante					
AGN070207	<input type="checkbox"/> Anti-dérapante	309,00	326,00		
AGN070208	<input type="checkbox"/> Maxgrip (ND 25"/26")	443,60	468,00		
AGN070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal) (uniquement 24" et 25")	302,37	319,00		
AGN070250	<input type="checkbox"/> Protection de main-courante (ND 25"/26")	138,39	146,00		
Montage Main-courantes					
AGN070317	<input checked="" type="radio"/> Standard (17 mm)	std	std		
AGN070327	<input type="checkbox"/> Ecarté (27 mm) (ND roues Spinergy & Légères et MC alu)	58,77	62,00		
AGN070307	<input type="checkbox"/> Très rapproché (7 mm) (uniquement avec MC inox)	138,39	146,00		
Poignées de Poussée					
AGN030201	<input type="radio"/> Poignées longues	std	std		
AGN030200	<input type="radio"/> Sans poignées de poussée	std	std		
AGN030203	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée escamotables - à partir de HD 32,5 cm	120,38	127,00		
AGN030204	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée réglables en hauteur - à partir HD 32,5 cm	270,14	285,00		
AGN030205	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée réglables en hauteur pour dossier JAY à partir HD 32,5 cm	291,94	308,00		
ROUES DIRECTRICES					
AGN080301	<input type="radio"/> Bandage dur	std	std		
AGN080302	<input type="radio"/> Softroll <input type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6" (large)	std	std		
AGN080303	<input type="checkbox"/> Lumière <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	87,20	92,00		
AGN080304	<input type="checkbox"/> Bandage dur - jante alu <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	100,47	106,00		
AGN080306	<input type="checkbox"/> Softroll - jante alu <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (large)	100,47	106,00		
Fourches					
AGN080013	<input type="radio"/> Carbotecture, 111 mm , ultra-légères, noires Option couleur : <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange	std 139,34	std 147,00		
AGN080029	<input type="radio"/> Aluminium, 123 mm , noires (1) Option couleur : <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange	std 139,34	std 147,00		
AGN080007	<input type="checkbox"/> Fourches suspension Frog Leg noires - poids max Utli. 125 kg (2)	600,95	634,00		
SYSTEME D' IMMOBILISATION					
AGN060001	<input type="radio"/> Frein à pousser	std	std		
AGN060002	<input type="checkbox"/> Frein à débattement court	60,66	64,00		
AGN060023	<input type="checkbox"/> Freins compacts EVO - uniquement avec carrossage 0° et 3° - (3)	72,04	76,00		
AGN060010	<input type="checkbox"/> Rallonges de freins rabattables avec freins à débattement court	89,10	94,00		
ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS					
	<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (unitaire) (ND avec axe handbike) AGN090002 <input type="checkbox"/> côté droit AGN090001 <input type="checkbox"/> côté gauche	44,55	47,00		
AGN090009	<input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)	96,68	102,00		
	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer escamotable (4) AGN090005 <input type="checkbox"/> côté droit AGN090004 <input type="checkbox"/> côté gauche	115,64	122,00		
AGN090007	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer encliquetables - paire	115,64	122,00		
	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer "active" relevable (actionnée par l'utilisateur) AGN090008 <input type="checkbox"/> côté droit AGN090033 <input type="checkbox"/> côté gauche	142,18	150,00		
AGN090035	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer Sport (montage central sur barre de carrossage)	287,20	303,00		
AGN090010	<input type="checkbox"/> Roulettes de transit (paire)	230,33	243,00		
AGN090016	<input type="checkbox"/> Protection de cadre	84,36	89,00		



- (1) Compatible avec dispositif d'assistance électrique
 (2) ND avec roues 3" et 6" et roues jantes alu
 (3) ND avec roues VTT
 (4) ND avec levier arrière de basculement

Argon²

Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE

		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
AGN090211	<input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude *	100,47	106,00		
AGN090212	<input type="radio"/> Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude *	std	std		

* Largeur châssis avant 46 cm max, poids Utilisateur: 100 kg max

3EME ROUE EMPULSE F55 (joindre fiche de mesure F55) - TVA 20%

		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
EMO000101	<input type="radio"/> Avec commande F55, SANS installation et réglage par Sunrise	std	std		
EMO000102	<input type="checkbox"/> Avec commande F55, AVEC installation et réglage par Sunrise	390,00	468,00		



SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS

		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
AGN090018	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle métallique	80,57	85,00		

ACCESSOIRES

		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
AGN090030	<input type="checkbox"/> Sac à dos - spécial fauteuil	96,68	102,00		
AGN090026	<input type="checkbox"/> Housse téléphone portable	38,86	41,00		
AGN090100	<input type="checkbox"/> Avec option accroches taxi - poids max. Utilisateur 136 kg	101,42	107,00		

COLORIS

		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
6	<input type="radio"/> Jaune soleil	std	std		
14	<input type="radio"/> Bleu	std	std		
21	<input type="radio"/> Rouge rubis	std	std		
24	<input type="radio"/> Tutti frutti orange	std	std		
27	<input type="radio"/> Graphite métallique	std	std		
29	<input type="radio"/> Noir	std	std		
31	<input type="radio"/> Noir mat	std	std		
32	<input type="radio"/> Blanc pur	std	std		
33	<input type="radio"/> Rose	std	std		
42	<input type="radio"/> Anthracite mat	std	std		
2	<input type="radio"/> Argent brillant	91,00	96,00		
3	<input type="radio"/> Argent mat	91,00	96,00		
15	<input type="radio"/> Bleu océan brillant	91,00	96,00		
16	<input type="radio"/> Bleu mat	91,00	96,00		
19	<input type="radio"/> Violet brillant	91,00	96,00		
22	<input type="radio"/> Rouge brillant	91,00	96,00		
23	<input type="radio"/> Rouge mat	91,00	96,00		
34	<input type="radio"/> Chocolat métallisé	91,00	96,00		
35	<input type="radio"/> Bleu ciel	91,00	96,00		
36	<input type="radio"/> Cyan métallique	91,00	96,00		
37	<input type="radio"/> Marsred (orange)	91,00	96,00		
40	<input type="radio"/> Kiwi	91,00	96,00		
41	<input type="radio"/> Rose pailleté	91,00	96,00		
46	<input type="radio"/> Vert Mamba	91,00	96,00		

HARMONISATION DE COULEUR

		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	Moyeux et jantes Code couleur (voir ci-dessus) Uniquement disponible avec coloris codes 14 - 22 - 23 - 29 et 31	127,01	134,00		
<input type="checkbox"/>	Main-courantes (2) Code couleur (voir ci-dessus)	67,30	71,00		

PRIX TOTAL

--	--

(1) ND en combinaison avec palette montage performance et palette montage haut

(2) Uniquement avec main-courante alu et roues standards

Argon²

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

Comment effectuer votre prise de mesure ?

Largeur de siège

a) Avec l'utilisateur :

Prévoir de rajouter environ 2 cm au total pour les protège-vêtements.

b) Sur le fauteuil :

Largeur extérieure tubes d'assise

Profondeur de siège

a) Avec l'utilisateur :

En position assise, laisser un espace de 2-3 doigts entre l'avant de la toile d'assise et la pliure du genou (approx. 3-6 cm).

b) Sur le fauteuil :

Du tube du dossier à l'avant de la toile d'assise



Hauteur du dossier

a) Avec l'utilisateur :

Distance de la toile d'assise, coussin compris, jusque sous l'omoplate, mais pas plus de 1 ou 2 cm en -dessous.

Important ! La hauteur du dossier dépend du degré du handicap

b) Sur le fauteuil :

Distance de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la toile du dossier




Longueur de jambe

a) Avec l'utilisateur :

Distance de la pliure du genou à la semelle de la chaussure.

b) Sur le fauteuil :

Distance de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette (ajouter la hauteur de coussin si nécessaire)



Dimensions hors-tout

Largeurs hors-tout

Avec carrossage 0°

24"

LS+20cm

25"

LS+20cm

Avec carrossage 3°

LS+22cm

LS+26cm

Largeurs hors-tout

Avec carrossage 6°

LS+28cm

LS+32cm

Avec carrossage 9°

LS+34cm

LS+38cm

Longueur hors-tout maximale : 91 cm

Hauteur totale maximale : 90 cm

Ajustement		Largeurs d'assise en cm										
		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
0 cm	largeur intérieur châssis	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
	largeur extérieure châssis supports fourches	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
3 cm	largeur intérieur châssis	na	na	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	largeur extérieure châssis supports fourches	na	na	40	42	44	46	48	50	52	54	56

Matrice Incompatibilité F55 avec roues arrière 24"

COG	Profondeur d'Assise						
	380	400	420	440	460	480	500
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
110	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
130	X	X	✓	✓	✓	✓	✓