



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Yes, you can.[®]

Rea[®] Azalea[®]

Fauteuil manuel de confort en acier à châssis pliant



Descriptif :

- Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes : +1°/24° et de dossier : 0°/30° par vérins pneumatiques.
- Repose-jambes réglables en largeur
- Sangles talonnières
- Poids : à partir de 34 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure



Désignations et code LPPR :

- Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- Coussin de dossier : 9325590 = 34,90 €
- Coussin de siège Matrx Contour Visco_{NG} : 1204839 = 81,00 €
- Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- Gouttière concave : 9325554 = 119,39 € x 2
- Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € x 2

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR **6226337** : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement.
Prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :







Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :
F

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare[®].

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Options sans supplément de prix

				Euros				
				Prix Public	LPPR*			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
BNA0010	☐	Rea [®] Azalea [®]		1168,967	1233,26	1233,26		
TYPES DE PROPULSION								
BNA0025	☐	Standard	NC : 1076	☒	☒			
BNA0030	☐	Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 1072, 1074, 1095	213,27	225,00			
ASSISE								
Largeur d'assise (SW)								
BNA0040	☐	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	☐	☐			
BNA0050	☐	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm	NC : 0241, 0242, 0246, 0247	☐	☐			
BNA0060	☐	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm	NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244	☐	☐			
Pré-réglable en largeur de l'assise								
BNA0065	☐	Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)		☐	☐			
Profondeur d'assise (SD)								
BNA0100	☐	Réglable de 430 à 500 mm		☒	☒			
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)								
BNA0110	☐	400 mm uniquement avec roues arrière 22"	NC : 0370, 0476, 1015, 1022, 1025, 1062, 1266, 1268	☐	☐			
BNA0120	☐	450 mm uniquement avec roues arrière 24"	NC : 1055	☒	☒			
Inclinaison d'assise								
BNA0127	☐	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		☐	☐			
Type d'assise								
BNA0130	☐	Plane réglable en profondeur		☒	☒			
BNA0140	☐	Sur rail réglable en profondeur sans outil	NC : 0720	337,44	356,00		 0140	
Coussin d'assise								
BNA0164	☐	Matrx Contour Visco _{NG} - coussin galbé hauteur 100 cm	NC : 0191,0201, 0202	☒	☒		 0164	
BNA0165	☐	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		-43,70	-46,10	-46,10	 0165	
BNA0175	☐	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0191, 0201, 0202	-43,70	-46,10	-46,10		

Tarif Janvier 2024

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2024 Invacare International Sarl

Tous droits réservés
1/6


Rea [®] Azalea [®]				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coloris des garnitures de coussin						
BNA0191	☐	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNA0201	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNA0202	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER						
Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)						
BNA0205	☐	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BNA0206	☐	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○	
BNA0207	☐	Sans pré-réglage		◆	◆	
Type de dossier						
BNA0210	☐	Plaque dossier <i>Flex 3</i> - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0341, 0343, 0905	○	○	
BNA0215	☐	Plaque dossier <i>Laguna 2</i> - réglable en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0260, 0270, 0335, 0343, 0905	◆	◆	
BNA0220	☐	Dossier <i>Flex 3</i> - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0235, 0241 à 0247, 0341, 0343	○	○	
BNA0221	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i>	NC : 0240, 0250, 0260, 0270 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNA0223	☐	Dossier <i>Matrx Elite Deep E2</i>	NC : 0240, 0250, 0260, 0270 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNA0225	☐	Dossier <i>Matrx Posture Back</i>	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0250, 0260, 0270 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*
* 838,47 € - 81,00€ (<i>Matrx Contour Visco NG</i>) = 757,57 €						
Hauteur de dossier pour dossiers Matrx						
BNA0233	☐	Hauteur de dossier Matrx 410 mm - fixations <i>Mini</i>		○	○	
BNA0235	☐	Hauteur de dossier Matrx 460 mm - fixations <i>Standard</i>		○	○	
BNA0234	☐	Hauteur de dossier Matrx 510 mm - fixations <i>Standard</i>		○	○	
Largeur du dossier Matrx						
BNA0241	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
BNA0242	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BNA0243	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BNA0244	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BNA0245	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BNA0246	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BNA0247	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Coussin de dossier						
BNA0240	☐	<i>Latéral</i> , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BNA0250	☐	<i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	
BNA0260	☐	<i>Mistral 2</i> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322, 0905	146,92	155,00	
BNA0270	☐	<i>Passad 2</i> , maintien du buste et des épaules	NC : 0905	217,06	229,00	
Garniture de dossier						
BNA0311	☐	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNA0321	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNA0322	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNA0335 BNA0341 BNA0343	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNA0345	☐	Barre de poussée réglable en angle	NC : 1266, 1268	145,97	154,00	



0210


0215



0220


Matrx Elite E2 / Elite Deep E2








0240


0250


0260


0270



0345

Rea [®] Azalea [®]				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Inclinaison de l'assise et du dossier							
BNA0350	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BNA0360	☐	ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC: 1263, 1266, 1268	995,26	1 050,00		
BNA1263	☐	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆		
POTENCES							
Repose jambe central							 0370
BNA0370	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942, 0952, 0954, 0956	900,47	950,00	211,52	
Ajustement des potences et repose-jambes							
BNA0375	☐	Position standard		◆	◆		
BNA0376	☐	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		109,00	115,00		
BNA0378	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00		
Potence gauche (noire)							 0380 / 0430
BNA0380	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	◆	◆		
BNA0390	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BNA0410	☐	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0510, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76	
Potence droite (noire)							 0390 / 0440
BNA0430	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	◆	◆		
BNA0440	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BNA0460	☐	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550,0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76	
PALETTES							 0410 / 0460
Palette monobloc							
BNA0475	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	202,84	214,00		
BNA0476	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	249,29	263,00		
Palette gauche							 0475 / 0476
BNA0490	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNA0510	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○	-27,88	
BNA0520	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆		
Palette droite							 0510 / 0570
BNA0550	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		
BNA0570	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○	-27,88	
BNA0580	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							 0520 / 0580 si potence 80°
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BNA0600	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	-119,39	
BNA0606	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	◆	◆		
BNA0610	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	-119,39	
BNA0615	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNA0620	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-119,39	
							 0600 / 0630
							 0606 / 0636


Rea [®] Azalea [®]				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)						
BNA0630	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	-119,39
BNA0636	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	◆	◆	
BNA0640	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250	○	○	-119,39
BNA0645	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	○	○	
BNA0650	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-119,39
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'accoudoir						
BNA0680	☐	Housses de protège-vêtements, la paire		69,19	73,00	
BNA0690	☐	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire (uniquement avec 0680)		15,17	16,00	
Options d'assise						
BNA0710	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00	
BNA0720	☐	Plot d'abduction		246,45	260,00	
Options de dossier						
Appuis-tête						
BNA0730	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0750, 0770	○	○	
BNA0750	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0740, 0742, 0770	225,59	238,00	
BNA0731	☐	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 0740, 0770	218,01	230,00	
BNA0736	☐	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 0740, 0770	408,53	431,00	
Fixation appuis-tête Matrix						
BNA0742	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		201,90	213,00	
Autres options appuis-tête						
BNA0740	☐	Housse de coussin d'appui-tête		54,03	57,00	
BNA0770	☐	Appui-nuque		◆	◆	
BNA0782	☐	Support appui-tête/appui-nuque universel		69,19	73,00	
BNA0790	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	
Cale-tronc gauche						
BNA0800	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		174,41	184,00	
BNA0880	☐	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		157,35	166,00	
Cale-tronc droit						
BNA0810	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		174,41	184,00	
BNA0890	☐	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		157,35	166,00	
Autres options de dossier						
BNA0905	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	
BNA0915	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00	
BNA0920	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00	




0610 / 0640




0615 / 0645



0720



0730



0750



0731/
0742



0736




0782



0770





0800 / 0810




0880 / 0890



0905

Rea [®] Azalea [®]				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Options de potences / palettes							
BNA0941	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		101,42	107,00		 0952 / 0954 / 0956
BNA0942	☐	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir TR26		119,43	126,00		
BNA0952	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00		
BNA0954	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00		
BNA0956	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00		
CHASSIS							
Coloris de châssis							 0944  0946  0947  0948  0949  0950
BNA0944	☐	Gris perle		◆	◆		
BNA0946	☐	Bleu nuit		○	○		
BNA0947	☐	Sable		○	○		
BNA0948	☐	Vert electrique		○	○		
BNA0949	☐	Rouge vif		○	○		
Extension de châssis							
BNA0950	☐	Extension de châssis + 50 mm		87,20	92,00		
Fixation des fourches							
BNA0960	☐	Fixes		◆	◆		
Roues avant							
BNA0982	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		36,02	38,00		
BNA0992	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		58,77	62,00		
BNA1015	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆		
BNA1022	☐	8"x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○		
BNA1025	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		126,07	133,00		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							   1" 1086  1.3/8" 1092
BNA1055	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1266	○	○		
BNA1062	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
Type de roues arrière							
BNA1072	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1120	◆	◆		
BNA1074	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		36,02	38,00		
BNA1076	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1086	○	○		
Type de revêtement roues arrière							
BNA1082	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
BNA1086	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
BNA1092	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
Mains-courantes							
BNA1100	☐	Aluminium		◆	◆		
BNA1120	☐	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
Protège-rayons							
BNA1160	☐	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		
SECURITE							
BNA1170	☐	Freins à tirer		◆	◆		 1200
BNA1180	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
BNA1185	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		

Rea [®] Azalea [®]				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Ceintures							
BNA1200	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00		 1201 / 1202
BNA1201	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00		
BNA1202	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00		 1203 / 1204
BNA1203	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00		
BNA1204	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00		 1206 / 1207
Harnais							
BNA1206	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00		
BNA1207	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes							  1230 1231
BNA1230	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	72,83	76,84	76,84	
BNA1231	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,84	
BNA1232	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,83	76,84	76,84	
BNA1233	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,83	76,84	76,84	
BNA1240	☐	Tablette escamotable	NC : 1235, 1237, 1250	300,47	317,00	76,84	
BNA1245	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235, 1237, 1250	348,82	368,00	76,84	
Coussins de tablette							 1232 / 1233
BNA1235	☐	Coussin de tablette		104,27	110,00		
BNA1237	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
Autres options							 1240
BNA1250	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
BNA1266	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1268	453,08	478,00		
BNA1268	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03		
BNA1300	☐	Attache pour harnais		78,67	83,00		
BNA1310	☐	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00		
BNA1320	☐	Tige porte-sérum		105,21	111,00		
Rampes en accessoire							 1440530
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		