

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré

Fauteuil de confort manuel en acier à châssis pliant avec inclinaisons électriques



Descriptif :

- Assise et dossier inclinables par vérins électriques (de +1° à +30° / -2° à +27° pour l'assise, de 0° à +30° pour le dossier)
- Réglage en largeur des accoudoirs (+25 mm par côté) et des repose-jambes (+50 mm par côté)
- Profondeur d'assise réglable en continu de 430 à 500 mm par système de tiroir
- Dossier souple avec nouveau coussin de dossier Laguna 2 qui améliore le maintien latéral
- Appui-nuque
- Paire de repose-jambes avec palettes articulées
- Coloris Beige Nacré (RAL 1035)
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg.
- Poids : à partir de 35,5 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Compatible avec les motorisations alber : e-motion M25, e-fix E35-E36, viamobil V25, viaplus V12

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- * Coussin de dossier : 9325590 = 34,90 €
- * Coussin de siège : 9325590 = 34,90 € ou 1204839 = 81,00 €
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € (x2)
- * Gouttières Droite et Gauche : 9325554 = 119,39 € x2

Date :

Référence d'achat:

Code client :

Cachet du distributeur :



* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :










Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.





☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Options sans supplément de prix



				Euros		Codes LPPR Version Assist		
				Prix Public	LPPR*			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		9225657 = 403,50 € TTC Poussette, supérieur ou égal à 16 ans, dossier et sièges inclinables	
SNC0002	☐	Rea® <i>Clematis® Pro E-Tilt</i> - Code LPPR 9124689		942,64 <i>+1,67 € HT d'éco-participation</i>	994,48 994,48	9225663 = 962,20 € TTC Poussette multiréglable et évolutive, inférieur à 16 ans		
TYPES DE PROPULSION								
SNC0100	☐	Propulsion standard (roues arrière 24")	NC : 1500	◆	◆			
SNC0110	☐	Propulsion transit (<i>version Assist</i> , roues arrière 12")	NC : 0380, 1520	○	○			
ASSISE ET DOSSIER								
Type d'assise								
SNC0210	☐	Réglable en largeur et profondeur		◆	◆		 0210	
Largeur d'assise (SW)								
SNC0300	☐	390 mm, réglable à 440 mm		○	○			 STD +25 mm par côté
SNC0310	☐	440 mm, réglable à 490 mm		○	○			
SNC0320	☐	490 mm, réglable à 540 mm		○	○			
SNC0330	☐	540 mm, réglable à 590 mm	NC : 0430, 1630, 1640	545,02	575,00			
Profondeur d'assise (SD)								
SNC0370	☐	Réglable en continu de 430 à 500 mm		◆	◆		Support d'accoudoir	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)								
SNC0380	☐	400 mm	NC : 1430, 1440	○	○			
SNC0390	☐	450 mm		◆	◆			
Coussins d'assise								
SNC0410	☐	Coussin <i>Matrix Contour Visco</i> NG		◆	◆		 0410	
SNC0420	☐	Coussin <i>Mistral 2</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10		 0420 0430
SNC0430	☐	Coussin <i>Flo-Shape</i> (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		-43,70	-46,10	-46,10		
Type de dossier								
SNC0500	☐	Plaque de dossier rigide	NC : 0540, 1000	◆	◆			
SNC0510	☐	Dossier souple	NC : 0540, 1000	○	○			
SNC0520	☐	Dossier réglable en tension <i>Laguna 2</i>	NC : 0560, 0570, 1200, 1210, 1220, 1230	173,46	183,00			

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2024 Invacare International Sarl

Tous droits réservés
1/4

Rea [®] Clematis [®] Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Coussin de dossier							
SNC0530	☐	Coussin de dossier Laguna 2 (Revêtement PU bi-extensible noir TR26) - nouvelle forme ergonomique avec meilleur maintien latéral		◆	◆		 0530
SNC0540	☐	Coussin Latéral , plat et large (conseillé pour dossier réglable en tension) (Revêtement PU bi-extensible noir TR26)		○	○		
Poignées à pousser							 0560  0570  0580
SNC0560	☐	Poignées à pousser séparées - réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
SNC0570	☐	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00		
SNC0580	☐	Poignées à pousser connectée - réglables en hauteur et amovibles - obligatoire pour dossier réglable en tension Laguna 2		○	○		
Inclinaison de l'assise et du dossier							
SNC0620	☐	Vérins ÉLECTRIQUES par télécommande pour inclinaisons d'assise et de dossier		◆	◆		
POTENCES / PALETTES							
Ajustement des potences et repose-jambes							 0720 0740
SNC0700	☐	Position standard		◆	◆		
SNC0710	☐	Support pour position à 90° - angulation du repose-jambe 10° à 90°		52,13	55,00		
Repose-jambe gauche							
SNC0720	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		
Repose-jambe droit							
SNC0740	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 362 mm à 627 mm		◆	◆		
PALETTES							
Palette gauche							 0770
SNC0770	☐	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		
Palette droite							
SNC0790	☐	Réglable en profondeur, en angle, et en largeur avec sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche							 0800  0810  0820
SNC0800	☐	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		
SNC0810	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1720	113,17	119,39	119,39	
SNC0820	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1720, 1790	113,17	119,39	119,39	
Accoudoir droit							
SNC0850	☐	Confort, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL		◆	◆		
SNC0860	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1730	113,17	119,39	119,39	
SNC0870	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1700, 1710, 1730, 1790	113,17	119,39	119,39	
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'assise							 0910  1000
SNC0910	☐	Plot d'abduction		246,45	260,00		
Options de dossier							
SNC1000	☐	Sangle lombaire supplémentaire pour dossier réglable en tension Laguna 2		38,86	41,00		

Rea [®] Clematis [®] Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Appui-tête							
SNC1100	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		209,48	221,00		
SNC1110	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1130	225,59	238,00		
SNC1120	☐	Appui-nuque	NC : 1130	◆	◆		
SNC1130	☐	Housse de coussin d'appui-tête		57,82	61,00		
Cale-tronc							
SNC1200	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		
SNC1210	☐	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00		
SNC1220	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		174,41	184,00		
SNC1230	☐	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		156,40	165,00		
Options de palettes/repose-jambes							
SNC1300	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00		
CHASSIS							
Coloris de châssis							
SNC1400	☐	Beige Nacré (RAL 1035)		◆	◆		
Fixation des fourches							
SNC1410	☐	Axes fixes		◆	◆		
Roues avant							
SNC1420	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		
SNC1430	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 27 mm - Bandage noir		○	○		
SNC1440	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
Diamètre et type des roues arrière							
SNC1500	☐	12" - 305 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640	○	○		
SNC1520	☐	24" - 600 mm - standard (moyeu noir, jante gris et rayons gris) avec axes à démontage rapide	NC : 1620	◆	◆		
SNC1525	☐	24" - 600 mm - freins tambour (jante grise et rayons gris renforcés en acier) avec axes à démontage rapide	NC : 1620, 1630, 1640	213,27	225,00		
Pneus arrière							
SNC1530	☐	Pneumatique noir 1.3/8"		○	○		
SNC1540	☐	Bandage noir 1.3/8"		◆	◆		
Mains-courantes							
SNC1550	☐	Aluminium		◆	◆		
OPTIONS DE CHASSIS							
Protège-rayons							
SNC1560	☐	Protège-rayons " <i>Frost</i> "		219,91	232,00		
SECURITE							
SNC1600	☐	Freins à tirer		◆	◆		
SNC1620	☐	Freins au pied commande tierce-personne	Uniquement pour roues 12"	○	○		
SNC1630	☐	Frein à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
SNC1640	☐	Frein à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		
Options de sécurité							
SNC1650	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique	A cocher obligatoirement pour <i>version Assist</i>	○	○		
SNC1660	☐	Roulettes anti-bascule escamotables, la paire		◆	◆		

Rea® Clematis® Pro E-Tilt Configuré				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ACCESSOIRES							
SNC1700	☐	Tablette escamotable et amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1750	154,50	163,00	76,84	 1700 1710 1750 1790
SNC1710	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1750	72,83	76,84	76,84	
SNC1720	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	
SNC1730	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1740	72,83	76,84	76,84	
SNC1740	☐	Coussin de tablette		101,42	107,00		
SNC1750	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
SNC1770	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25		453,08	478,00		
SNC1780	☐	Tige porte-sérum et support		103,32	109,00		
SNC1790	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
Rampes en accessoire							
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		 1440530 1654128 1654129 1654130
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00		
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		