

Assise modulaire évolutive Agility – Fiche de mesure 2023

Sous réserve de modifications techniques et erreurs d'impression

Information Distributeur	Information Utilisateur
Distributeur (code/nom) : Click or tap here to enter text.	Nom / Prénom : /
Personne à contacter :	
E-mail :	Nouveau ☐ Renouvellement ☐
Cachet :	Marque et modèle du fauteuil roulant précédent : /
	Date essai : / /

	Code	Choix	Tarif public €		Tarif LPPR	
			HT	TTC	Code LPPR	
Assise modulaire évolutive AGILITY™ ROHO		☐	961,39	1014,26	838,47 € 6266816	Coussin d'assise + dossier de positionnement AGILITY avec fixations

Code LPPR 1269336/code individuel 6266816 : Siège de série modulaire et évolutif, adaptable aux mesures du patient.
Prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie, chirurgie orthopédique

ÉTAPE 1 : Choix de la combinaison type d'assise / type de dossier

DOSSIER AGILITY ROHO®

Supplément à ajouter selon combinaisons	Max Contour® (18 cm)		Tarifs	
TYPE de coussin d'ASSISE		Ref	HT	TTC
AIR LITE®	☐	1833394	-	-
HYBRID ELITE® monovalve/monocompartiment	☐	1833918	275,18	290,32
HYBRID ELITE® bi-valves/bi-compartiment	☐	1833921	275,18	290,32
HYBRID SELECT®	☐	1837798	321,05	338,70
QUADTRO SELECT®	☐	1832758	321,05	338,70
CONTOUR SELECT®	☐	1832764	321,05	338,70
ENHANCER	☐	1832761	343,98	362,89
Coussin Monocompartiment	☐	1833674	343,98	362,89

ÉTAPE 2 : Choix du dossier

DOSSIER AGILITY MAX CONTOUR® (18 cm)

FIXATION AMOVIBLE (inclue dans l'assise modulaire)

	Largeur extérieure tube FR (en cm)	33 - 35	35,5 - 38	38 - 40,5	40,5 - 43	43 - 45,5	45,5 - 48	48 - 51	
	Largeur de dossier (en cm)	35,5 (14")	38 (15")	40,5 (16")	43 (17")	45,5 (18")	48 (19")	51 (20")	
Hauteur (en cm)	40,5 (16")	☐ 1833273	☐ 1833362	☐ 1833276	☐ 1833365	☐ 1833279	☐ 1833368	☐ 1833282	
	45,5 (18")	☐ 1833274	☐ 1833363	☐ 1833277	☐ 1833366	☐ 1833280	☐ 1833369	☐ 1833283	
	51 (20")	☐ 1833275	☐ 1833364	☐ 1833278	☐ 1833367	☐ 1833281	☐ 1833370	☐ 1833284	


FIXATION FIXE (inclue dans l'assise modulaire)

	Largeur extérieure tube FR (en cm)	33 - 35,5	35,5 - 38	38 - 40,5	40,5 - 43	43 - 45,5	45,5 - 48	48 - 51
	Largeur de dossier	35,5 (14")	38 (15")	40,5 (16")	43 (17")	45,5 (18")	48 (19")	51 (20")
Hauteur (en cm)	40,5 (16")	☐ 1833309	☐ 1833389	☐ 1833310	☐ 1833390	☐ 1833311	☐ 1833391	☐ 1833312

PLAQUE D'ADAPTATION DIRECT POUR FAUTEUIL PERMOBIL : DIRECT MOUNT HARDWARE
(en supplément)

Compatible avec les fauteuils : M3 ed. Lite, M3, M5 F3 ed. Lite, F3, F5, F5VS			☐	428,22	451,77			
Largeur de dossier (en cm)	35,5 (14")	38 (15")	40,5 (16")	43 (17")	45,5 (18")	48 (19")	51 (20")	
Réf	☐ AG-HDWR-DM14	☐ AG-HDWR-DM15	☐ AG-HDWR-DM16	☐ AG-HDWR-DM17	☐ AG-HDWR-DM18	☐ AG-HDWR-DM19	☐ AG-HDWR-DM20	

MESURES

Max Contour®		
Largeur Dossier	Intérieur Galbe	
35,5	21,5	
38	26	
40,5	28	
43	31	
45,5	33,5	
48	36	
51	37,5	

ÉTAPE 3 : Choix du coussin d'assise

ROHO AIR LITE®

Livré avec une housse	Référence	Dimensions Centimètres (Largeur x Profondeur)	
☐	AL1313HD	33 x 33	
☐	AL1315HD	33 x 38	
☐	AL1414HD	36 x 36	
☐	AL1416HD	36 x 41	
☐	AL1515HD	38 x 38	
☐	AL1517HD	38 x 43	
☐	AL1616HD	41 x 41	
☐	AL1618HD	41 x 46	
☐	AL1717HD	43 x 43	
☐	AL1718HD	43 x 46	
☐	AL1720HD	43 x 51	
☐	AL1816HD	46 x 41	
☐	AL1818HD	46 x 46	
☐	AL1820HD	46 x 51	
☐	AL1917HD	48 x 43	
☐	AL1919HD	48 x 48	
☐	AL2017HD	51 x 43	
☐	AL2018HD	51 x 46	

ROHO HYBRID ELITE®


Coussin ROHO Hybrid Elite monovalve/monocompartiment Sensor Ready Sans boîtier SmartCheck		Equivalence US	Dimensions Centimètres (Largeur x Profondeur)	Monocompartiment/Monovalve ou Bicompartiment/Bivalves 
☐	1833928	1RHE1515C – SR	38 x 38	
☐	1833929	1RHE1516C – SR	38 x 41	
☐	1833931	1RHE1615C – SR	41 x 38	
☐	1833934	1RHE1618C – SR	41 x 46	
☐	1833941	1RHE1818C – SR	46 x 46	
☐	1833942	1RHE1820C – SR	46 x 51	
☐	1833945	1RHE2020C – SR	51 x 51	
Coussin ROHO Hybrid Elite bi-valves/bicompartiment				
☐	1833954	2RHE1515C	38 x 38	
☐	1833955	2RHE1516C	38 x 41	
☐	1833957	2RHE1615C	41 x 38	
☐	1833960	2RHE1618C	41 x 46	
☐	1833967	2RHE1818C	46 x 46	
☐	1832630	2RHE1820C	46 x 51	
☐	1833971	2RHE2020C	51 x 51	

ROHO HYBRID SELECT®		
Coussin ROHO Hybrid Select <i>Livré avec housse</i>		
	Référence	Dimensions du coussin (Largeur x Profondeur)
☐	HS1414C	35,5 x 37,5
☐	HS1416C	35,5 x 42,5
☐	HS1515C	38 x 40
☐	HS1516C	38 x 42,5
☐	HS1517C	38 x 45
☐	HS1615C	40,5 x 40
☐	HS1616C	40,5 x 42,5
☐	HS1617C	40,5 x 45
☐	HS1618C	40,5 x 47,5
☐	HS1620C	40,5 x 52,5
☐	HS1716C	43 x 42,5
☐	HS1717C	43 x 45
☐	HS1718C	43 x 47,5
☐	HS1720C	43 x 52,5
☐	HS1816C	45,5 x 42,5
☐	HS1817C	45,5 x 45
☐	HS1818C	45,5 x 47,5
☐	HS1820C	45,5 x 52,5
☐	HS2016C	51 x 42,5
☐	HS2017C	51 x 45
☐	HS2018C	51 x 47,5
☐	HS2020C	51 x 52,5




Comment mesurer son coussin ROHO tout air ?

Dimensions du fauteuil (cm)	Nombre de cellules
25,5	5
28 – 30,5	6
33	7
35,5 – 38	8
40,5 – 43	9
45,5 – 48	10
51 – 53,5	11
56	12
58,5 – 61	13
63,5	14
66 – 68,5	15



Attention : les mesures indiquées correspondent à la largeur et la profondeur de l'ensemble des cellules. Sur l'étiquette du coussin, des dimensions différentes seront indiquées : il s'agit de la largeur et la profondeur de bord à bord du coussin, prenant en compte la nappe située sur le bas du coussin. Pour vérifier qu'il s'agit du même coussin, vous pouvez vous référer au nombre de cellules.

ROHO QUADRO SELECT®

High Profile® hauteur 10 cm		Low Profile® hauteur 5 cm	Nombre de cellules	Dimensions centimètres (Largeur x profondeur)	
☐ 1832506		☐ 1832507	8 x 8	38 x 38	High profile  Low profile 
☐ 1832509		☐ 1832510	8 x 9	38 x 42	
☐ 1832518		-	9 x 8	42 x 38	
☐ 1832520		☐ 1832521	9 x 9	42 x 42	
☐ 1832512		☐ 1832513	9 x 10	42 x 46	
☐ 1832472		☐ 1832473	10 x 10	46 x 46	
☐ 1832475		-	10 x 11	46 x 51	
☐ 1832484		-	11 x 11	51 x 46	

* D'autres tailles peuvent être disponibles, se référer à la fiche de mesure générale et indiquer la référence souhaitée ci-contre :

Mesures des coussins prises de cellules à cellules gonflées arrondies à 0,5 cm

ROHO CONTOUR SELECT®

		Nombre de cellules	Dimensions Centimètres (Largeur x Profondeur)	
☐	1832531	8 x 8	38 x 38	
☐	1832532	8 x 9	38 x 42	
☐	1832535	9 x 8	42 x 38	
☐	1832536	9 x 9	42 x 42	
☐	1832533	9 x 10	42 x 46	
☐	1832523	10 x 10	46 x 46	
☐	1832527	11 x 11	51 x 51	

* D'autres tailles peuvent être disponibles, se référer à la fiche de mesure générale et indiquer la référence souhaitée ci-contre :

Mesures des coussins prises de cellules à cellules gonflées arrondies à 0,5 cm

ROHO ENHANCER®				
Coussin ROHO Enhancer <i>Livré avec deux housses</i>		☐	591,54	624,07
	Référence	Nombre de cellules (L x p)	Dimensions du coussin (Largeur x Profondeur)	
☐	1832599	8 x 8	38 x 38	
☐	1832600	8 x 9	38 x 42	
☐	1832602	9 x 8	42 x 38	
☐	1832603	9 x 9	42 x 42	
☐	1832601	9 x 10	42 x 46	
☐	1832597	10 x 9	46 x 42	
☐	1832595	10 x 10	46 x 46	
☐	1832596	10 x 11	46 x 51	
☐	1832598	11 x 10	51 x 46	



Mesures des coussins prises de cellules à cellules gonflées arrondies à 0,5 cm

ROHO MONOCOMPARTIMENT®

Coussin ROHO Monocompartiment
Livré avec deux housses



325,65

343,56**184,50**

High profile



Low profile




* D'autres tailles peuvent être disponibles, nous consulter
Mesures des coussins prises de cellules à cellules gonflées arrondies à 0,5 cm

Code LPPR 1226315	Code LPPR 1253878	Nombre de cellules (L x p)	Dimensions du coussin (Largeur x profondeur)
High Profile® hauteur 10 cm	Low Profile® hauteur 5 cm		
☐ 1832563	☐ 1832564	6 x 6	30 x 30
☐ 1832565	☐ 1832566	6 x 7	30 x 33
☐ 1832567	☐ 1832568	7 x 7	33 x 33
☐ 1832570	☐ 1832571	7 x 8	33 x 38
☐ 1832573	☐ 1832574	7 x 9	33 x 42
☐ 1832577	☐ 1832578	8 x 7	38 x 33
☐ 1832579	☐ 1832580	8 x 8	38 x 38
☐ 1832582	☐ 1832583	8 x 9	38 x 42
☐ 1832575	☐ 1832576	8 x 10	38 x 46
☐ 1832590	☐ 1832591	9 x 8	42 x 38
☐ 1832592	☐ 1832593	9 x 9	42 x 42
☐ 1832585	☐ 1832586	9 x 10	42 x 46
☐ 1832588	☐ 1832589	9 x 11	42 x 51
☐ 1832549	☐ 1832550	10 x 8	46 x 38
☐ 1832551	☐ 1832552	10 x 9	46 x 42
☐ 1832542	☐ 1832543	10 x 10	46 x 46
☐ 1832545	☐ 1832546	10 x 11	46 x 51
☐ 1832548		10 x 12	46 x 56
☐ 1832561	☐ 1832562	11 x 9	51 x 42
☐ 1832554	☐ 1832555	11 x 10	51 x 46
☐ 1832557	☐ 1832558	11 x 11	51 x 51
☐ 1832560		11 x 12	51 x 56

Mesures des coussins prises de cellules à cellules gonflées arrondies à 0,5 cm

ÉTAPE 4 : Choix des accessoires

ROHO Shower (coussin pour fauteuil de douche) 41 x 41 cm	SEATCMD99LP	☐	529,83	558,97		
ROHO Toilet Seat Cushion (coussin pour cuvette de toilette)	SEATTOILET	☐	372,58	393,07		
Coussin Adaptor PAD® Largeur : 23 cm Profondeur : 33 cm Hauteur : 2 cm	ADAPTOR	☐	151,21	159,53		
Ceinture						
Bodypoint 2pts M avec coussinet	1824798	☐	124,59	131,44		
Bodypoint 2pts L avec coussinet	1824799	☐	136,70	144,22		