



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Esprit Action

Fauteuil électrique pliant et démontable



NOUVELLE GENERATION avec gyroscope de série

- Fauteuil électrique pliant par croisillon et démontable sans outils avec de série :
- Ajustement automatique des accélérations grâce à un **gyroscope** intégré
 - **Roues arrière 14"** pneu noir de série avec **poignées de préhension** pour faciliter le démontage
 - Roues avant 8" pneu ou bandage noir
 - Vitesse 6 km/h ou **8 km/h**
 - Batterie Gel, autonomie 15 km
 - Manipulateur avec **écran couleur, ordinateur de bord et lumière**
 - **Encombrement réduit** grâce à un empattement raccourci de 50 mm
 - Poids : à partir de 40,3 kg complet - **élément le plus lourd : à partir de 13,8 kg**
 - Garantie 2 ans hors batterie et pièces d'usure.



Fauteuil homologué en classe B avec l'option SPC0620, batterie Gel additionnelle montée, avec sacoche de transport

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) =7876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard


○ Options sans supplément de prix

				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SPC0110	☐	Invacare® <i>Esprit Action</i> Code LPPR 9125967		3 306,11	3 487,95	3 487,95	 anti-bascule fonction béquille
				+ 1,67 € HT d'éco-participation			
SPC0120	☐	Invacare® <i>Esprit Action PACK - Facilitez le démontage !</i> - inclut double commande intuitive simple (une poignée) et roulettes anti-bascule fonction béquille - Code LPPR : 9125967 et 9326022	NC: 0440, 0450, 0460, 0640, 8000, 8010	3 983,14	4 202,21	4 202,21	
				+ 1,67 € HT d'éco-participation			
CHÂSSIS							
SPC0200	☐	Simple croisillon (Largeur d'assise de 305 mm à 380 mm / Profondeur de 325 à 375 mm) - Poids max. utilisateur : 80 kg.	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040	○	○		
SPC0210	☐	Double croisillon (Largeur d'assise de 380 mm à 605 mm / Profondeur de 400 à 500 mm) - Poids max. utilisateur : 125 kg.	NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020	◆	◆		
COMMANDES ELECTRONIQUES							
Manipulateur avec écran couleur, indicateur de charge, d'autonomie et de vitesse, éclairage intégré et appui palmaire							
Commande principale - type de support							
SPC0300	☐	Escamotable vers l'extérieur		◆	◆		
SPC0310	☐	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multiréglable (type E-Fix E35)		344,08	363,00		 0310
Commande principale - côté du montage							
SPC0400	☐	Escamotable côté droit	NC : 4020	◆	◆		
SPC0410	☐	Escamotable côté gauche	NC : 4120	○	○		
Double commande intuitive							
SPC0440	☐	Double commande intuitive à droite, 2 poignées	NC : 0640	677,02	714,26	714,26	
SPC0450	☐	Double commande intuitive à gauche, 2 poignées	NC : 0640	677,02	714,26	714,26	
SPC0460	☐	Double commande intuitive simple, une poignée (ajustable droite/gauche)	NC : 0640	677,02	714,26	714,26	

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros				
				Prix Public				LPPR*
				HT	TTC			
VITESSE								
SPC0500	☐	6 km/h		◆	◆			
SPC0510	☐	8 km/h - Non compatible avec une programmation personnalisée		364,93	385,00			
BATTERIES								
SPC0600	☐	Batterie Gel - Autonomie 15 km		◆	◆			
OPTIONS ELECTRIQUES								
SPC0610	☐	Batterie Gel additionnelle (sans sacoche)		492,89	520,00		 0630	
SPC0620	☐	Batterie Gel additionnelle montée, avec sacoche de transport		615,17	649,00			
SPC0630	☐	Protection de manipulateur		75,83	80,00			
SPC0640	☐	Prise de charge déportée additionnelle (rallonge)		108,06	114,00			
SPC0650	☐	Chargeur UK (Remplace le chargeur FR)		○	○			
ASSISE								
Largeur d'assise pour simple croisillon (SPC0200 / réglable entre accoudoirs)								
SPC1000	☐	305 mm - Réglable de 305 mm à 355 mm		○	○			
SPC1010	☐	330 mm - Réglable de 330 mm à 380 mm		○	○			
SPC1020	☐	355 mm - Réglable de 355 mm à 405 mm		○	○			
SPC1030	☐	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm		○	○			
Largeur d'assise pour double croisillon (SPC0210 / réglable entre accoudoirs)								
SPC1040	☐	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1240, 1250, 2100, 5046	○	○			
SPC1050	☐	405 mm - Réglable de 405 mm à 455 mm	NC : 1240, 1250	○	○			
SPC1060	☐	430 mm - Réglable de 430 mm à 480 mm	NC : 5042	◆	◆			
SPC1070	☐	455 mm - Réglable de 455 mm à 505 mm	NC : 5042	○	○			
SPC1080	☐	480 mm - Réglable de 480 mm à 530 mm	NC : 2100, 2330, 5042, 5044	○	○			
SPC1090	☐	505 mm - Réglable de 505 mm à 555 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048	○	○			
SPC1100	☐	555 mm - Réglable de 555 mm à 605 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050,5080, 5130, 8200	436,97	461,00			
SPC1110	☐	605 mm - Réglable de 605 mm à 655 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200	436,97	461,00			
Profondeur d'assise								
SPC1200	☐	Réglable par scratch de 325 à 375 mm, pour simple croisillon (réglé à 350 mm)		○	○			
SPC1210	☐	400 mm	NC : 5085, 5090	◆	◆			
SPC1220	☐	Réglable par scratch de 400 à 450 mm	NC : 5090	27,49	29,00			
SPC1230	☐	450 mm	NC : 5042, 5080, 5090	○	○			
SPC1240	☐	Réglable par scratch de 450 à 500 mm	NC : 5042, 5080	191,47	202,00			
SPC1250	☐	500 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080	164,93	174,00			
Hauteur d'assise sol-siège								
SPC1300	☐	460 mm		◆	◆			
SPC1310	☐	485 mm		○	○			
Toile d'assise								
SPC1400	☐	Nylon noir avec scratch - réglable en largeur et en profondeur (pour simple croisillon uniquement)		○	○			
SPC1410	☐	Nylon noir avec scratch (pour double croisillon uniquement)		◆	◆			
DOSSIER								
Dossier inclinable								
SPC2040	☐	Réglable en angle (-15° à +15°) et rabattable - hauteur 425 mm - avec poignées longues et tendeur de dossier à mi-hauteur pliant	NC : 2330	446,45	471,00			
SPC2050	☐	Par vérins 0° à 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330	64,45	68,00			
SPC2060	☐	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	○	○			


Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
SPC2070	☐	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	◆	◆	
SPC2080	☐	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	289,10	305,00	
SPC2090	☐	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	289,10	305,00	
SPC2100	☐	Par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm pour dossier confort Passad 2	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030	289,10	305,00	
Dossier Matrx - La largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex: largeur d'assise 430 = dossier Matrx Elite largeur 430 mm - Délai de livraison : +5 jours						
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
SPC2200	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	829,38	875,00	
SPC2210	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	829,38	875,00	
SPC2220	☐	Matrx Elite Deep E2 , hauteur 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	829,38	875,00	
SPC2230	☐	Matrx Elite Deep E2 , hauteur 455 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	829,38	875,00	
Attention - Perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins						
Toile de dossier - NOUVEAU design						
SPC2300	☐	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré	NC : 5130	◆	◆	
SPC2310	☐	Rembourrée, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré (pour double croisillon uniquement)	NC : 5130	54,03	57,00	
SPC2320	☐	Rembourrée, réglable en tension (10 sangles), nylon noir et tissu aéré	NC : 5130	135,55	143,00	
SPC2330	☐	Dossier confort Passad 2 revêtement PU biextensible noir, hauteur 510 mm (pour double croisillon uniquement)	NC : 5130, 5140	305,21	322,00	
REPOSE PIEDS/REPOSE-JAMBES						
Potence, repose-jambe droite						
SPC3000	☐	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)	NC : 3110	○	○	
SPC3010	☐	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm	NC : 3100	◆	◆	
SPC3020	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	
SPC3030	☐	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3200, 3210, 3220	181,04	191,00	
Potence, repose-jambe gauche						
SPC3100	☐	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)		○	○	
SPC3110	☐	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm		◆	◆	
SPC3120	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	
SPC3130	☐	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3220, 3300, 3310	181,04	191,00	
Palette relevable droite						
SPC3200	☐	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPC3210	☐	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		31,28	33,00	
SPC3220	☐	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 3300, 3310	218,01	230,00	
Palette relevable gauche						
SPC3300	☐	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPC3310	☐	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		31,28	33,00	





3010 / 3110




3020 / 3120


3030 / 3130


3210 / 3310


3220

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS							
Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté droit							 4000 / 4100 4010 / 4110
SPC4000	☐	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆		
SPC4010	☐	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		38,86	41,00		
SPC4020	☐	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00		
Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, en profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté gauche							
SPC4100	☐	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆		
SPC4110	☐	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		38,86	41,00		
SPC4120	☐	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00		
OPTIONS D'ASSISE							
SPC5000	☐	Coussin d'assise en mousse Essential junior, hauteur 50 mm	NC : 5080, 5085, 5090	○	○		 5100  5110  5120  5140  5130
SPC5010	☐	Coussin d'assise en mousse, housse en nylon noir avec base anti-dérapante, épaisseur 50 mm		◆	◆		
SPC5020	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Flo-tech Lite</i> épaisseur 78 mm	NC : 5090	○	○		
SPC5030	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Flo-tech Image</i> (gel) épaisseur 60 mm	NC : 5090	201,90	213,00		
SPC5040	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Contour ViscoNG</i> épaisseur 100 mm, poids max. utilisateur 100 kg	NC : 5090	76,78	81,00	81,00	
SPC5042	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	76,78	81,00	81,00	
SPC5044	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	65,40	69,00	69,00	
SPC5046	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm	NC : 5080, 5085, 5090	65,40	69,00	69,00	
SPC5048	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	76,78	81,00	81,00	
SPC5050	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Flo-tech Solution Xtra</i> épaisseur 60 mm	NC : 5090	323,22	341,00		
SPC5070	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> épaisseur 70 mm		340,28	359,00		
Profondeur du coussin							
SPC5080	☐	400 mm		○	○		
SPC5085	☐	450 mm		○	○		
SPC5090	☐	500 mm		○	○		
Autres options							
SPC5100	☐	Appui-nuque, incluant tendeur de dossier.		82,46	87,00		
SPC5110	☐	Appui-tête avec oreillettes réglables, incluant tendeur de dossier.		178,20	188,00		
SPC5120	☐	Appui-joue avec oreillettes longues réglables, incluant tendeur de dossier.		191,47	202,00		
SPC5130	☐	Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation (seulement pour dossier <i>Matrx</i>)		374,41	395,00		
SPC5140	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		201,90	213,00		
SPC5150	☐	Sangle appui-mollet		10,43	11,00		

Invacare® Esprit Action				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
COLORIS DE CHASSIS							
SPC6000	☐	Noir Anthracite		☐	☐		
SPC6015	☐	Violet Foncé		☐	☐		
SPC6020	☐	Bleu Acqua	Simple croisillon uniquement	☐	☐		
SPC6035	☐	Bleu Ultramarin	Double croisillon uniquement	☐	☐		
SPC6040	☐	Gris Ardoise	Double croisillon uniquement	☐	☐		
SPC6050	☐	Coloris Spécial		Sur devis			
TOUCHES DE COULEUR							
SPC6100	☐	Noir		◆	◆		
SPC6120	☐	Jaune Citron (Fourches+support de dossier - Non disponible sur la canne de dossier en cas d'accroche taxi)		75,83	80,00		
ROUES AVANT							
SPC7000	☐	8" x 2"- 200 x 50 mm, Bandage noir		☐	☐		
SPC7010	☐	8" x 2"- 200 x 50 mm, Pneumatique noir		☐	☐		
ROUES ARRIERE							
SPC7100	☐	14" - 355 x 70 mm - Bandage noir		238,86	252,00		
SPC7110	☐	14" - 355 x 70 mm - Pneumatique noir		◆	◆		
OPTIONS DE SECURITE							
SPC8000	☐	Roulettes anti-bascule		◆	◆	 8000  8010  8040	
SPC8010	☐	Roulettes anti-bascule avec fonction béquille		436,97	461,00		
SPC8020	☐	Ceinture de maintien - (New design 2022)		◆	◆		
SPC8030	☐	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, les batteries sont à retirer lorsque le fauteuil est utilisé en tant que siège dans le véhicule		75,83	80,00		
SPC8040	☐	Feux de route arrière		46,45	49,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS DIVERSES							
SPC8100	☐	Porte-canne		41,71	44,00	 8200	
SPC8200	☐	Tablette transparente escamotable - côté opposé au manipulateur		276,78	292,00		
Rampes en accessoires							
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530	
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130	