

Extreme X8

AA1




BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 02_012024
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:		
Magasin:		Magasin:		
Rue:		Rue:		
Ville / CP:		Ville / CP:		
E-Mail:		E-Mail:		
Tél:		Tél:		
Informations		Poids Utilisateur		
<input type="checkbox"/> Commande	<input type="checkbox"/> Devis	Poids max. Utilisateur: 182 kg (sans lift et sans bascule d'assise) Poids max. Utilisateur: 155 kg (avec lift et bascule d'assise)		
N° commande:		Poids Uti.:		kg
Art. No.: 24200000M	Code LPPR: 9167078	Prix Public TTC € 19 570,00		
Date:	Jour Mois Année			

Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	<input type="text"/>	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	<input type="text"/>	mm
c) Aisselle - assise	<input type="text"/>	mm
d) Coude - assise	<input type="text"/>	mm
e) Haut du bassin - assise	<input type="text"/>	mm
f) Largeur épaule	<input type="text"/>	mm
g) Largeur poitrine	<input type="text"/>	mm
i) Largeur hanche	<input type="text"/>	mm
j) Profondeur assise	<input type="text"/>	mm
m) Longueur pied	<input type="text"/>	mm
n) Longueur de jambe	<input type="text"/>	mm
o) Largeur d'assise	<input type="text"/>	mm



Données Techniques

Poids max. Utilisateur	182 kg sans lift et sans bascule d'assise 155 kg avec lift ou bascule d'assise	Garde au sol	100 mm (peut varier selon configuration)
Largeur base	710 mm	Roues tout-terrain	14"
Longueur de base	1 150 mm	Chargeur	220V/8 A - 220V/10 A
Electronique	R-Net	Batteries	70 Ah / 90 Ah (en option)
Motorisation	10 km/h, 4 x 700 W - 4 poles	Rayon de braquage	2 000 mm
Largeur d'assise réglable : De 305 à 405 mm, 405 à 510 mm ou 510 à 610 mm		Autonomie	Varie selon configuration et environnement Batteries 90 Ah : +20% d'autonomie versus batteries 70 Ah
Crash testé selon ISO7176-19 (accroches-taxi en option)			

Garantie: 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG010006 MAGMPSBACK	Extreme X8 - AA1 Système d' Assise CONFORT : assise moulée, type scooter (coussins non amovibles) Renseigner SECTION A		18 549.76	19 570.00	9167078	3 487.95		
				+ 7.00 € HT d'éco participation					
<input type="checkbox"/>	MAG010006 MAGREHABSEATPAN	Extreme X8 - AA1 Système d' Assise REHAB dossier Rehab : coussin d'assise et de dossier amovibles Renseigner SECTION B		19 683.41	20 766.00	9167078	3 487.95		
				+ 7.00 € HT d'éco participation					
<input type="checkbox"/>	MAGREHABCANES	Dossier Rehab Non Rabattable Coussin d'assise et de dossier amovibles		std	std	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAGREHABFOLD	Dossier Rehab Rabattable Accoudoirs relevables obligatoires		547.87	578.00	-	-		
Coloris				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAGRED	Flame Red (Rouge)	<input type="checkbox"/>	MAGMGREEN	Forest Green (Vert)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGCOWLBL	Ocean Blue (Bleu)	<input type="checkbox"/>	MAGCOWLFC	Forest Camo (Camouflage Forêt)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGGBLACK	Stealth Black (Noir)	<input type="checkbox"/>	MAGCOWLAC	Army Camo (Camouflage Armée)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGORANGE	Desert Tangerine (Orange)	<input type="checkbox"/>	MAGYELLOW	Sunrise Yellow (Jaune)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGCOWLFL	Flames Fury (Flames)				std	std	-	-
Options de Châssis				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG2944	Blocage de direction	(option obligatoire si commande tierce personne intuitive)	775.36	818.00	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG2899	Accroches taxi		360.19	380.00	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG4384	Rouleau anti-bascule		std	std	-	-		
Batteries & Chargeurs				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG6668	Batteries, 70 Ah		std	std	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG6669	Batteries, 90 Ah		662.56	699.00	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG160104	Chargeur 220V/10 A		std	std	-	-		
Roues Motrices, Jantes				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG6671	Jantes chromées	<input type="checkbox"/>	MAG6670	Jantes noires	std	std	-	-
Roues Motrices - Pneumatique noire basse pression				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG7050	Pneumatique noir, basse pression		std	std	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG7056	Extreme X8, puncture resistance kit (chambre à air anti-crevaisson)		1 108.06	1 169.00	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG7058	Extreme X8, neverflat (kit anti-crevaisson)		188.63	199.00	-	-		
Inclinaison d'Assise				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG5127	Bascule d'assise électrique, 0° - 50°		2 122.27	2 239.00	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG5126	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise 0° - 45°		4 037.91	4 260.00	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG2852-KIT	Bascule d'assise fixe, 3°		std	std	-	-		
Hauteurs d'Assise (hauteur plaque d'assise - palettes)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG6552	+ 0 mm (soit 470 mm)		std	std	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG3323-PI-2	+ 25 mm (soit 495 mm) (1)	<input type="checkbox"/>	MAG3323-PI-4	+ 50 mm (soit 520 mm) (1)	120.38	127.00	-	-
(1) - Hauteur d'assise supplémentaire par rapport à la hauteur d'assise standard de 470 mm, kits de hauteur d'assise requis pour les longueurs de jambes inférieures de 375-400 mm									
Kit Eclairage				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG5227	Sans kit éclairage		std	std	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG6530	Kit éclairage monté sur châssis Non disponible avec accroches taxi (MAG2899)		766.82	809.00	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAG2857	Kit éclairage monté sur rail d'assise		766.82	809.00	-	-		

SECTION A - SYSTEME D'ASSISE CONFORT

SECTION A – Coussin d'Assise Confort (non amovible), Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur					
<input type="checkbox"/> MAGSW405MM	405 mm (uniquement avec profondeurs: 405, 430 et 455 mm) (conseillée pour largeur bassin 350 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSW455MM	455 mm (conseillée pour largeur bassin 375 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSW510MM	510 mm (conseillée pour largeur bassin 425 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSW560MM	560 mm (conseillée pour largeur bassin 505 mm)	244.55	258.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSW610MM	610 mm (conseillée pour largeur bassin 555 mm)	244.55	258.00	-	-

Profondeur					
<input type="checkbox"/> MAGSD405MM	405 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSD455MM	455 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSD510MM	510 mm	std	std	-	-

SECTION A - Coussin d'Assise Confort, housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/> MAGMPSEATFABRIC	Housse, tissu	<input type="checkbox"/> MAGMPSEATVINYL	Housse, vinyl	std	std	-	-

SECTION A – Dossier Confort, Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> MAG3900-S-3901-F	Dossier manuel par molettes, 90°-170°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3904-S-3905-F	Dossier électrique, 90°-150° ND en combinaison avec bascule d'assise fixe MAG2852-KIT	1 386.73	1 463.00	-	-

SECTION A - Coussin de Dossier Confort (non amovible)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/> MAGMPSBACK	Dossier Confort	std	std	-	-		
<input type="checkbox"/> MAGFABRICBR	Housse, tissu	<input type="checkbox"/> MAGVINYLBR	Housse vinyle	std	std	-	-

SECTION A – Dossier Confort, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur coussin de dossier - La hauteur du dossier moins la largeur du dossier doit être supérieur à 50 mm					
<input type="checkbox"/> MAGBW405MM	405 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGBW455MM	455 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGBW510MM	510 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGBW560MM	560 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGBW610MM	610 mm	244.55	258.00	-	-

Hauteur coussin de dossier - La hauteur du dossier moins la largeur du dossier doit être supérieur à 50 mm					
<input type="checkbox"/> MAGBH535MM	535 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGBH585MM	585 mm				
<input type="checkbox"/> MAGBH635MM	635 mm	std	std	-	-

SECTION A - SYSTEME D'ASSISE CONFORT (suite)

PRISE DE MESURE
SYSTEME D'ASSISE CONFORT
 (coussin d'assise et de dossier, moulés, type scooter, non amovibles)

A: Largeur de dossier
mesure entre retours latéraux

B: Profondeur coussin d'assise

C: Largeur coussin d'assise

D: Hauteur de dossier

SECTION A - Appui-tête Confort et Support		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG2770VI Têteière confort	327.01	345.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGFABRICHHR Housse têteière confort, tissu	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGVINYLHR Housse têteière confort, vinyl	std	std	-	-

SECTION A - Poignées de Poussée		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG0057-PI Barre de poussée	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGPRHA Poignées de poussée réglables en hauteur	331.75	350.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG0056-WOKOR-2 Poignées de poussée	std	std	-	-

SECTION A - Accessoires de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG5724 Crochets pour sac à dos, montés sur dossier	37.91	40.00	-	-

SECTION B - SYSTEME D'ASSISE REHAB

SECTION B – Système d'Assise Rehab, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
--	--	-----------	------------	------	--------

Largeur (La profondeur moins la largeur ne doit pas dépasser 50 mm)

<input type="checkbox"/>	MAGSW305MM 305 mm	<input type="checkbox"/>	MAGSW330MM 330 mm	244.55	258.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSW355MM 355 mm	<input type="checkbox"/>	MAGSW380MM 380 mm	244.55	258.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSW405MM 405 mm	<input type="checkbox"/>	MAGSW430MM 430 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSW455MM 455 mm	<input type="checkbox"/>	MAGSW480MM 480 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSW510MM 510 mm	<input type="checkbox"/>	MAGSW535MM 535 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSW560MM 560 mm			std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSW585MM 585 mm	<input type="checkbox"/>	MAGSW610MM 610 mm	406.64	429.00	-	-

Profondeur (La profondeur moins la largeur ne doit pas dépasser 50 mm)


<input type="checkbox"/>	MAGSD405MM 405 mm	<input type="checkbox"/>	MAGSD430MM 430 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSD455MM 455 mm	<input type="checkbox"/>	MAGSD480MM 480 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSD510MM 510 mm	<input type="checkbox"/>	MAGSD535MM 535 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSD560MM 560 mm			std	std	-	-

SECTION B – Assise Rehab, Coussins d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
---	--	-----------	------------	------	--------

<input type="checkbox"/>	MAGPADEEDSC Coussin standard, amovible, plat	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGCMRC Coussin confort, amovible, galbé Uniquement disponible en largeur 405, 455 et 510 mm	464.45	490.00	-	-

Housse Coussin d'assise

<input type="checkbox"/>	MAGSUFABRIC Tissu	<input type="checkbox"/>	MAGSUVINYL Vinyl	std	std	-	-
--------------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-----	-----	---	---



SECTION B - SYSTEME D'ASSISE REHAB (suite)

SECTION B - Dossier REHAB, Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Options d'inclinaison pour système d'assise REHAB et dossier REHAB					
<input type="checkbox"/>	MAG3924-S-3925-F	Dossier manuel par molettes, 90° - 170°	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAG3928-S-3929-F	Dossier électrique, 90° - 160° Non disponible avec largeurs d'assise de 305 à 355 mm	1 386.73	1 463.00	-
<input type="checkbox"/>	MAG3932-S-3933-F	Dossier électrique à compensation, 95° - 155° Non disponible avec largeur d'assise de 305 à 355 mm	1 939.34	2 046.00	-
Options d'inclinaison pour système d'assise REHAB et dossier REHAB RABATTABLE					
<input type="checkbox"/>	MAG3926-S-3927-F	Dossier manuel par molettes, 90° - 170°	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAG3930-S-3931-F	Dossier électrique, 90° - 160° Non disponible avec largeurs d'assise de 305 à 355 mm	1 386.73	1 463.00	-
<input type="checkbox"/>	MAG3934-S-3935-F	Dossier électrique à compensation, 95° - 155° Non disponible avec largeur d'assise de 305 à 355 mm	1 939.34	2 046.00	-
SECTION B - Coussins de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGMPSINSERT	Rehab Confort (Renseigner section B/1) Non disponible avec largeurs d'assise de 305 à 380 mm	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBACKRESTINSERT	Rehab Magic (Renseigner section B/2)	90.05	95.00	-
SECTION B / 1 - Dossier Rehab Confort, Dimensions		Prix HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur coussin de dossier					
<input type="checkbox"/>	MAGBW405MM	405 mm (pour largeurs d'assise 405, 430 et 455 mm)	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBW455MM	455 mm (pour largeurs d'assise 405, 430, 455, 480 et 510 mm)	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBW510MM	510 mm (pour largeurs d'assise 455, 480, 510, 535 et 560 mm)	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBW560MM	560 mm (pour largeurs d'assise 510, 535, 560, 585 et 610 mm)	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBW610MM	610 mm (pour largeurs d'assise 560, 585 et 610 mm)	244.55	258.00	-
Hauteur coussin de dossier					
<input type="checkbox"/>	MAGBH535MM	535 mm	<input type="checkbox"/>	MAGBH585MM	585 mm
<input type="checkbox"/>	MAGBH635MM	635 mm	244.55	258.00	-
SECTION B / 1 – Dossier Rehab Confort, Housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGFABRICBR	Tissu	<input type="checkbox"/>	MAGVINYLBR	Vinyl
		std	std		-
SECTION B / 2 – Dossiers Rehab Magic, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGBRMRLXT	Large (Xtra tall) - largeur réglable de 330 à 470 mm - hauteur 530 mm Non disponible avec largeurs d'assise de 305 mm à 430 mm	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBRMRL	Large - largeur 330 à 470 mm - hauteur 480 mm Non disponible avec largeurs d'assise de 305 mm à 430 mm	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBRMRLS	Large (Short) - largeur 330 à 470 mm - hauteur 430 mm Non disponible avec largeurs d'assise de 305 mm à 430 mm	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBRMRMXT	Medium (Xtra tall) - largeur 280 à 420 mm - hauteur 530 mm Non disponible avec largeurs d'assise de 480 mm à 610 mm	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBRMRM	Medium - largeur 280 à 420 mm - hauteur 480 mm Non disponible avec largeurs d'assise de 480 mm à 610 mm	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBRMRMS	Medium (Short) - largeur 280 à 420 mm - hauteur 430 mm Non disponible avec largeurs d'assise de 480 mm à 610 mm	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBRMRJXS	Junior (Xtra tall) - largeur 260 à 400 mm - hauteur 410 mm Non disponible avec largeurs d'assise de 480 mm à 610 mm Non disponible avec largeurs d'assise de 405 mm à 610 mm	std	std	-
<input type="checkbox"/>	MAGBRMRJ	Junior - largeur 260 à 400 mm - hauteur 350 mm Non disponible avec largeurs d'assise de 480 mm à 610 mm Non disponible avec largeurs d'assise de 405 mm à 610 mm	std	std	-

SECTION B - SYSTEME D'ASSISE REHAB (suite)

SECTION B / 2- Dossier Rehab Magic, Housses				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAGFABRICBR	Tissu	<input type="checkbox"/>	MAGVINYLBR	Vinyl	std	std	-	-
SECTION B / 2 - Dossier Rehab Magic, Galbes				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAGBOLSTERS	Shallow (110 mm ou 60 mm pour dossier Junior)		std	std	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	MAGBOLSTERSTD	Standard (160 mm ou 110 mm pour dossier Junior)		std	std	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	MAGBOLSTERD	Deep (220 mm) (ND dossier Junior)		std	std	-	-	-	
SECTION B / 2 - Dossier Rehab Magic, Cales Lomaires				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAGLUMBARS	Shallow (épaisseur 12 mm)		std	std	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	MAGLUMBARSTD	Standard (épaisseur 25 mm)		std	std	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	MAGLUMBARD	Deep (épaisseur 35 mm) (ND dossier Junior)		std	std	-	-	-	
SECTION B - Dossier Amovible				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG3495	Fixations à démontage, avec outils Non disponible avec dossier Rehab rabattable		std	std	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	MAG3492-PI	Fixations à démontage, sans outils (de série avec dossier rehab rabattable)		263.51	278.00	-	-	-	
SECTION B - Appui-tête, Têtière et Support				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
Têtières									
<input type="checkbox"/>	MAGREHABSTD	Têtière Magic standard Uniquement avec support réglable		327.01	345.00	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	MAGREHABWIDE	Têtière Magic large Uniquement avec support réglable		327.01	345.00	-	-	-	
Revêtement Têtières									
<input type="checkbox"/>	MAGFABRICHR	Tissu	<input type="checkbox"/>	MAGVINYLHR	Vinyl	std	std	-	-
Supports Appui-tête									
<input type="checkbox"/>	MAG4114	Réglable 3 axes		263.51	278.00	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	MAG4115	Réglable multi-axes		263.51	278.00	-	-	-	
SECTION B - Poignées de Poussée				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG46354636	Poignées de poussée pour dossier Rehab		182.94	193.00	-	-	-	
SECTION B - Accessoires de Dossier				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	MAG5725	Crochets pour sac à dos, montés sur tubes de dossier		111.85	118.00	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	MAG5723	Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée		37.91	40.00	-	-	-	

Coussin de dossier
Rehab Confort
pour système d'assise
REHAB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>



Coussin de dossier
Rehab Magic
pour système d'assise
REHAB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>



ACCOUDOIRS

Accoudoirs, Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG3572 Standards	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGFLEXIARM Relevables Non disponibles avec largeurs 560 à 610 mm	959.24	1 012.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3331-6500 Relevables renforcés	1 236.97	1 305.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3727-6501 Relevables renforcés rabattable vers l'avant	1 236.97	1 305.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6503-6502 Relevables avec position verrouillée, pour créer une position fixe Un changement de position nécessite l'intervention d'un technicien Non disponible avec cadre de dossier Rehab Rabattable	1 040.76	1 098.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3994 Standards renforcés	279.62	295.00	-	-

Accoudoirs, Hauteur														
<input type="checkbox"/>	MAGAH220	220 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH260	260 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH300	300 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH340	340 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH380	380 mm
<input type="checkbox"/>	MAGAH230	230 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH270	270 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH310	310 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH350	350 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH390	390 mm
<input type="checkbox"/>	MAGAH240	240 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH280	280 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH320	320 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH360	360 mm			
<input type="checkbox"/>	MAGAH250	250 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH290	290 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH330	330 mm	<input type="checkbox"/>	MAGAH370	370 mm			

Manchettes d'Accoudoirs, Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGAP75-WOKOR-2 Confort 75 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3971-3972 Confort forme P 100 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3712 Manchette escamotable sur l'extérieur - Uniquement avec accoudoirs relevables	383.89	405.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGAP50-2 Standard 50 mm Non disponible avec profondeur 510 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6711 Standard 75 mm avec retour latéral Incompatibles avec cales cuisses	418.01	441.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3775 Gouttière hémiplégique	418.01	441.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6750 Gouttière hémiplégique avec cale coude	487.20	514.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6751 Gouttière hémiplégique avec appui palmaire	523.22	552.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6752 Gouttière hémiplégique avec cale coude et appui palmaire	523.22	552.00	-	-

Accoudoirs, Options		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGHOOKA2RH Crochets pour sac, fixés sur accoudoir droit	37.91	40.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGHOOKA2LH Crochets pour sac, fixés sur accoudoir gauche	37.91	40.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGPVINYL Manchette finition vinyle	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGAPFABRIC Manchette finition tissu	std	std	-	-

CEINTURE & POSITIONNEMENT

Ceintures		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	MAG4730 Ceinture à boucle avec enrouleur (pour système d'assise REHAB)	std	std	-	-
	<input type="checkbox"/> MAGLBLH Boucle côté gauche			-	-
	<input type="checkbox"/> MAGLBRH Boucle côté droit			-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	MAG4731 Ceinture à boucle avec enrouleur (pour système d'assise CONFORT)	std	std	-	-
	<input type="checkbox"/> MAGLBLH Boucle côté gauche			-	-
	<input type="checkbox"/> MAGLBRH Boucle côté droit			-	-

Accessoires de Positionnement		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG1506 Cales tronc réglables Uniquement pour système d'assise Confort	371.56	392.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4943 Cales tronc réglables (ND avec dossier MAGIC) Uniquement pour système d'assise Rehab	371.56	392.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGHPKIT Cales cuisses réglables Non disponible avec accoudoirs standards MAG3572	614.22	648.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGHARP Harnais pédiatrique	188.63	199.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGHARQ Harnais standard	188.63	199.00	-	-

ELECTRONIQUE R-NET

Manipulateurs R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Boitier de commande principale					
<input type="checkbox"/>	MAGPG-JSM-PI	Ecran couleur LCD	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAGPG-JSMLEDL	LED, vérin	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAGPG-JSM2IRL	Advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz)	1 101.42	1 162.00	- -
<input type="checkbox"/>	MAGPG-JSMIRBT	Advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android, et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1 272.04	1 342.00	- -
Manipulateurs, Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGJSRIGHT	Droite	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAGJSLEFT	Gauche	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAGPGCYPGC2.03725	Interchangeable droite/gauche	464.45	490.00	- -
<input type="checkbox"/>	MAG3330JSM-RH	Monté en tierce personne à droite - Dossier Confort	406.64	429.00	9368150 35.71
<input type="checkbox"/>	MAG3330JSM-LH	Monté en tierce personne à gauche - Dossier Confort	406.64	429.00	9368150 35.71
<input type="checkbox"/>	MAG3329JSM-RH	Monté en tierce personne à droite - Dossier Rehab	406.64	429.00	9368150 35.71
<input type="checkbox"/>	MAG3329JSM-LH	Monté en tierce personne à gauche - Dossier Rehab	406.64	429.00	9368150 35.71
Pantographe, Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG110050	Fixe	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAG3083-KIT-OS	Escamotage extérieur (avec aimant)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAG3082-KIT-OS	Escamotage extérieur (avec loquet de verrouillage)	406.64	429.00	- -
<input type="checkbox"/>	MAG3083-KIT-IS	Escamotage intérieur (avec aimant)	406.64	429.00	- -
<input type="checkbox"/>	MAG3082-KIT-IS	Escamotage intérieur (avec loquet de verrouillage)	406.64	429.00	- -
Pantographe Réglages		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG3729STD	Amovible pour pantographe fixe	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAG3729SB	Amovible pour pantographe escamotable	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAG4980	Réglable en hauteur pour pantographe fixe	119.43	126.00	- -
<input type="checkbox"/>	MAG3713	Réglable en hauteur pour pantographe escamotable	119.43	126.00	- -
Boitier Ctrl+5 Contacts		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG158709	Boitier Ctrl+5 Contacts - Boutons à pousser	1 082.46	1 142.00	- -
<input type="checkbox"/>	MAG158708	Boitier Ctrl+5 Contacts - Boutons à bascule	1 082.46	1 142.00	- -
Montage boitier Ctrl+5 Contacts					
<input type="checkbox"/>	MAG5430	Sur l'accoudoir, à l'arrière du manipulateur	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAG5431	Sur l'accoudoir, côté opposé au manipulateur	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAG5432	A l'arrière du dossier, pour tierce personne	std	std	- -
Commande Tierce Personne et Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG3330AM-KIT	Commande tierce personne classique pour dossier Confort	1 177.25	1 242.00	9368167 714.26
<input type="checkbox"/>	MAG3329AM-KIT	Commande tierce personne classique pour dossier Rehab	1 177.25	1 242.00	9368167 714.26
<input type="checkbox"/>	MAGACLH	Commande tierce personne classique, montée à gauche	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAGACRH	Commande tierce personne classique, montée à droite	std	std	- -
R-Net OMNI2 interface commandes spéciales		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG5436	R-Net OMNI2	2 192.42	2 313.00	- -
Montage OMNI2 (côté opposé au manipulateur R-NET)					
<input type="checkbox"/>	MAGOMNIRH	Support fixe, à droite	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MAGOMNILH	Support fixe, à gauche	std	std	- -

REPOSE-JAMBES

Longueur de Jambes

<input type="checkbox"/> MAGLL300	300 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL310	310 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL320	320 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL330	330 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL340	340 mm
<input type="checkbox"/> MAGLL350	350 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL360	360 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL370	370 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL380	380 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL390	390 mm
<input type="checkbox"/> MAGLL400	400 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL410	410 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL420	420 mm	<input type="checkbox"/> MAGLL430	430 mm		

NOTE : pour longueurs de jambes de 380 mm à 430 mm - option réhausse hauteur d'assise obligatoire (à renseigner page 3)

Repose-Jambes, Types		Prix € HT	Prix € HT	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGCPLEGREST Potence centrale avec talonnières	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3528 Potences latérales escamotables	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3527-ME Repose-jambes manuels escamotables	391.47	413.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3526-ME Repose-jambes électriques escamotables ND avec bascule d'assise fixe (MAG2852-KIT)	2 176.30	2 296.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGCPOWER Repose-jambes central électrique (sans appuis-mollet) ND avec bascule d'assise fixe (MAG2852-KIT)	2 019.91	2 131.00	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGCALFSUPPORT Appuis-mollet standards (ND avec repose-jambes central)	std	std	-	-

Types de palettes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG4055FIX Palette monobloc fixe - pour potence centrale	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4055FIX-2 Palettes séparées fixes - pour potence centrale	210.43	222.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4055 Palette monobloc relevable - pour potence centrale	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4055-2 Palettes séparées relevables - pour potence centrale	210.43	222.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4755 Palette monobloc relevable - pour repose-jambes central électrique	327.01	345.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4755-2 Palettes séparées relevables - pour repose-jambes central électrique	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGFLIPUP Palettes séparées relevables - pour repose-jambes escamotable	std	std	-	-

Options de Repose-Jambes		Prix € HT	Prix € HT	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG4312 Verrouillage des palettes pour repose-jambes escamotables	99.53	105.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG5323 Cale latérale métallique pour palette Uniquement disponible pour potence centrale MAGCPLEGREST	126.07	133.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4247 Cales genoux pour potence centrale	555.45	586.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGKPCMPE Cales genoux pour Repose-jambes central électrique	555.45	586.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4660 Cales genoux pour potences latérales	555.45	586.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4104 Cales genoux pour repose-jambes latéraux manuels ou électriques	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4260 Plot d'abduction réglable et amovible (ND repose-jambes central)	344.08	363.00	-	-

ACCESSOIRES

Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG3145 Porte bagages (charge max. 10 kg)	228.44	241.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4471 Porte gobelet sur balancé (côté opposé du joystick)	257.82	272.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4627 Porte gobelet renforcé (côté opposé du joystick)	257.82	272.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4705 Prises de charge (1x12V + 2xUSB) - monté sur rail	303.32	320.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6629 Prises de charge (2xUSB) - monté sur rail, côté opposé au joystick	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6594 Prises de charge (2xUSB) - monté sur accoudoir, côté opposé au joystick	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG5360 Klaxon puissant	188.63	199.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4834 Pochette de rangement (dossier)	163.98	173.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4834RH Pochette de rangement (accoudoir droit)	163.98	173.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4834LH Pochette de rangement (accoudoir gauche)	163.98	173.00	-	-

Tablette transparente (montage opposé au joystick)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG2675 Tablette amovible	650.24	686.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG2677 Demi-tablette escamotable (320x240 mm)	650.24	686.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG2676 Tablette escamotable	660.66	697.00	-	-

Coloris de carénage



Repose-jambes nouvelle génération

Multiples Réglages



Cales pieds de série, amovibles



Design amélioré
Nouveau verrou


Disponibles sur tous les modèles Magic Mobility
Améliorations identiques apportées aux potences

Matrice prise de mesure ASSISE CONFORT



© Magic Mobility 2016

Matrice prise de mesure ASSISE REHAB



Systèmes d'Assise



Système d'assise CONFORT



Système d'assise REHAB, cadre de dossier Rehab



Système d'assise REHAB, cadre de dossier Rehab Rabattable



Système d'assise REHAB, Coussin de dossier Rehab Confort

Dossier Rehab Confort



Dossier inclinable manuellement par molette



Dossier électrique 0° - 160°



65 cm

Hauteur totale aproximative avec dossier rabattu sur l'assise

Système d'assise Rehab / Inclinaisons de dossier



Dossier fixe



Dossier inclinable manuellement



Dossier électrique 0° - 160°



Dossier fixe (avec accoudoirs FLEXI)



Dossier électrique à compensation 0° - 155°

Dossier Rehab Magic

Dimensions



Largeur "C"

33 - 47 cm

Large - Xtra Tall	53 cm
Large	48 cm
Large - Short	43 cm

28 - 42 cm

Medium - Xtra Tall	53 cm
Medium	48 cm
Medium - Short	43 cm

26 - 40 cm

Junior - Xtra Tall	41 cm
Junior	35 cm

Hauteur "Y"

Galbes



Profondeur retours latéraux "D"

Dossier Large/Medium

Galbe Shallow	11 cm
Galbe Standard	16 cm
Galbe Deep	22 cm

Dossier Junior

Galbe Shallow	6 cm
Galbe Standard	11 cm

Cales lombaires



Épaisseur de la mousse lombaire

Shallow	1,2 cm
Standard	2,5 cm
Deep	3,5 cm

Dossier amovible, fixations



Dossier amovible, fixations à démontage avec outils



Dossier amovible, fixations à démontage sans outils

Commentaires Pour Fabrications Spéciales

Extreme X8 - AA1

€

Prix de base TTC	19 570.00
Total options TTC	
Prix total TTC	

Date			Signature
Jour	Mois	Année	



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.frwww.SunriseMedical.fr