

Date

Client

Poids du client (kg)

Langue manuel d'utilisation

France

Tampon de la société

Responsable

VHP, propulsion manuelle, pliant
à dossier inclinable
Code LPP 9178627 - Montant LPPR 603,65 €

Prix de vente conseillé HT: 4334 €

Taux de TVA 5,5%: 238,37 €

Prix de vente conseillé TTC: 4.572,37 €

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm

Largeur d'assise (LS) 33 36 39 42 45 48
La largeur d'assise est mesurée à partir du côté extérieur du cadre, tandis que la distance entre les deux protections latérales est de 1 cm plus large

Profondeur d'assise (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5
La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm

Distance du repose-pieds (DP) (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5 cm
(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière Standard Prudent Actif

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5(min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5 cm

Carrossage 0° 2°

Hauteur avant STD 49

Hauteur arrière STD 42

Prix Hors Taxes

Châssis avant



Châssis standard alu

Couleur châssis alu


Argent vif

- Noir ciré
- Noir opaque
- Bleu brillant
- Violet
- Rouge brillant
- Vert Lemon
- Bleu de Chine
- Blanc perlé

Châssis alu



(Roues de 5" max.)



(Roues de 4" max.)

Dossier

Renbourrage respirant du dossier à réglages multiples

Tubes de poignée

Tubes à manche court

Tubes SPORT Sans poignées (Plus léger configuration)

Poignées rabattables

Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur



02958

279,00

Roues avant

4" Bandage

3" Sport (Plus léger configuration)

5" Bandage

6" Bandage

6" Pneumatiques (Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

3" Active Soft (grand) (Jante alu) 06824 141,00

4" Active Sport (étroit) (Jante alu) 01398 141,00

4" Active Soft (grand) (Jante alu) 03943 141,00

5" Active Soft (grand) (Jante alu) 07518 141,00

5" Pneumatiques 10844 67,00

Support de fourche avant

Standard support de fourche avant

Support fourche V Design 2.0
excluent l'installation de: Fourches à démontage rapide



Date Commande Client Adresse

Prix Hors Taxes

Special Options

<input type="radio"/> Déport de roues arrière		01950	197,00
<input type="radio"/> Bande de maintien du fauteuil plié		06833	35,00
<input type="radio"/> Cordelette de déverrouillage de dossier avec un seule mouvement		06834	62,00

Coloris de set: Roues arrière et fourches - seulement avec: Roues arrière Ultra-light Progeo - Standard! (22 - 24)

☆ Noir	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Argent vif	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Violet	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Bleu brillant	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Rouge brillant	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Vert Lemon	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Blanc perlé	22" 24"	00833	141,00

Roues arrière

☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!			
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo	(Couleur : noire)		
<input type="checkbox"/> 26" Standard Progeo	(Couleur : noire)		
<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Plus léger configuration)	04383	976,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LX"		01685	976,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc <input type="checkbox"/> Moyeu et rayons noir	07846	932,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	Main courante en aluminium/caoutchouc intégrée	02270	1.533,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LX"		02101	976,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc	07847	932,00
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"		02102	976,00
<input type="radio"/> 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir)		01392	252,00

Pneumatiques roues arrière

☆ Haute-pression	(22"-24"-25"-26")	(Plus léger configuration)	
<input type="checkbox"/> Haute-pression à profil crantés	(24")		
<input type="radio"/> Marathon +	(24"-25")	avec protection anti crevaison	01669 70,00
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir	(24")		11083 109,00
Non disponible avec Roues arrière: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris	(22")		04181 113,00

Mains courantes

☆ Aluminium	Distance roue ☆ 3 cm □ 4 cm (22"-24"-25"-26")	(Plus léger configuration)	
<input type="radio"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	09170 134,00
<input type="radio"/> Acier chromé	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	01684 168,00
<input type="radio"/> Titane	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	00016 306,00
<input type="radio"/> Ultra Grip	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	00017 350,00
<input type="radio"/> Max Grip	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	00834 391,00
<input type="radio"/> Ergo Para	(24")		00632 391,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	11023 334,00
Profil oval avec insert en caoutchouc			
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	11025 306,00
Profil noir ergonomique			
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	11026 334,00
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)			
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Profil oval avec insert en caoutchouc	06427 256,00
<input type="radio"/> Ergots	(24")		00693 223,00
<input type="radio"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard		Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")	04050 183,00

Freins

☆ Levier courbé à pousser			
<input type="checkbox"/> Levier droit à pousser			
<input type="checkbox"/> Levier droit à tirer			
<input type="radio"/> Frein actifs	(Plus léger configuration)		06428 140,00



Date Commande Client Adresse

Prix Hors Taxes

Repose-pieds monobloc aut. type ciseaux

☆ Repose-pieds COMPACT, monobloc à fermeture automatique (Plus léger configuration)



11529

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

ANGLE ET PROFONDEUR RÉGLABLES


Interne

Externe

Repose-pieds - Voir tableau de références N°3

Attention ! Tous les repose-pieds relevables nécessitent de l'installation d'une sangle rigide et un support de fourche standard

Augmentation du poids de 500gr.



Repose-pieds plastique. réglables en inclinaison

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ 2/3 Interne 2/3 Externe




11525

Repose-pieds monobloc relevable. angle et profondeur réglables

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

Interne ☆ 2/3 Interne Externe



11527

Repose-pieds monobloc relevables en aluminium. angle et profondeur réglables

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

Interne ☆ 2/3 Interne 2/3 Externe



11528

Repose-pieds monobloc carbone, angle réglable, escamotable, relevable

Distance minimale du repose-pieds 35cm.

☆ Interne Externe



03291

306,00

Garde-boue

Garde-boue - FIXE

☆ Garde-boue en Carbone

Protège vêtements droits en Carbone



Surcoût pour: VERSION AMOVIBLE



08921

134,00

Accoudoirs

Accoudoirs tubulaires

(Escamotables, amovibles et réglable en hauteur)



00694

252,00

Accoudoirs escamotables avec protège vêtements en ABS

Accoudoirs amovibles PROGEO

(Amovibles et réglable en hauteur)



09956

241,00

Accoudoirs escamotables avec protège vêtements droits en carbone



09079

241,00

Accessoires

Protège châssis avant

07058

58,00

Toile de connexion dossier/toile assise

10241

21,00

Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide)

09811

134,00

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

En option 1			Prix Hors Taxes
<input type="radio"/> Kit de Transit			00836 166,00
<input type="radio"/> Roues anti-bascule	(rotation interne pour réduire l'encombrement) <input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche		00023 140,00 00024 140,00
<input type="radio"/> Tube de bascule	<input type="radio"/> Droit <input type="radio"/> Gauche		00025 85,00 01046 85,00
<input type="radio"/> Porte cannes	<input type="radio"/> Droit <input type="radio"/> Gauche		00838 84,00 00837 84,00

En option 2			Prix Hors Taxes
<input type="radio"/> Tetraclic	(Axe à démontage rapide pour Tétraplégique)		03947 195,00
<input type="radio"/> Ceinture de bassin			03972 70,00
<input type="radio"/> Harnais			04103 159,00
<input type="radio"/> Fourches à démontage rapide	Disponible avec: Standard support de fourche avant		00030 166,00
<input type="radio"/> Poignées de poussée accompagnateur	(Amovibles et réglables en hauteur)		01048 208,00
<input type="radio"/> Support lombaire	(pour insérer sous la toile de dossier)		00013 43,00
<input type="radio"/> Cale-troncs escamotables	Non disponible avec Dossier postural PHYSIO <input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche		02097 279,00 02098 279,00
<input type="radio"/> Flasques Noirs	(22"-24")		01043 166,00
<input type="radio"/> Flasques Transparents	(22"-24")		00835 166,00
<input type="radio"/> Flasques Progeo design	(22"-24")		00019 195,00
<input type="radio"/> Flasques Dragon	(22"-24")		02106 195,00

Kit supplémentaire			Prix Hors Taxes
<input type="radio"/> Roues arrière 24" Tout-terrain	Pneumatiques Tout-terrain - mains courantes aluminium (couleur noire)		03378 558,00
<input type="radio"/> Roues arrière FAT 24"	Pneumatiques FAT 3" - mains courantes aluminium (couleur noire)		09357 932,00

Date Commande Client Adresse


Prix Hors Taxes

Siège de série modulable et évolutif - PHYSIO - Dossier postural (Rembourrage du dossier std. pas fourni)

Amovible avec libération rapide
Installation pour tubes de diamètre 18+26mm
Réglage en profondeur (4cm)
Réglage en inclinaison (±18°)

Coussin fait en mousse de polyuréthane à base anti glissante et avec jupette en polyester.

- 5 x 37,5 x 40 cm
- 5 x 40,0 x 43 cm
- 5 x 42,5 x 45 cm
- 5 x 45,0 x 43 cm
- 5 x 47,5 x 43 cm



AIR Coque Carbone

indisponible pour largeur 48

HAUTEUR DE DOSSIER	28	34	40	1.119,00		
Forme de la coque	Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
	A	R	A		R	A
7,5 cm						

POSTURE Coque Aluminium

HAUTEUR DE DOSSIER	34	40	52	1.078,00		
Forme de la coque	Aile pour la restriction du support latéral B=régulier					
	R	R	R			
7,5 cm						

Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

Commentaires

Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)



Droit 10272

34,00

Grande (h 20cm)



Droit 10273

40,00



Gauche 10272

34,00




Gauche 10273

40,00

SWING AWAY - Support latéral

Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs
Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Grande (18x12)

05647 218,00

Petite (14x9)

05643 218,00

Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces).....

10271 73,00

Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces).....

Petite (14x9)

05642 218,00

Grande (18x12)

05646 218,00

Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère

Disponible uniquement avec le dossier Physio
Indisponible pour le dossier Physio AIR coque en carbone



Grande (34x14)


05648 492,00

Petit (28x14)

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Prix Hors Taxes

Coussin STIMULITE nid d'abeille anti-escarres et coussins posturaux - TVA 20% pour l'article vendu séparément.

<input type="radio"/> Classic H 7 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00035 <input type="checkbox"/> 41x46 00840	<input type="checkbox"/> 38x38 00036 <input type="checkbox"/> 46x41 00698	<input type="checkbox"/> 38x41 01052 <input type="checkbox"/> 46x46 00038	<input type="checkbox"/> 41x41 00037		877,00
<input type="radio"/> Anatomique posturale H 10cm	<input type="checkbox"/> 36x41 00056 <input type="checkbox"/> 41x46 01050	<input type="checkbox"/> 38x38 00696 <input type="checkbox"/> 46x41 00034	<input type="checkbox"/> 38x41 00032 <input type="checkbox"/> 46x46 01051	<input type="checkbox"/> 41x41 00033		1.022,00
<input type="radio"/> Forme slimline H 5cm	<input type="checkbox"/> 36x41 00854 <input type="checkbox"/> 41x46 00085	<input type="checkbox"/> 38x38 00707 <input type="checkbox"/> 46x41 01074	<input type="checkbox"/> 38x41 00083 <input type="checkbox"/> 46x46 01075	<input type="checkbox"/> 41x41 01073		662,00
<input type="radio"/> Sport H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00053 <input type="checkbox"/> 41x46 00057	<input type="checkbox"/> 38x38 00054 <input type="checkbox"/> 46x41 01062	<input type="checkbox"/> 38x41 01060 <input type="checkbox"/> 46x46 00846	<input type="checkbox"/> 41x41 01061		625,00

Taille personnalisée Largeur cm.
 Profondeur cm.

Commentaires

Fauteuil : Progeo EGO - Rev. 2023.2	Prix Hors Taxes Taux de TVA 5,5%	Page à envoyer si optional a été choisi <input type="radio"/> standard (Fourni par défaut) <input type="checkbox"/> sur demande (Sans supplément de prix) <input type="radio"/> en option (à rajouter au prix de base)
--	-------------------------------------	---

TABLEAU DE REFERENCES

1		Hauteur avant			
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max.					
FOURCHE		Roues avant			
		3"	4"	5"	6"
COURTE 		max 46	max 47	max 48	
MOYENNE 		max 50	max 51	max 52	max 54
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.					

2		Hauteur arrière			
		Roues arrière			
		22"	24"	25"	26"
min			min 38	min 39	min 40
max			max 45	max 46	max 48

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds
	Repose-pieds COMPACT monobloc à fermeture automatique	min 36
	Repose-pieds plastique	min 36
	Repose-pieds monobloc relevable	min 36
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium	min 36
	Repose-pieds monobloc carbone	min 36
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)		
NOTE!		
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionés à l'intérieur.		

4	Roues arrière	
	Modèle	Fonctions
	22" Ultra-light Standard Progeo	(non disponible en couleur anthracite)
	24" Ultra-light Progeo - Standard!	(disponible pour toutes les couleurs)
	24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Moyeu argenté, Jantes et 16 rayons noirs)
	24" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc) - (Moyeu, jante et 18 rayons noir)
	24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs) - (main courante en aluminium/caoutchouc intégrée - réduction de l'encombrement jusqu'à 3 cm. - tous les pneus)
	24" Tout-terrain	(Couleur : noire) - (mains courantes aluminium - pneumatiques Tout-terrain)
	25" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc)
	26" Standard Progeo	(Couleur : noire)
	26" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 18 rayons noirs)

Tarifs publics



2024

Prix valables à partir de: 01/01/2024

SmartDrive MX2+

**Nouveau
prix 2024**
5200 € TTC



Information client	
Client (Nom / No.)	/
Contact	
Numéro de commande	
Adresse	
CP / Ville	/
Tél / Fax	/

	Numéro d'article		Tarif Public (€)		Tarif LPPR Code LPPR	Information additionnelle
			HT	TTC		

SmartDrive						
SMARTDRIVE MX2+ 9KMH SPEED CONTROL DIAL EU	MX2-S004	<input type="radio"/>	4928,91	5200,00	Code LPPR: 4371791 2187,03 € TTC	

Accessoires						
-------------	--	--	--	--	--	--

PushTracker						
PUSHTRACKER E3 PREINSTALLE (NOIR) <i>PushTracker prêt à l'emploi et préinstallé : Allumez, définissez la langue et c'est parti !</i>	MX2-33P-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		MX2-33P

Accessoires						
CHARGEUR USB PRISE EU	MX2-926	<input type="checkbox"/>	36,00	37,98		

Adaptateur (1 au choix)-trouvez le bon en utilisant la charte de compatibilité						
KIT NOIX DE FIXATION STD 24*/540	MX2-44S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00	https://smartdrive.permobil.com/	
KIT NOIX DE FIXATION STD 25*/560	MX2-45S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT NOIX DE FIXATION STD 26*/590	MX2-46S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT NOIX DE FIXATION LARGE	MX2-43L-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 24*/540 20 cm - 53 cm	MX2-443-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 25*/559 20 cm - 53 cm	MX2-453-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 26*/590 20 cm - 53 cm	MX2-463-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE PANTHERA U/S	MX2-43P	<input type="radio"/>	258,00	272,19		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE KUSCH CHAMP <i>fabrication sur-mesure</i>	MX2-KCS	<input checked="" type="radio"/> *1	551,00	581,31		
SANS KIT FIXATION FAUTEUIL		<input type="radio"/>	0,00	0,00		

Adaptateurs supplémentaire spécifique						
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.5*/13MM	MX2-955	<input type="radio"/>	20,00	21,10		
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.75*/19MM	MX2-956	<input type="radio"/>	20,00	21,10		
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.875*/22MM	MX2-957	<input type="radio"/>	20,00	21,10		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE ARIA	MX2-ARI	<input type="radio"/>	551,00	581,31		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE ICON	MX2-ICN	<input type="radio"/>	128,00	135,04		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE KUSCH R33	MX2-KRT	<input type="radio"/>	551,00	581,305		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIAL SHOCKBLADE	MX2-SHB	<input type="radio"/>	97,00	102,34		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIAL TUBE CLAMPS/PLIANT	MX2-TCC	<input checked="" type="radio"/> *1	683,00	720,57		
ENSEMBLE FIX. MONT. TILT IN SPACE	MX2-TSC	<input checked="" type="radio"/> *1	500,00	527,50		
ENSEMBLE FIX. MONT. COLOURS SHOCKBLADE (2018->)	MX2-SBN	<input type="radio"/>	128,00	135,04		
ENSEMBLE FIX. MONT. PER4MAX SHOCKWAVE	MX2-SHW	<input type="radio"/>	551,00	581,31		

*1 Informations complémentaires adaptateur spécifique						
MX2-KCS	Taille de la roue arrière	540/24* 559/25* 590/26*	Mesure rapide de l'axe de la pointe à la pointe :			mm
MX2-TSC	Taille de la roue arrière	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Marque de fauteuils roulants:		Modèle :	
MX2-TCC			Diamètre du tube	mm		

Accessoires						
POIGNÉE REMBOURRÉE UNIVERSELLE	MX2-986	<input type="checkbox"/>	20,00	21,10		
SAC DE TRANSPORT SMARTDRIVE/NOIR	MX2SD-BAG	<input type="checkbox"/>	78,00	82,29		
BOUTON COMM. DE COMMUTATEUR (UN) OPTION MONO JACK	MX2-TBSC	<input type="checkbox"/>	296,00	312,28		