



Date ..... France  
 Client ..... Tampon de la société  
 Poids du client (kg) .....  
 Langue manuel d'utilisation ..... Responsable .....










VHP, propulsion manuelle, pour activités physiques et sportives  
 Code LPP 9178691 - Montant LPPR 558,99 €  
 CRASH TEST APPROVED

Prix de vente conseillé HT: 2926 €  
 Taux de TVA 5,5%: 160,93 €  
 Prix de vente conseillé TTC: 3.086,93 €

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm	
Largeur d'assise (LS)	<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 48
Profondeur d'assise (PS)	<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50
La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1,5 cm	
Distance du repose-pieds (DP)	..... (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5 cm
<b>(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)</b>	
Position des roues arrière	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Prudent <input type="checkbox"/> Actif <input type="checkbox"/> Extrême
Hauteur de dossier (TS)	Hauteur standard 33,5 .....(min 26-max 47) réglages par incrément de 1.5 cm
Carrossage	<input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°
Hauteur avant STD 49	.....
Hauteur arrière STD 42	.....

Prix Hors Taxes

	<input checked="" type="checkbox"/> Plaque de réglage arrière d'aluminium		
	<input checked="" type="checkbox"/> Garde-boue amovibles ABS		
	<input type="checkbox"/> Protège vêtements amovibles droits ABS		
	<input type="checkbox"/> Garde-boue amovibles en carbone	03946	350,00
	<input type="checkbox"/> Protège vêtements amovibles droits en carbone	08918	350,00
	<input type="checkbox"/> Plaque de réglage arrière FULL CARBON avec garde-boue intégré	07646	999,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Version garde-boue (Disponible seulement avec roues arrière 24")		
	<input type="checkbox"/> Version protège vêtements droits		




JOKER		<input checked="" type="checkbox"/> Repose-pieds en aluminium, réglables en inclinaison Distance minimale du repose-pieds 35cm. <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> 2/3 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input type="checkbox"/> 2/3 Externe		11523	
		<input type="checkbox"/> Repose-pieds en aluminium EVOLUTION - angle et profondeur réglables Distance minimale du repose-pieds 35cm. <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> 2/3 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input type="checkbox"/> 2/3 Externe		07649	134,00
		<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc carbone JOKER Distance minimale du repose-pieds 35cm. indisponible pour largeur 48 Non disponible avec: Angle de châssis 85°		03348	279,00
		<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc carbone, réglables en inclinaison Distance minimale du repose-pieds 35cm. <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> Externe		03346	334,00
JOKER ZERO		<input type="checkbox"/> Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison Distance minimale du repose-pieds 15cm. <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Interne <input type="checkbox"/> 2/3 Externe		06814	210,00
		<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables Distance minimale du repose-pieds 15cm. <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> 2/3 Interne <input type="checkbox"/> Externe <input type="checkbox"/> 2/3 Externe		06856	210,00
		<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc carbone angle réglable, escamotable, relevable Distance minimale du repose-pieds 15cm. <input checked="" type="checkbox"/> Interne <input type="checkbox"/> Externe		06857	544,00

Date ..... Commande ..... Client ..... Adresse .....

Prix Hors Taxes

### Châssis avant

☆ Châssis standard alu



### Couleur châssis alu

☆ Argent vif

Noir ciré

Noir opaque

Bleu brillant

Violet

Rouge brillant

Vert Lemon

Bleu de Chine

Blanc perlé

### Siège

☆ Toile d'assise avec pochette (sous le siège)

Assise réglable en tension

08883

241,00

Siège rigide en carbone

08336

493,00

Pochette (sous le siège) [25x11x4,5]

08281

134,00

### Axe des roues arrière

☆ Axe des roues arrière en aluminium

Axe des roues arrière en fibre de carbone

(Plus léger configuration)

07647

161,00

### Système de réglage et de fixation du dossier

☆ Dossier avec verrouillage  
avec angle réglable de -4° à +16°

Dossier rabattable sans verrouillage sur l'assise  
avec angle réglable de -4° à +16°

Dossier non rabattable  
avec angle réglable de -4° à +16°

### Dossier

☆ Renbourrage respirant du dossier à réglages multiples

☆ Dossier aluminium

Dossier titane

Dossier carbone



06811

208,00

04389

837,00

**AIR** Dossier postural intégré (PAS REMOVIBLE)

Coque Carbone - Support latéral 7,5cm  
Réglage en profondeur ±1cm. - Réglage en inclinaison ±10°  
indisponible pour largeur 48

1.119,00

H 28		H 34		H 40	
Hauteur de dossier (TS) min 34 ( ..... )		Hauteur de dossier (TS) min 38 ( ..... )		Hauteur de dossier (TS) min 44 ( ..... )	
Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
A	R	A	R	A	R
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Installation sur:

☆ Tubes de dossier

Dossier aluminium

Dossier titane

Dossier carbone



06811

208,00

04389

837,00

Date .....	Commande .....	Client .....	Adresse .....
------------	----------------	--------------	---------------

			Prix Hors Taxes
<b> Tubes de poignée</b>			
☆ Tubes avec poignée standard			
<input type="checkbox"/> Tubes à manche court			
<input type="checkbox"/> Tubes SPORT Sans poignées			
<input type="radio"/> Tubes en carbone avec poignée court	(Plus léger configuration)	04390	166,00
<b>Non disponible avec: Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R</b>			
<input type="radio"/> Poignées rabattables	<b>Hauteur minimal du dossier 30,5cm</b>	02958	279,00
<b>Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur</b>			



<b>Roues avant</b>			
☆ 4" Bandage			
<input type="checkbox"/> 3" Sport			
(Plus léger configuration)			
<input type="checkbox"/> 5" Bandage			
<input type="checkbox"/> 6" Bandage			
(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)			
<input type="checkbox"/> 6" Pneumatiques			
(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)			
<input type="radio"/> 3" Active Soft (grand)	(Jante alu)	06824	141,00
<input type="radio"/> 4" Active Sport (étroit)	(Jante alu)	01398	141,00
<input type="radio"/> 4" Active Soft (grand)	(Jante alu)	03943	141,00
<input type="radio"/> 5" Active Soft (grand)	(Jante alu)	07518	141,00
<input type="radio"/> 5" Pneumatiques		10844	67,00






<b>Coloris de set: Roues arrière et fourches - seulement avec: Roues arrière Ultra-light Progeo - Standard! (22 - 24)</b>			
☆ Noir	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Argent vif	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Violet	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Bleu brillant	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Rouge brillant	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Vert Lemon	22" 24"	00833	141,00
<input type="radio"/> Blanc perlé	22" 24"	00833	141,00


<b>Roues arrière</b>			
☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!			
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo			
(Couleur : noire)			
<input type="checkbox"/> 26" Standard Progeo			
(Couleur : noire)			
<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	Réduction du poids d'nviron 450gr.	04383	976,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LX"		01685	976,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc	07846	932,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	<input type="checkbox"/> Moyeu et rayons noir	02270	1.533,00
<b>Main courante en aluminium/caoutchouc intégrée</b>			
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LX"		02101	976,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc	07847	932,00
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"		02102	976,00
<input type="radio"/> 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir)		01392	252,00

<b>Pneumatiques roues arrière</b>			
☆ Haute-pression	(22"-24"-25"-26")	(Plus léger configuration)	
<input type="checkbox"/> Haute-pression à profil crantés (24")			
<input type="radio"/> Marathon +	(24"-25")	avec protection anti crevaison	01669 70,00
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris	(22")		04181 113,00
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir	(24")		11083 109,00
<b>Non disponible avec Roues arrière: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"</b>			


<b>Mains courantes</b>		Distance roue ☆ 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm		
☆ Aluminium		(22"-24"-25"-26")	(Plus léger configuration)		
<input type="radio"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH		(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	09170	134,00
<input type="radio"/> Acier chromé		(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	01684	168,00
<input type="radio"/> Titane		(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	00016	306,00
<input type="radio"/> Ultra Grip		(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	00017	350,00
<input type="radio"/> Max Grip		(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises	00834	391,00
<input type="radio"/> Ergo Para		(24")		00632	391,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION		(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11023	334,00
Profil oval avec insért en caoutchouc					
<input type="radio"/> NOVA H		(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11025	306,00
Profil noir ergonomique					
<input type="radio"/> NOVA D		(24"-25")	(Main courante 24 ", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11026	334,00
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)					
<input type="radio"/> SURGE LT		(25")	Profil oval avec insért en caoutchouc	06427	256,00
<input type="radio"/> Ergots (24")		(24")		00693	223,00
<input type="radio"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard			Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")	04050	183,00



Date .....	Commande .....	Client .....	Adresse .....
------------	----------------	--------------	---------------



			Prix Hors Taxes
<b>Freins</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Levier courbé à pousser			
<input type="checkbox"/> Levier droit à pousser			
<input type="checkbox"/> Levier droit à tirer			
<input type="checkbox"/> Frein actifs	(Plus léger configuration)		06428 140,00
<input type="checkbox"/> Frein à pousser avec extension			01949 84,00
<input type="checkbox"/> Frein à tirer avec extension			03372 84,00

<b>Accoudoirs</b>			
<input type="checkbox"/> Accoudoirs tubulaires	(Escamotables, amovibles et réglable en hauteur)		00694 252,00

<b>Accessoires</b>			
<input type="checkbox"/> Protège châssis avant			07058 58,00
<input type="checkbox"/> Toile de connexion dossier/toile assise			10241 21,00
<input type="checkbox"/> Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide)			09811 134,00

<b>SAFETY</b>			
<input type="checkbox"/> Système d'ancrage avec 4 points pour la fixation de la fauteuil roulant			08654 200,00
L'utilisation d'un appui-tête pendant le transport est obligatoire (l'installation doit être effectuée par le fabricant)			

<b>En option 1</b>			
<u>Seulement un option par côté peuvent être choisies</u>			
<input type="checkbox"/> Kit de Transit	excluent l'installation de Anti-bascules		03290 166,00
<input type="checkbox"/> Anti Bascule BASE	excluent l'installation de Kit de Transit		
	<input type="checkbox"/> Droite		06819 109,00
	<input type="checkbox"/> Gauche		06820 109,00
<input type="checkbox"/> Roues anti-basculer (rotation interne pour réduire l'encombrement)	excluent l'installation de Kit de Transit		
	<input type="checkbox"/> Droite		06821 140,00
	<input type="checkbox"/> Gauche		06822 140,00

<b>En option 2</b>			
<input type="checkbox"/> Poignées de poussée accompagnateur	(Amovibles et réglables en hauteur)		03645 195,00
<input type="checkbox"/> Tetraclip	(Axe à démontage rapide pour Tétraplégique)		03947 195,00
<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin			03972 70,00
<input type="checkbox"/> Harnais			04103 159,00
<input type="checkbox"/> Support lombaire	(pour insérer sous la toile de dossier)		00013 43,00
<input type="checkbox"/> Cale-troncs escamotables	Non disponible avec Dossier postural PHYSIO - Dossier postural A I R		
	<input type="checkbox"/> Droite		02097 279,00
	<input type="checkbox"/> Gauche		02098 279,00
<input type="checkbox"/> Flasques Noirs	(22"-24")		01043 166,00
<input type="checkbox"/> Flasques Transparents	(22"-24")		00835 166,00
<input type="checkbox"/> Flasques Progeo design	(22"-24")		00019 195,00
<input type="checkbox"/> Flasques Dragon	(22"-24")		02106 195,00

<b>Kit supplémentaire</b>			
<input type="checkbox"/> Roues arrière 24" Tout-terrain	Pneumatiques Tout-terrain - mains courantes aluminium (couleur noire)		03378 558,00
<input type="checkbox"/> Roues arrière FAT 24"	Pneumatiques FAT 3" - mains courantes aluminium (couleur noire)		09357 932,00

Date ..... Commande ..... Client ..... Adresse .....


Prix Hors Taxes

### Siège de série modulable et évolutif - PHYSIO - Dossier postural (Rembourrage du dossier std. pas fourni)


Amovible avec libération rapide  
Installation pour tubes de diamètre 18+26mm  
Réglage en profondeur (4cm)  
Réglage en inclinaison (±18°)

Coussin fait en mousse de polyuréthane à base anti glissante et avec jupette en polyester.


- 5 x 37,5 x 40 cm
- 5 x 40,0 x 43 cm
- 5 x 42,5 x 45 cm
- 5 x 45,0 x 43 cm
- 5 x 47,5 x 43 cm



- AIR** Coque Carbone  
indisponible pour largeur 48

HAUTEUR DE DOSSIER	28	34	40	1.119,00		
Forme de la coque 	Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
	A	R	A		R	A

- POSTURE** Coque Aluminium

HAUTEUR DE DOSSIER	34	40	52	1.078,00		
Forme de la coque 	Aile pour la restriction du support latéral B=régulier					
	R	R	R			

### Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

Commentaires

- Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)



- Droit 10272

34,00

Grande (h 20cm)



- Droit 10273

40,00

- Gauche 10272


34,00

- Gauche 10273

40,00

### SWING AWAY - Support latéral

Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs  
Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



- Grande (18x12)

05647 218,00

- Petite (14x9)

05643 218,00

- Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces) (.....)

10271 73,00

- Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces) (.....)

- Petite (14x9)

05642 218,00

- Grande (18x12)

05646 218,00

- Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère

Disponible uniquement avec le dossier Physio  
Indisponible pour le dossier Physio AIR coque en carbone







- Grande (34x14)
- Petit (28x14)

05648 492,00

Date .....	Commande .....	Client .....	Adresse .....
------------	----------------	--------------	---------------

**Prix Hors Taxes**

**Coussin STIMULITE nid d'abeille anti-escarres et coussins posturaux - TVA 20% pour l'article vendu séparément.**




<input type="radio"/> Classic H 7 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00035 <input type="checkbox"/> 41x46 00840	<input type="checkbox"/> 38x38 00036 <input type="checkbox"/> 46x41 00698	<input type="checkbox"/> 38x41 01052 <input type="checkbox"/> 46x46 00038	<input type="checkbox"/> 41x41 00037		<b>877,00</b>
<input type="radio"/> Anatomique posturale H 10cm	<input type="checkbox"/> 36x41 00056 <input type="checkbox"/> 41x46 01050	<input type="checkbox"/> 38x38 00696 <input type="checkbox"/> 46x41 00034	<input type="checkbox"/> 38x41 00032 <input type="checkbox"/> 46x46 01051	<input type="checkbox"/> 41x41 00033		<b>1.022,00</b>
<input type="radio"/> Forme slimline H 5cm	<input type="checkbox"/> 36x41 00854 <input type="checkbox"/> 41x46 00085	<input type="checkbox"/> 38x38 00707 <input type="checkbox"/> 46x41 01074	<input type="checkbox"/> 38x41 00083 <input type="checkbox"/> 46x46 01075	<input type="checkbox"/> 41x41 01073		<b>662,00</b>
<input type="radio"/> Sport H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00053 <input type="checkbox"/> 41x46 00057	<input type="checkbox"/> 38x38 00054 <input type="checkbox"/> 46x41 01062	<input type="checkbox"/> 38x41 01060 <input type="checkbox"/> 46x46 00846	<input type="checkbox"/> 41x41 01061		<b>625,00</b>

Taille personnalisée Largeur cm. ....  
 Profondeur cm. ....

### Commentaires

<b>Fauteuil : Progeo JOKER - Rev. 2023.3</b>	Prix Hors Taxes Taux de TVA 5,5%	<b>Page à envoyer si optional a été choisi</b> <input type="checkbox"/> <b>standard</b> (Fourni par défaut) <input type="checkbox"/> <b>sur demande</b> (Sans supplément de prix) <input type="radio"/> <b>en option</b> (à rajouter au prix de base)
--	-------------------------------------	--

## TABLEAU DE REFERENCES

1	Hauteur avant			
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max.				
FOURCHE	Roues avant			
	3"	4"	5"	6"
SPORT 	max 52	max 53	max 54	
COURTE 	max 54	max 55	max 56	max 57
MOYENNE 	max 56	max 57	max 58	max 59
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.				

2	Hauteur arrière			
Roues arrière				
	22"	24"	25"	26"
min	36	38	39	40
max	44	46	47	48

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds
	Repose-pieds en aluminium réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds plastique, réglables en inclinaison	min 35
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium, angle et profondeur réglables	min 35
	Repose-pieds monobloc carbone angle réglable, escamotable, relevable	min 35
<b>IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)</b>		
<b>Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionnés à l'intérieur.</b>		
<b>NOTE!</b>		

4	Roues arrière	
	Modèle	Fonctions
	22" Ultra-light Standard Progeo	(non disponible en couleur anthracite)
	24" Ultra-light Progeo - Standard!	(disponible pour toutes les couleurs)
	24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Moyeu argenté, Jantes et 16 rayons noirs)
	24" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc) - (Moyeu, jante et 18 rayons noir)
	24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs) - (main courante en aluminium/caoutchouc intégrée - réduction de l'encombrement jusqu'à 3 cm. - tous les pneus)
	24" Tout-terrain	(Couleur : noire) - (mains courantes aluminium - pneumatiques Tout-terrain)
	25" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc)
	26" Standard Progeo	(Couleur : noire)
	26" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 18 rayons noirs)

# Tarifs publics



2024

Prix valables à partir de: 01/01/2024

## SmartDrive MX2+

**Nouveau  
prix 2024**

**5200 € TTC**



Information client	
Client (Nom / No.)	/
Contact	
Numéro de commande	
Adresse	
CP / Ville	/
Tél / Fax	/

	Numéro d'article		Tarif Public (€)		Tarif LPPR Code LPPR	Information additionnelle
			HT	TTC		

SmartDrive						
SMARTDRIVE MX2+ 9KMH SPEED CONTROL DIAL EU	MX2-S004	<input type="radio"/>	4928,91	5200,00	Code LPPR: 4371791 2187,03 € TTC	

Accessoires						
-------------	--	--	--	--	--	--

PushTracker						
PUSHTRACKER E3 PREINSTALLE (NOIR) <i>PushTracker prêt à l'emploi et préinstallé : Allumez, définissez la langue et c'est parti !</i>	MX2-33P-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		MX2-33P

Accessoires						
CHARGEUR USB PRISE EU	MX2-926	<input type="checkbox"/>	36,00	37,98		

Adaptateur (1 au choix)-trouvez le bon en utilisant la charte de compatibilité						
KIT NOIX DE FIXATION STD 24*/540	MX2-44S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00	<a href="https://smartdrive.permobil.com/">https://smartdrive.permobil.com/</a>	
KIT NOIX DE FIXATION STD 25*/560	MX2-45S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT NOIX DE FIXATION STD 26*/590	MX2-46S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT NOIX DE FIXATION LARGE	MX2-43L-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 24*/540 20 cm - 53 cm	MX2-443-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 25*/559 20 cm - 53 cm	MX2-453-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 26*/590 20 cm - 53 cm	MX2-463-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE PANTHERA U/S	MX2-43P	<input type="radio"/>	258,00	272,19		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE KUSCH CHAMP <i>fabrication sur-mesure</i>	MX2-KCS	<input checked="" type="radio"/>	551,00	581,31		
SANS KIT FIXATION FAUTEUIL		<input type="radio"/>	0,00	0,00		

Adaptateurs supplémentaire spécifique						
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.5*/13MM	MX2-955	<input type="radio"/>	20,00	21,10		
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.75*/19MM	MX2-956	<input type="radio"/>	20,00	21,10		
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.875*/22MM	MX2-957	<input type="radio"/>	20,00	21,10		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE ARIA	MX2-ARI	<input type="radio"/>	551,00	581,31		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE ICON	MX2-ICN	<input type="radio"/>	128,00	135,04		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE KUSCH R33	MX2-KRT	<input type="radio"/>	551,00	581,305		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIAL SHOCKBLADE	MX2-SHB	<input type="radio"/>	97,00	102,34		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIAL TUBE CLAMPS/PLIANT	MX2-TCC	<input checked="" type="radio"/>	683,00	720,57		
ENSEMBLE FIX. MONT. TILT IN SPACE	MX2-TSC	<input checked="" type="radio"/>	500,00	527,50		
ENSEMBLE FIX. MONT. COLOURS SHOCKBLADE (2018->)	MX2-SBN	<input type="radio"/>	128,00	135,04		
ENSEMBLE FIX. MONT. PER4MAX SHOCKWAVE	MX2-SHW	<input type="radio"/>	551,00	581,31		

*1 Informations complémentaires adaptateur spécifique						
MX2-KCS	Taille de la roue arrière	540/24* 559/25* 590/26*	Mesure rapide de l'axe de la pointe à la pointe :			mm
MX2-TSC	Taille de la roue arrière	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Marque de fauteuils roulants:		Modèle :	
MX2-TCC			Diamètre du tube	mm		

Accessoires						
POIGNÉE REMBOURRÉE UNIVERSELLE	MX2-986	<input type="checkbox"/>	20,00	21,10		
SAC DE TRANSPORT SMARTDRIVE/NOIR	MX2SD-BAG	<input type="checkbox"/>	78,00	82,29		
BOUTON COMM. DE COMMUTATEUR (UN) OPTION MONO JACK	MX2-TBSC	<input type="checkbox"/>	296,00	312,28		