

France

Date

Client

Poids du client (kg)

Langue manuel d'utilisation

Tampon de la société

Responsable

VHP, propulsion manuelle, pliant
à dossier inclinable
Code LPP 9178627 - Montant LPPR 603,65 €

Prix de vente conseillé HT: 2926 €
Taux de TVA 5,5%: 160,93 €

Prix de vente conseillé TTC: 3.086,93 €

Mesures du fauteuil - La tolérance sur toutes les dimensions indiquées et/ou demandées est de ± 10mm

Largeur d'assise (LS) 36 39 42 45 48

Profondeur d'assise (PS) 37,5 40 42,5 45 47,5
La profondeur d'assise réelle est mesurée à partir du début du tube de dossier de la toile de siège et augmentée de 1 cm - calculée avec angle dossier 90° par rapport à l'assise

Distance du repose-pieds (DP) (cm) ±0.5cm - réglages par incrément de 1.5 cm
(Mesure réelle entre la toile d'assise et la palette) - IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)

Position des roues arrière Standard Prudent Actif

Carrossage 2° 0° 4°

Hauteur de dossier (TS) Hauteur standard 33,5(min 24.5-max 47) réglages par incrément de 1.5 cm


Angle du dossier (par rapport à l'assise) 90° -6° 6°

Hauteur avant (STD 49) - Hauteur arrière (STD 43)

Prix Hors Taxes

Châssis avant


Châssis standard alu Angle 100°



Châssis court - Idéal avec Profondeur d'assise (PS)37,5 - 40

Châssis long - Idéal avec Profondeur d'assise (PS)42,5 - 45 - 47,5

Châssis alu Angle 90° - (Roues de 5" max.)



Châssis court - Idéal avec Profondeur d'assise (PS)37,5 - 40

Châssis long - Idéal avec Profondeur d'assise (PS)42,5 - 45 - 47,5

Couleur de châssis

Argent vif

Noir opaque

Blanc perlé

Orange opaque
08341 122,00


Dossier

Renbourrage respirant du dossier à réglages multiples

Tubes de poignée

Tubes avec poignée standard

Poignées rabattables
Non disponible avec: Poignées de poussée accompagnateur, Freins pour tierce personne



02958 279,00

Roues avant

4" Bandage

3" Sport

5" Bandage

6" Bandage

6" Pneumatiques

(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)
(Disponible seulement pour angle de châssis 100°)

3" Active Soft (grand) (Jante alu) 06824 141,00

4" Active Sport (étroit) (Jante alu) 01398 141,00

4" Active Soft (grand) (Jante alu) 03943 141,00

5" Active Soft (grand) (Jante alu) 07518 141,00

5" Pneumatiques 10844 67,00

Support de fourche avant

Standard support de fourche avant

Support fourche V Design 2.0
excluent l'installation de FOURCHES À DÉMONTAGE RAPIDE




06850 168,00






Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

			Prix Hors Taxes
Coloris de set: Roues arrière et fourches - seulement avec: Roues arrière Ultra-light Progeo - Standard! (22 - 24)			
☆ Noir ciré	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Argent vif	22" 24"		00833 141,00
<input type="radio"/> Violet	22" 24"		00833 141,00
<input type="radio"/> Bleu brillant	22" 24"		00833 141,00
<input type="radio"/> Rouge brillant	22" 24"		00833 141,00
<input type="radio"/> Vert Lemon	22" 24"		00833 141,00
<input type="radio"/> Blanc perlé	22" 24"		00833 141,00

Roues arrière			
☆ 24" Ultra-light Progeo - Standard!			
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 25" Ultra-light Standard Progeo		(Couleur : noire)	
<input type="checkbox"/> 26" Standard Progeo		(Couleur : noire)	
<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT		Réduction du poids d'environ 450gr.	04383 976,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LX"			01685 976,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc	<input type="checkbox"/> Moyeu et rayons noir	07846 932,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"		Main courante en aluminium/caoutchouc intégrée	02270 1.533,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LX"			02101 976,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Moyeu noir et rayons blanc		07847 932,00
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"			02102 976,00
<input type="radio"/> 24" Tout-terrain (mains courantes aluminium noir)			01392 252,00
<input type="radio"/> 22" avec freins pour tierce personne (mains courantes aluminium)			03385 405,00
Disponible seulement avec: Carrossage 0° et Position des roues arrière Standard			
<input type="radio"/> 24" avec freins pour tierce personne (mains courantes aluminium)			03384 405,00
Disponible seulement avec: Carrossage 0° et Position des roues arrière Standard			
<input type="radio"/> Double main courante - (Roues arrière 24", mains courantes aluminium et pneus haute-pression) - Carrossage 0°			
VHP, propulsion manuelle, pliant système de conduite à double main courante Code LPP 9382724 - Montant LPPR 271,23 €			
	<input type="radio"/> Droite	<input type="radio"/> Gauche	02103 400,00

Pneumatiques roues arrière			
☆ Haute-pression	(22"-24"-25"-26")		
<input type="checkbox"/> Haute-pression à profil crantés	(24")		
<input type="radio"/> Marathon +	(24"-25")	avec protection anti crevaison	01669 70,00
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Noir	(24")		11083 109,00
Non disponible avec Roues arrière: 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT, 24" Ultra-light "Spinergy LXL"			
<input type="radio"/> Bandages / Anti-crevaison - Couleur Gris	(22")		04181 113,00







Mains courantes			
	Distance roue ☆ 3 cm	<input type="checkbox"/> 4 cm	
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")		
<input type="radio"/> Aluminium noir SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	09170 134,00
<input type="radio"/> Acier chromé	(24"-25")	(Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	01684 168,00
<input type="radio"/> Titane	(24"-25")	(Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00016 306,00
<input type="radio"/> Ultra Grip	(24"-25")	(Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00017 350,00
<input type="radio"/> Max Grip	(24"-25")	(Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	00834 391,00
<input type="radio"/> Ergo Para	(24")		00632 391,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11023 334,00
Profil oval avec insért en caoutchouc			
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11025 306,00
Profil noir ergonomique			
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(Main courante 24", sur la roue de 25" est installée avec des entretoises)	11026 334,00
Profil ergonomique avec revêtement en caoutchouc (idéal pour les tétraplégiques)			
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Profil oval avec insért en caoutchouc	06427 256,00
<input type="radio"/> Ergots	(24")		00693 223,00
<input type="radio"/> Revêtement silicone pour mains courantes alu standard		Disponible en dimensions (22" - 24" - 26")	04050 183,00

Freins			
☆ Levier courbé à pousser			
<input type="checkbox"/> Levier droit à pousser			
<input type="checkbox"/> Levier droit à tirer			
<input type="radio"/> Frein actifs			06428 140,00
<input type="radio"/> Frein à pousser avec extension			01949 84,00
<input type="radio"/> Frein à tirer avec extension			03372 84,00


Date Commande Client Adresse

Prix Hors Taxes


Repose-pieds - Voir tableau de références N°3




- ☆ Repose-pieds monobloc aut. type ciseaux angle et profondeur réglables  11526
 Distance minimale du repose-pieds 35cm. Interne ☆ 2/3 Interne Externe
 Distance minimale du repose-pieds 30cm. Disponible seulement avec Multi-position et système inclinable - 03945 208,00
- Repose-pieds monobloc relevable angle et profondeur réglables  11527
 Distance minimale du repose-pieds 35cm. Interne ☆ 2/3 Interne Externe
 Distance minimale du repose-pieds 30cm. Disponible seulement avec Multi-position et système inclinable - 03945 208,00
- Repose-pieds monobloc relevables en aluminium angle et profondeur réglables  11528
 Distance minimale du repose-pieds 35cm. Interne ☆ 2/3 Interne 2/3 Externe Externe
- Repose-pieds plastique réglables en inclinaison  06861 99,00
 Distance minimale du repose-pieds 35cm. ☆ 2/3 Interne 2/3 Externe
 Nécessite l'installation du système d'union a bande.
NON DISPONIBLE AVEC SUPPORT FOURCHE V DESIGN 2.0
- Repose-pieds monobloc carbone angle réglable, escamotable, relevable  03291 306,00
 Distance minimale du repose-pieds 35cm. Interne Externe
- Repose-pieds COMPACT, monobloc à fermeture automatique type ciseaux, angle et profondeur réglables  09957 266,00
 Distance minimale du repose-pieds 35cm. ☆ Interne Externe

Garde-boue

- Garde-boue**
- ☆ Garde-boue ABS  03946 350,00
 - Protège vêtements droits ABS  08918 350,00
 - Garde-boue en Carbone
 - Protège vêtements droits en Carbone
- Version amovible**
- Garde-boue amovibles ABS  08921 134,00
 - Protège vêtements amovibles droits ABS  08921 134,00
 - Garde-boue amovibles en carbone  08919 461,00
 - Protège vêtements amovibles droits en carbone  08920 461,00

Accoudoirs

- Accoudoirs tubulaires - Support en acier avec système de sécurité  00694 252,00
 (Escamotables, amovibles et réglable en hauteur)
 Non disponible avec les anti-basculés si la hauteur arrière du siège est inférieure à 40 cm
- Accoudoirs escamotables avec protège vêtements en ABS**

 - Accoudoirs amovibles PROGEO  09956 241,00
 (Amovibles et réglable en hauteur)
 - Accoudoirs escamotables avec protège vêtements droits en ABS  08881 241,00
 - Accoudoirs escamotables avec protège vêtements droits en carbone  08882 479,00

Accessoires





- Protège châssis avant 07058 58,00
- Toile de connexion dossier/toile assise 10241 21,00
- Sac de rangement amovible (avec système de libération rapide) 09811 134,00

Date Commande Client Adresse



Prix Hors Taxes

En option 1

Seulement un option par côté peuvent être choisies

<input type="radio"/> Kit de Transit	excluent l'installation de: Anti-bascules - Tube de bascule - Porte cannes		00836	166,00
<input type="radio"/> Roues anti-basculer	(rotation interne pour réduire l'encombrement) <input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche		00023 00024	140,00 140,00
<input type="radio"/> Tube de bascule	<input type="radio"/> Droit <input type="radio"/> Gauche		00025 01046	85,00 85,00
<input type="radio"/> Porte cannes	<input type="radio"/> Droit <input type="radio"/> Gauche		00838 00837	84,00 84,00

En option 2

<input type="radio"/> Tetraclic	(Axe à démontage rapide pour Tétraplégique)		03947	195,00
<input type="radio"/> Fourches à démontage rapide	seulement avec: Standard support de fourche avant		00030	166,00
<input type="radio"/> Poignées de poussée accompagnateur	(Amovibles et réglables en hauteur)		01048	208,00
<input type="radio"/> Ceinture de bassin			03972	70,00
<input type="radio"/> Harnais			04103	159,00
<input type="radio"/> Support lombaire	(pour insérer sous la toile de dossier)		00013	43,00
<input type="radio"/> Cale-troncs escamotables Non disponible avec Dossier postural PHYSIO	<input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Gauche		02097 02098	279,00 279,00
<input type="radio"/> Flasques Noirs	(22"-24")		01043	166,00
<input type="radio"/> Flasques Transparents	(22"-24")		00835	166,00
<input type="radio"/> Flasques Progeo design	(22"-24")		00019	195,00
<input type="radio"/> Flasques Dragon	(22"-24")		02106	195,00

Kit supplémentaire

<input type="radio"/> Roues arrière 24" Tout-terrain	Pneumatiques Tout-terrain - mains courantes aluminium (couleur noire)		03378	558,00
<input type="radio"/> Roues arrière FAT 24"	Pneumatiques FAT 3" - mains courantes aluminium (couleur noire)		09357	932,00

Date Commande Client Adresse

Prix Hors Taxes

Siège de série modulable et évolutif - PHYSIO - Dossier postural (Rembourrage du dossier std. pas fourni)


Amovible avec libération rapide
Installation pour tubes de diamètre 18+26mm
Réglage en profondeur (4cm)
Réglage en inclinaison ($\pm 18^\circ$)

Coussin fait en mousse de polyuréthane à base anti glissante et avec jupette en polyester.


- 5 x 37,5 x 40 cm
- 5 x 40,0 x 43 cm
- 5 x 42,5 x 45 cm
- 5 x 45,0 x 43 cm
- 5 x 47,5 x 43 cm



- AIR** Coque Carbone
indisponible pour largeur 48

HAUTEUR DE DOSSIER	28	34	40	1.119,00		
Forme de la coque 	Aile pour la restriction du support latéral A=haut - R=régulier					
	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- POSTURE** Coque Aluminium

HAUTEUR DE DOSSIER	34	40	52	1.078,00
Forme de la coque 	Aile pour la restriction du support latéral B=régulier			
	R	R	R	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuration DEEP avec PAD pour support latéral (réglable en hauteur)

Commentaires

- Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



Petit (h 13cm)



Droit
10272

34,00

Gauche
10272

34,00

Grande (h 20cm)



Droit
10273


40,00

Gauche
10273

40,00

SWING AWAY - Support latéral

Hardware de fixation et de réglage complet avec rembourrage de pare-chocs
Appuis-thoraciques en aluminium avec rembourrage et revêtement en tissu respirant



- Grande (18x12)

05647 218,00

- Petite (14x9)

05643 218,00

- Extension du support thoracique

Quantité (nombre pièces).....

- Extension du support thoracique

10271 73,00

Quantité (nombre pièces).....

- Petite (14x9)

05642 218,00

- Grande (18x12)

05646 218,00

- Appui-tête réglable - système d'assemblage à double sphère

Disponible uniquement avec le dossier Physio
Indisponible pour le dossier Physio AIR coque en carbone







- Grande (34x14)
- Petit (28x14)

05648 492,00

Date	Commande	Client	Adresse
------------	----------------	--------------	---------------

Prix Hors Taxes

Coussin STIMULITE nid d'abeille anti-escarres et coussins posturaux - TVA 20% pour l'article vendu séparément



<input type="radio"/> Classic H 7 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00035	<input type="checkbox"/> 38x38 00036	<input type="checkbox"/> 38x41 01052	<input type="checkbox"/> 41x41 00037		877,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00840	<input type="checkbox"/> 46x41 00698	<input type="checkbox"/> 46x46 00038			
<input type="radio"/> Anatomique posturale H 10cm	<input type="checkbox"/> 36x41 00056	<input type="checkbox"/> 38x38 00696	<input type="checkbox"/> 38x41 00032	<input type="checkbox"/> 41x41 00033		1.022,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 01050	<input type="checkbox"/> 46x41 00034	<input type="checkbox"/> 46x46 01051			
<input type="radio"/> Forme slimline H 5cm	<input type="checkbox"/> 36x41 00854	<input type="checkbox"/> 38x38 00707	<input type="checkbox"/> 38x41 00083	<input type="checkbox"/> 41x41 01073		662,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00085	<input type="checkbox"/> 46x41 01074	<input type="checkbox"/> 46x46 01075			
<input type="radio"/> Sport H 5 cm.	<input type="checkbox"/> 36x41 00053	<input type="checkbox"/> 38x38 00054	<input type="checkbox"/> 38x41 01060	<input type="checkbox"/> 41x41 01061		625,00
	<input type="checkbox"/> 41x46 00057	<input type="checkbox"/> 46x41 01062	<input type="checkbox"/> 46x46 00846			

Taille personnalisée Largeur cm.
Profondeur cm.

Commentaires

Fauteuil : Progeo TEKNA ADVANCE - Rev. 2023.3	Prix Hors Taxes Taux de TVA 5,5%	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">Page à envoyer si optional a été choisi</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">☆ standard</td> <td style="padding: 2px; font-size: small;">(Fourni par défaut)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> sur demande</td> <td style="padding: 2px; font-size: small;">(Sans supplément de prix)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="radio"/> en option</td> <td style="padding: 2px; font-size: small;">(à rajouter au prix de base)</td> </tr> </table>	Page à envoyer si optional a été choisi		☆ standard	(Fourni par défaut)	<input type="checkbox"/> sur demande	(Sans supplément de prix)	<input type="radio"/> en option	(à rajouter au prix de base)
Page à envoyer si optional a été choisi										
☆ standard	(Fourni par défaut)									
<input type="checkbox"/> sur demande	(Sans supplément de prix)									
<input type="radio"/> en option	(à rajouter au prix de base)									

TABLEAU DE REFERENCES

1	Hauteur avant			
Avec Châssis fermé (95°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (90°) roues de 5" max. Avec Châssis fermé (85°) roues de 4" max.				
FOURCHE	Roues avant			
	3"	4"	5"	6"
COURTE 	max 49	max 50	max 51	
MOYENNE 	max 53	max 54	max 55	max 57
En fonction de la configuration PROGEO se réserve le choix de la fourche.				

2	Hauteur arrière			
	Roues arrière			
	22"	24"	25"	26"
H min	min. 36	min. 38	min. 39	min. 40
H max	max 44	max 48	max 49	max 51

3	Type de repose-pieds	Distance du repose-pieds
	Repose-pieds monobloc aut. type ciseaux	min. 36
	Repose-pieds monobloc aut. type ciseaux , avec le système multifonctions rotatif	min. 31
	Repose-pieds monobloc relevable	min. 36
	Repose-pieds monobloc relevable, avec le système multifonctions rotatif	min. 31
	Repose-pieds monobloc relevables en aluminium	min. 36
	Repose-pieds plastique	min. 36
	Repose-pieds monobloc carbone	min. 36
Calculées dans leurs configurations idéales et avec les repose-pieds positionés à l'intérieur.		
IMPORTANT! Respecter une garde au sol de 4cm min (Hauteur avant minimum=DP + 4cm)		

4	Roues arrière	
	Modèle	Fonctions
	22" Ultra-light Standard Progeo	(non disponible en couleur anthracite)
	24" Ultra-light Progeo - Standard!	(disponible pour toutes les couleurs)
	24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Moyeu argenté, Jantes et 16 rayons noirs)
	24" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)
	24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc) - (Moyeu, jante et 18 rayons noir)
	24" Ultra-light "Spinergy Flex rim"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs) - (main courante en aluminium/caoutchouc intégrée - réduction de l'encombrement jusqu'à 3 cm. - tous les pneus)
	24" Tout-terrain	(Couleur : noire) - (mains courantes aluminium - pneumatiques Tout-terrain)
	25" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 12 rayons noirs)
	25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(Moyeu et jante noir, 18 rayons blanc)
	26" Standard Progeo	(Couleur : noire)
	26" Ultra-light "Spinergy LX"	(Moyeu argenté, Jantes et 18 rayons noirs)

Tarifs publics



2024

Prix valables à partir de: 01/01/2024

SmartDrive MX2+

**Nouveau
prix 2024**
5200 € TTC



Information client	
Client (Nom / No.)	/
Contact	
Numéro de commande	
Adresse	
CP / Ville	/
Tél / Fax	/

	Numéro d'article		Tarif Public (€)		Tarif LPPR Code LPPR	Information additionnelle
			HT	TTC		

SmartDrive						
SMARTDRIVE MX2+ 9KMH SPEED CONTROL DIAL EU	MX2-S004	<input type="radio"/>	4928,91	5200,00	Code LPPR: 4371791 2187,03 € TTC	

Accessoires						
-------------	--	--	--	--	--	--

PushTracker						
PUSHTRACKER E3 PREINSTALLE (NOIR) <i>PushTracker prêt à l'emploi et préinstallé : Allumez, définissez la langue et c'est parti !</i>	MX2-33P-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		MX2-33P

Accessoires						
CHARGEUR USB PRISE EU	MX2-926	<input type="checkbox"/>	36,00	37,98		

Adaptateur (1 au choix)-trouvez le bon en utilisant la charte de compatibilité						
KIT NOIX DE FIXATION STD 24*/540	MX2-44S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00	https://smartdrive.permobil.com/	
KIT NOIX DE FIXATION STD 25*/560	MX2-45S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT NOIX DE FIXATION STD 26*/590	MX2-46S-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT NOIX DE FIXATION LARGE	MX2-43L-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 24*/540 20 cm - 53 cm	MX2-443-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 25*/559 20 cm - 53 cm	MX2-453-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
KIT FIXATION FAUTEUIL PLIANT 26*/590 20 cm - 53 cm	MX2-463-C	<input type="radio"/>	0,00	0,00		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE PANTHERA U/S	MX2-43P	<input type="radio"/>	258,00	272,19		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE KUSCH CHAMP <i>fabrication sur-mesure</i>	MX2-KCS	<input checked="" type="radio"/> *1	551,00	581,31		
SANS KIT FIXATION FAUTEUIL		<input type="radio"/>	0,00	0,00		

Adaptateurs supplémentaire spécifique						
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.5*/13MM	MX2-955	<input type="radio"/>	20,00	21,10		
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.75*/19MM	MX2-956	<input type="radio"/>	20,00	21,10		
FIXATION SPECIALE POUR TUBE CARROSSAGE 0.875*/22MM	MX2-957	<input type="radio"/>	20,00	21,10		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE ARIA	MX2-ARI	<input type="radio"/>	551,00	581,31		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE ICON	MX2-ICN	<input type="radio"/>	128,00	135,04		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIALE KUSCH R33	MX2-KRT	<input type="radio"/>	551,00	581,305		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIAL SHOCKBLADE	MX2-SHB	<input type="radio"/>	97,00	102,34		
ENSEMBLE FIX. MONT. SPECIAL TUBE CLAMPS/PLIANT	MX2-TCC	<input checked="" type="radio"/> *1	683,00	720,57		
ENSEMBLE FIX. MONT. TILT IN SPACE	MX2-TSC	<input checked="" type="radio"/> *1	500,00	527,50		
ENSEMBLE FIX. MONT. COLOURS SHOCKBLADE (2018->)	MX2-SBN	<input type="radio"/>	128,00	135,04		
ENSEMBLE FIX. MONT. PER4MAX SHOCKWAVE	MX2-SHW	<input type="radio"/>	551,00	581,31		

*1 Informations complémentaires adaptateur spécifique						
MX2-KCS	Taille de la roue arrière	540/24* 559/25* 590/26*	Mesure rapide de l'axe de la pointe à la pointe :			mm
MX2-TSC	Taille de la roue arrière	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Marque de fauteuils roulants:		Modèle :	
MX2-TCC			Diamètre du tube	mm		

Accessoires						
POIGNÉE REMBOURRÉE UNIVERSELLE	MX2-986	<input type="checkbox"/>	20,00	21,10		
SAC DE TRANSPORT SMARTDRIVE/NOIR	MX2SD-BAG	<input type="checkbox"/>	78,00	82,29		
BOUTON COMM. DE COMMUTATEUR (UN) OPTION MONO JACK	MX2-TBSC	<input type="checkbox"/>	296,00	312,28		