

# Frontier V6

## AA1




### BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 02\_24012024  
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:		
Magasin:		Magasin:		
Rue:		Rue:		
Ville / CP:		Ville / CP:		
E-Mail:		E-Mail:		
Tél:		Tél:		
Informations		Poids Utilisateur		
<input type="checkbox"/> Commande <input type="checkbox"/> Devis		<b>Poids max. Utilisateur:</b> 182 kg (sans lift et sans bascule d'assise) <b>Poids max. Utilisateur:</b> 155 kg (avec lift et bascule d'assise)		
N° commande:		Poids Uti.:		kg
Art. No.: M-FV6	Code LPPR: 9167078	<b>Prix Public</b> <b>TTC € 15 186,00</b>		
Date: Jour	Mois Année			

## Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	<input type="text"/>	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	<input type="text"/>	mm
c) Aisselle - assise	<input type="text"/>	mm
d) Coude - assise	<input type="text"/>	mm
e) Haut du bassin - assise	<input type="text"/>	mm
f) Largeur épaule	<input type="text"/>	mm
g) Largeur poitrine	<input type="text"/>	mm
i) Largeur hanche	<input type="text"/>	mm
j) Profondeur assise	<input type="text"/>	mm
m) Longueur pied	<input type="text"/>	mm
n) Longueur de jambe	<input type="text"/>	mm
o) Largeur d'assise	<input type="text"/>	mm



## Données Techniques

### Base Roues Motrices Centrales

<b>Poids max. Utilisateur</b>	182 kg sans lift et sans bascule d'assise 155 kg avec lift ou bascule d'assise	<b>Garde au sol</b>	100 mm (peut varier selon configuration)
<b>Largeur base</b>	710 mm	<b>Roues tout-terrain</b>	roues motrices 14"
<b>Longueur de base</b>	1 050 mm	<b>Chargeur</b>	220V/8 A
<b>Electronique</b>	R-Net	<b>Batteries</b>	70 Ah
<b>Motorisation</b>	10 km/h, 2 x 800 W - 4 poles	<b>Rayon de braquage</b>	580 mm

**Largeur d'assise réglable:** de 305 à 405 mm, 405 à 410 mm ou 510 à 610 mm

**Crash testé** selon ISO7176-19 (accroches-taxi intégrés)

**Garantie:** 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

## BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> M-FV6AT	<b>Frontier V6 - AA1</b> Système d'Assise <b>CONFORT</b> : assise moulée, type scooter (coussins non amovibles) <b>Renseigner SECTION A</b>			14 394.31	15 186.00	9167078	3 487.95
				+ 7.00 € HT d'éco participation			
<input type="checkbox"/> M-FV6AT SO-RSP-BS-RC	<b>Frontier V6 - AA1</b> Système d'Assise <b>REHAB dossier Rehab</b> : coussin d'assise et de dossier amovibles <b>Renseigner SECTION B</b>			15 261.61	16 101.00	9167078	3 487.95
				+ 7.00 € HT d'éco participation			
<input type="checkbox"/> BS-RCFF	Dossier <b>Rehab Rabattable</b> - Accoudoirs relevables obligatoires			547.87	578.00	-	-
Coloris				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> FC-FR	Flame Red	<input type="checkbox"/> FC-SP	Space Blue	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FC-BO	Black Onyx			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FC-LL	Lucent Lime	<input type="checkbox"/> FC-MG	Forest green (Mistletoe Green)	177.25	187.00	-	-
<input type="checkbox"/> FC-AG	Army Green	<input type="checkbox"/> FC-Y	Sunrise Yellow (Jaune)	177.25	187.00	-	-
<input type="checkbox"/> FC-O	Burnt Orange (Orange)	<input type="checkbox"/> FC-HP	Hot Pink	177.25	187.00	-	-
<input type="checkbox"/> FC-S	Silver Streak (Argent)	<input type="checkbox"/> FC-BB	Blaze Blue	177.25	187.00	-	-
<input type="checkbox"/> FC-DV	Ultra Violet (Dark Violet)			177.25	187.00	-	-
Roues Motrices OFFROAD, Jantes				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> ORDW-SR	Jantes chromées	<input type="checkbox"/> ORDW-BR	Jantes noires	std	std	-	-
Roues Motrices, Pneumatique noire basse pression				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> ATDWPRO-NE	Pneumatique noir, basse pression			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> ATDWPRO-N	Neverflat (kit anti-crevaison)			94.79	100.00	-	-
<input type="checkbox"/> ATDWPRO-PR	Puncture Resistance (chambre à air anti-crevaison)			555.45	586.00	-	-
Roues Avant/Arrière				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> AT-S	9", Bandage	<input type="checkbox"/> AT-P	9", Pneumatique	std	std	-	-
Inclinaison d'Assise				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> UO-T	Bascule d'assise électrique, 0° - 50°			2 122.27	2 239.00	-	-
<input type="checkbox"/> UO-L&T	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise 0° - 45°			4 037.91	4 260.00	-	-
<input type="checkbox"/> UO-F	Bascule d'assise fixe, 3°			std	std	-	-
Hauteurs d'Assise (hauteur plaque d'assise - palettes)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> RSH-L	+ 0 mm (soit 435 mm)			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> RSH-25	+ 25 mm (soit 460 mm)	<input type="checkbox"/> RSH-50	+ 50 mm (soit 485 mm)	120.38	127.00	-	-
Kit Eclairage				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> FAO-L-NL	Sans kit éclairage			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FAO-L-LSR	Kit éclairage monté sur rail			736,49	777,00	-	-
Garde-Boue				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> FAO-M-NO	Sans garde-boue			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FAO-M-V6M	Garde-boue V6			360.19	380.00	-	-
Station d'Arrimage				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> VDP-NDP	Sans préparation pour arrimage			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> VDP-RDP	Préparation fauteuil avec montage goupille rétractable pour arrimage dans véhicule adapté, uniquement pour station d'arrimage <b>Q'Strain</b> . ND avec proclive électrique 8° avec lift et sans lift			1 906.16	2 011.00	-	-

## SECTION A - SYSTEME D'ASSISE CONFORT

SECTION A – Coussin d'Assise Confort (non amovible), Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<b>Largeur</b>						
<input type="checkbox"/>	MPSSSW-405	405 mm (uniquement avec PS 405 et 455 mm) (conseillée pour largeur bassin 350 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MPSSSW-455	455 mm (conseillée pour largeur bassin 375 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MPSSSW-510	510 mm (conseillée pour largeur bassin 425 mm)	std	std	-	-
<b>Profondeur</b>						
<input type="checkbox"/>	MPSSSD-405	405 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MPSSSD-455	455 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MPSSSD-510	510 mm	std	std	-	-

SECTION A - Coussin d'Assise Confort, housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €				
<input type="checkbox"/>	SO-MPSF	Housse, tissu	<input type="checkbox"/>	SO-MPSV	Housse, vinyl	std	std	-	-

SECTION A – Dossier Confort, Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	RO-MR	Dossier manuel par molettes, 0°-170°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	RO-PR	Dossier électrique, 0°-160°	1 386.73	1 463.00	-	-

SECTION A - Coussin de Dossier Confort (non amovible)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €				
<input checked="" type="checkbox"/>	BS-MPSB	Dossier Confort	std	std	-	-			
<input type="checkbox"/>	BU-F	Revêtement tissu	<input type="checkbox"/>	BU-V	Revêtement vinyl	std	std	-	-

SECTION A – Dossier Confort, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €				
<b>Largeur coussin de dossier (LS = pour largeur d'assise en mm)</b>									
<input type="checkbox"/>	BW-405	405 mm (pour LS 405, 455)	std	std	-	-			
<input type="checkbox"/>	BW-455	455 mm (pour LS 405, 455, 510)	std	std	-	-			
<input type="checkbox"/>	BW-510	510 mm (pour LS 455, 510)	std	std	-	-			
<b>Hauteur coussin de dossier</b>									
<input type="checkbox"/>	MPSBH-430	430 mm	<input type="checkbox"/>	MPSBH-480	480 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MPSBH-535	535 mm	<input type="checkbox"/>	MPSBH-585	585 mm	std	std	-	-

**PRISE DE MESURE**  
**SYSTEME D'ASSISE CONFORT**  
 (coussin d'assise et de dossier,  
 moulés, type scooter, non amovibles)

**A: Largeur de dossier**  
 mesure entre retours  
 latéraux

**B: Profondeur**  
 coussin d'assise

**C: Largeur**  
 coussin d'assise

**D: Hauteur**  
 de dossier



## SECTION A - SYSTEME D'ASSISE CONFORT (suite)

SECTION A - Appui-tête Confort et Support		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	HT-MPSHMU Tête Confort	327.01	345.00	-	-
<input type="checkbox"/>	BOH-HU-F Revêtement tête confort, Tissu	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BOH-HU-V Revêtement tête confort, Vinyl	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BOH-HMC-MPS Support standard	263.51	278.00	-	-

SECTION A - Poignées de Poussée		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	PH-MPSPR Barre de poussée	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	PH-MPSHAH Poignées de poussée réglables en hauteur	331.75	350.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PH-ASB Barre de poussée renforcée	177.25	187.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PH-PH Poignées de poussée	std	std	-	-

SECTION A - Accessoires de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	BH-BHB Crochets pour sac à dos, montés sur dossier	37.91	40.00	-	-
<input type="checkbox"/>	BH-BHP Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée	37.91	40.00	-	-

## SECTION B - SYSTEME D'ASSISE REHAB

SECTION B – Système d'Assise Rehab, Dimensions				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
Largeur									
<input type="checkbox"/>	RSW-305	305 mm	<input type="checkbox"/>	RSW-330	330 mm	244.55	258.00	-	-
<input type="checkbox"/>	RSW-355	355 mm	<input type="checkbox"/>	RSW-380	380 mm	244.55	258.00	-	-
<input type="checkbox"/>	RSW-405	405 mm	<input type="checkbox"/>	RSW-455	455 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	RSW-510	510 mm				std	std	-	-

## Profondeur

<input type="checkbox"/>	RSD-305	305 mm	<input type="checkbox"/>	RSD-330	330 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	RSD-355	355 mm	<input type="checkbox"/>	RSD-380	380 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	RSD-405	405 mm	<input type="checkbox"/>	RSD-455	455 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	RSD-510	510 mm				std	std	-	-


SECTION B – Assise Rehab, Coussins d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SC-FPSC Coussin standard, amovible, plat	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SC-MPSRSC Coussin confort, amovible, galbé	464.45	490.00	-	-

## Housse Coussin d'assise

<input type="checkbox"/>	SCU-F Tissu	<input type="checkbox"/>	SCU-V Vinyl	std	std	-	-
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------	-----	-----	---	---

PRISE DE MESURE  
SYSTÈME D'ASSISE REHAB

(coussin d'assise et de dossier amovibles)

Profondeur d'assise:  
de l'avant du tube de  
dossier à l'avant de la  
plaqueLargeur d'assise:  
extérieur cadre d'assiseHauteur du tube  
de dossier 53 cm à  
partir de la plaque  
d'assiseCoussin d'assise **Confort,  
amovible, galbé**  
pour système d'assise REHAB



## SECTION B - SYSTEME D'ASSISE REHAB

SECTION B / 2- Dossier Rehab Magic, Housses				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	BIU-F	Tissu	<input type="checkbox"/> BIU-V	Vinyl	std	std	-	-
SECTION B / 2 - Dossier Rehab Magic, Galbes				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	BO-S	Shallow (110 mm ou 60 mm pour dossier Junior)		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	BO-STD	Standard (160 mm ou 110 mm pour dossier Junior)		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	BO-D	Deep (220 mm) (ND dossier Junior)		std	std	-	-	
SECTION B / 2 - Dossier Rehab Magic, Cales Lombaires				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	LO-SH	Shallow (épaisseur 12 mm)		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	LO-STD	Standard (épaisseur 25 mm)		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	LO-D	Deep (épaisseur 35 mm) (ND dossier Junior)		std	std	-	-	
SECTION B - Dossier Amovible				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	CO-STD	Fixations à démontage, avec outils Non disponible avec dossier Rehab rabattable		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	CO-QR	Fixations à démontage, sans outils (de série avec dossier rehab rabattable)		263.51	278.00	-	-	
SECTION B - Appui-tête, Têtière et Support				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
Têtières								
<input type="checkbox"/>	HT-MRS	Têtière Magic standard Uniquement avec support réglable		327.01	345.00	-	-	
<input type="checkbox"/>	HT-MRW	Têtière Magic large Uniquement avec support réglable		327.01	345.00	-	-	
Revêtement Têtières								
<input type="checkbox"/>	BOH-HU-F	Tissu	<input type="checkbox"/> BOH-HU-V	Vinyl	std	std	-	-
Supports Appui-tête								
<input type="checkbox"/>	BOH-HMC-3A	Réglable 3 axes		263.51	278.00	-	-	
<input type="checkbox"/>	BOH-MC-MA	Réglable multi-axes		263.51	278.00	-	-	
SECTION B - Poignées de Poussée				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	PH-PH	Poignées de poussée Non disponible avec dossier Rehab Confort		std	std	-	-	
SECTION B - Accessoires de Dossier				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	BH-BHB	Crochets pour sac à dos, montés sur dossier		37.91	40.00	-	-	
<input type="checkbox"/>	BH-BHP	Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée		37.91	40.00	-	-	

## ACCOUDOIRS

Accoudoirs, Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	AO-STD Standards	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AO-FA Relevables	959.24	1 012.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AO-FALP Relevables renforcés	1 236.97	1 305.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AO-FALPDD Relevables renforcés rabattable vers l'avant	1 236.97	1 305.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AO-FALP Relevables avec position verrouillée, pour créer une position fixe Un changement de position nécessite l'intervention d'un technicien	1 040.76	1 098.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AO-DS Standards renforcés	279.62	295.00	-	-

## Accoudoirs, Hauteur

<input type="checkbox"/>	AH-220 220 mm	<input type="checkbox"/>	AH-260 260 mm	<input type="checkbox"/>	AH-300 300 mm	<input type="checkbox"/>	AH-340 340 mm	<input type="checkbox"/>	AH-380 380 mm
<input type="checkbox"/>	AH-230 230 mm	<input type="checkbox"/>	AH-270 270 mm	<input type="checkbox"/>	AH-310 310 mm	<input type="checkbox"/>	AH-350 350 mm	<input type="checkbox"/>	AH-390 390 mm
<input type="checkbox"/>	AH-240 240 mm	<input type="checkbox"/>	AH-280 280 mm	<input type="checkbox"/>	AH-320 320 mm	<input type="checkbox"/>	AH-360 360 mm		
<input type="checkbox"/>	AH-250 250 mm	<input type="checkbox"/>	AH-290 290 mm	<input type="checkbox"/>	AH-330 330 mm	<input type="checkbox"/>	AH-370 370 mm		

Manchettes d'Accoudoirs, Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	AC-75 Confort 75 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-MPS Confort forme P 100 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-50 Standard 50 mm Non disponible avec profondeur 510 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-WA Standard 75 mm avec retour latéral Incompatibles avec cales cuisses	418.01	441.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-G Gouttière hémiplegique	418.01	441.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-GESP Gouttière hémiplegique avec cale coude	487.20	514.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-GHP Gouttière hémiplegique avec appui palmaire	523.22	552.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-GHPESP Gouttière hémiplegique avec cale coude et appui palmaire	523.22	552.00	-	-

Accoudoirs, Options		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	BHA-RS Crochets pour sac, fixés sur accoudoir droit	37.91	40.00	-	-
<input type="checkbox"/>	BHA-LS Crochets pour sac, fixés sur accoudoir gauche	37.91	40.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AU-V Manchette finition, vinyl	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AU-F Manchette finition, tissu	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AU-RGD Manchette finition, gel et dartex	371.56	392.00	-	-

## CEINTURE & POSITIONNEMENT

Ceintures		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	LBO-RLB Ceinture à boucle avec enrouleur	std	std	-	-

Accessoires de Positionnement		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	PO-TSP-STDT Cales tronc Non disponible avec dossier MAGIC	119.43	126.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PO-TM-AB Cales tronc réglables Non disponible avec dossier MAGIC	371.56	392.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PO-TM-R82 Cales tronc réglables et escamotables Non disponible avec dossier MAGIC	1 501.42	1 584.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PO-HP-HP Cales cuisses réglables	614.22	648.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PO-H-HP Harnais pédiatrique	188.63	199.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PO-H-HSTD Harnais standard	188.63	199.00	-	-

## ELECTRONIQUE R-NET

Manipulateurs R-net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Boitier de commande principale					
<input type="checkbox"/>	JO-CSJSM	Ecran couleur LCD	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	JO-LEDJSM	LED, vérin	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	JO-BCJSM2	Advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android, et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1 272.04	1 342.00	- -
Manipulateurs, Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	CO-JP-R	Droite	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	CO-JP-L	Gauche	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	CO-JP-ILR	Interchangeable droite/gauche	464.45	490.00	- -
<input type="checkbox"/>	CO-JP-ACR	Monté en tierce personne à droite	406.64	429.00	9368150 35.71
<input type="checkbox"/>	CO-JP-ACL	Monté en tierce personne à gauche	406.64	429.00	9368150 35.71
Pantographe, Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	CO-SO-NO	Fixe	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	CO-SO-SJOM	Escamotage extérieur (avec aimant)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	CO-SO-SJOLL	Escamotage extérieur (avec loquet de verrouillage)	406.64	429.00	- -
<input type="checkbox"/>	CO-SO-SJIM	Escamotage intérieur (avec aimant)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	CO-SO-SJILL	Escamotage intérieur (avec loquet de verrouillage)	406.64	429.00	- -
Pantographe Réglages		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JSO-STD	Fixe	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	JSO-HAJS	Réglable en hauteur	119.43	126.00	- -
<input type="checkbox"/>	JSO-QRS	Amovible	60.66	64.00	- -
<input type="checkbox"/>	JSO-RHS	Rabattable vers le bas, côté droit (uniquement avec pantographe fixe) Non disponible avec repose-jambes latéraux	533.65	563.00	- -
<input type="checkbox"/>	JSO-LHS	Rabattable vers le bas, côté gauche (uniquement avec pantographe fixe) Non disponible avec repose-jambes latéraux	533.65	563.00	- -
Boitier Ctrl+5 Contacts		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	C5M-CTRLB	Boitier Ctrl+5 Contacts - Boutons à pousser	1 082.46	1 142.00	- -
<input type="checkbox"/>	C5M-CTRLTS	Boitier Ctrl+5 Contacts - Boutons à bascule	1 082.46	1 142.00	- -
Montage					
<input type="checkbox"/>	C5M-L-ASSJ	Sur l'accoudoir, à l'arrière du manipulateur	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	C5M-L-AOSJ	Sur l'accoudoir, côté opposé au manipulateur	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	C5M-L-A	A l'arrière du dossier, pour tierce personne	std	std	- -
Commande Tierce Personne		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	ACO-ACM	Commande tierce personne classique	1 177.25	1 242.00	9368167 714.26
Commande Tierce Personne, Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	ACMP-LH	Commande tierce personne classique, montée à gauche	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	ACMP-RH	Commande tierce personne classique, montée à droite	std	std	- -
R-Net OMNI2 interface commandes spéciales		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SC-OMNI2	R-Net OMNI2	2 192.42	2 313.00	- -
Montage OMNI2 (côté opposé au manipulateur R-NET)					
<input type="checkbox"/>	OMS-MOR	Support fixe, à droite	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	OMS-MOL	Support fixe, à gauche	std	std	- -

## REPOSE-JAMBES

## Longueur de Jambes

<input type="checkbox"/> FH-300	300 mm	<input type="checkbox"/> FH-340	340 mm	<input type="checkbox"/> FH-380	380 mm	<input type="checkbox"/> FH-420	420 mm
<input type="checkbox"/> FH-310	310 mm	<input type="checkbox"/> FH-350	350 mm	<input type="checkbox"/> FH-390	390 mm	<input type="checkbox"/> FH-430	430 mm
<input type="checkbox"/> FH-320	320 mm	<input type="checkbox"/> FH-360	360 mm	<input type="checkbox"/> FH-400	400 mm		
<input type="checkbox"/> FH-330	330 mm	<input type="checkbox"/> FH-370	370 mm	<input type="checkbox"/> FH-410	410 mm		

Repose-Jambes, Types		Nouvelle génération	Prix € HT	Prix € HT	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> FLC-CPL	Potence centrale avec talonnières		std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FLC-SL	Potences latérales escamotables		std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FLC-MESL	Repose-jambes manuels escamotables Non disponible avec Prolive électrique 8° (UO-TT-T et UO-TT-LT)		383.89	405.00	-	-
<input type="checkbox"/> FLC-PESL	Repose-jambes électriques escamotables		2 176.30	2 296.00	-	-
<input type="checkbox"/> FLC-CPPEL	Repose-jambes central électrique avec appuis-mollet		2 678.67	2 826.00	-	-

Types de palettes		Prix € HT	Prix € HT	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> V6FS-1PFCP	Palette monobloc fixe (pour potence centrale) Non disponible avec Prolive électrique 8° (UO-TT-T et UO-TT-LT)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> V6FS-1PFUCP	Palette monobloc relevable (pour potence centrale) Non disponible avec Prolive électrique 8° (UO-TT-T et UO-TT-LT)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> V6FS-1FUCM	Palette monobloc relevable (pour repose-jambes central électrique) Non disponible avec Prolive électrique 8° (UO-TT-T et UO-TT-LT)	327.01	345.00	-	-
<input type="checkbox"/> V6FS-2PFU	Palettes séparées relevables	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> V6FS-2PF	Palettes séparées fixes (pour potence centrale)	210.43	222.00	-	-

Options de Repose-Jambes		Prix € HT	Prix € HT	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> SFL-SFL	Verrouillage des palettes pour potences ou repose-jambes latéraux	98.58	104.00	-	-
<input type="checkbox"/> LFO-KP-KPCPL	Cales genoux pour potence centrale fixe	555.45	586.00	-	-
<input type="checkbox"/> LFO-KP-KPNESL	Cales genoux pour potences latérales	555.45	586.00	-	-
<input type="checkbox"/> LFO-KP-KPESL	Cales genoux pour repose-jambes latéraux manuels ou électriques	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/> LFO-CSO-SSCS	Plot d'abduction réglable et amovible Non disponible repose-jambes central	344.08	363.00	-	-
<input type="checkbox"/> LFO-CS-STD	Appuis-mollet standards Non disponible repose-jambes central	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> LFO-CS-ED	Appuis-mollet galbés Non disponible repose-jambes central	177.25	187.00	-	-

Nouvelle génération  
Repose-jambes latéraux (manuels et électriques)  
Repose-jambe central électrique

Multiples Réglages



Cales pieds de série, amovibles



Design amélioré  
Nouveau verrou

Design plus fin



Réglage individuel en hauteur et en angle appui-mollets et palettes

Articulation des palettes et appui-mollets en une seule unité



Disponibles sur tous les modèles Magic Mobility  
Améliorations identiques apportées aux potences

Disponibles sur Magic 360 / V6 / V4  
Vidéo repose-jambes central en action [VIDEO](#)

## ACCESSOIRES

Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	M-CH-RCH	Porte gobelet sur balancé (côté opposé du joystick)	257.82	272.00	-	-
<input type="checkbox"/>	M-CH-MMSCH	Porte gobelet renforcé (côté opposé du joystick)	257.82	272.00	-	-
<input type="checkbox"/>	M-MPH	Support Smartphone (côté opposé du joystick)	313.74	331.00	-	-
<input type="checkbox"/>	M-TH	Support tablette (côté opposé du joystick)	498.58	526.00	-	-
<input type="checkbox"/>	M-STH	Support tablette escamotable (côté opposé du joystick)	683.41	721.00	-	-
<input type="checkbox"/>	A-AC-1x12V	Prises de charge (1x12V + 2xUSB)	303.32	320.00	-	-
<input type="checkbox"/>	A-AC-2USBSRM	Prises de charge (2xUSB) - Rail d'assise	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/>	A-AC-2USBAM	Prises de charge (2xUSB) - Accoudoir	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/>	A-LH-LH	Klaxon puissant	188.63	199.00	-	-
<input type="checkbox"/>	A-AB-ABMRA	Pochette de rangement (accoudoir droit)	163.98	173.00	-	-
<input type="checkbox"/>	A-AB-ABMLA	Pochette de rangement (accoudoir gauche)	163.98	173.00	-	-
<input type="checkbox"/>	A-AB-ABMB	Pochette de rangement (dossier) Non disponible avec dossier confort	163.98	173.00	-	-
<input type="checkbox"/>	A-LR	Porte bagages (charge max. 10 kg)	228.44	241.00	-	-
<input type="checkbox"/>	A-CH-CHML	Porte canne (monté à gauche)	349.76	369.00	-	-
<input type="checkbox"/>	A-CH-CHMR	Porte canne (monté à droite)	349.76	369.00	-	-

Tablette (montage opposé au joystick)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	T-TO-SIT	Tablette amovible	650.24	686.00	-	-
<input type="checkbox"/>	T-TO-SST	Demie-tablette escamotable (320x240 mm)	650.24	686.00	-	-
<input type="checkbox"/>	T-TO-ST	Tablette escamotable	650.24	686.00	-	-

Options de Tablette		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	T-TM-C	Transparente	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	T-TM-B	Noire	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	T-TM-P	Rembourrée	145.02	153.00	-	-

## Coloris de carénage




**Note:** ce guide de couleurs est donné à titre d'indication. Les couleurs présentées ici peuvent différer légèrement de la finition peinture.

## Matrice prise de mesure ASSISE CONFORT



## Matrice prise de mesure ASSISE REHAB



## Systèmes d'Assise



Système d'assise CONFORT

Système d'assise REHAB,  
cadre de dossier RehabSystème d'assise REHAB,  
cadre de dossier Rehab RabattableSystème d'assise REHAB,  
Coussin de dossier Rehab Confort

## Système d'assise REHAB / Dossier Rehab Confort

Dossier inclinable manuellement par  
moletteDossier électrique 0° - 160°  
Structure dossier Rehab Rabattable620  
Frontier V4 & V6  
Encombrement en hauteur  
Système d'assise Rehab Rabattable

## Système d'assise Rehab / Inclinaisons de dossier



Dossier fixe



Dossier électrique 0° - 160°

Dossier inclinable manuellement

Dossier fixe  
(avec accoudoirs FLEXI)Dossier électrique à compensation  
0° - 155°

## Dossier Rehab Magic

### Dimensions



#### Largeur "C"

##### 33 - 47 cm

Large - Xtra Tall	53 cm
Large	48 cm
Large - Short	43 cm

##### 28 - 42 cm

Medium - Xtra Tall	53 cm
Medium	48 cm
Medium - Short	43 cm

##### 26 - 40 cm

Junior - Xtra Tall	41 cm
Junior	35 cm

#### Hauteur "Y"

### Galbes



#### Profondeur retours latéraux "D"

##### Dossier Large/Medium

Galbe Shallow	11 cm
Galbe Standard	16 cm
Galbe Deep	22 cm

##### Dossier Junior

Galbe Shallow	6 cm
Galbe Standard	11 cm

### Cales lombaires



#### Épaisseur de la mousse lombaire

Shallow	1,2 cm
Standard	2,5 cm
Deep	3,5 cm

## Dossier amovible, fixations



Dossier amovible, fixations à démontage avec outils



Dossier amovible, fixations à démontage sans outils

## Commentaires Pour Fabrications Spéciales

### Frontier V6 - AA1

€

<b>Prix de base TTC</b>	<b>15 186.00</b>
Total options TTC	
<b>Prix total TTC</b>	

Date

Signature

Jour

Mois

Année






### Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: [commandes@sunrisemedical.fr](mailto:commandes@sunrisemedical.fr)[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)