


Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	<input type="text"/>	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	<input type="text"/>	mm
c) Aisselle - assise	<input type="text"/>	mm
d) Coude - assise	<input type="text"/>	mm
e) Haut du bassin - assise	<input type="text"/>	mm
f) Largeur épaule	<input type="text"/>	mm
g) Largeur poitrine	<input type="text"/>	mm
i) Largeur hanche	<input type="text"/>	mm
j) Profondeur assise	<input type="text"/>	mm
m) Longueur pied	<input type="text"/>	mm
n) Longueur de jambe	<input type="text"/>	mm
o) Largeur d'assise	<input type="text"/>	mm



Données Techniques

Base Roues Motrices Centrales

Poids max. Utilisateur	182 kg sans lift et sans bascule d'assise 155 kg avec lift ou bascule d'assise	Garde au sol	100 mm (peut varier selon configuration)
Largeur base	710 mm	Roues tout-terrain	roues motrices 14"
Longueur de base	1 050 mm	Chargeur	220V/8 A
Electronique	R-Net	Batteries	70 Ah
Motorisation	10 km/h, 2 x 800 W - 4 poles	Rayon de braquage	580 mm

Largeur d'assise réglable: de 305 à 405 mm, 405 à 410 mm ou 510 à 610 mm

Crash testé selon ISO7176-19 (accroches-taxi intégrés)

Garantie: 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> M-FV6AT	Frontier V6 - AA2 Système d' Assise CONFORT : assise moulée, type scooter (coussins non amovibles) Renseigner SECTION A			17 691.00	18 664.00	9167084	3 938,01
				+ 7.00 € HT d'éco participation			
<input type="checkbox"/> M-FV6AT SO-RSP-BS-RC	Frontier V6 - AA2 Système d' Assise REHAB dossier Rehab : coussin d'assise et de dossier amovibles Renseigner SECTION B			18 559.24	19 580.00	9167084	3 938,01
				+ 7.00 € HT d'éco participation			
<input type="checkbox"/> BS-RCFF	Dossier Rehab Rabattable - Accoudoirs relevables obligatoires			547.87	578.00	-	-
Coloris				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> FC-FR	Flame Red	<input type="checkbox"/> FC-SP	Space Blue	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FC-BO	Black Onyx			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FC-LL	Lucent Lime	<input type="checkbox"/> FC-MG	Forest green (Mistletoe Green)	177.25	187.00	-	-
<input type="checkbox"/> FC-AG	Army Green	<input type="checkbox"/> FC-Y	Sunrise Yellow (Jaune)	177.25	187.00	-	-
<input type="checkbox"/> FC-O	Burnt Orange (Orange)	<input type="checkbox"/> FC-HP	Hot Pink	177.25	187.00	-	-
<input type="checkbox"/> FC-S	Silver Streak (Argent)	<input type="checkbox"/> FC-BB	Blaze Blue	177.25	187.00	-	-
<input type="checkbox"/> FC-DV	Ultra Violet (Dark Violet)			177.25	187.00	-	-
Roues Motrices OFFROAD, Jantes				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> ORDW-SR	Jantes chromées	<input type="checkbox"/> ORDW-BR	Jantes noires	std	std	-	-
Roues Motrices, Pneumatique noire basse pression				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> ATDWPRO-NE	Pneumatique noir, basse pression			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> ATDWPRO-N	Neverflat (kit anti-crevaisson)			94.79	100.00	-	-
<input type="checkbox"/> ATDWPRO-PR	Puncture Resistance (chambre à air anti-crevaisson)			555.45	586.00	-	-
Roues Avant/Arrière				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> AT-S	9", Bandage	<input type="checkbox"/> AT-P	9", Pneumatique	std	std	-	-
Inclinaison d'Assise				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> UO-T	Bascule d'assise électrique, 0° - 50°			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> UO-L&T	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise 0° - 45°			2 212.32	2 334.00	-	-
Hauteurs d'Assise (hauteur plaque d'assise - palettes)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> RSH-L	+ 0 mm (soit 435 mm)			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> RSH-25	+ 25 mm (soit 460 mm)	<input type="checkbox"/> RSH-50	+ 50 mm (soit 485 mm)	120.38	127.00	-	-
Kit Eclairage				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> FAO-L-NL	Sans kit éclairage			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FAO-L-LSR	Kit éclairage monté sur rail			736,49	777,00	-	-
Garde-Boue				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> FAO-M-NO	Sans garde-boue			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FAO-M-V6M	Garde-boue V6			360.19	380.00	-	-
Station d'Arrimage				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> VDP-NDP	Sans préparation pour arrimage			std	std	-	-
<input type="checkbox"/> VDP-RDP	Préparation fauteuil avec montage goupille rétractable pour arrimage dans véhicule adapté, uniquement pour station d'arrimage Q'Strait . ND avec proclive électrique 8° avec lift et sans lift			1 906.16	2 011.00	-	-

SECTION A - SYSTEME D'ASSISE CONFORT

SECTION A – Coussin d'Assise Confort (non amovible), Dimensions

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur					
<input type="checkbox"/>	MPSSSW-405	405 mm (uniquement avec profondeurs: 405 et 455 mm) (conseillée pour largeur bassin 350 mm)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MPSSSW-455	455 mm (conseillée pour largeur bassin 375 mm)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MPSSSW-510	510 mm (conseillée pour largeur bassin 425 mm)	std	std	- -

Profondeur

<input type="checkbox"/>	MPSSSD-405	405 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MPSSSD-455	455 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	MPSSSD-510	510 mm	std	std	- -

SECTION A - Coussin d'Assise Confort, housses

			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SO-MPSF	Housse, tissu	<input type="checkbox"/>	SO-MPSV	Housse, vinyl	std std - -

SECTION A – Dossier Confort, Inclinaison de Dossier

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	RO-PR	Dossier électrique, 0°-160°	std	std	- -

SECTION A - Coussin de Dossier Confort (non amovible)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input checked="" type="checkbox"/>	BS-MPSB	Dossier Confort	std	std	- -	
<input type="checkbox"/>	BU-F	Revêtement tissu	<input type="checkbox"/>	BU-V	Revêtement vinyl	std std - -

SECTION A – Dossier Confort, Dimensions

			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur coussin de dossier (LS = pour largeur d'assise en mm)						
<input type="checkbox"/>	BW-405	405 mm (pour LS 405, 455)	std	std	- -	
<input type="checkbox"/>	BW-455	455 mm (pour LS 405, 455, 510)	std	std	- -	
<input type="checkbox"/>	BW-510	510 mm (pour LS 455, 510)	std	std	- -	
Hauteur coussin de dossier						
<input type="checkbox"/>	MPSBH-430	430 mm	<input type="checkbox"/>	MPSBH-480	480 mm	std std - -
<input type="checkbox"/>	MPSBH-535	535 mm	<input type="checkbox"/>	MPSBH-585	585 mm	std std - -

PRISE DE MESURE
SYSTEME D'ASSISE CONFORT
 (coussin d'assise et de dossier,
 moulés, type scooter, non amovibles)

A: Largeur de dossier
 mesure entre retours
 latéraux

B: Profondeur
 coussin d'assise

C: Largeur
 coussin d'assise

D: Hauteur
 de dossier



SECTION A - SYSTEME D'ASSISE CONFORT (suite)

SECTION A - Appui-tête Confort et Support		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	HT-MPSHMU Tête Confort	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BOH-HU-F Revêtement tête confort, Tissu	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BOH-HU-V Revêtement tête confort, Vinyl	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BOH-HMC-MPS Support standard	std	std	-	-

SECTION A - Poignées de Poussée		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	PH-MPSPR Barre de poussée	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	PH-MPSHAH Poignées de poussée réglables en hauteur	331.75	350.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PH-ASB Barre de poussée renforcée	177.25	187.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PH-PH Poignées de poussée	std	std	-	-

SECTION A - Accessoires de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	BH-BHB Crochets pour sac à dos, montés sur dossier	37.91	40.00	-	-
<input type="checkbox"/>	BH-BHP Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée	37.91	40.00	-	-

SECTION B - SYSTEME D'ASSISE REHAB

SECTION B – Système d'Assise Rehab, Dimensions				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
Largeur									
<input type="checkbox"/>	RSW-305	305 mm	<input type="checkbox"/>	RSW-330	330 mm	244.55	258.00	-	-
<input type="checkbox"/>	RSW-355	355 mm	<input type="checkbox"/>	RSW-380	380 mm	244.55	258.00	-	-
<input type="checkbox"/>	RSW-405	405 mm	<input type="checkbox"/>	RSW-455	455 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	RSW-510	510 mm				std	std	-	-

Profondeur

<input type="checkbox"/>	RSD-305	305 mm	<input type="checkbox"/>	RSD-330	330 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	RSD-355	355 mm	<input type="checkbox"/>	RSD-380	380 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	RSD-405	405 mm	<input type="checkbox"/>	RSD-455	455 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	RSD-510	510 mm				std	std	-	-

SECTION B – Assise Rehab, Coussins d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SC-FPSC Coussin standard, amovible, plat	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SC-MPSRSC Coussin confort, amovible, galbé	464.45	490.00	-	-

Housse Coussin d'assise standard ou confort


<input type="checkbox"/>	SCU-F Tissu	<input type="checkbox"/>	SCU-V Vinyl	std	std	-	-
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------	-----	-----	---	---

PRISE DE MESURE
SYSTÈME D'ASSISE REHAB

(coussin d'assise et de dossier amovibles)

Profondeur d'assise:
de l'avant du tube de
dossier à l'avant de la
plaque

Largeur d'assise:
extérieur cadre d'assise



Hauteur du tube
de dossier 53 cm à
partir de la plaque
d'assise

Coussin d'assise **Confort,
amovible, galbé**
pour système d'assise REHAB



SECTION B - SYSTEME D'ASSISE REHAB

SECTION B / 2- Dossier Rehab Magic, Housses				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	BIU-F	Tissu	<input type="checkbox"/> BIU-V	Vinyl	std	std	-	-
SECTION B / 2 - Dossier Rehab Magic, Galbes				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	BO-S	Shallow (110 mm ou 60 mm pour dossier Junior)		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	BO-STD	Standard (160 mm ou 110 mm pour dossier Junior)		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	BO-D	Deep (220 mm) (ND dossier Junior)		std	std	-	-	
SECTION B / 2 - Dossier Rehab Magic, Cales Lombaires				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	LO-SH	Shallow (épaisseur 12 mm)		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	LO-STD	Standard (épaisseur 25 mm)		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	LO-D	Deep (épaisseur 35 mm) (ND dossier Junior)		std	std	-	-	
SECTION B - Dossier Amovible				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	CO-STD	Fixations à démontage, avec outils Non disponible avec dossier Rehab rabattable		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	CO-QR	Fixations à démontage, sans outils (de série avec dossier rehab rabattable)		263.51	278.00	-	-	
SECTION B - Appui-tête, Têtière et Support				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
Têtières								
<input type="checkbox"/>	HT-MRS	Têtière Magic standard Uniquement avec support réglable		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	HT-MRW	Têtière Magic large Uniquement avec support réglable		327.01	345.00	-	-	
Revêtement Têtières								
<input type="checkbox"/>	BOH-HU-F	Tissu	<input type="checkbox"/> BOH-HU-V	Vinyl	std	std	-	-
Supports Appui-tête								
<input type="checkbox"/>	BOH-HMC-3A	Réglable 3 axes		std	std	-	-	
<input type="checkbox"/>	BOH-MC-MA	Réglable multi-axes		263.51	278.00	-	-	
SECTION B - Poignées de Poussée				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	PH-PH	Poignées de poussée Non disponible avec dossier Rehab Confort		std	std	-	-	
SECTION B - Accessoires de Dossier				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	BH-BHB	Crochets pour sac à dos, montés sur dossier		37.91	40.00	-	-	
<input type="checkbox"/>	BH-BHP	Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée		37.91	40.00	-	-	

ACCOUDOIRS

Accoudoirs, Types 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	AO-STD Standards	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AO-FA Relevables	959.24	1 012.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AO-FALP Relevables renforcés	1 236.97	1 305.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AO-FALPDD Relevables renforcés rabattable vers l'avant	1 236.97	1 305.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AO-FALP Relevables avec position verrouillée, pour créer une position fixe Un changement de position nécessite l'intervention d'un technicien	1 040.76	1 098.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AO-DS Standards renforcés	279.62	295.00	-	-

Accoudoirs, Hauteur

<input type="checkbox"/>	AH-220 220 mm	<input type="checkbox"/>	AH-260 260 mm	<input type="checkbox"/>	AH-300 300 mm	<input type="checkbox"/>	AH-340 340 mm	<input type="checkbox"/>	AH-380 380 mm
<input type="checkbox"/>	AH-230 230 mm	<input type="checkbox"/>	AH-270 270 mm	<input type="checkbox"/>	AH-310 310 mm	<input type="checkbox"/>	AH-350 350 mm	<input type="checkbox"/>	AH-390 390 mm
<input type="checkbox"/>	AH-240 240 mm	<input type="checkbox"/>	AH-280 280 mm	<input type="checkbox"/>	AH-320 320 mm	<input type="checkbox"/>	AH-360 360 mm		
<input type="checkbox"/>	AH-250 250 mm	<input type="checkbox"/>	AH-290 290 mm	<input type="checkbox"/>	AH-330 330 mm	<input type="checkbox"/>	AH-370 370 mm		

Manchettes d'Accoudoirs, Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	AC-75 Confort 75 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-MPS Confort forme P 100 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-50 Standard 50 mm Non disponible avec profondeur 510 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-WA Standard 75 mm avec retour latéral Incompatibles avec cales cuisses	418.01	441.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-G Gouttière hémiplegique	418.01	441.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-GESP Gouttière hémiplegique avec cale coude	487.20	514.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-GHP Gouttière hémiplegique avec appui palmaire	523.22	552.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AC-GHPESP Gouttière hémiplegique avec cale coude et appui palmaire	523.22	552.00	-	-

Accoudoirs, Options		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	BHA-RS Crochets pour sac, fixés sur accoudoir droit	37.91	40.00	-	-
<input type="checkbox"/>	BHA-LS Crochets pour sac, fixés sur accoudoir gauche	37.91	40.00	-	-
<input type="checkbox"/>	AU-V Manchette finition, vinyl	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AU-F Manchette finition, tissu	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	AU-RGD Manchette finition, gel et dartex	371.56	392.00	-	-

CEINTURE & POSITIONNEMENT

Ceintures		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	LBO-RLB Ceinture à boucle avec enrouleur	std	std	-	-

Accessoires de Positionnement		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	PO-TSP-STDT Cales tronc Non disponible avec dossier MAGIC	119.43	126.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PO-TM-AB Cales tronc réglables Non disponible avec dossier MAGIC	371.56	392.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PO-TM-R82 Cales tronc réglables et escamotables Non disponible avec dossier MAGIC	1 501.42	1 584.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PO-HP-HP Cales cuisses réglables	614.22	648.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PO-H-HP Harnais pédiatrique	188.63	199.00	-	-
<input type="checkbox"/>	PO-H-HSTD Harnais standard	188.63	199.00	-	-

ELECTRONIQUE R-NET

Manipulateurs R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Boitier de commande principale					
<input type="checkbox"/>	JO-CSJSM	Ecran couleur LCD	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	JO-LEDJSM	LED, vérin	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	JO-BCJSM2	Advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android, et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1 272.04	1 342.00	- -
Manipulateurs, Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	CO-JP-R	Droite	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	CO-JP-L	Gauche	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	CO-JP-ILR	Interchangeable droite/gauche	464.45	490.00	- -
<input type="checkbox"/>	CO-JP-ACR	Monté en tierce personne à droite	406.64	429.00	9368150 35.71
<input type="checkbox"/>	CO-JP-ACL	Monté en tierce personne à gauche	406.64	429.00	9368150 35.71
Pantographe, Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	CO-SO-NO	Fixe	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	CO-SO-SJOM	Escamotage extérieur (avec aimant)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	CO-SO-SJOLL	Escamotage extérieur (avec loquet de verrouillage)	406.64	429.00	- -
<input type="checkbox"/>	CO-SO-SJIM	Escamotage intérieur (avec aimant)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	CO-SO-SJILL	Escamotage intérieur (avec loquet de verrouillage)	406.64	429.00	- -
Pantographe Réglages		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JSO-STD	Fixe	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	JSO-HAJS	Réglable en hauteur	119.43	126.00	- -
<input type="checkbox"/>	JSO-QRS	Amovible	60.66	64.00	- -
<input type="checkbox"/>	JSO-RHS	Rabattable vers le bas, côté droit (uniquement avec pantographe fixe) Non disponible avec repose-jambes latéraux	533.65	563.00	- -
<input type="checkbox"/>	JSO-LHS	Rabattable vers le bas, côté gauche (uniquement avec pantographe fixe) Non disponible avec repose-jambes latéraux	533.65	563.00	- -
Boitier Ctrl+5 Contacts		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	C5M-CTRLB	Boitier Ctrl+5 Contacts - Boutons à pousser	1 082.46	1 142.00	- -
<input type="checkbox"/>	C5M-CTRLTS	Boitier Ctrl+5 Contacts - Boutons à bascule	1 082.46	1 142.00	- -
Montage					
<input type="checkbox"/>	C5M-L-ASSJ	Sur l'accoudoir, à l'arrière du manipulateur	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	C5M-L-AOSJ	Sur l'accoudoir, côté opposé au manipulateur	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	C5M-L-A	A l'arrière du dossier, pour tierce personne	std	std	- -
Commande Tierce Personne		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	ACO-ACM	Commande tierce personne classique	1 177.25	1 242.00	9368167 714.26
Commande Tierce Personne, Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	ACMP-LH	Commande tierce personne classique, montée à gauche	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	ACMP-RH	Commande tierce personne classique, montée à droite	std	std	- -
R-Net OMNI2 interface commandes spéciales		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SC-OMNI2	R-Net OMNI2	2 192.42	2 313.00	- -
Montage OMNI2 (côté opposé au manipulateur R-NET)					
<input type="checkbox"/>	OMS-MOR	Support fixe, à droite	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	OMS-MOL	Support fixe, à gauche	std	std	- -

REPOSE-JAMBES

Longueur de Jambes

<input type="checkbox"/> FH-300	300 mm	<input type="checkbox"/> FH-340	340 mm	<input type="checkbox"/> FH-380	380 mm	<input type="checkbox"/> FH-420	420 mm
<input type="checkbox"/> FH-310	310 mm	<input type="checkbox"/> FH-350	350 mm	<input type="checkbox"/> FH-390	390 mm	<input type="checkbox"/> FH-430	430 mm
<input type="checkbox"/> FH-320	320 mm	<input type="checkbox"/> FH-360	360 mm	<input type="checkbox"/> FH-400	400 mm		
<input type="checkbox"/> FH-330	330 mm	<input type="checkbox"/> FH-370	370 mm	<input type="checkbox"/> FH-410	410 mm		

Repose-Jambes, Types		Nouvelle génération	Prix € HT	Prix € HT	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> FLC-MESL	Repose-jambes manuels escamotables Non disponible avec Prolive électrique 8° (UO-TT-T et UO-TT-LT)		std	std	-	-
<input type="checkbox"/> FLC-PESL	Repose-jambes électriques escamotables		2 176.30	2 296.00	-	-
<input type="checkbox"/> FLC-CPPEL	Repose-jambes central électrique avec appuis-mollet		2 678.67	2 826.00	-	-

Types de palettes		Prix € HT	Prix € HT	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> V6FS-2PFU	Palettes séparées relevables	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> V6FS-1FUCM	Palette monobloc relevable (pour repose-jambes central électrique) Non disponible avec Proclive électrique 8° (UO-TT-T et UO-TT-LT)	327.01	345.00	-	-

Options de Repose-Jambes		Prix € HT	Prix € HT	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> SFL-SFL	Verrouillage des palettes pour repose-jambes latéraux	98.58	104.00	-	-
<input type="checkbox"/> LFO-KP-KPESEL	Cales genoux pour repose-jambes latéraux manuels ou électriques	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/> LFO-CSO-SSCS	Plot d'abduction réglable et amovible Non disponible repose-jambes central	344.08	363.00	-	-
<input type="checkbox"/> LFO-CS-STD	Appuis-mollet standards Non disponible repose-jambes central	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> LFO-CS-ED	Appuis-mollet galbés Non disponible repose-jambes central	177.25	187.00	-	-

ACCESSOIRES

Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> M-CH-RCH	Porte gobelet sur balancé (côté opposé du joystick)	257.82	272.00	-	-
<input type="checkbox"/> M-CH-MMSCH	Porte gobelet renforcé (côté opposé du joystick)	257.82	272.00	-	-
<input type="checkbox"/> M-MPH	Support Smartphone (côté opposé du joystick)	313.74	331.00	-	-
<input type="checkbox"/> M-TH	Support tablette (côté opposé du joystick)	498.58	526.00	-	-
<input type="checkbox"/> M-STH	Support tablette escamotable (côté opposé du joystick)	683.41	721.00	-	-
<input type="checkbox"/> A-AC-1x12V	Prises de charge (1x12V + 2xUSB)	303.32	320.00	-	-
<input type="checkbox"/> A-AC-2USBSRM	Prises de charge (2xUSB) - Rail d'assise	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/> A-AC-2USBAM	Prises de charge (2xUSB) - Accoudoir	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/> A-LH-LH	Klaxon puissant	188.63	199.00	-	-
<input type="checkbox"/> A-AB-ABMRA	Pochette de rangement (accoudoir droit)	163.98	173.00	-	-
<input type="checkbox"/> A-AB-ABMLA	Pochette de rangement (accoudoir gauche)	163.98	173.00	-	-
<input type="checkbox"/> A-AB-ABMB	Pochette de rangement (dossier) Non disponible avec dossier confort	163.98	173.00	-	-
<input type="checkbox"/> A-LR	Porte bagages (charge max. 10 kg)	228.44	241.00	-	-
<input type="checkbox"/> A-CH-CHML	Porte canne, gauche - Prix Unitaire	349.76	369.00	-	-
<input type="checkbox"/> A-CH-CHMR	Porte canne, droite - Prix Unitaire				

Tablette (montage opposé au joystick)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> T-TO-SIT	Tablette amovible	650.24	686.00	-	-
<input type="checkbox"/> T-TO-SST	Demie-tablette escamotable (320 x 240 mm)				
<input type="checkbox"/> T-TO-ST	Tablette escamotable	650.24	686.00	-	-

Options de Tablette		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> T-TM-C	Transparente	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> T-TM-B	Noire				
<input type="checkbox"/> T-TM-P	Rembourrée	145.02	153.00	-	-


Coloris de carénage

Coloris carénage identiques à la base motrice 6 roues - Frontier V6




Note: ce guide de couleurs est donné à titre d'indication. Les couleurs présentées ici peuvent différer légèrement de la finition peinture.


Matrice prise de mesure ASSISE CONFORT




Matrice prise de mesure ASSISE REHAB



Repose-jambes latéraux / Repose-jambes Central --- NOUVELLE GÉNÉRATION



Disponibles sur tous les modèles Magic Mobility



Disponible sur Magic 360 / V6 / V4
Vidéo repose-jambes central en action



Systèmes d'Assise



Système d'assise CONFORT



Système d'assise REHAB,
cadre de dossier Rehab



Système d'assise REHAB,
cadre de dossier Rehab Rabattable



Système d'assise REHAB,
Coussin de dossier Rehab Confort

Système d'assise REHAB / Dossier Rehab Confort



Dossier électrique 0° - 160°
Structure dossier Rehab Rabattable



Dossier électrique à compensation
0° - 155°



Encombrement en hauteur
Système d'assise Rehab Rabattable

Système d'assise Rehab / Inclinaisons de dossier



Dossier fixe



Dossier inclinable manuellement



Dossier électrique 0° - 160°



Dossier fixe
(avec accoudoirs FLEXI)



Dossier électrique à compensation
0° - 155°

Dossier Rehab Magic

Dimensions



Largeur "C"

33 - 47 cm

Large - Xtra Tall	53 cm
Large	48 cm
Large - Short	43 cm

28 - 42 cm

Medium - Xtra Tall	53 cm
Medium	48 cm
Medium - Short	43 cm

26 - 40 cm

Junior - Xtra Tall	41 cm
Junior	35 cm

Hauteur "Y"

Galbes



Profondeur retours latéraux "D"

Dossier Large/Medium

Galbe Shallow	11 cm
Galbe Standard	16 cm
Galbe Deep	22 cm

Dossier Junior

Galbe Shallow	6 cm
Galbe Standard	11 cm

Cales lombaires



Épaisseur de la mousse lombaire

Shallow	1,2 cm
Standard	2,5 cm
Deep	3,5 cm

Dossier amovible, fixations



Dossier amovible, fixations à démontage avec outils



Dossier amovible, fixations à démontage sans outils

Commentaires Pour Fabrications Spéciales

Frontier V6 - AA2

€

Prix de base TTC	18 664.00
Total options TTC	
Prix total TTC	

Date

Signature

Jour

Mois

Année



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.frwww.SunriseMedical.fr