

Krypton F



OF-KRYPTON F_022024

Bon de commande destiné aux Professionnels

PRODUIT
Fauteuil manuel PLIANT EN FIBRE DE CARBONE et REGLABLE
 Châssis et croisillon carbone. Dossier réglable en angle et dossier rabattable ou non à mi-hauteur sur l'assise - Potences fixes
Codes options suivies de (L) = options les plus légères de la catégorie
Codes options suivies de (R) = options rajoutant 500 g (mini) au fauteuil
 Poids max. Utilisateur: 110 kg - Poids fauteuil complet : à partir de 8,3 kg

CACHET REVENDEUR

 Date de la commande :

- Standard
- Sans supplément de prix
- Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1 cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.




MODELE	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
77100001 <input type="checkbox"/> KRYPTON F	4 948,82	5 221,00	9166860	603,65

DIMENSIONS D'ASSISE

Profondeur d'assise en cm (PS)	Largeur d'assise en cm (LS)							
	32	34	36	38	40	42	44	46
34	○	○	○	○	○	○	○	○
36	○	○	○	○	○	○	○	○
38	○	○	○	○	○	○	○	○
40	○	○	○	○	○	○	○	○
42	○	○	○	○	○	○	○	○
44	○	○	○	○	○	○	○	○
46	○	○	○	○	○	○	○	○
48	○	○	○	○	○	○	○	○


Mesure largeur d'assise: extérieur tubes d'assise



Largeur entre protège-vêtements
 LS + 2 cm

HAUTEURS D'ASSISE

	Fourche	Châssis	Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)												
			43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"	111 mm 123 mm Frog Leg Monobras	bas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	111 mm 123 mm Frog Leg Monobras	haut	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4"	111 mm 123 mm Frog Leg Monobras	bas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	111 mm 123 mm Frog Leg Monobras	haut	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5"	111 mm 123 mm Frog Leg Monobras	bas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	111 mm 123 mm Frog Leg Monobras	haut	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6"	123 mm	haut	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	



IMPORTANT:
AUCUN dispositif tiers, (ex: aides à la propulsion) de marque Sunrise ou autre, ne peut être installé sur le Krypton F au risque d'endommager le carbone et de rendre la garantie caduque.

Fourches Frog Leg et monobras = voir prix de l'option dans rubrique "Roues directrices et fourches"



Krypton F

- Standard Sans supplément de prix Avec supplément de prix
 (L) option la plus légère (+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

HAUTEURS D'ASSISE ARRIERE

Hauteurs d'assise arrière

Différence maximale revendiquée, entre hauteur d'assise avant et arrière: 11 cm

Hauteur d'assise en cm

Roues	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	<input type="radio"/> (1)													
25"		<input type="radio"/> (1)												

(1) uniquement avec support d'axe léger (KRF070701)

SIEGE

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

Toile d'assise nylon noire, réglable en tension		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
KRF020002	<input type="radio"/> Toile réglable avec une pochette	std	std		
KRF020003	<input type="checkbox"/> Toile réglable ave double pochette (LS mini 34 cm)	67,30	71,00		
KRF020004	<input type="checkbox"/> Toile réglable avec pochette+pochette catheter (LS mini 34 cm)	67,30	71,00		
Coussin avec housse noire		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
KRF020101 / 02	<input type="checkbox"/> Mousse Epaisseur <input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm densité moyenne	115,64	122,00	9367995	34,90

JAY

PRODUITS D'AIDE A LA POSTURE JAY

Ces dossiers peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un **siège de série modulable et évolutif** incluant un **coussin** d'assise et un **dossier** de positionnement. **Code LPPR: 6266839 = 838,47 € TTC**

COUSSINS DE POSITIONNEMENT

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

JAY020001	<input type="checkbox"/> Jay Easy Visco, base incurvée	300,83	317,38		
JAY020007	<input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid, base incurvée	300,83	317,38		
JAY020004	<input type="checkbox"/> Jay Lite	352,01	371,37		

DOSSIERS DE POSITIONNEMENT

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3	(ND avec tubes dossier carbone)	493,93	521,10		
---	---------------------------------	--------	--------	--	--

Jay J3 - GALBE PEU PROFOND (SC) - Enveloppement 5 cm

H= hauteur du dossier

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030010 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033 (T) H: 38 cm
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030012 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019 (M) H: 46 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030015 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022 (M) H: 57 cm
	<input type="checkbox"/> JAY030025 (T) H: 50 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028 (T) H: 61 cm

Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030011 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018 (T) H: 38 cm
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030013 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020 (M) H: 46 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030016 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023 (M) H: 57 cm
	<input type="checkbox"/> JAY030026 (T) H: 50 cm	<input type="checkbox"/> JAY030029 (T) H: 61 cm

<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3 CARBON	(ND avec tubes dossier carbone)	903,91	953,63		
--	---------------------------------	--------	--------	--	--

Jay J3 CARBON - GALBE PEU PROFOND - Enveloppement 5 cm

Thoracique bas:	<input type="checkbox"/> JAY060001 (S) H: 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002 (T) H: 24 cm
Thoracique moyen:	<input type="checkbox"/> JAY060003 (S) H: 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004 (T) H: 38 cm

Appui-tête Whitmyer pour dossier JAY J3 uniquement

WHT030415	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	447,91	472,55	9367854	63,41
WHT030416	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec support AXYS, standard	261,65	276,04	9367854	63,41

Krypton F

- Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix
 (L) option la plus légère (+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

DOSSIER Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

KRF030001	○ Dossier standard, tubes aluminium noir Sélectionner un pré-réglage (cm) parmi les plages ci-dessous : Réglage en hauteur possible pour les plages, 25-30 cm, 30-40 cm, 40-45 cm	std	std																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>25 - 30</th> <th>30 - 35</th> <th>35 - 40</th> <th>40 - 45</th> <th>45 - 47,5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/> 25 cm</td> <td><input type="radio"/> 30 cm</td> <td><input type="radio"/> 35 cm</td> <td><input type="radio"/> 40 cm</td> <td><input type="radio"/> 45 cm</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 27,5 cm</td> <td><input type="radio"/> 32,5 cm</td> <td><input type="radio"/> 37,5 cm</td> <td><input type="radio"/> 42,5 cm</td> <td><input type="radio"/> 47,5 cm</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 30 cm</td> <td><input type="radio"/> 35 cm</td> <td><input type="radio"/> 40 cm</td> <td><input type="radio"/> 45 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5	<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm	<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 47,5 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm					
25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5																					
<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm																					
<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 47,5 cm																					
<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm																						
KRF030007 (L)	□ Dossier carbone, hauteur fixe. (ND dossiers Jay) □ 25 cm □ 27,5 cm □ 30 cm □ 32,5 cm □ 35 cm □ 37,5 cm □ 40 cm □ 42,5 cm	460,66	486,00																						
Types de dossier, réglable en angle de -15° à +13°																									
KRF030012	● Réglable en angle NON rabattable à mi-hauteur sur l'assise	std	std																						
KRF030031 (+)	○ Réglable en angle, rabattable à mi-hauteur sur l'assise (1) à partir de HD 32,5 cm, hauteur de dossier fixe, non réglable	std	std																						
Toiles de dossier EXO Evo - (ND dossiers JAY)																									
KRF030316	● Toile EXO Evo, noire, réglable en tension, pochette Coloris galon ● Noir ○ Orange ○ Argent ○ Bleu ○ Rouge	std	std	9367995	34,90																				
KRF030317	□ Toile EXO Evo Pro noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette Coloris galon ● Noir ○ Orange ○ Argent ○ Bleu ○ Rouge	157,35	166,00	9367995	34,90																				
KRF030005 (L)	□ Toile EXO Evo Ultra, ultra-légère, réglable, noire, pochette sans zip Coloris galon ● Noir ○ Orange ○ Argent ○ Bleu ○ Rouge	157,35	166,00	9367995	34,90																				
KRF030402 (+)	□ Tendeur de dossier pliant (à partir LS 38 cm - ND dossier carbone)	143,13	151,00																						



KRF030317



KRF030005

PROTEGE-VETEMENTS ET ACCOUDOIRS Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

KRF040101 (L)	○ Protège-vêtements carbone "slim", noir - petite hauteur	std	std		
KRF040102	○ Protège-vêtements aluminium, noir mat	std	std		
KRF040103	□ Garde boue aluminium, noir mat (HS/S mini 39 cm)	145,97	154,00		
KRF040104	□ Garde boue carbone (HS/S mini 39 cm)	231,28	244,00		
KRF040107	□ Protège-vêtements composite et amovible, noir	155,45	164,00		
Accoudoirs					
KRF040052 (+)	□ Réglables en hauteur avec outils et amovibles (manchette 33cm)	187,68	198,00		
KRF040117 (+)	□ Accoudoirs tube, escamotables latéralement, amovibles (2)	131,75	139,00		




KRR040101



KRR040107

CHASSIS Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

Angle de châssis - potences fixes					
KRF010012	○ Châssis 100° avec ajustement -1 cm (par côté)	std	std		
KRF010013	○ Châssis 92° avec ajustement -1 cm (par côté)	std	std		
Position support de fourche					
KRF010301	○ Position déportée (pour plus de stabilité)	std	std		
KRF010302	○ Position étroite (+ compact à l'avant) (ND PS < ou = à 40 cm)	std	std		



KRF010301



KRF010302

ENSEMBLE REPOSE-PIEDS Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

Palettes monobloc avec sangle mollet					
KRF050131	○ Monobloc légère rég. en angle et profondeur, relevable, composite	std	std		
KRF050132	□ Monobloc légère rég. en angle et profondeur, relevable, carbone	171,56	181,00		
KRF050059 (L)	□ Monobloc alu Performance, réglable en angle, relevable (3)	236,97	250,00		
Palettes monobloc repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur, sangle mollet					
KRF050027	□ Monobloc repliable automatiquement, palette carbone (3)	401,90	424,00		
KRF050028	□ Monobloc repliable automatiquement, palette composite (3)	329,86	348,00		
Accessoires pour palette					
KRF050127	□ Cales latérales (uniquement pour palette légère ou Performance)	83,41	88,00		

- (1) Uniquement avec dossier tubes aluminium, ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec dossiers Jay
 (1) En combinaison avec poignées escamotables: hauteur de dossier mini 40 cm (voir matrice dernière page)
 (2) ND avec dossier carbone
 (3) ND largeur d'assise 32 cm

Krypton F

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix
 (L) option la plus légère
 (+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

ENSEMBLE REPOSE-PIEDS

Longueur de jambes (sur fauteuil: distance toile d'assise à palette)

- 36 cm 37 cm 38 cm 39 cm 40 cm 41 cm 42 cm 43 cm
 44 cm 45 cm 46 cm 47 cm 48 cm 49 cm 50 cm

La longueur de jambes doit être 3 cm de moins que la hauteur d'assise avant

ROUES MOTRICES

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

Position centre de gravité

KRF070703	<input type="radio"/> Adaptateur standard	<input type="radio"/> 2 cm	<input type="radio"/> 3 cm	<input type="radio"/> 4 cm	<input type="radio"/> 5 cm	<input type="radio"/> 6 cm		
		<input type="radio"/> 7 cm	<input type="radio"/> 8 cm	<input type="radio"/> 9 cm	<input type="radio"/> 10 cm			

KRF070701 (L)	<input type="radio"/> Adaptateur léger	<input type="radio"/> 5 cm	<input type="radio"/> 6 cm	<input type="radio"/> 7 cm	<input type="radio"/> 9 cm	<input type="radio"/> 10 cm		
		<input type="radio"/> 11 cm	(adaptateur léger uniquement avec carrossage 0°)					

KRF010411	<input checked="" type="radio"/> Support d'axe en T, LONG, alu noir mat (plage de réglage complète)						std	std
-----------	---	--	--	--	--	--	-----	-----

KRF010412 (L)	<input type="radio"/> Support d'axe en T, COURT, alu noir mat (réglage max 1 cm)						std	std
---------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----

Roues (poids Utilisateur > à 100 kg nous recommandons les roues rayonnage croisé)

KRF070001 (+)	<input type="radio"/> Standards, rayonnage croisé	(ND 25")		std	std			
---------------	---	----------	--	-----	-----	--	--	--

KRF070002	<input type="radio"/> Moyeu design rayonnage droit	(1)	(ND 25")	std	std			
-----------	--	-----	----------	-----	-----	--	--	--

KRF070003	<input type="checkbox"/> Légère			303,32	320,00			
-----------	---------------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--

Anodisation moyeux et jantes **roues légères 24"** (rayons noirs)

- orange bleu rouge

KRF070004 (L)	<input type="checkbox"/> Proton (poids max Utilisateur: 80 kg)			336,49	355,00			
---------------	--	--	--	--------	--------	--	--	--

KRF070005	<input type="checkbox"/> Spinergy 18 rayons noirs, moyeux argent			647,39	683,00			
-----------	--	--	--	--------	--------	--	--	--

KRF070007	<input type="checkbox"/> Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeux noirs			837,91	884,00			
-----------	--	--	--	--------	--------	--	--	--

Axes de roues arrière

KRF070150	<input checked="" type="radio"/> Axe à déverrouillage rapide			std	std			
-----------	--	--	--	-----	-----	--	--	--

KRF070151	<input type="checkbox"/> Axe à déverrouillage rapide, tétra	(ND avec Spinergy)		140,28	148,00			
-----------	---	--------------------	--	--------	--------	--	--	--

Pneu

KRF070101	<input type="radio"/> Profil fin, Right run	(ND 25")		std	std			
-----------	---	----------	--	-----	-----	--	--	--

KRF070107 (L)	<input type="radio"/> Schwalbe ONE			std	std			
---------------	------------------------------------	--	--	-----	-----	--	--	--

KRF070102 (+)	<input type="radio"/> Bandage noir			std	std			
---------------	------------------------------------	--	--	-----	-----	--	--	--

KRF070104 (+)	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution			75,83	80,00			
---------------	--	--	--	-------	-------	--	--	--

Carrossage roues arrière

KRF070600	<input type="radio"/> 0°			std	std			
-----------	--------------------------	--	--	-----	-----	--	--	--

KRF070602	<input type="radio"/> 2°	(ND avec support d'axe léger)		std	std			
-----------	--------------------------	-------------------------------	--	-----	-----	--	--	--

KRF070604	<input type="radio"/> 4°	(ND avec support d'axe léger)		std	std			
-----------	--------------------------	-------------------------------	--	-----	-----	--	--	--

(+) Flasques - 24" (ND avec roues Spinergy)

KRF070831	<input type="checkbox"/> Transparent			190,52	201,00			
-----------	--------------------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--

KRF070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions ⁸¹³	<input type="checkbox"/> Galactica ⁸¹¹	<input type="checkbox"/> Feather	238,86	252,00			
-----------	---	---	----------------------------------	--------	--------	--	--	--


KRF070819	<input type="checkbox"/> Monkeys ⁸²¹	<input type="checkbox"/> Pirates ⁸⁰⁶	<input type="checkbox"/> Chrome wheel	238,86	252,00			
-----------	---	---	---------------------------------------	--------	--------	--	--	--

KRF070820	<input type="checkbox"/> Oriental ⁸¹⁴	<input type="checkbox"/> Graffiti ⁸⁰³	<input type="checkbox"/> Basketball 2	238,86	252,00			
-----------	--	--	---------------------------------------	--------	--------	--	--	--


KRF070829	<input type="checkbox"/> Superhero ⁸⁰²	<input type="checkbox"/> Basketball ⁸²⁸	<input type="checkbox"/> Space	238,86	252,00			
-----------	---	--	--------------------------------	--------	--------	--	--	--

KRF070817	<input type="checkbox"/> Hot wheels ⁸¹²	<input type="checkbox"/> Flying water ⁸³³	<input type="checkbox"/> Zebra	238,86	252,00			
-----------	--	--	--------------------------------	--------	--------	--	--	--

KRF070822	<input type="checkbox"/> Pool ⁸³⁰	<input type="checkbox"/> Tiger ⁸²⁷	<input type="checkbox"/> Silk	238,86	252,00			
-----------	--	---	-------------------------------	--------	--------	--	--	--



Mesure centre de gravité



KRF070107



Space



Zebra



Chrome Wheel

(1) ND avec harmonisation moyeu et jante

Krypton F

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix
 (L) option la plus légère
 (+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

SYSTÈME DE CONDUITE		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €	
Main-courantes						
KRF070201	(L) <input type="radio"/> Alu, argent vernis	KRF070202 (L) <input type="radio"/> Alu, argent anodisé	std	std		
KRF070202	(L) <input type="radio"/> Alu, argent anodisé		std	std		
KRF070204	(+) <input type="radio"/> Inox poli		std	std		
KRF070205	<input type="checkbox"/> Titane	KRF070206 <input type="checkbox"/> Titane traité	235,07	248,00		
KRF070207	(+) <input type="checkbox"/> Anti-dérapante		309,00	326,00		
KRF070208	(+) <input type="checkbox"/> Maxgreet (ND 25")		443,60	468,00		
KRF070212	(+) <input type="checkbox"/> Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal)		302,37	319,00		
KRF070250	<input type="checkbox"/> Protection de main-courante (ND 25" et Surge)		138,39	146,00		
Montage main-courantes						
KRF070317	<input checked="" type="radio"/> Montage standard (12-17 mm)		std	std		
KRF070327	<input type="checkbox"/> Montage écarté (27 mm) (ND MC Maxgreet)		58,77	62,00		
KRF070307	<input type="checkbox"/> Montage très rapproché (7 mm) (uniquement MC inox)		138,39	146,00		
Poignées de poussée						
KRF030200	(L) <input type="radio"/> Sans poignées		std	std		
KRF030201	<input type="radio"/> Poignées longues		std	std		
KRF030203	<input type="checkbox"/> Escamotables - à partir de HD 32.5 cm		120,38	127,00		
KRF030204	(+) <input type="checkbox"/> Réglables en hauteur - à partir de HD 32,5 cm ND avec dossier tubes carbone		270,14	285,00		
KRF030205	(+) <input type="checkbox"/> Réglables en hauteur pour dossier JAY - à partir de HD 32,5 cm dossier standard - ND avec dossier tubes carbone		291,94	308,00		
ROUES DIRECTRICES ET FOURCHES		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €	
KRF080301	<input type="radio"/> Bandage <input type="radio"/> 3" <input type="radio"/> 4" <input type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6" ND avec fourches monobras	std	std			
KRF080302	<input type="radio"/> Softroll <input type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6" (ND fourches monobras)	std	std			
KRF080303	<input type="checkbox"/> Lumière <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (ND fourches monobras)	87,20	92,00			
Jante aluminium						
KRF080304	<input type="checkbox"/> Bandage <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (coloris jantes: argent)	100,47	106,00		Carbotecture	
KRF080306	<input type="checkbox"/> Softroll <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (coloris jantes: argent)	100,47	106,00			
	Options de couleur jantes: <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Bleu	49,29	52,00			
Fourches						
KRF080013	(L) <input type="radio"/> Carbotecture - 111 mm <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu (1) <input type="radio"/> Rouge (1)	std	std			
KRF080029	<input type="radio"/> Aluminium - 123 mm Coloris: noir Options de couleur <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent	std	std			
KRF080008	<input type="checkbox"/> Monobras alu 111 mm - uniquement avec roues 4" & 5" jante alu softroll et bandage (option) Coloris: noir Options de couleur <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Argent <input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Rouge	199,05	210,00			
KRF080007	(+) <input type="checkbox"/> Fourches suspensions Frog Leg, noires avec roues 4", 5" bandage et jantes alu	600,95	634,00		monobras	
SYSTÈME D'IMMOBILISATION (paire)		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €	
KRF060001	<input checked="" type="radio"/> Freins standards	std	std			
KRF060002	<input type="checkbox"/> Freins à débattement court	63,51	67,00			
KRF060010	<input type="checkbox"/> Rallonges de freins rabattables avec freins à débattement court	92,89	98,00			
KRF060023	<input type="checkbox"/> Freins compacts EVO	75,83	80,00			
KRF060024	(L) <input type="checkbox"/> Freins compacts légers EVO (2)	127,01	134,00			

- (1) Uniquement en combinaison avec roues avant softroll
 (2) ND avec carrossage 4°; ND avec PS 34 cm; ajustement du centre de gravité +/- 2,5 cm

Krypton F

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix
 (L) option la plus légère
 (+) option ajoutant + 500 g mini. au poids du fauteuil

ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS

	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (ND avec KRF090005/4/6)				
KRF090002 <input type="checkbox"/> Droite KRF090001 <input type="checkbox"/> Gauche	44,55	47,00		
KRF090003 (+) <input type="checkbox"/> Paire	89,10	94,00		
KRF090009 <input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)	92,89	98,00		
<input type="checkbox"/> Roulette anti-bascule escamotable (ND avec KRF090002/1/3)				
KRF090005 <input type="checkbox"/> Droite KRF090004 <input type="checkbox"/> Gauche	115,64	122,00		
KRF090006 (+) <input type="checkbox"/> Paire	231,28	244,00		
KRF090050 (+) <input type="checkbox"/> Roulettes anti-bascule encliquetables (paire)	115,64	122,00		
KRF090010 (+) <input type="checkbox"/> Roulettes de transit (paire)	230,33	243,00		
KRF090016 (+) <input type="checkbox"/> Protection de cadre, noire (textile, avec velcro)	84,36	89,00		
KRF090577 (+) <input type="checkbox"/> Protection de cadre plastique, collé au cadre, noir	160,19	169,00		



KRR090004

SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS

	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
KRF090018 <input type="checkbox"/> Ceinture à boucle (ND avec dossier carbone)	82,46	87,00		

ACCESSOIRES

	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
KRF090000 <input checked="" type="radio"/> Kit outils	std	std		
KRF090030 <input type="checkbox"/> Sac à dos - spécial fauteuil	96,68	102,00		
KRF090026 <input type="checkbox"/> Housse téléphone portable	38,86	41,00		

HARMONISATION DE COULEUR POUR MAIN COURANTES ET MOYEUX/JANTES ROUES STANDARDS

<input type="checkbox"/> Moyeux et jantes (1) Code couleur	127,01	134,00		
Uniquement disponible avec coloris codes 14 - 22 - 23 - 29 et 31				
KRF070203 <input type="checkbox"/> Main-courantes alu Code couleur	67,30	71,00		
2 <input type="radio"/> Argent brillant 3 <input type="radio"/> Argent mat 6 <input type="radio"/> Jaune soleil 14 <input type="radio"/> Bleu				
15 <input type="radio"/> Bleu océan brillant 16 <input type="radio"/> Bleu mat 19 <input type="radio"/> Violet brillant 21 <input type="radio"/> Rouge rubis				
22 <input type="radio"/> Rouge brillant 23 <input type="radio"/> Rouge mat 24 <input type="radio"/> Tutti frutti orange 27 <input type="radio"/> Graphite métallique				
29 <input type="radio"/> Noir 31 <input type="radio"/> Noir mat 32 <input type="radio"/> Blanc pur 33 <input type="radio"/> Rose				
34 <input type="radio"/> Chocolat métallisé 35 <input type="radio"/> Bleu ciel 36 <input type="radio"/> Cyan métallique 37 <input type="radio"/> Marsred (orange)				
40 <input type="radio"/> Kiwi 41 <input type="radio"/> Rose pailleté 42 <input type="radio"/> Anthracite mat 46 <input type="radio"/> Vert Mamba				

FINITION TUBES DE CHASSIS

	Prix HT	Prix TTC	Code LPPR	LPPR €
KRF0100139 <input type="radio"/> Carbone naturel, sans vernis	std	std		
KRF100137 <input type="checkbox"/> Vernis transparent, finition brillante	549,76	580,00		
KRF100138 <input type="checkbox"/> Vernis transparent, finition mate	549,76	580,00		
KRF100122 <input type="checkbox"/> Noir, brillant	549,76	580,00		
KRF100123 <input type="checkbox"/> Noir, mat	549,76	580,00		

Note: barre de carrossage, supports d'axe, croisillon et tubes de dossier carbone: finition avec vernis transparent brillant

ADHESIFS GRAPHIQUES "FLYING PIXEL" (*)

	Prix HT	Prix TTC	Code LPPR	LPPR €
KRF100590 <input type="checkbox"/> Argent	213,27	225,00		
KRF100591 <input type="checkbox"/> Rouge	213,27	225,00		
KRF100592 <input type="checkbox"/> Bleu	213,27	225,00		



*Adhésifs résistants aux rayures, non amovibles, incluant le sticker "Krypton"

COLORIS STICKERS LOGO QUICKIE ET KRYPTON F

	Prix HT	Prix TTC	Code LPPR	LPPR €
KRF100550 <input type="radio"/> Noir KRF100553 <input type="radio"/> Rouge	std	std		
KRF100551 <input type="radio"/> Argent KRF100554 <input type="radio"/> Bleu	std	std		
KRF100552 <input type="radio"/> Orange	std	std		

* Aucun choix de couleur de stickers possible lorsque l'option "adhésif graphique" est sélectionnée

*Sticker "Quickie" argent au lieu de noir en combinaison avec l'option protège-vêtement/garde boue carbone

PRIX TOTAL

IMPORTANT:

AUCUN dispositif tiers (ex: aides à la propulsion) de marque Sunrise ou autre, ne peut être installé sur le Krypton F, au risque d'endommager le carbone et de rendre la garantie caduque.

(1) Uniquement avec roues standards (ND roues moyeu design)

Krypton F

POIDS

Nous souhaitons être très transparent sur le poids. Les informations suivantes vous permettront de savoir comment atteindre un poids de fauteuil de 8,3 kg et comment commander la configuration la plus légère possible pour votre Krypton F.

Configuration Krypton F: 8,3 kg Poids de transport (sans roues arrière): 5,8 kg

Châssis: haut, 92°, ajustement -1 cm par côté, largeur d'assise: 36 cm, profondeur d'assise: 40 cm. Hauteurs d'assise: avant 47 cm, arrière 42 cm. Supports en T roues arrière courts (KRF010412). Adaptateurs légers (KRF070701)

Freins : compacts légers

Palette: monobloc Performance



Dossier: dossier carbone, toile EXO Evo ultra, sans poignées de poussée

Protège-vêtements: carbone "slim"

Roues arrière: Proton 24" Proton, main-courantes alu (anodisé ou vernis) et pneus Schwalbe One

Fourches et roues : carbotocture 111 mm, roues 3"

Note: Tolérance de 5% sur toutes les spécifications de poids en raison des écarts de poids sur les pièces de montage (pneus, roues avant etc...)

GUIDE - POIDS OPTIONS

La plupart des options ajoutent du poids au fauteuil. Pour vous aider à commander le fauteuil le plus léger possible, nous vous indiquons les options qui ajoutent du poids :

(L) : indique l'option la plus légère

(+) : indique que l'option ajoute plus de 500 g au poids du fauteuil en comparaison des options légères de la gamme

OPTIONS LEGERES DU KRYPTON F

Nous avons développé plusieurs options pour le Krypton F pour un gain de poids sans compromettre l'utilisation au quotidien, le confort et la durabilité



Dossier carbone:
Tubes de dossier carbone.
Hauteur fixe.
(-160 g comparé au dossier standard, tubes aluminium)



Support en T court (KRF010412):
coupé en fonction de la hauteur d'assise souhaitée. Réglage limité: +1 cm (200 g pour hauteur d'assise arrière comparé au support en T long)



EXO Evo ultra (KRF030005):
version légère de la toile EXO. Rembourrage mousse EVA, sangles réglables en tension. (-160 g comparé à la toile standard EXO Evo)



Support d'axe léger (KRF070701):
uniquement carrossage 0° (-260 g comparé au support d'axe standard)

Krypton F

Comment effectuer votre prise de mesure ?

Largeur de siège

a) Avec l'utilisateur :
Prévoir de rajouter
1 à 2 cm au total pour
les protège-vêtements.

b) Sur le fauteuil :
Largeur extérieure
tube de châssis


LS



Profondeur de siège

a) Avec l'utilisateur :
En position assise, laisser un
espace de 2-3 doigts entre l'
espace de la toile d'assise et la
plieure du genou (approx. 3-6 cm).


b) Sur le fauteuil :
Du tube de dossier à l'avant de la
toile d'assise



Hauteur du dossier

a) Avec l'utilisateur :
Distance de la toile d'assise, coussin
compris, jusque sous l'omoplate, mais
pas plus de 1 ou 2 cm en -dessous.
Important ! La hauteur du dossier
dépend du degré du handicap


b) Sur le fauteuil :
Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la toile du dossier



Longueur de jambe

a) Avec l'utilisateur :
Distance de la pliure du genou
à la semelle de la chaussure.

b) Sur le fauteuil :
Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la palette (ajouter la
hauteur de coussin si nécessaire)



Caractéristiques techniques KRYPTON F

Largeur hors tout :	24"	25"	Hauteur totale max : 95 cm
Avec carrossage 0°	LS+17cm	LS+17cm	Longueur totale max : 93 cm
Avec carrossage 2°	LS+21cm	LS+22cm	Pente de sécurité max : 7°
Avec carrossage 4°	LS+26cm	LS+27cm	

Tolérance de fabrication: +/- 1 cm pour
toutes les dimensions

Matrice dossier rabattable à mi-hauteur sur l'assise - fauteuil PLIE

Hauteur de dossier en cm

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	B	B	✓	✓	✓	✓	✓
38		B	B	A	✓	✓	✓
40			B	A	✓	✓	✓
42				B	A	✓	✓
44				B	B	A	✓
46					B	B	A
48						B	A
50							B

✓ = rabat à 90° sur l'assise


A = rabat incomplet à 90° avec poignées escamotables
autres poignées: rabat à 90° sur l'assise

B = rabat incomplet à 90° sur l'assise


■ = se rabat à moins de 45° sur l'assise

Positions supports de fourches

Position déportée:



Position étroite: stabilité avant réduite par rapport position déportée. Nous recommandons cette option en
combinaison avec une différence de hauteur d'assise entre l'avant et l'arrière de 4 cm ou pour les profondeurs supérieures à 42 cm



position 20 mm plus en arrière et 20 mm par côté plus rapprochée du cadre