



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Küschall Compact



Fauteuil manuel en aluminium actif pliant par croisillon



Descriptif :

- Châssis en aluminium avec tubes hydroformés
- Kit de personnalisation avec décalcomanies premium
- Disponible en POTENCES ESCAMOTABLES et POTENCES FIXES
- Protection de châssis arrière en standard
- Poids max utilisateur : 130 kg
- Poids complet : à partir de 10,5 kg (potences escam.) et de 9,6 kg (potences fixes).
- Poids de transport : à partir de 7,8 kg (potences escam.) et de 6,7 kg (potences fixes).
- Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Découvrez les possibilités de fabrications spéciales UNIQUE, Repoussez les limites de la personnalisation grâce à un large catalogue de possibilités. Créez des fauteuils roulants UNIQUE.

Vous retrouverez les fabrications spéciales UNIQUE dans les cadres bleu turquoise de vos fiches de mesure.

Découvrez notre nouvel outil d'aide au calcul des dimensions hors-tout et retrouvez le configurateur visuel pour réaliser votre configuration !

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.



☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

				Euros			 0120
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
DCA0100	☐	küschall® Compact® - Dossier fixe Code LPPR 9124643		2 695,73	2 844,00	558,99	
DCA0110	☐	küschall® Compact® - Dossier réglable en angle - Code LPPR 9124650	NC : 2120	2 851,18	3 008,00	603,65	
DCA0120	☐	küschall® Compact® - Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise - Code LPPR 9124689	NC : 1615, 1620, 1625, 2120, 2180, 2430	2 904,27	3 064,00	603,65	
FABRICATION SPECIALE							
DCA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis			
UCA0001	☐	Unique - Personnalisation <i>Options commençant par UCA****</i>		Sur devis			
PACKS POSITIONNEMENT ET PREVENTION D'ESCARRES							
DCA0220	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DCA2300 à DCA2315) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1222,23	1289,45	838,47*	Réalisez 15% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 227,53 € !
DCA0230	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2320 à DCA2350) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1105,59	1166,40	838,47*	Réalisez 10% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 106,70 € !

Küschall® Compact					Euros				
					Prix Public			LPPR*	
					HT	TTC			
TYPE D'ASSISE									
Châssis avant									
DCA1100	☐	Potences escamotables, châssis standard	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	◆	◆		 POTENCES ESCAMOTABLES		
DCA1110	☐	Potences fixes 70°, châssis actif	NC : 1700 à 1730, 1805	○	○				
DCA1120	☐	Potences fixes 80°, châssis dynamique (pente d'assise minimum de 40 mm obligatoire pour avoir des roues de 5")	NC : 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	117,54	124,00				
DCA1130	☐	Potences fixes 70°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805	132,70	140,00				
DCA1140	☐	Potences fixes 80°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	132,70	140,00		 POTENCES FIXES		
Largeur d'assise (SW) (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / largeur de 440 à 500 mm : double croisillon)									
DCA1300	☐	280 mm	DCA1305	☐	300 mm	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1310	☐	320 mm	DCA1315	☐	340 mm	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○	
DCA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130				○	○	
DCA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130				○	○	
DCA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744				○	○	
DCA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746				○	○	
DCA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742				○	○	
DCA1345	☐	460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744				○	○	
DCA1350	☐	480 mm	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744				○	○	
DCA1355	☐	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746				○	○	
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon))									
DCA1400	☐	320 mm	DCA1405	☐	340 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrx et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○	○	
DCA1415	☐	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650				○	○	
DCA1425	☐	380 mm	NC : 2720, 2744, 5650				○	○	
DCA1435	☐	400 mm	NC : 2744				◆	◆	
DCA1445	☐	420 mm					○	○	
DCA1460	☐	440 mm	NC : 2740, 2742				○	○	
DCA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744				○	○	
DCA1480	☐	480 mm	NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748				○	○	
DCA1490	☐	500 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748				○	○	

Küschall® Compact							Euros		
							Prix Public		LPPR*
							HT	TTC	
Hauteur de dossier (BH) (Hauteur 300 à 330 mm NC dossier réglable en angle et rabattable)									
DCA1615	☐	300 mm	DCA1620	☐	315 mm	NC : 2240, 2595, 7600	○	○	
DCA1625	☐	330 mm	DCA1630	☐	345 mm	NC : 2240, 2595, 7600	○	○	
DCA1635	☐	360 mm				NC : 2240, 2595, 7600	○	○	
DCA1640	☐	375 mm				NC : 2240, 2595, 7600	◆	◆	
DCA1645	☐	390 mm				NC : 2240, 2595, 7600	○	○	
DCA1650	☐	405 mm	DCA1655	☐	420 mm	NC : 2240	○	○	
DCA1660	☐	435 mm	DCA1665	☐	450 mm	NC : 2240	○	○	
DCA1670	☐	465 mm	DCA1675	☐	480 mm	NC : 2240	○	○	
DCA1680	☐	495 mm	DCA1685	☐	510 mm	NC : 2240	○	○	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - voir tableau 3 à la fin de la fiche de mesure									
DCA1700	☐	370 mm				NC : 1810 à 1870, 1932 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1705	☐	380 mm				NC : 1815 à 1870, 1934 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1710	☐	390 mm				NC : 1820 à 1870, 1936 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1715	☐	400 mm				NC : 1825 à 1870, 1938 à 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600	○	○	
DCA1720	☐	410 mm				NC : 1830 à 1870, 1940 à 1962, 3030, 3130	○	○	
DCA1725	☐	420 mm				NC : 1835 à 1870, 1942 à 1962	○	○	
DCA1730	☐	430 mm				NC : 1840 à 1870, 1944 à 1962	○	○	
DCA1735	☐	440 mm				NC : 1845 à 1870, 1946 à 1962	○	○	
DCA1740	☐	450 mm				NC : 1850 à 1870, 1948 à 1962	○	○	
DCA1745	☐	460 mm				NC : 1855 à 1870, 1950 à 1962	○	○	
DCA1750	☐	470 mm				NC : 1860 à 1870, 1952 à 1962	○	○	
DCA1755	☐	480 mm				NC : 1805, 1865, 1870, 1954 à 1962	○	○	
DCA1760	☐	490 mm				NC : 1805, 1810, 1956 à 1962	○	○	
DCA1765	☐	500 mm				NC : 1805, 1810, 1815, 1958 à 1962	◆	◆	
DCA1770	☐	510 mm				NC : 1805 à 1820, 1960, 1962	○	○	
DCA1775	☐	520 mm				NC : 1805 à 1825, 1962	○	○	
DCA1780	☐	530 mm				NC : 1805 à 1830	○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF)									
Avec potences fixes à 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm									
Avec potences fixes à 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm									
Avec potences escamotables 70° et 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm									
DCA1805	☐	370 mm				Uniquement avec roues arrière 22" et potences escamotables NC : 6410, 6420, 6430	○	○	
DCA1810	☐	380 mm				NC : 6410, 6420, 6430	○	○	
DCA1815	☐	390 mm	DCA1820	☐	400 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DCA1825	☐	410 mm				NC : 6420, 6430	○	○	
DCA1830	☐	420 mm	DCA1835	☐	430 mm		○	○	
DCA1840	☐	440 mm	DCA1845	☐	450 mm		○	○	
DCA1850	☐	460 mm					◆	◆	
DCA1855	☐	470 mm					○	○	
DCA1860	☐	480 mm	DCA1865	☐	490 mm	NC : 6400	○	○	
DCA1870	☐	500 mm				NC : 6400, 6410	○	○	

IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant : assemblage avec un châssis hémi ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure



Châssis Hémi



Montage haut

Diamètre de roues arrière / RSTF

22" : 370 - 470 mm
24" : 390 - 490 mm
25" : 420 - 500 mm
26" : 420 - 500 mm

IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant : assemblage avec un châssis hémi ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure



Châssis Hémi



Montage haut


Diamètre de roues arrière / RSTF
22" : 370 - 470 mm
24" : 390 - 490 mm
25" : 420 - 500 mm
26" : 420 - 500 mm

Küschall® Compact					Euros			
					Prix Public		LPPR*	
					HT	TTC		
Distance (UL) fauteuil (En fonction de la configuration, les palettes peuvent être en montage haut) - cf tableau 1 à la fin de la fiche de mesure								
Avec potences escamotables et fixes à 70°, UL max = FSTF - 20 mm								
Avec potences escamotables et fixes à 80°, UL max = FSTF - 30 mm								
Avec repose-jambes en position 75°, UL max = FSTF - 40 mm et UL mini = 380 mm								
Avec repose-jambes en position 60°, UL max = FSTF et UL mini = 380 mm								
DCA1900	☐	200 mm			NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1902	☐	210 mm			NC : 3030, 3130	☐	☐	
DCA1904	☐	220 mm	DCA1906	☐	230 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐
DCA1908	☐	240 mm	DCA1910	☐	250 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐
DCA1912	☐	260 mm	DCA1914	☐	270 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐
DCA1916	☐	280 mm	DCA1918	☐	290 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐
DCA1920	☐	300 mm	DCA1922	☐	310 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐
DCA1924	☐	320 mm	DCA1926	☐	330 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐
DCA1928	☐	340 mm	DCA1930	☐	350 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐
DCA1932	☐	360 mm	DCA1934	☐	370 mm	NC : 3030, 3130	☐	☐
DCA1936	☐	380 mm	DCA1938	☐	390 mm		☐	☐
DCA1940	☐	400 mm	DCA1942	☐	410 mm		☐	☐
DCA1944	☐	420 mm					☐	☐
DCA1946	☐	430 mm					☐	☐
DCA1948	☐	440 mm	DCA1950	☐	450 mm		☐	☐
DCA1952	☐	460 mm	DCA1954	☐	470 mm		☐	☐
DCA1956	☐	480 mm	DCA1958	☐	490 mm		☐	☐
DCA1960	☐	500 mm					☐	☐
DCA1962	☐	510 mm				NC : 3000, 3100, 3010, 3110	☐	☐

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

TYPE DE DOSSIER								
Type de dossier								
DCA2120	☐	Courbure lombaire (Uniquement pour dossier fixe)			NC : Dossiers Matrx	52,13	55,00	
Angle de dossier réglable par vis par rapport à l'assise (BA) (uniquement si 0110 ou 0120 sélectionné / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise))								
DCA2155	☐	82°	DCA2160	☐	86°		☐	☐
DCA2165	☐	90°					☐	☐
DCA2170	☐	94°	DCA2175	☐	98°	NC : dossier rabattable + dossiers Matrx	☐	☐
DCA2180	☐	102°				NC : Dossier rabattable	☐	☐
Garniture de dossier								
DCA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse			NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595	☐	☐	
DCA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)			NC : 2300 à 2357, 2430, 2595	178,20	188,00	
DCA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette			NC : 2300 à 2357	33,08	34,90	34,90
DCA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette			NC : 2300 à 2357	258,77	273,00	34,90
DCA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé			NC : 2430, 2595	☐	☐	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back								
UCA2241	☐	Jaune Fluo				101,42	107,00	
UCA2242	☐	Rose Fluo				101,42	107,00	
UCA2243	☐	Bleu				101,42	107,00	
UCA2244	☐	Blanc				101,42	107,00	
UCA2245	☐	Rouge				101,42	107,00	
UCA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients				Sur devis		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back								
UCA2246	☐	Smiley				218,01	230,00	
UCA2248	☐	Aventurier				218,01	230,00	
UCA2249	☐	Beauté Sakura				218,01	230,00	
UCA2250	☐	Cactus Souriant				218,01	230,00	
UCA2251	☐	Logo Kuschall : merci de passer par notre Service Clients				Sur devis		
UCA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution				Sur devis		

2120



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



2120

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier						
UCA2253	☐	Smiley		118,48	125,00	
UCA2255	☐	Aventurier		118,48	125,00	
UCA2256	☐	Beauté Sakura		118,48	125,00	
UCA2257	☐	Cactus Souriant		118,48	125,00	
UCA2259	☐	Explosion de couleurs		118,48	125,00	
UCA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur devis		
Dossiers Matrix - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix !						
DCA2300	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*
DCA2305	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*
DCA2310	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*
DCA2315	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490	927,01	978,00	838,47*
DCA2316	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2317	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2318	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2320	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2322	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2325	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2330	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2331	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2332	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2334	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2335	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	757,00	838,47*
DCA2340	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	500,47	757,00	838,47*
DCA2345	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2350	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2355	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
DCA2357	☐	Dossier Matrix Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	717,54	757,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Largeur du dossier Matrix - cf tableaux 4 à la fin de la fiche de mesure						
DCA2360	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
DCA2362	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
DCA2364	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2300, 2305, 2310, 2315



2316 à 2331



2332 à 2357

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2300, 2305, 2310, 2315




2316 à 2331



2332 à 2357

Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
DCA2366	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○		 2430 2450
DCA2368	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○		
DCA2370	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○		
DCA2372	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○		
Poignées à pousser							
DCA2400	☐	Sans poignée	NC : 2490	○	○		 2490
DCA2410	☐	Standards courtes	NC : 2490, 6580	○	○		
DCA2420	☐	Standards longues		◆	◆		
DCA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : 2490, 3520, 3620	212,32	224,00		
DCA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2490, 2595	254,03	268,00		
DCA2450	☐	Rabattables	NC : 2490, 2595, 6580	213,27	225,00		
OPTIONS DE DOSSIER							
Appui-tête							 2490
DCA2490	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 2595, 6580	168,72	178,00	63,41	
Tendeur de dossier							
DCA2595	☐	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : BH ≤ 390 mm	151,66	160,00		
TOILE D'ASSISE							
DCA2610	☐	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆		 2610
DCA2620	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		37,91	40,00		
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture d'assise							
UCA2602	☐	Jaune Fluo		118,48	125,00		
UCA2603	☐	Rose Fluo		118,48	125,00		
UCA2604	☐	Bleu		118,48	125,00		
UCA2605	☐	Blanc		118,48	125,00		
UCA2606	☐	Rouge		118,48	125,00		
UCA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis			
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							 2700 2710 2720 2740 / 2742 2744 / 2746
DCA2700	☐	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	101,42	107,00	34,90 / 838,47*	
DCA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	118,48	125,00	34,90 / 838,47*	
DCA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	293,84	310,00	34,90 / 838,47*	
DCA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 / 838,47*	
DCA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 / 838,47*	
DCA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 / 838,47*	

Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
DCA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 / 838,47*	
DCA2748	☐	Coussin Matrix Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	2750
DCA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860	683,73	721,33		
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
Pochette d'assise							
DCA2800	☐	Pochette d'assise amovible		81,52	86,00		
Accessoires coussin Matrix Libra							
DCA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		91,00	96,00		
DCA2820	☐	Biseau fessier, la paire		41,71	44,00		
DCA2830	☐	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité		47,39	50,00		
DCA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		41,71	44,00		
DCA2850	☐	Biseau crural, l'unité		54,98	58,00		
Base rigide							
DCA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	56,87	60,00		
Pochettes sous toile d'assise							
DCA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : SD ≤ 340 mm	61,61	65,00		2860
POTENCES / PALETTES							
Potences							
Potence droite							
DCA3000	☐	Potence droite escamotable - amovible 70°, angle ouvert	NC : 3110	◆	◆		
DCA3010	☐	Potence droite escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 3100, 5650	○	○		
DCA3020	☐	Support amputé droit - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	274,88	290,00		
DCA3030	☐	Repose-jambe droit réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	100,25	105,76	105,76	
DCA3040	☐	Potence droite fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		○	○		
Potence gauche							
DCA3100	☐	Potence gauche escamotable - amovible 70°, angle ouvert		◆	◆		
DCA3110	☐	Potence gauche escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 5650	○	○		
DCA3120	☐	Support amputé gauche - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	274,88	290,00		
DCA3130	☐	Repose-jambe gauche réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	100,25	105,76	105,76	
DCA3140	☐	Potence gauche fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		○	○		

Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Palettes doubles et monobloc						
DCA3260	☐	Palettes doubles, fixes en composite	NC : SW < 340 mm ,UL < 260 mm, châssis avant rétréci SW < 380 mm	◆	◆	
DCA3270	☐	Palettes doubles, réglables en angle et en profondeur, en carbone	NC : 3310	311,85	329,00	
DCA3280	☐	Palette monobloc, réglable en angle et escamotable en carbone	NC : UL < 300 mm, 3310	329,86	348,00	
Sangles						
DCA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆	
DCA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		76,78	81,00	
DCA3310	☐	Sangles talonnières, la paire		72,99	77,00	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Protège-vêtements						
DCA3400	☐	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	◆	◆	 3400
DCA3405	☐	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	○	○	
DCA3410	☐	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 7600, 8450	167,77	177,00	
Garde-boue						
DCA3425	☐	Fixes, en composite <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450	○	○	 3440  3450
DCA3430	☐	Fixes, en carbone <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 7600, 8450, NC FSTF < 410 mm	223,70	236,00	
DCA3440	☐	Amovibles, en carbone <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 6150, 8450	336,49	355,00	
DCA3450	☐	Amovibles, en composite <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3600, 3610, 3630, 3640, 6140, 8450	○	○	
UNIQUE - Coloris transparents - Concerne uniquement les protège-vêtements en composite						
UCA3422	☐	Transparent		520,38	549,00	
UCA3423	☐	Transparent bleu		745,02	786,00	
UCA3424	☐	Transparent Jaune fluo		745,02	786,00	
UCA3425	☐	Transparent Orange fluo		745,02	786,00	
UCA3426	☐	Transparent Rouge fluo		745,02	786,00	
UCA0006	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		
UCA0007	☐	Autre motif : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .eps		Sur devis		
Accoudoirs droit						
DCA3500	☐	Accoudoir droit court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	139,34	147,00	
DCA3510	☐	Accoudoir droit long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	150,71	159,00	 3500 3510 3600 3610



3400



3440



3450



3500
3510
3600
3610


Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DCA3520	☐	Accoudoir tube droit réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	145,02	153,00	
DCA3530	☐	Accoudoir droit relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	185,78	196,00	
DCA3540	☐	Gouttière concave droite et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - côté droit (<i>si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo</i>) - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	113,17	119,39	119,39
Accoudoirs gauche						
DCA3600	☐	Accoudoir gauche court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	139,34	147,00	
DCA3610	☐	Accoudoir gauche long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6150	150,71	159,00	
DCA3620	☐	Accoudoir tube gauche réglable en hauteur et amovible - capitonnage confort <i>Bloque le rabattage du dossier sur l'assise si 0120 sélectionné</i>	NC : 6950, 8450	145,02	153,00	
DCA3630	☐	Accoudoir gauche relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150	185,78	196,00	
DCA3640	☐	Gouttière concave gauche et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur/profondeur - côté gauche (<i>si sélectionnée, la gouttière sera montée sur l'accoudoir cranté, relevable, amovible - cf photo</i>) - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à +10 mm</i>	NC : 6130, 6140, 6150, 8450	113,17	119,39	119,39
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DCA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		☐	☐	
DCA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		☐	☐	
DCA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	☐	☐	
DCA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		☐	☐	
DCA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		☐	☐	
DCA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		216,11	228,00	
DCA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		216,11	228,00	
DCA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		216,11	228,00	
DCA4140	☐	Bleu Royal		216,11	228,00	
DCA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		216,11	228,00	
DCA4170	☐	Orange Dynamite		216,11	228,00	
DCA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		216,11	228,00	
UCA4101	☐	Poli-miroir	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	696,68	735,00	
UCA4102	☐	Vert Pastel	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00	
UCA4103	☐	Bleu Ciel	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00	
UCA4104	☐	Prune	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00	
UCA4105	☐	Saumon	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00	
DCA4070	☐	Violet Atomique	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	sur devis		



3520
3620



3530
3630



3540
3640

Délai
supplémentaire +
15 jours

Küschall® Compact			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
UCA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL	sur devis		
Vernis céramique					
UCA4066	☐	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris UKA410*</i>)	643,60	679,00	
Style de décalcomanie					
DCA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis NC : 4300, 4310	64,45	68,00	
DCA4195	☐	Tag (Elégance): Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE NC : 4200 à 4250	◆	◆	
Coloris de la décalcomanie Bold					
DCA4200	☐	Noir	○	○	
DCA4210	☐	Gris Foncé	○	○	
DCA4220	☐	Gris Clair	○	○	
DCA4230	☐	Rouge	○	○	
DCA4240	☐	Bleu	○	○	
DCA4250	☐	Doré	○	○	
UCA4252	☐	Jaune Fluo - stickers	161,14	170,00	
UCA4253	☐	Vert Fluo - stickers	161,14	170,00	
UCA4254	☐	Orange Fluo - stickers	161,14	170,00	
UCA4255	☐	Rose Fluo - stickers	161,14	170,00	
UCA4256	☐	Rouge Fluo - stickers	161,14	170,00	
UCA0009	☐	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>	Sur devis		
Coloris de la décalcomanie Tag					
DCA4300	☐	Noir	○	○	
DCA4310	☐	Rouge	○	○	
Roues avant					
DCA5050	☐	4" Every day - bandage noir	○	○	
DCA5100	☐	4" Bandage Soft noir	○	○	
DCA5150	☐	4" Starec, bandage noir, jante noire	75,83	80,00	
DCA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	121,33	128,00	
DCA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise	121,33	128,00	
DCA5300	☐	5" Every day - bandage noir	○	○	
DCA5350	☐	5" Bandage Soft noir	◆	◆	
DCA5400	☐	5" Starec, bandage noir, jante noire	103,32	109,00	
DCA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	147,87	156,00	
DCA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise	147,87	156,00	
DCA5550	☐	6" Bandage Soft noir	○	○	
DCA5600	☐	6" Pneumatique	38,86	41,00	
DCA5650	☐	7" Bandage Soft noir	38,86	41,00	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs					
UCA5502	☐	Rose Fluo	98,58	104,00	
UCA5504	☐	Orange	98,58	104,00	
UCA5506	☐	Bleu	98,58	104,00	
UCA5507	☐	Violet Atomique	98,58	104,00	
UCA5508	☐	Rouge	98,58	104,00	
UCA5509	☐	Doré	98,58	104,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs					
UCA5510	☐	Roulements en céramique	98,58	104,00	




BOLD



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350 / 5550



5050 / 5300



BOLD



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350 / 5550



5050 / 5300

Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ROUES ARRIERE							
Kit Double mains-courantes							
DCA6000	☐	Kit Dual HR™ - nouvelle version - à droite - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	690,05	728,00	271,23	
DCA6010	☐	Kit Dual HR™ - nouvelle version- à gauche - à démontage rapide - Roues 24" x 1" pneumatique main-courante aluminium	NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680	690,05	728,00	271,23	
Platine des roues arrière							
DCA6020	☐	Platine standard	NC : 6140, 6150	◆	◆		
DCA6040	☐	Platine rallongée	NC : 6100, 6580, 6950	134,60	142,00		
Position des roues arrière depuis l'avant							
DCA6100	☐	1 (la plus active)	NC : 6580, 6840	○	○		
DCA6110	☐	2	NC : 6950	○	○		
DCA6120	☐	3		◆	◆		
DCA6130	☐	4	NC : 6580, 6950	○	○		
DCA6140	☐	5		○	○		
DCA6150	☐	6 (la plus stable)		○	○		
Axes à demontage rapide Tétra-clip							
DCA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6580, 6950	143,13	151,00		
Diamètre des roues arrière							
DCA6400	☐	22"	NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	336,49	355,00		
DCA6410	☐	24"		◆	◆		
DCA6420	☐	25"	NC : 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○		
DCA6430	☐	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950	517,54	546,00		
Type des roues arrière							
DCA6500	☐	Roues Actives 24" (<i>main-courante aluminium</i> - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24"	NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆	
DCA6510	☐	<i>küschall moyeu Starec</i> (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26" et moyeu naturel, rayonnage argenté pour roues 22")	22", 24", 26"		○	○	
DCA6520	☐	<i>High Performance</i> (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6660	533,65	563,00	
Taille des pneus MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540 MBL SPEEDLITE : 24" : 25-540							

Küschall® Compact					Euros		
					Prix Public		LPPR*
					HT	TTC	
DCA6550	☐	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir)	24" , 25"	NC : 6660, 6910	771,56	814,00	
UCA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix) - 680g par roue	24" , 25"		1060,66	1119,00	
UCA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) - 660g par roue	24" , 25"		1140,28	1203,00	
UCA6553	☐	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) - 757g par roue	24" , 25"		1206,64	1273,00	
UCA6554	☐	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix, axe Starec) - 570g par roue	24" , 25"		1358,29	1433,00	
DCA6580	☐	Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	22" , 24" , 25"	NC : 6950, 8680	518,48	547,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy							
UCA6557	☐	Bleu			162,09	171,00	
UCA6558	☐	Doré			162,09	171,00	
UCA6559	☐	Vert			162,09	171,00	
UCA6560	☐	Orange			162,09	171,00	
UCA6561	☐	Rouge			162,09	171,00	
UCA6562	☐	Violet			162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy							
UCA6563	☐	Bleu			162,09	171,00	
UCA6564	☐	Doré			162,09	171,00	
UCA6565	☐	Gris			162,09	171,00	
UCA6566	☐	Vert			162,09	171,00	
UCA6567	☐	Orange			162,09	171,00	
UCA6568	☐	Rouge			162,09	171,00	
UCA6569	☐	Violet			162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy							
UCA6570	☐	Bleu			162,09	171,00	
UCA6571	☐	Vert			162,09	171,00	
UCA6572	☐	Orange			162,09	171,00	
UCA6573	☐	Rose Fluo			162,09	171,00	
UCA6574	☐	Rouge			162,09	171,00	
UCA6575	☐	Violet			162,09	171,00	
UCA6576	☐	Blanc			162,09	171,00	
UCA6577	☐	Jaune			162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière							
UCA6579	☐	Roulements en céramique			332,70	351,00	
Pneus arrière							
DCA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"		◆	◆	
DCA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	22" , 24" , 25" , 26"		72,04	76,00	
DCA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"		72,04	76,00	
DCA6660	☐	Bandage noir	24"	NC : 7230	72,04	76,00	



Küschall® Compact					Euros		
					Prix Public		LPPR*
					HT	TTC	
Mains-courantes							
DCA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"		142,18	150,00	
DCA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 25", 26"		113,74	120,00	
DCA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		277,73	293,00	
DCA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		373,46	394,00	
DCA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		373,46	394,00	
DCA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		282,46	298,00	
DCA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		373,46	394,00	
DCA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24", 25", 26"		◆	◆	
DCA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	22", 24", 25", 26"		○	○	
Carrossage des roues arrière							
DCA6820	☐	0°			◆	◆	
DCA6840	☐	3°	NC : 7230		○	○	
Protège-rayons, la paire							
DCA6900	☐	Transparent	22", 24", 26"		200,95	212,00	
DCA6910	☐	Noir	22", 24", 26"		200,95	212,00	
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-basculer alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.							
DCA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210		579,15	611,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.							
UNIQUE - Kits anodisation							
UCA6960	☐	Kit 1 : Fourches et capuchons de fourches			202,84	214,00	
UCA6961	☐	Kit 2 : Fourches, capuchons de fourches, support de dossier, mains-courantes (DSA6780)			321,33	339,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation							
UCA6963	☐	Rouge			○	○	
UCA6964	☐	Violet			○	○	
UCA6965	☐	Cuivre			○	○	
UCA6966	☐	Vert			○	○	
UCA6967	☐	Orange			○	○	



Küschall® Compact				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UCA6968	☐	Doré		○	○	
UCA6969	☐	Champagne		○	○	
UCA6970	☐	Rose Fluo		○	○	
UCA6971	☐	Bleu		○	○	
UCA6972	☐	Finition poli miroir		○	○	
Freins - voir tableau 2 à la fin de la fiche de mesure						
DCA7200	☐	A tirer		◆	◆	
DCA7210	☐	A pousser leviers courbés		○	○	
DCA7220	☐	A pousser leviers droits		○	○	
DCA7230	☐	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	76,78	81,00	
DCA7250	☐	Actifs légers	NC : 7300	145,02	153,00	
Leviers de freins rallongés						
DCA7300	☐	Leviers de freins rallongés		76,78	81,00	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, tubes basculeurs, porte-canne, accoudoirs tubes ou roues de transit						
Roulettes anti-bascule						
DCA7500	☐	Roulette anti-bascule à droite		130,81	138,00	
DCA7510	☐	Roulette anti-bascule à gauche		130,81	138,00	
DCA7520	☐	Roulettes anti-bascule à droite et gauche		261,61	276,00	
Kit de transport						
DCA7600	☐	Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm	57,82	61,00	
Ceintures						
DCA7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		42,65	45,00	
DCA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		217,06	229,00	
DCA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		217,06	229,00	
DCA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		217,06	229,00	
Catadioptrés						
DCA7900	☐	Montés sur les roues		22,75	24,00	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DCA8000	☐	Protections de châssis arrière, la paire		◆	◆	
DCA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		44,55	47,00	
Tubes basculeurs						
DCA8100	☐	Tube basculeur à droite	NC : 8200	66,35	70,00	
DCA8110	☐	Tube basculeur à gauche	NC : 8210	66,35	70,00	
DCA8120	☐	Tubes basculeurs à droite et gauche	NC : 8200, 8210	132,70	140,00	
Porte-canne						
DCA8200	☐	Porte-canne à droite		66,35	70,00	
DCA8210	☐	Porte-canne à gauche		66,35	70,00	
Roues de transit						
DCA8300	☐	Roues de Transit 3"		301,42	318,00	



7250



7500 / 7520

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820 / 7830



8010



8100
8200



8300

Küschall® Compact				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Autres							
DCA8450	☐	Tablette (uniquement avec accoudoirs réglables en hauteur)		391,47	413,00	76,84	
DCA8500	☐	Pompe		33,18	35,00		8550
DCA8550	☐	Trousse à outils		22,75	24,00		
DCA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		65,40	69,00		
DCA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00		8650
DCA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00		
DCA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00		8850



8550



8650



8850

Tableau 1 : MONTAGE STANDARD OU MONTAGE HAUT (Potences, repose-jambe et UL)

STD
HAUT
HAUT
NC

PALETTE EN MONTAGE STANDARD
PALETTE EN MONTAGE HAUT
CONFIGURATIONS POSSIBLES

	Palettes doubles en composite				Palettes doubles et monobloc en carbone			
	Potences escamotables		Potences fixes		Potences escamotables		Potences fixes	
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°
UL 200			HAUT	HAUT			HAUT	HAUT
UL 210			HAUT	HAUT			HAUT	HAUT
UL 220			HAUT	HAUT			HAUT	HAUT
UL 230			HAUT	HAUT			HAUT	HAUT
UL 240		HAUT	HAUT	HAUT			HAUT	HAUT
UL 250		HAUT	HAUT	HAUT			HAUT	HAUT
UL 260	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT
UL 270	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	HAUT	HAUT
UL 280	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	HAUT	HAUT
UL 290	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT	HAUT
UL 300	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT	STD
UL 310	HAUT	HAUT	HAUT	HAUT	STD	STD	HAUT	STD
UL 320	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	STD
UL 330	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	STD
UL 340	HAUT	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	STD
UL 350	STD	STD	HAUT	HAUT	STD	STD	STD	STD
UL 360	STD	STD	HAUT	STD	STD	STD	STD	STD
UL 370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
UL 510	STD		STD		STD		STD	

Tableau 2 : Type de frein de la position des roues arrière, diamètre des roues arrière et profondeur SD


		Roues arr. 22"					Roues arr. 24"					Roues arr. 25"					Roues arr. 26"													
		Position des roues arrière					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Freins à pousser	SD 320-380																													
	SD 400																													
	SD 420																													
	SD 440																													
	SD 460																													
	SD 480																													
	SD 500																													
Freins à tirer	SD 320-380																													
	SD 400																													
	SD 420																													
	SD 440																													
	SD 460																													
	SD 480																													
	SD 500																													
Freins actifs légers	SD 320-380																													
	SD 400																													
	SD 420																													
	SD 440																													
	SD 460																													
	SD 480																													
	SD 500																													

NC
NC avec potences escamotables

Tableau 3 : Châssis potences escamotables : Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Diamètre roues avant possible / utilisation des supports montés haut

Front wheel	4"	5"	6"	7"
FSTF 370	Hemi*			
FSTF 380	Hemi	Hemi*		
FSTF 390	Hemi	Hemi*		
FSTF 400	Hemi	Hemi*	Hemi*	
FSTF 410	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 420	Std*	Hemi	Hemi*	
FSTF 430	Std*	Hemi	Hemi	
FSTF 440	Std	Std*	Hemi	
FSTF 450	Std	Std*	Hemi	
FSTF 460	Std	Std*	Std*	Hemi
FSTF 470	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 480	Std	Std	Std*	Hemi
FSTF 490	Std	Std	Std	Std*
FSTF 500	Std	Std	Std	Std*
FSTF 510	Std	Std	Std	Std*
FSTF 520	Std	Std	Std	Std
FSTF 530	Std	Std	Std	Std

Non possible
Hemi* / Std* châssis avec montage haut



Tableaux 4 : Largeurs possibles des dossier Matrix Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrix MX2 en mm							Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 en mm						
	360	380	410	430	460	480	510		360	380	410	430	460	480	510
280								280							
300								300							
320								320							
340								340							
360								360							
380								380							
400								400							
420								420							
440								440							
460								460							
480								480							
500								500							

Küschall® Compact			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
Rampes en accessoire					
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité max. : 260 kg	805,69	850,00	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	 1654130