

Küschall® Compact Attract



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



küschall COMPACT Attract

Fauteuil manuel actif en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Croisillon profilé simple ou double selon la largeur
- Potences escamotables et amovibles
- Dossiers et coussins Matrx disponibles
- Compatible avec les technologies twion, e-motion et e-Fix
- Poids maximum de l'utilisateur : 130kg
- Garantie 2 ans, hors pièces d'usure

CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.



☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard



☐ Option sans supplément de prix

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

					Euros			
					Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999		HT	TTC		
DDY0020	☐	küschall® Compact Attract® Dossier Fixe - Code LPPR 9124643			1635,07	1725,00	558,99	
DDY0022	☐	küschall® Compact Attract® Dossier réglable en angle - Code LPPR 9124689	NC : dossier Matrx		1752,61	1849,00	603,65	
FABRICATION SPECIALE								
DDY0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema			Sur devis			
TYPE D'ASSISE								
Châssis								
DDY0211	☐	Standard			◆	◆		
Largeur d'assise (SW) (SW 360 à 420 mm : simple croisillon / SW 440 à 500 mm : double croisillon)								
DDY0126	☐	360 mm	DDY0128	☐	380 mm	○	○	
DDY0130	☐	400 mm	DDY0132	☐	420 mm	○	○	
DDY0134	☐	440 mm	DDY0136	☐	460 mm	○	○	
DDY0138	☐	480 mm	DDY0140	☐	500 mm	○	○	
NC : dossiers Matrx Elite hauteur 360 mm et tous les MX2								
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de la profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de la profondeur 400 mm (double croisillon) / Profondeur 360 et 380 mm : NC coussins d'assise Matrx, position du centre de gravité 95 mm et freins à tirer								
DDY0412	☐	360 mm	DDY0415	☐	380 mm	○	○	
DDY0417	☐	400 mm			◆	◆		
DDY0420	☐	420 mm	DDY0422	☐	440 mm	○	○	
DDY0424	☐	460 mm	DDY0427	☐	480 mm	○	○	
DDY0428	☐	500 mm			○	○		
Hauteur de dossier (BH)								
DDY0585	☐	Hauteur de dossier selon dossier Matrx choisi	NC : courbure lombaire		○	○		
DDY0506	☐	330 mm	DDY0509	☐	345 mm	○	○	
DDY0512	☐	360 mm	DDY0514	☐	375 mm	○	○	
DDY0516	☐	390 mm	DDY0518	☐	405 mm	○	○	
DDY0520	☐	420 mm			◆	◆		
DDY0522	☐	435 mm	DDY0524	☐	450 mm	○	○	
DDY0526	☐	465 mm	DDY0528	☐	480 mm	○	○	
DDY0530	☐	495 mm			○	○		
Hauteur d'assise avant (FSTF) (FSTF 430 mm à 450 mm : fourches montées haut avec roues de 5" / FSTF 450 à 470 mm : fourches montées haut avec roues de 6" / FSTF 480 à 500 mm : fourches montées haut avec roues de 7") FSTF 450, 460 et 470 mm : NC roues de 7"								
DDY0845	☐	430 mm	DDY0846	☐	440 mm	○	○	
DDY0847	☐	450 mm	DDY0848	☐	460 mm	○	○	
DDY0849	☐	470 mm	DDY0850	☐	480 mm	○	○	



Roues avant / type de montage pour fourches	Montage haut	Montage standard
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520



Roues avant / type de montage pour fourches	Montage haut	Montage standard
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520

Küschall® Compact Attract						Euros		
						Prix Public		LPPR*
						HT	TTC	
DDY0851	☐	490 mm				○	○	
DDY0852	☐	500 mm				◆	◆	
DDY0853	☐	510 mm	DDY0854	☐	520 mm		○	○
Hauteur d'assise arrière (RSTF) (RSTF 400 mm NC garde-boue fixes) /FSTF-RSTF : maximum 80 mm / Avec potences à 70° : RFST max = FSTF-0 mm								
DDY0945	☐	400 mm	DDY0946	☐	410 mm	NC : accoudoirs 1440 et 1441		
DDY0947	☐	420 mm	DDY0948	☐	430 mm		○	○
DDY0949	☐	440 mm					◆	◆
DDY0950	☐	450 mm					○	○
DDY0951	☐	460 mm	DDY0952	☐	470 mm		○	○
DDY0953	☐	480 mm	DDY0954	☐	490 mm		○	○
Distance (UL) fauteuil (UL 460 mm NC palettes réglables en angle) / Avec potences à 70°, UL max = FSTF-20mm								
DDY1679	☐	380 mm	DDY1680	☐	390 mm		○	○
DDY1681	☐	400 mm	DDY1682	☐	410 mm		○	○
DDY1683	☐	420 mm					○	○
DDY1684	☐	430 mm					◆	◆
DDY1685	☐	440 mm	DDY1686	☐	450 mm	NC : potences 90° pour UL450 mm		
DDY1687	☐	460 mm				NC : palettes réglables en angle et en profondeur, potences 90°		

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

TYPE DE DOSSIER					
Type de dossier					
DDY0705	☐	Courbure lombaire (Uniquement pour dossier fixe)	NC : dossiers Matrx	43,60	46,00
Inclinaison de dossier (BA) (par rapport à l'assise), seulement pour dossier réglable en angle. Pour angle de 82°, uniquement possible avec FSTF-RSTF = 80 mm					
DDY0707	☐	82°	DDY0719	☐	94°
DDY0718	☐	86°	DDY0711	☐	98°
DDY0709	☐	90°	DDY0712	☐	102°
Garniture de dossier					
DDY0700	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : poignées réglables en hauteur externes, tendeur de dossier	◆	◆
DDY0725	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée noire avec pochette et bavette		33,08	34,90 34,90
DDY0735	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aero-Back rembourrée noire micro-aérée		235,07	248,00 34,90
Dossiers Matrx (NC tendeur de dossier, courbure lombaire) La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !					
DDY0764	☐	Dossier Matrx MX2, hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm	927,01	978,00 838,47*
DDY0765	☐	Dossier Matrx MX2, hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm	927,01	978,00 838,47*
DDY0766	☐	Dossier Matrx MX2, hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm	927,01	978,00 838,47*
DDY0767	☐	Dossier Matrx MX2, hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : largeur 480 et 500 mm	927,01	978,00 838,47*
DDY0758	☐	Dossier Matrx Elite E2, hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00 838,47*
DDY0759	☐	Dossier Matrx Elite E2, hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00 838,47*
DDY0760	☐	Dossier Matrx Elite E2, hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : largeur 480 et 500 mm	500,47	528,00 838,47*
DDY0761	☐	Dossier Matrx Elite E2, hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00 838,47*
DDY0763	☐	Dossier Matrx Elite E2, hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00 838,47*
DDY0756	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2, hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00 838,47*
DDY0757	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2, hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		500,47	528,00 838,47*
DDY0762	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2, hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		500,47	528,00 838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.					

0705


0700

0764, 0765, 0766, 0767

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !

0758, 0759, 0760, 0761, 0763

0756, 0757, 0762



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



0705



0700



0764, 0765, 0766,
0767


**MX2 : seulement
140g de plus qu'un
dossier réglable en
tension !**




0758, 0759,
0760, 0761, 0763



0756, 0757, 0762

Küschall® Compact Attract				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Poignées à pousser						
DDY0702	☐	Standards longues (Si dossier Matrx, poignées montées à 475 mm de l'assise)		◆	◆	
DDY0750	☐	Sans poignées	NC : freins tambour - si dossier Matrx, poignées montées à 350 mm de l'assise	○	○	
DDY0751	☐	Poignées courtes	NC : freins tambour - si dossier Matrx, poignées montées à 475 mm de l'assise	○	○	
DDY0703	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : accoudoirs tube 1411	192,42	203,00	
DDY0733	☐	Réglables en hauteur, intégrées	NC : tendeur de dossier	232,23	245,00	
DDY0704	☐	Rabattables	NC : freins tambour, tendeur de dossier - si dossier Matrx, poignées montées à 450 mm de l'assise	192,42	203,00	
OPTIONS DE DOSSIER						
Tendeur de dossier						
DDY1491	☐	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : poignées à pousser rabattables et réglables en hauteur intégrées, garniture de dossier standard, BH 330 à 390 mm	138,39	146,00	 1491
ASSISE						
Toile d'assise						
DDY0611	☐	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆	 0611
Coussin d'assise						
DDY0600	☐	Standard - base en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H : 60 mm		101,42	107,00	34,90
DDY0662	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)		293,84	310,00	34,90 / 838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Pochette d'assise						
DDY0606	☐	Pochette d'assise amovible		74,88	79,00	 0600  0606
POCHETTES SOUS TOILE D'ASSISE						
DDY0616	☐	Petite pochette toile (fixation par bandes scratch sur la toile d'assise)		56,87	60,00	
DDY0617	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratch sur la toile d'assise)		56,87	60,00	 0616/0617
POTENCES / PALETTES						
Potences						
DDY1540	☐	70° (équivalent à potence 80° d'un fauteuil Action)		◆	◆	
DDY1542	☐	90° - ATTENTION : Nombreuses incompatibilités à plusieurs niveaux - UNIQUEMENT PRÉCONISÉ POUR MONTAGE MOTORISATION E-PILOT	NC : UL 450 / 460 mm, palettes fixes reculées, roues avant 6" et 7"	○	○	
Palettes doubles						
DDY1562	☐	Fixes, position avancée		◆	◆	
DDY1563	☐	Fixes, position reculée		○	○	
DDY1573	☐	Réglables en angle et en profondeur		175,36	185,00	
Sangle						
DDY1534	☐	Appui-mollets		66,35	70,00	
DDY1530	☐	Talonniers		◆	◆	
APPUI-BRAS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Protège-vêtements fixes						
DDY1424	☐	En composite		◆	◆	
DDY1401	☐	En carbone		223,70	236,00	
Garde-boue						
DDY1426	☐	En composite, fixe		○	○	
DDY1425	☐	En composite, amovible		71,09	75,00	
DDY1405	☐	En carbone, fixe		190,52	201,00	
DDY1408	☐	En carbone, amovible		295,73	312,00	

Küschall® Compact Attract				Euros			 1416/1421  1440/1441  1445  1411
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Accoudoirs (avec protège-vêtements composite) (+ 30 mm de largeur hors tout)							
DDY1416	☐	Courts, réglables en hauteur avec outils et amovibles (inclus des protège-vêtements en composite)		○	○		
DDY1421	☐	Longs, réglables en hauteur avec outils et amovibles (inclus des protège-vêtements en composite)		24,64	26,00		
DDY1440	☐	Crantés, courts, relevables, amovibles et réglables en hauteur de 210 à 310 mm	NC : carrossage 3°, RSTF 400 et 410 mm	217,06	229,00		
DDY1441	☐	Crantés, longs, relevables, amovibles et réglables en hauteur de 210 à 310 mm	NC : carrossage 3°, RSTF 400 et 410 mm	240,76	254,00		
DDY1445	☐	Relevables, rabattables, amovibles et réglables en hauteur, bordure noire	NC : carrossage 3°	339,34	358,00		
Appui-bras							
DDY1411	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : motorisations alber	264,45	279,00		
CHASSIS							
Coloris de châssis (Châssis arrière et croisillon Noir Attract, châssis avant et potences de la couleur sélectionnée)							
DDY0360	☐	Noir Attract		◆	◆		
DDY0307	☐	Gris Attract		○	○		
DDY0308	☐	Bleu Attract		○	○		
DDY0311	☐	Rouge Attract		○	○		
	☐	Autre coloris küschall (sauf fluo et polis vernis) - une solution fabrication spéciale Unique, tarif pour châssis bicolore (+ 5 jours)		473,93	500,00		
ROUES AVANT							
DDY0810	☐	5" Bandage noir		○	○		
DDY0863	☐	5" Bandage Soft noir		◆	◆		
DDY0821	☐	6" Pneumatique		36,02	38,00		
DDY0820	☐	6" Bandage noir		○	○		
DDY0822	☐	7" Bandage		36,02	38,00		
ROUES ARRIERE							
Position de la roue arrière (distance horizontale entre canne de dossier et axe de la roue)							
DDY0264	☐	95 mm (la plus active)	NC : SD 360 et 380 mm	○	○		
DDY0265	☐	75 mm		◆	◆		
DDY0266	☐	55 mm (la plus stable)	NC : motorisations Alber	○	○		
Diamètre des roues arrière							
DDY0902	☐	24"		◆	◆		
Carrossage de la roue arrière							
DDY0282	☐	0°		◆	◆		
DDY0283	☐	3°	NC : freins tambour, motorisations alber	○	○		
Type des roues arrière							
DDY0921	☐	Roues Actives 24" (main-courante aluminium, jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆		
DDY0915	☐	küschall moyeu Starec 24" (jante noire, moyeu noir, rayonnage noir croisé)		108,06	114,00		
DDY0908	☐	High Performance 24" (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé)	NC : bandage	471,09	497,00		
DDY0906	☐	Spinergy LXX 24" (jante, moyeu et rayons noirs)	NC : bandage	711,85	751,00		
DDY0923	☐	Roues avec freins tambour - commande tierce-personne	NC : motorisations alber	472,04	498,00		
Motorisations alber (NC : tubes basculeurs, porte-cannes, et 3° de carrossage). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.							
DDY0926	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber, rallonges de patins de frein)		579,15	611,00		
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.							

Noir Attract

Gris Attract

Bleu Attract

Rouge Attract


0810

Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD /
ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540


Küschall® Compact Attract				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Pneus arrière						
DDY1014	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	
DDY1004	☐	Bandage noir	24"	NC : roues High Performance et Spinergy LXX		
DDY1008	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-	24"	72,04	76,00	
DDY1011	☐	Pneu noir MBL Speedlite	24"	72,04	76,00	
Mains-courantes (NC : roues Actives)						
DDY1113	☐	Aluminium anodisé Light, écartement 30 mm		◆	◆	
DDY1102	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm		142,18	150,00	
DDY1104	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm		103,32	109,00	
DDY1106	☐	Titane, écartement 30 mm		277,73	293,00	
DDY1120	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm		277,73	293,00	
OPTIONS ROUES ET CHASSIS						
Protège-rayons						
DDY1200	☐	Transparent		181,99	192,00	
SECURITE						
Freins						
DDY1311	☐	A tirer		○	○	
DDY1312	☐	Standards à pousser		◆	◆	
DDY1306	☐	Frein küschall à tirer		70,14	74,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
 <i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
OPTIONS POUR TIERCE-PERSONNE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : Roulettes anti-basculer, Tubes basculeurs, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-basculer (NC : motorisations Alber)						
DDY1702	☐	Droite		121,33	128,00	
DDY1703	☐	Gauche		121,33	128,00	
DDY1704	☐	Droite et gauche		242,65	256,00	
Ceinture						
DDY1730	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		32,23	34,00	
Catadioptres						
DDY1710	☐	Montés sur les roues		○	○	
AUTRES OPTIONS						
DDY1729	☐	Protections de châssis arrière, la paire		40,76	43,00	
Tubes basculeurs (NC : motorisations Alber)						
DDY1708	☐	A Droite	NC : porte-canne droit	66,35	70,00	
DDY1709	☐	A Gauche	NC : porte-canne gauche	66,35	70,00	
DDY1718	☐	Les deux	NC : porte-canne des deux côtés	132,70	140,00	
Porte-canne (NC : motorisations Alber)						
DDY1706	☐	A Droite		81,52	86,00	
DDY1707	☐	A Gauche		81,52	86,00	
DDY1719	☐	Les deux		163,03	172,00	
Montre küschall						
DDY1712	☐	Montre küschall, côté droit		174,41	184,00	
DDY1713	☐	Montre küschall, côté gauche		174,41	184,00	
Autres						
DDY1760	☐	Tablette (uniquement avec les accoudoirs 1416/1421/1445/1411)		355,45	375,00	76,84
DDY1715	☐	Pompe		24,64	26,00	
DDY1717	☐	Trousse à outils		11,37	12,00	
DDY1728	☐	Sac de transport des roues AR (24", 25" et 26")		60,66	64,00	


1014


1008


1011


1702/1703


1730


1708/1709


1706/1707



1717


1712/1713



1728



Euros	
Prix Public	LPPR*
HT	TTC



Rampes en accessoire

1440530	☐ Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		
1654128	☐ Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	☐ Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	☐ Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130