

# Magic 360

## AA1



**COMPATIBLE\***



(\* uniquement avec assise Rehab)  
 (Joindre Fiche de mesures JAY)




### BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01\_012024  
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:		
Magasin:		Magasin:		
Rue:		Rue:		
Ville / CP:		Ville / CP:		
E-Mail:		E-Mail:		
Tél:		Tél:		
Informations		Poids Utilisateur		
<input type="checkbox"/> Commande	<input type="checkbox"/> Devis	<b>Poids max. Utilisateur:</b> 160 kg		
N° commande:		<b>Poids Uti.:</b>		<b>kg</b>
<b>Art. No.:</b> 2430000M	<b>Code LPPR:</b> 9167078	<b>Prix Public</b> <b>TTC</b>		
Date: Jour	Mois			
		<b>€ 14 576,00</b>		

## Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	<input type="text"/>	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	<input type="text"/>	mm
c) Aisselle - assise	<input type="text"/>	mm
d) Coude - assise	<input type="text"/>	mm
e) Haut du bassin - assise	<input type="text"/>	mm
f) Largeur épaule	<input type="text"/>	mm
g) Largeur poitrine	<input type="text"/>	mm
i) Largeur hanche	<input type="text"/>	mm
j) Profondeur assise	<input type="text"/>	mm
m) Longueur pied	<input type="text"/>	mm
n) Longueur de jambe	<input type="text"/>	mm
o) Largeur d'assise	<input type="text"/>	mm



## Données Techniques

### Base Roues Motrices Centrales

<b>Poids max. Utilisateur</b>	160 kg	<b>Garde au sol</b>	90 mm (max.)
<b>Largeur base</b>	610 - 660 mm	<b>Roues motrices &amp; roues avant / arrière</b>	Roues motrices : 355 mm (14") Roues avant/arrière : 200 mm (8") (Bandage)
<b>Longueur de base</b>	983 mm (min.)	<b>Chargeur</b>	220 V/8 A
<b>Electronique</b>	R-Net	<b>Batteries</b>	70 Ah
<b>Motorisation</b>	10 km/h, 2 x 800 W, 4 poles	<b>Rayon de giration</b>	555 mm
<b>Configuration standard</b>	Comprenant les systèmes d'assise et de dossier confort, batteries 70 Ah et chargeur 8 A		
<b>Pneus</b>	Pression maximale des pneus en fonction du poids de l'utilisateur (voir tableau dans le manuel d'utilisation)		

**Crash testé** selon ISO7176-19 (accroches-taxi intégrés à la base motrice)

**Garantie:** 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

**BASE MOTRICE**

<b>Fauteuil Roulant Electrique</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> MAG010011 MAGMPSBACK	<b>Magic 360 - AA1</b> Système d' <b>Assise CONFORT</b> : assise moulée, type scooter (coussins non amovibles) <b>Renseigner SECTION A</b>	13 816.11	14 576.00	9167078	3 487.95
		+ 7.00 € HT d'éco participation			
<input type="checkbox"/> MAG010011 MAGREHABSEATPAN	<b>Magic 360 - AA1</b> Système d' <b>Assise REHAB dossier Rehab</b> : coussin d'assise et de dossier amovibles <b>Renseigner SECTION B</b>	14 683.41	15 491.00	9167078	3 487.95
		+ 7.00 € HT d'éco participation			
<input type="checkbox"/> MAGREHABCANES	Dossier <b>Rehab Non Rabattable</b> - Coussin d'assise et de dossier amovibles	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGREHABFOLD	Dossier <b>Rehab Rabattable</b> - Accoudoirs relevables obligatoires	547.87	578.00	-	-

<b>Coloris</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> MAG5522	Sunset Red	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5528	Rich Garnet	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5525	Desert Orange	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5523	Sunrise Yellow (Jaune)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5524	Lucent Lime	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5521	Horizon Blue	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5527	Vivid Pink	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5529	Dusk Purple	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5526	Stormy Silver	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5520	Midnight Black	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5531	Flames Fury	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5530	Camo Forest	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5532	Carbon Fibre	std	std	-	-

<b>Roues Motrices &amp; Roues Directrices</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> MAG5930	Roues motrices <b>Offroad</b> (tout-terrain) et roues directrices bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5931	Roues motrices <b>Offroad</b> (tout-terrain) et roues directrices bandage, Noir (avec enveloppe anti-crevaison)	436.02	460.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5928	Roues motrices <b>Crossover</b> (polyvalentes) et roues directrices bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5929	Roues motrices <b>Crossover</b> (polyvalentes) et roues directrices bandage, Gris	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5925	Roues motrices <b>Urban</b> (compactes) pneu et roues directrices bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5924	Roues motrices <b>Urban</b> (compactes) bandage et roues directrices bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5927	Roues motrices <b>Urban</b> (compactes) pneu et roues directrices bandage, Gris	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5926	Roues motrices <b>Urban</b> (compactes) bandage et roues directrices bandage, Gris	std	std	-	-

<b>Options Anti-Crevaison</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> MAGNFLAT-NEW	Neverflat (kit anti-crevaison) Non disponible avec MAG5931, MAG5924, MAG5926	94.79	100.00	-	-

<b>Kit éclairage LED</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> MAG5227	Sans kit éclairage	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5142	Kit éclairage monté sur rail d'assise	766.82	809.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG5729	Kit éclairage monté sur châssis	766.82	809.00	-	-

<b>Station d'Arrimage</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> MAG6566	Préparation fauteuil avec montage plaque de fixation pour arrimage dans véhicule adapté, uniquement pour station d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical). <b>Poids max. Utilisateur : 136 kg</b>	905.21	955.00	-	-

Modules d'Inclinaison d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG5984 Bascule d'assise fixe, 3°	std	std	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	MAG5985 Bascule d'assise fixe, 3° combinée avec Module kit éclairage seul (Kit éclairage non inclus)	354.50	374.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG5986 Bascule d'assise fixe, 3° combinée avec Module kit éclairage et/ou options électriques (repose-jambe, dossier) - (Kit éclairage et options électriques non inclus)	704.27	743.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG5127 Bascule d'assise électrique, 0° - 50°	2 122.27	2 239.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG5126 Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise 0° - 45°	4 037.91	4 260.00	-	-

Hauteurs d'Assise (hauteur plaque d'assise - palettes)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG6552 + 0 mm (soit 435 mm) - Non disponible avec interface mécanique	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6553 + 25 mm (avant), + 25 mm (arrière)	120.38	127.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6554 + 50 mm (avant), + 50 mm (arrière)	120.38	127.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG5129 - 25 mm (avant), + 25 mm (arrière) (proclive 5°) - Non disponible avec interface mécanique Retour hauteurs d'assise 0 mm, +25 mm, +50 mm impossible	120.38	127.00	-	-

## SECTION A - SYSTEME D'ASSISE CONFORT

SECTION A – Coussin d'Assise Confort (non amovible), Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
---	--	-----------	------------	------	--------

### Largeur

<input type="checkbox"/>	MAGSW405MM 405 mm (uniquement avec profondeurs: 405 mm et 455 mm) (conseillée pour largeur bassin 350 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSW455MM 455 mm (conseillée pour largeur bassin 375 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSW510MM 510 mm (uniquement avec profondeurs: 455 mm et 510 mm) (conseillée pour largeur bassin 425 mm)	std	std	-	-

### Profondeur

<input type="checkbox"/>	MAGSD405MM 405 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSD455MM 455 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGSD510MM 510 mm	std	std	-	-

SECTION A - Coussin d'Assise Confort, housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
---	--	-----------	------------	------	--------

<input type="checkbox"/>	MAGMPSEATVINYL Housse, vinyl	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGMPSEATFABRIC Housse, tissu	std	std	-	-

SECTION A – Dossier Confort, Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
---	--	-----------	------------	------	--------

<input type="checkbox"/>	MAG3900-S-3901-F Dossier manuel par molettes, 90° - 170°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3904-S-3905-F Dossier électrique, 90° - 150° Non disponible avec bascule d'assise fixe MAG5984, MAG5985	1 386.73	1 463.00	-	-

SECTION A - Coussin de Dossier Confort (non amovible)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
---	--	-----------	------------	------	--------

<input type="checkbox"/>	MAGMPSBACK Dossier Confort	std	std	-	-		
<input type="checkbox"/>	MAGFABRICBR Housse, tissu	<input type="checkbox"/>	MAGVINYLBR Housse, vinyl	std	std	-	-

**SECTION A - SYSTEME D'ASSISE CONFORT (suite)**

**SECTION A – Dossier Confort, Dimensions**

Prix € HT    Prix € TTC    Code    LPPR €

Largeur coussin de dossier (La hauteur du dossier moins la largeur du dossier doit être supérieur à 50 mm) - (La largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise sélectionnée)

<input type="checkbox"/>	MAGBW405MM	405 mm (pour largeurs d'assise 405, 430 et 455 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGBW455MM	455 mm (pour largeurs d'assise 405, 430, 455, 480 et 510 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGBW510MM	510 mm (pour largeurs d'assise 455, 480, 510, 535 et 560 mm)	std	std	-	-

Hauteur coussin de dossier (La hauteur du dossier moins la largeur du dossier doit être supérieur à 50 mm)

<input type="checkbox"/>	MAGBH535MM	535 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGBH585MM	585 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGBH635MM	635 mm	std	std	-	-

**SECTION A - Appui-tête Confort et Support**

Prix € HT    Prix € TTC    Code    LPPR €

<input type="checkbox"/>	MAG2770VI	Tétière confort	327.01	345.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGFABRICH	Housse tétière confort, tissu	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGVINYLR	Housse tétière confort, vinyl	std	std	-	-

**SECTION A - Poignées de Poussée**


Prix € HT    Prix € TTC    Code    LPPR €

<input type="checkbox"/>	MAG0057-PI	Barre de poussée	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGPRHA	Poignées de poussée réglables en hauteur	331.75	350.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG0056-WOKOR-2	Poignées de poussée	std	std	-	-

**SECTION A - Accessoires de Dossier**

Prix € HT    Prix € TTC    Code    LPPR €

<input type="checkbox"/>	MAG5724	Crochets pour sac à dos, montés sur dossier confort (paire)	37.91	40.00	-	-
--------------------------	---------	---	-------	-------	---	---



**SECTION B - SYSTEME D'ASSISE REHAB**

**SECTION B – Système d'Assise Rehab, Dimensions** Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

Largeur (La profondeur moins la largeur ne doit pas dépasser 50 mm)

<input type="checkbox"/> MAGSW305MM	305 mm	<input type="checkbox"/> MAGSW330MM	330 mm	244.55	258.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSW355MM	355 mm	<input type="checkbox"/> MAGSW380MM	380 mm	244.55	258.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSW405MM	405 mm	<input type="checkbox"/> MAGSW430MM	430 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSW455MM	455 mm	<input type="checkbox"/> MAGSW480MM	480 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSW510MM	510 mm	<input type="checkbox"/> MAGSW535MM	535 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSW560MM	560 mm			std	std	-	-

Profondeur (La profondeur moins la largeur ne doit pas dépasser 50 mm)

<input type="checkbox"/> MAGSD405MM	405 mm	<input type="checkbox"/> MAGSD430MM	430 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSD455MM	455 mm	<input type="checkbox"/> MAGSD480MM	480 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSD510MM	510 mm	<input type="checkbox"/> MAGSD535MM	535 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGSD560MM	560 mm			std	std	-	-

**SECTION B – Assise Rehab, Coussins d'assise** Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

<input type="checkbox"/> MAGCMRC	Coussin confort amovible, galbé Uniquement disponible en largeur 405, 455 et 510 mm	464.45	490.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAGPADDEDSC	Coussin standard amovible, plat	std	std	-	-

**SECTION B – Assise Rehab, Coussins d'assise, Housses** Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

<input type="checkbox"/> MAGSUFABRIC	Tissu	<input type="checkbox"/> MAGSUVINYL	Vinyl	std	std	-	-
--------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------	-----	-----	---	---

**SECTION B - Dossier REHAB, Inclinaison de Dossier** Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

Options d'inclinaison pour système d'assise REHAB et dossier REHAB

<input type="checkbox"/> MAG3924-S-3925-F	Dossier manuel par molettes, 90° - 170°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3928-S-3929-F	Dossier électrique, 90° - 160° Non disponible avec largeurs d'assise de 305 à 355 mm	1 386.73	1 463.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3932-S-3933-F	Dossier électrique à compensation, 95° - 155° Non disponible avec largeur d'assise de 305 à 355 mm	1 939.34	2 046.00	-	-

Options d'inclinaison pour système d'assise REHAB et dossier REHAB **RABATTABLE**

<input type="checkbox"/> MAG3926-S-3927-F	Dossier manuel par molettes, 90° - 170°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3930-S-3931-F	Dossier électrique, 90° - 160° Non disponible avec largeurs d'assise de 305 à 355 mm	1 386.73	1 463.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3934-S-3935-F	Dossier électrique à compensation, 95° - 155° Non disponible avec largeur d'assise de 305 à 355 mm	1 939.34	2 046.00	-	-

**SECTION B – Coussins de Dossier** Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

<input type="checkbox"/> MAGMPSINSERT	Rehab Confort ( <b>Renseigner section B/1</b> ) Non disponible avec largeurs d'assise de 305 à 380 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGBACKRESTIN-	Rehab Magic ( <b>Renseigner section B/2</b> )	90.05	95.00	-	-

**SECTION B / 1 - Dossier Rehab Confort, Dimensions** Prix HT Prix € TTC Code LPPR €

Largeur coussin de dossier

<input type="checkbox"/> MAGBW405MM	405 mm (pour largeurs d'assise 405, 430 et 455 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGBW455MM	455 mm (pour largeurs d'assise 405, 430, 455, 480 et 510 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGBW510MM	510 mm (pour largeurs d'assise 455, 480, 510, 535 et 560 mm)	std	std	-	-

Hauteur coussin de dossier

<input type="checkbox"/> MAGBH535MM	535 mm	<input type="checkbox"/> MAGBH585MM	585 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGBH635MM	635 mm			244.55	258.00	-	-

**SECTION B / 1 – Dossier Rehab Confort, Housses** Prix € HT Prix € TTC Code LPPR €

<input type="checkbox"/> MAGFABRICBR	Tissu	<input type="checkbox"/> MAGVINYLB	Vinyl	std	std	-	-
--------------------------------------	-------	------------------------------------	-------	-----	-----	---	---





**SECTION B - SYSTEME D'ASSISE REHAB (suite)**

**SECTION B - Appui-tête, Têtière et Support**

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<b>Têtières</b>					
<input type="checkbox"/> MAGREHABSTD	Têtière Magic standard Uniquement avec support réglable	327.01	345.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAGREHABWIDE	Têtière Magic large Uniquement avec support réglable	327.01	345.00	-	-

**Revêtement Têtières**

<input type="checkbox"/> MAGFABRICH	Tissu	<input type="checkbox"/> MAGVINYLR	Vinyl	std	std	-	-
-------------------------------------	-------	------------------------------------	-------	-----	-----	---	---

**Supports Appui-tête**

<input type="checkbox"/> MAG4114	Réglable 3 axes	263.51	278.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG4115	Réglable multi-axes	263.51	278.00	-	-

**ACCOUDOIRS**

**Accoudoirs, Types**

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> MAG3572	Standards	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGFLEXIARM	Relevables Non disponibles avec largeurs 560 à 610 mm	959.24	1 012.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3331-6500	Relevables renforcés	1 236.97	1 305.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3727-6501	Relevables renforcés rabattable vers l'avant	1 236.97	1 305.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG6503-6502	Relevables avec position verrouillée, pour créer une position fixe Un changement de position nécessite l'intervention d'un technicien Non disponible avec cadre de dossier Rehab Rabattable	1 040.76	1 098.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3994	Standards renforcés	279.62	295.00	-	-

**Accoudoirs, Hauteur**

<input type="checkbox"/> MAGAH220MM	220 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH260MM	260 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH300MM	300 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH340MM	340 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH380MM	380 mm
<input type="checkbox"/> MAGAH230MM	230 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH270MM	270 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH310MM	310 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH350MM	350 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH390MM	390 mm
<input type="checkbox"/> MAGAH240MM	240 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH280MM	280 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH320MM	320 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH360MM	360 mm		
<input type="checkbox"/> MAGAH250MM	250 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH290MM	290 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH330MM	330 mm	<input type="checkbox"/> MAGAH370MM	370 mm		

**Accoudoirs, Manchettes et Accessoires**

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> MAGAP75-WOKOR-2	Confort 75 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3971-3972	Confort forme P 100 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3712	Manchette escamotable sur l'extérieur - Uniquement avec accoudoirs relevables	383.89	405.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAGAP50-2	Standard 50 mm Non disponible avec profondeur 510 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAG6711	Standard 75 mm avec retour latéral Incompatibles avec cales cuisses	405.69	428.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG3775	Gouttière hémiplégique	405.69	428.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG6750	Gouttière hémiplégique avec cale coude	472.99	499.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG6751	Gouttière hémiplégique avec appui-palmaire	507.11	535.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAG6752	Gouttière hémiplégique avec cale coude et appui palmaire	507.11	535.00	-	-

**Finitions Manchettes**

<input type="checkbox"/> MAGAPVINYL	Vinyl	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> MAGAPFABRIC	Tissu	std	std	-	-

**Options Accoudoirs**

<input type="checkbox"/> MAGHOOKA2RH	Crochets pour sac, fixés sur accoudoir droit	36.02	38.00	-	-
<input type="checkbox"/> MAGHOOKA2LH	Crochets pour sac, fixés sur accoudoir gauche	36.02	38.00	-	-



## CEINTURE & POSITIONNEMENT

Ceintures		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	MAG4730 Ceinture à boucle avec enrouleur (pour système d'assise REHAB)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGLBLH Boucle côté gauche			-	-
<input type="checkbox"/>	MAGLBRH Boucle côté droit			-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	MAG4731 Ceinture à boucle avec enrouleur (pour système d'assise CONFORT)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGLBLH Boucle côté gauche			-	-
<input type="checkbox"/>	MAGLBRH Boucle côté droit			-	-

Accessoires de Positionnement		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG1506 Cales tronc réglables Uniquement pour système d'assise Confort	371.56	392.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4943 Cales tronc réglables (ND avec dossier MAGIC) Uniquement pour système d'assise Rehab	371.56	392.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGHPKIT Cales cuisses réglables Non disponible avec accoudoirs standards MAG3572	614.22	648.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGHARP Harnais pédiatrique	188.63	199.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGHARQ Harnais standard	188.63	199.00	-	-

## ELECTRONIQUE R-NET

Manipulateurs – R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGPG-JSM-PI Ecran couleur LCD	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGPG-JSMLEDL LED, vérin	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGPG-JSM2IRL Advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz)	1 101.42	1 162.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGPG-JSMIRBT Advanced écran couleur LCD haute résolution, contrôle Infra Rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android, et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1 272.04	1 342.00	-	-

Manipulateurs - Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGJSRIGHT Droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGJSLEFT Gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGPGCYPGC2.03725 Interchangeable droite/gauche	464.45	490.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3330JSM-RH Monté en tierce personne à droite (pour système d'assise CONFORT)	406.64	429.00	9368150	35.71
<input type="checkbox"/>	MAG3330JSM-LH Monté en tierce personne à gauche (pour système d'assise CONFORT)	406.64	429.00	9368150	35.71
<input type="checkbox"/>	MAG3329JSM-RH Monté en tierce personne à droite (pour système d'assise REHAB)	406.64	429.00	9368150	35.71
<input type="checkbox"/>	MAG3329JSM-LH Monté en tierce personne à gauche (pour système d'assise REHAB)	406.64	429.00	9368150	35.71

Pantographe - Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG110050 Fixe	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3083-KIT-OS Escamotage extérieur (avec aimant)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3082-KIT-OS Escamotage extérieur (avec loquet de verrouillage)	406.64	429.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3083-KIT-IS Escamotage intérieur (avec aimant)	406.64	429.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3082-KIT-IS Escamotage intérieur (avec loquet de verrouillage)	406.64	429.00	-	-

Pantographe Réglages		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG3729STD Amovible pour pantographe fixe	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3729SB Amovible pour pantographe escamotable	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4980 Réglable en hauteur pour pantographe fixe	119.43	126.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3713 Réglable en hauteur pour pantographe escamotable	119.43	126.00	-	-

Commande Tierce Personne (manipulateur + boîtier tierce personne)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG3330AM-KIT Commande tierce personne classique - Dossier CONFORT	1 177.25	1 242.00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	MAG3329AM-KIT Commande tierce personne classique - Dossier REHAB	1 177.25	1 242.00	9368167	714.26

Commande Tierce Personne, Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGACLH Montage à gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGACRH Montage à droite	std	std	-	-

## ELECTRONIQUE R-NET

Boitier Ctrl+5 Contacts		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG158709 Boitier Ctrl+5 Contacts - Boutons à pousser	1 082.46	1 142.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG158708 Boitier Ctrl+5 Contacts - Boutons à bascule	1 082.46	1 142.00	-	-

### Montage

<input type="checkbox"/>	MAG5430 Sur l'accoudoir, à l'arrière du manipulateur	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG5431 Sur l'accoudoir, côté opposé au manipulateur	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG5432 A l'arrière du dossier, pour tierce personne	std	std	-	-

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG5436 R-Net OMNI2	2 192.42	2 313.00	-	-

### Montage OMNI2 (côté opposé au manipulateur R-Net)

<input type="checkbox"/>	MAGOMNIRH Support fixe, à droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGOMNILH Support fixe, à gauche	std	std	-	-

## REPOSE-JAMBES

### Longueur de Jambes

<input type="checkbox"/>	MAGLL300MM (4)	300 mm	<input type="checkbox"/>	MAGLL310MM	310 mm	<input type="checkbox"/>	MAGLL320MM	320 mm	<input type="checkbox"/>	MAGLL330MM	330 mm
<input type="checkbox"/>	MAGLL340MM	340 mm	<input type="checkbox"/>	MAGLL350MM	350 mm	<input type="checkbox"/>	MAGLL360MM	360 mm	<input type="checkbox"/>	MAGLL370MM	370 mm
<input type="checkbox"/>	MAGLL380MM (1)	380 mm	<input type="checkbox"/>	MAGLL390MM (1)	390 mm	<input type="checkbox"/>	MAGLL400MM (1)	400 mm	<input type="checkbox"/>	MAGLL410MM (1)	410 mm
<input type="checkbox"/>	MAGLL420MM (1)	420 mm	<input type="checkbox"/>	MAGLL430MM (1)(4)	430 mm						

(1) Kit hauteur d'assise requis - (4) Uniquement disponible pour potence centrale MAGCPLEGREST

Repose-Jambes, Types	Nouvelle génération - Voir page suivante	Prix € HT	Prix € HT	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAGCPLEGREST Potence centrale avec talonnières	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3528 Potences latérales escamotables	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3527-ME Repose-jambes manuels escamotables	385.78	407.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3526-ME Repose-jambes électriques escamotables	2 176.30	2 296.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGCPOWER Repose-jambes central électrique	2 678.67	2 826.00	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGCALFSUPPORT Appuis-mollet standards	std	std	-	-

Types de palettes	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	MAG4055FIX Palette monobloc fixe - pour potence centrale	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4055FIX-2 Palettes séparées fixes - pour potence centrale	210.43	222.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4055 Palette monobloc relevable - pour potence centrale	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4055-2 Palettes séparées relevables - pour potence centrale	210.43	222.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4755 Palette monobloc relevable - pour repose-jambes central électrique	327.01	345.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4755-2 Palettes séparées relevables - pour repose-jambes central électrique	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGFLIPUP Palettes séparées relevables - pour repose-jambes escamotable	std	std	-	-

Options de Repose-Jambes	Prix € HT	Prix € HT	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	MAG4312 Verrouillage des palettes pour repose-jambes escamotables	99.53	105.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG5323 Cale latérale métallique pour palette Uniquement disponible pour potence centrale MAGCPLEGREST	126.07	133.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4247 Cales genoux pour potence centrale	555.45	586.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAGKPCMPE Cales genoux pour Repose-jambes central électrique	555.45	586.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4660 Cales genoux pour potences latérales	555.45	586.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4104 Cales genoux pour repose-jambes latéraux manuels ou électriques	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4260 Plot d'abduction réglable et amovible (ND repose-jambes central)	344.08	363.00	-	-


ACCESSOIRES

Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MM-01595 Cric de levage (livré séparément)	145.97	154.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG3145 Porte bagages (charge max. 10 kg)	228.44	241.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4471 Porte gobelet sur balancé (côté opposé du joystick)	257.82	272.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4627 Porte gobelet renforcé (côté opposé du joystick)	257.82	272.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4705 Prises de charge (1x12V + 2xUSB) - monté sur rail	303.32	320.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6629 Prises de charge (2xUSB) - monté sur rail, côté opposé au joystick	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG6594 Prises de charge (2xUSB) - monté sur accoudoir, côté opposé au joystick	279.62	295.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG5360 Klaxon puissant	188.63	199.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4834 Pochette de rangement (dossier)	163.98	173.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4834RH Pochette de rangement (accoudoir droit)	163.98	173.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG4834LH Pochette de rangement (accoudoir gauche)	163.98	173.00	-	-


Tablette transparente (montage opposé au joystick)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	MAG2675 Tablette amovible	650.24	686.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG2677 Demi-tablette escamotable (320x240 mm)	650.24	686.00	-	-
<input type="checkbox"/>	MAG2676 Tablette escamotable	660.66	697.00	-	-

Nouvelle génération  
Repose-jambes latéraux (manuels et électriques)  
Repose-jambe central électrique

Multiples Réglages




Cales pieds de série, amovibles



Design amélioré  
Nouveau verrou

Réglage individuel en hauteur et en angle appui-mollets et palettes



Articulation des palettes et appui-mollets en une seule unité

Disponibles sur tous les modèles Magic Mobility  
Améliorations identiques apportées aux potences


Disponible sur Magic 360 / V6 / V4  
Vidéo repose-jambes central en action

[VIDEO](#)

**Matrice prise de mesure ASSISE CONFORT**



**Matrice prise de mesure ASSISE REHAB**



**Systèmes d'Assise**



Système d'assise CONFORT



Système d'assise REHAB,  
cadre de dossier Rehab



Système d'assise REHAB,  
cadre de dossier Rehab Rabattable



Système d'assise REHAB,  
Coussin de dossier Rehab Confort

**Dossier Rehab Confort**



Dossier inclinable manuellement par  
molette



Dossier électrique 0° - 160°

**Système d'assise Rehab / Inclinaisons de dossier**



Dossier fixe



Dossier inclinable manuellement



Dossier électrique 0° - 160°



Dossier fixe  
(avec accoudoirs FLEXI)



Dossier électrique à compensation  
0° - 155°



## Dossier Rehab Magic

### Dimensions



#### Largeur "C"

##### 33 - 47 cm

Large - Xtra Tall	53 cm
Large	48 cm
Large - Short	43 cm

##### 28 - 42 cm

Medium - Xtra Tall	53 cm
Medium	48 cm
Medium - Short	43 cm

##### 26 - 40 cm

Junior - Xtra Tall	41 cm
Junior	35 cm

#### Hauteur "Y"

### Galbes



#### Profondeur retours latéraux "D"

##### Dossier Large/Medium

Galbe Shallow	11 cm
Galbe Standard	16 cm
Galbe Deep	22 cm

##### Dossier Junior

Galbe Shallow	6 cm
Galbe Standard	11 cm

### Cales lombaires



#### Épaisseur de la mousse lombaire

Shallow	1,2 cm
Standard	2,5 cm
Deep	3,5 cm

## Dossier amovible, fixations



Dossier amovible, fixations à démontage avec outils



Dossier amovible, fixations à démontage sans outils

**Commentaires Pour Fabrications Spéciales**

**Magic 360 - AA1**

€

<b>Prix de base TTC</b>	<b>14 576.00</b>
Total options TTC	
<b>Prix total TTC</b>	

**Date** | **Signature**

Jour	Mois	Année	



**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie  
 17 Rue Michaël Faraday  
 37170 Chambray-Lès-Tours  
 Tél: 02 47 55 44 31  
 E-Mail: [commandes@sunrisemedical.fr](mailto:commandes@sunrisemedical.fr)  
[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)