

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 75 kg Junior / 100 kg autres versions

Poids du fauteuil à partir de : 12 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis soudé, cage
- + Protège-vêtements soudés
- + Pare-choc amovible
- + Toile d'assise et de dossier ajustable
- + Dossier réglable en hauteur
- + Coussin d'assise pour prof. 30 et 40cm
- + Sangle pelvienne, de genoux, de mollets
- + Roulette anti-basculé réglable en hauteur
- + Roues AR avec axe à démontage rapide, 12mm



Multisport

01

Modèle

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> 480S143=00005 Taille Junior		
<input type="checkbox"/> 480S143=00001 Taille S		
<input type="checkbox"/> 480S143=00002 Taille M	1 171,56€	1 236,00€
<input type="checkbox"/> 480S143=00003 Taille L		
<input type="checkbox"/> 480S143=00004 Taille XL		

Modèles	Taille Junior	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
Référence article	480S143=00005	480S143=00001	480S143=00002	480S143=00003	480S143=00004
Couleur du châssis	Or	Vert clair	Rouge	Bleu	Noir
Largeur d'assise	300 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Profondeur d'assise	300 mm	350/400 mm	350/400 mm	350/400 mm	350/400 mm
Hauteur d'assise avant	470 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Hauteur d'assise arrière	425 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Hauteur de dossier	250/275/300 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm
Longueur segment jambier	130 – 425 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm
Carrossage	15°	15°	15°	15°	15°
Taille des roues	24"	26"	26"	26"	26"
Poids max utilisateur	75 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg