

# ZIPPIE VOYAGE



OF\_Zippie Voyage\_FR\_042023

Bon de commande destiné aux Professionnels

| PRODUIT   |
|---|
| <p><b>Poussette multi réglable et évolutive, pliante</b></p> <p><b>Assise multifonctions:</b> largeur, profondeur, hauteur réglables</p> <p><b>Dossier et siège inclinables. Assise rotative Slide N-Lock: face/dos</b></p> <p><b>Système de pliage breveté. Châssis argent</b></p> <p>Poids châssis: 12,7 kg - Poids assise: 9,8 kg</p> <p>Poids max Utilisateur : 34 kg</p> |

| CACHET REVENDEUR             |
|------------------------------|
| <p>Date de la commande :</p> |

- Standard   
  Sans supplément de prix   
  Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1 cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.



| MODELE   | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR   | LPPR €    |
|--|-----------|------------|-------------|-----------|
| 199BS9 (EIZ18) <input type="checkbox"/> Poussette Zippie Voyage<br>* <b>Détail et désignations codes LPPR:</b><br>● Poussette multi-réglable et évolutive: LPPR 9266923 = 962,20 €<br>● Cales latérales: LPPR 9368010 = 34,92 € X2<br>● Appuis-tête: LPPR 9368084 = 63,47 €<br>● Plot d'abduction: LPPR 9368115 = 69,84 €  | 3 134,60  | 3 307,00   | voir détail | 1 165,35* |
| 199KJ11 <input type="checkbox"/> Accroche taxi   | 167,77    | 177,00     |             |           |
| ROUES avec DEMONTAGE RAPIDE  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR   | LPPR €    |
| 199WQ07 ● Arrière 12" - pneumatique avec insert anti-crevaisson avec freins par commande au pied   | std       | std        |             |           |
| 199WQ07 ● Avant 7" bandage - pivotantes, avec suspensions et blocage de direction  | std       | std        |             |           |
| SYSTEME D'ASSISE   | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR   | LPPR €    |
| 199KM01 ● Assise confort <b>réglable en hauteur, largeur et profondeur</b><br>● Largeur : 240 à 300 mm - 155 mm avec réducteur<br>● Profondeur : 200 à 330 mm<br>● Hauteur de dossier réglable : 410 à 610 mm<br>● Assise inclinable, -5° à 30°<br>● Longueur de repose-pieds réglable : 155 à 310 mm<br>● Plateforme de repose-pieds réglable en angle<br>199KM02 ● Dossier inclinable de 80° à 180°<br>● Capote de protection avec fenêtre filet<br>● Sac de rangement sous l'assise | std       | std        |             |           |
| HABILLAGE  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR   | LPPR €    |
| ● Revêtement tissu avec protection incontinence, amovible, lavable, aérée, noire à pois blancs<br>199KN01 <input type="radio"/> Intérieur bleu      199KN02 <input type="radio"/> Intérieur rouge<br>199KN03 <input type="radio"/> Intérieur beige      199KN04 <input type="radio"/> Intérieur gris   | std       | std        |             |           |
| REPOSE-PIEDS   | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR   | LPPR €    |
| 199F329 ● Palette monobloc composite, réglable en angle, relevable, noire  | std       | std        |             |           |
| BARRE DE MAINTIEN  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR   | LPPR €    |
| 199KR01 <input type="checkbox"/> Barre de maintien, matelassée, amovible   | 85,31     | 90,00      |             |           |
| CALES LATERALES  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR   | LPPR €    |
| ● Rembourrées, en tissu, réglables en hauteur et largeur<br>199KO01 <input type="radio"/> Petite taille (105 x 150 mm) - <b>paire</b><br>199KO02 <input type="radio"/> Grande taille (110 x 200 mm) - <b>paire</b>   | std       | std        |             |           |


**SUNRISE MEDICAL.**  
[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)

1/3

# Zippie Voyage

Standard
  Sans supplément de prix
  Avec supplément de prix

| CALES CUISSES  |  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
|--|--|-----------|------------|-----------|--------|
| 199KP01  | <input type="checkbox"/> Cales cuisses, rembourrées, en tissu, réglable en largeur   | 211,37    | 223,00     |           |        |
| 199KP03  | <input type="checkbox"/> Réducteur d'assise pour largeur 155 mm  | 145,97    | 154,00     |           |        |
| APPUIS-TETE MULTIREGLABLES   |  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
| <input checked="" type="radio"/> Appuis-tête, rembourrés, en tissu, réglables en hauteur et largeur<br>199VJ01 <input type="radio"/> Petit 199VJ02 <input type="radio"/> Grand |  | std       | std        |           |        |
| PLOT D'ABDUCTION   |  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
| <input checked="" type="radio"/> Plot d'abduction, rembourré, en tissu<br>199KQ01 <input type="radio"/> carré<br>199KQ02 <input type="radio"/> triangulaire                    |  | std       | std        |           |        |
| ACCESSOIRES DE PIEDS   |  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
| 199A68/69  | <input type="checkbox"/> Cales (paire) <input type="checkbox"/> petites (150 mm) <input type="checkbox"/> moyennes (200 mm)      | 167,77    | 177,00     |           |        |
| 199A79/80  | <input type="checkbox"/> Sangles (paire) (1 <input type="checkbox"/> petites (400 mm) <input type="checkbox"/> moyennes (450 mm) | 41,71     | 44,00      |           |        |
| HARNAIS JAY - 4 POINTS   |  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
| <b>Modèles</b>   |  |           |            |           |        |
| 199JY01  | <input type="checkbox"/> Harnais dynamic, ouverture latérale   | 145,97    | 154,00     | 9368144   | 96,22  |
| 199JY02  | <input type="checkbox"/> Harnais classique, ouverture latérale (ND avec taille 1)  | 134,60    | 142,00     | 9368144   | 96,22  |
| 199JY06  | <input type="checkbox"/> Harnais dynamic, ouverture centrale   | 140,28    | 148,00     | 9368144   | 96,22  |
| 199JY05  | <input type="checkbox"/> Harnais classique, ouverture centrale (ND avec taille 1)  | 128,91    | 136,00     | 9368144   | 96,22  |
| Tailles - voir mesures page suivante   |  |           |            |           |        |
| 199JZ05  | <input type="radio"/> Intervention précoce (taille 1)  | std       | std        |           |        |
| 199JZ06  | <input type="radio"/> Xtra-Small   | std       | std        |           |        |
| 199JZ01  | <input type="radio"/> Small  | std       | std        |           |        |
| CEINTURES  |  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
| <b>Standards, 2 points, bouton poussoir, petite (25 mm)</b>  |  |           |            |           |        |
| 199ZZ10  | <input type="radio"/> sans coussinet   | std       | std        |           |        |
| 199ZZ11  | <input type="checkbox"/> avec petit coussinet (110 mm)   | 95,73     | 101,00     |           |        |
| 199ZZ12  | <input type="checkbox"/> avec coussinet medium (140 mm)  | 95,73     | 101,00     |           |        |
| <b>Standards, 2 points, bouton poussoir, large (38 mm)</b>   |  |           |            |           |        |
| 199ZZ14  | <input type="checkbox"/> sans coussinet  | 95,73     | 101,00     |           |        |
| 199ZZ15  | <input type="checkbox"/> avec coussinet large (190 mm)   | 95,73     | 101,00     |           |        |
| <b>V-Contour, 4 points, bouton poussoir</b>  |  |           |            |           |        |
| 199ZZ23  | <input type="checkbox"/> avec petit coussinet, petit bouton poussoir (25 mm)   | 124,17    | 131,00     |           |        |
| 199ZZ24  | <input type="checkbox"/> avec coussinet medium, bouton poussoir large (38 mm)  | 124,17    | 131,00     |           |        |
| ACCESSOIRES  |  | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
| 199LF1   | <input type="checkbox"/> Plateforme pour ventilateur LTV, montage vertical   | 277,73    | 293,00     | 9384746   | 151,31 |
| 199LF11  | <input type="checkbox"/> Plateforme pour ventilateur Trilogy, montage vertical   | 277,73    | 293,00     | 9384746   | 151,31 |
| 199LF2   | <input type="checkbox"/> Plaque rigide sous l'assise pour batteries et ventilateur montage central, incluant 1 crochet           | 354,50    | 374,00     |           |        |
| 199LF3   | <input type="checkbox"/> Plateforme utilitaire à l'avant   | 277,73    | 293,00     |           |        |
| 199LF4   | <input type="checkbox"/> Plateforme additionnelle arrière  | 180,09    | 190,00     |           |        |
| 199A74   | <input type="checkbox"/> Tige porte sérum  | 222,75    | 235,00     |           |        |
| 199A713  | <input type="checkbox"/> Support bouteille oxygène (max. 4,5 kg)   | 167,77    | 177,00     |           |        |
| 199A714  | <input type="checkbox"/> Combinaison porte sérum + support bouteille oxygène   | 277,73    | 293,00     |           |        |
| 199LF5   | <input type="checkbox"/> Porte bouteille (max 0,5 kg)  | 46,45     | 49,00      |           |        |
| 199LF7   | <input type="checkbox"/> Crochet   | 41,71     | 44,00      |           |        |
| <input type="checkbox"/> Tablette à pousser, réglable en hauteur<br>199A91 <input type="radio"/> gris clair 199A92 <input type="radio"/> transparente                          |  | 277,73    | 293,00     | 9384730   | 76,82  |



## PRIX TOTAL

(1) Paire, uniquement disponible en combinaison avec les cales pieds

# Zippie Voyage

## DONNEES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| Poids max. Utilisateur                       | 34 kg   |
| Largeur d'assise                             | 240 - 300 mm, avec réducteurs jusqu'à 155 mm (excluant garniture)                           |
| Profondeur d'assise                          | 200 - 330 mm (excluant garniture)   |
| Inclinaison d'assise                         | -5° à 30°   |
| Hauteur d'assise                             | 575 - 600 - 640 mm  |
| Inclinaison palette de repose-pieds          | 50°   |
| Longueur de jambes                           | 155 - 310 mm  |
| Hauteur de dossier                           | 410 - 610 mm (excluant garniture)   |
| Inclinaison de dossier                       | 80° - 180°  |
| Largeur totale                               | 615 mm  |
| Longueur totale                              | 1100 mm   |
| Hauteur totale                               | 810 - 1220 mm   |
| Longueur pliée                               | 800 mm  |
| Hauteur pliée                                | 310 mm  |
| Pente max. de sécurité pour frein de parking | 9°  |
| Roues arrière                                | 12"   |
| Roues avant                                  | 7"  |
| Poids de l'assise                            | 9,8 kg  |
| Poids du châssis                             | 12,7 kg   |
| Éléments amovibles                           | assise et roues - pour transport uniquement   |
| Coloris                                      | 4 couleurs  |
| Crash test                                   | oui - testé selon ISO 7176-19 (2008) Annexe A   |
| Transport à vide                             | Fixer le produit de façon sûre (exemple dans une voiture ou un avion)                       |
| Usage prévu et environnement                 | Pour enfant à mobilité réduite: usage intérieur/extérieur, manipulation par tierce personne |



## HARNAIS ET CEINTURES JAY

### HARNAIS JAY

#### Harnais, ouverture LATÉRALE

| Taille  | A      | B      |
|---------|--------|--------|
| Précoce | 170 mm | 250 mm |
| XS      | 190 mm | 320 mm |
| S       | 220 mm | 380 mm |



#### Harnais, ouverture CENTRALE

| Taille  | A      | B      |
|---------|--------|--------|
| Précoce | 125 mm | 250 mm |
| XS      | 150 mm | 280 mm |
| S       | 170 mm | 310 mm |



### CEINTURES JAY

Standard, 2 points, bouton poussoir 25 mm ou 38 mm



V-Contour, 4 points, bouton poussoir



## ACCESSOIRES



Plateforme pour ventilateur



Plaque rigide sous l'assise pour batteries et ventilateur



Plateforme utilitaire à l'avant



Plateforme utilitaire à l'arrière



Tige porte sérum



Support bouteille oxygène



Porte bouteille (max 0,5 kg)



Crochet




Barre de maintien



Réducteurs d'assise



Tablette



Interface pour rotation du siège