

## Q100 R



Roues motrices 12.5"  
 Roues avant 8"  
 6 km/h

101 cm

54 cm

## Q200 R



Roues motrices 14"  
 Roues avant 9"  
 10 km/h

58 cm

107 cm



Dossier rabattable sur l'assise  
 Q100 & Q200



# BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01-012024  
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:		
Magasin:		Magasin:		
Rue:		Rue:		
Ville/CP:		Ville/CP:		
E-Mail:		E-Mail:		
Tél:		Tél:		
Informations		Poids Utilisateur		
<input type="checkbox"/> Commande	<input type="checkbox"/> Devis	<b>Poids max. Utilisateur: 125 kg (Q100 R) - 136 kg (Q200 R)</b>		
N° commande:		Poids Uti.:		kg
<b>Art. No.:</b> Q100 R: 22600100 - Q200 R: 22600200		<h1>Prix Public TTC</h1> <h1>€ 3 487,95</h1>		
<b>Code LPPR:</b> 4130136 / <b>Code Individuel :</b> 9167078				
Date:	Jour	Mois	Année	

## BASE MOTRICE

MODELES		Quantité	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	22600100 <b>Q100 R - 6 km/h</b> (moteurs 200 W - 2 poles)		3 306.12	3 487.95	9167078	3 487.95
			+ 7.00 € HT d'éco-participation			
<input type="checkbox"/>	22600200 <b>Q200 R - 10 km/h</b> (moteurs 340 W - 2 poles)		3 306.12	3 487.95	9167078	3 487.95
			+ 7.00 € HT d'éco-participation			

## CARACTÉRISTIQUES Q100 R

- Motorisation **6 km/h**
- Roues motrices **12"**, bandage noir, jante noire
- Roues directrices **8"**, bandage noir, jante noire
- Garde-boue roues 12.5"

## CARACTÉRISTIQUES Q200 R

- Motorisation **10 km/h**
- Roues motrices **14"**, bandage noir, jante noire
- Roues directrices **9"**, bandage noir, jante noire
- Garde-boue roues 14"

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS COMMUNES AUX 2 MODELES

## Dimensions d'Assise

- Largeur d'assise réglable: 42 cm (+7 cm via les accoudoirs)
- Profondeur d'assise réglable: 41 cm à 51 cm (paliers de 25 mm)
- Hauteur de dossier: 50 cm
- Hauteur d'assise: 47 cm (angle d'assise 3°)

## Inclinaison Assise et Dossier

- Bascule d'assise réglable: 0°, 3°, 6°
- Dossier rabattable sur l'assise et réglable en angle, 0°, 4°, 8°, 12°

## Electronique

- Manipulateur VR2, montage à droite
- Pantographe escamotable et réversible pour montage de la commande côté gauche

## Toiles &amp; Coussin d'assise

- Toile d'assise noire, réglable en tension
- Toile de dossier, réglable en tension, 5 sangles
- Coussin d'assise, housse noire, 5 cm

## Accoudoirs et repose-pieds

- Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur (23-30.5 cm) et profondeur
- Manchettes (38 cm)
- Protèges-vêtements réglables en profondeur (0-5 cm)
- Potences escamotables et amovibles, palettes réglables en angle

## Autres

- Batteries 55 Ah
- Chargeur 220 V / 8 A
- Ceinture

## COLORIS ET ACCESSOIRES

Inserts de Couleur (clips jantes & stickers) - (carénage & châssis noir mat)		Quantité	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	22609050-001 Rouge		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	22609050-002 Vert		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	22609050-003 Bleu		std	std	-	-

Accessoires		Quantité	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	22609020 Kit réglage hauteur d'assise (+30 mm) (ND angle 6°) (Q100 R & Q200 R)		104,27	110,00	-	-
<input type="checkbox"/>	22609030 Monte-trottoir pour Q100 R		155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	22609035 Monte-trottoir pour Q200 R		155,45	164,00	-	-

## Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie  
 17 Rue Michaël Faraday  
 37170 Chambray-Lès-Tours  
 Tél: 02 47 55 44 31  
 E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr  
 www.SunriseMedical.fr



**Roues motrices, Directrices & Garde-boue**

◀ RETOUR



**Monte-trottoir**


◀ RETOUR




// QOR090130

**Accoudoirs & Repose-pieds**

◀ BACK



// QOR090134



// QOR090133

**Manipulateur – VR2**

◀ RETOUR

