

**FICHE
SIMPLIFIÉE**

Q300[®] M Mini assise SEDEO[®] LITE AA1

FICHE DE MESURE SIMPLIFIÉE
Excluant:

- Coussins et dossiers JAY
- Appui-tête Whitmyer
- Commandes spéciales
- Pictos des Options



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 1_012024

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse Livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:		
Magasin:		Magasin:		
Rue:		Rue:		
Ville/CP:		Ville/CP:		
E-Mail:		E-Mail:		
Tél:		Tél:		
Informations		Poids Utilisateur		
<input type="checkbox"/> Commande <input type="checkbox"/> Devis <input type="checkbox"/> Built-4-Me [®]		Poids max. utilisateur: 136 kg		
N° commande:		Poids uti.:		kg
Art. No.: Q300 M Mini : 2280030M-500 Code LPPR : 9167078		Prix Public TTC € 3 487,95		
Date:	Jour Mois Année			

BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique Série - Q300		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	QML000074 Q300 M Mini (Roues Motrices Centrales) - AA1	3 306,11	3 487,95	9167078	3 487,95
		+ 7.00 € HT d'éco-participation			

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML180012 6 km/h - Moteurs 2-Poles (2x300 W) - Performance	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML180013 10 km/h - Moteurs 2-Poles (2x350 W) - Performance (module GYRO inclus de série)	232,23	245,00	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110009 Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	935,55	987,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110014 Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	std	std	-	-

Roues Motrices		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Roues Motrices					
<input type="checkbox"/>	QML070084 12.5", Bandage, Knobby (crampon), Noir	281,52	297,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML070065 13", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML070069 13", Bandage, Knobby (crampon), Noir	213,27	225,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML070034 14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	208,53	220,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML070033 14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	220,85	233,00	-	-

Roues Directrices		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	QML080213 7", bandage, Noir	std	std	-	-

Coloris Carénage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	QML100576 Rouge	<input type="checkbox"/>	QML100579 Blanc	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML100578 Bleu	<input type="checkbox"/>	QML100577 Noir	std	std	-	-

Coloris Inserts (enjolveurs, têtes de fourche)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	QML140005 Vert Pomme (RAL 110 70 77)	<input type="checkbox"/>	QML140002 Rouge (RAL 040 40 67)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML140004 Noir (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	QML140003 Bleu (RAL 260 40 45)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML140006 Orange (RAL 060 60 80)	<input type="checkbox"/>	QML140001 Blanc (RAL 9010)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML140007 Argent (RAL 9006)			std	std	-	-

Kit Éclairage LED		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110201 Kit éclairage route LED	598,10	631,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110209 Sans kit éclairage	std	std	-	-

Hauteurs d'Assise Q300 M Mini					
	Hauteurs	QML130011 Bascule d'assise manuelle par platine	QML130004 Bascule électrique 0 - 30°	QML130012 Bascule électrique -5 - 25°	QML130009 Combiné lift / Bascule d'assise 0 - 30°
<input type="checkbox"/>	SH41 410 mm	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	SH43 430 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SH45 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SH47 470 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SH49 490 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Batteries & Chargeurs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML160006 Batteries, 41 Ah, sans maintenance	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML160013 Batteries, 56 Ah, sans maintenance	482,46	509,00	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	QML160101 Chargeur, 220 V / 8 Ah	std	std	-	-

MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML130011 Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML130004 Bascule électrique, 0° - 30°	1 165,88	1 230,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML130012 Bascule électrique, -5° - 25°	1 264,45	1 334,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML130009 Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°) Non disponible avec hauteur d'assise 410 mm Hauteur d'assise 430 mm uniquement en combinaison avec dossier inclinaison manuelle QML030147	2 101,42	2 217,00	-	-

Fonction C-Me		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Disponible uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QML130009					
<input type="checkbox"/>	QML110034 C-Me Activé (vitesse max. 4,5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110035 C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	std	std	-	-

Module d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML030147 Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030148 Inclinaison manuelle par vérin, 85° - 120°, inclinaison par la tierce-personne	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030149 Inclinaison électrique, 85° - 120°	672,99	710,00	-	-

DOSSIER

Option de Dossier - Pour dossier toile et dossier Sedeo Lite		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104)					
<input type="checkbox"/>	QML030156 Dossier amovible	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030098 Dossier rabattable sur l'assise	307,11	324,00	-	-

Cadre de Dossier Réglable		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104)					
<input type="checkbox"/>	QML030154 Dossier réglable en largeur, 385 - 485 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030155 Dossier réglable en largeur, 460 - 510 mm	std	std	-	-

Type de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Toile de dossier rembourrée (voir Section A)					
<input type="checkbox"/>	QML030150 Toile de dossier rembourrée, avec sangles réglables en tension	std	std	-	-
Coussin de dossier SEDEO LITE (voir Section B)					
<input type="checkbox"/>	QML030151 Coussin de Dossier SEDEO LITE	Voir tarifs Section B		-	-
Coussin de dossier SEDEO PRO (voir Section C)					
<input type="checkbox"/>	QML030104 Coussin de Dossier SEDEO PRO Flexible	Voir tarifs Section C		-	-
Dossier souple JAY Shape (voir Section D)					
<input type="checkbox"/>	QML030152 Dossier souple JAY Shape	Voir tarifs Section D		-	-

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
Largeur toile de dossier (largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise)							
<input type="checkbox"/>	BW385 385 mm	<input type="checkbox"/>	BW46 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW41 410 mm	<input type="checkbox"/>	BW485 485 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW435 435 mm	<input type="checkbox"/>	BW51 510 mm	std	std	-	-
Hauteur toile de dossier							
<input type="checkbox"/>	BH46 460 mm	<input type="checkbox"/>	BH51 510 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH485 485 mm			std	std		

A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en tension, Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML030607 Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	220,85	233,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030608 Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	220,85	233,00	-	-

DOSSIER

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Dimensions

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Largeur du coussin de dossier SEDEO LITE - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

<input type="checkbox"/>	BW385	385 mm	<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW41	410 mm	<input type="checkbox"/>	BW485	485 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW435	435 mm	<input type="checkbox"/>	BW51	510 mm	std	std	-	-

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Type

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

<input type="checkbox"/>	QML030130	Coussin de dossier, Profilé, Hauteur 500 mm, Housse Confort				348,82	368,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030131	Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Housse Confort				463,51	489,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030133	Coussin de dossier, Galbe Deep Contour Actif, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Galbe 180 mm, Housse Confort				481,52	508,00	-	-

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Cales tronc

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

<input type="checkbox"/>	QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit				220,85	233,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche				220,85	233,00	-	-

C – Dossier SEDEO PRO, Dimensions

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Largeur du coussin de dossier SEDEO PRO

<input type="checkbox"/>	BW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm				std	std	-	-

Hauteur du coussin de dossier SEDEO PRO

<input type="checkbox"/>	BH44	440 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH50	500 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH56	560 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm				std	std	-	-

C – Dossier SEDEO PRO, Galbes

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR €

<input type="checkbox"/>	QML030116	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, galbe 12 cm, sangles réglables Non disponible avec appui-tête monté sur coussin de dossier (QML030119) Pour les accoudoirs QML040039, QML040123 et QML040022 : uniquement disponible avec une largeur de dossier équivalente ou inférieure à la largeur d'assise. Pour les accoudoirs QML040021 et QML040019 : disponible avec une largeur de dossier jusqu'à 80 mm plus large que la largeur d'assise Non disponible avec accoudoirs relevables (QML040039) ou relevables à compensation (QML040123) avec une largeur comprise entre 380 mm et 440 mm				470,14	496,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030117	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, galbe 18 cm, sangles réglables Non disponible avec appui-tête monté sur coussin de dossier (QML030119) Pour les accoudoirs QML040039, QML040123 et QML040022 : uniquement disponible avec une largeur de dossier équivalente ou inférieure à la largeur d'assise. Pour les accoudoirs QML040021 et QML040019 : disponible avec une largeur de dossier jusqu'à 80 mm plus large que la largeur d'assise Non disponible avec accoudoirs relevables (QML040039) ou relevables à compensation (QML040123) avec une largeur comprise entre 380 mm et 440 mm				585,78	618,00	-	-

C – Dossier SEDEO PRO, Housse

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR €

<input type="checkbox"/>	QML030108	Housse, Confort				std	std	-	-
--------------------------	-----------	-----------------	--	--	--	-----	-----	---	---

DOSSIER

D – Dossier souple JAY Shape		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY080001 Dossier souple JAY Shape	609,48	643,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY080006 Dossier souple JAY Shape, Oversized (+ 2.5 cm que la largeur d'assise pour plus d'immersion) Non disponible avec largeur d'assise 485 mm et 510 mm	609,48	643,00	-	-

D – Dossier souple JAY Shape, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
Largeur du dossier JAY Shape - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise							
<input type="checkbox"/>	BW385 385 mm	<input type="checkbox"/>	BW46 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW41 410 mm	<input type="checkbox"/>	BW485 485 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW435 435 mm			std	std	-	-

Hauteur du dossier JAY Shape							
<input type="checkbox"/>	BH47 470 mm			std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH495 495 mm			std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH52 520 mm			std	std	-	-

D – Dossier souple JAY Shape, Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY080010 Cales tronc JAY Shape, (LxH) 150 x 150 mm, Paire	147,87	156,00	-	-

Appui-Tête - Têtière SEDEO		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML030430 SEDEO, têtère PU - (LxH) 240 x 150 mm Uniquement disponible avec supports d'appui-tête SEDEO	278,67	294,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030431 SEDEO, têtère PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm Uniquement disponible avec supports d'appui-tête SEDEO	343,13	362,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030432 SEDEO, têtère flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm Uniquement disponible avec supports d'appui-tête SEDEO	378,20	399,00	-	-

Appui-Tête - Supports SEDEO		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML030433 SEDEO, support multi-positions	48,34	51,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030434 SEDEO, support multi-positions réglable sans outils	94,79	100,00	-	-

Appui-Tête - Fixation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML030119 Fixation montée sur coussin de dossier Uniquement avec les coussins de dossier Sedeo Lite QML03130 - QML030133	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030120 Fixation montée sur armature du dossier	std	std	-	-

ASSISE

Interface d'assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML020123 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020124 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm	std	std	-	-

Coussins d'Assise - Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Standard (Voir Section E)					
<input type="checkbox"/>	QML020098 Coussin d'Assise, Standard, Hauteur 50 mm	std	std	-	-
SEDEO (Voir Section F)					
<input type="checkbox"/>	QML020027 Coussin d'Assise SEDEO	Voir Section F		-	-

ASSISE

E – Coussin d'Assise Standard, Dimensions

				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pré-réglage largeur d'assise							
<input type="checkbox"/>	SW385	385 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW41	410 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW435	435 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW485	485 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW51	510 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)	std	std	-	-

Pré-réglage profondeur d'assise

<input type="checkbox"/>	SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD485	485 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD51	510 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD535	535 mm, avec coussin profondeur 500 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD56	560 mm, avec coussin profondeur 500 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133		std	std	-	-

F – Coussin d'Assise SEDEO, Dimensions

				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pré-réglage largeur d'assise							
<input type="checkbox"/>	SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm Non disponible avec coussin SEDEO QML020076	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm Non disponible avec coussin SEDEO QML020076	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm Non disponible avec coussin SEDEO QML020076	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)	std	std	-	-

Pré-réglage profondeur d'assise

<input type="checkbox"/>	SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD485	485 mm, avec coussin profondeur 560 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD51	510 mm, avec coussin profondeur 560 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD535	535 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD56	560 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133		std	std	-	-

ASSISE

F – SEDEO, Coussins d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML020073 SEDEO, Profilé (Profiled), hauteur 70 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020076 SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory), hauteur 90 mm	490,05	517,00	-	-
F – SEDEO, Housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML020518 Housse dartex	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020080 Housse confort	65,40	69,00	-	-
F – SEDEO, Plaque d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML020082 SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	109,00	115,00	-	-

Q300 M Mini avec Coussin JAY & Dossier JAY J3, Appui-Tête WHITMYER, voir fiche de mesure COMPLETE

Cale Cuisse		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Cale cuisse non disponible avec manchettes standard 380 mm QML040040-41					
Cale cuisse non disponible avec hauteur d'assise 410 mm					
<input type="checkbox"/>	QML020113 Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020114 Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020121 Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020122 Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-
Cale Genoux		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML020342 Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	234,12	247,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020341 Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	234,12	247,00	-	-

ACCOUDOIRS

Accoudoirs, Types		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML040039 Accoudoirs relevables Disponible uniquement à partir de largeur 460 mm en combinaison avec dossiers flexibles (QML030116 - QML030117)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040022 Accoudoirs amovibles, avec protège-vêtements Non disponible avec manchettes std 400 mm (QML040025/QML040026) Non disponible avec tablette - Non disponible avec commandes spéciales Non disponible avec pantographe escamotable intérieur/extérieur (QML110056)	163,03	172,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040021 Accoudoirs amovibles Sedeo Pro, avec protège-vêtements Non disponible avec manchettes std 380 mm (QML040040/41) et 400 mm (QML040025/QML040026) Non disponible avec hauteur d'assise 410 mm Uniquement avec pantographe escamotable, intérieur/extérieur (QML110056)	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040019 Accoudoirs escamotables Sedeo Pro, vers l'arrière, avec protège-vêtements (réglage supplémentaire de 40 mm par côté) Non disponible avec manchettes std 380 mm (QML040040/41) et 400 mm (QML040025/QML040026) Uniquement avec pantographe escamotable, intérieur/extérieur (QML110056) Non compatible avec hauteur d'assise 410 mm	260,66	275,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040123 Accoudoirs relevables à compensation	633,18	668,00	-	-

Manchettes d'Accoudoir		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
Manchettes standard							
<input type="checkbox"/>	QML040040 Standard, 380 mm - droite	<input type="checkbox"/>	QML040041 Standard, 380 mm - gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040025 Sedeo Pro, 400 mm - droite	<input type="checkbox"/>	QML040026 Sedeo Pro, 400 mm - gauche	31,28	33,00	-	-
Manchettes confort							
<input type="checkbox"/>	QML040204 Confort Dartex, 400 mm, droite	82,46	87,00	-	-		
<input type="checkbox"/>	QML040203 Confort Dartex, 400 mm, gauche	82,46	87,00	-	-		
Gouttières hémiplegiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm							
<input type="checkbox"/>	QML040031 Gouttière, droite Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133	235,07	248,00	-	-		
<input type="checkbox"/>	QML040032 Gouttière, gauche Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE, QML030130, QML030131 et QML030133	235,07	248,00	-	-		

ACCOUDOIRS

Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML040033 Protège-vêtements, standard Uniquement disponibles avec accoudoirs QML040039 et QML040123	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040034 Protège-vêtements, confort Remarque : Largeur d'assise -20mm Uniquement disponibles avec accoudoirs QML040021 et QML040019	150,71	159,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040035 Protège-vêtements, cunéiforme confort Remarque : Largeur d'assise -80mm Uniquement disponibles avec accoudoirs amovibles QML040021	233,18	246,00	-	-

REPOSE-PIEDS / REPOSE-JAMBES

Potence Centrale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML050086 Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180°, palette monobloc relevable et réglable en angle - LJ réglable 310 mm à 470 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) En combinaison avec option lift ou bascule d'assise, choisir appui-mollet simple (QML050087) ou appui-mollets séparé (QML050092)	std	std	-	-

Appui-mollets

<input type="checkbox"/>	QML050087 Appui-mollets simple	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050092 Appui-mollets séparé, paire	93,84	99,00	-	-

Repose-Jambes Central, Électrique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML050076 Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)	2 289,10	2 415,00	-	-

Palettes

<input type="checkbox"/>	QML050072 Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	std	std	-	-
--------------------------	--	-----	-----	---	---

Appui-mollets

<input type="checkbox"/>	QML050092 Appui-mollets séparé, paire	std	std	-	-
--------------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	---

Repose-Pieds / Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML050100 Potences escamotables 70°, SEDEO LITE (type Q200 R Configuré)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050105 Repose-jambes manuels, SEDEO LITE (type Q200 R Configuré) (incluant palettes et appui-mollets) (pour UL 35 à 50 cm)	262,56	277,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050015 Potences escamotables 70°, SEDEO PRO (type Q400)	221,80	234,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050016 Repose-jambes manuels, SEDEO PRO (type Q400) (pour UL 36 à 53 cm)	480,57	507,00	-	-
<input type="checkbox"/>	FMG- PB01-3297-02 Repose-jambes manuels courts, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) Attention délai supplémentaire	1 000,00	1 055,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050017 Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, SEDEO PRO (type Q400)	1 790,52	1 889,00	-	-
<input type="checkbox"/>	FMG- PB01-3297-01 Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) Attention délai supplémentaire	2 396,21	2 528,00	-	-

Support repose-jambes latéraux

<input type="checkbox"/>	QML050170 Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050171 Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	std	std	-	-

Palettes

<input type="checkbox"/>	QML050088 Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050089 Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050090 Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050081 Palettes solidaires Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro (QML050015)	88,15	93,00	-	-

Options de repose-jambes

<input type="checkbox"/>	QML050082 Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050083 Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	88,15	93,00	-	-

Repose-Pieds / Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML050084 Talonnières	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050085 Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro (QML050015)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050200 Protection de genou, confort	113,74	120,00	-	-
Support amputé					
<input type="checkbox"/>	QML050142 Support amputé, confort, droit	219,91	232,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050143 Support amputé, confort, gauche	219,91	232,00	-	-

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML090128 Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	std	std	-	-
Tablette (montage côté opposé du manipulateur)					
<input type="checkbox"/>	QML090124 Tablette escamotable	302,37	319,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090040 Tablette, réglable en largeur, escamotable	344,08	363,00	-	-

ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Manipulateur R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110015 LED, Vérins	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110016 LED, Vérins et kit éclairage	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110017 Ecran couleur LCD	701,42	740,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110018 Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QML090505 à QML090511	1 129,86	1 192,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110013 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	1 782,94	1 881,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110023 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	2 138,39	2 256,00	-	-

Support Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110050 Support fixe	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110082 Support escamotable	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110056 Support escamotable, intérieur/extérieur Obligatoire avec accoudoirs QML040019 et QML040021 Non disponible avec accoudoirs QML040022	205,69	217,00	-	-

Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110052 Accoudoir, côté droit	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110053 Accoudoir, côté gauche	std	std	-	-

Module de Puissance		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110003 Module de puissance, R-Net, 90 A	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110004 Module de puissance, R-Net, 120 A (augmente le couple et les performances extérieures)	205,69	217,00	-	-

Commandes Accompagnateurs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110021 Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	677,02	714,26	9368167	714,26
<input type="checkbox"/>	QML110020 Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur	183,89	194,00	9368150	35,71

Montage commande accompagnateur

<input type="checkbox"/>	QML110025 Côté droit	<input type="checkbox"/>	QML110026 Côté gauche	std	std	-	-
--------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----	-----	---	---

Commande sur Tablette		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	QML110143 Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	-	-		
Montage de la tablette							
<input type="checkbox"/>	QML110080 Côté gauche	<input type="checkbox"/>	QML110081 Côté droit	std	std	-	-

Boitier Ctrl+5 Contacts - 10 fonctions assignables		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110043 Boitier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables, prise de charge USB En combinaison avec une commande tierce personne, le boitier Ctrl+5 sera monté sur l'accoudoir	1 092,89	1 153,00	-	-
Montage					
<input type="checkbox"/>	QML110180 A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe intérieur/extérieur (QPL110056), escamotage impossible	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110181 Côté opposé du manipulateur	std	std	-	-
Type de boutons					
<input type="checkbox"/>	QML110175 A pousser	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110176 A bascule	std	std	-	-

Q300 M Mini avec Commande Spéciale voir la fiche de mesure COMPLETE

Commentaires

Q300 M Mini SEDEO LITE - AA1

€

Prix de base TTC	3 487.95
Total Optionc TTC	
Prix total TTC	

Date			Signature
Jour	Mois		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lés-Tours

Tél : : 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.frwww.SunriseMedical.fr