

**FICHE
SIMPLIFIÉE**

Q400[®] M
Q400[®] R

assise SEDEO[®] LITE

AA2

FICHE DE MESURE SIMPLIFIÉE

Excluant:

- Coussins et dossiers JAY
- Appui-tête Whitmyer
- Commandes spéciales
- Pictos des Options



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 1_012024
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions


Adresse facturation ou Code client		Adresse Livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:		
Magasin:		Magasin:		
Rue:		Rue		
Ville/CP:		Ville /CP:		
E-Mail:		E-Mail:		
Tél:		Tél:		
Informations		Poids Utilisateur		
<input type="checkbox"/> Commande <input type="checkbox"/> Devis <input type="checkbox"/> Built-4-Me [®]		Poids max. utilisateur: 136 kg		
N° commande.: <input type="text"/>		Poids uti.:	<input type="text"/>	kg
Art. No.: Q400 M: 2280040M-500, Q400 R: 2280040R-000 Code LPPR : 9167084		Prix Public TTC Q400 M € 3 938,01 Q400 R € 5 120,00		
Date:	Jour	Mois	Année	


Fauteuil Roulant Electrique Série - Q400		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL000031 Q400 M (Roues Motrices Centrales) - AA2	3 732,71	3 938,01	9167084	3 938.01
		+ 7.00 € HT d'éco-participation			
<input type="checkbox"/>	QPL000033 Q400 R (Roues Motrices Propulsion) - AA2	4 853,08	5 120,00	9167084	3 938.01
		+ 7.00 € HT d'éco-participation			

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL180013 10 km/h - Moteurs 2-Poles (2x350 W)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL180009 6 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500 W)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL180010 8 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500 W)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL180007 10 km/h - Moteurs 4-Poles (2x450 W)	std	std	-	-

Réglage Suspension - Q400 M uniquement		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL150001 Suspension souple (recommandé pour poids Utilisateur inférieur à 75 kg)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL150002 Suspension ferme Recommandé si fauteuil équipé de l'option lift (QOP130009) Recommandé si fauteuil équipé de la bascule d'assise élec. (QPL130004/QPL130012) pour un poids Utilisateur à partir de 75 kg	std	std	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL110009 Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	935,55	987,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL110014 Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	std	std	-	-

Roues Motrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Q400 M / Q400 R					
<input type="checkbox"/>	QPL070065 13", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL070069 13", Bandage, Knobby (crampon), Noir	145,02	153,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL070034 14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL070033 14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	145,02	153,00	-	-
Q400 R					
<input type="checkbox"/>	QPL070032 14", Pneumatique, V-Type (lisse), Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL070031 14", Bandage, V-Type (lisse), Noir	145,02	153,00	-	-


Roues Directrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Q400 M					
<input checked="" type="checkbox"/>	QPL080213 7", bandage, Noir	std	std	-	-
Q400 R					
<input type="checkbox"/>	QPL080210 9", Bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL080211 9", Pneumatique, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL080212 10", Pneumatique, Noir - Uniquement avec roues motrices 14"	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL080058 10", Bandage, Noir - Uniquement avec roues motrices 14"	std	std	-	-

Garde-Boue pour Q400 R 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL010007 Garde-boue, roues motrices, 14"	131,75	139,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL010008 Garde-boue, roues directrices, 9"	108,06	114,00	-	-
Option garde-boue (QPL010007 ou QPL010008) obligatoire en combinaison avec kit éclairage feu de position LED (QPL110202)					

Monte trottoir pour Q400 R		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL090037 Sans monte trottoir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL090038 Monte trottoir pour Q400 R	323,22	341,00	-	-

Coloris Inserts (enjolveurs, têtes de fourche)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL140005 Vert Pomme (RAL 110 70 77)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL140004 Noir (RAL 9005)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL140006 Orange (RAL 060 60 80)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL140007 Argent (RAL 9006)	std	std	-	-

BASE MOTRICE

Kit Éclairage LED 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL110201 Kit éclairage LED (homologué StVZO)	598,10	631,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL110202 Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant) Option garde-boue (QPL010007 ou QPL010008) - Obligatoire pour Q400 R	309,95	327,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL110209 Sans kit éclairage	std	std	-	-

Hauteurs d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SH415 415 mm Non disponible avec combiné lift & bascule d'assise (QPL130009) Non disponible à partir de largeur d'assise 480 mm Non disponible avec bascule d'assise électrique -5°-25°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SH44 440 mm Non disponible avec combiné lift & bascule d'assise (QPL130009) pour Q400 R Non disponible avec bascule d'assise électrique -5°-25°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SH465 465 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SH49 490 mm	std	std	-	-

Batteries & Chargeurs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Batteries - Q400 R					
<input type="checkbox"/>	QPL160001 Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance	std	std	-	-
Batteries - Q400 M					
<input type="checkbox"/>	QPL160003 Batteries, 50 Ah, Gel, sans maintenance	std	std	-	-
Chargeurs - Q400 R & Q400 M					
<input type="checkbox"/>	QPL160101 Chargeur, 220 V / 8 Ah	std	std	-	-

MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL130004 Bascule électrique, 0° - 30°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL130012 Bascule électrique, -5° - 25° Non disponible hauteur d'assise 415 mm ou 440 mm	273,93	289,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL130009 Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	2 101,42	2 217,00	-	-

Fonction C-Me		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QPL130009					
<input type="checkbox"/>	QPL110034 C-Me Activé (vitesse max. 4,5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL110035 C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	std	std	-	-

Module d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL030149 Inclinaison électrique, 85° - 120°	std	std	-	-

Option de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL030098 Dossier rabattable sur l'assise	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL030156 Dossier amovible sur l'assise	std	std	-	-

Cadre de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL030154 Dossier réglable en largeur, 385 - 485 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL030155 Dossier réglable en largeur, 460 - 510 mm	std	std	-	-

DOSSIER

Type de Dossier & Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
TOILE DE DOSSIER rembourrée, SEDEO Lite					
<input type="checkbox"/>	QPL030150 Toile de dossier rembourrée, avec sangles réglables en tension	std	std	-	-
Largeur toile de dossier rembourrée, réglable					
<input type="checkbox"/>	BW385 385 mm	<input type="checkbox"/>	BW46 460 mm		
<input type="checkbox"/>	BW41 410 mm	<input type="checkbox"/>	BW485 485 mm		
<input type="checkbox"/>	BW435 435 mm	<input type="checkbox"/>	BW51 510 mm		
Hauteur toile de dossier SEDEO Lite, réglable					
<input type="checkbox"/>	BH46 460 mm	<input type="checkbox"/>	BH485 485 mm	<input type="checkbox"/>	BH510 510 mm
COUSSIN DE DOSSIER , SEDEO Lite					
<input type="checkbox"/>	QPL030151 Coussin de Dossier SEDEO Lite				
<input type="checkbox"/>	QPL030130 Coussin de dossier, Profilé, hauteur 500 mm, housse confort	std	std	-	-

Cales tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL030607 Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit	221,80	234,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL030608 Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche	221,80	234,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL030609 Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, Droit	221,80	234,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL030610 Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, Gauche	221,80	234,00	-	-

Appui-tête		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL030430 SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL030431 SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	65,40	69,00	-	-
Support pour appui-tête SEDEO					
<input type="checkbox"/>	QPL030433 SEDEO, support multi-positions	std	std		
<input type="checkbox"/>	QPL030434 SEDEO, support multi-positions réglable sans outils	94,79	100,00		

Appui-Tête - Fixation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL030119 Fixation montée sur coussin de dossier	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL030120 Fixation montée sur armature du dossier	std	std	-	-

ASSISE

Interface d'assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL020123 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL020124 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm	std	std	-	-

Coussin d'assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	QPL020027 Coussin d'Assise SEDEO				
<input checked="" type="checkbox"/>	QPL020073 SEDEO, Profilé, housse Dartex, hauteur 70 mm	std	std	-	-

Dimensions coussin d'assise SEDEO / Pré-réglage largeur d'assise

<input type="checkbox"/>	SW385 385 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW41 410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW435 435 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW46 460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW485 485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW51 510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)	std	std	-	-

Pré-réglage profondeur d'assise

<input type="checkbox"/>	SD41 410 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD435 435 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD46 460 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD485 485 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD51 510 mm, avec coussin profondeur 500 mm	std	std	-	-

ASSISE

Plaque d'assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL020082 SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	109,00	115,00	-	-

Q400 M/R avec autres types de coussins, dossiers et appui-tête, voir fiche de mesure COMPLETE

OPTIONS D'ASSISE ET ACCOUDOIRS

Cale Cuisse		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Cale cuisse non disponible avec hauteur d'assise 415 mm					
<input type="checkbox"/>	QPL020113 Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL020114 Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL020121 Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL020122 Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-

ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL040039 Accoudoirs relevables Disponible uniquement à partir de largeur 460 mm en combinaison avec dossiers flexibles (QPL030115 - QPL030116 - QML030117)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL040022 Accoudoirs amovibles, avec manchettes standards 380 mm, protège-vêtements Non disponible avec support de commande intérieur/extérieur (QPL110056)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL040019 Accoudoirs escamotables Sedeo Pro, vers l'arrière, avec protège-vêtements (réglage supplémentaire de 40 mm par côté) Non disponible avec manchette standard 380 mm (QPL040040/41) Non disponible avec hauteur d'assise 415 mm	260,66	275,00	-	-

Manchettes d'Accoudoirs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
Manchettes standard		Prix Unitaire					
<input type="checkbox"/>	QPL040040 Standard, 380 mm - droite	<input type="checkbox"/>	QPL040041 Standard, 380 mm - gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL040025 Sedeo Pro, 400 mm - droite Non disponible avec accoudoirs amovibles QPL040022	<input type="checkbox"/>	QPL040026 Sedeo Pro, 400 mm - gauche Non disponible avec accoudoirs amovibles QPL040022	31,28	33,00	-	-

Manchettes confort

<input type="checkbox"/>	QPL040204 Confort Dartex, 400 mm, droite	82,46	87,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL040203 Confort Dartex, 400 mm, gauche	82,46	87,00	-	-

Gouttières hémiplegiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm

<input type="checkbox"/>	QPL040031 Gouttière, droite Non disponible avec manipulateur monté à droite QPL110052	235,07	248,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL040032 Gouttière, gauche Non disponible avec manipulateur monté à gauche QPL110053	235,07	248,00	-	-

Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL040033 Protège-vêtements, standard Uniquement avec accoudoirs relevables QPL040039	std	std	-	-

REPOSE-PIEDS

Potence Centrale - Uniquement pour Q400 M		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL050086 Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180°, palette monobloc relevable et réglable en angle - LJ réglable 310 mm à 470 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) En combinaison avec option lift ou bascule d'assise, choisir appui-mollet simple QPL050087 ou appui-mollets séparé QPL050092	351,66	371,00	-	-

Appui-mollets

<input type="checkbox"/>	QPL050087 Appui-mollets simple	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL050092 Appui-mollets séparé, paire	93,84	99,00	-	-

REPOSE-PIEDS

Repose-Jambes Central, Électrique - Uniquement pour Q400 M		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL050076 Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)	2 289,10	2 415,00	-	-

Palettes

<input type="checkbox"/>	QPL050072 Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL050073 Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (long. 310 mm x larg. 170 mm)	std	std	-	-

Appui-mollets

<input type="checkbox"/>	QPL050092 Appui-mollets séparé, paire	std	std	-	-
--------------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	---

Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO LITE - Q400 M		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Potences (pièces détachées)					

<input type="checkbox"/>	QPL050105 Repose-jambes manuels, SEDEO Lite (LJ de 350 à 510 mm)	std	std	-	-
	 Légers + Maniables				
<input type="checkbox"/>	22805100-001 Potences escamotables, SEDEO Lite, 70°, escamotables (paire, inc.palettes, talonnières) 22805100-002 En supplément des repose-jambes Sedeo Lite - Livrées séparément (pièces détachées)	257,65	271,82	-	-

Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO PRO - Q400 M & Q400 R 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL050016 Repose-jambes manuels, SEDEO Pro LJ 360 à 530 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL050017 Repose-jambes électriques SEDEO Pro, sans fil, à compensation	929,86	981,00	-	-

Repose-jambes manuels courts pour LJ 260 à 430 mm disponibles > voir fiche de mesure complète

Supports repose-jambes latéraux

<input type="checkbox"/>	QPL050170 Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL050171 Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	std	std	-	-

Palettes

<input type="checkbox"/>	QPL050088 Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL050089 Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL050090 Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm	std	std	-	-

Options de repose-jambes

<input type="checkbox"/>	QPL050082 Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL050083 Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	88,15	93,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL050084 Talonnières	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL050200 Protection de genou, confort	113,74	120,00	-	-

Support amputé (livré non monté)

<input type="checkbox"/>	PIECES DETACHEES Support amputé, confort, droit (réf. 22805010-002 et réf. 22805110-002)	143,99	151,91	-	-
<input type="checkbox"/>	PIECES DETACHEES Support amputé, confort, gauche (réf. 22805010-001 et réf. 22805110-001)	143,99	151,91	-	-


OPTIONS DE POSITIONNEMENT & ACCESSOIRES

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	QPL090128 Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	std	std	-	-

Tablette (montage côté opposé du manipulateur)

<input type="checkbox"/>	QPL090124 Tablette escamotable	302,37	319,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL090040 Tablette, réglable en largeur, escamotable	344,08	363,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL090046 Demi-tablette, escamotable	422,75	446,00	-	-

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL110015 LED, Vérins	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL110016 LED, Vérins et kit éclairage	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL110017 Ecran couleur LCD	701,42	740,00	-	-

Support Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL110050 Support fixe	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL110082 Support escamotable Non disponible avec accoudoirs escamotables vers l'arrière QPL040019	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL110056 Support escamotable, intérieur/extérieur Non disponible avec accoudoirs QPL040022	205,69	217,00	-	-

Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL110052 Accoudoir, côté droit	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL110053 Accoudoir, côté gauche	std	std	-	-

Module de Puissance		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL110003 Module de puissance, R-Net, 90 A	std	std	-	-

Commandes Accompagnateur		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL110021 Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	677,02	714,26	9368167	714,26
<input type="checkbox"/>	QPL110020 Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur	183,89	194,00	9368150	35,71

Montage commande accompagnateur

<input type="checkbox"/>	QPL110025 Côté droit	<input type="checkbox"/>	QPL110026 Côté gauche	std	std	-	-
--------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----	-----	---	---

Q400 M/R avec Commande Spéciale voir la fiche de mesure COMPLETE



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lés-Tours
Tél : : 02 47 55 44 31
E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr