

Q50 R Carbon

NOUVEAU



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01-012024

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:		
Magasin:		Magasin:		
Rue:		Rue:		
Ville/CP:		Ville/CP:		
E-Mail:		E-Mail:		
Tél:		Tél:		
Informations		Poids Utilisateur		
<input type="checkbox"/> Commande	<input type="checkbox"/> Devis	Poids max. Utilisateur: 136 kg		
N° commande:		Poids Uti.:		kg
Art. No.: Q50 R Carbon : 23200200C		Prix Public TTC € 3 640,00		
Code LPPR Individuel: 9178700				
Date:	Jour	Mois	Année	

DONNEES TECHNIQUES

Données Techniques

Poids sans batterie	à partir de 14.5 kg	Largeur Assise	440 mm
Poids avec batterie	à partir de 15.85 kg	Profondeur Assise	420 mm

Données Techniques - Base ROUES MOTRICES PROPULSION

Poids max. Utilisateur	136 kg	Electronique	nVR2 (Penny & Giles)
Largeur base	570 mm	Motorisation	6 km/h - Moteurs 2x 250 Watts (sans charbon)
Longueur totale	923 mm	Batteries	Lithium - 10 Ah - Certifié IATA
Longueur fauteuil plié	370 mm	Chargeur	24 V / 5 Amp
Hauteur totale	928 mm	Pente de sécurité max.	8°
Hauteur fauteuil plié	767 mm	Coloris châssis	Noir
Hauteur de dossier	464 mm	Coloris inserts	5 couleurs : Rouge, bleu, orange, jaune, violet
Hauteur d'assise	495 mm (avec coussin)	Franchissement	40 mm
Autonomie	Jusqu'à 12 km (une batterie) / Jusqu'à 24km avec batterie additionnelle		

BASE MOTRICE

MODELE	Quantité	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/> QLC000098 Q50R Carbon (incluant 1 batterie Lithium 10ah et chargeur)		3 450,24	3 640,00	9178700	2 702,81
+ 7.00 € HT d'éco-participation					

Caractéristiques Standards

<input checked="" type="checkbox"/> Cadre en fibre de carbone	<input checked="" type="checkbox"/> Coussin d'assise, housse noire, 3 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs en fibre de carbone, relevables et verrouillables	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture
<input checked="" type="checkbox"/> Palette en fibre de carbone, relevable, réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/> Pochette de rangement (sous l'assise)
<input checked="" type="checkbox"/> Commande nVR2	<input checked="" type="checkbox"/> Sangle velcro de maintien au pliage pour un rangement facile
<input checked="" type="checkbox"/> Pantographe fixe - montage à droite	<input checked="" type="checkbox"/> Garde-boue
<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur	<input checked="" type="checkbox"/> Feux stop arrière QUICKIE
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avant 150 mm - roue arrière 200 mm, jante magnésium, bandage noir	<input checked="" type="checkbox"/> Roulettes anti-bascule
	<input checked="" type="checkbox"/> Porte gobelet

Enjoliveurs de Couleur (châssis noir) / Options

		Quantité	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Sans enjoliveurs de couleur, jantes noires						
<input type="checkbox"/>	QLC140002	Inserts Rouge (RAL 040 40 67)		Std	Std	-
<input type="checkbox"/>	QLC140003	Inserts Bleu (RAL 260 40 45)		Std	Std	-
<input type="checkbox"/>	QLC140006	Inserts Orange (RAL 060 60 80)		Std	Std	-
<input type="checkbox"/>	QLC140023	Inserts Jaune (RAL 1016)		Std	Std	-
<input type="checkbox"/>	QLC140024	Inserts Violet (RAL 4005)		Std	Std	-
<input type="checkbox"/>	QLC160036	Batterie Lithium additionnelle (10ah - stockage possible sur le fauteuil)		591,47	624,00	-
<input type="checkbox"/>	QLC160037	Chargeur additionnel et câble		98,58	104,00	-



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michaël Faraday
 37170 Chambray-Lès-Tours
 Tél: 02 47 55 44 31
 E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
 www.SunriseMedical.fr