

# Q300<sup>®</sup> R

avec assise SEDEO LITE

## AA1




### BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01\_012024  
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client				Adresse Livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation	
Code Clt:				Code Clt:			
Magasin:				Magasin:			
Rue:				Rue			
Ville/CP:				Ville /CP:			
E-Mail:				E-Mail:			
Tél:				Tél:			
Informations				Poids Utilisateur			
<input type="checkbox"/> Commande <input type="checkbox"/> Devis <input type="checkbox"/> Built-4-Me <sup>®</sup>				<b>Poids max. utilisateur: 136 kg</b>			
N° commande.:				Poids uti.:		kg	
<b>Art. No.:</b> 2280030R-100 <b>Code LPPR :</b> 9167078				<b>Prix Public</b> <b>TTC</b>			
Date:	Jour	Mois	Année				

## Mesures Anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise	<input type="text"/>	mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise	<input type="text"/>	mm
c) Aisselle - assise	<input type="text"/>	mm
d) Coude - assise	<input type="text"/>	mm
e) Haut du bassin - assise	<input type="text"/>	mm
f) Largeur épaule	<input type="text"/>	mm
g) Largeur poitrine	<input type="text"/>	mm
i) Largeur hanche	<input type="text"/>	mm
j) Profondeur assise	<input type="text"/>	mm
m) Longueur pied	<input type="text"/>	mm
n) Longueur de jambe	<input type="text"/>	mm
o) Largeur d'assise	<input type="text"/>	mm



## Données Techniques

Crash testé selon ISO 7176-19:2008

Base motrice préparée pour station d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical)

<b>Système d'assise</b>	SEDEO LITE	<b>Assise réglable</b>	Larg. 385 - 510 mm, Prof. 410 - 510 mm
<b>Poids sans batteries</b>	à partir de 80 kg	<b>Hauteurs d'assise</b>	430 mm - 490 mm
<b>Poids avec batteries</b>	à partir de 124 kg (batteries 50 Ah)		
<b>Assise</b>	Bascule d'assise manuelle (0° - 9°) et dossier manuel par platine (85° - 106°) ou dossier manuel par vérins (85°-120°), inclinaison par la tierce-personne		

## Données Techniques - Base ROUES MOTRICES PROPULSION

<b>Poids max. Utilisateur</b>	136 kg	<b>Roues motrices</b>	12" / 14" (noir)
<b>Largeur base</b>	mini: 550 mm (moteurs 2 poles - roues 12") max: 580 mm (moteurs 4 poles - roues 14")	<b>Roues directrices</b>	8" bandage / 9" bandage /pneumatique (noir)
<b>Electronique</b>	R-net	<b>Chargeur</b>	220V/8 A
<b>Autonomie (ISO 7176-4)</b>	<u>Moteurs 6 km/h :</u> Mini : 25 km - max 32 km <u>Moteurs 10 km/h :</u> Mini : 20 km - max 29 km	<b>Batteries</b>	50 Ah - 63 Ah
<b>Motorisation</b>	6 et 10 km/h - 2 poles 6 et 10 km/h - 4 poles	<b>Coloris</b>	Carénage: 5 coloris Inserts: 7 coloris
<b>Garde au sol</b>	90 mm	<b>Franchissement max.</b>	100 mm (avec monte-trottoir)

**Garantie:** 2 ans hors batteries et pièces d'usure


Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

## BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique - Q300 R		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML000166 <b>Q300 R - AA1</b>	<b>3 306,11</b>	<b>3 487,95</b>	9167078	3 487,95
		+ 7.00 € HT d'éco-participation			

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML180012 6 km/h - Moteurs 2-Poles Performance (2x350 W)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML180007 10 km/h - Moteurs 4-Poles (2x450 W)	std	std	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110009 Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	935,55	987,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110014 Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	std	std	-	-


Roues Motrices et Directrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Roues Motrices					
<input type="checkbox"/>	QML070084 12", Bandage, Knobby	145,02	153,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML070034 14", Pneumatique, Knobby	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML070033 14", Bandage, Knobby	145,02	153,00	-	-
Bandage / pneumatique Knobby : crampon, noir					

Roues Directrices					
<input type="checkbox"/>	QML080059 8", Bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML080210 9", Bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML080211 9", Pneumatique, Noir	std	std	-	-
Roues 9", non compatibles avec potence centrale électrique (QML050076) ou réglable en inclinaison (QML050086)					

Coloris		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
Coloris Carénage							
<input type="checkbox"/>	QML100577 Noir (RAL 9005) - Finition noir naturel - carénage non peint	std	std	-	-		
<input type="checkbox"/>	QML100576 Rouge (RAL 040 40 67)	<input type="checkbox"/>	QML100585 Jaune (RAL 1016)	322,27	340,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML100578 Bleu (RAL 260 40 45)	<input type="checkbox"/>	QML100586 Violet (RAL 4005)	322,27	340,00	-	-

Coloris Inserts (enjoliveurs, stickers têtes de fourche, stickers garde-boue)							
<input type="checkbox"/>	QML140004 Noir (RAL 9005)	std	std	-	-		
<input type="checkbox"/>	QML140005 Vert Pomme (RAL 110 70 77)	<input type="checkbox"/>	QML140002 Rouge (RAL 040 40 67)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML140007 Argent (RAL 9006)	<input type="checkbox"/>	QML140003 Bleu (RAL 260 40 45)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML140006 Orange (RAL 060 60 80)	<input type="checkbox"/>	QML140001 Blanc (RAL 9010)	std	std	-	-

Monte trottoir		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML090038 Monte trottoir	323,22	341,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090037 Sans monte trottoir	std	std	-	-

Kit Éclairage LED 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110201 Kit éclairage route LED (homologué StVZO)	598,10	631,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110202 Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant)	309,95	327,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110209 Sans kit éclairage	std	std	-	-

Hauteurs d'Assise		QML130011	QML130004	QML130012	QML130009
Hauteurs		Bascule d'assise manuelle par platine	Bascule électrique 0 - 30°	Bascule électrique -5 - 25°	Combiné lift / Bascule d'assise 0 - 30°
<input type="checkbox"/>	SH43 430 mm	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	SH45 450 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	SH47 470 mm		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	SH49 490 mm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Batteries & Chargeurs** 

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<b>Batteries</b>						
<input type="checkbox"/>	QML160016	Batteries, 50 Ah, Gel, sans maintenance	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML160030	Batteries, 63 Ah, sans maintenance	508,06	536,00	-	-
<b>Chargeurs</b>						
<input type="checkbox"/>	QML160101	Chargeur, 220 V / 8 Ah	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML160104	Chargeur, 220 V / 10 Ah	122,27	129,00	-	-

**MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER****Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique**

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	QML130011	Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°, pré-réglage usine 6°)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML130004	Bascule électrique, 0° - 30°	1 165,88	1 230,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML130012	Bascule électrique, -5° - 25°	1 263,51	1 333,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML130009	Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	2 101,42	2 217,00	-	-

**Fonction C-Me**

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
Uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QML130009						
<input type="checkbox"/>	QML110034	C-Me Activé (vitesse max. 4.8 km/h avec lift) (Angle assise <9°)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110035	C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	std	std	-	-

**Module d'Inclinaison de Dossier**

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	QML030147	Inclinaison manuelle par platine, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030148	Inclinaison manuelle par vérin, 85° - 120°, inclinaison par la tierce-personne	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030149	Inclinaison électrique, 85° - 120°	672,99	710,00	-	-

**Option de Dossier**

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104)						
<input type="checkbox"/>	QML030156	Dossier non rabattable sur l'assise	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030098	Dossier rabattable sur l'assise et amovible	307,11	324,00	-	-

**Cadre de Dossier**

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
Information non requise si sélection du dossier flexible SEDEO PRO (QML030104)						
<input type="checkbox"/>	QML030154	Dossier réglable en largeur, 385 - 485 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030155	Dossier réglable en largeur, 460 - 510 mm	std	std	-	-

**Type de Dossier**

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<b>Toile de dossier rembourrée (Voir Section A)</b>						
<input type="checkbox"/>	QML030150	Toile de dossier rembourrée, avec sangles réglables en tension	std	std	-	-

**Coussin de dossier SEDEO LITE (Voir Section B)**

<input type="checkbox"/>	QML030151	Coussin de Dossier SEDEO LITE	Voir tarifs Section B	-	-
--------------------------	-----------	-------------------------------	-----------------------	---	---

**Coussin de dossier SEDEO PRO (Voir Section C)**

<input type="checkbox"/>	QML030104	Coussin de Dossier SEDEO PRO, Flexible Pour les accoudoirs QML040039, QML040123 et QML040022 : uniquement disponible avec une largeur de dossier équivalente ou inférieure à la largeur d'assise. Pour les accoudoirs QML040021 et QML040019 : disponible avec une largeur de dossier jusqu'à 80 mm plus large que la largeur d'assise Non disponible avec accoudoirs relevables (QML040039) ou relevables à compensation (QML040123) avec une largeur comprise entre 380 mm et 440 mm	Voir tarifs Section C	-	-
--------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---	---

**JAY J3 (Voir Section D)**

<input type="checkbox"/>	QML030054	Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QML030055)	Voir tarifs Section D	-	-
--------------------------	-----------	-------------------------------------------------------	-----------------------	---	---

**JAY Shape (Voir Section E)**

<input type="checkbox"/>	QML030152	Dossier souple JAY Shape	Voir tarifs Section E	-	-
--------------------------	-----------	--------------------------	-----------------------	---	---

## DOSSIER

## A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Dimensions

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR €

Largeur toile de dossier (largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise)

<input type="checkbox"/>	BW385	385 mm (1)	<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW41	410 mm (1)	<input type="checkbox"/>	BW485	485 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW435	435 mm	<input type="checkbox"/>	BW51	510 mm	std	std	-	-

(1) Non disponible avec profondeur 510 mm si bascule électrique (QML130004/QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149).

Hauteur toile de dossier

<input type="checkbox"/>	BH46	460 mm	<input type="checkbox"/>	BH485	485 mm	<input type="checkbox"/>	BH51	510 mm	std	std	-	-
--------------------------	------	--------	--------------------------	-------	--------	--------------------------	------	--------	-----	-----	---	---

## A – Toile de Dossier Rembourrée Réglable en Tension, Cales tronc

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR €

<input type="checkbox"/>	QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit				221,80	234,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche				221,80	234,00	-	-

## B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Dimensions

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR €

Largeur du coussin de dossier SEDEO LITE - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise

<input type="checkbox"/>	BW385	385 mm (1)	<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW41	410 mm (1)	<input type="checkbox"/>	BW485	485 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW435	435 mm	<input type="checkbox"/>	BW51	510 mm	std	std	-	-

(1) Non disponible avec profondeurs 485 mm et 510 mm si bascule électrique (QML130004/QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149)

B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Galbes 

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR €

<input type="checkbox"/>	QML030130	Coussin de dossier, Profilé, Hauteur 500 mm, Housse Confort				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030131	Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Housse Confort				463,51	489,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030133	Coussin de dossier, Galbe Deep Contour Actif, Sangles Réglables, Hauteur 600 mm, Galbe 180 mm, Housse Confort				481,52	508,00	-	-

## B – Coussin de Dossier SEDEO LITE, Cales tronc

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR €

<input type="checkbox"/>	QML030607	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Droit				221,80	234,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030608	Cales tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, Gauche				221,80	234,00	-	-

## C – Dossier SEDEO PRO, Dimensions

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR €

Largeur du coussin de dossier SEDEO PRO

<input type="checkbox"/>	BW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm (1)				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm (1)				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW56	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm				std	std	-	-

(1) Non disponible avec profondeurs 485 mm et 510 mm si bascule électrique (QML130004/QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149)

Hauteur du coussin de dossier SEDEO PRO

<input type="checkbox"/>	BH44	440 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH50	500 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm				std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH56	560 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm				std	std	-	-

## C – Dossier SEDEO PRO, Flexible, Galbes et Housse

Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR €

<input type="checkbox"/>	QML030116	Sedeo Pro, Flexible, Deep Contour, Actif, galbe 12 cm, sangles réglables				585,78	618,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030117	Sedeo Pro, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, galbe 18 cm, sangles réglables				585,78	618,00	-	-

Housse de dossier

<input type="checkbox"/>	QML030108	Housse, Confort				std	std	-	-
--------------------------	-----------	-----------------	--	--	--	-----	-----	---	---

## DOSSIER

## D – Dossier JAY J3, Dimensions

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur du dossier JAY J3 - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise					
<input type="checkbox"/>	JAY030111	410 mm (1) Uniquement avec largeur d'assise 410 mm ou 435 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	JAY030112	460 mm Uniquement avec largeur d'assise 460 mm ou 485 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	JAY030113	510 mm	std	std	- -

(1) Non disponible avec profondeur 510 mm si bascule électrique (QML130004/QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149)

D – Dossier JAY J3, Galbe Profond - Support Moyen et Haut 

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm					
Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm					

## JAY J3, Galbe Profond - Support Moyen (MDC)

<input type="checkbox"/>	JAY030042	UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	- -
--------------------------	-----------	----------------------------	--------	--------	-----

## JAY J3, Galbe Profond - Support Haut (MDC)

<input type="checkbox"/>	JAY030021	UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	- -
--------------------------	-----------	----------------------------	--------	--------	-----

D – Dossier JAY J3, Kit Accessoires de Positionnement 

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Mini Fit Kit II (cales de positionnement supplémentaires)					
<input type="checkbox"/>	JAY090032	pour dossier 410 mm	144,08	152,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY090033	pour dossier 460 mm	144,08	152,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY090034	pour dossier 510 mm	144,08	152,00	- -
Malettes de Positionnement					
<input type="checkbox"/>	JAY090035	Malette de positionnement pour dossier JAY J3	305,21	322,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY090036	Malette accessoires/supports pour dossier JAY J3	901,42	951,00	- -

## E – Dossier souple JAY Shape, Dimensions

			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur du dossier JAY Shape - la largeur du dossier doit correspondre à la largeur d'assise						
<input type="checkbox"/>	BW385	385 mm (1)	<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm	std std - -
<input type="checkbox"/>	BW41	410 mm (1)	<input type="checkbox"/>	BW485	485 mm	std std - -
<input type="checkbox"/>	BW435	435 mm				std std - -

(1) Non disponible avec profondeur 510 mm si bascule électrique (QML130004/QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149)

## Hauteur du dossier JAY Shape

<input type="checkbox"/>	BH47	470 mm	<input type="checkbox"/>	BH56	560 mm	std std - -
<input type="checkbox"/>	BH495	495 mm	<input type="checkbox"/>	BH585	585 mm	std std - -
<input type="checkbox"/>	BH52	520 mm	<input type="checkbox"/>	BH61	610 mm	std std - -
Hauteurs 560/585/610 mm uniquement avec dossier manuel par platine (QML030147)						

## E – Dossier souple JAY Shape

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY080001	Dossier souple JAY Shape	609,48	643,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY080006	Dossier souple JAY Shape, Oversized (+ 2.5 cm que la largeur d'assise pour plus d'immersion) Non disponible avec largeurs 485 mm et 510 mm	609,48	643,00	- -

## E – Dossier souple JAY Shape, Cales tronc

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY080010	Cales tronc JAY Shape, (LxH) 150 x 150 mm, Paire	147,87	156,00	- -

## DOSSIER

Appui-Tête - Têtière SEDEO & WHITMYER 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML030430	SEDEO, têtère PU - (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO		278,67	294,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030431	SEDEO, têtère PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO		343,13	362,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030432	SEDEO, têtère flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO		378,20	399,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030402	Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête Whitmyer		261,61	276,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030404	Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm Uniquement avec supports d'appui-tête Whitmyer		374,41	395,00	-	-

Appui-Tête - Supports SEDEO & WHITMYER 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML030433	SEDEO, support multi-positions		48,34	51,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030434	SEDEO, support multi-positions réglable sans outils		94,79	100,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030408	Whitmyer, support LINX <sup>2</sup> - pour têtère Whitmyer		140,28	148,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030409	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour têtère Whitmyer		94,79	100,00	-	-

Appui-Tête - Fixation				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML030120	Fixation montée sur armature du dossier		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030119	Fixation montée sur coussin de dossier		std	std	-	-

## ASSISE


Interface d'assise				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML020123	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 410 - 485 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020124	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 510 - 560 mm		94,79	100,00	-	-

Coussin d'Assise - Types 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Coussin Standard (Voir Section F)							
<input type="checkbox"/>	QML020098	Coussin d'Assise, Standard, Hauteur 50 mm		std	std	-	-
Coussins SEDEO (Voir Section G)							
<input type="checkbox"/>	QML020027	Coussin d'Assise SEDEO		std	std	-	-
Coussins JAY (Voir Section H)							
<input type="checkbox"/>	QML020515	Coussin d'Assise JAY		Voir Section H		-	-

F – Coussin d'Assise STANDARD, Dimensions				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pré-réglage largeur d'assise							
<input type="checkbox"/>	SW385	385 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW41	410 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW435	435 mm, avec coussin largeur 410 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW485	485 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW51	510 mm, avec coussin largeur 485 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)	std	std	-	-
Pré-réglage profondeur d'assise							
<input type="checkbox"/>	SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD485	485 mm, avec coussin profondeur 500 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si bascule électrique (QML130004/ QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149) et dossiers Sedeo Lite ou Sedeo Pro		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD51	510 mm, avec coussin profondeur 500 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si bascule électrique (QML130004/ QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149) et toile de dossier ou dossiers Jay ou Sedeo Lite ou Sedeo Pro		std	std	-	-

G – Coussin d'Assise SEDEO, Dimensions				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pré-réglage largeur d'assise							
<input type="checkbox"/>	SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076)	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076)	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm Non disponible avec coussin SEDEO Anatomique (QML020076)	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)	std	std	-	-

Pré-réglage profondeur d'assise							
<input type="checkbox"/>	SD41	410 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD435	435 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm, avec coussin profondeur 500 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD485	485 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si bascule électrique (QML130004/ QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149) et dossiers Sedeo Lite ou Sedeo Pro		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD51	510 mm, avec coussin profondeur 560 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si bascule électrique (QML130004/ QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149) et toile de dossier ou dossiers Jay ou Sedeo Lite ou Sedeo Pro		std	std	-	-

G – SEDEO, Coussins 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Coussins SEDEO, Types							
<input type="checkbox"/>	QML020073	SEDEO, Profilé (Profiled), hauteur 70 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020076	SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory) - hauteur 90 mm		490,05	517,00	-	-
Coussins SEDEO, Housse							
<input type="checkbox"/>	QML020518	Housse - Dartex		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020080	Housse - Confort		65,40	69,00	-	-

G – SEDEO, Plaque d'Assise				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur		109,00	115,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020083	SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm		109,00	115,00	-	-

H – JAY, Dimensions				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pré-réglage largeur cadre d'assise							
<input type="checkbox"/>	SW38	385 mm, avec coussin largeur 380 mm	(uniquement avec réglage de dossier 385 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW40	410 mm, avec coussin largeur 400 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW42	410 mm, avec coussin largeur 420 mm	(uniquement avec réglage de dossier 410 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW44	435 mm, avec coussin largeur 440 mm	(uniquement avec réglage de dossier 435 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm, avec coussin largeur 460 mm	(uniquement avec réglage de dossier 460 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW48	485 mm, avec coussin largeur 480 mm	(uniquement avec réglage de dossier 485 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW50	510 mm, avec coussin largeur 500 mm	(uniquement avec réglage de dossier 510 mm)	std	std	-	-
Pré-réglage profondeur cadre d'assise							
<input type="checkbox"/>	SD41	410 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD435	435 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD485	485 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si bascule électrique (QML130004/ QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149) et dossiers Sedeo Lite ou Sedeo Pro		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD51	510 mm Non disponible avec largeurs de dossier 385 mm et 410 mm si bascule électrique (QML130004/ QML130012) combinée avec dossier électrique (QML030149) et toile de dossier ou dossiers Jay ou Sedeo Lite ou Sedeo Pro		std	std	-	-




H – JAY, Coussins d'assise (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY020006	JAY Easy Visco, base plate	398,10	420,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY020011	JAY Balance, Insert Fluide, housse aérée, hauteur 70 mm, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	636,02	671,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY020015	JAY Balance, insert Fluide, housse aérée, hauteur 70 mm, version positionnement, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	722,27	762,00	-	-

## OPTIONS D'ASSISE

Cale Cuisse et Cale Genoux			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €			
Cale cuisse - amovible			Prix Unitaire						
<input type="checkbox"/>	QML020113	Small, 120 x 120 mm, côté droit	<input type="checkbox"/>	QML020114	Small, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML020121	Large, 180 x 120 mm, côté droit	<input type="checkbox"/>	QML020122	Large, 180 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-
Cale cuisse non disponible avec manchettes standard 380 mm QML040040-41									
Cale genoux escamotable			Prix Unitaire						
<input type="checkbox"/>	QML020342	Small, 120 x 120 mm, côté droit	<input type="checkbox"/>	QML020341	Small, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-

## ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types 			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML040039	Accoudoirs relevables	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040022	Accoudoirs amovibles, SEDEO LITE, inc. manchettes stds 380 mm et protège-vêtements Non disponible avec tablette Non disponible avec commandes spéciales	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040019	Accoudoirs escamotables Sedeo Pro, vers l'arrière, avec protège-vêtements (réglage supplémentaire de 40 mm par côté) Non disponible avec manchette standard 380 mm (QML040040/41)	260,66	275,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040021	Accoudoirs amovibles, SEDEO PRO, avec protège-vêtements Non disponible avec manchette standard 380 mm (QML040040/41)	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040123	Accoudoirs relevables à compensation	633,18	668,00	-	-

Manchettes d'Accoudoirs 			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €			
Manchettes standard			Prix Unitaire						
<input type="checkbox"/>	QML040040	Standard, 380 mm - droite	<input type="checkbox"/>	QML040041	Standard, 380 mm - gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040025	Sedeo Pro, 400 mm - droite	<input type="checkbox"/>	QML040026	Sedeo Pro, 400 mm - gauche	31,28	33,00	-	-
Manchettes confort									
<input type="checkbox"/>	QML040204	Confort Dartex, 400 mm, droite	82,46	87,00	-	-			
<input type="checkbox"/>	QML040203	Confort Dartex, 400 mm, gauche	82,46	87,00	-	-			

Gouttières hémiplégiques						
<input type="checkbox"/>	QML040031	Gouttière, droite Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE (QML030130-QML030131-QML030133)	235,07	248,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040032	Gouttière, gauche Non disponible avec coussins de dossier SEDEO LITE (QML030130-QML030131-QML030133)	235,07	248,00	-	-

Protège-vêtements			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML040033	Protège-vêtements, standard Disponible uniquement avec : accoudoirs relevables QML040039 & accoudoirs relevables à compensation QML040123	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040034	Protège-vêtements, confort - (largeur d'assise -20 mm) Disponible uniquement avec : accoudoirs amovible QML040021 & accoudoirs escamotables QML040019	150,71	159,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML040035	Protège-vêtements, cunéiforme confort - (largeur d'assise -80 mm) Disponible uniquement avec accoudoirs amovible QML040021	233,18	246,00	-	-

## REPOSE-PIEDS

Potence Centrale Réglable en Inclinaison		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
------------------------------------------	--	-----------	------------	------	--------

## Uniquement avec roues directrices 8" - Non compatible avec monte-trottoir

<input type="checkbox"/>	QML050086	Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180°, palette monobloc relevable et réglable en angle - LJ réglable 310 mm à 470 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) En combinaison avec option lift ou bascule d'assise, choisir appui-mollet simple QML050087 ou appui-mollets séparé QML050092	351,66	371,00	-	-
--------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---	---

## Appui-mollets

<input type="checkbox"/>	QML050087	Appui-mollets simple	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050092	Appui-mollets séparé, paire	93,84	99,00	-	-

Repose-Jambes Central, Electrique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
-----------------------------------	--	-----------	------------	------	--------


## Uniquement avec roues directrices 8" - Non compatible avec monte-trottoir

<input type="checkbox"/>	QML050076	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise)	2 289,10	2 415,00	-	-
--------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	---	---

## Palettes et Appui-mollets

<input type="checkbox"/>	QML050072	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050092	Appui-mollets séparé, paire	std	std	-	-

Potences et Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO LITE		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
------------------------------------------------------------	--	-----------	------------	------	--------

<input type="checkbox"/>	QML050100	Potences escamotables, SEDEO Lite, 70°, escamotables (LJ de 350 à 510 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050105	Repose-jambes manuels, SEDEO Lite (LJ de 350 à 510 mm)  <b>Légers + Maniables</b>	262,56	277,00	-	-

Potences et Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO PRO 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	------------	------	--------

<input type="checkbox"/>	QML050015	Potences escamotables, SEDEO Pro, 70°, escamotables	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050016	Repose-jambes manuels, SEDEO Pro (LJ de 360 à 530 mm)	480,57	507,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050017	Repose-jambes électriques sans fil, à compensation	1 790,52	1 889,00	-	-

## Supports repose-jambes latéraux

<input type="checkbox"/>	QML050170	Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050171	Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	std	std	-	-

## Palettes

<input type="checkbox"/>	QML050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050081	Palettes, solidaires Uniquement pour potences 70° SEDEO PRO, QML050015	88,15	93,00	-	-

Options de Repose-Jambes 

<input type="checkbox"/>	QML050082	Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050083	Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	88,15	93,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050084	Talonnères	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050085	Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro, QML050015	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050200	Protection de genou, confort	113,74	120,00	-	-

## Support amputé


<input type="checkbox"/>	QML050142	Support amputé, confort, droit	140,28	148,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML050143	Support amputé, confort, gauche	140,28	148,00	-	-

## OPTIONS DE POSITIONNEMENT &amp; ACCESSOIRES

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	QML090128 Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090123 Supports de fixation de rails d'assise pour ceinture de positionnement	20,85	22,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090100 Ceinture bassin JAY 2 Points rembourée, boucle plastique avec clip, 190 x 40 mm	103,32	109,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090101 Ceinture bassin JAY 2 Points rembourée, boucle plastique avec clip, 240 x 40 mm	103,32	109,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090077 Ceinture bassin JAY 4 Points, bouton métal à pousser, 140 x 40 mm Choisir supports de fixation de rail d'assise QML090123 pour ceinture de positionnement	116,59	123,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090102 Ceinture bassin JAY 4 Points en V, bouton plastique à clip, Medium	123,22	130,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090110 Rétroviseur, à droite (prix unitaire) <input type="checkbox"/> QML090118 Rétroviseur, à gauche (prix unitaire) Montage rétroviseur : ne pas combiner avec le même côté d'entrée si option tablette QML090040	59,72	63,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090009 Porte-canne Uniquement avec inclinaison de dossier manuel par platine QML030147	67,30	71,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML030605 Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique	132,70	140,00	-	-
Tablette (montage côté opposé du manipulateur)					
<input type="checkbox"/>	QML090124 Tablette escamotable	302,37	319,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090040 Tablette, réglable en largeur, escamotable	344,08	363,00	-	-

## ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110015 LED, Vérins	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110016 LED, Vérins et kit éclairage	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110017 Ecran couleur LCD	701,42	740,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110018 Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QML090505 à QML090511	1 129,86	1 192,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110013 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	1 782,94	1 881,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110023 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	2 138,39	2 256,00	-	-


Support Commande Principale 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110050 Support fixe	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110082 Support escamotable	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110056 Support escamotable, intérieur/extérieur Non disponible avec accoudoirs QML040022	205,69	217,00	-	-

Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	QML110052 Accoudoir, côté droit	<input type="checkbox"/>	QML110053 Accoudoir, côté gauche	std	std	-	-


Langue	
<input checked="" type="checkbox"/>	QML119002 Français

Embouts de Joystick (Optionel)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML090505 Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090506 T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090507 Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090508 Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090045 Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090509 Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090512 Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML090511 Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	-	-

Outils de Programmation pour Professionnels 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML090066 Logiciel de programmation R-Net pour PC avec dongle	495,73	523,00	-	-

Module de Puissance 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	QML110003 Module de puissance, R-Net, 90 A	std	std	-	-


  

Commandes Accompagnateurs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110021 Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	677,02	714,26	9368167	714,26
<input type="checkbox"/>	QML110020 Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur	183,89	194,00	9368150	35,71

Montage commande accompagnateur

<input type="checkbox"/>	QML110025 Côté droit	<input type="checkbox"/>	QML110026 Côté gauche	std	std	-	-
--------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----	-----	---	---


  

Commande sur Tablette 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110143 Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	-	-

Montage de la tablette

<input type="checkbox"/>	QML110080 Côté gauche	<input type="checkbox"/>	QML110081 Côté droit	std	std	-	-
--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	-----	-----	---	---

Boîtier Ctrl+5 Contacts - 10 fonctions assignables 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110043 Boîtier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables, prise de charge USB En combinaison avec une commande tierce personne, le boîtier Ctrl+5 sera monté sur l'accoudeur	1 092,89	1 153,00	-	-

Montage


<input type="checkbox"/>	QML110180 A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe intérieur/extérieur (QML110056), escamotage impossible	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110181 Côté opposé du manipulateur	std	std	-	-

Type de boutons

<input type="checkbox"/>	QML110175 A pousser	<input type="checkbox"/>	QML110176 A bascule	std	std	-	-
--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	-----	-----	---	---

### COMMANDES SPÉCIALES

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110116 R-Net OMNI2	2 192,42	2 313,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110117 R-Net OMNI2, mode scanner (recommandé avec GYRO)	2 192,42	2 313,00	-	-

Interface nouvelle génération pour commande spéciale, incluant 4 Bluetooth (2 PC/Android & 2 iOS), infrarouge et chargeur USB

Montage R-Net OMNI2 - côté opposé au manipulateur R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	QML110119 Support fixe, à droite	<input type="checkbox"/>	QML110120 Support fixe, à gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110123 Support escamotable, à droite Non disponible avec rétroviseur monté à droite QML090110	194,31	205,00	-	-		
<input type="checkbox"/>	QML110124 Support escamotable, à gauche Non disponible avec rétroviseur monté à gauche QML090118 En combinaison avec commande accompagnateur, montage du boîtier CTRL+5 sur accoudeur	194,31	205,00	-	-		

## COMMANDES SPÉCIALES

## Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

## Commandes proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML110301 MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	<b>Indisponible jusqu'à fin Avril 2024</b>			
<input type="checkbox"/>	QML110302 MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110304 VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110305 VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embouts de joystick : tige (QML090512), champignon Ø 45 mm (QML090511), T-Bar (QML090506)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26

## Commandes proportionnelles Mo-Vis

<input type="checkbox"/>	QML110306 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110307 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis) Uniquement utilisé avec embout de joystick de série ou embout de joystick balle Allround Ø 48 mm	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110308 Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110309 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110310 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110311 Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26

## Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

<input type="checkbox"/>	QML110342 Appui palmaire pour joystick MicroGuide et MicroPilot Uniquement avec mini-joysticks, Micro Series	297,63	314,00	-	-
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---	---

Emplacement de la fixation 

<input type="checkbox"/>	QML110350 Sur l'accoudoir, montage fixe	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110353 Sur l'accoudoir, montage escamotable	std	std	-	-

## Côté de la fixation

<input type="checkbox"/>	QML110362 Droit	<input type="checkbox"/>	QML110361 Gauche	std	std	-	-
--------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	-----	-----	---	---

Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H) 


Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

## Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

<b>NEW</b> <input type="checkbox"/>	QML110343 VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Joindre la fiche de mesures de la commande VIGO (livrée séparément)		Pour le tarif, veuillez consulter la fiche de mesures VIGO		
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--	--

## Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

<input type="checkbox"/>	QML110370 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales) Option support Whimyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110371 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds) Option support Whimyer obligatoire	4 923,22	5 194,00	9368167	714.26

## Supports commandes Occipitales - Option obligatoire

<input type="checkbox"/>	WHT030408 WHITMYER, support LINX <sup>2</sup>	140,28	148,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030409 WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	94,79	100,00	-	-

Commandes au Menton Proportionnelles & Supports 

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

## Commandes au menton proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)

<input type="checkbox"/>	QML110470 MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	<b>Indisponible jusqu'à fin Avril 2024</b>			
<input type="checkbox"/>	QML110471 MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110472 VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110473 VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26

## Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis

<input type="checkbox"/>	QML110474 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110475 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110476 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QML110477 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26

**Commandes au Menton Proportionnelles & Supports (suite)** 

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton 						
<input type="checkbox"/>	QML110480	Plastron - small (2) (largeur plastron: 15,24 cm)	680,57	718,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	-	-

**Kit d'Extension Link-It**

<input type="checkbox"/>	QML110590	Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110591	Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	-	-

**Commande au Souffle** (sélection contacteur voir Section H)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	QML110510	Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO) Sélectionner option appui-tête	988,63	1 043,00	9368167	714.26

**COMMANDES SPÉCIALES**
**H – Contacteur #1** 

Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	QML110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110523	#1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110524	#1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110534	#1 Twister Switch – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110535	#1 Twister Switch – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110536	#1 Twister Switch – rouge	172,51	182,00	-	-

**Montage Link-It contacteur** 

<input type="checkbox"/>	QML110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110569	#1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	std	std	-	-


**Côté du Montage Contacteur #1**

<input type="checkbox"/>	QML110572	#1 A droite	<input type="checkbox"/>	QML110571	#1 A gauche	std	std	-	-
Non disponible avec contacteur Satellite									

**Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)**

<input type="checkbox"/>	QML110537	#1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110538	#1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-

## COMMANDES SPÉCIALES

I – Contacteur #2 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<b>Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage</b>					
<input type="checkbox"/>	QML110631 #2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110632 #2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110633 #2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110088 #2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110089 #2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110671 #2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110674 #2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110673 #2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110672 #2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110675 #2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110095 #2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110096 #2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110097 #2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	-	-
<b>Montage Link-It pour Contacteur #2</b>					
<input type="checkbox"/>	QML110098 #2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110099 #2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudeur	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110100 #2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110104 #2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110105 #2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110106 #2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé)	std	std	-	-
<b>Côté du Montage Contacteur #2</b>					
<input type="checkbox"/>	QML110108 A droite Non disponible avec contacteur Satellite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110107 A gauche Non disponible avec contacteur Satellite	std	std	-	-
<b>Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)</b>					
<input type="checkbox"/>	QML110111 #2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110112 #2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110113 #2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-
<b>Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")</b>					
<input type="checkbox"/>	QML110550 Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110551 Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110552 Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110554 Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	-	-
<b>Accessoires</b>					
<input type="checkbox"/>	QML110580 Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110581 Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110582 Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QML110583 Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	-	-
<b>Dispositif de Sécurité</b>		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QML090147 Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	-	-

## Roues Motrices &amp; Directrices - Garde Boue

◀ RETOUR



// QML080210/11



// QML070034



// QML070084



// QML080059

## Kit Eclairage

◀ RETOUR



// QML110209



// QML110209



// QML110202

## Carénages

◀ RETOUR



// QML100577



// QML100576



// QML100578



// QM100585



// QML100586

## Dossier Toile &amp; Options de Dossier

◀ RETOUR



// QML030150



// QML030098



## Coussins de Dossier SEDEO LITE

◀ RETOUR



// QML030130



// QML030131



// QML030133

## Coussins de Dossier SEDEO PRO

◀ RETOUR



// QML030116



// QML030117

## Coussinets Appui-Tête &amp; Supports d'Appui-Tête

◀ RETOUR



// QML030430 &amp; QML030431



// QML030432



// WHT030402



// WHT030404



// QML030433




// WHT030408



// WHT030409

## Coussins d'Assise

◀ RETOUR



// QML020098



// QML020073

## Dossiers JAY J3


◀ RETOUR



Largeur dossier en mm	Galbe Profond Support Moyen - MDC	Galbe Profond Support Haut - DC
	JAY030042	JAY030021
Largeur max tronc		
410	330	330
460	380	380
510	430	430

## Coussins JAY

◀ RETOUR




## Types d'Accoudoirs &amp; Manchettes

◀ RETOUR



## Repose-Jambes

← RETOUR



// QML050015



// QML050016



// QML050076



// QML050086

## Manipulateurs R-Net &amp; Montage

← RETOUR



// QML110017



// QML110013



// QML110018



// QML110056

## Embouts de Joystick

← RETOUR



// QML090505



// QML090045



// QML090507



// QML090508



// QML090509



// QML090512



// QML090511



// QML090506

## Commande Accompagnateur - Ctrl+5 Contacts et OMNI 2

[← RETOUR](#)


// QML110021



// QML110175



// QML110176



// QML110116

## Commandes Occipitales

[← RETOUR](#)


// QML110370 // QML110371

## Commandes au Menton & Commandes Manuelles

[← RETOUR](#)


// QML110470 // QML110301



// QML110471 // QML110302

// QML110472 // QML110473 //  
QML110304 // QML110305// QML110306 - QML110309  
// QML110474 - QML110477// QML110475 // QML110477  
// QML110307 // QML110310

## Commande sur Tablette

[← RETOUR](#)


// QML110143

## Contacteurs

[← RETOUR](#)


// QML110651 - QML110655  
// QML110671 - QML110675



// QML110523



// QML110524



// QML110611 - QML110613  
// QML110631 - QML110633



// QML110537 - QPP110539



// QML110534 - QML110536



// QML110551



// QML110552

## Montage et Position Contacteurs

[← RETOUR](#)


// QML110526 // QML110566



// QML110566 & QML110099



// QML110560 & QML110098



// QML110563 & QML110104

## Montage et Position pour Commandes Manuelles

◀ RETOUR



// QML110353 // QML110302  
// QML110362



// QML110353 // QML110302  
// QML110362 // QML110342



// QML110302



// QML110353 // QML110361  
// QML110524 // QML110526  
// QML110560



// QML110353 // QML110306  
// QML110362 // QML110538  
// QML110539

## Montage et Position pour Commande Menton

◀ RETOUR



// QML110480 // QML110481  
// QML110470 // QML110471



// QML110483 // QML110484



// QML110483 // QML110484



// QML110485 // QML110486



// QML110485 // QML110474



// QML110487 // QML110471  
// QML110526 // QML110529  
// QML110561 // QML110572  
// QML110571



// QML110487 // QML110474

## Commentaires Pour Fabrications Spéciales



## Q300 R - SEDEO LITE - AA1

€

<b>Prix de base TTC</b>	<b>3 487.95</b>
Total options TTC	
<b>Prix total TTC</b>	

Date

Signature

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie  
 17 Rue Michaël Faraday  
 37170 Chambray-Les-Tours  
 Tél: 02 47 55 44 31  
 E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr  
 www.SunriseMedical.fr