

Q500[®] M
Q500[®] R

assise SEDEO[®] PRO

AA2

NOUVELLE CONFIGURATION DE BASE !

Prix Public TTC 2 x LPPR incluant :

// Bascule d'assise 50°

// Dossier Sedeo Pro Flexible

+ Au choix
(sans supplément
de prix)

- > Repose-jambes latéraux électriques
- OU
- > Kit éclairage LED
- OU
- > R-Net écran LCD




BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01_012024
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

| Adresse facturation ou Code client | | Adresse Livraison | | <input type="checkbox"/> Identique facturation |
|---|-----------------------|---|--|--|
| Code Clt: | | Code Clt: | | |
| Magasin: | | Magasin: | | |
| Rue: | | Rue | | |
| Ville/CP: | | Ville /CP: | | |
| E-Mail: | | E-Mail: | | |
| Tél: | | Tél: | | |
| Informations | | Poids Utilisateur | | |
| <input type="checkbox"/> Commande <input type="checkbox"/> Devis <input type="checkbox"/> Built-4-Me [®] | | Poids max. utilisateur: 160 kg | | |
| N° commande.: | | Poids uti.: | | kg |
| Art. No.: Q500 M: 2250050M-800 - Q500 R: 2250050R-050 Code LPPR : 9167084 | | Prix Public TTC € 7 876,02 | | |
| Date: | Jour Mois Année | | | |

Mesures anthropométriques

| | | |
|-----------------------------------|--|----|
| a) Du haut de la tête à l'assise | | mm |
| b) Du haut de l'épaule à l'assise | | mm |
| c) Aisselle - assise | | mm |
| d) Coude - assise | | mm |
| e) Haut du bassin - assise | | mm |
| f) Largeur épaule | | mm |
| g) Largeur poitrine | | mm |
| i) Largeur hanche | | mm |
| j) Profondeur d'assise | | mm |
| m) Longueur pied | | mm |
| n) Longueur de jambe | | mm |
| o) Largeur assise | | mm |



Données Techniques

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| Crash testé selon ISO 7176-19:2008 | | Bases motrices préparées et homologuées pour station d'accueil d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical) | |
| Système d'assise | SEDEO PRO | Assise réglable | Larg. 380 - 560 mm, Profond. 400 - 560 mm |
| Poids sans batteries | 140 kg | Hauteurs d'assise | 415 mm - 490 mm |
| Poids avec batteries | 165 kg | | |
| Assise | Bascule d'assise électrique (0° - 30° ou -5° - 25°) et dossier électrique (90° - 130°) | | |

Données Techniques - Q500 M - Base ROUES MOTRICES CENTRALES

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|--|
| Poids max. Utilisateur | 160 kg | Roues motrices | 13" (noir) |
| Largeur base | 620 mm | Roues avant / arrière | 7" avant / 7" arrière (noir) |
| Electronique | R-Net | Chargeur | 220V/8 A |
| Autonomie | Jusqu'à 32 km (batteries 60 Ah) Jusqu'à 40 km (batteries 80 Ah) | Batteries | 60 Ah - 80 Ah |
| Motorisation | 6, 8 et 10 km/h - 4 poles | Coloris | Base motrice: noir mat Inserts: 7 coloris |
| Garde au sol | Bac batteries : 70 mm Bras roues directrices: 45 mm | Franchissement max. | 75 mm |

Données Techniques - Q500 R - Base ROUES MOTRICES PROPULSION

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| Poids max. Utilisateur | 160 kg | Roues motrices | 13" / 14" (noir) |
| Largeur base | 620 mm (13") - 640 mm (14") | Roues directrices | 9" (noir) - 10" (noir) |
| Electronique | R-Net | Chargeur | 220V/8 A |
| Autonomie | Jusqu'à 32 km (batteries 60 Ah) Jusqu'à 40 km (batteries 80 Ah) | Batteries | 60 Ah - 80 Ah |
| Motorisation | 6, 8 et 10 km/h - 4 poles | Coloris | Base motrice: noir mat Inserts: 7 coloris |
| Garde au sol | Bac batteries : 70 mm | Franchissement max. | 80 mm (100 mm avec monte-trottoir) |

BASE MOTRICE

| Fauteuil Roulant Electrique Série - Q500 | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|--|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| <input type="checkbox"/> QOP000023 | Q500 M (Roues Motrices Centrales) - AA2 | 7 465,42 | 7 876,02 | 9167084 | 3 938,01 |
| | | + 7.00 € HT d'éco-participation | | | |
| AU CHOIX (1 seul choix possible - non obligatoire) | <input type="checkbox"/> Q500 M avec repose-jambes électriques (sans supplément de prix) | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Q500 M avec kit éclairage (sans supplément de prix) | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Q500 M avec R-Net écran LCD (sans supplément de prix) | | | | |
| <input type="checkbox"/> QOP000029 | Q500 R (Roues Motrices Propulsion) - AA2 | 7 465,42 | 7 876,02 | 9167084 | 3 938,01 |
| | | + 7.00 € HT d'éco-participation | | | |
| AU CHOIX (1 seul choix possible - non obligatoire) | <input type="checkbox"/> Q500 R avec repose-jambes électriques (sans supplément de prix) | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Q500 R avec kit éclairage (sans supplément de prix) | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Q500 R avec R-Net écran LCD (sans supplément de prix) | | | | |
| Configuration de base 2xLPPR incluant : bascule d'assise électrique 50° - Dossier Sedeo Pro Flexible | | | | | |


| Motorisation | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|------------------------------------|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> QOP180009 | 6 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500 W) (module de puissance 90 A) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP180010 | 8 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500 W) (module de puissance 90 A) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP180007 | 10 km/h - Moteurs 4-Poles (2x450 W) (module de puissance 120 A) | std | std | - | - |

| Réglage Suspension - Q500 M uniquement | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> QOP150001 | Suspension souple (recommandé pour poids Utilisateur inférieur à 75 kg) Non disponible avec Fonction C-Me activé (QOP110034) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP150002 | Suspension ferme Recommandé si fauteuil équipé de l'option lift (QOP130009) Recommandé si fauteuil équipé de la bascule d'assise élec. (QOP130004/QOP130012) pour un poids Utilisateur à partir de 75 kg | std | std | - | - |

| Contrôle de Trajectoire | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|------------------------------------|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> QOP110009 | Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO) | 935,55 | 987,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP110014 | Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO) | std | std | - | - |

| Roues Motrices  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|---|-------------------------------|------------|------|--------|
| Q500 M / Q500 R | | | | | |
| <input type="checkbox"/> QOP070065 | 13", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP070069 | 13", Bandage, Knobby (crampon), Noir | 145,02 | 153,00 | - | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> QOP070034 | 14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP070033 | 14", Bandage, Knobby (crampon), Noir | 145,02 | 153,00 | - | - |
| Q500 R | | | | | |
| <input type="checkbox"/> QOP070032 | 14", Pneumatique, V-Type (lisse), Noir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP070031 | 14", Bandage, V-Type (lisse), Noir Non disponible avec kit éclairage (QOP110201) | 145,02 | 153,00 | - | - |
| | | V-Type uniquement pour Q500 R | | | |


| Roues Directrices  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|------------------------|--|------------|------|--------|
| Q500 M | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> QOP080213 | 7", bandage, Noir | std | std | - | - |
| Q500 R | | | | | |
| <input type="checkbox"/> QOP080210 | 9", Bandage, Noir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP080211 | 9", Pneumatique, Noir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP080212 | 10", Pneumatique, Noir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP080058 | 10", Bandage, Noir | std | std | - | - |
| | | Roues 10" uniquement pour Q500 R Non disponibles en combinaison avec roues motrices 13" | | | |

| Garde-Boue pour Q500 R uniquement  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|-----------------------------------|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> QOP010007 | Garde-boue, roues motrices, 14" | 131,75 | 139,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> QOP010008 | Garde-boue, roues directrices, 9" | 108,06 | 114,00 | - | - |

BASE MOTRICE

| Monte trottoir pour Q500 R uniquement | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP090037 Sans monte trottoir | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090038 Monte trottoir | 323,22 | 341,00 | - | - |

| Coloris Inserts (enjoliveurs, têtes de fourche) | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP140005 Vert Pomme (RAL 110 70 77) | <input type="checkbox"/> | QOP140002 Rouge (RAL 040 40 67) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP140004 Noir (RAL 9005) | <input type="checkbox"/> | QOP140007 Argent (RAL 9006) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP140003 Bleu (RAL 260 40 45) | <input type="checkbox"/> | QOP140001 Blanc (RAL 9010) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP140006 Orange (RAL 060 60 80) | | | std | std | - | - |

| Kit Éclairage LED  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110201 Kit éclairage LED (homologué StVZO) Q500 R : kit éclairage non disponible en combinaison avec roues 14" bandage, V-Type (QOP070031) | 598,10 | 631,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110202 Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant) Q500 M : uniquement avec accoudoirs à compensation (QOP040123) ou multiréglables (QOP040070) Q500 R : uniquement avec garde-boue roue motrice (QOP010007); non disponible avec hauteur d'assise 415 mm | 309,95 | 327,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110209 Sans kit éclairage | std | std | - | - |

| Hauteurs d'Assise | | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € | | |
|--------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------|------------|------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | SH415 | 415 mm | <input type="checkbox"/> | SH45 | 450 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SH425 | 425 mm | <input type="checkbox"/> | SH465 | 465 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SH44 | 440 mm | <input type="checkbox"/> | SH49 | 490 mm | std | std | - | - |

| Matrice | Hauteurs d'Assise Disponibles en Fonction de Certaines Options | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 415 mm | 425 mm | 440 mm | 450 mm | 465 mm | 490 mm |
| Batteries 80 Ah | ND | ND | ● | ● | ● | ● |
| Combiné lift et bascule d'assise | ND | ● | ND | ● | ● | ● |
| Bascule d'assise 0-50° | ● | ND | ● | ND | ● | ● |
| Accoudoirs escamotables (QOP040019) | ND | ND | ● | ● | ● | ● |
| Accoudoirs amovibles (QOP040021) | ND | ND | ● | ● | ● | ● |
| Poignée de transfert | ND | ND | ● | ● | ● | ● |
| Cales cuisses | ND | ● | ● | ● | ● | ● |

ND = Non Disponible ● = Disponible

| Batteries & Chargeurs  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP160001 Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP160005 Batteries, 80 Ah, Gel, sans maintenance avec chargeur 10 A inclus Uniquement avec chargeur 220 V / 10 A (réduit le temps de charge) | 358,29 | 378,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP160101 Chargeur, 220 V / 8 Ah | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP160104 Chargeur, 220 V / 10 Ah | 122,27 | 129,00 | - | - |

MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

| Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique - (voir matrice page 4) | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € | |
|---|--------------------------|--|--|------------|----------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP130007 | Bascule électrique, 0° - 50° | INCLUS DANS LA CONFIGURATION DE BASE 2 x LPPR | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP130005 | Bascule électrique, -5° - 45° | | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP130009 | Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°) | 2 101,42 | 2 217,00 | - | - | |
| NEW | <input type="checkbox"/> | QOP130006 | Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 50°) - Q500 M uniquement En combinaison avec dossier inclinable manuel ou électrique poids max Utilisateur 136 kg | 2 101,42 | 2 217,00 | - | - |

| Fonction C-Me | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|-----------|---|-----------|------------|------|--------|
| Uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QOP130009/QOP130006 - Poids max. Utilisateur 136kg. | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110034 | C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift) (Angle assise <9°) Non disponible avec suspension souple pour Q500 M (QOP150001) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110035 | C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift) | std | std | - | - |

| Module d'Inclinaison de Dossier | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------------|----------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP030086 | Inclinaison électrique, 90° - 130° | std | std | - | - | |
| NEW | <input type="checkbox"/> | QOP030087 | Inclinaison électrique, 90° - 150°, compensation sinusoidale 100 mm, avec fonction relax Uniquement avec Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50° (SEP130006) | 1 229,38 | 1 297,00 | - | - |

DOSSIER

| Option de Dossier | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP030098 | Dossier rabattable sur l'assise | std | std | - | - |

| Type de Dossier | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|-----------|---|-----------------------|------------|------|--------|
| Coussin de dossier SEDEO PRO (Voir Section A) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP030104 | Coussin de Dossier SEDEO PRO | Voir tarifs Section A | | - | - |
| JAY J3 (Voir Section B) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP030054 | Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QOP030055) | Voir tarifs Section B | | - | - |

| A – Dossier SEDEO PRO, Dimensions | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|------|---|-----------|------------|------|--------|
| Largeur du coussin de dossier SEDEO PRO | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | BW38 | 380 mm, pour largeur utile 380 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | BW42 | 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | BW46 | 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | BW50 | 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | BW54 | 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | BW56 | 560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm | std | std | - | - |

| Hauteur du coussin de dossier SEDEO PRO | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|------|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | BH44 | 440 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm Uniquement avec dossier SEDEO PRO Flexible, Deep Contour, Actif (QOP030116) Uniquement avec dossier SEDEO PRO, Extra Deep Contour, Actif (QOP030117) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | BH50 | 500 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | BH56 | 560 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm | std | std | - | - |

| A – Dossier SEDEO PRO, Galbes  | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|-----------|---|-----------|------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP030109 | Coussin de dossier, Profilé | std | std | INCLUS DANS LA CONFIGURATION DE BASE 2 x LPPR | |
| <input type="checkbox"/> | QOP030113 | Coussin de dossier, Profilé, sangles réglables | std | std | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP030114 | Coussin de dossier, Galbe Deep Contour, Passif, sangles réglables | std | std | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP030115 | Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, galbe 12 cm, sangles réglables | std | std | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP030116 | Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, galbe 12 cm, sangles réglables | std | std | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP030117 | Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, galbe 18 cm, sangles réglables | 116,59 | 123,00 | | |
| Dossiers Flexible (QOP030115/116/117) non disponibles avec appui-tête monté sur coussin de dossier (QOP030119) | | | | | | |

DOSSIER


| A – Dossier SEDEO PRO, Housses | | Prix € HT | Prix € TTC | LPPR € | LPPR € |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|------------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP030059 Housse, Dartex | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP030108 Housse, Confort | 65,40 | 69,00 | - | - |

| A – Dossier SEDEO PRO, Cales Tronc | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--|-----------|------------|------|--------|
| Cales tronc Sedeo PRO uniquement pour dossier Sedeo PRO profilé (QOP030109) et profilé sangles réglables (QOP030113) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP030607 Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150x130 mm, côté droit | 220,85 | 233,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP030608 Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche | 220,85 | 233,00 | - | - |

| B – Dossier JAY J3, Dimensions | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------------|------------------|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | JAY030111 410 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY030112 460 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY030113 510 mm | std | std | - | - |

| D – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond - Support Moyen (MDC)  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|--------------------------------------|--|------------|------|--------|
| Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm | | Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm | | | |
| Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | JAY030042 UT - Hauteur medium 460 mm | 844,55 | 891,00 | - | - |

| D – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond Support Haut (DC)  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--------------------------------------|--|------------|------|--------|
| Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm | | Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm | | | |
| Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | JAY030021 UT - Hauteur medium 460 mm | 844,55 | 891,00 | - | - |

| Appui-Tête - Têtière SEDEO & WHITMYER  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP030430 SEDEO, têtère PU - (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP030431 SEDEO, têtère PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO | 65,40 | 69,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP030432 SEDEO, têtère flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO | 378,20 | 399,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | WHT030402 Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête Whitmyer | 261,61 | 276,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | WHT030404 Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm Uniquement avec supports d'appui-tête Whitmyer | 374,41 | 395,00 | - | - |


| Appui-Tête - Supports SEDEO & WHITMYER  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP030433 SEDEO, support multi-positions - pour têtère SEDEO | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP030434 SEDEO, support multi-positions réglable sans outils - pour têtère SEDEO | 94,79 | 100,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | WHT030408 Whitmyer, support LINX ² - pour têtère Whitmyer | 140,28 | 148,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | WHT030409 Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour têtère Whitmyer | 94,79 | 100,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | WHT030411 Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière- pour têtère Whitmyer | 188,63 | 199,00 | - | - |

| Appui-Tête - Fixation | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP030119 Fixation montée sur coussin de dossier Non disponible avec dossier SEDEO PRO Flexible, Deep Contour, Actif (QOP030116) Non disponible avec dossier SEDEO PRO, Extra Deep Contour, Actif (QOP030117) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP030120 Fixation montée sur armature du dossier | 61,61 | 65,00 | - | - |

| Poignées de Poussée | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP030204 Poignées de poussée, réglables en hauteur Non disponible avec commande double (QOP110021) ou commande tierce personne (QOP110020) | 179,15 | 189,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP030200 Sans poignées de poussée | std | std | - | - |


ASSISE

| Interface d'assise | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP020085 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 520 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP020069 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm Non disponible largeur d'assise 380 et 400 mm | std | std | - | - |

| Coussin d'Assise - Types  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--------------------------------------|----------------|------------|------|--------|
| SEDEO PRO (Voir Section C) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP020027 Coussin d'Assise SEDEO PRO | std | std | - | - |
| JAY (Voir Section D) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP020515 Coussin d'Assise JAY | Voir Section D | | - | - |

| C – SEDEO, Dimensions d'Assise | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------------|--|-----------|------------|------|--------|
| Largeur coussin d'assise | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | SW38 380 mm, pour largeur utile 380 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW42 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW46 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW50 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW54 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW56 560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm | std | std | - | - |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-----|-----|---|---|
| Pré-réglage profondeur d'assise | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | SD40 400 mm avec coussin 460 mm | (réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD42 420 mm avec coussin 460 mm | (réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD44 440 mm avec coussin 460 mm | (réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD46 460 mm avec coussin 500 mm | (réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD48 480 mm avec coussin 500 mm | (réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD50 500 mm avec coussin 500 mm | (réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD52 520 mm avec coussin 560 mm | (réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD54 540 mm avec coussin 560 mm | (réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD56 560 mm avec coussin 560 mm | (réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm) | std | std | - | - |

| C - SEDEO PRO, Coussins  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP020073 SEDEO, Profilé (Profiled) - hauteur 70 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP020078 SEDEO, Ergonomique (Stabilizer) - hauteur 90 mm | 332,70 | 351,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP020075 SEDEO, Anatomique (Support), hauteur 90 mm | 418,96 | 442,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP020076 SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory), hauteur 90 mm | 490,05 | 517,00 | - | - |

| C – SEDEO, Housses Coussins | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP020518 Housse - Dartex | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP020080 Housse - Confort | 65,40 | 69,00 | - | - |

| C – SEDEO, Plaque d'Assise | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|----------------------------|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP020082 SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur | 109,00 | 115,00 | - | - |

ASSISE

| D – JAY - Dimensions | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------------------|------|---|-----------|------------|------|--------|
| Largeur d'assise / coussin | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | SW40 | 400 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW42 | 420 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW44 | 440 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW46 | 460 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW48 | 480 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW50 | 500 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW52 | 520 mm, livré avec coussin 500 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW54 | 540 mm, livré avec coussin 560 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SW56 | 560 mm, livré avec coussin 560 mm | std | std | - | - |
| Profondeur d'assise / coussin | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | SD40 | 400 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD42 | 420 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD44 | 440 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD46 | 460 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD48 | 480 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD50 | 500 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD52 | 520 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD54 | 540 mm (uniquement avec largeur 560 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | SD56 | 560 mm (uniquement avec largeur 560 mm) | std | std | - | - |

| D - JAY, Coussins (veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille)  | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|-----------|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | JAY020006 | JAY Easy Visco, base plate | 398,10 | 420,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY020011 | JAY Balance insert Fluide, jusqu'à largeur d'assise 500 mm | 636,02 | 671,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY020013 | JAY Balance insert Fluide, à partir de largeur d'assise 500 mm | 636,02 | 671,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY020015 | JAY Balance insert Fluide, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm | 722,27 | 762,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | JAY020017 | JAY Balance insert Fluide, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm | 722,27 | 762,00 | - | - |


OPTIONS D'ASSISE ET ACCOUDOIRS

| Accessoires d'Assise | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------|-----------|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP020342 | Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit Non disponible avec repose-jambe manuels et électriques (QOP050016-QOP050017) Non disponible avec poignées de transfert | 236,02 | 249,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP020341 | Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche Non disponible avec repose-jambe manuels et électriques (QOP050016-QOP050017) Non disponible avec poignées de transfert | 236,02 | 249,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP020113 | Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit | 236,02 | 249,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP020114 | Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche | 236,02 | 249,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP020121 | Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit | 236,02 | 249,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP020122 | Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche | 236,02 | 249,00 | - | - |

Cales cuisses amovibles, non disponible avec protège-vêtements, cunéiforme confort, QOP040035

ACCOUDOIRS

| Accoudoirs - Types  (livrés sans protège-vêtements) | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP040019 Accoudoirs escamotables SEDEO Pro, vers l'arrière (réglage supplémentaire : 40 mm par côté) Non disponibles avec hauteurs d'assise 415 mm et 425 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP040021 Accoudoirs amovibles Non disponibles avec hauteurs d'assise 415 mm et 425 mm | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP040123 Accoudoirs relevables à compensation | 633,18 | 668,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP040070 Accoudoirs, relevables à compensation, multiréglables | 690,05 | 728,00 | - | - |

| Manchettes d'Accoudoirs  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € | | |
|---|--|--------------------------|--|-------|--------|---|---|
| Manchettes standard | | Prix à l'unité | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP040023 Standard, 300 mm - droite | <input type="checkbox"/> | QOP040024 Standard, 300 mm - gauche | 31,28 | 33,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP040025 Standard, 400 mm - droite | <input type="checkbox"/> | QOP040026 Standard, 400 mm - gauche | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP040027 Standard, 450 mm - droite Avec accoudoirs escamotables QOP040019: largeur d'assise + 20 mm | <input type="checkbox"/> | QOP040028 Standard, 450 mm - gauche Avec accoudoirs escamotables QOP040019: largeur d'assise + 20 mm | 31,28 | 33,00 | - | - |

Manchettes confort

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP040204 Confort Dartex, 400 mm, droite | 82,46 | 87,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP040203 Confort Dartex, 400 mm, gauche | 82,46 | 87,00 | - | - |

Gouttières hémiplegiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP040031 Gouttière, droite Non disponible avec manipulateur monté à droite QOP110052 Non disponible avec tablette escamotable QOP090040 Non disponible avec demi-tablette QOP090046 Non disponible avec rétroviseur monté à droite QOP090110 | 235,07 | 248,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP040032 Gouttière, gauche Non disponible avec manipulateur monté à gauche QOP110053 Non disponible avec tablette escamotable QOP090040 Non disponible avec demi-tablette QOP090046 Non disponible avec rétroviseur monté à gauche QOP090118 | 235,07 | 248,00 | - | - |

| Protège-vêtements | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|---|-----------|------------|------|--------|
| Pour accoudoirs, escamotables (QOP040019), amovibles (QOP040021) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP040033 Protège-vêtements, standard | 91,00 | 96,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP040034 Protège-vêtements, confort - (largeur d'assise -20 mm) | 150,71 | 159,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP040035 Protège-vêtements, cunéiforme confort - (largeur d'assise -80 mm) Uniquement avec accoudoirs amovibles QOP040021 | 233,18 | 246,00 | - | - |
| Pour accoudoirs relevables à compensation (QOP040123) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP040036 Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise | 113,74 | 120,00 | - | - |

REPOSE-PIEDS

| Repose-Jambes Central, Manuel - Uniquement Q500 M | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP050086 Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180°, palette monobloc relevable et réglable en angle - LJ réglable 310 mm à 470 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) Appui-mollets obligatoires - à sélectionner ci-dessous | std | std | - | - |
| Appui-mollets obligatoires | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP050087 Appui-mollets simple | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050092 Appui-mollets séparé, paire | std | std | - | - |

| Repose-Jambes Central, Électrique - Uniquement pour Q500 M | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € | |
|--|-----------|--|------------|----------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP050076 | Repose-jambes central électrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180° LJ réglable de 200 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) Appui-mollets obligatoires (QOP050092) - à sélectionner ci-dessous | 1 588,63 | 1 676,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050071 | Repose-jambes central électrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180° avec descente au sol - LJ réglable de 350 à 460 mm (mesure à partir de la plaque d'assise) Appui-mollets obligatoires (QOP050092) - à sélectionner ci-dessous | 1 783,89 | 1 882,00 | - | - |

Palettes et Appui-mollets

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP050072 | Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050073 | Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (long. 310 mm x larg. 170 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050092 | Appui-mollets séparé, paire | std | std | - | - |

| Repose-Jambes Latéraux Escamotables SEDEO PRO  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € | | |
|---|------------------|---|--|----------|----------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP050016 | Repose-jambes manuels, pour UL 360-530 mm | std | std | - | - | |
| <input type="checkbox"/> | FMG-PB01-3297-02 | Repose-jambes manuels courts, pour UL 260-430 mm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) | Fabrication spéciale Attention délai supplémentaire | 1 000,00 | 1 055,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050017 | Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, UL 350-510 mm | 929,86 | 981,00 | - | - | |
| <input type="checkbox"/> | QOP050183 | Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, UL 300 mm-460 mm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) | 929,86 | 981,00 | - | - | |

Supports repose-jambes latéraux

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP050170 | Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm) | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050171 | Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm) | std | std | - | - |

Palettes

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|-----|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP050088 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050089 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050090 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050091 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm | std | std | - | - |

Options de Repose-Jambes 

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP050082 | Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050083 | Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire | 88,15 | 93,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050084 | Talonnères | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050200 | Protection de genou, confort | 113,74 | 120,00 | - | - |


| Supports Amputé | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|------------|--------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP050142 | Support amputé, droit | 219,91 | 232,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050143 | Support amputé, gauche | 219,91 | 232,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050013 | Support amputé, confort, droit | 219,91 | 232,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP050014 | Support amputé, confort, gauche | 219,91 | 232,00 | - | - |

OPTIONS DE POSITIONNEMENT & ACCESSOIRES

| Options de Positionnement & Accessoires | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|---|-----------|------------|------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | QOP090128 Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm Non disponible avec coussins Sedeo Pro tous modèles en profondeur 400 mm Uniquement avec coussins Jay ou plaque d'assise QOP020082 | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090129 Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm Non disponible avec coussins Sedeo Pro tous modèles en profondeur 400 mm Uniquement avec coussins Jay ou plaque d'assise QOP020082 | 88,15 | 93,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090110 Rétroviseur, monté à droite (montage côté opposé manipulateur si tablette et demi-tablette) | 59,72 | 63,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090118 Rétroviseur, monté à gauche (montage côté opposé manipulateur si tablette et demi-tablette) | 59,72 | 63,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090119 Fixation pour sac à dos Uniquement disponible avec dossier manuel par platine QOP130011 | 48,34 | 51,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090120 Pochette sous accoudoir ND avec accoudoirs relevables à compensation, QOP040123 | 48,34 | 51,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090122 Poignée de transfert, Q500 M uniquement Non disponible avec hauteurs d'assise 415 et 425 mm Non disponible avec cale genou escamotable droit/gauche, QOP020342/QOP020341 Non disponible avec repose-jambes manuels et électriques, QOP050016 - QOP050017 | 113,74 | 120,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP030605 Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique | 132,70 | 140,00 | - | - |
| Tablette (montage côté opposé du manipulateur) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP090040 Tablette, réglable en largeur, escamotable Pour largeur d'assise 38 à 52 cm, largeur tablette : 65 cm Pour largeur d'assise 54 et 56 cm, largeur tablette : 75 cm | 344,08 | 363,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090046 Demi-tablette, escamotable Non disponible avec coussinet partiel (QOP090125) et protection acrylique (QOP090126) | 422,75 | 446,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090126 Protection acrylique avec rebords | 95,73 | 101,00 | - | - |

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

| Manipulateur – R-Net  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110015 LED, Vérins | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110016 LED, Vérins et kit éclairage | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110017 Ecran couleur LCD | 701,42 | 740,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110018 Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QOP090505 à QOP090511 | 1 129,86 | 1 192,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110013 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) | 1 782,94 | 1 881,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110023 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad) | 2 138,39 | 2 256,00 | - | - |

| Support Commande Principale  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110050 Support fixe | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110056 Support escamotable, intérieur/extérieur | std | std | - | - |

| Montage Commande Principale | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110052 Accoudoir, côté droit | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110053 Accoudoir, côté gauche | std | std | - | - |

| Langue | |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | QOP119002 Français |

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

| Embouts de Joystick (Optionel) | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------------|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP090505 Balle de golf, Ø 42 mm | 54,98 | 58,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090506 T-Bar, largeur 82 mm | 54,98 | 58,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090507 Balle souple, Ø 70 mm | 54,98 | 58,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090508 Balle, Ø 35 mm | 54,98 | 58,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090045 Balle Allround, Ø 48 mm | 54,98 | 58,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090509 Coupelle commande menton, Ø 37 mm | 54,98 | 58,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090512 Tige, 80 x 15 mm | 54,98 | 58,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP090511 Champignon, Ø 45 mm | 238,86 | 252,00 | - | - |


| Outils de Programmation pour Professionnels  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP090066 Logiciel de programmation R-Net pour PC avec dongle | 495,73 | 523,00 | - | - |

| Module de Puissance  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110003 Module de puissance, R-Net, 90 A | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110004 Module de puissance, R-Net, 120 A (augmente le couple et les performances extérieures) | std | std | - | - |

| Commandes Accompagnateur | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--------------------------|---|-----------|------------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110021 Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne) Non disponible avec poignées de poussée | 677,02 | 714,26 | 9368167 | 714,26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110020 Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur Non disponible avec poignées de poussée | 183,89 | 194,00 | 9368150 | 35,71 |


Montage commande accompagnateur

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP110025 Côté droit | <input type="checkbox"/> | QOP110026 Côté gauche | std | std | - | - |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----|-----|---|---|

| Commande sur Tablette  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110143 Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette | 2 123,22 | 2 240,00 | - | - |

Montage de la tablette

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP110080 Côté gauche | <input type="checkbox"/> | QOP110081 Côté droit | std | std | - | - |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----|-----|---|---|

| Boîtier Ctrl+5 Contacts - 10 fonctions assignables  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110043 Boîtier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables, prise de charge USB En combinaison avec une commande tierce personne, le boîtier Ctrl+5 sera monté sur l'accoudeur | 1 092,89 | 1 153,00 | - | - |


Montage

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP110180 A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe intérieur/extérieur (QOP110056), escamotage impossible | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110181 Côté opposé du manipulateur | std | std | - | - |

Type de boutons

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP110175 A pousser | <input type="checkbox"/> | QOP110176 A bascule | std | std | - | - |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----|-----|---|---|

COMMANDES SPÉCIALES

| R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110116 R-Net OMNI2 | 2 192,42 | 2 313,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110117 R-Net OMNI2, mode scanner (recommandé avec GYRO) | 2 192,42 | 2 313,00 | - | - |

Interface nouvelle génération pour commande spéciale, incluant 4 Bluetooth (2 PC/Android & 2 iOS), infrarouge et chargeur USB

COMMANDES SPÉCIALES

| Montage R-Net OMNI2 - côté opposé au manipulateur R-Net | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110119 Support fixe, à droite | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110120 Support fixe, à gauche | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110123 Support escamotable, à droite Non disponible avec rétroviseur monté à droite QOP090110 | 194,31 | 205,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110124 Support escamotable, à gauche Non disponible avec rétroviseur monté à gauche SPL090118 | 194,31 | 205,00 | - | - |

| Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H) | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--|--|------------|---------|--------|
| Commandes proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110301 MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°) | Indisponible jusqu'à fin Avril 2024 | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110302 MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°) | 4 022,75 | 4 244,00 | 9368167 | 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110304 VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°) | 1 751,66 | 1 848,00 | 9368167 | 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110305 VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embouts de joystick : tige (QOP090512), champignon Ø 45 mm (QOP090511), T-Bar (QOP090506) | 1 751,66 | 1 848,00 | 9368167 | 714.26 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|---------|--------|
| Commandes proportionnelles Mo-Vis | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110306 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis) | 2 907,11 | 3 067,00 | 9368167 | 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110307 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis) Uniquement utilisé avec embout de joystick de série ou embout de joystick balle Allround Ø 48 mm | 3 094,79 | 3 265,00 | 9368167 | 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110308 Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis) | 4 022,75 | 4 244,00 | 9368167 | 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110309 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis) | 2 907,11 | 3 067,00 | 9368167 | 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110310 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis) | 3 094,79 | 3 265,00 | 9368167 | 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110311 Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis) | 4 022,75 | 4 244,00 | 9368167 | 714.26 |

| Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|---|-----------|------------|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110342 Appui palmaire pour joystick MicroGuide et MicroPilot Uniquement avec mini-joysticks, Micro Series | 297,63 | 314,00 | - | - |

Emplacement de la fixation 


| | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP110350 Sur l'accoudoir, montage fixe | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110353 Sur l'accoudoir, montage escamotable | std | std | - | - |

Côté de la fixation

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QOP110362 Droit | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110361 Gauche | std | std | - | - |

| Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H)  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|--|-----------|------------|------|--------|
|---|--|-----------|------------|------|--------|

Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| NEW <input type="checkbox"/> | VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Joindre la fiche de mesures de la commande VIGO (livrée séparément) |  | Pour le tarif, veuillez consulter la fiche de mesures VIGO | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|



Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QOP110370 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales) Option support Whitmyer obligatoire | 4 923,22 | 5 194,00 | 9368167 | 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110371 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds) Option support Whitmyer obligatoire | 4 923,22 | 5 194,00 | 9368167 | 714.26 |



Supports commandes Occipitales - Option obligatoire

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | WHT030408 WHITMYER, support LINX ² | 140,28 | 148,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | WHT030409 WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° | 94,79 | 100,00 | - | - |


COMMANDES SPÉCIALES

| Commandes au Menton Proportionnelles & Supports  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|---|-----------|--|--|----------|----------------|
| Commandes au menton proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110470 | MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°) | Indisponible jusqu'à fin Avril 2024 | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110471 | MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°) | 4 022,75 | 4 244,00 | 9368167 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110472 | VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°) | 1 751,66 | 1 848,00 | 9368167 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110473 | VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°) | 1 751,66 | 1 848,00 | 9368167 714.26 |
| Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110474 | Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis) | 2 907,11 | 3 067,00 | 9368167 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110475 | Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis) | 3 094,79 | 3 265,00 | 9368167 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110476 | Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis) | 2 907,11 | 3 067,00 | 9368167 714.26 |
| <input type="checkbox"/> | QOP110477 | Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis) | 3 094,79 | 3 265,00 | 9368167 714.26 |
| Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton  | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110480 | Plastron - small (2) (largeur plastron: 15,24 cm) | 680,57 | 718,00 | - - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110483 | Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit | 717,54 | 757,00 | - - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110484 | Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche | 717,54 | 757,00 | - - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110485 | Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit | 2 222,75 | 2 345,00 | - - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110486 | Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche | 2 222,75 | 2 345,00 | - - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110487 | Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche | 717,54 | 757,00 | - - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110488 | Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit | 717,54 | 757,00 | - - |
| Kit d'Extension Link-It | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110590 | Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble | 88,15 | 93,00 | - - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110591 | Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble | 88,15 | 93,00 | - - |
| Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section H) | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
| <input type="checkbox"/> | QOP110510 | Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO) Sélectionner option appui-tête | 988,63 | 1 043,00 | 9368167 714.26 |

COMMANDES SPÉCIALES

| H – Contacteur #1  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|--|-----------|------------|------|--------|
| Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110611 #1 Contacteur Ø 64 mm – noir | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110612 #1 Contacteur Ø 64 mm – rouge | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110613 #1 Contacteur Ø 64 mm – vert | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110523 #1 Egg Switch – noir | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110524 #1 MicroLite Switch – noir | 246,45 | 260,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110651 #1 Contacteur Ø 30 mm – noir | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110654 #1 Contacteur Ø 30 mm – bleu | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110653 #1 Contacteur Ø 30 mm – vert | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110652 #1 Contacteur Ø 30 mm – rouge | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110655 #1 Contacteur Ø 30 mm – jaune | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110534 #1 Twister Switch – noir | 155,45 | 164,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110535 #1 Twister Switch – vert | 155,45 | 164,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110536 #1 Twister Switch – rouge | 155,45 | 164,00 | - | - |
| Montage Link-It contacteur  | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110560 #1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110566 #1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accouoir | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110561 #1 Sur l'appui-tête | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110563 #1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110565 #1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110569 #1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé | std | std | - | - |
| Côté du Montage Contacteur #1 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110572 #1 A droite Non disponible avec contacteur Satellite | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110571 #1 A gauche Non disponible avec contacteur Satellite | std | std | - | - |
| Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110537 #1 Contacteur Satellite – noir | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110538 #1 Contacteur Satellite – vert | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110539 #1 Contacteur Satellite – rouge | 172,51 | 182,00 | - | - |

COMMANDES SPÉCIALES

| I – Contacteur #2  | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
|--|---|-----------|------------|------|--------|
| Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110631 #2 Contacteur Ø 64 mm – noir | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110632 #2 Contacteur Ø 64 mm – rouge | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110633 #2 Contacteur Ø 64 mm – vert | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110088 #2 Egg Switch – noir | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110089 #2 MicroLite Switch – noir | 246,45 | 260,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110671 #2 Contacteur Ø 30 mm – noir | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110674 #2 Contacteur Ø 30 mm – bleu | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110673 #2 Contacteur Ø 30 mm – vert | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110672 #2 Contacteur Ø 30 mm – rouge | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110675 #2 Contacteur Ø 30 mm – jaune | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110095 #2 Twister Switch – noir | 155,45 | 164,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110096 #2 Twister Switch – vert | 155,45 | 164,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110097 #2 Twister Switch – rouge | 155,45 | 164,00 | - | - |
| Montage Link-It pour Contacteur #2 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110098 #2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110099 #2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accouder | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110100 #2 Sur l'appui-tête | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110104 #2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110105 #2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis | 250,24 | 264,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110106 #2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé) | std | std | - | - |
| Côté du Montage Contacteur #2 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110108 A droite Non disponible avec contacteur Satellite | std | std | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110107 A gauche Non disponible avec contacteur Satellite | std | std | - | - |
| Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix) | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110111 #2 Contacteur Satellite – noir | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110112 #2 Contacteur Satellite – vert | 172,51 | 182,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110113 #2 Contacteur Satellite – rouge | 172,51 | 182,00 | - | - |
| Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons") | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110550 Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible | 231,28 | 244,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110551 Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible | 231,28 | 244,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110552 Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible | 231,28 | 244,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110554 Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI | 330,81 | 349,00 | - | - |
| Accessoires | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | QOP110580 Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm) | 33,18 | 35,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110581 Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm) | 33,18 | 35,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110582 Rallonge DB9 (1 m) | 42,65 | 45,00 | - | - |
| <input type="checkbox"/> | QOP110583 Cable jack Y, stéréo - mono/mono | 81,52 | 86,00 | - | - |
| Dispositif de Sécurité | | Prix € HT | Prix € TTC | Code | LPPR € |
| <input type="checkbox"/> | QOP090147 Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance) | 988,63 | 1 043,00 | - | - |

Roues Motrices & Directrices - Garde Boue

◀ RETOUR



// QOP070069



// QOP080213



// QOP010007 - garde-boue roue 14"



// QOP010008 - garde-boue roue 9"

Kit Eclairage & Chargeurs

◀ RETOUR



// QOP110209



// QOP110202



// QOP160104



// QOP160101

Coussins de Dossier SEDEO PRO

◀ RETOUR



// QOP030109



// QOP030113



// QOP030114



// QOP030115



// QOP030116



// QOP030117

Coussins de D'Assise SEDEO PRO

◀ RETOUR



// QOP020073



// QOP020078



// QOP020075



// QOP020076

Coussinets Appui-Tête & Supports d'Appui-Tête


◀ RETOUR



// QOP030430 & QOP030431



// WHT030404



// QOP030433



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030411



// QOP030204



// JAY030042



// JAY030021

| Largeur dossier en mm | Galbe Profond Support Moyen / Extra Deep - MDC | Galbe Profond Support Haut / Extra Deep - DC |
|---|--|--|
| | JAY030042 | JAY030021 |
| Largeur Maximum Tronc Utilisateur en mm | | |
| 360 | 280 | 280 |
| 410 | 330 | 330 |
| 460 | 380 | 380 |
| 510 | 430 | 430 |

Coussins JAY

◀ RETOUR



// JAY020006



// JAY020011

Types d'Accoudoirs & Manchettes

◀ RETOUR



// QOP040019



// QOP040021



// QOP040123



// QOP040023-QOP040026



// QOP040027



// QOP040204



// QOP040031

Repose-Jambes Central

◀ RETOUR



// QOP050086



// QOP050076

Repose-Jambes SEDEO PRO

◀ RETOUR



// QOP050016

Manipulateurs R-Net & Montage

◀ RETOUR



// QOP110017



// QOP110013




// QOP110018



// QOP110056

Embouts de Joystick

◀ RETOUR



// QOP090505



// QOP090045



// QOP090507



// QOP090508



// QOP090509



// QOP090512



// QOP090511



// QOP090506

Outils de Programmation

◀ RETOUR



// QOP090066

Modules de Puissance R-Net

◀ RETOUR



// QOP110004



// QOP110021

#1 Ctrl+5 Contacts et OMNI 2

◀ RETOUR



// QOP110175



// QOP110176



// QOP110116

Commandes Occipitales

◀ RETOUR



// QOP110370 // QOP110371

Commandes au Menton & Commandes Manuelles

◀ RETOUR



// QOP110470 // QOP110301



// QOP110471 // QOP110302

// QOP110472 // QOP110473 //
QOP110304 // QOP110305// QOP110306 - QOP110309
// QOP110474 - QOP110477// QOP110475 // QOP110477
// QOP110307 // QOP110310

Commande sur Tablette

◀ RETOUR



// QOP110143

Contacteurs

◀ RETOUR



// QOP110651 - QOP110655
// QOP110671 - QOP110675



// QOP110523



// QOP110524



// QOP110611 - QOP110613
// QOP110631 - QOP110633



// QOP110537 - QPP110539



// QOP110534 - QOP110536



// QOP110551



// QOP110552

Montage et Position Contacteurs

◀ RETOUR



// QOP110526 // QOP110566



// QOP110566 // QOP110526
// QOP110529



// QOP110560 // QOP110572
// QOP110013 // QOP110056
// QOP110529 // QOP110526



// QOP110563

Montage et Position pour Commandes Manuelles

◀ RETOUR



// QOP110353 // QOP110302
// QOP110362



// QOP110353 // QOP110302
// QOP110362 // QOP110342



// QOP110302



// QOP110353 // QOP110361
// QOP110524 // QOP110526
// QOP110560



// QOP110353 // QOP110306
// QOP110362 // QOP110538
// QOP110539

Montage et Position pour Commande Menton

◀ RETOUR



// QOP110480 // QOP110470 //
QOP110471



// QOP110483 // QOP110484



// QOP110483 // QOP110484



// QOP110485 // QOP110486



// QOP110485 // QOP110474



// QOP110487 // QOP110471
// QOP110526 // QOP110529
// QOP110561 // QOP110572
// QOP110571



// QOP110487 // QOP110474

Commentaires Pour Fabrications Spéciales



Q500 M - Q500 R - SEDEO PRO - AA2

€

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Prix de base TTC - Q500 M / R | 7 876,02 |
| Total options TTC | |
| | |
| | |
| | |
| Prix total TTC | |

Date

Signature

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michaël Faraday
 37170 Chambray-Les-Tours
 Tél: 02 47 55 44 31
 E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
 www.SunriseMedical.fr