

Arrêt production / commercialisation :
30 Juin 2024

Q500® H

assise SEDEO® PRO

AA1




BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01_012024
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client				Adresse Livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation	
Code Clt:				Code Clt:			
Magasin:				Magasin:			
Rue:				Rue			
Ville/CP:				Ville /CP:			
E-Mail:				E-Mail:			
Tél:				Tél:			
Informations				Poids Utilisateur			
<input type="checkbox"/> Commande <input type="checkbox"/> Devis <input type="checkbox"/> Built-4-Me®				Poids max. utilisateur: 160 kg			
N° commande.:				Poids uti.:		kg	
Art. No.: 2250050H-000 Code LPPR : 9167078				Prix Public TTC € 7 777.00			
Date:	Jour	Mois	Année				

Mesures anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise		mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise		mm
c) Aisselle - assise		mm
d) Coude - assise		mm
e) Haut du bassin - assise		mm
f) Largeur épaule		mm
g) Largeur poitrine		mm
i) Largeur hanche		mm
j) Profondeur d'assise		mm
m) Longueur pied		mm
n) Longueur de jambe		mm
o) Largeur assise		mm



Données Techniques

Crash testé selon ISO 7176-19:2008		Bases motrices préparées et homologuées pour station d'accueil d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical)	
Système d'assise	SEDEO PRO	Assise réglable	Larg. 380 - 560 mm, Profond. 400 - 560 mm
Poids sans batteries	140 kg	Hauteurs d'assise	415 mm - 490 mm
Poids avec batteries	165 kg		
Assise	Bascule d'assise électrique (0° - 30° ou -5° - 25°) et dossier électrique (90° - 130°)		

Données Techniques - Q500H - Base MOTRICE HYBRIDE


Poids max. Utilisateur	160 kg	Roues motrices	13" / 14" (noir)
Largeur base	620 mm (13") - 640 mm (14")	Roues directrices	9" (noir)
Electronique	R-net	Chargeur	220V/8 A - 220V/10 A
Autonomie	Jusqu'à 32 km (batteries 60 Ah) Jusqu'à 40 km (batteries 80 Ah)	Batteries	60 Ah - 80 Ah
Motorisation	6, 8 et 10 km/h - 4 poles	Coloris	Base motrice: noir mat Inserts: 7 coloris
Garde au sol	Bac batteries : 70 mm	Franchissement max.	85 mm


BASE MOTRICE


Fauteuil Roulant Electrique Série - Q500		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> QOP000030	Q500 H (Hybride) - AA1	7 371,56	7 777,00	9167078	3 487,95
+ 7.00 € HT d'éco-participation					

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> QOP180009	6 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500 W) (module de puissance 90 A)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP180010	8 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500 W) (module de puissance 90 A)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP180007	10 km/h - Moteurs 4-Poles (2x450 W) (module de puissance 120 A)	std	std	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> QOP110009	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	935,55	987,00	-	-
<input type="checkbox"/> QOP110014	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	std	std	-	-

Roues Motrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> QOP070065	13", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP070069	13", Bandage, Knobby (crampon), Noir	145,02	153,00	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> QOP070034	14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP070033	14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	145,02	153,00	-	-


Roues Directrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> QOP080210	9", Bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP080211	9", Pneumatique, Noir	std	std	-	-

Garde-Boue 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> QOP010007	Garde-boue, roues motrices	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP010008	Garde-boue, roues directrices, 9"	108,06	114,00	-	-

Monte trottoir pour Q500 R		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> QOP090037	Sans monte trottoir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP090038	Monte trottoir	323,22	341,00	-	-

BASE MOTRICE

Coloris Inserts (enjolveurs, têtes de fourche)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> QOP140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	<input type="checkbox"/> QOP140002	Rouge (RAL 040 40 67)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP140004	Noir (RAL 9005)	<input type="checkbox"/> QOP140007	Argent (RAL 9006)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP140003	Bleu (RAL 260 40 45)	<input type="checkbox"/> QOP140001	Blanc (RAL 9010)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP140006	Orange (RAL 060 60 80)			std	std	-	-

Kit Éclairage LED 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> QOP110201	Kit éclairage LED (homologué StVZO)	598,10	631,00	-	-
<input type="checkbox"/> QOP110202	Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant)	309,95	327,00	-	-
<input type="checkbox"/> QOP110209	Sans kit éclairage	std	std	-	-

NEW

Hauteurs d'Assise				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	SH415	415 mm	<input type="checkbox"/>	SH45	450 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SH425	425 mm	<input type="checkbox"/>	SH465	465 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SH44	440 mm	<input type="checkbox"/>	SH49	490 mm	std	std	-	-

Matrice	Hauteurs d'Assise Disponibles en Fonction de Certaines Options					
	415 mm	425 mm	440 mm	450 mm	465 mm	490 mm
Batteries 80 Ah	ND	ND	●	●	●	●
Combiné lift et bascule d'assise	ND	●	ND	●	●	●
Bascule d'assise 0-30° et 0-50°	●	ND	●	ND	●	●
Bascule d'assise -5° - 25° et - 5° - 45°	ND	ND	ND	ND	●	●
Accoudoirs escamotables (QOP040019)	ND	ND	●	●	●	●
Accoudoirs amovibles (QOP040021)	ND	ND	●	●	●	●
Poignée de transfert	ND	ND	●	●	●	●
Cales cuisses	ND	●	●	●	●	●

ND = Non Disponible ● = Disponible

Batteries & Chargeurs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP160001 Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP160005 Batteries, 80 Ah, Gel, sans maintenance avec chargeur 10 A inclus Uniquement avec chargeur 220 V / 10 A (réduit le temps de charge)	358,29	378,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP160101 Chargeur, 220 V / 8 Ah	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP160104 Chargeur, 220 V / 10 Ah	122,27	129,00	-	-

MODULES D'INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique - (voir matrice ci-dessus)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP130011 Bascule manuelle par platine (réglable 0°, 3°, 6°, 9°; pré-réglage usine à 6°)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP130004 Bascule électrique, 0° - 30°	1165,88	1230,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP130012 Bascule électrique, -5° - 25°	1263,51	1333,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP130007 Bascule électrique, 0° - 50°	1600,00	1688,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP130005 Bascule électrique, -5° - 45°	1600,00	1688,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP130009 Combiné lift (300 mm) et bascule électrique (0° - 30°)	2101,42	2217,00	-	-

Fonction C-Me		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Uniquement avec combiné lift & bascule d'assise QOP130009 - Poids max. Utilisateur 136kg.					
<input type="checkbox"/>	QOP110034 C-Me Activé (vitesse max. 4,5 km/h avec lift) (Angle assise <9°)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110035 C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	std	std	-	-

Module d'Inclinaison de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QPL030083 Inclinaison manuelle par platine, 90°-120°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL030084 Inclinaison manuelle par vérin, 90°-130°, levier à l'accoudoir droit	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QPL030085 Inclinaison manuelle par vérin, 90°-130°, levier à l'accoudoir gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP030086 Inclinaison électrique, 90° - 130°	1217,06	1284,00	-	-

DOSSIER

Option de Dossier	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/> QOP030098 Dossier rabattable sur l'assise	std	std	-	-

Type de Dossier	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
-----------------	-----------	------------	------	--------

Coussin de dossier SEDEO PRO (Voir Section A)

<input type="checkbox"/> QOP030104 Coussin de Dossier SEDEO PRO	Voir tarifs Section A	-	-	-
---	-----------------------	---	---	---

JAY J3 (Voir Section B)

<input type="checkbox"/> QOP030054 Dossier JAY J3 - interface Jay J3 incluse (QOP030055)	Voir tarifs Section B	-	-	-
--	-----------------------	---	---	---

A – Dossier SEDEO PRO, Dimensions	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
-----------------------------------	-----------	------------	------	--------

Largeur du coussin de dossier SEDEO PRO

<input type="checkbox"/> BW38 380 mm, pour largeur utile 380 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> BW42 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> BW46 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> BW50 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> BW54 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> BW56 560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm	std	std	-	-

Hauteur du coussin de dossier SEDEO PRO

<input type="checkbox"/> BH44 440 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm Uniquement avec dossier SEDEO PRO Flexible, Deep Contour, Actif (QOP030116) Uniquement avec dossier SEDEO PRO, Extra Deep Contour, Actif (QOP030117)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> BH50 500 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> BH56 560 mm, position réglable en hauteur sur 150 mm	std	std	-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Galbes 	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
---	-----------	------------	------	--------

<input type="checkbox"/> QOP030109 Coussin de dossier, Profilé	std	std	-	-
<input type="checkbox"/> QOP030113 Coussin de dossier, Profilé, sangles réglables	335,55	354,00	-	-
<input type="checkbox"/> QOP030114 Coussin de dossier, Galbe Deep Contour, Passif, sangles réglables	404,74	427,00	-	-
<input type="checkbox"/> QOP030115 Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, galbe 12 cm, sangles réglables	470,14	496,00	-	-
<input type="checkbox"/> QOP030116 Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, galbe 12 cm, sangles réglables	470,14	496,00	-	-
<input type="checkbox"/> QOP030117 Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, galbe 18 cm, sangles réglables	585,78	618,00	-	-

Dossiers Flexible (QOP030115/116/117) non disponibles avec appui-tête monté sur coussin de dossier (QOP030119)

A – Dossier SEDEO PRO, Housses	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR €
--------------------------------	-----------	------------	--------

<input type="checkbox"/> QOP030059 Housse, Dartex	std	std	-
<input type="checkbox"/> QOP030108 Housse, Confort	65,40	69,00	-

A – Dossier SEDEO PRO, Cales Tronc	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
------------------------------------	-----------	------------	------	--------

Cales tronc Sedeo PRO uniquement pour dossier Sedeo PRO profilé (QOP030109) et profilé sangles réglables (QOP030113)


<input type="checkbox"/> QOP030607 Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté droit	220,85	233,00	-	-
<input type="checkbox"/> QOP030608 Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche	220,85	233,00	-	-

DOSSIER

B – Dossier JAY J3, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY030111 410 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030112 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030113 510 mm	std	std	-	-

D – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond - Support Moyen (MDC) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm		Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm			
Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm					
<input type="checkbox"/>	JAY030042 UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-

D – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond Support Haut (DC) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm		Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm			
Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm					
<input type="checkbox"/>	JAY030021 UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-

Appui-Tête - Têtière SEDEO & WHITMYER 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP030430 SEDEO, tèteière PU - (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO	278,67	294,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP030431 SEDEO, tèteière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO	343,13	362,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP030432 SEDEO, tèteière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO	378,20	399,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030402 Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête Whitmyer	261,61	276,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030404 Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm Uniquement avec supports d'appui-tête Whitmyer	374,41	395,00	-	-


Appui-Tête - Supports SEDEO & WHITMYER 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP030433 SEDEO, support multi-positions - pour tèteière SEDEO	48,34	51,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP030434 SEDEO, support multi-positions réglable sans outils - pour tèteière SEDEO	94,79	100,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030408 Whitmyer, support LINX ² - pour tèteière Whitmyer	140,28	148,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030409 Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour tèteière Whitmyer	94,79	100,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030411 Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière- pour tèteière Whitmyer	188,63	199,00	-	-

Appui-Tête - Fixation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP030119 Fixation montée sur coussin de dossier Non disponible avec dossier SEDEO PRO Flexible, Deep Contour, Actif (QOP030116) Non disponible avec dossier SEDEO PRO, Extra Deep Contour, Actif (QOP030117)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP030120 Fixation montée sur armature du dossier	61,61	65,00	-	-

Poignées de Poussée		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP030204 Poignées de poussée, réglables en hauteur Non disponible avec commande double (QOP110021) ou commande tierce personne (QOP110020)	179,15	189,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP030200 Sans poignées de poussée	std	std	-	-


ASSISE

Interface d'assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP020085 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 520 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP020069 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm Non disponible largeur d'assise 380 et 400 mm	std	std	-	-

Coussin d'Assise - Types 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SEDEO PRO (Voir Section C)					
<input type="checkbox"/>	QOP020027 Coussin d'Assise SEDEO PRO	std	std	-	-
JAY (Voir Section D)					
<input type="checkbox"/>	QOP020515 Coussin d'Assise JAY	Voir Section D		-	-

C – SEDEO, Dimensions d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur coussin d'assise					
<input type="checkbox"/>	SW38 380 mm, pour largeur utile 380 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW42 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW46 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW50 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW54 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW56 560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm	std	std	-	-

Pré-réglage profondeur d'assise						
<input type="checkbox"/>	SD40 400 mm avec coussin 460 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD42 420 mm avec coussin 460 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD44 440 mm avec coussin 460 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD46 460 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD48 480 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD50 500 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD52 520 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD54 540 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD56 560 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	-	-

C - SEDEO PRO, Coussins 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP020073 SEDEO, Profilé (Profiled) - hauteur 70 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP020078 SEDEO, Ergonomique (Stabilizer) - hauteur 90 mm	332,70	351,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP020075 SEDEO, Anatomique (Support), hauteur 90 mm	418,96	442,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP020076 SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory), hauteur 90 mm	490,05	517,00	-	-

C – SEDEO, Housses Coussins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP020518 Housse - Dartex	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP020080 Housse - Confort	65,40	69,00	-	-

C – SEDEO, Plaque d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP020082 SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	109,00	115,00	-	-

ASSISE

D – JAY - Dimensions			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur d'assise / coussin						
<input type="checkbox"/>	SW40	400 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW42	420 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW44	440 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW48	480 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW50	500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW52	520 mm, livré avec coussin 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW54	540 mm, livré avec coussin 560 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW56	560 mm, livré avec coussin 560 mm	std	std	-	-
Profondeur d'assise / coussin						
<input type="checkbox"/>	SD40	400 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD42	420 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD44	440 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD48	480 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD50	500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD52	520 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD54	540 mm (uniquement avec largeur 560 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD56	560 mm (uniquement avec largeur 560 mm)	std	std	-	-


D - JAY, Coussins (veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille) 			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY020006	JAY Easy Visco, base plate	398,10	420,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY020011	JAY Balance insert Fluide, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	636,02	671,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY020013	JAY Balance insert Fluide, à partir de largeur d'assise 500 mm	636,02	671,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY020015	JAY Balance insert Fluide, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	722,27	762,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY020017	JAY Balance insert Fluide, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	722,27	762,00	-	-


OPTIONS D'ASSISE ET ACCOUDOIRS

Accessoires d'Assise			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP020342	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit Non disponible avec repose-jambe manuels et électriques (QOP050016-QOP050017) Non disponible avec poignées de transfert	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP020341	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche Non disponible avec repose-jambe manuels et électriques (QOP050016-QOP050017) Non disponible avec poignées de transfert	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP020114	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP020121	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP020122	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-

Cales cuisses amovibles, non disponible avec protège-vêtements, cunéiforme confort, QOP040035

ACCOUDOIRS

Accoudoirs - Types  (livrés sans protège-vêtements)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP040019 Accoudoirs escamotables SEDEO Pro, vers l'arrière (réglage supplémentaire : 40 mm par côté) Non disponibles avec hauteurs d'assise 415 mm et 425 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP040021 Accoudoirs amovibles Non disponibles avec hauteurs d'assise 415 mm et 425 mm	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP040123 Accoudoirs relevables à compensation	633,18	668,00	-	-

Manchettes d'Accoudoirs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
Manchettes standard		Prix à l'unité					
<input type="checkbox"/>	QOP040023 Standard, 300 mm - droite	<input type="checkbox"/>	QOP040024 Standard, 300 mm - gauche	31,28	33,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP040025 Standard, 400 mm - droite	<input type="checkbox"/>	QOP040026 Standard, 400 mm - gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP040027 Standard, 450 mm - droite Avec accoudoirs escamotables QOP040019: largeur d'assise + 20 mm	<input type="checkbox"/>	QOP040028 Standard, 450 mm - gauche Avec accoudoirs escamotables QOP040019: largeur d'assise + 20 mm	31,28	33,00	-	-

Manchettes confort							
<input type="checkbox"/>	QOP040204 Confort Dartex, 400 mm, droite	82,46	87,00	-	-		
<input type="checkbox"/>	QOP040203 Confort Dartex, 400 mm, gauche	82,46	87,00	-	-		

Gouttières hémiplegiques - Remarque: largeur d'assise -20 mm

<input type="checkbox"/>	QOP040031 Gouttière, droite Non disponible avec manipulateur monté à droite QOP110052 Non disponible avec tablette escamotable QOP090040 Non disponible avec demi-tablette QOP090046 Non disponible avec rétroviseur monté à droite QOP090110	235,07	248,00	-	-		
<input type="checkbox"/>	QOP040032 Gouttière, gauche Non disponible avec manipulateur monté à gauche QOP110053 Non disponible avec tablette escamotable QOP090040 Non disponible avec demi-tablette QOP090046 Non disponible avec rétroviseur monté à gauche QOP090118	235,07	248,00	-	-		

Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pour accoudoirs, escamotables (QOP040019), amovibles (QOP040021)					
<input type="checkbox"/>	QOP040033 Protège-vêtements, standard	91,00	96,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP040034 Protège-vêtements, confort - (largeur d'assise -20 mm)	150,71	159,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP040035 Protège-vêtements, cunéiforme confort - (largeur d'assise -80 mm) Uniquement avec accoudoirs amovibles QOP040021	233,18	246,00	-	-
Pour accoudoirs relevables à compensation (QOP040123)					
<input type="checkbox"/>	QOP040036 Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise	113,74	120,00	-	-

REPOSE-PIEDS

Repose-pieds et Repose-jambes Latéraux Escamotables SEDEO PRO 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP050015 Potences escamotables 70°	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050016 Repose-jambes manuels, pour UL 36 à 53 cm	480,57	507,00	-	-
<input type="checkbox"/>	FMG-PB01-3297-02 Repose-jambes manuels courts, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) Attention délai supplémentaire	1000,00	1055,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050017 Repose-jambes électriques sans fil, à compensation	929,86	981,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050183 Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, pour UL 26 à 43 cm (UL, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)	929,86	981,00	-	-

Supports repose-jambes latéraux

<input type="checkbox"/>	QOP050170 Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050171 Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	std	std	-	-

Palettes

<input type="checkbox"/>	QOP050088 Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050089 Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050090 Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 510 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050091 Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050081 Palettes, solidaires Choisir également une palette Uniquement pour potences 70° SEDEO PRO, QOP050015	88,15	93,00	-	-

Options de Repose-Jambes 

<input type="checkbox"/>	QOP050082 Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050083 Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	88,15	93,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050084 Talonnières	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050085 Sangles mollets Uniquement pour potences escamotables 70° Sedeo Pro, QOP050015	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050200 Protection de genou, confort	113,74	120,00	-	-

Supports Amputé		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP050142 Support amputé, droit	219,91	232,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050143 Support amputé, gauche	219,91	232,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050013 Support amputé, confort, droit	219,91	232,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP050014 Support amputé, confort, gauche	219,91	232,00	-	-


Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	QOP090128 Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm Non disponible avec coussins Sedeo Pro tous modèles en profondeur 400 mm Uniquement avec coussins Jay ou plaque d'assise QOP020082	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090129 Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm Non disponible avec coussins Sedeo Pro tous modèles en profondeur 400 mm Uniquement avec coussins Jay ou plaque d'assise QOP020082	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090110 Rétroviseur, monté à droite (montage côté opposé manipulateur si tablette et demi-tablette)	59,72	63,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090118 Rétroviseur, monté à gauche (montage côté opposé manipulateur si tablette et demi-tablette)	59,72	63,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090119 Fixation pour sac à dos Uniquement disponible avec dossier manuel par platine QOP130011	48,34	51,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090120 Pochette sous accoudoir ND avec accoudoirs relevables à compensation, QOP040123	48,34	51,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP030605 Plot d'abduction Non disponible avec reposer-jambes central électrique	132,70	140,00	-	-

Tablette (montage côté opposé du manipulateur)

<input type="checkbox"/>	QOP090040 Tablette, réglable en largeur, escamotable Pour largeur d'assise 38 à 52 cm, largeur tablette : 65 cm Pour largeur d'assise 54 et 56 cm, largeur tablette : 75 cm	344,08	363,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090046 Demi-tablette, escamotable Non disponible avec coussinet partiel (QOP090125) et protection acrylique (QOP090126)	422,75	446,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090126 Protection acrylique avec rebords	95,73	101,00	-	-

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP110015 LED, Vérins	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110016 LED, Vérins et kit éclairage	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110017 Ecran couleur LCD	701,42	740,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110018 Ecran couleur LCD, joystick renforcé Non disponible avec embouts joystick QOP090505 à QOP090511	1129,86	1192,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110013 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	1782,94	1881,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110023 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	2138,39	2256,00	-	-

Support Commande Principale 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP110050 Support fixe	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110056 Support escamotable, intérieur/extérieur	std	std	-	-

Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP110052 Accoudoir, côté droit	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110053 Accoudoir, côté gauche	std	std	-	-

Langue	
<input checked="" type="checkbox"/>	QOP119002 Français

Embouts de Joystick (Optionel)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP090505 Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090506 T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090507 Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090508 Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090045 Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090509 Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090512 Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP090511 Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	-	-

Outils de Programmation pour Professionnels 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP090066 Logiciel de programmation R-Net pour PC avec dongle	495,73	523,00	-	-

Module de Puissance 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP110003 Module de puissance, R-Net, 90 A	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110004 Module de puissance, R-Net, 120 A (augmente le couple et les performances extérieures)	std	std	-	-

Commandes Accompagnateur		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP110021 Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne) Non disponible avec poignées de poussée	677,02	714,26	9368167	714,26
<input type="checkbox"/>	QOP110020 Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir également un manipulateur Non disponible avec poignées de poussée	183,89	194,00	9368150	35,71


Montage commande accompagnateur

<input type="checkbox"/>	QOP110025 Côté droit	<input type="checkbox"/>	QOP110026 Côté gauche	std	std	-	-
--------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----	-----	---	---


Commande sur Tablette 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP110143 Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	-	-

Montage de la tablette

<input type="checkbox"/>	QOP110080 Côté gauche	<input type="checkbox"/>	QOP110081 Côté droit	std	std	-	-
--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	-----	-----	---	---

Boitier Ctrl+5 Contacts - 10 fonctions assignables 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP110043 Boitier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables, prise de charge USB En combinaison avec une commande tierce personne, le boitier Ctrl+5 sera monté sur l'accoudoir	1 092,89	1 153,00	-	-
Montage					
<input type="checkbox"/>	QOP110180 A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe intérieur/extérieur (QOP110056), escamotage impossible	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110181 Côté opposé du manipulateur	std	std	-	-
Type de boutons					
<input type="checkbox"/>	QOP110175 A pousser	<input type="checkbox"/>	QOP110176 A bascule	std	std

COMMANDES SPÉCIALES


R-Net OMNI2 interface commandes spéciales, infra rouge 32-40 kHz 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP110116 R-Net OMNI2	2 192,42	2 313,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110117 R-Net OMNI2, mode scanner (recommandé avec GYRO)	2 192,42	2 313,00	-	-

Interface nouvelle génération pour commande spéciale, incluant 4 Bluetooth (2 PC/Android & 2 iOS), infrarouge et chargeur USB

Montage R-Net OMNI2 - côté opposé au manipulateur R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP110119 Support fixe, à droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110120 Support fixe, à gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110123 Support escamotable, à droite Non disponible avec rétroviseur monté à droite QOP090110	194,31	205,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110124 Support escamotable, à gauche Non disponible avec rétroviseur monté à gauche SPL090118	194,31	205,00	-	-

Commandes Spéciales Manuelles (Sélection des contacteurs voir section H)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Commandes proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)					
<input type="checkbox"/>	QOP110301 MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	Indisponible jusqu'à fin Avril 2024			
<input type="checkbox"/>	QOP110302 MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°)	4022,75	4244,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110304 VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1751,66	1848,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110305 VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) Non disponible avec embouts de joystick : tige (QOP090512), champignon Ø 45 mm (QOP090511), T-Bar (QOP090506)	1751,66	1848,00	9368167	714.26

Commandes proportionnelles Mo-Vis					
<input type="checkbox"/>	QOP110306 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2907,11	3067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110307 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis) Uniquement utilisé avec embout de joystick de série ou embout de joystick balle Allround Ø 48 mm	3094,79	3265,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110308 Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) (OMNI2 requis)	4022,75	4244,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110309 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	2907,11	3067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110310 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	3094,79	3265,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110311 Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	4022,75	4244,00	9368167	714.26

Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP110342 Appui palmaire pour joystick MicroGuide et MicroPilot Uniquement avec mini-joysticks, Micro Series	297,63	314,00	-	-
Emplacement de la fixation 					
<input type="checkbox"/>	QOP110350 Sur l'accoudoir, montage fixe	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110353 Sur l'accoudoir, montage escamotable	std	std	-	-
Côté de la fixation					
<input type="checkbox"/>	QOP110362 Droit	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110361 Gauche	std	std	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

Commandes Occipitales & Supports (Sélection des contacteurs voir section H) 

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)



- NEW** VIGO, commande gyroscopique montée sur casque
Joindre la fiche de mesures de la commande VIGO (livrée séparément)

Pour le tarif, veuillez consulter la fiche de mesures VIGO

Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

<input type="checkbox"/>	QOP110370	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales) Option support Whimyer obligatoire	4923,22	5194,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110371	Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds) Option support Whimyer obligatoire	4923,22	5194,00	9368167	714.26

Supports commandes Occipitales - Option obligatoire

<input type="checkbox"/>	WHT030408	WHITMYER, support LINX ²	140,28	148,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030409	WHITMYER, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	94,79	100,00	-	-

Commandes au Menton Proportionnelles & Supports 

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Commandes au menton proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)

<input type="checkbox"/>	QOP110470	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	Indisponible jusqu'à fin Avril 2024			
<input type="checkbox"/>	QOP110471	MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°)	4022,75	4244,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110472	VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1751,66	1848,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110473	VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°)	1751,66	1848,00	9368167	714.26

Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis

<input type="checkbox"/>	QOP110474	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2907,11	3067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110475	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)	3094,79	3265,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110476	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	2907,11	3067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QOP110477	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	3094,79	3265,00	9368167	714.26

Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton 

<input type="checkbox"/>	QOP110480	Plastron - small (largeur plastron: 15,24 cm)	680,57	718,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2222,75	2345,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2222,75	2345,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	-	-

Kit d'Extension Link-It

<input type="checkbox"/>	QOP110590	Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110591	Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	-	-

Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section H)

Prix € HT



Prix € TTC

Code

LPPR €

<input type="checkbox"/>	QOP110510	Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (recommandé avec GYRO) Sélectionner option appui-tête	988,63	1043,00	9368167	714.26
--------------------------	-----------	--	--------	---------	---------	--------

COMMANDES SPÉCIALES

H – Contacteur #1 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)					
<input type="checkbox"/>	QOP110611 #1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110612 #1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110613 #1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110523 #1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110524 #1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110651 #1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110654 #1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110653 #1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110652 #1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110655 #1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110534 #1 Twister Switch – noir	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110535 #1 Twister Switch – vert	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110536 #1 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	-	-
Montage Link-It contacteur 					
<input type="checkbox"/>	QOP110560 #1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110566 #1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accouoir	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110561 #1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110563 #1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110565 #1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110569 #1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	std	std	-	-
Côté du Montage Contacteur #1					
<input type="checkbox"/>	QOP110572 #1 A droite Non disponible avec contacteur Satellite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110571 #1 A gauche Non disponible avec contacteur Satellite	std	std	-	-
Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
<input type="checkbox"/>	QOP110537 #1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110538 #1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110539 #1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

I – Contacteur #2 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Sélection d'un Second Contacteur #2 et de son Montage					
<input type="checkbox"/>	QOP110631 #2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110632 #2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110633 #2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110088 #2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110089 #2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110671 #2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110674 #2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110673 #2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110672 #2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110675 #2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110095 #2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110096 #2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110097 #2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	-	-
Montage Link-It pour Contacteur #2					
<input type="checkbox"/>	QOP110098 #2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110099 #2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudeur	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110100 #2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110104 #2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110105 #2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110106 #2 Sans montage Link-It (contacteur livré non fixé)	std	std	-	-
Côté du Montage Contacteur #2					
<input type="checkbox"/>	QOP110108 A droite Non disponible avec contacteur Satellite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110107 A gauche Non disponible avec contacteur Satellite	std	std	-	-
Contacteurs Satellite #2 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
<input type="checkbox"/>	QOP110111 #2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110112 #2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110113 #2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-
Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")					
<input type="checkbox"/>	QOP110550 Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110551 Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110552 Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110554 Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	-	-
Accessoires					
<input type="checkbox"/>	QOP110580 Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110581 Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110582 Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QOP110583 Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	-	-
Dispositif de Sécurité		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QOP090147 Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1043,00	-	-

Roues Motrices & Directrices - Garde Boue

◀ RETOUR



// QOP070069



// QOP010008 - garde-boue roue 9"

Kit Eclairage & Chargeurs

◀ RETOUR



// QOP110209



// QOP110209



// QOP160101



// QOP160104

Coussins de Dossier SEDEO PRO

◀ RETOUR



// QOP030109



// QOP030113



// QOP030114



// QOP030115



// QOP030116



// QOP030117

Coussins d'Assise SEDEO PRO

◀ RETOUR



// QOP020073



// QOP020078



// QOP020075



// QOP020076

Coussinets Appui-Tête & Supports d'Appui-Tête


◀ RETOUR



// QOP030430 & QOP030431



// WHT030404



// QOP030433



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030411



// QOP030204



// JAY030042



// JAY030021

Largeur dossier en mm	Galbe Profond Support Moyen / Extra Deep - MDC	Galbe Profond Support Haut / Extra Deep - DC
	JAY030042	JAY030021
Largeur Maximum Tronc Utilisateur en mm		
360	280	280
410	330	330
460	380	380
510	430	430

Coussins JAY

◀ RETOUR



// JAY020011



// JAY020006

Types d'Accoudoirs & Manchettes

◀ RETOUR



// QOP040019



// QOP040021



// QOP040123



// QOP040023-QOP040026



// QOP040027



// QOP040204



// QOP040031

Repose-Jambes SEDEO PRO & Support Options

◀ RETOUR



// QOP050015



// QOP050016

Manipulateurs R-Net & Montage

◀ RETOUR



// QOP110017



// QOP110013



// QOP110018



// QOP110056

Embouts de Joystick

◀ RETOUR



// QOP090505



// QOP090045



// QOP090507



// QOP090508



// QOP090509



// QOP090512



// QOP090511



// QOP090506

Outils de Programmation

◀ RETOUR



// QOP090066

Modules de Puissance R-Net

◀ RETOUR



// QOP110004



// QOP110021

#1 Ctrl+5 Contacts et OMNI 2

◀ RETOUR



// QOP110175



// QOP110176



// QOP110116

Commandes Occipitales

◀ RETOUR



// QOP110370 // QOP110371

Commandes au Menton & Commandes Manuelles

◀ RETOUR



// QOP110470 // QOP110301



// QOP110471 // QOP110302

// QOP110472 // QOP110473 //
QOP110304 // QOP110305// QOP110306 - QOP110309
// QOP110474 - QOP110477// QOP110475 // QOP110477
// QOP110307 // QOP110310

Commande sur Tablette

◀ RETOUR



// QOP110143

Contacteurs

◀ RETOUR



// QOP110651 - QOP110655
// QOP110671 - QOP110675



// QOP110523



// QOP110524



// QOP110611 - QOP110613
// QOP110631 - QOP110633



// QOP110537 - QPP110539



// QOP110534 - QOP110536



// QOP110551



// QOP110552

Montage et Position Contacteurs

◀ RETOUR



// QOP110526 // QOP110566



// QOP110566 // QOP110526
// QOP110529



// QOP110560 // QOP110572
// QOP110013 // QOP110056
// QOP110529 // QOP110526



// QOP110563

Montage et Position pour Commandes Manuelles

◀ RETOUR



// QOP110353 // QOP110302
// QOP110362



// QOP110353 // QOP110302
// QOP110362 // QOP110342



// QOP110302



// QOP110353 // QOP110361
// QOP110524 // QOP110526
// QOP110560



// QOP110353 // QOP110306
// QOP110362 // QOP110538
// QOP110539

Montage et Position pour Commande Menton

◀ RETOUR



// QOP110480 // QOP110470 //
QOP110471



// QOP110483 // QOP110484



// QOP110483 // QOP110484



// QOP110485 // QOP110486



// QOP110485 // QOP110474



// QOP110487 // QOP110471
// QOP110526 // QOP110529
// QOP110561 // QOP110572
// QOP110571



// QOP110487 // QOP110474

Commentaires Pour Fabrications Spéciales



Q500 H - Assise SEDEO Pro - AA1

€

Prix de base TTC - Q500 H	7 777,00
Total options TTC	

Date

Signature

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Les-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr

www.SunriseMedical.fr