

Q700® M
Q700® R
Q700® F
assise SEDEO® PRO
AA2

NOUVELLE CONFIGURATION DE BASE !

- // Batteries 80 Ah
- // Lift et bascule d'assise 50° ou 30° selon base
- // Dossier Sedeo Pro Flexible
- // Repose-jambes électriques
- // R-Net écran LCD



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL


Révision 01_012024
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation
Code Clt:		Code Clt:		
Magasin:		Magasin:		
Rue:		Rue:		
Ville/CP:		Ville/CP:		
E-Mail:		E-Mail:		
Tél:		Tél:		
Information		Poids Utilisateur		
<input type="checkbox"/> Commande <input type="checkbox"/> Devis <input type="checkbox"/> Built-4-Me®		Poids max. Utilisateur: 160 kg		
N° commande:		Poids Uti.:		kg
Art. no.: Q700 M: 2250070M-000 - Q700 R: 2250070R-000 - Q700 F: 2250070F-000 Code LPPR : 9167084		Prix Public TTC		
Date:	Jour	Mois	Année	

Q700 M/R Sedeo Pro € 12 740,00
Q700 F Sedeo Pro € 13 727,00

Mesures anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise		mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise		mm
c) Aisselle - assise		mm
d) Coude - assise		mm
e) Haut du bassin - assise		mm
f) Largeur épaule		mm
g) Largeur poitrine		mm
i) Largeur hanche		mm
j) Profondeur d'assise		mm
m) Longueur pied		mm
n) Longueur de jambe		mm
o) Largeur d'assise		mm



Données Techniques - Système d'assise

Crash testé selon ISO 7176-19:2008		Bases motrices Q700 M et Q700 R, crash testées avec station d'accueil d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse ni vendue par Sunrise Medical)	
Système d'assise	SEDEO PRO	Dimensions d'assise	Larg. 380 - 560 mm, Profond. 400 - 600 mm
Poids sans batteries	140 kg	Hauteurs d'assise	415 mm - 490 mm
Poids avec batteries	165 kg		

Données Techniques - Base Motrice Roues Motrices Centrales (Q700 M SEDEO PRO)

Poids max. Utilisateur	160 kg	Roues motrices	14" (noir)
Largeur base	Min. 630 mm	Roues avant/arrière	6" avant / 6" arrière (noir)
Electronique	R-Net	Chargeur	220 V / 8 A
Autonomie	Jusqu'à 32 km (batteries 60 Ah) Jusqu'à 40 km (batteries 80 Ah)	Batteries	60 et 80 Ah
Motorisation	6 km/h, 8 km/h, 10 km/h - 4 poles	Coloris	inserts: 7 coloris au choix
Garde au sol	90 mm	Base	noir

Données Techniques - Base Motrice Roues Motrices Propulsion (Q700 R SEDEO PRO)

Poids max. Utilisateur	160 kg	Roues motrices	14" (noir)
Largeur base	Min. 640 mm	Roues directrices	9" / 10" Avant (noir)
Electronique	R-Net	Chargeur	220 V / 8 A
Autonomie	Jusqu'à 32 km (batteries 60 Ah) Jusqu'à 40 km (batteries 80 Ah)	Batteries	60 et 80 Ah
Motorisation	6 km/h, 8 km/h et 10 km/h	Coloris	inserts: 7 coloris au choix
Garde au sol	75 mm	Base	noir

Données Techniques - Base Motrice Roues Motrices Traction (Q700 F SEDEO PRO)

Poids max. Utilisateur	160 kg	Roues motrices	14" (noir)
Largeur base	Min. 640 mm	Roues directrices	9" Avant (noir)
Electronique	R-Net	Chargeur	220 V / 8 A
Autonomie	Jusqu'à 32 km (batteries 60 Ah) Jusqu'à 40 km (batteries 80 Ah)	Batteries	60 et 80 Ah
Motorisation	6 km/h, 8 km/h et 10 km/h	Coloris	inserts: 7 coloris au choix
Garde au sol	75 mm	Base	noir

Garantie: 2 ans hors batteries et pièces d'usure - Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Sunrise Medical

BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique Série - Q700 SEDEO PRO		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP000009 Q700 M (RMC) - AA2	12 075,83	12 740,00	9167084	3 938.01
		+ 7.00 € HT d'éco-participation			
<input type="checkbox"/>	SEP000018 Q700 R (RMP) - AA2	12 075,83	12 740,00	9167084	3 938.01
		+ 7.00 € HT d'éco-participation			
<input type="checkbox"/>	SEP000017 Q700 F (RMT) - AA2	13 011,37	13 727,00	9167084	3 938.01
		+ 7.00 € HT d'éco-participation			
Configuration de base ~3 x LPPR incluant : Batteries 80 Ah - Lift+basculer d'assise 50° ou 30° (selon base) - Dossier Sedeo Pro Flexible et R-Net écran LCD					

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP180009 6 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500W) - Uniquement avec module de puissance 90A	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP180010 8 km/h - Moteurs 4-Poles (2x500W) - Uniquement avec module de puissance 90A	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP180007 10 km/h - Moteurs 4-Poles (2x450W) - Recommandé avec batteries de 80 Ah Uniquement avec module de puissance 120A	std	std	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP110009 Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO) (de série pour Q700 F) Q700 R : Module contrôle de trajectoire GYRO vivement recommandé	935,55	987,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110014 Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	std	std	-	-

Roues Motrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP070032 14", Pneumatique, V-Type (lisse), Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP070031 14", Bandage, V-Type (lisse), Noir Q700 R : Non compatible avec kit éclairage (SEP110201)	145,02	153,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP070034 14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP070033 14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	145,02	153,00	-	-

Roues Directrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Q700 M					
<input type="checkbox"/>	SEP080206 6", Bandage, Noir	std	std	-	-
Q700 F					
<input type="checkbox"/>	SEP080210 9", Bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP080211 9", Pneumatique, Noir	std	std	-	-
Q700 R					
<input type="checkbox"/>	SEP080210 9", Bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP080211 9", Pneumatique, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP080212 10", Pneumatique, Noir	std	std	-	-

Garde-Boue pour Q700 R et Q700 F 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP010007 Roue motrice, 14"	131,75	139,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP010008 Roue directrice, 9"	108,06	114,00	-	-

Monte Trottoir pour Q700 R 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP090038 Monte trottoir	323,22	341,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090037 Sans monte trottoir	std	std	-	-

BASE MOTRICE

Coloris Inserts (enjoliveurs, dossier, supports latéraux, pivots accoudoirs, tête de fourche)				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €		
<input type="checkbox"/>	SEP140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)	<input type="checkbox"/>	SEP140002	Rouge (RAL 040 40 67)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP140004	Noir (RAL 9005)	<input type="checkbox"/>	SEP140007	Argent (RAL 9006)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP140003	Bleu (RAL 260 40 45)	<input type="checkbox"/>	SEP140001	Blanc (RAL 9010)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP140006	Orange (RAL 060 60 80)				std	std	-	-

Kit Éclairage LED 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP110201	Kit éclairage LED (homologué StVZO) Q700 R : Non compatible avec roues motrices 14" bandage V-Type (SEP070031)		598,10	631,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110202	Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant) (Q700 F : garde-boue roues motrices inclus)		309,95	327,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110209	Sans kit éclairage		std	std	-	-

Hauteurs d'Assise				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SH425	425 mm (uniquement avec batteries 60 Ah)		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SH45	450 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SH465	465 mm		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SH49	490 mm		std	std	-	-

Batteries & Chargeurs 				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP160001	Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance avec chargeur 8 A (SEP160101)		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP160005	Batteries, 80 Ah, Gel, sans maintenance avec chargeur 10 A (SEP160104)		std	std	-	-

ASSISE - DOSSIER

Modules d'Inclinaison d'Assise - décharge ischiatique				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP130009	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP130006	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50° pour Q700 M uniquement		std	std	-	-
INCLUS DANS LA CONFIGURATION DE BASE							

Modules d'Inclinaison de Dossier				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP030086	Inclinaison électrique, 90° - 130°		std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030087	Inclinaison électrique, 90° - 150°, compensation sinusoïdale 100 mm Non disponible avec fonction C-Me		1 229,38	1 297,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030229	Inclinaison électrique, 90° - 150°, compensation sinusoïdale 100 mm, avec fonction relax Uniquement avec Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50° (SEP130006)		1 229,38	1 297,00	-	-

Option de Dossier				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP030098	Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide		std	std	-	-

Fonction C-Me		Poids max Utilisateur 136 kg	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Disponible uniquement avec combiné lift & bascule d'assise SEP130009 ou SEP130006						
<input type="checkbox"/>	SEP110034	C-Me Activé (max. 4,5 km/h avec lift) (Angle assise <16° (Q700 F) <9° (Q700 M) et angle dossier <30°) Non disponible en combinaison avec dossier à compensation 150° (SEP030087)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110035	C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift)	std	std	-	-

ASSISE - DOSSIER

Types de Coussin de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SEDEO PRO (Voir Section A)					
<input type="checkbox"/>	SEP030104 Coussin de dossier SEDEO PRO	std	std	-	-
JAY J3 (Voir Section B)					
<input type="checkbox"/>	SEP030054 Dossier JAY J3	Voir Section B		-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur coussin de dossier					
<input type="checkbox"/>	BW38 380 mm, pour largeur utile 380 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW42 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW46 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW50 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW54 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW56 560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm	std	std	-	-
Hauteur coussin de dossier					
<input type="checkbox"/>	BH44 440 mm, réglable en hauteur sur 150 mm Uniquement disponible avec dossiers SEDEO PRO Flexible, Deep Contour Actif (SEP030116) et dossier SEDEO PRO Flexible, Extra Deep Contour, Actif (SEP030117)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH50 500 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH56 560 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	std	std	-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Galbes 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP030109 Coussin de dossier, Profilé	std	std	INCLUS DANS LA CONFIGURATION DE BASE	
<input type="checkbox"/>	SEP030113 Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables	std	std		
<input type="checkbox"/>	SEP030114 Coussin de dossier, Profilé, Deep Contour, Passif	std	std		
<input type="checkbox"/>	SEP030115 Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, Sangles Réglables Non disponible avec appui-tête monté sur coussin de dossier (SEP030119)	std	std		
<input type="checkbox"/>	SEP030116 Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables Non disponible avec appui-tête monté sur coussin de dossier (SEP030119)	std	std		
<input type="checkbox"/>	SEP030117 Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables Non disponible avec appui-tête monté sur coussin de dossier (SEP030119)	116,59	123,00	-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Housses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP030059 Housse Dartex	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030108 Housse, Confort	65,40	69,00	-	-

A – Dossier SEDEO PRO, Cales Tronc		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Cales tronc Sedeo PRO pour coussins de dossier Sedeo PRO, modèles profilé (SEP030109) et profilé sangles réglables (SEP030113) uniquement.					
<input type="checkbox"/>	SEP030607 Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté droit	220,85	233,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030608 Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche	220,85	233,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030609 Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 90 x 120 mm, côté droit	220,85	233,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030610 Cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 90 x 120 mm, côté gauche	220,85	233,00	-	-

B – Dossier JAY J3, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur de dossier J3					
<input type="checkbox"/>	JAY030111 410 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030112 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030113 510 mm	std	std	-	-

DOSSIER

B – Dossier JAY J3, Galbe Peu Profond (SC) 

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm
 Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 430 mm
 Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 480 mm

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY030012 UT - Hauteur short 420 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030019 UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030025 UT - Hauteur tall 510 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030015 SH - Hauteur short 530 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030022 SH - Hauteur medium 570 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030028 SH - Hauteur tall 610 mm	844,55	891,00	-	-

B – Dossier JAY J3, Galbe Moyen (MC) 

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 345 mm
 Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 395 mm
 Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY030013 UT - Hauteur short 420 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030020 UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030026 UT - Hauteur tall 510 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030016 SH - Hauteur short 530 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030023 SH - Hauteur medium 570 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030029 SH - Hauteur tall 610 mm	844,55	891,00	-	-

B – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond Support Moyen (MDC) 

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm
 Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm
 Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY030045 UT - Hauteur short 420 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030042 UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030046 UT - Hauteur tall 500 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030043 SH - Hauteur short 530 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030047 SH - Hauteur medium 570 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030048 SH - Hauteur tall 610 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030050 Extra Profond (galbe 180 mm) - UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-

B – Dossier JAY J3, Galbe Profond et Extra Profond Support Haut (DC) 

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Pour largeur dossier J3 410 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 330 mm
 Pour largeur dossier J3 460 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 380 mm
 Pour largeur dossier J3 510 mm > Largeur max. tronc Utilisateur : 445 mm

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY030014 UT - Hauteur short 420 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030021 UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030027 UT - Hauteur tall 500 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030017 SH - Hauteur short 530 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030024 SH - Hauteur medium 570 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030030 SH - Hauteur tall 610 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030051 Extra Profond (galbe 180 mm) - UT - Hauteur medium 460 mm	844,55	891,00	-	-

DOSSIER

B – Dossier JAY J3, Kit Accessoires de Positionnement 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Mini Fit Kit I (cales de positionnement)					
<input type="checkbox"/>	JAY090059 pour dossier 360 mm	82,46	87,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090029 pour dossier 410 mm	82,46	87,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090030 pour dossier 460 mm	82,46	87,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090031 pour dossier 510 mm	82,46	87,00	-	-
Mini Fit Kit II (cales de positionnement supplémentaires)					
<input type="checkbox"/>	JAY090060 pour dossier 360 mm	144,08	152,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090032 pour dossier 410 mm	144,08	152,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090033 pour dossier 460 mm	144,08	152,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090034 pour dossier 510 mm	144,08	152,00	-	-
Malettes de positionnement					
<input type="checkbox"/>	JAY090035 Malette de positionnement pour dossier JAY J3	305,21	322,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090036 Malette accessoires/supports pour dossier JAY J3	901,42	951,00	-	-

B – Dossier JAY J3, Harnais 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Harnais ouverture centrale à boucle, non stretch (4 points, pour dossier JAY uniquement)					
<input type="checkbox"/>	JAY090040 Moyen	137,44	145,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090041 Large	137,44	145,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090042 Extra Large	137,44	145,00	-	-

B – Cale Tronc JAY J3 - Côté Droit		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY090020 Cale tronc (LxH) 100 x 100 mm, côté droit	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090021 Cale tronc (LxH) 100 x 127 mm, côté droit	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090022 Cale tronc (LxH) 100 x 152 mm, côté droit	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090023 Cale tronc (LxH) 152 x 100 mm, côté droit	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090024 Cale tronc (LxH) 152 x 127 mm, côté droit	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090025 Cale tronc (LxH) 152 x 152 mm, côté droit	61,61	65,00	-	-

B – Cale Tronc JAY J3 - Côté Gauche		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY090011 Cale tronc (LxH) 100 x 100 mm, côté gauche	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090012 Cale tronc (LxH) 100 x 127 mm, côté gauche	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090013 Cale tronc (LxH) 100 x 152 mm, côté gauche	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090014 Cale tronc (LxH) 152 x 100 mm, côté gauche	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090015 Cale tronc (LxH) 152 x 127 mm, côté gauche	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090016 Cale tronc (LxH) 152 x 152 mm, côté gauche	61,61	65,00	-	-

B – Cale Tronc JAY J3 - Supports		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY090026 Support fixe, côté droit	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090017 Support fixe, côté gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090028 Support escamotable, côté droit	157,35	166,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090019 Support escamotable, côté gauche	157,35	166,00	-	-

DOSSIER

Appui-Tête - Têtière SEDEO & Whitmyer 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP030430 SEDEO, tèteière PU - (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030431 SEDEO, tèteière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO	65,40	69,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030432 SEDEO, tèteière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm Uniquement avec supports d'appui-tête SEDEO	378,20	399,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030401 Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 203 x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête WHITMYER	235,07	248,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030402 Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête WHITMYER	261,61	276,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030403 Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 356 x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête WHITMYER	276,78	292,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030404 Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm Uniquement avec supports d'appui-tête WHITMYER	374,41	395,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030406 Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, large, (LxH) 460 mm x 127 mm Uniquement avec supports d'appui-tête WHITMYER	505,21	533,00	-	-

Appui-tête - Supports 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Choisir support appui-tête Whitmyer + montage pour commande occipitale					
<input type="checkbox"/>	SEP030433 SEDEO, support multi-positions - pour tèteière SEDEO	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030434 SEDEO, support multi-positions à démontage rapide - pour tèteière SEDEO	94,79	100,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030407 Whitmyer, support LINX, à démontage rapide - pour tèteière Whitmyer	121,33	128,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030408 Whitmyer, support LINX² - pour tèteière Whitmyer	140,28	148,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030409 Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - pour tèteière Whitmyer	94,79	100,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030411 Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière - pour tèteière Whitmyer	188,63	199,00	-	-

Appui-Tête - Montage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP030119 Fixation montée sur coussin de dossier Uniquement avec coussin de dossier profilé SEDEO PRO (SEP030109), avec coussin de dossier profilé réglable par sangles (SEP030113) & coussin de dossier Deep Contour Passif SEDEO PRO (SEP030114)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030120 Fixation montée sur armature du dossier	61,61	65,00	-	-

Poignées de Poussée		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP030204 Poignées de poussée, réglables en hauteur Non disponible avec commande double (SEP110021) ou commande tierce personne (SEP110020)	179,15	189,00	-	-

Interface d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP020085 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP020069 Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm mm Non disponible avec largeur d'assise 380 & 420 mm	std	std	-	-

ASSISE

Coussin d'Assise - Types

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
SEDEO PRO (Voir Section C)					
<input type="checkbox"/>	SEP020027	Coussin d'assise SEDEO PRO	std	std	- -
JAY (Voir Section D)					
<input type="checkbox"/>	SEP020515	Coussin d'assise JAY	voir sect. D	voir sect. D	- -

C – SEDEO PRO - Dimensions d'Assise

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur coussin d'assise					
<input type="checkbox"/>	SW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW56	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm	std	std	- -

			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Profondeur coussin d'assise						
<input type="checkbox"/>	SD40	400 mm avec coussin 460 mm Non disponible avec ceinture courte 50x1700 mm (SEP090128) ou longue 50x2700 mm (SEP090129)	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD42	420 mm avec coussin 460 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD44	440 mm avec coussin 460 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD48	480 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD50	500 mm avec coussin 500 mm	(réglage de la plaque de 400 mm à 600 mm)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD52	520 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 460 mm à 600 mm)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD54	540 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 460 mm à 600 mm)	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD56	560 mm avec coussin 560 mm	(réglage de la plaque de 460 mm à 600 mm)	std	std	- -

C – SEDEO PRO - Coussins 

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP020073	SEDEO, Profilé (Profiled) - hauteur 70 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SEP020078	SEDEO, Ergonomique (Stabilizer) - hauteur 90 mm	332,70	351,00	- -
<input type="checkbox"/>	SEP020075	SEDEO, Anatomique (Support), hauteur 90 mm	418,96	442,00	- -
<input type="checkbox"/>	SEP020076	SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory) - hauteur 90 mm	490,05	517,00	- -

C – SEDEO PRO - Housses

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP020518	Housse Dartex	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SEP020080	Housse Confort	65,40	69,00	- -

C – SEDEO PRO - Plaques d'Assise

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP020082	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	109,00	115,00	- -
<input type="checkbox"/>	SEP020083	SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	109,00	115,00	- -

ASSISE

D – JAY - Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur d'assise / coussin					
<input type="checkbox"/>	SW40	400 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW42	420 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW44	440 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW48	480 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW50	500 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW52	520 mm, avec coussin 500 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW54	540 mm, avec coussin 560 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SW56	560 mm, avec coussin 560 mm	std	std	- -

Profondeur d'assise / coussin					
<input type="checkbox"/>	SD40	400 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD42	420 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD44	440 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD48	480 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD50	500 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD52	520 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD54	540 mm - Uniquement avec largeur d'assise 560 mm	std	std	- -
<input type="checkbox"/>	SD56	560 mm - Uniquement avec largeur d'assise 560 mm	std	std	- -

D – JAY - Coussins de Positionnement 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY020005	JAY Easy Fluid, base plate	398,10	420,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020003	JAY Soft Combi P	251,18	265,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020006	JAY Easy Visco, base plate	398,10	420,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020010	JAY Balance, insert Air monovalve, housse aérée, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	636,02	671,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020012	JAY Balance, insert Air monovalve, housse aérée, à partir de largeur d'assise 560 mm	636,02	671,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020014	JAY Balance, insert Air monovalve, housse aérée, version positionnement, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	722,27	762,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020016	JAY Balance, insert Air monovalve, housse aérée, version positionnement, à partir de largeur d'assise 560 mm	722,27	762,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020011	JAY Balance, insert Fluide, housse aérée, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	636,02	671,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020013	JAY Balance, insert Fluide, housse aérée, à partir de largeur d'assise 560 mm	636,02	671,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020015	JAY Balance, insert Fluide, housse aérée, version positionnement, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	722,27	762,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020017	JAY Balance, insert Fluide, housse aérée, version positionnement, à partir de largeur d'assise 560 mm	722,27	762,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020018	JAY Xtreme Active	561,14	592,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020023	Kit cales de positionnement pour coussin JAY Xtreme Active Uniquement pour coussins avec profondeurs 420 - 500 mm	57,82	61,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020019	JAY J2, jusqu'à largeur d'assise 460 mm ou profondeur d'assise 480 mm	676,78	714,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020021	JAY J2, jusqu'à largeur d'assise 480 mm ou profondeur d'assise 500 mm	676,78	714,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020020	JAY J2, Deep Contour, jusqu'à largeur d'assise 480 mm	676,78	714,00	- -
<input type="checkbox"/>	JAY020022	JAY J2, Deep Contour, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	676,78	714,00	- -

Accessoires d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP020342	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit ND avec repose-jambes manuels (SEP050015-17), ND avec poignée de transfert SEP090122	236,02	249,00	- -
<input type="checkbox"/>	SEP020341	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche ND avec repose-jambes manuels (SEP050015-17), ND avec poignée de transfert SEP090122	236,02	249,00	- -
<input type="checkbox"/>	SEP020113	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté droit ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SEP040035)	236,02	249,00	- -
<input type="checkbox"/>	SEP020114	Cale cuisse amovible, 120 x 120 mm, côté gauche ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SEP040035)	236,02	249,00	- -
<input type="checkbox"/>	SEP020121	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté droit ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SEP040035)	236,02	249,00	- -
<input type="checkbox"/>	SEP020122	Cale cuisse amovible, 180 x 120 mm, côté gauche ND avec protège-vêtements cunéiforme confort (SEP040035)	236,02	249,00	- -

ASSISE

Accoudoirs - Types  - (accoudoirs livrés sans Protège-vêtements)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP040019 Accoudoirs escamotables, vers l'arrière	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040021 Accoudoirs amovibles	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040123 Accoudoirs relevables à compensation	633,18	668,00	-	-
NEW <input type="checkbox"/>	SEP040070 Accoudoirs, relevables à compensation, multiréglables	690,05	728,00	-	-

Manchettes d'Accoudoirs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP040023 Standard, 300 mm - droite	31,28	33,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040024 Standard, 300 mm - gauche	31,28	33,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040025 Standard, 400 mm - droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040026 Standard, 400 mm - gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040027 Standard, 450 mm - droite Avec accoudoirs escamotables (SEP040019), largeur d'assise +20 mm	31,28	33,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040028 Standard, 450 mm - gauche Avec accoudoirs escamotables (SEP040019), largeur d'assise +20 mm	31,28	33,00	-	-

Manchettes confort

<input type="checkbox"/>	SEP040204 Confort Dartex, 400 mm, droite	82,46	87,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040203 Confort Dartex, 400 mm, gauche	82,46	87,00	-	-

Gouttières hémiplogiques

<input type="checkbox"/>	SEP040031 Gouttière, PU, 435 x 120 mm, droite ND avec manipulateur monté à droite (SEP110052), avec tablette escamotable (SEP090040), avec demi-tablette escamotable (SEP090046), avec rétroviseur monté à droite (SEP090110)	235,07	248,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040032 Gouttière, PU, 435 x 120 mm, gauche ND avec manipulateur monté à gauche (SEP110053), avec tablette escamotable (SEP090040), avec demi-tablette escamotable (SEP090046), avec rétroviseur monté à gauche (SEP090118)	235,07	248,00	-	-

Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Pour accoudoirs: escamotables (SEP040019), amovibles (SEP040021)					
<input type="checkbox"/>	SEP040033 Protège-vêtements, standard Non disponible avec accoudoirs relevables à compensation (SEP040123)	91,00	96,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040034 Protège-vêtements, confort Largeur d'assise -20 mm Largeur d'assise -20mm. Non disponible avec accoudoirs relevables à compensation (SEP040123)	150,71	159,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP040035 Protège-vêtements, cunéiforme confort Largeur d'assise -80 mm, seulement avec accoudoirs amovibles (SEP040021)	233,18	246,00	-	-
Pour accoudoirs relevables à compensation (SEP040123)					
<input type="checkbox"/>	SEP040036 Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise Uniquement avec accoudoirs à compensation (SEP040123)	113,74	120,00	-	-

Potence Centrale - Q700 M et Q700 F 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP050086 Potence centrale, réglable avec outils de 90° à 180° , palette monobloc relevable et réglable en angle - Appui-mollets obligatoires - à sélectionner ci-dessous	std	std	-	-
Appui-mollets					
<input type="checkbox"/>	SEP050087 Appui-mollets simple	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050092 Appui-mollets séparé, paire	std	std	-	-

Repose-Jambes Central, Électrique - Q700 M et Q700 F 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP050076 Repose-jambes central électrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180°, LJ réglable de 200 à 460 mm	1 588,63	1 676,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050071 Repose-jambes central électrique, compensation sur 190 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol, LJ réglable 350 à 460 mm	1 783,89	1 882,00	-	-

Palettes

<input type="checkbox"/>	SEP050072 Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050073 Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)	std	std	-	-

Appui-mollets

<input type="checkbox"/>	SEP050092 Appui-mollets séparés, paire	std	std	-	-
--------------------------	--	-----	-----	---	---

ASSISE

Repose jambes latéraux escamotables SEDEO PRO 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP050016 Repose-jambes manuels	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	FMG-PB01-3297-02 Repose-jambes manuels courts, UL 260-430 mm (LJ, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise) Fabrication spéciale Attention délai supplémentaire	1 000,00	1 055,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050017 Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, UL 350-510 mm	std	std	-	-
NEW <input type="checkbox"/>	SEP050183 Repose-jambes électriques courts, sans fil, à compensation, UL 300-460 mm (LJ, segment jambier: mesure palette - plaque d'assise)	std	std	-	-

Supports repose-jambes latéraux

<input type="checkbox"/>	SEP050170 Support haut (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 700 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050171 Support bas (préconisé avec coussin, épaisseur < ou = à 500 mm)	std	std	-	-

Palettes

<input type="checkbox"/>	SEP050088 Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050089 Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050090 Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050091 Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	std	std	-	-

Options de repose-pieds 

<input type="checkbox"/>	SEP050082 Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050083 Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	88,15	93,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050084 Talonnières	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050200 Protection de genou, confort	113,74	120,00	-	-

Support Amputé

<input type="checkbox"/>	SEP050013 Support amputé, confort, droit	219,91	232,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP050014 Support amputé, confort, gauche	219,91	232,00	-	-

Options de Positionnements & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP090128 Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090129 Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	88,15	93,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090110 Rétroviseur, monté à droite (montage côté manipulateur si tablette)	59,72	63,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090118 Rétroviseur, monté à gauche (montage côté manipulateur si tablette)	59,72	63,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090120 Pochette sous accoudoir Non disponible avec accoudoirs à compensation (SEP040123)	48,34	51,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090122 Poignée de transfert Non disponible avec cale genou droit/gauche (SEP020342/SEP020341) Non disponible avec repose-jambes latéraux manuels et électriques sans fil (SEP050016-SEP050017)	113,74	120,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP030605 Plot d'abduction Non disponible avec repose-jambes central électrique	132,70	140,00	-	-

Tablette (montage côté opposé du manipulateur)

<input type="checkbox"/>	SEP090040 Tablette, réglable en largeur, escamotable Pour largeur d'assise 38 à 52 cm, largeur tablette : 65 cm Pour largeur d'assise 54 et 56 cm, largeur tablette : 75 cm	344,08	363,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090046 Demi-tablette, escamotable Non disponible avec accessoires de tablette (SEP090125)	422,75	446,00	-	-

Accessoires de Tablette

<input type="checkbox"/>	SEP090125 Coussinet partiel	95,73	101,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090126 Protection acrylique avec rebords	95,73	101,00	-	-

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Manipulateur – R-Net 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP110015 LED, Vérins	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110016 LED, Vérins et kit éclairage	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110017 Ecran couleur LCD ----- INCLUS DANS LA CONFIGURATION DE BASE	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110018 Ecran couleur LCD, joystick renforcé	1 129,86	1 192,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110013 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz)	984,83	1 039,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110023 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	1 341,23	1 415,00	-	-

Support Commande Principale 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP110050 Support fixe	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110056 Support escamotable, intérieur/extérieur	std	std	-	-

Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP110052 Accoudoir, côté droit	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110053 Accoudoir, côté gauche	std	std	-	-

Langue

<input checked="" type="checkbox"/>	SEP119002 Français				
-------------------------------------	--------------------	--	--	--	--

Embouts de Joystick (optionnel) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP090505 Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090506 T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090507 Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090508 Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090045 Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090509 Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090512 Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090511 Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	-	-

Outils de Programmation pour Professionnels 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP090066 Logiciel de programmation R-Net pour PC avec Dongle	495,73	523,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP090064 Console de programmation portable DTT livrée avec câble connecteur R-Net	931,75	983,00	-	-

Module de Puissance 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP110003 Module de puissance, R-Net, 90 A pour motorisations 6 km/h et 8 km/h	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110004 Module de puissance, R-Net, 120 A pour motorisations 10 km/h	std	std	-	-

Commandes Accompagnateurs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP110021 Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne) Non disponible avec poignées de poussée (SEP030204)	677,02	714,26	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	SEP110020 Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Non disponible avec poignées de poussée (SEP030204) Choisir également un manipulateur	183,89	194,00	9368150	35.71

Montage commande accompagnateur

<input type="checkbox"/>	SEP110025 Arrière du dossier, côté droit	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110026 Arrière du dossier, côté gauche	std	std	-	-

ÉLECTRONIQUE ÉVOLUTIVE

Commande sur Tablette 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP110143 Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	-	-
Montage de la tablette					
<input type="checkbox"/>	SEP110080 Côté gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110081 Côté droit	std	std	-	-

Boitier Ctrl+5 Contacts - 10 fonctions assignables 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP110043 Boitier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables En combinaison avec commande accompagnateur montage du boitier à l'accoudeur	1 092,89	1 153,00	-	-
Montage					
<input type="checkbox"/>	SEP110180 A l'arrière du manipulateur Non disponible avec pantographe escamotable intérieur/extérieur (SEP110056)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110181 Côté opposé du manipulateur	std	std	-	-
Type de boutons					
<input type="checkbox"/>	SEP110175 A pousser	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110176 A bascule	std	std	-	-

COMMANDES SPECIALES

R-Net OMNI2 Interface Commandes Spéciales, infra rouge 32-40 kHz 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Choisir le montage du boitier R-Net OMNI2 et contacteurs ci-dessous, Section E. (requis pour commandes spéciales)					
<input type="checkbox"/>	SEP110116 R-Net OMNI2 Interface nouvelle génération pour commande spéciale, incluant 4 Bluetooth (2 PC/Android & 2 iOS), infrarouge et chargeur USB	2 192,42	2 313,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110117 R-Net OMNI2, mode scanner Interface nouvelle génération pour commande spéciale, incluant 4 Bluetooth (2 PC/Android & 2 iOS), infrarouge et chargeur USB	2 192,42	2 313,00	-	-

Montage R-Net OMNI2		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Montage OMNI2: côté opposé au manipulateur R-Net					
<input type="checkbox"/>	SEP110119 Support fixe, à droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110120 Support fixe, à gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110123 Support escamotable, à droite	194,31	205,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110124 Support escamotable, à gauche	194,31	205,00	-	-

COMMANDES SPECIALES

Commandes au Menton 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Commandes au menton proportionnelles Switch-It (OMNI2 requis)					
<input type="checkbox"/>	SEP110470 MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	Indisponible jusqu'à fin Avril 2024			
<input type="checkbox"/>	SEP110471 MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	SEP110472 VersaGuide joystick compact	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	SEP110473 VersaGuide EZ joystick compact	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
Commandes au menton proportionnelles Mo-Vis					
<input type="checkbox"/>	SEP110474 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) (OMNI2 requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	SEP110475 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) (OMNI2 requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	SEP110476 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus (OMNI2 non requis)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	SEP110477 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus (OMNI2 non requis)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
Supports de Fixation Link-It pour commandes au menton 					
<input type="checkbox"/>	SEP110480 Plastron - small (largeur plastron = 15.24 cm) Si contacteurs requis: uniquement joystick Allround avec contacteurs Satellite	680,57	718,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110481 Plastron - large (largeur plastron = 20.32 cm) Si contacteurs requis: uniquement joystick Allround avec contacteurs Satellite	680,57	718,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110483 Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110484 Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110485 Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110486 Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110487 Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	717,54	757,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110488 Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	717,54	757,00	-	-
Kit d'Extension Link-It					
<input type="checkbox"/>	SEP110590 Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110591 Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	-	-
Commande au Souffle (sélection contacteur voir Section E)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP110510 Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête (module GYRO recommandé) Appui-tête à sélectionner	988,63	1 043,00	9368167	714.26

COMMANDES SPÉCIALES

E – Contacteur #1 

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Sélection d'un contacteur #1 et de son montage (si second contacteur requis, sélection page suivante)

<input type="checkbox"/>	SEP110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110523	#1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110524	#1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110534	#1 Twister Switch – noir	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110535	#1 Twister Switch – vert	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110536	#1 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	-	-

Montage Link-It pour Contacteur #1 

<input type="checkbox"/>	SEP110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accouder	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110569	#1 Sans montage Contacteurs non fixés	std	std	-	-

Côté du Montage pour Contacteur #1 

<input type="checkbox"/>	SEP110572	#1 A droite (Non disponible contacteur Satellite)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110571	#1 A gauche (Non disponible contacteur Satellite)	std	std	-	-

Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)

<input type="checkbox"/>	SEP110537	#1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110538	#1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

E – Contacteur #2 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Sélection d'un contacteur #2 et de son montage					
<input type="checkbox"/>	SEP110631 #2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110632 #2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110633 #2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110088 #2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110089 #2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110671 #2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110674 #2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110673 #2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110672 #2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110675 #2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110095 #2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110096 #2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110097 #2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	-	-
Montage Link-It pour Contacteur #2 					
<input type="checkbox"/>	SEP110098 #2 Sur manipulateur Non disponible avec Joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110099 #2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudeur	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110100 #2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110104 #2 Sur le rail de fixation de l'assise (genou) Si 2 contacteurs sélectionnés uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110105 #2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110106 #2 Sans montage Contacteurs non fixés	std	std	-	-
Côté du Montage pour Contacteur #2 					
<input type="checkbox"/>	SEP110108 #2 A droite (Non disponible contacteur Satellite)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110107 #2 A gauche (Non disponible contacteur Satellite)	std	std	-	-
Contacteurs Satellite #1 (uniquement pour Joystick Allround, maximum 2 au choix)					
<input type="checkbox"/>	SEP110111 #2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110112 #2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110113 #2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-
Contacteurs Multi-Fonctions (utilisés en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons")					
<input type="checkbox"/>	SEP110550 Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110551 Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110552 Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Non fixé à la livraison. Fixation Link-It impossible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110554 Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	-	-
Accessoires					
<input type="checkbox"/>	SEP110580 Rallonge jack mono (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110581 Rallonge jack stéréo (2 m) (prise Jack 3.5 mm)	33,18	35,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110582 Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	-	-
<input type="checkbox"/>	SEP110583 Cable jack Y, stéréo - mono/mono	81,52	86,00	-	-
Dispositif de Sécurité		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SEP090147 Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00		-

Roues Motrices - Roues Directrices & Monte-Trottoir

◀ RETOUR



// SEP070069



// SEP080213



// SEP010007




// SEP010008



// SEP90038

Kit Éclairage & Chargeurs

◀ RETOUR



// SEP110209



// SEP110202



// SEP160104



// SEP160101

Coussins de Dossier SEDEO PRO

◀ RETOUR



// SEP030109



// SEP030113



// SEP030114



// SEP030115



// SEP030116



// SEP030117

Dossiers JAY J3

◀ **RETOUR**



Largeur dossier en mm	Galbe Peu Profond - SC	Galbe Moyen - MC	Galbe Profond Support Moyen / Extra Deep - MDC	Galbe Profond Support Haut / Extra Deep - DC
	JAY030012	JAY030013	JAY030045/JAY030050	JAY030014/JAY030051
Largeur Maximum Tronc Utilisateur en mm				
360	330	295	280	280
410	380	345	330	330
460	430	395	380	380
510	480	445	430	430

Dossier JAY J3, Kit Accessoires de Positionnement

◀ **RETOUR**



Dossier JAY J3, Harnais

◀ **RETOUR**



// JAY090040 - JAY090042

Tétière d'Appui-Tête & Montage Appui-Tête


◀ RETOUR




// SEP030430 & SEP030431



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// SEP030433



// WHT030408



// WHT030409

Coussins d'Assise SEDEO

◀ RETOUR



// SEP020073



// SEP020075



// SEP020076



// SEP020078

Coussins JAY

◀ RETOUR



// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// JAY020010



// JAY020011



// JAY020018




// JAY020019




// JAY020020

Accoudoirs & Manchettes

◀ RETOUR



// SEP040019



// SEP040021



// SEP040123



// SEP040203 & SEP040204



// SEP040023



// SEP040027



// SEP040070

Repose-Jambes Central Electric et Potence Centrale

◀ RETOUR




// SEP050076 & SEP050071



// SEP050086

Repose-pieds SEDEO PRO & Appui-mollets

◀ RETOUR



// SEP050015



// SEP050082

Manipulateurs R-Net & Support

◀ RETOUR



// QPP110017



// QPP110013



// QPP110018



// QPP110056

Joystick

◀ RETOUR



// SEP090505



// SEP090045



// SEP090507



// SEP090508



// SEP090509



// SEP090512



// SEP090511



// SEP090506

Outils de Programmation – R-Net

◀ RETOUR



// SEP090066



// SEP090064

Module de Puissance R-Net & Module de Contrôle des Vérins

◀ RETOUR



// SEP110004

Commande Accompagnateur

◀ RETOUR



// SEP110021

Boitier Ctrl+5 & R-Net OMNI

◀ RETOUR



// SEP110175



// SEP110176



// SEP110116

Commandes Occipitales

◀ RETOUR



// SEP110370 // SEP110371

Commandes au Menton & Manuelles

◀ RETOUR



// SEP110470 // SEP110301



// SEP110471 // SEP110302



// SEP110472 // SEP110473
// SEP110304 // SEP110305



// SEP110306 - SEP110309
// SEP110474 - SEP110477



// SEP110475 // SEP110477
// SEP110307 // SEP110310

Commande sur Tablette

◀ RETOUR



// SEP110143

Contacteurs

◀ **RETOUR**



// SEP110651 - SEP110655
// SEP110671 - SEP110675



// SEP110523



// SEP110524



// SEP110611 - SEP110613
// SEP110631 - SEP110633



// SEP110537 - QPP110539



// SEP110534 - QPP110536



// SEP110551



// SEP110552

Montage Link-It contacteurs Swith-It

◀ **RETOUR**



// SEP110526 // SEP110566



// SEP110566 // SEP110526
// SEP110529



// SEP110560 // SEP110572
// SEP110013 // SEP110056
// SEP110529 // SEP110526



// SEP110563

Montage et Position pour Commandes Manuelles

◀ RETOUR



// SEP110353 // SEP110302
// SEP110362



// SEP110353 // SEP110302
// SEP110362 // SEP110342



// SEP110302



// SEP110353 // SEP110361
// SEP110524 // SEP110526
// SEP110560



// SEP110353 // SEP110306
// SEP110362 // SEP110538
// SEP110539

Montage et Position pour Commande au Menton

◀ RETOUR



// SEP110480 // SEP110481
// SEP110470 // SEP110471



// SEP110483 // SEP110484



// SEP110483 // SEP110484



// SEP110485 // SEP110486



// SEP110485 // SEP110474



// SEP110487 // SEP110471
// SEP110526 // SEP110529
// SEP110561 // SEP110572
// SEP110571



// SEP110487 // SEP110474

Commentaires pour Fabrications Spéciales



Q700 M / R / F - SEDEO PRO - AA2

€

Prix de base TTC - Q700 M / R Sedeo Pro	12 740,00
Prix de base TTC - Q700 F Sedeo Pro	13 727,00
Total Options TTC	
Prix Total TTC	

Date

Signature

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SAS**

ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday

37170 Chambray-Lès-Tours

Tél: 02 47 55 44 31

E-Mail: commandes@sunrisemedical.frwww.SunriseMedical.fr