

Q700-UP M/F

avec assise
SEDEO® PRO ADVANCED™

AA2




BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 01_122024
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse de facturation ou Code client				Adresse de livraison		<input type="checkbox"/> Identique facturation	
Code Clt:				Code Clt:			
Magasin:				Magasin:			
Rue:				Rue:			
Ville/CP:				Ville/CP:			
E-Mail:				E-Mail:			
Tél:				Tél:			
Information				Poids Utilisateur			
<input type="checkbox"/> Commande <input type="checkbox"/> Devis <input type="checkbox"/> Built-4-Me®				Poids max. Utilisateur : 120 kg			
No. de commande:				Poids Uti.:		kg	
Art. No.: Q700-UP M SEDEO PRO ADV. : 2320070M-000 Q700-UP F: SEDEO PRO ADV. 2320070F-000				Code LPPR: 9167090 Code LPPR: 9167090		<h1>Prix Public</h1> <h1>TTC € 26 403,00</h1>	
Date:	Jour	Mois	Année				

Mesures anthropométriques

a) Du haut de la tête à l'assise		mm
b) Du haut de l'épaule à l'assise		mm
c) Aisselle - assise		mm
d) Coude - assise		mm
e) Haut du bassin - assise		mm
f) Largeur épaule		mm
g) Largeur poitrine		mm
i) Largeur hanche		mm
j) Profondeur d'assise		mm
m) Longueur pied		mm
n) Longueur de jambe		mm
o) Largeur assise		mm



Données Techniques

Crash-Testé selon ISO 7176-19:2008		Bases motrices préparées et homologuées pour station d'accueil d'arrimage DAHL Engineering (station non incluse, ni vendue par Sunrise Medical) - Poids max Utilisateur : 136 kg	
Poids sans batteries	114 kg	Système d'assise	SEDEO PRO ADVANCED UP
Poids avec batteries	160 kg	Dimensions plaque d'assise	Larg. 400 - 500 mm, Profond. 400 - 540 mm
Assise électrique	Bascule 22° et dossier électrique avec compensation de 180 mm / Lift 200 mm	Hauteurs d'assise	450 mm - 480 mm

Données Techniques - Base Motrice Roues Motrices Centrales - Q700 M

Poids max. Utilisateur	120 kg	Roues motrices	14" (noir)
Largeur base	630 mm	Roues avant/arrière	6" Avant / 6" Arrière (noir)
Electronique	R-Net (évolutive)	Chargeur	220V / 8 A
Autonomie	Jusqu'à 40 km	Batteries	60 Ah et 80 Ah
Motorisation	6km/h, 8 km/h, 10 km/h - 4 poles	Coloris	Base motrice : noir inserts: 7 coloris au choix
Garde au sol	90 mm	Franchissement max.	75 mm

Données Techniques - Base Motrice Roues Motrices Traction - Q700 F

Poids max. Utilisateur	120 kg	Roues motrices	14" (noir)
Largeur base	Largeur Min. 640 mm	Roues directrices	9" (noir)
Electronique	R-Net (évolutive)	Chargeur	220V / 8 A
Autonomie	Jusqu'à 40 km	Batteries	60 Ah et 80 Ah

GARANTIE CONSTRUCTEUR - Q700 Sedeo Pro Advanced:

- 48 mois : moteurs, châssis, cadre d'assise, modules assise/dossier (inclus vérins), repose-jambes
- 24 mois : manipulateur, modules R-Net, commandes spéciales, Switch-It, Link-it
- 12 mois : batteries, chargeur
- Pièces d'usure : pneu, manchettes, coussins, appui-tête, feux, roulements, suspensions.... sont exclues du cadre de la garantie
- Conditions détaillées ci-contre

GARANTIE





BASE MOTRICE


Fauteuil roulant électrique Série - Q700-UP avec SEDEO PRO ADVANCED		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE000008 Q700-UP M (Roues Motrices Centrales)	25 026,54	26 403,00	9167090	5 187,48
<input type="checkbox"/>	QUE000016 Q700-UP F (Roues Motrices Traction)	25 026,54	26 403,00	9167090	5 187,48
		+ 7.00 € HT d'éco-participation (tous modèles)			

Motorisation		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE180009 6 km/h - Moteurs 4 poles (500W) Moteurs optimisés, module de puissance 90A	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE180010 8 km/h - Moteurs 4 poles (500W) Moteurs optimisés, module de puissance 90A	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE180007 10 km/h - Moteurs 4 poles (450W) Moteurs optimisés, module de puissance 120A Pour Q700 F : Module contrôle de trajectoire GYRO de série	std	std	-	-

Contrôle de Trajectoire		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110009 Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO) Pour Q700 F combiné avec moteur 10km/h : Module contrôle de trajectoire GYRO de série	935,55	987,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110014 Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)	std	std	-	-

Roues Motrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE070034 14", Pneumatique, Knobby (crampon), Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE070033 14", Bandage, Knobby (crampon), Noir	145,02	153,00	-	-

Roues Directrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Base Roues Motrices Centrales - Q700 M					
<input type="checkbox"/>	QUE080206 6", Bandage, Noir	std	std	-	-
Base Roues Motrices Traction - Q700 F					
<input type="checkbox"/>	QUE080210 9", Bandage, Noir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE080211 9", Pneumatique, Noir	std	std	-	-

Garde-boue Roues Motrices / Directrices 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE010007 Roue motrice, 14"	131,75	139,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE010008 Roue directrice, 9"	108,06	114,00	-	-

Coloris Inserts (enjolveurs, dossier, supports latéraux, pivots accoudoirs, tête de fourche)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE140005 Vert Pomme (RAL 110 70 77)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE140004 Noir (RAL 9005)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE140003 Bleu (RAL 260 40 45)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE140006 Orange (RAL 060 60 80)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE140002 Rouge (RAL 040 40 67)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE140007 Argent (RAL 9006)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE140001 Blanc (RAL 9010)	std	std	-	-


Kit Eclairage LED 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110201 Kit éclairage LED	598,10	631,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110202 Kit éclairage feu de position LED monté sur garde-boue (sans clignotant) (Q700-UP F : garde-boue roues motrices inclus)	309,95	327,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110209 Sans kit éclairage	std	std	-	-

BASE MOTRICE

Hauteurs d'Assise - (Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	SH45 450 mm Uniquement avec QUE160001 - Batterie 60 Ah Pour Q700 F : Non disponible avec profondeurs 520 mm & 540 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SH465 465 mm Pour Q700 F : Non disponible avec profondeur 540 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SH48 480 mm	std	std	-	-

Batteries & Chargeurs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Batteries					
<input type="checkbox"/>	QUE160001 Batteries 60 Ah, Gel, sans maintenance	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE160005 Batterie, 80 Ah, Gel, sans maintenance Uniquement avec chargeur 220 V / 10 A pour réduire le temps de charge	std	std	-	-
Chargeurs					
<input type="checkbox"/>	QUE160101 Chargeur 220 V / 8 A	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE160104 Chargeur 220 V / 10 A (charge rapide)	std	std	-	-

ASSISE

Interface Module d'Assise 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	QUE130010 Module électrique de verticalisation: 0° - 80°	std	std	-	-
	Bascule d'assise arrière, 0° - 22°	std	std	-	-
	Bascule d'assise avant, 0° - 80°	std	std	-	-
	Lift électrique, 200 mm	std	std	-	-

Module d'Inclinaison de Dossier Electrique		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE030047 Inclinaison de 85° - 175 ° avec compensation sinusoïdale de 180 mm	std	std	-	-

DOSSIER

Type de Dossier		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
JAY Syncra (Voir Section A)					
<input type="checkbox"/>	QUE030216 Coussin de dossier JAY Syncra	std	std	-	-
SEDEO PRO (Voir Section B)					
<input type="checkbox"/>	QUE030104 Coussin de dossier SEDEO PRO	Voir section B		-	-
JAY J3 (Voir Section C)					
<input type="checkbox"/>	QUE030054 Dossier JAY J3 - Interface Jay J3 incluse (QUE030055)	Voir section C		-	-
<input type="checkbox"/>	QUE030055 Interface JAY J3 seule pour montage Dossier Jay J3	345,02	364,00	-	-

DOSSIER

A – JAY Syncra 

A – Dossier JAY Syncra, Dimensions

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	BW40	400 mm (plage de réglage 400 mm à 430 mm, Galbe 75 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm (plage de réglage 460 mm à 480 mm, Galbe 75 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW51	510 mm (plage de réglage 510 mm à 530 mm, Galbe 75 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW56	560 mm (plage de réglage 560 mm à 585 mm, Galbe 75mm)	std	std	-	-

Le dossier peut être commandé dans une largeur différente de celle de l'assise. L'accoudoir sera ajusté à la largeur de dossier commandée.

A – Dossier JAY Syncra, Coques et Hauteurs

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	BH40	400 mm (plage de réglage 560 mm à 610 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH46	460 mm (plage de réglage 610 mm à 660 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH51	510 mm (plage de réglage 660 mm à 710 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH56	560 mm (plage de réglage 710 mm à 760 mm)	std	std	-	-

Les coques du dossier JAY Syncra sont montées avec un espace minimal de 140 mm (mesure prise entre le milieu de l'échancrure de la coque et la plaque d'assise) pour permettre le cisaillement mécanique. La hauteur du dossier peut être ajustée ultérieurement dans les plages indiquées en fonction du type de cadre du dossier.

Hauteur coque de dossier JAY Syncra

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	BH40	400 mm (plage de réglage 560 mm à 610 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH46	460 mm (plage de réglage 610 mm à 660 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH51	510 mm (plage de réglage 660 mm à 710 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH56	560 mm (plage de réglage 710 mm à 760 mm)	std	std	-	-

Dossier pré-installé en hauteur JAY Syncra (de plaque d'assise à extrémité du dossier)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	BIH56	560 mm (hauteur coque de dossier 400 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH585	585 mm (hauteur coque de dossier 400 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH61	610 mm (hauteur coque de dossier 400 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH61_1	610 mm (hauteur coque de dossier 460 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH635	635 mm (hauteur coque de dossier 460 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH66	660 mm (hauteur coque de dossier 460 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH66_1	660 mm (hauteur coque de dossier 510 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH685	685 mm (hauteur coque de dossier 510 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH71	710 mm (hauteur coque de dossier 510 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH71_1	710 mm (hauteur coque de dossier 560 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH735	735 mm (hauteur coque de dossier 560 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH76	760 mm (hauteur coque de dossier 560 mm)	std	std	-	-

A – Dossier JAY Syncra, Housse

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	JAY030060	Housse Syncra, microclimatique 3DX	std	std	-	-

A – Supports latéraux fixes pour JAY Syncra

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	JAY090111	Support latéral fixe (L x H) 90 mm x 140 mm, côté droit Support réglable - Augmente la profondeur du galbe jusqu'à 120 mm	112,80	119,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090112	Support latéral fixe (L x H) 90 mm x 140 mm, côté gauche Support réglable - Augmente la profondeur du galbe jusqu'à 120 mm	112,80	119,00	-	-

DOSSIER

B – SEDEO PRO

B – Dossier SEDEO PRO, Dimensions

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
--	--	-----------	------------	------	--------

Largeur coussin de dossier

<input type="checkbox"/>	BW38	380 mm, pour largeur utile 380 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW42	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW50	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW54	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BW56	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm	std	std	-	-

Hauteur coussin de dossier

<input type="checkbox"/>	BH44	440 mm, plage de réglage 510 - 570 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH50	500 mm, plage de réglage 570 - 630 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BH56	560 mm, plage de réglage 630 - 700 mm	std	std	-	-

Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)

<input type="checkbox"/>	BIH51	510 mm (Hauteur coussin de dossier 440 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH54	540 mm (Hauteur coussin de dossier 440 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH57	570 mm (Hauteur coussin de dossier 440 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH57_1	570 mm (Hauteur coussin de dossier 500 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH60	600 mm (Hauteur coussin de dossier 500 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH63	630 mm (Hauteur coussin de dossier 500 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH63_1	630 mm (Hauteur coussin de dossier 560 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH66	660 mm (Hauteur coussin de dossier 560 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH70	700 mm (Hauteur coussin de dossier 560 mm)	std	std	-	-

B – Dossier SEDEO PRO, Galbes 

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
--	--	-----------	------------	------	--------

<input type="checkbox"/>	QUE030116	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Galbe 12 cm, Sangles réglables	470,14	496,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE030117	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Galbe 18cm, Sangles réglables	585,78	618,00	-	-

B – Dossier SEDEO PRO, Housse

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
--	--	-----------	------------	------	--------

<input type="checkbox"/>	QUE030108	Housse, Confort	std	std	-	-
--------------------------	-----------	-----------------	-----	-----	---	---

A / C – Cale Tronc JAY (pour dossiers JAY Syncra et JAY J3)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
--	--	-----------	------------	------	--------

Choisir le type de coussinet, la housse et le type de support

Coussinet cale tronc JAY

<input type="checkbox"/>	JAY090021	Cale tronc (LxH) 100 mm x 127 mm, côté droit	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090012	Cale tronc (LxH) 100 mm x 127 mm, côté gauche	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090022	Cale tronc (LxH) 100 mm x 152 mm, côté droit	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090013	Cale tronc (LxH) 100 mm x 152 mm, côté gauche	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090023	Cale tronc (LxH) 152 mm x 100 mm, côté droit	61,61	65,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090014	Cale tronc (LxH) 152 mm x 100 mm, côté gauche	61,61	65,00	-	-

Housse coussinet cale tronc JAY

<input type="checkbox"/>	JAY090110	Housse Syncra, microclimatique 3DX	std	std	-	-
--------------------------	-----------	------------------------------------	-----	-----	---	---


Support escamotable cale tronc JAY

<input type="checkbox"/>	JAY090028	Support escamotable, côté droit	157,35	166,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090019	Support escamotable, côté gauche	157,35	166,00	-	-


DOSSIER

C – Dossier JAY J3, Dimensions		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY030111 410 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030112 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030113 510 mm	std	std	-	-

C – Dossier JAY J3, Galbe Profond Support Moyen (MDC) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY030042 UT - Hauteur Medium, 460 mm	844,55	891,00	-	-

C – Dossier JAY J3, Galbe Profond Support Haut (DC) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY030014 UT - Hauteur Short, 420 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030021 UT - Hauteur Medium, 460 mm	844,55	891,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY030027 UT - Hauteur Tall, 500 mm	844,55	891,00	-	-

C - Dossier JAY J3, Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier) 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	BIH53 530 mm (hauteur coque de dossier 420mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH56 560 mm (hauteur coque de dossier 420mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH585 585 mm (hauteur coque de dossier 420mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH585_1 585 mm (hauteur coque de dossier 460mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH61 610 mm (hauteur coque de dossier 460mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH61_1 610 mm (hauteur coque de dossier 500mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH635 635 mm (hauteur coque de dossier 500mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	BIH66 660 mm (hauteur coque de dossier 500mm)	std	std	-	-

C – Dossier JAY J3, Kit Accessoires de Positionnement 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Mini Fit Kit II (cales de positionnement)					
<input type="checkbox"/>	JAY090032 pour dossier 410 mm	144,08	152,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090033 pour dossier 460 mm	144,08	152,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090034 pour dossier 510 mm	144,08	152,00	-	-
Malettes de positionnement					
<input type="checkbox"/>	JAY090035 Malette de positionnement pour dossier Jay J3	305,21	322,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090036 Malette accessoires/supports pour dossier Jay J3	901,42	951,00	-	-

C – Dossier JAY J3, Harnais 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY090040 Harnais ouverture centrale à boucle, non stretch, 4 points, Moyen	137,44	145,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090041 Harnais ouverture centrale à boucle, non stretch, 4 points, Large	137,44	145,00	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY090042 Harnais ouverture centrale à boucle, non stretch, 4 points, Extra Large	137,44	145,00	-	-

Appui-Tête - Têtière Sedeo & Whitmyer 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE030430 SEDEO, tèteière PU - (LxH) 240 x 150 mm <small>Uniquement disponible avec support d'appui-tête SEDEO</small>	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE030431 SEDEO, tèteière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm <small>Uniquement disponible avec support d'appui-tête SEDEO</small>	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE030432 SEDEO, tèteière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm <small>Uniquement disponible avec support d'appui-tête SEDEO</small>	378,20	399,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030401 Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 203 x 127 mm <small>Uniquement disponible avec support d'appui-tête Whitmyer</small>	235,07	248,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030402 Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 254 x 127 mm <small>Uniquement disponible avec support d'appui-tête Whitmyer</small>	261,61	276,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030403 Whitmyer, coussinet Plush, (LxH) 356 x 127 mm <small>Uniquement disponible avec support d'appui-tête Whitmyer</small>	276,78	292,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030404 Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, étroit, (LxH) 355 x 76 mm <small>Uniquement disponible avec support d'appui-tête Whitmyer</small>	374,41	395,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030406 Whitmyer, coussinet ajustable Spécial Plush-A, large, (LxH) 460 mm x 127 mm <small>Uniquement disponible avec support d'appui-tête Whitmyer</small>	505,21	533,00	-	-

DOSSIER

Appui-Tête - Support

Choisir un support et un montage support d'appui-tête Whitmyer si vous ajoutez une commande occipitale

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE030433 SEDEO, support multi-positions - (pour tèteière SEDEO)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE030434 SEDEO, support multi-positions réglable sans outil - (pour tèteière SEDEO)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030407 Whitmyer, support LINX, à démontage rapide - (pour tèteière Whitmyer)	121,33	128,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030408 Whitmyer, support LINX ² - (pour tèteière Whitmyer)	140,28	148,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030409 Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° - (pour tèteière Whitmyer)	94,79	100,00	-	-
<input type="checkbox"/>	WHT030411 Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière - (pour tèteière Whitmyer)	188,63	199,00	-	-

Montage Support Appui-Tête

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE030120 Sur cadre de dossier	std	std	-	-

Poignées de Poussée

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE030202 Poignées de poussée fixes	127,96	135,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE030200 Sans poignées de poussée	std	std	-	-

ASSISE

Rails d'Assise

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE020085 Rails d'assise, courts, pour profondeur d'assise 400 - 560 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE020069 Rails d'assise, longs, pour profondeur d'assise 460 - 560 mm Non disponible avec largeur 380 mm - 460 mm en combinaison avec profondeur 460 mm - 500 mm	std	std	-	-

Coussin d'Assise - Types

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
JAY Syncra (Voir Section D)					
<input type="checkbox"/>	QUE020132 Coussin d'assise, JAY SYNCRA	Voir section D		-	-
SEDEO (Voir Section E)					
<input type="checkbox"/>	QUE020027 Coussin d'assise, SEDEO PRO	Voir section E		-	-

D – JAY SYNCRA, Dimensions

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur Coussin					
<input type="checkbox"/>	SW40 400 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW43 430 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW46 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW48 480 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW51 510 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW56 560 mm	std	std	-	-
Profondeur Coussin					
<input type="checkbox"/>	SD40 400 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD43 430 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD46 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD48 480 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD51 510 mm	std	std	-	-



D – JAY Syncra, Coussins d'Assise

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY020030 JAY Syncra, insert mousse visco	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY020031 JAY Syncra, insert fluide JAY avec technologie Cryo	317,54	335,00	-	-


D - JAY Syncra, Housses Coussin d'Assise

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	JAY020040 Housse Syncra, microclimatique 3DX	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	JAY020041 Housse Syncra, dartex, protection incontinence	91,94	97,00	-	-

ASSISE

E – SEDEO PRO - Dimensions d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Largeur Coussin d'Assise					
<input type="checkbox"/>	SW42 420 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW46 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW50 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW54 540 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SW56 560 mm	std	std	-	-
Profondeur Coussin d'Assise					
<input type="checkbox"/>	SD40 400 mm avec coussin 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD42 420 mm avec coussin 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD44 440 mm avec coussin 460 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD46 460 mm avec coussin 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD48 480 mm avec coussin 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD50 500 mm avec coussin 500 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD52 520 mm avec coussin 560 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	SD54 540 mm avec coussin 560 mm	std	std	-	-
E – SEDEO PRO - Coussins 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE020073 SEDEO, Profilé (Profiled) - hauteur 70 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE020076 SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme (Support Memory) - hauteur 90 mm	490,05	517,00	-	-
E – SEDEO PRO - Housses de Coussin		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE020518 Housse - Dartex	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE020080 Housse - Confort	65,40	69,00	-	-
D / E – SEDEO PRO - Plaque d'Assise		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE020082 SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	109,00	115,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE020083 SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	109,00	115,00	-	-
Cales Genoux / Cales Cuisses		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE020342 Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE020341 Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE020113 Cale cuisse amovible, Small, 120 x 120 mm, côté droit	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE020114 Cale cuisse amovible, Small, 120 x 120 mm, côté gauche	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE020121 Cale cuisse amovible, Large, 180 x 120 mm, côté droit Non disponible avec protège-vêtement QUE040036	236,02	249,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE020122 Cale cuisse amovible, Large, 180 x 120 mm, côté gauche Non disponible avec protège-vêtement QUE040036	236,02	249,00	-	-
Accoudoirs 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE040070 Accoudoirs, relevables à compensation, multirégulables	std	std	-	-

ASSISE

Manchettes d'Accoudoir 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE040023 Standard, mousse, 300 mm - droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE040024 Standard, mousse, 300 mm - gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE040025 Standard, mousse, 400 mm - droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE040026 Standard, mousse, 400 mm - gauche	std	std	-	-

Manchettes confort


<input type="checkbox"/>	QUE040204 Confort Dartex, 400 mm, droite	82,46	87,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE040203 Confort Dartex, 400 mm, gauche	82,46	87,00	-	-

Gouttières hémiplégiques

<input type="checkbox"/>	QUE040031 Gouttière, mousse, droite Non disponible avec tablette QUE090040 / QUE090046 / QUE110143	207,58	219,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE040032 Gouttière, mousse, gauche Non disponible avec tablette QUE090040 / QUE090046 / QUE110143	207,58	219,00	-	-

Protège-vêtements		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE040036 Protège-vêtements, monté sur rail d'assise Non disponible avec largeur d'assise 380 mm / 400 mm / 420 mm	163,03	172,00	-	-

REPOSE-PIEDS

Repose-Jambes Central Electrique 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE050071 Repose-jambes central électrique, inclinaison de 90° - 180°, compensation sur 165 mm	std	std	-	-


Palettes

<input type="checkbox"/>	QUE050072 Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE050073 Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle, larges (long. 310 mm x larg. 170 mm)	std	std	-	-

Accessoires repose-jambes

<input checked="" type="checkbox"/>	QUE050139 Appuis sous-rotulien, mousse souple, small, réglables (visuel page 20)	std	std	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	QUE050075 Appuis-mollets rembourrés, paire (obligatoire)	std	std	-	-

OPTIONS DE POSITIONNEMENT & ACCESSOIRES

Options de Positionnement et Accessoires 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE090047 Ceinture de bassin, boucle type avion 50 x 1300 mm	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090048 Ceinture de bassin, boucle type avion, matelassée 50 x 1300 mm	145,02	153,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090052 Ceinture thoracique matelassée, 2-points	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090053 Ceinture thoracique matelassée, 2-points, supplémentaire	159,24	168,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090097 Barre thoracique, amovible, coussinet frontal rond Non disponible avec tablette QUE090040 / QUE090046 / QUE110143	455,92	481,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090098 Barre thoracique, amovible, coussinet frontal plat, 200 x 100 mm Non disponible avec tablette QUE090040 / QUE090046 / QUE110143	510,90	539,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090110 Rétroviseur, droit	59,72	63,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090118 Rétroviseur, gauche	59,72	63,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090122 Poignée de transfert Non disponible avec cale genoux	113,74	120,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090600 Sac à dos (option poignées de poussée nécessaire)	95,73	101,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090172 Support Ram pour téléphone	97,63	103,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090173 Support Ram pour tablette numérique	164,93	174,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090174 Support Ram pour porte-gobelet	37,91	40,00	-	-

OPTIONS DE POSITIONNEMENT & ACCESSOIRES

Options de Positionnement & Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Tablette (montage côté opposé manipulateur)					
<input type="checkbox"/>	QUE090040 Tablette escamotable, réglable en largeur	344,08	363,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090046 Demi-tablette escamotable	422,75	446,00	-	-
Accessoires de tablette					
<input type="checkbox"/>	QUE090125 Coussinet partiel Non disponible avec demi-tablette escamotable QUE090046	95,73	101,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090126 Protection acrylique avec rebords Non disponible avec demi-tablette escamotable QUE090046	95,73	101,00	-	-

ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Manipulateur R-Net		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110017 Ecran couleur LCD	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110018 Ecran couleur LCD, joystick renforcé	1 129,86	1 192,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110013 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infra rouge (32 à 40 kHz)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110023 Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infra rouge (32 à 40 kHz) et Bluetooth (2 appareils PC, MAC, Android et 2 appareils IOS, iPhone, iPad)	680,57	718,00	-	-

Support Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110050 Support fixe	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110056 Support escamotable, intérieur/extérieur	std	std	-	-


Montage Commande Principale		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110052 Accoudoir, côté droit	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110053 Accoudoir, côté gauche	std	std	-	-

Langue					
<input type="checkbox"/>	QUE119000 Allemand	<input type="checkbox"/>	QUE119004 Portugais	<input type="checkbox"/>	QUE119009 Suédois
<input type="checkbox"/>	QUE119001 Anglais	<input type="checkbox"/>	QUE119005 Italien	<input type="checkbox"/>	QUE119010 Grec
<input type="checkbox"/>	QUE119002 Français	<input type="checkbox"/>	QUE119006 Néerlandais	<input type="checkbox"/>	QUE119011 Finlandais
<input type="checkbox"/>	QUE119003 Espagnol	<input type="checkbox"/>	QUE119008 Norvégien	<input type="checkbox"/>	QUE119012 Tchèque
				<input type="checkbox"/>	QUE119013 Slovaque
				<input type="checkbox"/>	QUE119014 Polonais
				<input type="checkbox"/>	QUE119015 Danois


Embouts de Joystick (Optionnel)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE090505 Balle de golf, Ø 42 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090506 T-Bar, largeur 82 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090507 Balle souple, Ø 70 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090508 Balle, Ø 35 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090045 Balle Allround, Ø 48 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090509 Coupelle commande menton, Ø 37 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090512 Tige, 80 x 15 mm	54,98	58,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE090511 Champignon, Ø 45 mm	238,86	252,00	-	-

Outils de Programmation R-Net pour Professionnels		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE090066 Logiciel de programmation R-Net pour PC avec Dongle	495,73	523,00	-	-


ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Commandes Accompagnateur 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110021 Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	677,02	714,26	9368167	714,26
<input type="checkbox"/>	QUE110020 Commande tierce personne uniquement (déplacement du manipulateur principal) Choisir un manipulateur R-Net	183,89	194,00	9368150	35,71
Montage commande accompagnateur sur poignée de poussée					
<input type="checkbox"/>	QUE110025 A droite, inclus poignée de poussée	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110026 A gauche, inclus poignée de poussée	std	std	-	-

ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Commande sur Tablette 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110143 Manipulateur R-Net écran couleur LCD, réversible, monté sur tablette	2 123,22	2 240,00	-	-
Montage tablette					
<input type="checkbox"/>	QUE110080 A droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110081 A gauche	std	std	-	-

Mémorisation Positions d'Assise et Rappel Changement de Position		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
Repositionnement biométrique jusqu'à 6 mémoires d'assises personnalisables :					
Mémorisation avec activation des mémoires : Debout, assis, couché, relax, transfert, mémoire libre (memory 5) (QUE190001)					
OPTION REMOTE SEATING - Rappel du changement de position (soulagement des points de pression), en combinaison avec le boîtier CTRL+5.					
<input type="checkbox"/>	QUE190004 Remote Seating activé (Réglage usine sur position Relax, durée 1 minute)	std	std	-	-

#1 Boîtier Ctrl+5 contacts 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110043 #1 Boîtier Ctrl+5 contacts avec fonctions assignables	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110179 #1 Boîtier Ctrl+5 contacts avec fonctions assignables et application Switch-It Remote Seating - Application Remote Seating téléchargeable sur AppleStore (iOS) ou Playstore (Android) Uniquement disponible avec l'option QUE190004	std	std	-	-
#1 Montage boîtier Ctrl+5 contacts					
<input type="checkbox"/>	QUE110180 #1 Arrière manipulateur Si combiné avec commande accompagnateur, le boîtier Ctrl/+5 contacts sera monté sur l'accoudoir	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110181 #1 Opposé au manipulateur Si combiné avec commande accompagnateur, le boîtier Ctrl/+5 contacts sera monté sur l'accoudoir Non disponible avec tablettes QUE090040 / QUE090046 / QUE110143	std	std	-	-
#1 Type de boutons					
<input type="checkbox"/>	QUE110175 #1 A pousser	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110176 #1 A bascule	std	std	-	-

#2 Boîtier Ctrl+5 contacts 		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110220 #2 Boîtier Ctrl+5 contacts avec fonctions assignables	1 092,89	1 153,00	-	-
#2 Montage boîtier Ctrl+5 contacts					
<input type="checkbox"/>	QUE110222 #2 Opposé au manipulateur Si combiné avec commande accompagnateur, le boîtier Ctrl/+5 contacts sera monté sur l'accoudoir Non disponible avec tablettes QUE090040 / QUE090046 / QUE110143	std	std	-	-
#2 Type de boutons					
<input type="checkbox"/>	QUE110226 #2 A pousser	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110227 #2 A bascule	std	std	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

R-Net OMNI2 interface commandes spéciales

Choisir le montage du boîtier OMNI2, la commande spéciale ci-dessous et les contacteurs en section F.

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110116 R-Net OMNI2, Bluetooth, Infra rouge	2 192,42	2 313,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110118 R-Net OMNI2, Bluetooth, Infra rouge, mode scanner et module de trajectoire (GYRO)	2 379,15	2 510,00	-	-

Montage OMNI2 Module

Choisir le montage du boîtier OMNI2, la commande spéciale ci-dessous et les contacteurs en section F.

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110119 Support fixe, droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110120 Support fixe, gauche	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110123 Support escamotable, droite	194,31	205,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110124 Support escamotable, gauche	194,31	205,00	-	-

Commandes spéciales manuelles

Si combinée avec commande accompagnateur, le boîtier Ctrl+5 contacts sera monté sur l'accoudoir

Commandes proportionnelles (Omni2 requis)

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110301 MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	Indisponible jusqu'à fin Avril 2024			
<input type="checkbox"/>	QUE110302 MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110304 VersaGuide (joystick compact - force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110305 VersaGuide EZ (joystick compact light - force de poussée 120 gr et débattement 12°) ND avec embouts joystick Tige (QUE090512), Champignon (QUE090511), T-bar (QUE090506)	1 751,66	1 848,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110306 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr)	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110307 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QUE090045)	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110308 Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr)	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110309 Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus OMNI2 non requis	2 907,11	3 067,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110310 Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus OMNI2 non requis	3 094,79	3 265,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110311 Allround heavy duty (joystick compact renforcé, force de poussée 650 gr) – R-Net bus OMNI2 non requis	4 022,75	4 244,00	9368167	714.26

Supports de Fixation Link-It pour Commandes Spéciales Manuelles

		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
<input type="checkbox"/>	QUE110342 Appui palmaire Uniquement pour joystick de la série Micro	297,63	314,00	-	-

Emplacement de la fixation

<input type="checkbox"/>	QUE110350 Sur l'accoudoir, fixe Non disponible avec montage arrière manipulateur pour boîtier Ctrl + 5 contacts (QUE110180)	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110353 Sur l'accoudoir, escamotable Non disponible avec montage arrière manipulateur pour boîtier Ctrl + 5 contacts (QUE110180)	std	std	-	-

Côté de la fixation


<input type="checkbox"/>	QUE110362 Droit	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110361 Gauche	std	std	-	-

Commandes Occipitales

Sélection des contacteurs voir section F. Choisir un support appui-tête Whitmyer sur pages précédentes.

Commande proportionnelle 4 axes Switch-It (OMNI2 requis - Recommandé avec GYRO)

NEW

<input type="checkbox"/>	VIGO, commande gyroscopique montée sur casque Joindre la fiche de mesures de la commande VIGO (livrée séparément)		Pour le tarif, veuillez consulter la fiche de mesures VIGO		
--------------------------	--	--	--	--	--

Commandes proportionnelles 3 axes Switch-It (Omni 2 requis)

<input type="checkbox"/>	QUE110370 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ovales)	4 923,22	5 194,00	9368167	714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110371 Dual Pro (contacteurs sensitifs et à pression - coussinets latéraux ronds)	4 923,22	5 194,00	9368167	714.26

COMMANDES SPÉCIALES

Commandes au Menton

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Commandes au menton proportionnelles (Omni2 requis)

<input type="checkbox"/>	QUE110470	MicroGuide (mini-joystick force de poussée 40 gr, débattement 13°)	Indisponible jusqu'à fin Avril 2024		
<input type="checkbox"/>	QUE110471	MicroPilot (O-WAY) (joystick isométrique, force de poussée 10 à 50 gr, débattement 0°)	4 022,75	4 244,00	9368167 714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110472	VersaGuide joystick compact (force de poussée 240 gr et débattement 22°)	1 751,66	1 848,00	9368167 714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110473	VersaGuide EZ joystick compact (force de poussée 120 gr et débattement 12°) ND avec embouts joystick Tige (QUE090512), Champignon (QUE090511), T-bar (QUE090506)	1 751,66	1 848,00	9368167 714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110474	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr)	2 907,11	3 067,00	9368167 714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110475	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QUE090045)	3 094,79	3 265,00	9368167 714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110476	Allround (joystick compact, force de poussée 250 gr) R-Net bus OMNI2 non requis	2 907,11	3 067,00	9368167 714.26
<input type="checkbox"/>	QUE110477	Allround light (joystick compact light, force de poussée 120 gr) – R-Net bus Uniquement disponible avec embout par défaut ou balle allround Ø 48 mm (QUE090045) OMNI2 non requis	3 094,79	3 265,00	9368167 714.26

Supports de Fixation Link-It pour Commandes au Menton

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

<input type="checkbox"/>	QUE110480	Plastron - small (largeur plastron: 15,24 cm) Si contacteurs requis, uniquement disponible avec joystick Allround	680,57	718,00	- -
<input type="checkbox"/>	QUE110483	Bras manuel escamotable sur dossier – côté droit	717,54	757,00	- -
<input type="checkbox"/>	QUE110484	Bras manuel escamotable sur dossier – côté gauche	717,54	757,00	- -
<input type="checkbox"/>	QUE110485	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté droit	2 222,75	2 345,00	- -
<input type="checkbox"/>	QUE110486	Bras électrique escamotable contacteur sur l'appui-tête – côté gauche	2 222,75	2 345,00	- -
<input type="checkbox"/>	QUE110487	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté gauche	689,10	727,00	- -
<input type="checkbox"/>	QUE110488	Bras manuel escamotable sur l'appui-tête – côté droit	689,10	727,00	- -

Kit d'Extension Link-IT

<input type="checkbox"/>	QUE110590	Module de base + tube de 100 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	- -
<input type="checkbox"/>	QUE110591	Module de base + tube de 150 mm, incluant 5 clips câble	88,15	93,00	- -

Commande au Souffle (Sélection contacteur voir section F)

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

<input type="checkbox"/>	QUE110510	Commande au souffle avec fixation escamotable Link-It, sur l'appui-tête	988,63	1 043,00	9368167 714.26
--------------------------	-----------	---	--------	----------	----------------

COMMANDES SPÉCIALES

F – Contacteur #1

Sélection d'un contacteur #1 et de son montage. Si second contacteur requis, sélection contacteur #2 page suivante. Fonction unique pour commandes spéciales. Si contacteurs montés sur plastron requis, uniquement disponible avec joystick Allround.

Prix € HT

Prix € TTC

Code

LPPR €

Sélection contacteur #1

<input type="checkbox"/>	QUE110611	#1 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110612	#1 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110613	#1 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110523	#1 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110524	#1 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110651	#1 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110654	#1 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110653	#1 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110652	#1 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110655	#1 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110534	#1 Twister Switch – noir	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110535	#1 Twister Switch – vert	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110536	#1 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	-	-

Montage Link-It pour contacteur #1

<input type="checkbox"/>	QUE110560	#1 Sur manipulateur Non disponible avec joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110566	#1 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudeur	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110561	#1 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110563	#1 Sur le rail de fixation de l'assise Actionné par le genou. Si 2 contacteurs sélectionnés, uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110565	#1 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110569	#1 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	std	std	-	-

Côté du montage pour contacteur #1

<input type="checkbox"/>	QUE110572	#1 A droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110571	#1 A gauche	std	std	-	-

Contacteurs Satellite #1 Uniquement pour joystick Allround, maximum 2 au choix

<input type="checkbox"/>	QUE110537	#1 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110538	#1 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110539	#1 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-

COMMANDES SPÉCIALES

F – Contacteur #2

Sélection d'un contacteur #2 et de son montage. Fonction unique pour commandes spéciales. Si contacteurs montés sur plastron requis, uniquement disponible avec joystick Allround.

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
-----------	------------	------	--------

Sélection second contacteur #2

<input type="checkbox"/>	QUE110631	#2 Contacteur Ø 64 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110632	#2 Contacteur Ø 64 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110633	#2 Contacteur Ø 64 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110088	#2 Egg Switch – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110089	#2 MicroLite Switch – noir	246,45	260,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110671	#2 Contacteur Ø 30 mm – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110674	#2 Contacteur Ø 30 mm – bleu	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110673	#2 Contacteur Ø 30 mm – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110672	#2 Contacteur Ø 30 mm – rouge	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110675	#2 Contacteur Ø 30 mm – jaune	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110095	#2 Twister Switch – noir	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110096	#2 Twister Switch – vert	155,45	164,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110097	#2 Twister Switch – rouge	155,45	164,00	-	-

Montage Link-It pour contacteur #2

<input type="checkbox"/>	QUE110098	#2 Sur manipulateur Non disponible avec joystick Allround Heavy Duty ou appui palmaire	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110099	#2 Opposé au manipulateur Montage sur rail d'accoudoir	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110100	#2 Sur l'appui-tête	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110104	#2 Sur le rail de fixation de l'assise Actionné par le genou. Si 2 contacteurs sélectionnés, uniquement montage droit et gauche	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110105	#2 Au menton Pas de contacteur gauche / droit requis	250,24	264,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110106	#2 Sans montage Link-It Contacteur livré non fixé	std	std	-	-

Côté du montage pour contacteur #2

<input type="checkbox"/>	QUE110108	#2 A droite	std	std	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110107	#2 A gauche	std	std	-	-

Contacteurs Satellite #2 Uniquement pour joystick Allround, maximum 2 au choix

<input type="checkbox"/>	QUE110111	#2 Contacteur Satellite – noir	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110112	#2 Contacteur Satellite – vert	172,51	182,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110113	#2 Contacteur Satellite – rouge	172,51	182,00	-	-

Contacteurs Multi-Fonctions Utilisé en combinaison avec la programmation du paramètre "assignation de boutons"

<input type="checkbox"/>	QUE110550	Mini 2 stéréo - 2 contacteurs branchés en stéréo sur la prise jack "mode" du manipulateur écran (4 fonctions assignables) Contacteurs non fixés - Pas de fixation Link-It possible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110551	Mini 2 mono - 2 contacteurs branchés en mono sur la prise jack "mode" et "marche/arrêt" Contacteurs non fixés - Pas de fixation Link-It possible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110552	Mini 4 – 4 contacteurs branchés en DB9 sur l'OMNI Contacteurs non fixés - Pas de fixation Link-It possible	231,28	244,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110554	Joystick 4 contacts - branchés en DB9 sur l'OMNI	330,81	349,00	-	-

Accessoires

<input type="checkbox"/>	QUE110580	Rallonge jack mono (prise jack 3.5 mm) (2 m)	33,18	35,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110581	Rallonge jack stéréo (prise jack 3.5 mm) (2 m)	33,18	35,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110582	Rallonge DB9 (1 m)	42,65	45,00	-	-
<input type="checkbox"/>	QUE110583	Câble en Y, 2 femelles mono vers 1 mâle stéréo	81,52	86,00	-	-

Dispositif de Sécurité

Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €			
<input type="checkbox"/>	QUE090147	Contacteur d'arrêt d'urgence (portée activation 30 m, branché sur port OBC du module de puissance)	988,63	1 043,00	-	-

Roues Motrices, Directrices et Garde-boue

QUE070032




QUE070034



QUE080206



QUE080211



QUE010007



QUE010008



Eclairage LED

QUE110201



QUE110202



Chargeurs

QUE160101



QUE160104



Fonctions d'Assise Electriques

QUE130010



Dossiers SEDEO PRO, JAY Syncra et Cales Tronc JAY



Dossier JAY J3




Largeur Dossier en mm	Galbe Profond Support Moyen - MDC JAY030042	Galbe Profond Support Haut - DC JAY030014/21/27
	Largeur Tronc Utilisateur en mm	
360	280	280
410	330	330
460	380	380
510	430	430

Kits et Malettes d'Accessoires de Positionnement Dossier JAY J3



Dossier JAY J3, Harnais

Tétière Appui-Tête et Supports




Coussins d'Assise SEDEO et JAY Syncra





Accoudoir et Manchettes



Repose-Jambes Central Electric / Appui Sous-rotulien



Options de Positionnement et Accessoires



Manipulateurs R-Net et Supports



Commentaires pour fabrications spéciales



Q700-UP M/ / Q700-UP F - ASSISE SEDEO PRO ADVANCED €

Prix de base TTC - Q700-UP M / F	26 403,00
Total Options TTC	
Prix total TTC	

Date			Signature
Jour	Mois	Année	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél: 02 47 55 44 31
E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr