




**CLUB SPORT**



OF\_RGK\_CLUBSPORT\_FR\_Rev1\_012024

**Magasin** :   
**Adresse** :   
**Adresse** :   
**CP** :   
**Ville** :   
**Tel:** :

**Livraison\***:   
  
  
**Date commande** :   
**N° Commande** :   
**Quantité** :



\*Livraison adresse si différente de l'adresse ci-contre

Pendant la fabrication, certaines combinaisons d'options sélectionnées sur la fiche de mesure peuvent **NE PAS** être possibles.

Commande  
 Devis

Adresse mail service clientèle  
[commandes@sunrisemedical.fr](mailto:commandes@sunrisemedical.fr)

**CODE LPPR: 9166630**  
**LPPR TTC : 558,99 €**





**Poids max Utilisateur : 125 kg**

**VEUILLEZ UTILISER LES CASES A COCHER ET INDIQUER LES DIMENSIONS VIA UN PC ET NON DE FAÇON MANUSCRITE**

<b>Prix Public HT:</b>	<b>2573.46</b>	<b>€</b>
<b>Prix Public TTC:</b>	<b>2715.00</b>	<b>€</b>

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A L'UTILISATEUR**

Informations complémentaires : modèle fauteuil actuel, poids Utilisateur, taille Utilisateur ...

MODELE		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/> <b>SQCXZ010</b>	<b>CLUB SPORT</b> <b>CLUB SPORT</b>	2573.46	2715.00	9166630	558.99
<input type="checkbox"/> <b>SQCXA148 - BASKET</b> <b>SQCXA148 - BASKETBALL</b>		Poids max. Utilisateur 125kg			
<input type="checkbox"/> <b>SQCXA149 - TENNIS</b> (uniquement disponible avec XY540) <b>SQCXA149 - TENNIS</b> (Only available with XY540 Option 3)		<input type="checkbox"/> Oui, je n'excède pas le poids maximum Utilisateur autorisé			
<b>REMARQUE : TOUS LES FAUTEUILS ROULANTS RKG SONT FABRIQUÉS SUR MESURE ET ONT UNE TOLÉRANCE DE FABRICATION DE +/- 5 MM.</b>					
<b>Spécifications standards :</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Châssis en chromolybdène</li> <li>● Protège-vêtements vissés aluminium noir</li> <li>● Repose-pieds réglable en hauteur et en angle (noir)</li> <li>● Anti-bascule simple en V, type basket, amovible (noire) - réglable en hauteur</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Roues rayons croisés, moyeu grande joue</li> <li>● Pneu haute pression Kenda (gris)</li> <li>● Main courante aluminium anodisé montage rapproché</li> <li>● Angle de carrossage 18°</li> <li>● Roues avant 3" et fourches renforcées</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Centre de gravité réglable (130mm de série)</li> <li>● Dossier réglable en hauteur 250-300 mm (paliers 25mm)</li> <li>● Toiles assise et dossier réglables en tension noires</li> <li>● Coussin 5 cm densité moyenne</li> <li>● Sangle de pieds et de mollets</li> </ul>	
<b>DIMENSIONS</b>					
<input type="checkbox"/> XY520 <b>Option 1</b> <i>(Recommandé pour les adolescents et les débutants)</i>	<input type="checkbox"/> XY530 <b>Option 2</b> <i>(Recommandé pour les débutants)</i>	<input type="checkbox"/> XY540 <b>Option 3</b> <i>(Recommandé pour les débutants ou joueurs ayant un niveau moyen)</i>	<input type="checkbox"/> XY550 <b>Option 4</b> <i>(Recommandé pour les joueurs ayant un niveau élevé)</i>		
Hauteur d'assise (en mm)	Hauteur d'assise (en mm)	Hauteur d'assise (en mm)	Hauteur d'assise (en mm)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hauteur d'assise avant: 480</li> <li>■ Hauteur d'assise arrière: 420</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hauteur d'assise avant: 500</li> <li>■ Hauteur d'assise arrière: 400</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hauteur d'assise avant: 500</li> <li>■ Hauteur d'assise arrière: 440</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hauteur d'assise avant: 530</li> <li>■ Hauteur d'assise arrière: 530</li> </ul> <p>* Avec assise rigide en aluminium et coussin 5cm Plastazote (extra-dur)</p> 		
Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière	Roues arrière		
<input type="checkbox"/> 22" XY415 <input type="checkbox"/> 24" XY420 <input type="checkbox"/> 25" XY430	<input type="checkbox"/> 24" XY420 <input type="checkbox"/> 25" XY430	<input type="checkbox"/> 24" XY420 <input type="checkbox"/> 25" XY430	<input type="checkbox"/> 26" XY440 <input type="checkbox"/> 700c XY450		
Largeur d'assise (distance intérieure entre protège-vêtements)					
<input type="checkbox"/> 340 mm <input type="checkbox"/> 370 mm	<input type="checkbox"/> 370 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 440 mm	<input type="checkbox"/> 370 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 440 mm	<input type="checkbox"/> 370 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> 440 mm		
Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise		
<input type="checkbox"/> 300 mm <input type="checkbox"/> 330 mm <input type="checkbox"/> 360 mm	<input type="checkbox"/> 360 mm <input type="checkbox"/> 390 mm <input type="checkbox"/> 430 mm	<input type="checkbox"/> 360 mm <input type="checkbox"/> 390 mm <input type="checkbox"/> 430 mm	<input type="checkbox"/> 360 mm <input type="checkbox"/> 390 mm <input type="checkbox"/> 430 mm		
Longueur de châssis	Longueur de châssis	Longueur de châssis	Longueur de châssis		
<input checked="" type="checkbox"/> 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 580 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 580 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 580 mm (LS = 370/400) <input checked="" type="checkbox"/> 630 mm LS = 440		
<b>OPTIONS</b>					
Coloris de châssis			Accessoires		
<input checked="" type="checkbox"/> XN010 Peinture poudre époxy <b>Powder coated frame</b>	<input type="checkbox"/> XS020 Sangle Click Strap (non montée) HT 108.00 € <b>Sport ratchet strap (click strap)</b> TTC 113.94 €				
<input type="checkbox"/> Préciser code nuancier <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> XS010 Sangle réglable avec Velcro 100 mm HT 70.00 € <b>100mm velcro adjustable strap</b> TTC 73.85 €				
<input checked="" type="checkbox"/> XN150 Finition composants de châssis, peinture époxy noire <b>Powder coated components</b>	<input type="checkbox"/> XK080 Roues Spinerger SLX 24 raggi (noir uniquement) HT 1,023.00 € (Roues std non fournies) TTC 1,079.27 € <b>Spinerger SLX 24 spoke (Black Spokes)</b>				
	<input type="checkbox"/> XP170 Toile de dossier avec broderie personnalisée HT 167.00 € <b>Veillez compléter la dernière page</b> TTC 176.19 € <b>Individual backrest embroidery</b>				

**NOTES COMPLEMENTAIRES**

**Toile de dossier avec broderie personnalisée**

**Veillez fournir le fichier au format JPG et la position souhaitée de la broderie**



**CLUB SPORT**

**AUTRE NOTE :**