


ELITE RGK
**SUNRISE
MEDICAL.**


OF_RGK_ELITE_FR_Rev1_012024

Magasin	
Adresse	
Adresse	
CP	
Ville	
Tél	

Livraison*	
Date de commande	
N° de commande	
Quantité	



*Livraison : adresse si différente de l'adresse ci-contre

Pendant la fabrication, certaines combinaisons d'options sélectionnées sur la fiche de mesure peuvent NE PAS être possibles.

- Commande
 Devis

Adresse mail service clientèle Sunrise Medical
commandes@sunrisemedical.fr

CODE LPPR: 9166630
 LPPR TTC : 558,99 €

Poids max Utilisateur : 125 kg

**VEUILLEZ UTILISER LES CASES A COCHER ET
 INDIQUER LES DIMENSIONS VIA UN PC ET NON
 DE FAÇON MANUSCRITE**

Prix Public HT: 6,062.56 €
 Prix Public TTC: 6,396.00 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A L'UTILISATEUR

Informations complémentaires : modèle fauteuil actuel, poids Utilisateur, taille Utilisateur ...

--

<input checked="" type="checkbox"/> Modèle		<input checked="" type="checkbox"/> Option standard / information requise		<input type="checkbox"/> Options		<input type="checkbox"/> Donnée obligatoire		<input type="checkbox"/> information requise pour l'option	
MODELE						Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
<input checked="" type="checkbox"/>	ELAXZ010	ELITE ELITE				6,062.56	6,396.00	9166630	558.99
<input type="checkbox"/>	ELAXA062	Châssis standard (<i>diamètre tube d'assise 22 mm</i>) Standard Frame							
<input type="checkbox"/>	ELAXA063	Châssis standard avec rail d'assise 25mm Standard Frame with 25mm seatrail							
<input type="checkbox"/>	ELAXA280	Châssis renforcé (pour joueurs agressifs) (Roues Spinerger R10 requises) Heavy Duty Frame (Spinerger R10 wheels also required)							
	HT	672.00 €							
	TTC	708.96 €							
<input type="checkbox"/>	ELAXA145	Châssis rugby Rugby League Upgrade							
	HT	599.00 €							
	TTC	631.95 €							
	Poids max. Utilisateur 125 kg								
	Poids max. Utilisateur ELAXA280 châssis renforcé 158 kg								
<input type="checkbox"/>	Oui, je n'exède pas le poids maximum Utilisateur autorisé								
REMARQUE : TOUS LES FAUTEUILS ROULANTS RGK SONT FABRIQUÉS SUR MESURE AVEC UNE TOLÉRANCE DE FABRICATION DE +/- 5 MM.									
DESSIN TECHNIQUE - CAD									
<input type="checkbox"/>	XW009	DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - SANS dessin QUOTE ONLY (No CAD for approval)		<input type="checkbox"/>	XW010	COMMANDE + dessin pour approbation (valable pour 2 dessins max.) ORDER CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY)			
					HT	117.00 €			
					TTC	123.44 €			
<input type="checkbox"/>	XW012	DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - AVEC dessin (valable pour 2 dessins max) QUOTE / CAD drawing for approval							
	HT	309.00 €							
	TTC	326.00 €							
	NOTE : au-delà de 2 dessins modifiés chaque dessin supplémentaire sera facturé à hauteur de 59 € HT								
	NOTE : la signature du dessin vaut pour acceptation du tarif public en vigueur à date de signature								
	MODIFICATIONS DESSIN : toute demande de modification doit comporter le dessin ainsi qu'un email explicatif listant les changements souhaités								
DIMENSIONS DU CHASSIS									
<input checked="" type="checkbox"/>	XY010	Largeur d'assise: (intérieur protège-vêtements) Seat width (Inside to inside of sideguards)							
		<input type="text"/> mm	(Max - 500 mm)						
<input checked="" type="checkbox"/>	XY020	Profondeur d'assise (longueur toile d'assise): Seat length							
		<input type="text"/> mm	(Max - 500mm)						
<input type="checkbox"/>	XY030	Profondeur additionnelle sans toile: (OPTIONNEL: fournit un support supplémentaire pour les jambes et pour les mains, facilite les transferts) Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)							
		<input type="text"/> mm							
<input checked="" type="checkbox"/>	XY050	Hauteur d'assise avant Front frame height							
		<input type="text"/> mm	(Max - 630 mm) (Min - 360 mm)						
<input checked="" type="checkbox"/>	XY060	Hauteur d'assise arrière Rear frame height							
		<input type="text"/> mm	(Max - 630 mm) (Min - 360 mm)						
<input checked="" type="checkbox"/>	XY070	Longueur totale du châssis Frame length							
		<input type="text"/> mm	(Min XY020 + XY030 + 140 mm)						
<input type="checkbox"/>	XA020	Longueur assise ergonomique Ergonomic seat							
	HT	100.00 €							
	TTC	105.50 €							
		<input type="text"/> mm							


CHASSIS AVANT ET ASSISE

Options du châssis avant (sélectionner un seul type)

- XY080 Largeur tubes d'assise avant rétrécis
Seat taper design

i mm
 Mesure intérieure tubes

(Optionnel, pour fournir un maintien des jambes au niveau des genoux)




- XA130 Largeur tubes d'assise avant rétrécis en V
V-seat design

i mm
 Préciser la largeur

Note: espacement requis entre l'intérieur des roues, code XY470 (voir page 7)


NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED



Options châssis avant

- XY082 Position du départ du rétrécissement de l'assise
Seat taper position

i mm
 Préciser mesure
 (protège-vêtements toujours droits, le rétrécissement des tubes d'assise démarre ensuite. La mesure ne peut pas être inférieure à la longueur des protège-vêtements)



- XA131 Assise en V et rétrécissement de l'avant du châssis
V-seat and taper design


i mm
 Préciser mesure intérieure tubes à l'avant de l'assise en V (A)

i mm
 Préciser mesure intérieure tubes à l'avant de l'assise en V (B)

i mm


Note: espacement requis entre l'intérieur des roues, code XY470 (voir page 7)

NOTE: INSIDE TO INSIDE WHEEL (XY470) REQUIRED



- XA136 Avant de châssis parallèle
 HT 103.00 € (seulement sans assise rétrécie XY080)
 TTC 108.67 € **PARALLELE**

i mm
 Mesure largeur




- XA135 Avant de châssis asymétrique
Asymmetrical taper design

i mm
 Mesure largeur (A)

i mm
 Mesure du rétrécissement d'avant de châssis (B)

i Spécifiez le côté du retour du cadre

- Gauche Droit
Left Right



Options d'assise

- XR040 Plaque d'assise aluminium avec tubes de renfort d'assise (plaque rivetée au châssis)
Aluminum seat plate


i mm
 Préciser longueur de la plaque (Standard XY020 - 20 mm)

- XR050 Plaque d'assise carbone avec tubes de renfort d'assise (plaque rivetée au châssis)
Carbon fibre seat plate

i mm
 Préciser longueur de la plaque (Standard XY020 - 20 mm)

- XA260 Avant d'assise surbaissée
Drop seat design

i mm
 Préciser la baisse (Standard = 20 mm)





REPOSE-PIEDS



Repose-pieds fixe

- ELAXB080 Repose-pieds fixe (soudé au châssis)
Fixed position footrest

Hauteur et position

- Mesure du sol au haut du tube de l'avant du repose-pieds
Front footrest height
 mm
(min = 35 mm) 
- Mesure du sol au haut du tube de l'arrière du repose-pieds
Rear footrest height
 mm
(min = 35 mm) 
- Distance de l'arrière des fourches à l'avant du repose-pieds
 mm
Footrest position 

Dimensions palette (ND ABS)

- Largeur palette
Footrest width
 mm
(standard 200 mm) 
- Longueur palette
Footrest length
 mm
(standard 250 mm) 



Type de palette

- XB180 Palette aluminium **Aluminium footplate**
(hauteur de la palette 2,5 mm)
- XB190 Palette en fibre de carbone
Carbon fibre footplate
HT 270.00 €
TTC 284.85 €
- XB100 Palette ABS avec rebords
ABS moulded foot tray
HT 161.00 €
TTC 169.86 €
(le rebord moulé suit l'ensemble de la palette)
Préciser longueur palette ABS
 mm Maximum 380 mm
Standard 330 mm (si non renseigné)
- ELAXB140 Kit pour réglage en hauteur de la palette
HT 87.00 €
TTC 91.79 €
(25mm max.)
Spacer kit
- ELAXB145 Repose-pieds tubulaire offensif multi-position
HT 173.00 €
TTC 182.52 €
Multi position footrest tubes
(recommandé pour pouvoir changer la position des pieds plusieurs fois pendant le jeu) 


Repose-pieds réglable

- ELAXB130 Repose-pieds CLAMPE (plage de réglage max. 100mm)
HT 261.00 €
TTC 275.36 €
Clamp on adjustable position footrest
- ELAXB085 Repose-pieds réglable en angle et hauteur (plage de réglage max. 50mm)
HT 180.00 €
TTC 189.90 €
Adjustable position footrest

Hauteur et position

- Mesure du sol au haut du tube de l'avant du repose-pieds
Front footrest height
 mm
(min = 40 mm) 
- Mesure du sol au haut du tube de l'arrière du repose-pieds
Rear footrest height
 mm
(min = 40 mm) 
- Distance de l'arrière des fourches à l'avant du repose-pieds
 mm
(si non précisée, la distance est fixée à 20 mm) 

Dimensions palette (ND ABS)

- Largeur palette
Footrest width
 mm
(standard 200 mm) 
- Longueur palette
Footrest length
 mm
(standard 250 mm) 


Type de palette

- XB180 Palette aluminium (5 mm)
Aluminium footplate
- XB100 Palette ABS avec rebords
HT 161.00 €
TTC 169.86 €
ABS moulded foot tray
(le rebord moulé suit l'ensemble de la palette)
Préciser longueur palette ABS
 mm Maximum 380 mm
Standard 330 mm (si non renseigné)

Options plaque de repose-pieds

- XB240 Rebords surélevés aluminium (tarif par côté)
HT 105.00 €
TTC 110.78 €
Aluminium raised edges (Cost per Edge)
- Avant Arrière Gauche Droit
- Préciser hauteur
 mm Maximum 60 mm
- XB250 Rebords surélevés fibre de carbone (1 côté uniquement)
HT 356.00 €
TTC 375.58 €
Carbon Fibre raised edge (1 side only)
- Avant Arrière
- Préciser hauteur
 mm Maximum 45 mm

Largeur entre les roues avant

- XY330 Largeur entre roues avant
Castor pin width
 mm MAX 320 mm 
- Ou mesure optimisée

CENTRE DE GRAVITE, BARRE D'ATTAQUE ET ANTI-BASCULE

Centre de gravité


- ELAXY510 Centre de gravité FIXE
Fixed centre of gravity



Préciser la mesure


 mm

(Note : Mesure prise de l'avant du dossier au centre de l'axe)




- ELAXY515 Réglage centre de gravité dossier
(ND protège-vêtements soudés) (+/- 20 mm)
Backrest COG adjustment
- HT 204.00 €
TTC 215.22 €

Préciser la mesure

 mm


- ELAXY560 Centre de gravité RÉGLABLE
Adjustable centre of gravity
- HT 324.00 €
TTC 341.82 €

Préciser la mesure

 mm


Carrossage des roues arrière


- XY390 Angle de carrossage (en degré)
Camber angle




16 18 20 22

Barre d'attaque (au choix)


- ELAXA110 Barre d'attaque arrondie avec extrémités fixes
(le centre de gravité du fauteuil reste fixe)
Round design basketball wing



- ELAXA125 Barre d'attaque design en pointe
Arrow design basketball wing
- HT 217.00 €
TTC 228.94 €



- ELAXA120 Barre d'attaque arrondie avec côtés droits
Straight sided design basketball wing
- HT 217.00 €
TTC 228.94 €



XA120

Roulettes anti-bascule (au choix)

- ELAXJ040 Roulette anti-bascule sport soudée
Single fixed anti tip

- ELAXJ060 Deux roulettes anti-bascule sport
(avec tube de jonction)
Double fixed anti tip (With high mount joining bar)
- HT 306.00 €
TTC 322.83 €

Ecartement personnalisé entre les fourches


 mm

- Ou écartement optimisé
(maximal autorisé - std si non précisé)


PROTEGE-VETEMENTS

Type de protège-vêtements


- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ELAXE230 Protège-vêtements aluminium, soudés sport
<i>(ND avec réglage centre de gravité dossier ELAXY515)</i>
HT 457.00 €
TTC 482.14 € Welded aluminium sport | <input type="checkbox"/> XE030 Protège-vêtements aluminium vissés, noir brillant
HT 217.00 € Screw on aluminium
TTC 228.94 € |
| <input type="checkbox"/> ELAXE250 Protège-vêtements tubulaires aluminium
<i>(ND avec réglage centre de gravité dossier ELAXY515)</i>
HT 216.00 €
TTC 227.88 € Welded aluminium tubes only | <input type="checkbox"/> XE050 Protège-vêtements carbone vissés
<i>(non recommandé pour le basketball)</i>
HT 482.00 € Screw on carbon fibre
TTC 508.51 € (Not recommended for basketball use) |
| <input type="checkbox"/> XE310 Protège-vêtements réhaussés*
<i>(Uniquement avec option ELAXE230,</i>
HT 217.00 € High design upgrade
TTC 228.94 € |  |

* (recommandé pour assurer une forte stabilité pelvienne latérale en combinaison avec un dossier à profil bas)


Design protège-vêtement (au choix)



Design droit
Straight design



Design arrondi
Round design




Suivant le pneu
Follow tyre

Taille des protège-vêtements (au choix)


- Longueur protège-vêtements
Sideguard length

 mm



- Hauteur protège-vêtements (arrière)
Sideguard height (back)


 mm



- Hauteur protège-vêtements (avant)
Sideguard height (front)

mm

(facultatif pour taille max. joueurs)



- Suivant le design du pneu
Follow Tyre Design



- 25mm au-dessus du pneu
(la forme suit le profil de la roue)
25mm above tyre

- Hauteur personnalisée au-dessus du pneu

(la forme suit le profil de la roue)
Individual above tyre

mm

- Au niveau du pneu
(la forme suit le profil de la roue)
Level with tyre




DOSSIER

Hauteur de dossier (au choix)

- XY230 Dossier à hauteur **FIXE**
Fixed backrest height



mm




- XY245 Dossier à hauteur **REGLABLE** (+/-25mm)
Adjustable backrest height

HT 164.00 €
TTC 173.02 €



mm




Options ergonomiques - Inclinaison (au choix)

- XY360 Angle du dossier
(en degré)
Backrest angle

-5 -3 0 +3 +5

Angle personnalisé Degré


(angle maximal possible de -10° à +10°)



- XG100 Dossier ergonomique:
HT 100.00 € *(ND avec dossier réglable en haute*
TTC 105.50 € *ELAXY245)*
Ergonomic backrest


Hauteur de la partie verticale inférieure mm

Inclinaison de la partie verticale supérieure mm




- XG110 Dossier rétréci au-dessus des protège-vêtements
(ND avec dossier réglable en hauteur ELAXY245)
Inward taper
(not with ELAXY245)

mm



- XG120 Dossier évasé au-dessus des protège-vêtements
(ND avec dossier réglable en hauteur ELAXY245)
Outward flare
(not with ELAXY245)

mm



ROUES AVANT ET ROUES ARRIERE

Roues avant et fourches

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> XC160 Roues avant, noir (61mm)
<i>Sport 61mm castor</i> | <input type="checkbox"/> XC181 Roulements haute performance "Red Bones"
<i>Bones Reds bearings</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> XC200 Micro fourche
<i>Sport micro fork</i> | <input type="checkbox"/> XC182 Roues avant, roulements ultra-haute performance
<i>'Bones Swiss Ceramic' (Billes en céramique)</i>
HT 340.00 €
TTC 358.70 € <i>Bones Swiss Ceramic bearings</i> |

Diamètres Roues arrière

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XY420 24" | <input type="checkbox"/> XY430 25" | <input type="checkbox"/> XY440 26" | <input type="checkbox"/> XY450 700C |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

Ecartement roues / châssis


- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XY460 Ecartement du haut de la roue au châssis
<i>Rear wheel gap</i> | <input type="checkbox"/> XY470 Mesure intérieure roues arrière
<i>Inside to inside of wheel</i> |
|--|--|
- 15 20 25 30

(personnalisé) mm

NB: Ecartement standard si rien précisé: 25mm. Autres sous réserve de faisabilité technique

OU

NOTE : Mesure requise pour les cadres en V, options XA130 et XA131

mm
- 


Types de roues (au choix)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XK030 Roues Sport Equalizer High Performance (36 / 48 rayons)
<i>Equalizer 36/48 spoke</i> | <input type="checkbox"/> XK330 Spineray SLX R10 renforcée (moyeu rouge) (carrossage 18° uniquement)
<i>Spineray SLX R10 heavy duty 24 spoke (18 deg camber angle only)</i>
HT 1,890.00 €
TTC 1,993.95 € |
| <input type="checkbox"/> XK080 Spineray Sport Light Extreme (SLX) (24 rayons)
<i>Spineray SLX 24 spoke</i>
HT 1,023.00 €
TTC 1,079.27 € | <input type="checkbox"/> XK101 Spineray XSLX 24 rayons (+ bouchons)
<i>Spineray XSLX 24 spoke + caps</i>
HT 1,122.00 €
TTC 1,183.71 € |
- Options de couleur pour roues Spineray :**
- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rayons noirs
<i>Black spokes</i> | <input type="checkbox"/> Rayons blancs
<i>White spokes</i> | <input type="checkbox"/> Rayons jaunes
<i>Yellow spokes</i> | <input type="checkbox"/> XK180 Personnalisation coloris rayons
<i>Individual spoke design</i>
HT 194.00 €
TTC 204.67 € |
| <input type="checkbox"/> Rayons rouges
<i>Red spokes</i> | <input type="checkbox"/> Rayons bleus
<i>Blue spokes</i> | <input type="checkbox"/> Rayons roses
<i>Pink spokes</i> | Rayons intérieurs (inside) <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
<i>Inside:</i>
Rayons extérieurs (outside) <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
<i>Outside:</i> |
| <input type="checkbox"/> Rayons violets
<i>Purple spokes</i> | <input type="checkbox"/> Rayons oranges
<i>Orange spokes</i> | <input type="checkbox"/> Rayons verts
<i>Green spokes</i> | |
- Options anodisation pour roues Spineray :**
- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> XK190 Moyeu noir (Std)
<i>Black hub (Std)</i>
HT 106.00 €
TTC 111.83 € | <input type="checkbox"/> XK200 Moyeu argent
<i>Silver hub</i>
HT 106.00 €
TTC 111.83 € | <input type="checkbox"/> XK201 Moyeu/Jante rouge
<i>Red hub/rim</i>
HT 212.00 €
TTC 223.66 € | <input type="checkbox"/> XK205 Personnalisation moyeu et jante
<i>Individual hub/rim</i>
HT 278.00 €
TTC 293.29 € |
| <input type="checkbox"/> XK202 Moyeu/Jante violet
<i>Purple hub/rim</i>
HT 212.00 €
TTC 223.66 € | <input type="checkbox"/> XK203 Moyeu/Jante bleu
<i>Blue hub/rim</i>
HT 212.00 €
TTC 223.66 € | <input type="checkbox"/> XK204 Moyeu/Jante or
<i>Gold hub/rim</i>
HT 212.00 €
TTC 223.66 € | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |

Montage mains-courantes

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XY480 Montage étroit (Std si aucune option sélectionnée)
<i>Narrow set handrim</i> | <input type="checkbox"/> XY485 Montage large
<i>Wide set handrim</i> |
| <input type="checkbox"/> XL090 Découpe des pattes de fixation
<i>(Recommandée si la distance entre le châssis et la roue est de 20mm ou moins) (Montage étroit uniquement)</i>
<i>Remove excess mounting tabs</i>
HT 126.00 €
TTC 132.93 € | <input type="checkbox"/> XL080 Montage très étroit avec pattes de fixation courtes (uniquement pour MC Titane titane XL040 et inclus XL090)
<i>Super narrow set handrim (only with XL040 and includes XL090)</i>
HT 247.00 €
TTC 260.59 € |

Type de mains-courantes

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XL010 Aluminium anodisé (6 pattes de fixation)
<i>(Standard si aucune option sélectionnée)</i>
<i>Aluminium hard anodised 6 tab</i>
HT 126.00 €
TTC 132.93 € | <input type="checkbox"/> XL040 Titane (6 pattes de fixation)
<i>(ND avec roues XY450 700 C)</i>
<i>Titanium 6 tab</i>
HT 291.00 €
TTC 307.01 € |
| <input type="checkbox"/> XL070 Aluminium anodisé - 12 pattes de fixation
<i>(ND avec roues 24")</i>
<i>Aluminium hard anodised 12 tab</i>
HT 126.00 €
TTC 132.93 € | <input type="checkbox"/> XL050 Acier inoxydable (6 pattes de fixation)
<i>Stainless steel 6 tab</i>
HT 166.00 €
TTC 175.13 € |

Pneus

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> XM070 Kenda Kaliente (std si aucune option choisie)
<i>Kenda Kaliente</i>
<input type="checkbox"/> Rouge <i>Red</i> <input type="checkbox"/> Bleu <i>Blue</i> | <input type="checkbox"/> XM080 Tufo MS3 sport tubeless, bleu
<i>Tufo MS3 tubeless</i>
HT 126.00 €
TTC 132.93 € |
| <input type="checkbox"/> XM150 IRC Exeracer Pro, rouge
<i>IRC Exeracer Pro</i>
HT 126.00 €
TTC 132.93 € | <input type="checkbox"/> XM095 Kenda Wide, gris
<i>Kenda Wide</i>
HT 46.00 €
TTC 48.53 € |

Types de valves pour chambre à air

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> XY500 Valve Schraeder, type auto
 | <input type="checkbox"/> XY490 Valve Presta, type vélo
<i>(Standard si aucune option sélectionnée)</i>
 |
|--|--|

PEINTURES ET FINITIONS DE CHASSIS

Châssis & Composants rapportés au châssis

<input type="checkbox"/> XN010 Peinture poudre époxy (voir nuancier RGK) Powder coated frame	<input type="checkbox"/> XN150 Peinture poudre époxy (repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements) (Coloris châssis si code non précisé) Powder coated components (Frame colour if not specified)																																																																																																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Châssis</th> <th style="text-align: left;">Comp.</th> <th style="text-align: left;">Brillant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Black gloss 103</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>White gloss 100</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Grey gloss 132</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Cream gloss 135</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Red gloss 108</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Yellow gloss 120</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Forest green gloss 143</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Green gloss 107</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Dark blue gloss 151</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Royal Blue gloss 154</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Blue gloss 174</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Duckegg blue gloss 141</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Pink gloss 188</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Orange gloss 180</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Purple gloss 157</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ELAXN030</td><td>Châssis aluminium finition brossée Brushed frame (les composants rapportés au châssis seront de couleur noire sauf si option XN160 sélectionnée)</td></tr> <tr><td>HT</td><td>359.00 €</td><td></td></tr> <tr><td>TTC</td><td>378.75 €</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ELAXN050</td><td>Châssis aluminium finition polie Polished frame (les composants rapportés au châssis seront de couleur noire sauf si option XN170 sélectionnée)</td></tr> <tr><td>HT</td><td>976.00 €</td><td></td></tr> <tr><td>TTC</td><td>1,029.68 €</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Châssis	Comp.	Brillant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black gloss 103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White gloss 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey gloss 132	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cream gloss 135	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Red gloss 108	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yellow gloss 120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forest green gloss 143	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Green gloss 107	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dark blue gloss 151	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Royal Blue gloss 154	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blue gloss 174	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Duckegg blue gloss 141	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pink gloss 188	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Orange gloss 180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Purple gloss 157	<input type="checkbox"/>	ELAXN030	Châssis aluminium finition brossée Brushed frame (les composants rapportés au châssis seront de couleur noire sauf si option XN160 sélectionnée)	HT	359.00 €		TTC	378.75 €		<input type="checkbox"/>	ELAXN050	Châssis aluminium finition polie Polished frame (les composants rapportés au châssis seront de couleur noire sauf si option XN170 sélectionnée)	HT	976.00 €		TTC	1,029.68 €		<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Châssis</th> <th style="text-align: left;">Comp.</th> <th style="text-align: left;">Mat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Black matt 105</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>White matt 101</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Grey matt 131</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Light grey matt 133</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Navy blue matt 152</td></tr> </tbody> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Châssis</th> <th style="text-align: left;">Comp.</th> <th style="text-align: left;">Spécial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Chrome Mirror 300 (1)</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Sparkle silver 170</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Metallic black matt 104</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Metallic grey matt 130</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Black sandpaper 201 (1)</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Grey sandpaper 202 (1)</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>White sandpaper 200 (1)</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">'(1) Coloris non disponible pour les repose-pieds - Noir brillant de série</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>XN200</td><td>Coloris personnalisé</td></tr> <tr><td>HT</td><td>212.00 €</td><td>(préciser nom de la couleur/code RAL)</td></tr> <tr><td>TTC</td><td>223.66 €</td><td></td></tr> <tr><td>Châssis</td><td>Comp.</td><td></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/></td></tr> </tbody> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> XN160 Finition brossée (repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements) (non requis avec repose-pied et dossier fixes) Brushed components HT 120.00 € TTC 126.60 € </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> XN170 Finition polie (repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements) (non requis avec repose-pied et dossier fixes) Polished components HT 201.00 € TTC 212.06 € </td> </tr> </table>	Châssis	Comp.	Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black matt 105	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White matt 101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey matt 131	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Light grey matt 133	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navy blue matt 152	Châssis	Comp.	Spécial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chrome Mirror 300 (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sparkle silver 170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallic black matt 104	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallic grey matt 130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black sandpaper 201 (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey sandpaper 202 (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White sandpaper 200 (1)	'(1) Coloris non disponible pour les repose-pieds - Noir brillant de série			<input type="checkbox"/>	XN200	Coloris personnalisé	HT	212.00 €	(préciser nom de la couleur/code RAL)	TTC	223.66 €		Châssis	Comp.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> XN160 Finition brossée (repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements) (non requis avec repose-pied et dossier fixes) Brushed components HT 120.00 € TTC 126.60 €	<input type="checkbox"/> XN170 Finition polie (repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements) (non requis avec repose-pied et dossier fixes) Polished components HT 201.00 € TTC 212.06 €
Châssis	Comp.	Brillant																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black gloss 103																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White gloss 100																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey gloss 132																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cream gloss 135																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Red gloss 108																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Yellow gloss 120																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forest green gloss 143																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Green gloss 107																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dark blue gloss 151																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Royal Blue gloss 154																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Blue gloss 174																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Duckegg blue gloss 141																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pink gloss 188																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Orange gloss 180																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Purple gloss 157																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	ELAXN030	Châssis aluminium finition brossée Brushed frame (les composants rapportés au châssis seront de couleur noire sauf si option XN160 sélectionnée)																																																																																																																															
HT	359.00 €																																																																																																																																
TTC	378.75 €																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	ELAXN050	Châssis aluminium finition polie Polished frame (les composants rapportés au châssis seront de couleur noire sauf si option XN170 sélectionnée)																																																																																																																															
HT	976.00 €																																																																																																																																
TTC	1,029.68 €																																																																																																																																
Châssis	Comp.	Mat																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black matt 105																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White matt 101																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey matt 131																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Light grey matt 133																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Navy blue matt 152																																																																																																																															
Châssis	Comp.	Spécial																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chrome Mirror 300 (1)																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sparkle silver 170																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallic black matt 104																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallic grey matt 130																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Black sandpaper 201 (1)																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grey sandpaper 202 (1)																																																																																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	White sandpaper 200 (1)																																																																																																																															
'(1) Coloris non disponible pour les repose-pieds - Noir brillant de série																																																																																																																																	
<input type="checkbox"/>	XN200	Coloris personnalisé																																																																																																																															
HT	212.00 €	(préciser nom de la couleur/code RAL)																																																																																																																															
TTC	223.66 €																																																																																																																																
Châssis	Comp.																																																																																																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>																																																																																																																															
<input type="checkbox"/> XN160 Finition brossée (repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements) (non requis avec repose-pied et dossier fixes) Brushed components HT 120.00 € TTC 126.60 €	<input type="checkbox"/> XN170 Finition polie (repose-pieds, barre carrossage & protège-vêtements) (non requis avec repose-pied et dossier fixes) Polished components HT 201.00 € TTC 212.06 €																																																																																																																																

Couleurs de contraste (au choix)

A NOTER : La couleur de contraste s'applique pour : les bouchons de tête de fourches et fourches, décalcomanies. Le cas échéant : Coussin, sangle mollet, protection de châssis portant le logo RGK blanc

<input type="checkbox"/> Finition noire Black accent	<input type="checkbox"/> Finition argent Silver accent	<input type="checkbox"/> Finition violet Purple accent	<input type="checkbox"/> XN250 Couleur de contraste personnalisé HT 212.00 € TTC 223.66 € Individual accent
<input type="checkbox"/> Finition rouge Red accent	<input type="checkbox"/> Finition bleue Blue accent	Indiquer le code couleur RGK <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

TOILES

Toile d'assise

- XP040 Toile d'assise réglable en tension par sangles (Standard si aucune option sélectionnée)
Seat sling strap adjustable

Toile de dossier

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> XP055 Toile de dossier Airtech Sport (aérée et réglable en tension par sangles)
Airtech sport backrest strap adjustable | <input type="checkbox"/> XP070 Ailes de dossier: renforts en cuir (noir)
Backrest upgrade to leather corners
HT 149.00 €
TTC 157.20 € |
|---|---|

Options de couleur pour surpiqûre des toiles

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Argent
Silver | <input type="checkbox"/> Noir
Black | <input type="checkbox"/> Bleu
Blue | <input type="checkbox"/> Couleur personnalisée
Individual: <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Rouge
Red | <input type="checkbox"/> Orange
Orange | <input type="checkbox"/> Violet
Purple | |

Options de couleur pour logo RGK

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Blanc (Std)
White (Std) | <input type="checkbox"/> Vert
Green | <input type="checkbox"/> Bleu
Blue | <input type="checkbox"/> Couleur personnalisée
Individual: <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Rouge
Red | <input type="checkbox"/> Orange
Orange | <input type="checkbox"/> Violet
Purple | |

Options de couleur pour logo ELITE

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Blanc (Std)
White (Std) | <input type="checkbox"/> Vert
Green | <input type="checkbox"/> Bleu
Blue | <input type="checkbox"/> Couleur personnalisée
Individual: <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Rouge
Red | <input type="checkbox"/> Orange
Orange | <input type="checkbox"/> Violet
Purple | |

Accessoires de dossier

- XP170 Toile de dossier avec broderie personnalisée (fournir fichier Jpeg et position) Page 10
Individual backrest embroidery
HT 167.00 €
TTC 176.19 €

COUSSINS D'ASSISE

- XP080 Coussin mousse, sélectionner densité et épaisseur ci-dessous
HT 103.00 € **Cushion foam**
TTC 108.67 €
- En mousse - densité souple **Soft (CMS040)** En mousse - densité moyenne **Medium (CMS050)**
- Epaisseur 50 mm **50mm** Epaisseur 75 mm **75mm** Epaisseur 100 mm **100mm**
- XP340 Coussin mousse haute densité Plastazote
HT 98.00 € **Hard Plastazote cushion upgrade**
TTC 103.39 € (indiquer la hauteur maximale)
- 580 mm 630

Housse de coussin (Note : option XP080 obligatoire pour toutes les housses)

- XP085 Housse nylon, noir
HT 83.00 € **Nylon cushion cover**
TTC 87.57 €
- XP090 Housse toile aérée Air Lite, noir
HT 110.00 € **Air Lite cushion cover**
TTC 116.05 €
- XP380 Housse néoprène, noir
HT 110.00 € **Neoprene cushion cover**
TTC 116.05 €



SANGLES

Sangles Velcro

- XS050 Sangle double réglable par velcro 100mm - Sport Pro
HT 149.00 € **100mm Pro adjustable velcro strap**
TTC 157.20 €
- XS055 Sangle réglable par velcro 50mm - Sport Pro
HT 149.00 € **50mm Pro adjustable velcro strap**
TTC 157.20 €
- XS057 Sangle genou 50mm - Sport pro
(mesure d'un tube à l'autre au-dessus des genoux)
HT 149.00 € **50mm Pro knee strap**
TTC 157.20 €

Position sangles à Velcro

- Sangle 1 - Position
type/code
(Préciser le nom et le code de ceinture ci-dessus)





Longueur de la sangle


 mm

Distance à partir du tube de dossier

 mm

- Sangle 2 - Position
type/code
(Préciser le nom et le code de ceinture ci-dessus)



Longueur de la sangle


 mm

Distance à partir du tube de dossier

 mm

Sangles fermeture à click

- XS020 Ceinture fermeture click (Click strap)
(Rembourrage 280 x 50 mm)
HT 108.00 €
TTC 113.94 € **Sport ratchet strap (Click strap)**
- XS021 Sport ratchet strap, simple (pour stabiliser un seul membre)
HT 73.00 € **Sport ratchet strap (Single)**
TTC 77.02 €
- XS025 Sangle Pelvi Loc 2DA à click (pour genoux et cuisses)
HT 261.00 € **Pelvi Loc 2DA ratchet strap**
TTC 275.36 €

Choisir une taille :


 M: 200 mm
Medium 12"
 L: 250 mm
Large 14"

- XS030 Sangle Pelvi Loc 3DA à click (pour hanches)
HT 278.00 € **Pelvi Loc 3DA ratchet strap**
TTC 293.29 €
- Small: 8" (200mm) Medium: 9" (225mm)

Choisir une taille :



 Large: 10" (250mm)

 XL: 11" (275mm)

- XS035 Sangle M2 à click (pour genoux et cuisses)
HT 167.00 € **M2 ratchet strap**
TTC 176.19 €
- 8" (200mm) 10" (250mm) 12" (300mm)

- XS036 Sangle M2 à click, simple (pour pieds)
HT 167.00 € **M2 ratchet strap (Single)**
TTC 176.19 €
- 8" (200mm) 10" (250mm) 12" (300mm)

Position sangles à click

- Sangle 1
type/code
- Sangle 2
type/code
-  Distance à partir du tube de dossier mm
-  Distance à partir du tube de dossier mm


- XS040 Paire d'inserts soudés (1 paire / sangle)
HT 106.00 € **Fixed mounting points** x1 x2 x3
TTC 111.83 €
- XS045 Paire d'inserts clampés (1 paire / sangle)
HT 106.00 € **Clamped mounting points** x1 x2 x3
TTC 111.83 €

OPTIONS DE CHASSIS

- XR060 Passants de sangles mollets, soudés
HT 128.00 € (indiquer la position de montage dans les notes P10)
TTC 135.04 € **Calf strap mounting loops**



- XR065 Passants de sangle soudés aux tubes d'assise
HT 128.00 € (indiquer la position de montage dans les notes P10) **Strap location loops**
TTC 135.04 €



ACCESSOIRES

- XR030 Sac de transport pour 3 roues (3 compartiments)
HT 224.00 € **Triple wheel bag**
TTC 236.32 €
- XP130 Protections de châssis velcro Sport (suivent la longueur du cadre avant)
HT 113.00 € **Frame protectors full length**
TTC 119.22 €
- XA150 Protection plastique pour barre d'attaque
HT 83.00 € **Plastic tube fitted to offensive wing**
TTC 87.57 €
- XS070 Sangle de pieds
HT 110.00 € **Foot strap (select if required)**
TTC 116.05 €
- XS060 Sangle mollets
HT 110.00 € **Calf strap (select if required)**
TTC 116.05 €
- XP400 Protection barre de dossier
HT 110.00 € **Back bar protector**
TTC 116.05 €
- XR090 Kit outils
HT 110.00 € **Tool kit**
TTC 116.05 €

NOTES COMPLEMENTAIRES**Toile de dossier avec broderie personnalisée**

Veillez fournir le fichier au format .JPG et la position souhaitée de la broderie

**BARRE DE DOSSIER****AUTRES NOTES :**

FABRICATIONS SPECIALES* (veuillez préciser ci-dessous le(s) numéro(s) de page et les détails de la fabrication spéciale ou des fabrications spéciales

**OFF SPEC REQUEST
APPROVED (for internal
RGK office only)**

RGK Internal Sign-off

* Les demandes de fabrications spéciales nécessitent une étude de faisabilité qui peut augmenter le prix de la commande et le délai de fabrication. Toute demande de dimension, d'option ou de cadre ne figurant pas sur le bon de commande sera traitée comme une demande de fabrication spéciale.