

# S400 S425 - S700



OF\_S-Series\_FR\_042023

Bon de commande destiné aux Professionnels

PRODUIT
<b>Scooters 4 roues - S-Series</b> S400: modèle compact dominante intérieure/extérieure - 6 km/h S425: modèle dominante extérieure - 10 et 12 km/h S700: modèle dominante extérieure - 10 et 15 km/h Colonne de direction réglable en angle, accélérateur Wig-Wag, frein à disque Poids max Utilisateur - S400: 136 kg / S425: 150 kg / S700: 160 kg

CACHET REVENDEUR
Date de la commande :

- Standard   
  Sans supplément de prix   
  Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1 cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.



MODELES							Prix € HT	Prix € TTC
	Modèles	Vitesses	Moteurs	Coloris	Roues, pneus noirs	Batteries		
22200001	<input type="checkbox"/> S400	● 6 km/h	● 300 W 2 pôles	● Silver metallic	● 25 cm (10")	● 38 Ah x 2	2 432,23	2 566,00
22200002	<input type="checkbox"/> S425	● 10 km/h	● 500 W 4 pôles	● Urban grey metallic	● 30 cm (12")	● 55 Ah x 2	3 104,27	3 275,00
22200002	<input type="checkbox"/> S425	● 12 km/h	● 500 W 4 pôles	● Urban grey metallic	● 30 cm (12")	● 55 Ah x 2	3 105,83	3 272,00
22300007	<input type="checkbox"/> S700	● 10 km/h	● 800 W 4 pôles	● Black metallic	● 33 cm (13")	● 75 Ah x 2	4 507,11	4 755,00
22300007	<input type="checkbox"/> S700	● 15 km/h	● 800 W 4 pôles	● Urban grey metallic	● 33 cm (13")	● 75 Ah x 2	4 505,83	5 407,00
Taux de TVA 20% pour les modèles 12 & 15 km/h							+7,00 € HT d'Eco-Participation (tous modèles)	

CARACTERISTIQUES	
Tous modèles	● Dimensions du siège: S400: 46 x 46 cm S425 et S700: 49 cm x 49 cm
	● Siège pivotant et réglable en hauteur 45-50 cm (3 positions) ● Accoudoirs réglables en profondeur, largeur et en angle
	● Manchettes confort, réglables en profondeur ● Appui-tête
	● Pare-choc avant/arrière ● Ceinture à boucle type automobile
	● Accélérateur Wig-Wag ● Eclairage & signalisation LED avant/arrière
	● Frein à disque par câble ● Colonne de direction réglable en angle par vérin, poignée Delta
	● Roulettes anti-bascule ● Rétroviseurs droite/gauche coque finition carbone
	● Panier avant avec anse ● Chargeur 5 A (S400) - 8 A (S425 et S700)

ACCESSOIRES COMMUNS TOUS MODELES			Prix € HT	Prix € TTC
22219098	<input type="checkbox"/> Housse de stockage		138,39	146,00
22219097	<input type="checkbox"/> Housse de siège		52,13	55,00
22219099	<input type="checkbox"/> Couverture pour les jambes (imperméable)		138,39	146,00
22219100	<input type="checkbox"/> Couverture intégrale		182,94	193,00
22219094	<input type="checkbox"/> Porte-canne (fixé à l'arrière du dossier)		167,77	177,00
22219095	<input type="checkbox"/> Porte-canne (fixé à l'arrière sur châssis)		47,39	50,00
22219092	<input type="checkbox"/> Sac à dos pour dossier + pochette d'accoudoir		136,49	144,00
22219103	<input type="checkbox"/> Câble de charge pour batteries externes (batteries et chargeur non inclus)		93,84	99,00
22219106	<input type="checkbox"/> Suspension arrière Heavy Duty (plus ferme) pour S400 / S425		32,23	34,00
22219107	<input type="checkbox"/> Kit 4 roues pneu anti-crevaison et frein à disque pour S400		792,42	836,00
22219108	<input type="checkbox"/> Kit 4 roues pneu anti-crevaison et frein à disque pour S425		705,21	744,00
22219102	<input type="checkbox"/> Kit 4 roues pneu anti-crevaison et frein à disque pour S700		963,98	1 017,00

PRIX TOTAL
* PCH (Prestation de Compensation du Handicap), remboursement maximal pris en charge par la MDPH = 2500,00 € TTC ** TVA à 20% applicable sur les scooters (et accessoires le cas échéant) dont la vitesse maximale est supérieure à 10 km/h



## S400 / S425 / S700 - ACCESSOIRES



Housse de stockage  
réf. 22219098



Housse de siège  
réf. 22219097



Protection pour les jambes  
réf. 22219099



Protection intégrale  
réf. 22219100



Porte-canne, fixé à l'arrière  
du dossier - réf. 22219094



Porte-canne, fixé à l'arrière  
sur châssis - réf. 22219095



Sac à dos pour dossier et  
pochette d'accoudoir - réf. 22219092



Câble de charge pour batteries externes  
(batteries & chargeur non inclus)  
réf. 22219103



Suspension arrière heavy duty  
pour S400 / S425 - réf. 22219106