

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 130 kg

Poids du fauteuil à partir de : 14 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium
- + 1 anti-basculé intégrée avec dossier fixe
- + 2 anti-basculés intégrés avec dossier 30°
- + Accoudoirs ajustables, sur 3 positions, en hauteur mécaniquement
- + Repose-pieds escamotables avec palettes en composite, réglables en angle
- + Toile dossier et assise en nylon noir
- + Croisillon 3 branches dès larg. ass. 45,5cm
- + Poignées de poussée anti-bactérienne
- + Profondeur réglable sans outils



Start M2 Hemi

01

Modèle

480F74=4_AA04_C	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
DOSSIER FIXE				
<input type="checkbox"/> MD 01 Start M2 Hemi dossier fixe avec DMC et déport de fourche MG 83 DMC <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche MB 77 Déport de fourche <input type="checkbox"/> avec <input type="checkbox"/> sans	786,94€	830,22€	9161549 9362360	830,22€
<input type="checkbox"/> MD 01 Start M2 Hemi dossier fixe avec déport de fourche MB 77 MB 50	529,85€	558,99€	9161549	558,99€
Gouttière <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche (uniquement avec le dossier fixe)	113,17€	119,39€	9362302	119,39€
DOSSIER INCLINABLE				
<input type="checkbox"/> MD 10 Start M2 dossier inclinable 30° et rabattable sur l'assise avec barre stabilisatrice de dossier, DMC et déport de fourche MG 83 DMC <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche MB 77 Déport de fourche <input type="checkbox"/> avec <input type="checkbox"/> sans MD 58	829,27€	874,88€	9161555 9362360	874,88€
<input type="checkbox"/> MD 10 Start M2 dossier inclinable 30° et rabattable sur l'assise avec barre stabilisatrice de dossier et déport de fourche MB 77 MD 58 MB 50	572,18€	603,65€	9161555	603,65€

02 Assise

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

Largeur d'assise en cm	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,5 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,5 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50,5 <input type="checkbox"/> 53 (MA105) NC MG83 Croisillon 3 branches à partir 45,5cm	MA 105	PRIX PUB. HT 14,22€	PRIX PUB. TTC 15,00€
Prof. d'assise en cm	<input type="checkbox"/> 43 ajustement 40,5cm et 45,5cm sans outils <input type="checkbox"/> 48 ajustement 48cm et 50,5cm sans outils			
Hauteur de dossier en cm	<input type="checkbox"/> 42,5			

Combinaison roues AV / AR	Hauteur assise avant = hauteur assise arrière											
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
5" caoutchouc / 22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
5,5" souple / 24"						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6" PU / 24"						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7" caoutchouc / 24"							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8" PU larges / 24"									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Roues


<input type="checkbox"/> MF 03	Roues 5" caoutchouc	PRIX PUBLIC HT 39,81€	PRIX PUBLIC TTC 42,00€
<input type="checkbox"/> MF 04	Roues 5,5" souple	○	○
<input type="checkbox"/> MF 06	Roues 6" PU - avec DMC, la hauteur assise avant minimum est de 47cm	◇	◇
<input type="checkbox"/> MF 08	Roues 7" caoutchouc	○	○
<input type="checkbox"/> MF 13	Roues 8" PU larges	○	○

Coussins d'assise

<input type="checkbox"/> MC 01	Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)	CODE LPP 9362377	MONTANT LPP 34,90€	PRIX PUBLIC HT 74,88€	PRIX PUBLIC TTC 79,00€
--------------------------------	---	---------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

03 Dossier

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

<input type="checkbox"/> MD 04	Standard	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT ◇	PRIX PUBLIC TTC ◇
<input type="checkbox"/> MD 19	Réglable en tension, 5 bandes 	9362377	34,90€	87,20€	92,00€
<input type="checkbox"/> MD 58	Barre stabilisatrice de dossier - inclus avec MD10			90,05€	95,00€
<input type="checkbox"/> MD 23	Appui thoracique latéral droit			130,81€	138,00€
<input type="checkbox"/> MD 24	Appui thoracique latéral gauche			130,81€	138,00€



04 Protège-vêtements / Accoudoirs

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

<input type="checkbox"/> ME 60	Tablette thérapeutique	PRIX PUBLIC HT 161,14€	PRIX PUBLIC TTC 170,00€
--------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> ME 01	Accoudoirs relevables avec manchette de 300mm. Hauteur mini = 22cm - Hauteur maxi = 24cm	0	0
<input type="checkbox"/> ME 05	Accoudoirs réglables en hauteur, sans outils, relevables avec manchette de 300mm. Hauteur mini = 25cm - Hauteur maxi = 33cm	95,73€	101,00€

Gouttières Hemi

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	9362302	119,39€	113,17€	119,39€
<input type="checkbox"/> ME 61			0	0
<input type="checkbox"/> ME 62			0	0
<input type="checkbox"/> ME 70			0	0
<input type="checkbox"/> ME 71			0	0
<input type="checkbox"/> ME 72			0	0
<input type="checkbox"/> ME 73			0	0
<input type="checkbox"/> ME 74			0	0
<input type="checkbox"/> ME 75			0	0
<input type="checkbox"/> ME 76			0	0
<input type="checkbox"/> ME 77			0	0
<input type="checkbox"/> ME 78			0	0
<input type="checkbox"/> ME 79			0	0
<input type="checkbox"/> ME 80			0	0
<input type="checkbox"/> ME 81			0	0



05

Repose-pieds / Repose-jambes

◇ : configuration standard
 ○ : options sans supplément de prix

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/> MB 10			◇	◇
<input type="checkbox"/> MB 25	2x 9362331	2x 105,76€	246,45€	260,00€
<input type="checkbox"/> MB 22			271,09€	286,00€
<input type="checkbox"/> MB 21			271,09€	286,00€
<input type="checkbox"/> MB 72			62,56€	66,00€



Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm: 35 (réglage possible de 35 à 38cm) 42 (réglage possible de 39 à 49cm)
 Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

06 Roues motrices

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	MG 35 Pneus 1 3/8" bandages	◊	◊
<input type="checkbox"/>	MG 30 Pneus 1 3/8" pneu gonflable	90,05€	95,00€
<input type="checkbox"/>	MG 86 Déport de roue arrière	70,14€	74,00€
<input type="checkbox"/>	MG 90 Flasques transparentes	200,95€	212,00€
<input type="checkbox"/>	MG 05 Main courante standard	O	O

07 Freins

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	MH 01 Freins à levier standard	O	O
<input type="checkbox"/>	MH 08 Freins à commande unilatérale à droite	150,71€	159,00€
<input type="checkbox"/>	MH 09 Freins à commande unilatérale à gauche	150,71€	159,00€
<input type="checkbox"/>	MH 10 Rallonge de leviers de freins , emboîtables - Compatible uniquement avec MH01	39,81€	42,00€

08 Accessoires de châssis

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	MA 103 Anti-bascule escamotable, individuelle - de série avec dossier fixe			◊	◊
<input type="checkbox"/>	MA 104 Anti-bascule escamotable, la paire - de série avec dossier inclinable			O	O
<input type="checkbox"/>	MA 57 Porte-canne droit			35,07€	37,00€
<input type="checkbox"/>	MA 58 Porte-canne gauche			35,07€	37,00€
<input type="checkbox"/>	MZ 50 Ceinture de sécurité avec boucle plastique			54,98€	58,00€
<input type="checkbox"/>	Appui-tête 476D52=SK065/ 476D52=SK015: kit de montage clinique noir 476L52=SK025: tige d'appui-tête polyaxial, noire 430H1=1-7: appui-tête soft	9362294	63,41€	200,95€	212,00€

09 Coloris de châssis

◊ : configuration standard
O : options sans supplément de prix


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
<input type="checkbox"/>	016 Gris clair métallique	O	O
<input type="checkbox"/>	002 Anthracite métallique	O	O

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

ENVOYER



MD 19 Toile de dossier réglable en tension, 5 bandes



ME 61/62 Rotateur élévateur réversible



ME 70/71 Gouttière d'une pièce, longueur 46cm



ME 72/73 Coudière longueur 20,5cm



ME 72/73 Coudière longueur 29cm



ME 72/73 Coudière longueur 35,5cm



ME 74/75 Appui-main plat



ME 76/77 Appui-main courbe



ME 78/79 Appui-main à corne courbe



ME 80/81 Appui-main à corne



MB 22 Repose-moignon