

# Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1

Fauteuil électrique à roues arrière motrices d'intérieur et d'extérieur



### Descriptif :

- Électronique LiNX de série, programmable et évolutive
- Poids du fauteuil : à partir de 175 kg
- Poids max utilisateur : 150 kg
- Garantie 2 ans, hors batterie et pièces d'usure



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases     Configuration standard     Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
ATB0015	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm®4 Assise AA1 - Code LPPR 9125967		8 234,12	8 687,00	3 487,95
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ATB0018	<input type="checkbox"/> Invacare® Storm®4X-plore AA1 - Code LPPR 9125967	NC : 1030	9 520,38	10 044,00	3 487,95
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ASSISE MODULITE MODULABLE					
Type d'assise					
ATB2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		◆	◆	
ATB2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		○	○	
<b>Largeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>					
	330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705			
ATB2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ATB2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ATB2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ATB2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC : dossiers MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	
<b>Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>					
ATB2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
ATB2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆	
ATB2136	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 2143	○	○	



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Coussin d'assise</b>						
ATB2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Lite</b> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <b>Contour</b> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)		◆	◆	
ATB2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco</b> <sup>NG</sup> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ATB2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	340,28	359,00	
ATB2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Vi</b> (Housse micro aérée)	NC : 2155	340,28	359,00	
<b>Cannes de dossier</b>						
ATB2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ATB2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
ATB2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ATB2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245	○	○	
<b>Type de dossier</b>						
ATB2171	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>réglable en tension</b> , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247	◆	◆	
ATB2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <b>Flex 3</b> livré avec coussin de dossier <b>Lateral</b> , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	196,21	207,00	
ATB2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide <b>Flex 3</b> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier <b>Laguna</b>	NC : 2128	164,93	174,00	
ATB2174	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 400 mm		830,33	876,00	
ATB2175	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 500 mm		830,33	876,00	
ATB2176	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite</b> , hauteur 500 mm		830,33	876,00	
ATB2177	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite TR</b> , hauteur 500 mm		830,33	876,00	
ATB2178	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep</b> , hauteur 500 mm		830,33	876,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx</b> !</i>						
<b>Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)</b>						
ATB2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ATB2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ATB2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		○	○	
<b>Accoudoirs</b>						
ATB2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ATB2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 mm à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	
ATB2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	247,39	261,00	
ATB2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○	
ATB2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445	○	○	
ATB2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
ATB2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
<b>Manchettes</b>						
ATB2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ATB2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		78,67	83,00	
ATB2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
<b>Gouttières hémiplégiques</b>						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		



2143



2147

2144

DOSSIER  
RABBATABLE

2171



2173



2191



2198

Gouttière  
hémiplégiqueGouttière  
concave

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
<b>Cale-cuisses</b>						
ATB2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
<b>Hauteur des supports de cale-cuisse</b>						
ATB2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ATB2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
<b>Appuis-têtes et autres accessoires</b>						
ATB1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		43,60	46,00	
ATB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur		237,91	251,00	
ATB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		314,69	332,00	
ATB2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante		383,89	405,00	
ATB2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00	
ATB1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	336,49	355,00	
<b>AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg)</b>						
<b>Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise)</b>						
ATB1023	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 450 mm		◆	◆	
ATB1025	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 480 mm		○	○	
ATB1030	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg)	NC : Version X-plore, 2201	2 381,99	2 513,00	
ATB1040	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour <i>Storm®4</i> et <i>Storm®4 X-plore</i> )	NC : 2201	2 381,99	2 513,00	
<b>Inclinaison d'assise</b>						
ATB1002	<input type="checkbox"/>	Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9°		◆	◆	
ATB1014	<input type="checkbox"/>	Inclinaison électrique de 0° à 25°	NC : 2201	787,68	831,00	
<b>Inclinaison de dossier pour assises Modulite</b>						
ATB0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° - <b>DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS</b>		◆	◆	
ATB0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° - <b>DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS</b>		708,06	747,00	
<b>REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS</b>						
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle</b>						
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel <i>LNX</i> (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique <i>LNX</i> avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
<b>Potences repose-pieds</b>						
ATB0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables int/ext		◆	◆	
ATB0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°	NC : 0512	271,09	286,00	
ATB0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00	
<b>Palettes (la paire)</b>						
ATB0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○	
ATB0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆	
ATB0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		247,39	261,00	



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ATB2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> : REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	-984,83	-1 039,00	
ATB2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	-984,83	-1 039,00	
ATB2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	◆	◆	
ATB2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - <b>NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE</b> (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	576,30	608,00	
<b>Option REM400</b>						
ATB2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
<b>Fixation de la commande principale (REM211/216/400)</b>						
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ATB1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1404	◆	◆	
ATB1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1405	○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	685,31	723,00	
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	33,85	35,71	35,71
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	33,85	35,71	35,71
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Montage de l'écran de contrôle <i>LiNX</i> REM500</b>						
ATB2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆	
ATB2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	685,31	723,00	
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Double commande <i>LiNX</i> (Utilisateur + tierce-personne)</b>						
ATB2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <i>LiNX</i> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ATB2219	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>Compact <i>LiNX</i></b> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
ATB2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 563,98	1 650,00	714,26
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆	
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact		○	○	
ATB1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive <i>LiNX</i>		◆	◆	
ATB1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive <i>LiNX</i>		○	○	




REM110 REM211



REM216 REM400



2270



2209  
2210



REM500



2219  
2245

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
<b>Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
ATB2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LINX</i> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 192,42	1 258,00	
ATB2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LINX</i> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 312,80	1 385,00	
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM</b>						
ATB2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2230
ATB2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2247
<b>Commande Mini Joystick proportionnel</b>						
ATB2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur est désactivé)	NC : 2240	3 366,82	3 552,00	 2233
ATB2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ATB2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ATB2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ATB2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Options complémentaires LINX</b>						
ATB2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
ATB2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ATB2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 1287	○	○	
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 1286	○	○	
ATB2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ATB2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	 2253
<b>Accessoires LINX</b>						
ATB2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	236,02	249,00	
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
<b>Autres accessoires et contacteurs</b>							
ATB2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○		
ATZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis			
<b>Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)</b>							
ATB1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00		
ATB1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00		
ATB1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00		
ATB1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00		
<b>Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)</b>							
ATB2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00		
<b>Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)</b>							
ATB1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00		
ATB1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00		
ATB1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00		
ATB1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00		
ATB1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00		
ATB1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00		
<b>Joysticks Bodypoint - livrés non montés</b>							
ATB2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	97,00		
ATB2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	97,00		
ATB2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	97,00		
ATB2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	97,00		
<b>BASE MOTRICE OPTIONS</b>							
<b>Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus)</b>							
ATB0202	<input type="checkbox"/>	Gris et Bleu transparent		○	○		
ATB0228	<input type="checkbox"/>	Gris et Noir Shiny		○	○		
ATB0220	<input type="checkbox"/>	Gris et Tendance Champagne		○	○		
ATB0204	<input type="checkbox"/>	Gris et Rouge cerise transparent		217,06	229,00		
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur)		764,93	807,00		
<b>Roues avant</b>							
ATB0851	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris		◆	◆		
ATB0853	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaison gris		130,81	138,00		
ATB0855	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris	Disponible mi-juin	150,71	159,00		
<b>Roues arrière</b>							
ATB0771	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆		
ATB0773	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Pneu anti-crevaison gris à crampons		130,81	138,00		
ATB0750	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Bandage plein gris à crampons		238,86	252,00		
<b>PERFORMANCES</b>							
<b>Moteurs</b>							
ATB1277	<input type="checkbox"/>	Moteurs SSD 6 km/h		○	○		
ATB1285	<input type="checkbox"/>	Moteurs SSD 10 km/h		◆	◆		
ATB1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○		
<b>Batteries &amp; Chargeur</b>							
ATB1364	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah		◆	◆		
ATB1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
ATB1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		◆	◆		
<b>SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore)</b>							
ATB1240	<input type="checkbox"/>	Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert		○	○		
ATB1241	<input type="checkbox"/>	Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose		◆	◆		
ATB1242	<input type="checkbox"/>	Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu		○	○		



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
<b>SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4)</b>							
ATB1233	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière <i>Hitec</i>		◆	◆		
ATB1238	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant jusqu'à 100 kg		◆	◆		
ATB1239	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant au dessus de 100 kg		○	○		
<b>GYROSCOPE</b>							
<b>G-Trac</b>							
ATB1215	<input type="checkbox"/>	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 035,07	1 092,00		
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>							
Pensez aux accessoires de positionnement <i>Bodypoint</i> : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 							
<b>OPTIONS</b>							
<b>Eclairage</b>							
ATB1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)		650,24	686,00		
ATB1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	1437	
<b>Roulettes anti-bascule</b>							
ATB1205	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule standard		◆	◆		
ATB1204	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute)		144,08	152,00		
<b>Monte-trottoir</b>							
ATB1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 1450	291,00	307,00	1244	
<b>Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse]</b>							
Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk							
ATB1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil <i>Dahl</i> . La station d'accueil <i>Dahl</i> permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○	 	
<b>Accroche-taxi</b>							
ATB1493	<input type="checkbox"/>	2 fixations avant intérieures (réversibles en latéral + 20 mm HT) et 2 fixations arrière		◆	◆		
ATB1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 2128	○	○		
<b>Ceintures de maintien</b>							
ATB1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	NC : Bodypoint	◆	◆	 1329	
ATB2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Bodypoint	19,91	21,00		
ATB1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		271,09	286,00		
<b>Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)</b>							
ATB2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00		
ATB2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	2701, 2702	
ATB2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00		
ATB2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	2703, 2704	
ATB2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00		
ATB2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <i>Bodypoint</i> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	2705, 2706	
<b>Rétroviseur</b>							
ATB1415	<input type="checkbox"/>	Droit		70,14	74,00		
ATB1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		70,14	74,00		

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros																																		
				Prix Public		LPPR*																																
				HT	TTC																																	
<b>Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)</b>																																						
ATB2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	 2128																																
<b>Porte-canne</b>																																						
ATB1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		68,25	72,00																																	
ATB1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		68,25	72,00																																	
<b>Garde-boue (la paire)</b>																																						
ATB1416	<input type="checkbox"/>	Sur roues avant		88,15	93,00	1416 1417																																
ATB1417	<input type="checkbox"/>	Sur roues arrière		220,85	233,00																																	
<b>Tablette escamotable</b>																																						
ATB1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		503,32	531,00																																	
ATB1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		503,32	531,00																																	
<b>Trousse à outils</b>																																						
ATB1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		29,38	31,00																																	
SP1522428	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés <b>Storm®4</b> pour bras avant - coloris Bleu (la paire)		40,76	43,00																																	
SP1523651	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés <b>Storm®4</b> pour bras avant - coloris Noir (la paire)		40,76	43,00																																	
SP1529145	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés <b>Storm®4</b> pour bras avant - coloris Champagne (la paire)		40,76	43,00																																	
SP1529393	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés <b>Storm®4</b> pour bras avant - coloris Rouge (la paire)		40,76	43,00																																	
SP1529395	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés <b>Storm®4</b> pour bras avant - coloris Blanc (la paire)		40,76	43,00																																	
SP1529397	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés <b>Storm®4</b> pour bras avant - coloris Vert (la paire)		40,76	43,00																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Invacare® Storm 4 &amp; X-plore AA1</th> <th colspan="3">Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)</th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">Assise</th> <th rowspan="2">Assise Standard ATB2110</th> <th rowspan="2">Assise modulable rigide ATB2111</th> <th rowspan="2">Assise modulable souple ATB2112</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Type d'assise (fixe ou avec lift)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm</td> <td>450 mm</td> <td>450 mm</td> <td>480 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm</td> <td>480 mm</td> <td>480 mm</td> <td>510 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm</td> <td>400 à 650 mm</td> <td>400 à 650 mm</td> <td>430 à 680 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm</td> <td>440 à 690 mm</td> <td>440 à 690 mm</td> <td>470 à 720 mm</td> </tr> </tbody> </table>						Invacare® Storm 4 & X-plore AA1		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)			Assise		Assise Standard ATB2110	Assise modulable rigide ATB2111	Assise modulable souple ATB2112	Type d'assise (fixe ou avec lift)			ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm	ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm	ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm	ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm
Invacare® Storm 4 & X-plore AA1		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)																																				
Assise		Assise Standard ATB2110	Assise modulable rigide ATB2111	Assise modulable souple ATB2112																																		
					Type d'assise (fixe ou avec lift)																																	
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm																																		
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm																																		
ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm																																		
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm																																		
<b>Rampes en accessoire</b>																																						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530																																
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128																																
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129																																
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130																																