

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

LINX™



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1

Fauteuil électrique à roues arrière motrices d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :

- Électronique LINX de série, programmable et évolutive
- Poids du fauteuil : à partir de 175 kg
- Poids max utilisateur : 150 kg
- Garantie 2 ans, hors batterie et pièces d'usure



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **6 975,90 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
ATB0015	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm®4 Assise AA1 - Code LPPR 9125967		8 234,12	8 687,00	3 487,95
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ATB0018	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm®4X-plore AA1 - Code LPPR 9125967	NC : 1030	9 520,38	10 044,00	3 487,95
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		

ASSISE MODULITE MODULABLE

Type d'assise

ATB2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆		 2111
ATB2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		○	○		 2112

Largeur d'assise (Préréglage d'usine)

		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705			
ATB2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705	○	○	
ATB2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ATB2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
ATB2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	

Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)

ATB2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
ATB2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
ATB2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143	○	○	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Coussin d'assise							
ATB2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg)		◆	◆		 2143
ATB2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00	
ATB2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	340,28	359,00		 2147
ATB2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)	NC : 2155	340,28	359,00		 2144
Cannes de dossier							
ATB2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○		
ATB2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○		
Poignées à pousser							
ATB2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆		
ATB2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245	○	○		DOSSIER RABATTABLE
Type de dossier							
ATB2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247	◆	◆		
ATB2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	196,21	207,00		
ATB2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	164,93	174,00		
ATB2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm		830,33	876,00		
ATB2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm		830,33	876,00		
ATB2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm		830,33	876,00		
ATB2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm		830,33	876,00		
ATB2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm		830,33	876,00		
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>							
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)							
ATB2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆		
ATB2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○		
ATB2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		○	○		
Accoudoirs							
ATB2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆		 2191
ATB2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 mm à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00		 2198
ATB2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	247,39	261,00		
ATB2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○		
ATB2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445	○	○		
ATB2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	302,37	319,00		
ATB2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	302,37	319,00		
Manchettes							
ATB2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆		
ATB2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		78,67	83,00		 Gouttière hémiplégique
ATB2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00		 Gouttière concave
Gouttières hémiplégiques							
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis			
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave héli avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis			

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
OPTIONS D'ASSISE						
Cale-cuisses						
ATB2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ATB2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	 1432
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ATB2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ATB2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	 1427
Appuis-têtes et autres accessoires						
ATB1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		43,60	46,00	
ATB1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur		237,91	251,00	 2323, 2324, 2322
ATB1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		314,69	332,00	 2325, 2326
ATB2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		383,89	405,00	 2327
ATB2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		427,49	451,00	
ATB1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	336,49	355,00	 1445
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg)						
Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise)						
ATB1023	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 450 mm		◆	◆	
ATB1025	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 480 mm		○	○	
ATB1030	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg)	NC : Version X-plore, 2201	2 381,99	2 513,00	
ATB1040	<input type="checkbox"/>	Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour Storm®4 et Storm®4 X-plore)	NC : 2201	2 381,99	2 513,00	
Inclinaison d'assise						
ATB1002	<input type="checkbox"/>	Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9°		◆	◆	
ATB1014	<input type="checkbox"/>	Inclinaison électrique de 0° à 25°	NC : 2201	787,68	831,00	
Inclinaison de dossier pour assises Modulite						
ATB0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
ATB0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		708,06	747,00	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences repose-pieds						
ATB0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables int/ext		◆	◆	
ATB0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°	NC : 0512	271,09	286,00	
ATB0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201	1 507,11	1 590,00	
Palettes (la paire)						
ATB0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○	
ATB0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆	
ATB0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		247,39	261,00	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ATB2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	-984,83	-1 039,00	
ATB2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2270	-984,83	-1 039,00	
ATB2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 - Écran couleur tactile et bluetooth : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	◆	◆	
ATB2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	576,30	608,00	
Option REM400						
ATB2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ATB1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1404	◆	◆	
ATB1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1405	○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	685,31	723,00	
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 2128	33,85	35,71	35,71
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286, 2128	33,85	35,71	35,71
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ATB2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆	
ATB2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	685,31	723,00	
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
ATB2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
ATB2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
ATB2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 563,98	1 650,00	714,26
ATB1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆	
ATB1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact		○	○	
ATB1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		◆	◆	
ATB1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX		○	○	



REM110 REM211



REM216 REM400



2270



2209
2210



REM500
Bluetooth





2219
2245

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ATB2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 192,42	1 258,00	
ATB2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 312,80	1 385,00	
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ATB2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2230
ATB2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	 2247
Commande Mini Joystick proportionnel						
ATB2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur est désactivé)	NC : 2240	3 366,82	3 552,00	 2233
ATB2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ATB2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ATB2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ATB2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ATB2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ATB2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
ATB2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
ATB2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ATB2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ATB2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 1287	○	○	
ATB2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 1286	○	○	
ATB2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ATB2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
Accessoires LINX						
ATB2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	236,02	249,00	 2253
ATB2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
ATB2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Autres accessoires et contacteurs						
ATB2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ATZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ATB1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
ATB1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
ATB1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00	
ATB1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)						
ATB2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ATB1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
ATB1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
ATB1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
ATB1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
ATB1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
ATB1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ATB2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	97,00	
ATB2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	97,00	
ATB2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	97,00	
ATB2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	97,00	
BASE MOTRICE OPTIONS						
Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus)						
ATB0202	<input type="checkbox"/>	Gris et Bleu transparent		○	○	
ATB0228	<input type="checkbox"/>	Gris et Noir Shiny		○	○	
ATB0220	<input type="checkbox"/>	Gris et Tendance Champagne		○	○	
ATB0204	<input type="checkbox"/>	Gris et Rouge cerise transparent		217,06	229,00	
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur)		764,93	807,00	
Roues avant						
ATB0851	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris		◆	◆	
ATB0853	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaisson gris		130,81	138,00	
ATB0855	<input type="checkbox"/>	3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris	Disponible mi-juin	150,71	159,00	
Roues arrière						
ATB0771	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Pneumatique gris à crampons		◆	◆	
ATB0773	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Pneu anti-crevaisson gris à crampons		130,81	138,00	
ATB0750	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14" Bandage plein gris à crampons		238,86	252,00	
PERFORMANCES						
Moteurs						
ATB1285	<input type="checkbox"/>	Moteurs SSD 10 km/h		◆	◆	
ATB1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	
Batteries & Chargeur						
ATB1364	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
ATB1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
ATB1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		◆	◆	
SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore)						
ATB1240	<input type="checkbox"/>	Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert		○	○	
ATB1241	<input type="checkbox"/>	Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose		◆	◆	
ATB1242	<input type="checkbox"/>	Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu		○	○	



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4)					
ATB1233	<input type="checkbox"/>	Suspensions arrière Hitec	◆	◆	
ATB1238	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant jusqu'à 100 kg	◆	◆	
ATB1239	<input type="checkbox"/>	Suspensions avant au dessus de 100 kg	○	○	
GYROSCOPE					
G-Trac					
ATB1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)	1 035,07	1 092,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT					
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 					
OPTIONS					
Eclairage					
ATB1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	650,24	686,00	
ATB1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage	◆	◆	1437
Roulettes anti-bascule					
ATB1205	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule standard	◆	◆	
ATB1204	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute)	144,08	152,00	
Monte-trottoir					
ATB1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir NC : 1450	291,00	307,00	1244
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk					
ATB1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.	○	○	
Accroche-taxi					
ATB1493	<input type="checkbox"/>	2 fixations avant intérieures (réversibles en latéral + 20 mm HT) et 2 fixations arrière	◆	◆	
ATB1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire NC : 2128	○	○	
Ceintures de maintien					
ATB1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile NC : Bodypoint	◆	◆	 1329
ATB2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise NC : Bodypoint	19,91	21,00	
ATB1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H	271,09	286,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)					
ATB2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	156,40	165,00	
ATB2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	156,40	165,00	2701, 2702
ATB2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	133,65	141,00	
ATB2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	133,65	141,00	2703, 2704
ATB2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	116,59	123,00	
ATB2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	116,59	123,00	2705, 2706
Rétroviseur					
ATB1415	<input type="checkbox"/>	Droit	70,14	74,00	
ATB1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	70,14	74,00	

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA1				Euros																																									
				Prix Public		LPPR*																																							
				HT	TTC																																								
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)																																													
ATB2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	150,71	159,00		 2128																																							
Porte-canne																																													
ATB1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	68,25	72,00																																									
ATB1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	68,25	72,00																																									
Garde-boue (la paire)																																													
ATB1416	<input type="checkbox"/>	Sur roues avant	88,15	93,00		1416 1417																																							
ATB1417	<input type="checkbox"/>	Sur roues arrière	220,85	233,00																																									
Tablette escamotable																																													
ATB1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	503,32	531,00																																									
ATB1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	503,32	531,00																																									
Trousse à outils																																													
ATB1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils	29,38	31,00																																									
SP1522428	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Bleu (la paire)	40,76	43,00																																									
SP1523651	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Noir (la paire)	40,76	43,00																																									
SP1529145	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Champagne (la paire)	40,76	43,00																																									
SP1529393	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Rouge (la paire)	40,76	43,00																																									
SP1529395	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Blanc (la paire)	40,76	43,00																																									
SP1529397	<input type="checkbox"/>	Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Vert (la paire)	40,76	43,00																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Invacare® Storm 4 & X-plore AA1</th> <th colspan="3">Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">Assise</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Assise Standard</th> <th>Assise modulable rigide</th> <th>Assise modulable souple</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Type d'assise (fixe ou avec lift)</th> <th>ATB2110</th> <th>ATB2111</th> <th>ATB2112</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm</td> <td>450 mm</td> <td>450 mm</td> <td>480 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm</td> <td>480 mm</td> <td>480 mm</td> <td>510 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm</td> <td>400 à 650 mm</td> <td>400 à 650 mm</td> <td>430 à 680 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm</td> <td>440 à 690 mm</td> <td>440 à 690 mm</td> <td>470 à 720 mm</td> </tr> </tbody> </table>						Invacare® Storm 4 & X-plore AA1		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)					Assise					Assise Standard	Assise modulable rigide	Assise modulable souple	Type d'assise (fixe ou avec lift)		ATB2110	ATB2111	ATB2112	ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm	ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm	ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm	ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm
Invacare® Storm 4 & X-plore AA1		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)																																											
		Assise																																											
		Assise Standard	Assise modulable rigide	Assise modulable souple																																									
Type d'assise (fixe ou avec lift)		ATB2110	ATB2111	ATB2112																																									
ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm		450 mm	450 mm	480 mm																																									
ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 mm		480 mm	480 mm	510 mm																																									
ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm		400 à 650 mm	400 à 650 mm	430 à 680 mm																																									
ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm		440 à 690 mm	440 à 690 mm	470 à 720 mm																																									
Rampes en accessoire																																													
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00		 1440530																																							
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00		 1654128																																							
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00		 1654129																																							
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00		 1654130																																							