

Invacare® Storm®4 Max AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Storm®4 Max AA2

Fauteuil électrique à roues arrière motrices d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :
- Poids du fauteuil : à partir de 190 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 220 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.






Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Options sans supplément de prix

				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
AWC0016	☐	Invacare® <i>Storm</i> ® ⁴ <i>Max AA2</i> - Code LPPR 9125996		14 192,42	14 973,00	3 938,01	 1106
				+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ASSISE ET DOSSIER MAX							
AWC1145	☐	Assise & Dossier <i>Max</i>		◆	◆		 0635
Barre de poussée réglable en hauteur en standard.							
Type de dossier							
AWC1106	☐	Dossier réglable en tension (hauteur de 630 mm pour largeur d'assise entre 550 et 610 mm / hauteur 490 mm pour largeur d'assise de 490 mm) -inclus coussin de dossier revêtement PU bi-extensible noir		◆	◆		
Largeur d'assise							
AWC0378	☐	550 mm - (+ 100 mm de réglages entre accoudoirs)		◆	◆		
AWC1459	☐	Coussin d'assise 550 x 635 mm		◆	◆		
AWC0380	☐	610 mm - (+ 100 mm de réglages entre accoudoirs)	NC : 0503	○	○		
AWC1460	☐	Coussin d'assise 610 x 635 mm		○	○		
Profondeur d'assise							
AWC0396	☐	560 mm	AWC0397 ☐ 595 mm	○	○		
AWC0399	☐	Réduction de la profondeur d'assise jusqu'à 130 mm (obligatoire pour combinaison [1457+ (0397 ou 0398)])		85,31	90,00		
AWC0278	☐	Revêtement PU bi-extensible noir des coussins d'assise et de dossier		◆	◆		
Accoudoirs, la paire (support réglable en profondeur renforcé inclus)							
AWC0635	☐	Réglables en hauteur de 250 à 340 mm, amovibles		○	○		
Manchettes pour accoudoirs réglables en hauteur de 250 mm à 380 mm et en largeur (+ 100 mm)							
AWC0647	☐	Manchettes courtes 325 mm (la paire)		◆	◆		
AWC0649	☐	Manchettes longues 375 mm (la paire)		78,67	83,00		

Invacare® Storm®4 Max AA2				Euros			 1432  1427
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Accessoires de l'assise							
AWC1432	☐	Appui-tête réglable en profondeur et en hauteur		◆	◆		
AWC1427	☐	Appui-tête réglable en profondeur et en hauteur avec oreillettes réglables en angle		314,69	332,00		
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER							
Hauteur d'assise (mesurée sans coussin d'assise)							
AWC1025	☐	Hauteur d'assise fixe 480 mm		◆	◆		
AWC1006	☐	Hauteur d'assise fixe 510 mm		○	○		
Inclinaison d'assise							
AWC1002	☐	Inclinaison manuelle par vis de 1,5 à 11°		◆	◆		
AWC1014	☐	Inclinaison électrique de 0° à 16°		787,68	831,00		
Inclinaison de dossier							
AWC0947	☐	Inclinaison électrique avec compensation de 0° à 25°		◆	◆		
REPOSE-JAMBES							
Potences repose-jambes							
AWC0564	☐	Potences repose-jambes renforcées réglables en angle par vis 90°- 65°; inclus appui- mollets XL réglables individuellement en angle et en profondeur 0583 avec palette monobloc renforcée 0599 réglable en angle et relevable vers l'arrière, non-escamotable (jusqu'à 220 kg)		◆	◆		
AWC0503	☐	Potences repose-jambes standards réglables 90°- 65°, escamotables int/ext inclus appui-mollets XL réglables individuellement en angle et en profondeur 0583, avec palette monobloc 0522 réglable en angle et escamotable, largeur : 335 mm (jusqu'à 200 kg)		○	○		
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX							
Commande principale pour électronique LiNX							  2203  2204  2220
AWC2203	☐	Manipulateur LiNX : REM211 : Conduite et contrôle des vérins		○	○		
AWC2204	☐	Manipulateur LiNX : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage		○	○		
Fixation de la commande principale							
AWC1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○		
AWC1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○		
AWC1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆		
AWC1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○		
AWC2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220	33,85	35,71	35,71	
AWC2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220	33,85	35,71	35,71	
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)							
AWC2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26	
AWC2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26	
AWC2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208	1 563,98	1 650,00	714,26	
AWC1207	☐	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact LiNX		◆	◆		
AWC1208	☐	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact LiNX		○	○		
AWC1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX	NC : 2227	◆	◆		
AWC1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX	NC : 2228	○	○		

Invacare® Storm®4 Max AA2					Euros			
					Prix Public		LPPR*	
					HT	TTC		
Options complémentaires <i>LiNX</i>								
AWC2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		507,11	535,00		 2251	
AWC2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415	☐	☐			
AWC2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339	☐	☐			
AWC2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2219, 2220	☐	☐			
AWC2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2219, 2220	☐	☐			
AWC2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		82,46	87,00			
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement)								
AWC1685	☐	Contacteur Rouge		130,81	138,00			
AWC1686	☐	Contacteur Jaune		130,81	138,00			
AWC1687	☐	Contacteur Vert		130,81	138,00			
AWC1690	☐	Contacteur Bleu		130,81	138,00			
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement)								
AWC1711	☐	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00		 2721 2722	
AWC1712	☐	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00			
AWC1713	☐	Mini contacteur Vert		130,81	138,00			
AWC1714	☐	Mini contacteur Orange		130,81	138,00			
AWC1715	☐	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00			
AWC1716	☐	Mini contacteur Noir		130,81	138,00			
Joysticks Bodypoint - livrés non montés								
AWC2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	97,00		 2723  2724	
AWC2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	97,00			
AWC2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	97,00			
AWC2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	97,00			
BASE MOTRICE OPTIONS								
Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus)								  0840 0758
AWC0202	☐	Gris et Bleu transparent			☐	☐		
AWC0228	☐	Gris et Noir Shiny	AWC0220	☐	Gris et Tendance Champagne	☐	☐	
AWC0204	☐	Gris et Rouge cerise transparent			217,06	229,00		
AWZ0299	☐	Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL : (RAL : gris +indice de couleur)			764,93	807,00		
Roues avant								
AWC0840	☐	3.00 x 4 - 10" Pneumatique gris		☒	☒			
AWC0858	☐	3.00 x 4 - 10" Pneu anti-crevaison gris		130,81	138,00			
AWC0842	☐	3.00 x 4 - 10" Bandage plein gris		150,71	159,00			
Roues arrière								
AWC0771	☐	3.00 x 8 -14" Pneumatique gris à crampons		☒	☒			
AWC0773	☐	3.00 x 8 -14" Pneu anti-crevaison gris à crampons		130,81	138,00			
AWC0750	☐	3.00 x 8 -14" Bandage plein gris à crampons		238,86	252,00			
PERFORMANCES								
Moteurs								
AWC1277	☐	6 km/h		☒	☒			
Batteries & Chargeur								
AWC1364	☐	Batteries 73,5 Ah		☒	☒			
AWC1313	☐	Chargeur Opticharge 10 A		☒	☒			
AWC1314	☐	Chargeur Opticharge 10 A UK (IP44)		☐	☐			
SUSPENSIONS ARRIERE								
AWC1203	☐	Suspensions <i>Heavy Duty</i>		☒	☒			
Gyroscope								
AWC1215	☐	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 035,07	1 092,00			

Invacare® Storm®4 Max AA2				Euros				
				Prix Public				LPPR*
				HT	TTC			
OPTIONS DE POSITIONNEMENT								
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.				Bodypoint®				
OPTIONS								
Eclairage						 1437  1455  1417		
AWC1437	☐	Equipement route de sécurité LED - clignotants, feux de position, warning		650,24	686,00			
AWC1254	☐	Sans éclairage		◆	◆			
Accroche-taxi								
AWC1494	☐	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆			
Ceinture de maintien adaptée								
AWC1455	☐	Fermeture à boucle XL type automobile rallongée (1003 à 1503 mm)		◆	◆			
Rétroviseur (non compatible pochette d'accoudoir du même côté)								
AWC1415	☐	Droit	AWC1339 ☐ Gauche	70,14	74,00			
Porte-canne								
AWC1312	☐	Droit	AWC1363 ☐ Gauche	68,25	72,00			
Garde-boue (la paire)								
AWC1417	☐	Sur roues arrière		221,80	234,00			
Trousse à outils								
AWC1333	☐	Trousse à outils		29,38	31,00			

Rampes en accessoires							
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	425,00		 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	850,00		 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	450,00		 1654130