



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® TDX® SP2 AA2

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



**Descriptif :**

- Poids : à partir de 154kg.
- Poids max. utilisateur : 160kg ou 180kg selon la configuration.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **7 876,02 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
ARJ0016	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite - Code LPPR 9125996		10 325,12	10 893,00	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ARJ0073	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite Version Low Rider - incluant batteries 73,5 Ah - Hauteur d'assise réduite 420 mm - Bascule d'assise à 30° et lift inclus (1094) - <u>Accoudoirs non réglables en largeur</u> - Code LPPR 9125996	NC : 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121	13 021,80	13 738,00	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ARJ0074	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite Version Low Rider - incluant batteries 60Ah - Hauteur d'assise réduite 403 mm - Bascule d'assise à 30° et lift inclus (1094) - Accoudoirs non réglables en largeur - Code LPPR 9125996	NC : 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121	13 021,80	13 738,00	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		



### ASSISE MODULITE MODULABLE

#### Type d'assise

ARJ2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 530 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>	◆	◆		 2111
ARJ2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 530 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>	○	○		 2112

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Largeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>						
		330 mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 2138+2142/2147/2144			
ARJ2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 0073, 0074, 2138+2142/2147/2144	○	○	
ARJ2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2138, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARJ2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARJ2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	
<b>Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise</b>						
ARJ2129	<input type="checkbox"/>	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC :2138	◆	◆	
ARJ2130	<input type="checkbox"/>	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	○	○	
<b>Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>						
ARJ2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Bodypoint	○	○	
ARJ2134	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARJ2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARJ2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (uniquement avec largeur 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	○	○	
<b>Coussin d'assise</b>						
ARJ2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARJ2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco</i> NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARJ2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	340,28	359,00	
ARJ2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro-aérée)	NC : 2155	340,28	359,00	
<b>Cannes de dossier</b>						
ARJ2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ARJ2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
ARJ2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ARJ2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser - uniquement pour dossiers <i>Flex 3</i>	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	○	
<b>Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE</b>						
ARJ2171	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>réglable en tension</b> , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARJ2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <i>Flex 3</i> livré avec coussin de dossier <i>Lateral</i> , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	196,21	207,00	
ARJ2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide <i>Flex 3</i> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier <i>Laguna</i>	NC : 2128	○	○	
ARJ2174	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		829,38	875,00	
ARJ2175	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		829,38	875,00	
ARJ2176	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		829,38	875,00	
ARJ2177	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		829,38	875,00	
ARJ2178	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		829,38	875,00	



2143



2147

2144



2171



2173

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)</b>						
ARJ2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ARJ2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ARJ2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skai noir, coutures orange)		○	○	
ARJ2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		○	○	
<b>Accoudoirs</b>						
ARJ2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ARJ2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	
ARJ2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	247,39	261,00	
ARJ2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○	
ARJ2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		○	○	
ARJ2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
ARJ2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
<b>Manchettes</b>						
ARJ2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARJ2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		78,67	83,00	
ARJ2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	113,74	120,00	
<b>Gouttières hémiplégiques</b>						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
<b>Cale-cuisses</b>						
ARJ2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
<b>Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné</b>						
ARJ2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARJ2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
<b>Appuis-têtes et autres accessoires</b>						
ARJ1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	◆	◆	
ARJ1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	○	○	
ARJ1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	314,69	332,00	
ARJ2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	
ARJ2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
ARJ2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	



2191



2198



Gouttière hémiplégique



Gouttière concave hémiplégique



1432



1427




2324



2325



2327

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARJ1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		43,60	46,00	
ARJ1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	336,49	355,00	 1445
<b>AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE</b>						
<b>Inclinaison d'assise</b>						
ARJ1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 136kg)	NC : 2054	○	○	 Dossier rabattable
ARJ1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 180kg)	NC : 2054	○	○	
ARJ1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. utilisateur 160kg ; 130 kg si 1450 ou 1494)		◆	◆	
ARJ1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° de 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.160 kg) de 465 à 765 mm		2 238,86	2 362,00	
<b>Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°</b>						
ARJ0354	<input type="checkbox"/>	450 mm		◆	◆	 0977
ARJ0364	<input type="checkbox"/>	475 mm		○	○	
<b>Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)</b>						
ARJ2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		424,64	448,00	
<b>Inclinaison de dossier</b>						
ARJ0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆	
<b>ASSISE MAX - POIDS MAX UTILISATEUR : 180 KG</b>						
ARJ1145	<input type="checkbox"/>	Assise Max - Coussin d'assise Max, Toile de dossier en revêtement PU bi-extensible noir réglable en tension, Barre de poussée	NC : 1332, 2113, 0526, 1404, 1405, 2253, 2220, 2206, 2205, 2229, 2128, 2258, Bodypoint	1 483,41	1 565,00	
<b>Largeur d'assise (+150mm de réglage par accoudoir)</b>						
ARJ0378	<input type="checkbox"/>	550 mm		◆	◆	
ARJ0380	<input type="checkbox"/>	610 mm		○	○	
<b>Profondeur d'assise</b>						
ARJ0396	<input type="checkbox"/>	560 mm		○	○	
ARJ0397	<input type="checkbox"/>	595 mm		◆	◆	
ARJ0398	<input type="checkbox"/>	630 mm		○	○	
<b>Accoudoirs</b>						
ARJ0635	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs amovibles réglables en hauteur de 250 à 340 mm		○	○	
<b>Manchettes</b>						
ARJ0647	<input type="checkbox"/>	Manchettes courtes, 325 mm		○	○	
ARJ0649	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, 375 mm		◆	◆	
<b>Accessoires d'assise</b>						
ARJ1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, revêtement PU bi-extensible noir		◆	◆	
ARJ1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		314,69	332,00	
<b>AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MAX</b>						
<b>Inclinaison d'assise</b>						
ARJ1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)		○	○	
ARJ1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 180kg)		◆	◆	

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Hauteur sol-plaque d'assise</b>						
ARJ1024	<input type="checkbox"/>	470 mm		◆	◆	
ARJ1046	<input type="checkbox"/>	495 mm		○	○	
<b>Inclinaison de dossier</b>						
ARJ0947	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°		◆	◆	
<b>REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS</b>						
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle</b>						
ARJ0556	<input type="checkbox"/>	Manuel (réglable de 1,5° à 63°)		○	○	
ARJ0589	<input type="checkbox"/>	Electrique <b>LINX</b> avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		1 713,74	1 808,00	
<b>Palettes</b>						
ARJ2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARJ0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARJ0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00	
ARJ0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		124,17	131,00	
<b>Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire</b>						
ARJ0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°		◆	◆	
ARJ0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00	
<b>Palettes réglables (la paire)</b>						
ARJ0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆	
ARJ0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		107,11	113,00	
ARJ0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc		118,48	125,00	
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>						
<b>Commande principale pour Electronique LINX</b>						
ARJ2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	-984,83	-1 039,00	
ARJ2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	-984,83	-1 039,00	
ARJ2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	◆	◆	
ARJ2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <b>LINX</b> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - <b>NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE</b>	NC : 2220, 2270	576,30	608,00	
<b>Option REM400</b>						
ARJ2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur <b>REM400</b> (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
<b>Fixation de la commande principale (REM211/216/400)</b>						
ARJ1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARJ1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARJ1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARJ1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARJ2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ARJ2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	685,31	723,00	



0533



0531

LINX®



REM110



REM216



REM400

Bluetooth®




REM500

Bluetooth®



2270

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARJ2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 1228	33,85	35,71	35,71
ARJ2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286	33,85	35,71	35,71
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500</b>						
ARJ2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARJ2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARJ2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	652,13	688,00	
ARJ2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	652,13	688,00	
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)</b>						
ARJ2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>LiNX</b> (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2108, 2205, 2206, 2227, 2228, 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ARJ2219	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>Compact LiNX</b> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2108, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
ARJ2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <b>LiNX</b> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2108, 2227, 2228	1 563,98	1 650,00	714,26
ARJ1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec <b>REM50</b> et <b>Compact</b>		◆	◆	
ARJ1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec <b>REM50</b> et <b>Compact</b>		○	○	
ARJ1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>		◆	◆	
ARJ1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LiNX</b>		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
<b>Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
ARJ2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 192,42	1 258,00	
ARJ2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 312,80	1 385,00	
ARJ2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARJ2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARJ2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
ARJ2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM</b>						
ARJ2230	<input type="checkbox"/>	ATOM <b>ASL104</b> + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
ARJ2247	<input type="checkbox"/>	PROTON <b>ASL104P</b> + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	



2209  
2210



REM050



2219  
2245



2231  
2232



2230



2247

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM</b>						
ARJ2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	6 129,86	6 467,00	 2257
ARJ2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARJ2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande Mini Joystick proportionnel</b>						
ARJ2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	3 366,82	3 552,00	 2233
ARJ2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARJ2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARJ2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARJ2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARJ2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ARJ2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande Joystick renforcé proportionnel</b>						
ARJ2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		2 709,95	2 859,00	 2240
ARJ2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARJ2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARJ2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARJ2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARJ2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		717,54	757,00	
ARJ2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commandes alternatives de vérins</b>						
ARJ2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
ARJ2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ARJ2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ARJ2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287	○	○	
ARJ2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286	○	○	
ARJ2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ARJ2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
<b>OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX</b>						
<b>Accessoires LiNX</b>						
ARJ2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	236,02	249,00	 2253
ARJ2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARJ2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
<b>Autres accessoires et contacteurs</b>						
ARJ2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ARW2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
<b>Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)</b>						
ARJ1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARJ1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARJ1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00	
ARJ1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00	

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)</b>						
ARJ2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
<b>Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)</b>						
ARJ1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARJ1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARJ1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
ARJ1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
ARJ1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
ARJ1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
<b>Commande d'arrêt à distance</b>						
ARJ2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : Bodypoint	831,28	877,00	
<b>Joysticks Bodypoint - livrés non montés</b>						
ARJ2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	97,00	
ARJ2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	97,00	
ARJ2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	97,00	
ARJ2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	97,00	
<b>COLORIS DE CHÂSSIS</b>						
<b>Coloris des carénages</b>						
ARJ2601	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté		○	○	
ARJ2602	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		○	○	
ARJ2603	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia		○	○	
ARJ2607	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu		○	○	
ARJ2608	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○	
ARJ2609	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○	
ARJ0228	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
<b>Coloris des jantes</b>						
ARJ2620	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ARJ2611	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté		○	○	
ARJ2612	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		○	○	
ARJ2613	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia		○	○	
ARJ2617	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu		○	○	
ARJ2618	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○	
ARJ2619	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○	
ARJ2620	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
ARJ2621	<input type="checkbox"/>	Sans coloris de jante		◆	◆	
<b>PERFORMANCES</b>						
<b>Fourches</b>						
ARJ2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras		399,05	421,00	
ARJ2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras		◆	◆	
<b>Roues Centrales motrices</b>						
ARJ0704	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
ARJ0732	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique anti-crevaison noir à crampons		○	○	
ARJ0733	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Bandage Soft plein noir à crampons		○	○	
<b>Moteurs</b>						
ARJ1282	<input type="checkbox"/>	Moteur <i>OPS Drive</i> 6 km/h, 4 pôles		○	○	
ARJ1283	<input type="checkbox"/>	Moteur <i>OPS Drive</i> 10 km/h, 4 pôles		○	○	
ARJ1223	<input type="checkbox"/>	Moteur <i>OPS Drive</i> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○	



2258



2721


2722



2723



2724



2601

2602

2603

2607

2608

2609

0228



2611

2612


2613

2617

2618

2619

2620

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Batteries</b>						
ARJ1260	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
<b>Chargeur</b>						
ARJ1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
ARH1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		○	○	
<b>GYROSCOPE</b>						
<b>G-Trac</b>						
ARJ1215	<input type="checkbox"/>	Module <b>G-Trac</b> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 035,07	1 092,00	
						
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
						
<b>OPTIONS</b>						
<b>Eclairage</b>						
ARJ1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position		627,49	662,00	
ARJ1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		650,24	686,00	
ARJ1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
<b>Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse]</b> Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARJ1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil <b>Dahl</b> . La station d'accueil <b>Dahl</b> permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. <b>Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.</b>		○	○	
						
<b>Accroche-taxi</b>						
ARJ1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		◆	◆	
<b>Ceintures de maintien</b>						
ARJ1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
ARJ2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		○	○	
ARJ1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		271,09	286,00	
<b>Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)</b>						
ARJ2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ARJ2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ARJ2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ARJ2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ARJ2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ARJ2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	
 1329  2701, 2702  2703, 2704  2705, 2706						

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Rétroviseur</b>						
ARJ1415	<input type="checkbox"/>	Droit		70,14	74,00	
ARJ1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		70,14	74,00	
<b>Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)</b>						
ARJ2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	
<b>Porte-canne</b>						
ARJ1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		68,25	72,00	
ARJ1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		68,25	72,00	
<b>Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)</b>						
ARJ1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		503,32	531,00	
ARJ1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		503,32	531,00	



2128

1404  
1405

Options d'inclinaison	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise		Low Rider à 420 mm	Low Rider à 403 mm
	450 mm ARJ0354	475 mm ARJ0364	420 mm ARJ0073	403 mm ARJ0074
ARJ2057 : Sans proclive ni déclive	450	475	420	403
ARJ2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	500	525	470	453

*Valable avec une profondeur de 450 mm*

Invacare® TDX® SP2 AA2		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)	
Type d'inclinaison	Type d'assise	Assise Modulable rigide	Assise Modulable souple
	Electrique de 0° à 20°		450/475
Electrique de 0° à 30°		475	505
Lift + Electrique de 0 à 30°		475 / 403 ou 420 avec le Low Rider	505 / 433 ou 450 avec le Low Rider

Rampes en accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> 2000x230 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg</b>		426,54	450,00	



1440530



1654130