



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® TDX® SP2 AA2

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur

Invacare® **Modulite**
Individual fit and adaptability

BP Bodypoint
LINX



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Poids : à partir de 154kg.
- Poids max. utilisateur : 160kg ou 180kg selon la configuration.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **7 876,02 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

☐ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
ARJ0016	☐	Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite - Code LPPR 9125996		10 325,12	10 893,00	3 938,01
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ARJ0073	☐	Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite Version Low Rider - incluant batteries 73,5 Ah - Hauteur d'assise réduite 420 mm - Bascule d'assise à 30° et lift inclus (1094) - <u>Accoudoirs non réglables en largeur</u> - Code LPPR 9125996	NC : 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121	13 021,80	13 738,00	3 938,01
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ARJ0074	☐	Invacare® TDX® SP2 AA2 Modulite Version Low Rider - incluant batteries 60Ah - Hauteur d'assise réduite 403 mm - Bascule d'assise à 30° et lift inclus (1094) - Accoudoirs non réglables en largeur - Code LPPR 9125996	NC : 1092, 1093, 1095, 1145, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2121	13 021,80	13 738,00	3 938,01
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		



ASSISE MODULITE MODULABLE

Type d'assise

ARJ2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆		 2111
ARJ2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU		○	○		 2112

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)						
		330 mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 2138+2142/2147/2144			
ARJ2121	☐	380 mm	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 0073, 0074, 2138+2142/2147/2144	○	○	
ARJ2122	☐	430 mm	NC : 2138, 2701, 2703, 2705	◆	◆	
ARJ2123	☐	480 mm	NC : 2138+2142/2147, 2702, 2704, 2706	○	○	
ARJ2124	☐	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○	
Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise						
ARJ2129	☐	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC :2138	◆	◆	
ARJ2130	☐	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARJ2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Bodypoint	○	○	
ARJ2134	☐	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARJ2136	☐	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARJ2138	☐	560 mm (uniquement avec largeur 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
ARJ2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARJ2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARJ2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	340,28	359,00	
ARJ2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	340,28	359,00	
Cannes de dossier						
ARJ2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
ARJ2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ARJ2107	☐	Poignées à pousser		◆	◆	
ARJ2108	☐	Sans poignées à pousser - uniquement pour dossiers Flex 3	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	○	
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ARJ2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARJ2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	196,21	207,00	
ARJ2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ARJ2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		829,38	875,00	
ARJ2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		829,38	875,00	
ARJ2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		829,38	875,00	
ARJ2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		829,38	875,00	
ARJ2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		829,38	875,00	



2143



2147



2144



2171



2173



2143



2147

2144



2171



2173

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARJ2151	☐	Nylon noir		◆	◆	
ARJ2152	☐	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ARJ2153	☐	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		○	○	
ARJ2155	☐	Mesh noir		○	○	
Accoudoirs						
ARJ2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ARJ2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	
ARJ2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	247,39	261,00	
ARJ2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○	
ARJ2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		○	○	
ARJ2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
ARJ2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
Manchettes						
ARJ2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARJ2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		78,67	83,00	
ARJ2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	113,74	120,00	
Gouttières hémiplégiques						
	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
ARJ2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARJ2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné						
ARJ2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARJ2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
ARJ1350	☐	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2230, 2247	◆	◆	
ARJ1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247	○	○	
ARJ1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247	314,69	332,00	
ARJ2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	
ARJ2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
ARJ2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	

 2191

 2198

 Gouttière hémiplégique

 Gouttière concave hémiplégique

 1432

 1427









2191



2198



Gouttière
hémiplégique



Gouttière concave
hémiplégique



1432



1427



Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
ARJ1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)		43,60	46,00		 1445	
ARJ1445	☐	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi- extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrx	336,49	355,00			
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE								
Inclinaison d'assise								 Dossier rabattable
ARJ1092	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 136kg)	NC : 2054	○	○			
ARJ1095	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 180kg)	NC : 2054	○	○			
ARJ1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. utilisateur 160kg ; 130 kg si 1450 ou 1494)		◆	◆			
ARJ1094	☐	Electrique à compensation de 0° de 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.160 kg) de 465 à 765 mm		2 238,86	2 362,00			
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°								 0977
ARJ0354	☐	450 mm		◆	◆			
ARJ0364	☐	475 mm		○	○			
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)								
ARJ2054	☐	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		424,64	448,00			
Inclinaison de dossier								
ARJ0977	☐	Electrique de 0° à 30°		◆	◆			
ASSISE MAX - POIDS MAX UTILISATEUR : 180 KG								
ARJ1145	☐	Assise Max - Coussin d'assise Max, Toile de dossier en revêtement PU bi-extensible noir réglable en tension, Barre de poussée	NC : 1332, 2113, 0526, 1404, 1405, 2253, 2220, 2206, 2205, 2229, 2128, 2258, Bodypoint	1 483,41	1 565,00			
Largeur d'assise (+150mm de réglage par accoudoir)								
ARJ0378	☐	550 mm		◆	◆			
ARJ0380	☐	610 mm		○	○			
Profondeur d'assise								
ARJ0396	☐	560 mm		○	○			
ARJ0397	☐	595 mm		◆	◆			
ARJ0398	☐	630 mm		○	○			
Accoudoirs								
ARJ0635	☐	Accoudoirs amovibles réglables en hauteur de 250 à 340 mm		○	○			
Manchettes								
ARJ0647	☐	Manchettes courtes, 325 mm		○	○			
ARJ0649	☐	Manchettes longues, 375 mm		◆	◆			
Accessoires d'assise								
ARJ1432	☐	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, revêtement PU bi-extensible noir		◆	◆			
ARJ1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		314,69	332,00			
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MAX								
Inclinaison d'assise								
ARJ1092	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)		○	○			
ARJ1095	☐	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 180kg)		◆	◆			

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Hauteur sol-plaque d'assise						
ARJ1024	☐	470 mm		◆	◆	
ARJ1046	☐	495 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
ARJ0947	☐	Electrique de 0° à 20°		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
ARJ0556	☐	Manuel (réglable de 1,5° à 63°)		○	○	
ARJ0589	☐	Electrique LINX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		1 713,74	1 808,00	
Palettes						
ARJ2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARJ0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARJ0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00	
ARJ0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		124,17	131,00	
Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire						
ARJ0533	☐	Repose-jambes manuels de 0° à 80°		◆	◆	
ARJ0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00	
Palettes réglables (la paire)						
ARJ0504	☐	Réglables en inclinaison		◆	◆	
ARJ0513	☐	Réglables en inclinaison et en profondeur		107,11	113,00	
ARJ0522	☐	Palette monobloc		118,48	125,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
ARJ2203	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	-984,83	-1 039,00	
ARJ2204	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	-984,83	-1 039,00	
ARJ2205	☐	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	◆	◆	
ARJ2206	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2220, 2270	576,30	608,00	
Option REM400						
ARJ2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
ARJ1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARJ1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARJ1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARJ1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARJ2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ARJ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	685,31	723,00	



0533



0531

LINX



REM110 REM216



REM400

Bluetooth




REM500

Bluetooth



2270

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARJ2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1287, 1228	33,85	35,71	35,71
ARJ2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 2108, 1286	33,85	35,71	35,71
ARW2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LINX REM500						
ARJ2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARJ2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARJ2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	652,13	688,00	
ARJ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404,1405, 1339	652,13	688,00	
ARW2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)						
ARJ2220	☐	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2108, 2205, 2206, 2227, 2228, 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ARJ2219	☐	Double commande Compact LINX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2108, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
ARJ2245	☐	Double commande intuitive LINX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2108, 2227, 2228	1 563,98	1 650,00	714,26
ARJ1207	☐	Fixation à droite - uniquement avec REM50 et Compact		◆	◆	
ARJ1208	☐	Fixation à gauche - uniquement avec REM50 et Compact		○	○	
ARJ1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX		◆	◆	
ARJ1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LINX		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
ARJ2231	☐	Joystick LINX Compact proportionnel (force de délexion : 160 g)		1 192,42	1 258,00	
ARJ2232	☐	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 312,80	1 385,00	
ARJ2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARJ2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARJ2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
ARJ2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARJ2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
ARJ2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	



2209
2210



REM050



2219
2245




2231
2232



2230



2247



2209
2210



REM050




2219
2245



2231
2232



2230



2247

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARJ2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	6 129,86	6 467,00	
ARJ2275	☐	Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à droite		○	○	
ARJ2276	☐	Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à gauche		○	○	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARJ2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	3 366,82	3 552,00	
ARJ2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARJ2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARJ2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARJ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARJ2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ARJ2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARJ2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		2 709,95	2 859,00	
ARJ2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARJ2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARJ2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARJ2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARJ2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		717,54	757,00	
ARJ2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARW2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commandes alternatives de vérins						
ARJ2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	
ARJ2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ARJ2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ARJ2227	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287	○	○	
ARJ2228	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286	○	○	
ARJ2225	☐	Sans montage		○	○	
ARJ2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires LINX						
ARJ2253	☐	Prises de charge USB	NC : Bodypoint	236,02	249,00	
ARJ2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARJ2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ARJ2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ARW2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)						
ARJ1685	☐	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARJ1686	☐	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARJ1687	☐	Contacteur Vert		130,81	138,00	
ARJ1690	☐	Contacteur Bleu		130,81	138,00	



2257



2233



2240



2251



2253





2257



2233



2240



2251



2253



Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
ARJ2254	☐	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)						
ARJ1711	☐	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARJ1712	☐	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARJ1713	☐	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
ARJ1714	☐	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
ARJ1715	☐	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
ARJ1716	☐	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
Commande d'arrêt à distance						
ARJ2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : Bodypoint	831,28	877,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARJ2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	97,00	
ARJ2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	97,00	
ARJ2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	97,00	
ARJ2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	97,00	
COLORIS DE CHÂSSIS						
Coloris des carénages						
ARJ2601	☐	Gris Argenté		☐	☐	
ARJ2602	☐	Bleu Azur		☐	☐	
ARJ2603	☐	Violet Fuschia		☐	☐	
ARJ2607	☐	Rouge Absolu		☐	☐	
ARJ2608	☐	Noir Mat		☐	☐	
ARJ2609	☐	Bleu Pop		☐	☐	
ARJ0228	☐	Noir		☐	☐	
Coloris des jantes						
ARJ2620	☐	Noir		☐	☐	
ARJ2611	☐	Gris Argenté		☐	☐	
ARJ2612	☐	Bleu Azur		☐	☐	
ARJ2613	☐	Violet Fuschia		☐	☐	
ARJ2617	☐	Rouge Absolu		☐	☐	
ARJ2618	☐	Noir Mat		☐	☐	
ARJ2619	☐	Bleu Pop		☐	☐	
ARJ2620	☐	Noir		☐	☐	
ARJ2621	☐	Sans coloris de jante		☒	☒	
PERFORMANCES						
Fourches						
ARJ2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00	
ARJ2632	☐	Fourches double bras		☒	☒	
Roues Centrales motrices						
ARJ0704	☐	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique noir à crampons		☒	☒	
ARJ0732	☐	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons		☐	☐	
ARJ0733	☐	3.00 x 8 - 14"x3" Bandage Soft plein noir à crampons		☐	☐	
Moteurs						
ARJ1282	☐	Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		☐	☐	
ARJ1283	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		☐	☐	
ARJ1223	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		☐	☐	



2258



2721
2722



2723



2724



2601



2602



2603



2607



2609



0228



2611



2612



2613



2617



2618



2619



0220



2258



2721

2722



2723



2724



2601



2602



2603



2607



2609



0228



2611



2612



2613



2617



2618



2619



0220

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Batteries						
ARJ1260	☐	Batteries 73,5 Ah		◆	◆	
Chargeur						
ARJ1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
ARH1314	☐	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)		○	○	
GYROSCOPE						
G-Trac						
ARJ1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 035,07	1 092,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Eclairage						
ARJ1367	☐	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position		627,49	662,00	
ARJ1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		650,24	686,00	
ARJ1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse]						
Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARJ1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○	
Accroche-taxi						
ARJ1494	☐	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		◆	◆	
Ceintures de maintien						
ARJ1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
ARJ2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		○	○	
ARJ1332	☐	Harnais de maintien en H		271,09	286,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
ARJ2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ARJ2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	
ARJ2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ARJ2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	
ARJ2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ARJ2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	









1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



Bodypoint

DAHL
ENGINEERING



2705, 2706

Invacare® TDX® SP2 AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Rétroviseur						
ARJ1415	☐	Droit		70,14	74,00	
ARJ1339	☐	Gauche		70,14	74,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARJ2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	
Porte-canne						
ARJ1312	☐	Côté droit		68,25	72,00	
ARJ1363	☐	Côté gauche		68,25	72,00	
Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)						
ARJ1404	☐	Côté droit		503,32	531,00	
ARJ1405	☐	Côté gauche		503,32	531,00	



2128



1404
1405


Options d'inclinaison	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm) ARJ0016		Low Rider à 420 mm	Low Rider à 403 mm
	450 mm ARJ0354	475 mm ARJ0364	420 mm ARJ0073	403 mm ARJ0074		
ARJ2057 : Sans proclive ni déclive	450	475	420	403		
ARJ2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)	500	525	470	453		
Valable avec une profondeur de 450 mm						

Invacare® TDX® SP2 AA2		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)	
Type d'inclinaison	Type d'assise	Assise Modulable rigide	Assise Modulable souple
Electrique de 0° à 20°		450/475	480 / 505
Electrique de 0° à 30°		475	505
Lift + Electrique de 0 à 30°		475 / 403 ou 420 avec le Low Rider	505 / 433 ou 450 avec le Low Rider

Rampes en accessoires						
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x230 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	



1440530



1654130