


Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :

- Poids : à partir de 154kg
- Poids max. utilisateur : 136kg
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Lift d'assise 300 mm : sans supplément !

- Hauteur des supports de cale-cuisses
- Embouts de joysticks Bodypoint
- Moteur DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.



Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
ARO0080	☐	Invacare [®] TDX [®] SP2 AA2 Ultra Low Maxx - Code LPPR 9125996		16 605,69	17 519,00	3 938,01
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
ARO0069	☐	Invacare [®] TDX [®] SP2 AA2 Ultra Low Maxx Version Low Rider - incluant batteries 73,5Ah - Hauteur d'assise réduite à 420 mm - Lift inclus - Code LPPR 9125996	NC : 0592, 2052, 0337, 0331, 0339, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2114, 2115,	20 166,82	21 276,00	3 938,01
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
Module de puissance : 90 A - Moteurs : 340W, 4 pôles - Autonomie : +/- 26 km (50Ah)						
*	Mesure personnalisée :		Mesuré de ... à ...			
A	Hauteur d'assise		De l'assise au sol			
B	Largeur d'assise		Du bord de plaque d'assise avant gauche au bord de plaque d'assise avant droite			
C	Profondeur d'assise		De l'avant de l'assise à l'avant de la canne de dossier			
D	Dossier		De la plaque d'assise au haut du dossier			
E	Hauteur accoudoir gauche		De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir			
F	Hauteur accoudoir droite		De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir			
G	Hauteur repose-jambes central		Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes			
H	Repose-jambe latéral Gauche		Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe			
K	Repose-jambe latéral Droite		Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe			

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
H	Repose-jambe Pivot Plus Gauche		Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe				
K	Repose-jambe Pivot Plus Droite		Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe				
* : Ces mesures sont à compléter ci-dessous dans la fiche de mesure.							
ASSISE ULTRA LOW MAXX							
Type d'assise							
ARO2020	☐	Assise Ultra Low Maxx		○	○		
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER							
Inclinaison d'assise							
ARO2052	☐	Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 50°		○	○		
ARO2053	☐	Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)	NC : 2263, 2264	◆	◆		
A - Hauteur sol-plaque d'assise							
ARO0337	☐	440 mm		◆	◆		
ARO0331	☐	460 mm		○	○		
ARO0339	☐	490 mm		○	○		
Options d'inclinaison d'assise							
ARO2057	☐	Sans proclive ni déclive		◆	◆		
ARO2054	☐	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +45° ou +40° avec lift)		447,39	472,00		
ARO2055	☐	Proclive d'assise de 10° (inclinaison de -10° à +40° ou +35° avec lift)		530,81	560,00		
ARO2056	☐	Declive d'assise de 5° (inclinaison de +5° à +55° ou +50° avec lift)		404,74	427,00		
Inclinaison de dossier							
ARO2060	☐	Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°		◆	◆		
Options d'inclinaison de dossier							
ARO2063	☐	Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 162°)		○	○		
ARO2066	☐	Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)		530,81	560,00		
ASSISE ULTRA LOW MAXX							
Largeur d'assise : amplitude de réglage							
ARO2021	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm		◆	◆		
ARX2003	☐	480 à 555 mm - pas de 25 mm		○	○		
ARX2022	☐	505 à 610 mm - pas de 25 mm	NC : 2174, 2175	○	○		
Profondeur d'assise réglable en continu							
ARO2008	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm		◆	◆		
ARO2024	☐	480 à 580 mm - pas de 25 mm		○	○		
B - Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ARO2025	☐	405 mm	NC : 2022, 2041, 2042, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARO2026	☐	430 mm	NC : 2022, 2041, 2142, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARO2027	☐	455 mm	NC : 2022, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARO2028	☐	480 mm	NC : 2022, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2029	☐	505 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2030	☐	530 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2145, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2031	☐	555 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2145, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2032	☐	580 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARO2033	☐	610 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2145, , 2702, 2704, 2706	○	○		

Invacare® <i>TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARO2033	☐	610 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	○	○	
C - Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARO2035	☐	405 mm	NC : 2024, ceinture Bodypoint	○	○	
ARO2036	☐	430 mm	NC : 2024	○	○	
ARO2037	☐	455 mm	NC : 2024	○	○	
ARO2038	☐	480 mm		○	○	
ARO2039	☐	505 mm	NC : 2023	○	○	
ARO2040	☐	530 mm	NC : 2023	○	○	
ARO2041	☐	555 mm	NC : 2023, 2145	○	○	
ARO2042	☐	580 mm	NC : 2023, 2145, 2146	○	○	
Coussin d'assise						
ARO2144	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro aérée)		○	○	
ARO2145	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Housse nylon noir, hauteur 75 mm, poids max 127 kg)	NC : 2041, 2042, 2030, 2031, 2032, 2033	◆	◆	
ARO2146	☐	Coussin d'assise <i>Flo-tech Contour</i> (Housse nylon noir, hauteur 100 mm, poids max 191 kg)	NC : 2042	○	○	
ARO2147	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> (hauteur 90mm, poids max 136 kg), HD jusqu'à 227 kg	NC : 2032, 2033, 2034	○	○	
Type de dossier (revêtement Mesh micro-aéré noir)						
ARO2050	☐	<i>High Back</i> , hauteur 405 mm		◆	◆	
ARO2051	☐	<i>High Back</i> , hauteur 455 mm		○	○	
ARO2320	☐	<i>High Back</i> , hauteur 505 mm		○	○	
ARO2550	☐	<i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 355 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2551	☐	<i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2552	☐	<i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2553	☐	<i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 505 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2554	☐	<i>Matrx Elite Max</i> , hauteur 405 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	○	○	
ARO2555	☐	<i>Matrx Elite Max</i> , hauteur 505 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	○	○	
ARO2556	☐	<i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2557	☐	<i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2177	☐	<i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 505 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2563	☐	<i>Matrx Elite TR Max</i> , hauteur 505 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	○	○	
ARO2558	☐	<i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2559	☐	<i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2178	☐	<i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 505 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARO2174	☐	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 410 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		○	○	
ARO2175	☐	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 510 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		○	○	
ARO2560	☐	<i>Matrx Posture Back Deep</i> , hauteur 405 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		○	○	
ARO2561	☐	<i>Matrx Posture Back Deep</i> , hauteur 505 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		○	○	
ARO2562	☐	<i>Matrx Elite Deep Max</i> , hauteur 505 mm		○	○	
D - Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)						
ARO2506	☐	505 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARO2501	☐	535 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARO2070	☐	555 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARO2071	☐	585 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARO2072	☐	610 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARO2073	☐	635 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARO2074	☐	660 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
ARO2502	☐	685 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
Accoudoirs						
ARO2095	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)		◆	◆	
ARO2096	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)		○	○	
ARO2097	☐	Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)		○	○	
Accessoires pour accoudoirs						
ARO2308	☐	Entretoises pour écartement des accoudoirs renforcés de 25 mm par côté		159,24	168,00	
ARO2309	☐	Entretoises pour écartement des accoudoirs renforcés de 12,5 mm par côté		159,24	168,00	
Manchette gauche						
ARO2012	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)		◆	◆	
ARO2013	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)		○	○	
ARO2014	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2347, 2348, 2349, 2350, 1404, 1405	163,98	173,00	
Manchette droite						
ARO2016	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)		◆	◆	
ARO2017	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)		○	○	
ARO2018	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2351, 2352, 2353, 2354, 1404, 1405	163,98	173,00	
Accessoires pour gouttière						
ARO2080	☐	Appui palmaire plat gauche, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		159,24	168,00	
ARO2083	☐	Appui palmaire plat droite, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		86,26	91,00	
ARO2081	☐	Interface de montage pour appui palmaire Ottobock gauche		158,29	167,00	
ARO2084	☐	Interface de montage pour appui palmaire Ottobock droite		86,26	91,00	
Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)						
ARO2082	☐	Support multiréglable gauche		309,95	327,00	
ARO2085	☐	Support multiréglable droite		309,95	327,00	
E - Réglage de l'accoudoir gauche - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
Réglage personnalisé :						
☐ 290 mm				◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm				○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm				○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm				○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm				○	○	

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
F - Réglage de l'accoudoir droit - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
Réglage personnalisé :						
☐ 290 mm				◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm				○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm				○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm				○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm				○	○	
Cale-coude gauche (profondeur x largeur)						
ARO2347	☐	Cale-coude gauche XS (110 x 83 mm)		296,68	313,00	
ARO2348	☐	Cale-coude gauche S (135 x 90 mm)		296,68	313,00	
ARO2349	☐	Cale-coude gauche M (145 x 95 mm)		296,68	313,00	
ARO2350	☐	Cale-coude gauche XL (165 x 110 mm)		296,68	313,00	
Amplitude de réglage cale-coude gauche						
ARO2361	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2362	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
ARO2363	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2364	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
Cale-coude droit (profondeur x largeur)						
ARO2351	☐	Cale-coude droit XS (110 x 83 mm)		296,68	313,00	
ARO2352	☐	Cale-coude droit S (135 x 90 mm)		296,68	313,00	
ARO2353	☐	Cale-coude droit M (145 x 95 mm)		296,68	313,00	
ARO2354	☐	Cale-coude droit XL (165 x 110 mm)		296,68	313,00	
Amplitude de réglage cale-coude droit						
ARO2371	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2372	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
ARO2373	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARO2374	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
Cale-cuisse amovible (longueur x hauteur)						
ARO2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	296,68	313,00	
ARO2114	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	296,68	313,00	
ARO2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	296,68	313,00	
ARO2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	296,68	313,00	
ARO2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	296,68	313,00	
ARO2115	☐	Cale-cuisse, droite, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	296,68	313,00	
ARO2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	296,68	313,00	
ARO2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	296,68	313,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ARO2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARO2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appui-tête						
ARO2092	☐	Appui-tête <i>Onyx</i> type auto		◆	◆	
ARO2324	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante		○	○	
ARO2325	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante		227,49	278,00	
ARO1495	☐	Appui-tête inclus avec la commande spéciale	NC : 2229	○	○	
Cale-tronc escamotable (longueur x hauteur)						
ARO2343	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 110 x 83 mm		290,05	306,00	
ARO2345	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 135 x 90 mm		290,05	306,00	
ARO2043	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 145 x 95 mm		290,05	306,00	
ARO2045	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 165 x 110 mm		290,05	306,00	
ARO2344	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 110 x 83 mm		290,05	306,00	
ARO2346	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 135 x 90 mm		290,05	306,00	

Invacare® <i>TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARO2044	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 145 x 95 mm		290,05	306,00	
ARO2046	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 165 x 110 mm		290,05	306,00	
ARO2049	☐	Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire		107,11	113,00	
REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets						
ARO0586	☐	Manuel (réglable de 310 à 410 mm)	NC : 0517, 2034, 2035, 2366	338,39	357,00	
ARO0589	☐	Electrique <i>LNX</i> avec compensation, positioné à 90° réglable à +7°/-7° (longueur réglable de 340 à 410 mm)	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	1 713,74	1 808,00	
ARX0592	☐	Electrique <i>LNX</i> avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Palette monobloc incluse - Réalisation sur-mesure, merci de remplir les mesures G	NC : 2263, 2264	3 002,84	3 168,00	
Palettes (nc : 0592)						
ARO2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARO0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARO0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00	
ARO2366	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)		124,17	131,00	
ARO0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		124,17	131,00	
G - Réglage du repose-jambes central (options 0586 & 0589) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
Réglage personnalisé :						
☐ 375 mm				◆	◆	
☐ 310 mm ☐ 325 mm ☐ 335 mm ☐ 345 mm				○	○	
☐ 355 mm ☐ 364 mm ☐ 385 mm ☐ 410 mm				○	○	
G - Réglage du repose-jambes central avec palette télescopique (option 0592) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes						
Réglage personnalisé :						
☐ 380 mm ☐ 393 mm ☐ 406 mm ☐ 419 mm				○	○	
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche						
ARO0537	☐	Repose-jambe manuel de 0° à 80°, gauche		◆	◆	
ARO0538	☐	Repose-jambe ergonomique manuel de 0° à 80°, gauche		96,68	102,00	
ARO0539	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	343,13	362,00	
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite						
ARO0547	☐	Repose-jambe manuel de 0° à 80°, droite		◆	◆	
ARO0548	☐	Repose-jambe ergonomique manuel de 0° à 80°, droite		96,68	102,00	
ARO0549	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite	NC : 2261, 2262, 2263, 2264	343,13	362,00	

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Palette réglable, gauche						
ARO0509	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆	
ARO0511	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		124,17	131,00	
Palette réglable, droite						
ARO0506	☐	Réglable en inclinaison		◆	◆	
ARO0508	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		124,17	131,00	
H - Réglage du repose-jambe latéral gauche (options 0537, 0538 & 0539) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
Réglage personnalisé :						
☐ 370 mm				◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm				○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm				○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm				○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm				○	○	
K - Réglage du repose-jambe latéral droite (options 0547, 0548 & 0549) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe						
Réglage personnalisé :						
☐ 370 mm				◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm				○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm				○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm				○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm				○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES <i>LiNX</i>						
Commande principale pour Electronique <i>LiNX</i>						
ARO2203	☐	Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARO2204	☐	Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARO2205	☐	Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris		◆	◆	
ARO2206	☐	Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2270	473,93	608,00	
Option REM400						
ARO2270	☐	Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
Montage de la commande principale (REM211/216/400)						
ARO2107	☐	Fixation à droite, réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARO2108	☐	Fixation à gauche, réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARO1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARO1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405=	○	○	





REM211 REM216



REM400 REM500





2270





REM211



REM216



REM400




REM500





2270

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARO2075	☐	Support <i>Quad Link</i> , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 1415	191,47	246,00	
ARO2076	☐	Support <i>Quad Link</i> , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 1339	191,47	246,00	
ARO2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	563,98	723,00	
ARO2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	563,98	723,00	
ARO2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2245	131,75	170,00	35,71
ARO2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2245	131,75	170,00	35,71
ARX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle <i>LiNX</i> REM500						
ARO2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆	
ARO2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	563,98	723,00	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	563,98	723,00	
ARX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande <i>LiNX</i>						
ARO2219	☐	Double commande tierce-personne <i>LiNX</i> Compact - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	900,47	1 152,00	714,26
ARO2245	☐	Double commande intuitive <i>LiNX</i> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228, 2069	1 354,05	1 650,00	714,26
ARO1207	☐	Fixation à droite - uniquement Compact	NC : 2245	◆	◆	
ARO1208	☐	Fixation à gauche - uniquement Compact	NC : 2245	○	○	
ARO1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive <i>LiNX</i>	NC : 2219	○	○	
ARO1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive <i>LiNX</i>	NC : 2219	○	○	
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escomatable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215.						
Joystick Compact <i>LiNX</i>						
ARO2231	☐	Joystick <i>LiNX</i> Compact Proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	1 258,00	
ARO2232	☐	Joystick <i>LiNX</i> Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 385,00	
ARO2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARO2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARO2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	563,98	757,00	
ARO2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	563,98	757,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Joysticks alternatifs, accessoires et montages						
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARO2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	4 445,50	5 959,00	
ARO2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	4 445,50	5 959,00	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARO2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	6 129,86	6 467,00	



2209
2210



2219



2231
2232



2230
2247



2257

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARO2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARO2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARO2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	2 649,29	3 552,00	
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405	563,98	757,00	
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	757,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARO2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		2 132,70	2 859,00	
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		563,98	757,00	
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	757,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick Compact pédiatrique proportionnelle						
ARO2243	☐	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132, livré avec Module d'entrée		2 383,89	3 197,00	
ARO2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARO2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARO2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARO2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARO2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		563,98	757,00	
ARO2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	757,00	
ARX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au souffle et à capteurs de proximité						
ARO2255	☐	Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout buccal ASL301LIP		5 298,58	7 102,00	
Commande au souffle						
ARO2256	☐	Commande au souffle ASL109, livré avec Module d'entrée, tube et embout buccal ASL301LIP		5 298,58	7 102,00	
Interface LiNX						
ARO2271	☐	Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)		398,10	535,00	



2233



2240



2243



2255
2256



2233



2240



2243



2255
2256

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur)							
ARO2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack		417,06	560,00		 2251
ARO2217	☐	Fixation utilisateur à droite		○	○		
ARO2218	☐	Fixation utilisateur à gauche		○	○		
ARO2226	☐	Fixation pour tierce-personne, sur carénage de dossier		○	○		
ARO2225	☐	Sans montage		○	○		
Claviers & Interrupteurs							 2263
ARO2263	☐	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la conduite - 4 directions		322,27	433,00		
ARO2264	☐	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier		322,27	433,00		
ARO2207	☐	Fixation utilisateur à droite		○	○		
ARO2208	☐	Fixation utilisateur à gauche		○	○		
ARO2225	☐	Fixation utilisateur à gauche		○	○		
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX							
Port de charge USB							 2253
ARO2253	☐	Prises de charge USB	NC : Ceinture Bodypoint	184,83	249,00		
ARO2207	☐	Fixation à droite		○	○		
ARO2208	☐	Fixation à gauche		○	○		
Commande d'arrêt à distance							 2258
ARO2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		654,03	877,00		
Module de sortie							 2272
ARO2272	☐	Module de sortie LiNX (DLX-OUT500)		591,47	624,00		
Autres accessoires LiNX : montage des contacteurs							
ARO2300	☐	Livré avec fauteuil, sans montage		○	○		
ARX2301	☐	Livré avec le fauteuil, connecté et programmé (Spécial)		Sur devis			
Contacteurs ronds et plats (diamètre : 63 mm)							
ARO1685	☐	Contacteur Rouge		102,37	138,00		
ARO1686	☐	Contacteur Jaune		102,37	138,00		
ARO1687	☐	Contacteur Vert		102,37	138,00		
ARO1690	☐	Contacteur Bleu		102,37	138,00		
Contacteurs Egg							 2721  2722  2723  2724
ARO2254	☐	Contacteur Egg, noir		81,52	109,00		
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre : 30 mm)							
ARO1711	☐	Mini contacteur Rouge		102,37	138,00		
ARO1712	☐	Mini contacteur Jaune		102,37	138,00		
ARO1713	☐	Mini contacteur Vert		102,37	138,00		
ARO1714	☐	Mini contacteur Orange		102,37	138,00		
ARO1715	☐	Mini contacteur Bleu		102,37	138,00		
ARO1716	☐	Mini contacteur Noir		102,37	138,00		
Joysticks Bodypoint - livrés non montés							
ARO2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	97,00		
ARO2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	97,00		
ARO2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	97,00		
ARO2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	97,00		
COLORIS DU FAUTEUIL							
Coloris des carénages							 2601  2602  2603  2607  2608  2609  0228
ARO2061	☐	Gris Argenté		○	○		
ARO2602	☐	Bleu Azur		○	○		
ARO2603	☐	Violet Fuschia		○	○		
ARO2607	☐	Rouge Absolu		○	○		
ARO2608	☐	Noir Mat		○	○		
ARO2609	☐	Bleu Pop		○	○		
ARO0228	☐	Noir		○	○		

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
Coloris des jantes								
ARO2611	☐	Gris Argenté		○	○		 2611	 2612
ARO2612	☐	Bleu Azur		○	○			
ARO2613	☐	Violet Fuschia		○	○		 2613	 2617
ARO2617	☐	Rouge Absolu		○	○			
ARO2618	☐	Noir Mat		○	○		 2618	 2619
ARO2619	☐	Bleu Pop		○	○			
ARO2620	☐	Noir		◆	◆		 2620	
PERFORMANCES								
Fourches								
ARO2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00			
ARO2632	☐	Fourches doubles		◆	◆			
Roues Centrales motrices								
ARO0704	☐	3.00 x 8 - 14" x 3" Pneumatique, noir à crampons		◆	◆			
ARO0732	☐	3.00 x 8 - 14" x 3" Pneumatique anti-crevaison noir à crampons		○	○			
ARO0733	☐	3.00 x 8 - 14" x 3" Bandage Soft plein noir à crampons		○	○			
Moteurs								
ARO1282	☐	Moteur OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆			
ARO1283	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○			
ARO1223	☐	Moteur OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		○	○			
Batteries								
ARO1260	☐	Batteries 73,5 Ah		◆	◆			
Chargeur								
ARO1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆			
GYROSCOPE								
G-Trac								
ARO1215	☐	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 035,07	1 092,00			
OPTIONS DE POSITIONNEMENT								
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.								
OPTIONS								
Eclairage							 1367	
ARO1367	☐	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position		627,49	662,00			
ARO1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		650,24	686,00			
ARO1254	☐	Sans éclairage		◆	◆			
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk								
ARO1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil <i>Dahl</i> . La station d'accueil <i>Dahl</i> permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en selectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○			

Invacare® TDX® SP2 AA2 Ultra Low Maxx				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Accroche-taxi							
ARO1494	☐	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆		
ARO1401	☐	Accroche-taxi 6 points conforme à la norme ISA 7176-19:2001 pour le transport des personnes - uniquement si Lift		○	○		
Ceinture de maintien							
ARO2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	◆	◆		
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)							
ARO2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00		
ARO2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00		
ARO2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00		
ARO2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00		
ARO2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00		
ARO2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00		
Rétroviseur							
ARX1415	☐	Droit		70,14	74,00		
ARX1339	☐	Gauche		70,14	74,00		
Tablette pour Ultra Low Maxx, escamotable, relevable et amovible							
ARO1404	☐	Tablette escamotable côté droit		478,67	505,00		
ARO1405	☐	Tablette escamotable côté gauche		478,67	505,00		
Options d'inclinaison ARO2057 : Sans proclive ni déclive ARO2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°) ARO2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°) ARO2056 : 5° Déclive			Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)			
				440 mm ARP0337	460 mm ARP0331	480 mm ARP0339	
				440	460	480	
				490	510	530	
				540	560	580	
				490	510	530	
Valable avec une profondeur de 450 mm							
Rampes en accessoires							
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre		1 787,68	1 886,00		
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium		317,54	450,00		