

Invacare® TDX® SP2^{NB} AA2 Ultra Low Maxx



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® TDX® SP2^{NB} AA2 Ultra Low Maxx

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :

- Poids : à partir de 154kg
- Poids max. utilisateur : 136kg
- Lift d'assise 300 mm
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :


Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **7 876,02 €** TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.



Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
ARP0080	☐	Invacare [®] TDX [®] SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx - Code LPPR 9125996 Module de puissance : 90 A - Moteurs : 340W, 4 pôles - Autonomie : +/- 26 km (50Ah)		11 345,97	11 970,00	3 938,01
				+ 7,00 € HT d'éco-participation		
						
*	Mesure personnalisée :	Mesuré de ... à ...				
A	Hauteur d'assise	De l'assise au sol				
B	Largeur d'assise	Du bord de plaque d'assise avant gauche au bord de plaque d'assise avant droite				
C	Profondeur d'assise	De l'avant de l'assise à l'avant de la canne de dossier				
D	Dossier	De la plaque d'assise au haut du dossier				
E	Hauteur accoudoir gauche	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir				
F	Hauteur accoudoir droite	De la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir				
G	Hauteur repose-jambes central	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes				
H	Repose-jambe latéral Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe				
K	Repose-jambe latéral Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe				
H	Repose-jambe Pivot Plus Gauche	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe				
K	Repose-jambe Pivot Plus Droite	Du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe				
* : Ces mesures sont à compléter ci-dessous dans la fiche de mesure.						

Invacare [®] TDX [®] SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ASSISE ULTRA LOW MAXX							
Type d'assise							
ARP2020	☐	Assise <i>Ultra Low Maxx</i>		○	○		
INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER							
Inclinaison d'assise							
ARP2052	☐	Electrique à compensation <i>Ultra Low Maxx CG Tilt</i> de 0° à 50°		○	○		
ARP2053	☐	Electrique à compensation <i>Ultra Low Maxx CG Tilt</i> de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)	NC : 2263, 2264	◆	◆		
A - Hauteur sol-plaque d'assise							
ARP0337	☐	440 mm		◆	◆		
ARP0331	☐	460 mm		○	○		
ARP0339	☐	490 mm		○	○		
Options d'inclinaison d'assise							
ARP2057	☐	Sans proclive ni déclive		◆	◆		
ARP2054	☐	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +45° ou +40° avec lift)		447,39	472,00		
ARP2055	☐	Proclive d'assise de 10° (inclinaison de -10° à +40° ou +35° avec lift)		530,81	560,00		
ARP2056	☐	Declive d'assise de 5° (inclinaison de +5° à +55° ou +50° avec lift)		447,39	472,00		
Inclinaison de dossier							
ARP2060	☐	Electrique Biomécanique à Forte Compensation (<i>BFC</i>) de 90° à 170°		◆	◆		
Options d'inclinaison de dossier							
ARP2063	☐	Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 162°)		○	○		
ARP2066	☐	Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)		530,81	560,00		
ASSISE ULTRA LOW MAXX							
Largeur d'assise : amplitude de réglage							
ARP2021	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm		◆	◆		
ARU2003	☐	480 à 555 mm - pas de 25 mm		○	○		
ARU2022	☐	505 à 610 mm - pas de 25 mm	NC : 2174, 2175	○	○		
Profondeur d'assise réglable en continu							
ARP2008	☐	405 à 505 mm - pas de 25 mm		◆	◆		
ARP2024	☐	480 à 580 mm - pas de 25 mm		○	○		
B - Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ARP2025	☐	405 mm	NC : 2022, 2041, 2042, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARP2026	☐	430 mm	NC : 2022, 2041, 2142, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARP2027	☐	455 mm	NC : 2022, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARP2028	☐	480 mm	NC : 2022, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARP2029	☐	505 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○		
ARP2030	☐	530 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARP2031	☐	555 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARP2032	☐	580 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARP2033	☐	610 mm	NC : 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2702, 2704, 2706	○	○		
C - Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
ARP2035	☐	405 mm	NC : 2024, 0586, 0589, Ceinture Bodypoint	○	○		

Invacare [®] TDX [®] SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARP2036	☐	430 mm	NC : 2024	○	○	
ARP2037	☐	455 mm	NC : 2024	○	○	
ARP2038	☐	480 mm		○	○	
ARP2039	☐	505 mm	NC : 2023	○	○	
ARP2040	☐	530 mm	NC : 2023	○	○	
ARP2041	☐	555 mm	NC : 2023	○	○	
ARP2042	☐	580 mm	NC : 2023	○	○	
Coussin d'assise						
ARP2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro aérée)		340,28	359,00	
ARP2145	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Housse nylon noir, hauteur 75 mm, poids max 127 kg)	NC : 2041, 2042, 2030, 2031, 2032, 2033	◆	◆	
ARP2146	☐	Coussin d'assise Flo-tech Contour (Housse nylon noir, hauteur 100 mm, poids max 191 kg)	NC : 2042	○	○	
ARP2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136 kg), HD jusqu'à 227 kg		340,28	359,00	
Type de dossier (revêtement Mesh micro-aéré noir)						
ARP2050	☐	High Back , hauteur 405 mm		◆	◆	
ARP2051	☐	High Back , hauteur 455 mm		○	○	
ARP2320	☐	High Back , hauteur 505 mm		○	○	
ARP2550	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 355 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARP2551	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARP2552	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARP2553	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 505 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	○	○	
ARP2554	☐	Matrx Elite Max , hauteur 405 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	608,53	642,00	
ARP2555	☐	Matrx Elite Max , hauteur 505 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	608,53	642,00	
ARP2556	☐	Matrx Elite TR , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	608,53	642,00	
ARP2557	☐	Matrx Elite TR , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	608,53	642,00	
ARP2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 505 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	608,53	642,00	
ARP2563	☐	Matrx Elite TR Max , hauteur 505 mm	NC : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	608,53	642,00	
ARP2558	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 405 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	608,53	642,00	
ARP2559	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 455 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	608,53	642,00	
ARP2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 505 mm	NC : 2030, 2031, 2032, 2033	608,53	642,00	
ARP2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 405 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		723,22	763,00	
ARP2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 505 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		723,22	763,00	
ARP2560	☐	Matrx Posture Back Deep , hauteur 405 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		723,22	763,00	
ARP2561	☐	Matrx Posture Back Deep , hauteur 505 mm (Largeur assise maximum : 455 mm)		723,22	763,00	
ARP2562	☐	Matrx Elite Deep Max , hauteur 505 mm		608,53	642,00	
D - Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)						
ARP2506	☐	505 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARP2501	☐	535 mm - uniquement avec : 2550		○	○	
ARP2070	☐	555 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARP2071	☐	585 mm - uniquement avec : 2050, 2551, 2554, 2556, 2558, 2174, 2560		○	○	
ARP2072	☐	610 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARP2073	☐	635 mm - uniquement avec : 2051, 2552, 2557, 2559		○	○	
ARP2074	☐	660 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	
ARP2502	☐	685 mm - uniquement avec : 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562		○	○	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accoudoirs						
ARP2095	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)		◆	◆	
ARP2096	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (340 à 405 mm)		○	○	
ARP2097	☐	Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (230 à 330 mm)		302,37	319,00	
Accessoires pour accoudoirs						
ARP2308	☐	Entretoises pour écartement des accoudoirs renforcés de 25 mm par côté		159,24	168,00	
ARP2309	☐	Entretoises pour écartement des accoudoirs renforcés de 12,5 mm par côté		159,24	168,00	
Manchette gauche						
ARP2012	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)		◆	◆	
ARP2013	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)		○	○	
ARP2014	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2347, 2348, 2349, 2350, 1404, 1405	163,98	173,00	
Manchette droite						
ARP2016	☐	Manchette standard (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 255 mm, épaisseur 40 mm)		◆	◆	
ARP2017	☐	Manchette longue (coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex , longueur 355 mm, épaisseur 40 mm)		○	○	
ARP2018	☐	Gouttière (longueur 300 mm, épaisseur 30 mm)	NC : 2351, 2352, 2353, 2354, 1404, 1405	163,98	173,00	
Accessoires pour gouttière						
ARP2080	☐	Appui palmaire plat gauche, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		159,24	168,00	
ARP2083	☐	Appui palmaire plat droite, longueur 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		86,26	91,00	
Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)						
ARP2082	☐	Support multiréglable gauche		309,95	327,00	
ARP2085	☐	Support multiréglable droite		309,95	327,00	
E - Réglage de l'accoudoir gauche - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
Réglage personnalisé :						
☐ 290 mm				◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm				○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm				○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm				○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm				○	○	
F - Réglage de l'accoudoir droit - Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir						
Réglage personnalisé :						
☐ 290 mm				◆	◆	
☐ 230 mm ☐ 240 mm ☐ 250 mm ☐ 260 mm ☐ 270 mm				○	○	
☐ 280 mm ☐ 300 mm ☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm				○	○	
☐ 340 mm ☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 370 mm ☐ 380 mm				○	○	
☐ 390 mm ☐ 405 mm				○	○	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Cale-coude gauche (profondeur x largeur)						
ARP2347	☐	Cale-coude gauche XS (110 x 83 mm)		296,68	313,00	
ARP2348	☐	Cale-coude gauche S (135 x 90 mm)		296,68	313,00	
ARP2349	☐	Cale-coude gauche M (145 x 95 mm)		296,68	313,00	
ARP2350	☐	Cale-coude gauche XL (165 x 110 mm)		296,68	313,00	
Amplitude de réglage cale-coude gauche						
ARP2361	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARP2362	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
ARP2363	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARP2364	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
Cale-coude droit (profondeur x largeur)						
ARP2351	☐	Cale-coude droit XS (110 x 83 mm)		296,68	313,00	
ARP2352	☐	Cale-coude droit S (135 x 90 mm)		296,68	313,00	
ARP2353	☐	Cale-coude droit M (145 x 95 mm)		296,68	313,00	
ARP2354	☐	Cale-coude droit XL (165 x 110 mm)		296,68	313,00	
Amplitude de réglage cale-coude droit						
ARP2371	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARP2372	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
ARP2373	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		○	○	
ARP2374	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		○	○	
Cale-cuisse amovible (longueur x hauteur)						
ARP2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2114	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2115	☐	Cale-cuisse, droite, taille 180 x 150 mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
ARP2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Ceinture Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
ARP2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARP2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appui-tête						
ARP2092	☐	Appui-tête <i>Onyx</i> type auto		◆	◆	
ARP2324	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante		○	○	
ARP2325	☐	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante		263,51	278,00	
ARP1495	☐	Appui-tête inclus avec la commande spéciale	NC : 2229	○	○	
Cale-tronc escamotable (longueur x hauteur)						
ARP2343	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 110 x 83 mm		290,05	306,00	
ARP2345	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 135 x 90 mm		290,05	306,00	
ARP2043	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 145 x 95 mm		290,05	306,00	
ARP2045	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , gauche 165 x 110 mm		290,05	306,00	
ARP2344	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 110 x 83 mm		290,05	306,00	
ARP2346	☐	Cale-tronc escamotable <i>Maxx Style</i> , droite 135 x 90 mm		290,05	306,00	

2324

2325



Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
ARP2044	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 145 x 95 mm		290,05	306,00			
ARP2046	☐	Cale-tronc escamotable Maxx Style , droite 165 x 110 mm		290,05	306,00			
ARP2049	☐	Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire		107,11	113,00			
REPOSE-JAMBES								
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets								
ARP0586	☐	Manuel (réglable de 275 à 364 mm)	NC : 0517	338,39	357,00			
ARP0589	☐	Electrique LNx avec compensation, positioné à 90° réglable à +7°/-7° (longueur réglable de 340 à 410 mm)	NC : 2263, 2264	1 505,21	1 588,00			
ARU0592	☐	Electrique LNx avec compensation et palette télescopique sur 59 mm (longueur réglable du repose-jambes de 380 à 419 mm). Palette monobloc incluse - Réalisation sur-mesure, merci de remplir les mesures G	NC : 2263, 2264, 2265	3 002,84	3 168,00			
Palettes (nc : 0592)								
ARP2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○			
ARP0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆			
ARP0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00			
ARP0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		124,17	131,00			
G - Réglage du repose-jambes central (options 0586 & 0589) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes								
Réglage personnalisé :								
☐ 375 mm				◆	◆			
☐ 310 mm ☐ 325 mm ☐ 335 mm ☐ 345 mm				○	○			
☐ 355 mm ☐ 364 mm ☐ 385 mm ☐ 410 mm				○	○			
G - Réglage du repose-jambes central avec palette télescopique (option 0592) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambes								
Réglage personnalisé :								
☐ 380 mm ☐ 393 mm ☐ 406 mm ☐ 419 mm				○	○			
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche								
ARP0537	☐	Repose-jambe manuel de 0° à 80°, gauche		◆	◆			
ARP0539	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche		343,13	362,00			
Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite								
ARP0547	☐	Repose-jambe manuel de 0° à 80°, droite		◆	◆			
ARP0549	☐	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite		343,13	362,00			

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
H - Réglage du repose-jambe latéral gauche (options 0537, 0538 & 0539) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe					
Réglage personnalisé :					
☐ 370 mm			◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm			○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm			○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm			○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm			○	○	
K - Réglage du repose-jambe latéral droite (options 0547, 0548 & 0549) - Mesuré du haut de la palette à la plaque d'assise, parallèle au repose-jambe					
Réglage personnalisé :					
☐ 370 mm			◆	◆	
☐ 270 mm ☐ 280 mm ☐ 290 mm ☐ 300 mm			○	○	
☐ 310 mm ☐ 320 mm ☐ 330 mm ☐ 340 mm			○	○	
☐ 350 mm ☐ 360 mm ☐ 380 mm ☐ 390 mm			○	○	
☐ 400 mm ☐ 410 mm ☐ 420 mm ☐ 430 mm			○	○	
Palette réglable, gauche					
ARP0509	☐ Réglable en inclinaison		◆	◆	
Palette réglable, droite					
ARP0506	☐ Réglable en inclinaison		◆	◆	
COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX					
Commande principale pour Electronique LiNX					
ARP2203	☐ Manipulateur <i>LiNX</i> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	◆	◆	
ARP2204	☐ Manipulateur <i>LiNX</i> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	○	○	
ARP2205	☐ Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris		576,30	608,00	
ARP2206	☐ Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE	NC : 2270	1 713,74	1 808,00	
Option REM400					
ARP2270	☐ Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
Montage de la commande principale (REM211/216/400)					
ARP2107	☐ Fixation à droite, réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARP2108	☐ Fixation à gauche, réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARP1707	☐ Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARP1708	☐ Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	



REM211 REM216



REM400 REM500



2270





REM211 REM216




REM400 REM500





2270

Invacare® TDX® SP2 NB AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARP2075	☐	Support Quad Link , escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur	NC : 1415	233,18	246,00	
ARP2076	☐	Support Quad Link , escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur	NC : 1339	233,18	246,00	
ARP2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	563,98	723,00	
ARP2214	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	563,98	723,00	
ARP2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1221, 2219, 2245	161,14	170,00	35,71
ARP2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 1222, 2219, 2245	161,14	170,00	35,71
ARU2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500						
ARP2209	☐	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404	◆	◆	
ARP2210	☐	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARP2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	685,31	723,00	
ARP2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	685,31	723,00	
ARU2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX						
ARP2219	☐	Double commande tierce-personne LiNX Compact - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
ARP2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228, 2069	1 563,98	1 650,00	714,26
ARP1207	☐	Fixation à droite		◆	◆	
ARP1208	☐	Fixation à gauche		○	○	
ARP1221	☐	Fixation à droite, amovible		○	○	
ARP1222	☐	Fixation à gauche, amovible		○	○	
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escomatable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215.						
Joystick Compact LiNX						
ARP2231	☐	Joystick LiNX Compact Proportionnel		1 192,42	1 258,00	
ARP2232	☐	Joystick LiNX Compact Proportionnel Low Force (force de déflexion : 112 g)		1 311,85	1 384,00	
ARP2207	☐	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARP2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARP2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	717,54	757,00	
ARP2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	717,54	757,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Joysticks alternatifs, accessoires et montages						
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
ARP2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
ARP2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM						
ARP2257	☐	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2233, 2240	6 129,86	6 467,00	



2209
2210



2219
2245



2231
2232




2230



2247



2257



2209
2210



2219
2245



2231
2232



2230



2247



2257

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARP2275	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARP2276	☐	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
ARP2250	☐	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 506,16	1 589,00	
Commande Mini Joystick proportionnel						
ARP2233	☐	Mini joystick proportionnel MEC <i>(Le contacteur peut être désactivé)</i>	NC : 2240	3 366,82	3 552,00	
ARP2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		717,54	757,00	
ARP2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		717,54	757,00	
ARP2213	☐	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405	○	○	
ARP2214	☐	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405	○	○	
ARP2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		717,54	757,00	
ARP2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARP2240	☐	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		3 366,82	3 552,00	
ARP2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARP2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARP2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARP2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARP2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		717,54	757,00	
ARP2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande Joystick Compact pédiatrique proportionnelle						
ARP2243	☐	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132 , livré avec Module d'entrée		3 030,33	3 197,00	
ARP2235	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARP2236	☐	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARP2213	☐	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARP2214	☐	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARP2241	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		717,54	757,00	
ARP2242	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARU2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au souffle et à capteurs de proximité						
ARP2255	☐	Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteurs de proximité (droite/gauche), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP		6 731,75	7 102,00	
Commande au souffle (Sip'n puff head control)						
ARP2256	☐	Commande au souffle ASL109 , livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP		6 731,75	7 102,00	
Interface LiNX						
ARP2271	☐	Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)		507,11	535,00	



2250



2233



2240



2243



2255
2256



2250



2233



2240



2243



2255
2256

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commandes alternatives de vérins : uniquement du côté opposé au manipulateur)						
ARP2251	☐	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack		530,81	560,00	
ARP2217	☐	Fixation utilisateur à droite		☐	☐	
ARP2218	☐	Fixation utilisateur à gauche		☐	☐	
ARP2226	☐	Fixation pour tierce-personne, sur carénage de dossier		☐	☐	
ARP2225	☐	Sans montage		☐	☐	
Claviers & Interrupteurs						
ARP2261	☐	Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise		290,05	306,00	
ARP2262	☐	Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise		290,05	306,00	
ARP2263	☐	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la conduite		410,43	433,00	
ARP2264	☐	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier		410,43	433,00	
ARP2207	☐	Fixation utilisateur à droite		☐	☐	
ARP2208	☐	Fixation utilisateur à gauche		☐	☐	
ARP2225	☐	Sans interface de montage		☐	☐	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Port de charge USB						
ARP2253	☐	Port de charge USB	NC : Ceinture Bodypoint	236,02	249,00	
ARP2207	☐	Fixation à droite		☐	☐	
ARP2208	☐	Fixation à gauche		☐	☐	
Commande d'arrêt à distance						
ARP2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		831,28	877,00	
Module de sortie						
ARP2272	☐	Module de sortie LiNX (DLX-OUT500)		590,52	623,00	
Autres accessoires LiNX : montage des contacteurs						
ARP2300	☐	Livré avec fauteuil, sans montage		☐	☐	
ARU2301	☐	Livré avec le fauteuil, connecté et programmé (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre : 63 mm)						
ARP1685	☐	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARP1686	☐	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARP1687	☐	Contacteur Vert		130,81	138,00	
ARP1690	☐	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
Contacteurs Egg						
ARP2254	☐	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre : 30 mm)						
ARP1711	☐	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARP1712	☐	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARP1713	☐	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
ARP1714	☐	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
ARP1715	☐	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
ARP1716	☐	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARP2721	☐	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	97,00	
ARP2722	☐	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	97,00	
ARP2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	97,00	
ARP2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	97,00	



2251



2263



2253



2258



2272





2721
2722





2723



2724



Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
COLORIS DU FAUTEUIL							
Coloris des carénages							2601 2602 2603 2607 2608 2609 0228
ARP2601	☐	Gris Argenté		○	○		
ARP2602	☐	Bleu Azur		○	○		
ARP2603	☐	Violet Fuschia		○	○		
ARP2607	☐	Rouge Absolu		○	○		
ARP2608	☐	Noir Mat		○	○		
ARP2609	☐	Bleu Pop		○	○		
ARP0228	☐	Noir		○	○		
Coloris des jantes							
ARP2611	☐	Gris Argenté		○	○		
ARP2612	☐	Bleu Azur		○	○		
ARP2613	☐	Violet Fuschia		○	○		
ARP2617	☐	Rouge Absolu		○	○		
ARP2618	☐	Noir Mat		○	○		
ARP2619	☐	Bleu Pop		○	○		
ARP2620	☐	Noir		○	○		
ARP2621	☐	Sans coloris de jante		○	○		
PERFORMANCES							
Fourches							
ARP2631	☐	Fourches monobras		399,05	421,00		
ARP2632	☐	Fourches doubles		◆	◆		
Roues Centrales motrices							
ARP0704	☐	3.00 x 8 - 14" x 3" Pneumatique, noir		◆	◆		
ARP0732	☐	3.00 x 8 - 14" x 3" Pneu anti-crevaison noir à crampons		○	○		
ARP0733	☐	3.00 x 8 - 14" x 3" Bandage plein noir à crampons		○	○		
Moteurs							
ARP1282	☐	OPS Drive 6 km/h, 4 pôles		◆	◆		
ARP1283	☐	OPS Drive 10 km/h, 4 pôles		○	○		
Batteries							
ARP1257	☐	Batteries 50 Ah		◆	◆		
Chargeur							
ARP1313	☐	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆		
GYROSCOPE							
G-Trac							
ARP1215	☐	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 035,07	1 092,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS							
Eclairage							
ARP1367	☐	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position		627,49	662,00		
ARP1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		650,24	686,00		
ARP1254	☐	Sans éclairage		◆	◆		

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} AA2 Ultra Low Maxx				Euros																																											
				Prix Public		LPPR*																																									
				HT	TTC																																										
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] Contact:Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted -Tel. :+45 96180077 fax. :+45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk																																															
ARP1450	☐	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en selectionner un en option dans les accessoires d'assise.		○	○																																										
Accroche-taxi																																															
ARP1494	☐	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes		◆	◆																																										
ARP1401	☐	Accroche-taxi 6 points conforme à la norme ISA 7176-19:2001 pour le transport des personnes - uniquement si Lift		○	○																																										
Ceinture de maintien																																															
ARP2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : Ceinture Bodypoint	◆	◆																																										
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)																																															
ARP2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00																																										
ARP2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00																																										
ARP2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00																																										
ARP2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00																																										
ARP2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00																																										
ARP2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00																																										
Rétroviseur																																															
ARU1415	☐	Droit		70,14	74,00																																										
ARU1339	☐	Gauche		70,14	74,00																																										
Tablette pour Ultra Low Maxx, escamotable, relevable et amovible																																															
ARP1404	☐	Tablette escamotable côté droit		478,67	505,00																																										
ARP1405	☐	Tablette escamotable côté gauche		478,67	505,00																																										
<table><tr><td rowspan="2">Options d'inclinaison</td><td colspan="2">Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise</td><td colspan="3">Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>440 mm ARP0337</td><td>460 mm ARP0331</td><td>480 mm ARP0339</td></tr><tr><td colspan="3">ARP2057 : Sans proclive ni déclive</td><td>440</td><td>460</td><td>480</td></tr><tr><td colspan="3">ARP2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)</td><td>490</td><td>510</td><td>530</td></tr><tr><td colspan="3">ARP2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)</td><td>540</td><td>560</td><td>580</td></tr><tr><td colspan="3">ARP2056 : 5° Déclive</td><td>490</td><td>510</td><td>530</td></tr><tr><td colspan="6">Valable avec une profondeur de 450 mm</td></tr></table>							Options d'inclinaison	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)					440 mm ARP0337	460 mm ARP0331	480 mm ARP0339	ARP2057 : Sans proclive ni déclive			440	460	480	ARP2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)			490	510	530	ARP2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)			540	560	580	ARP2056 : 5° Déclive			490	510	530	Valable avec une profondeur de 450 mm					
Options d'inclinaison	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise		Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm)																																												
			440 mm ARP0337	460 mm ARP0331	480 mm ARP0339																																										
ARP2057 : Sans proclive ni déclive			440	460	480																																										
ARP2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)			490	510	530																																										
ARP2055 : 10° Proclive (hauteur avec assise à 0°)			540	560	580																																										
ARP2056 : 5° Déclive			490	510	530																																										
Valable avec une profondeur de 450 mm																																															
Rampes en accessoires																																															
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530																																									
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	450,00	 1654129																																									



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706