

Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Made in France

Made in France

INVACARE

Yes, you can.®

Küschall The KSL

Bodypoint

matrx

alber

CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Fauteuil manuel en aluminium actif et léger, châssis rigide, dossier rabattable et réglable en angle

Descriptif :

- Châssis en aluminium avec tubes hydroformés

- Kit de personnalisation avec décalcomanies premium

- Poids max utilisateur : 100 kg

- Poids complet : à partir de 6,8 kg.

- Poids de transport : à partir de 4,3 kg.

- Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Découvrez les possibilités de fabrications spéciales UNIQUE, Repoussez les limites de la personnalisation grâce à un large catalogue de possibilités. Créez des fauteuils roulants UNIQUE

Vous retrouverez les fabrications spéciales UNIQUE dans les cadres bleu turquoise de vos fiches de mesure.

Découvrez notre nouvel outil d'aide au calcul des dimensions hors-tout et retrouvez le configurateur visuel pour réaliser votre configuration !

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Gagnez du temps : utilisez notre configurateur en ligne pour éliminer les non-compatibilités de premier niveau !


Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
DSA0100	☐	küschall® The KSL - Dossier fixe Code LPPR 9124749		4 598,10	4 851,00	558,99	
DSA0120	☐	küschall®The KSL - Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise + 20 mm de largeur hors-tout - Code LPPR 9124749		4 813,27	5 078,00	558,99	
FABRICATION SPECIALE							
DSA0000	☐	Unique - Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis			
USA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par USA****		○	○		
PACK POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES							
DSA0220	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DSA2300 à DSA2315) - Coussin Matrx Libra (DSA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DSA7810 à DSA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 410/435 mm, 1315, 1430	1222,23	1289,45	838,47*	Réalisez 18% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 276,85 € !
TYPE D'ASSISE							
Châssis							
DSA1000	☐	Châssis Aluminium, potences 75°		◆	◆		
DSA1010	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 75°		○	○		
DSA1020	☐	Châssis Aluminium, potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")		○	○		
DSA1030	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 5300, 5350, 5400, 5500	○	○		
	☐	Barre de préhension soudée sous l'assise derrière le trou de fixation centrale de la toile d'assise (poids additionnel environ 170 g et peinture du coloris du châssis)		Sur devis			
UNIQUE - THE KSL TOUT SOUDÉ							
USA1270	☐	The KSL tout soudé	NC : 7500, 7510, 7520	1162,09	1226,00		

Küschall® THE KSL					Euros			
					Prix Public		LPPR*	
					HT	TTC		
Largeur d'assise (SW)								
DSA1315	☐	340 mm	NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		○	○		
DSA1320	☐	360 mm	NC : 2362, 2364, 2366, 2742, 2744, 2746, 2748		○	○		
DSA1325	☐	380 mm	NC : 2364, 2366, 2744		○	○		
DSA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2364, 2366, 2740, 2744		○	○		
DSA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2366, 2740		○	○		
DSA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2740, 2742		○	○		
Profondeur d'assise (SD)								
DSA1430	☐	385 mm	NC : 2720, 2744, 7810, 7820, 7830		○	○		
DSA1440	☐	410 mm	NC : 2746		◆	◆		
DSA1455	☐	435 mm	NC : 2740, 2742		○	○		
DSA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744		○	○		
DSA1485	☐	485 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748		○	○		
Hauteur de dossier (BH)								
DSA1600	☐	Hauteur de dossier selon dossier Matrix choisi		NC : 2200, 2210, 2200, 2230	○	○		
DSA1605	☐	270 mm		NC : 2210, 2240	○	○		
DSA1610	☐	285 mm		NC : 2210, 2240	○	○		
DSA1615	☐	300 mm		NC : 2240	◆	◆		
DSA1620	☐	315 mm	DSA1625 ☐	330 mm	NC : 2240	○	○	
DSA1630	☐	345 mm	DSA1635 ☐	360 mm	NC : 2240	○	○	
DSA1640	☐	375 mm	DSA1645 ☐	390 mm	NC : 2240	○	○	
DSA1650	☐	405 mm	DSA1655 ☐	420 mm	NC : 2240	○	○	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant								
DSA1740	☐	450 mm	NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420		○	○		
DSA1745	☐	460 mm	NC : 1845, 1850, 1855, 1860		○	○		
DSA1750	☐	470 mm	NC : 1850, 1855, 1860		○	○		
DSA1755	☐	480 mm	NC : 1855, 1860		○	○		
DSA1760	☐	490 mm	NC : 1860		◆	◆		
DSA1765	☐	500 mm			○	○		
DSA1770	☐	510 mm	NC : 1820		○	○		
DSA1775	☐	520 mm	NC : 1820, 1825		○	○		
DSA1780	☐	530 mm	NC : 1820, 1825, 1830, 6410		○	○		
Hauteur d'assise arrière (RSTF) FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 20 mm								
DSA1820	☐	400 mm	NC : 6420		○	○		
DSA1825	☐	410 mm			○	○		
DSA1830	☐	420 mm			○	○		
DSA1835	☐	430 mm			◆	◆		
DSA1840	☐	440 mm	DSA1845 ☐	450 mm	○	○		
DSA1850	☐	460 mm	DSA1855 ☐	470 mm	○	○		
DSA1860	☐	480 mm			○	○		
Distance (UL) fauteuil								
Avec châssis 75°: FSTF - 100 mm < UL < FSTF - 30 mm								
Avec châssis 90° FSTF - 80 mm < UL ≤ FSTF- 40 mm								
DSA1930	☐	350 mm			○	○		
DSA1932	☐	360 mm	DSA1934 ☐	370 mm	○	○		
DSA1936	☐	380 mm	DSA1938 ☐	390 mm	○	○		
DSA1940	☐	400 mm	DSA1942 ☐	410 mm	○	○		
DSA1944	☐	420 mm			○	○		
DSA1946	☐	430 mm			◆	◆		
DSA1948	☐	440 mm	DSA1950 ☐	450 mm	○	○		
DSA1952	☐	460 mm	DSA1954 ☐	470 mm	○	○		
DSA1956	☐	480 mm	DSA1958 ☐	490 mm	○	○		
DSA1960	☐	500 mm			○	○		




UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin





UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin






Küschall® THE KSL				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
TYPE DE DOSSIER							
Garniture de dossier							
DSA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	◆	◆		
DSA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	178,20	188,00		
DSA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	○	○		
DSA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440	258,77	273,00		
DSA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé		○	○		
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back							
USA2241	☐	Jaune Fluo		163,03	172,00		
USA2242	☐	Rose Fluo		163,03	172,00		
USA2243	☐	Bleu		163,03	172,00		
USA2244	☐	Blanc		163,03	172,00		
USA2245	☐	Rouge		163,03	172,00		
USA0002	☐	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis			
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back							
USA2246	☐	Smiley		251,18	265,00		
USA2248	☐	Aventurier		251,18	265,00		
USA2249	☐	Beauté Sakura		251,18	265,00		
USA2250	☐	Cactus Souriant		251,18	265,00		
USA2251	☐	Logo Kuscall : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis			
USA0003	☐	Autre design : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution</i>		Sur devis			
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back							
USA2253	☐	Smiley		113,74	120,00		
USA2255	☐	Aventurier		113,74	120,00		
USA2256	☐	Beauté Sakura		113,74	120,00		
USA2257	☐	Cactus Souriant		113,74	120,00		
USA2259	☐	Explosion de couleurs		113,74	120,00		
USA0004	☐	Autre design : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution</i>		Sur devis			
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>							
DSA2300	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)		927,01	978,00	838,47*	
DSA2305	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)		927,01	978,00	838,47*	
DSA2310	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)		927,01	978,00	838,47*	
DSA2315	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)		927,01	978,00	838,47*	
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
Largeur du dossier Matrx							
DSA2360	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○		
DSA2362	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○		
DSA2364	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○		
DSA2366	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○		
DSA2368	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○		



Largeur du dossier Matrx en mm					
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460
360	■	■	■	■	■
380	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■
420	■	■	■	■	■
440	■	■	■	■	■

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !

2300, 2305, 2310, 2315

Küschall® THE KSL					Euros		 2450 Angle de dossier BA	
					Prix Public			LPPR*
					HT	TTC		
Poignées à pousser								
DSA2400	☐	Sans poignée			◆	◆		
DSA2410	☐	Standards courtes			○	○		
DSA2420	☐	Standards longues			○	○		
DSA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées			254,03	268,00		
DSA2450	☐	Rabattables			213,27	225,00		
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)								
DSA2500	☐	74°	DSA2520	☐	78°	○	○	
DSA2540	☐	82°			○	○		
DSA2560	☐	86°	DSA2580	☐	90°	○	○	
TOILE D'ASSISE								
DSA2600	☐	Standard avec bande scratch centrale - face douce			◆	◆		2600
DSA2630	☐	Toile <i>Air Light</i> - 60 g			66,35	70,00		2630
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise								
USA2602	☐	Jaune Fluo			163,03	172,00		
USA2603	☐	Rose Fluo			163,03	172,00		
USA2604	☐	Bleu			163,03	172,00		
USA2605	☐	Blanc			163,03	172,00		
USA2606	☐	Rouge			163,03	172,00		
USA0005	☐	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>			Sur devis			
OPTIONS D'ASSISE								
Coussin d'assise								2700 2710 2720 2740 / 2742 2744 / 2746 2748 2810 2820 2830 2840 2850 2860
DSA2700	☐	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm		4851	101,42	107,00	838,47*	
DSA2710	☐	Coussin <i>Flo-Tech Lite</i> - H : 75 mm		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	118,48	125,00	838,47*	
DSA2720	☐	Coussin <i>Matrx Libra</i> (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)		NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 410 et 435 mm	293,84	310,00	838,47*	
DSA2740	☐	Coussin <i>Classic Visco</i> - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	
DSA2742	☐	Coussin <i>Classic Visco</i> - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00	
DSA2744	☐	Coussin <i>Classic Visco</i> - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00	
DSA2746	☐	Coussin <i>Classic Visco</i> - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	
DSA2748	☐	Coussin <i>Matrx Contour Visco</i> _{NG} - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.								
Accessoires coussin Matrx Libra								
DSA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire			90,05	95,00		
DSA2820	☐	Biseau fessier, la paire			41,71	44,00		
DSA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité			47,39	50,00		
DSA2840	☐	Biseau latéral, l'unité			41,71	44,00		
DSA2850	☐	Biseau crural, l'unité			54,98	58,00		
Base rigide								
DSA2860	☐	Base rigide		(choisir un coussin obligatoirement)	56,87	60,00		

Küschall® THE KSL				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
REPOSE-PIEDS							
Repose-pieds / palette monobloc						 3200  3210  3305	
DSA3200	☐	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		○	○		
DSA3210	☐	Repose-pieds en titane (-145 g)		◆	◆		
DSA3220	☐	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	264,45	279,00		
Socle plastique vissé pour repose-pieds							
DSA3290	☐	Socle plastique vissé pour repose-pieds		113,74	120,00		
Sangles							
DSA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆		
DSA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnées derrière les potences		76,78	81,00		
GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS (+0 à 10 mm de largeur d'assise)							
DSA3410	☐	Protège-vêtements fixes en carbone		◆	◆		
DSA3430	☐	Garde-boue fixes en carbone	NC : 7230	89,10	94,00		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION							
Coloris de châssis						Délai supplémentaire + 15 jours	
DSA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○		
DSA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○		
DSA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○		
DSA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○		
DSA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○		
DSA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		216,11	228,00		
DSA4070	☐	Violet Atomique		216,11	228,00		
DSA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		216,11	228,00		
DSA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		216,11	228,00		
DSA4140	☐	Bleu Royal		216,11	228,00		
DSA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		216,11	228,00		
DSA4170	☐	Orange Dynamite		216,11	228,00		
DSA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		216,11	228,00		
USA4101	☐	Poli-miroir		800,00	844,00		
USA4102	☐	Vert Pastel		718,48	758,00		
USA4103	☐	Bleu Ciel		718,48	758,00		
USA4104	☐	Prune		718,48	758,00		
USA4105	☐	Saumon		718,48	758,00		
USA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . ou - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		sur devis	sur devis		
UNIQUE - Vernis céramique						 BOLD  TAG	
USA4066	☐	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris USA410*</i>)		562,09	593,00		
Style de décalcomanie							
DSA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis	NC : 4300, 4310	64,45	68,00		
DSA4195	☐	Tag (Elégance): Bague <i>K</i> sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	NC : 4200 à 4250	◆	◆		

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DSA4200	☐	Noir		○	○	
DSA4210	☐	Gris Foncé		○	○	
DSA4220	☐	Gris Clair		○	○	
DSA4230	☐	Rouge		○	○	
DSA4240	☐	Bleu		○	○	
DSA4250	☐	Doré		○	○	
USA4252	☐	Jaune Fluo		205,69	217,00	
USA4253	☐	Vert Fluo		205,69	217,00	
USA4254	☐	Orange Fluo		205,69	217,00	
USA4255	☐	Rose Fluo		205,69	217,00	
USA4256	☐	Rouge Fluo		205,69	217,00	
USA0009	☐	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis		
Coloris de la décalcomanie Tag						
DSA4300	☐	Noir		○	○	
DSA4310	☐	Rouge		○	○	
Roues avant						
DSA5000	☐	3" Supersport		○	○	
DSA5050	☐	4" Every day - bandage noir		◆	◆	
DSA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○	
DSA5150	☐	4" Starec, bandage noir, jante noire		75,83	80,00	
DSA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire		121,33	128,00	
DSA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DSA5300	☐	5" Every day - bandage noir		○	○	
DSA5350	☐	5" Bandage Soft noir		○	○	
DSA5400	☐	5" Starec, bandage noir, jante noire		103,32	109,00	
DSA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire		147,87	156,00	
DSA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		147,87	156,00	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs						
USA5502	☐	Rose Fluo		238,86	252,00	
USA5504	☐	Orange		238,86	252,00	
USA5506	☐	Bleu		238,86	252,00	
USA5507	☐	Violet Atomique		238,86	252,00	
USA5508	☐	Rouge		238,86	252,00	
USA5509	☐	Doré		238,86	252,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
USA5510	☐	Roulements en céramique		369,67	390,00	



5000



5200 / 5250 /
5450 / 5500




5350




5050 / 5300

ROUES ARRIERE						
Position des roues arrière (distance X sur le dessin)						
DSA6100	☐	140 mm (position 1 sur le <i>K-Series</i>)		○	○	
DSA6110	☐	125 mm (position 2 sur le <i>K-Series</i>)		○	○	
DSA6120	☐	110 mm (position 3 sur le <i>K-Series</i>)		◆	◆	
DSA6130	☐	95 mm (position 4 sur le <i>K-Series</i>)		○	○	
DSA6140	☐	80 mm (position 5 sur le <i>K-Series</i>)		○	○	
Carrossage - Barre de carrossage en carbone						
DSA6200	☐	0°		○	○	
DSA6210	☐	3°		◆	◆	
DSA6220	☐	6°	NC : 6950	○	○	
Axes à demontage rapide Tétra-clip						
DSA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	143,13	151,00	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DSA6410	☐	24"		◆	◆	
DSA6420	☐	25"	NC : 6600, 6630, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	



6300



Küschall® THE KSL					Euros		
					Prix Public		LPPR*
					HT	TTC	
Type des roues arrière							
DSA6520	☐	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noirs)	24", 25"		◆	◆	
DSA6550	☐	Spinergy L XK (jante, moyeu et rayonnage radial noirs)	24", 25"		771,56	814,00	
USA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) - 680g par roue	24", 25"		1157,35	1221,00	
USA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) - 660g par roue	24", 25"		1208,53	1275,00	
USA6553	☐	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) - 757g par roue	24", 25"		1285,31	1356,00	
USA6554	☐	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) - 570g par roue	24", 25"		1465,40	1546,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy							
USA6557	☐	Bleu			128,91	136,00	
USA6558	☐	Doré			128,91	136,00	
USA6559	☐	Vert			128,91	136,00	
USA6560	☐	Orange			128,91	136,00	
USA6561	☐	Rouge			128,91	136,00	
USA6562	☐	Violet			128,91	136,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy							
USA6563	☐	Bleu			128,91	136,00	
USA6564	☐	Doré			128,91	136,00	
USA6565	☐	Gris			128,91	136,00	
USA6566	☐	Vert			128,91	136,00	
USA6567	☐	Orange			128,91	136,00	
USA6568	☐	Rouge			128,91	136,00	
USA6569	☐	Violet			128,91	136,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy							
USA6570	☐	Bleu			128,91	136,00	
USA6571	☐	Vert			128,91	136,00	
USA6572	☐	Orange			128,91	136,00	
USA6573	☐	Rose Fluo			128,91	136,00	
USA6574	☐	Rouge			128,91	136,00	
USA6575	☐	Violet			128,91	136,00	
USA6576	☐	Blanc			128,91	136,00	
USA6577	☐	Jaune			128,91	136,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière							
USA6579	☐	Roulements en céramique			290,05	306,00	
Pneus arrière							
DSA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"		○	○	
DSA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect - 24" ou 25" x 1" (protection anti-crevaison)	24", 25"		○	○	
DSA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"		◆	◆	

Taille des pneus

MAXXIS LITE GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540



6600



6625





6630



Taille des pneus

MAXXIS LITE GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540



Küschall® THE KSL					Euros		
					Prix Public		LPPR*
					HT	TTC	
Mains-courantes							
DSA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		142,18	150,00	
DSA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24"		113,74	120,00	
DSA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		277,73	293,00	
DSA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		373,46	394,00	 6790 6760
DSA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		373,46	394,00	 6700 6710
DSA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		282,46	298,00	
DSA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		373,46	394,00	 6720 6740
DSA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25"	◆	◆		
DSA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25"	○	○		
Protège-rayons, la paire							
DSA6900	☐	Transparent	24", 26"		200,95	212,00	
DSA6910	☐	Noir	24", 26"		200,95	212,00	
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-bascule alber)							
DSA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520		579,15	611,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.							
UNIQUE - Kits anodisation							
USA6960	☐	Kit 1 : Fourches et capuchons de fourches			293,84	310,00	
USA6961	☐	Kit 2 : Fourches, capuchons de fourches, support de dossier, mains-courantes (DSA6780)			405,69	428,00	
USA6962	☐	Kit 3 : Fourches, capuchons de fourches, support de dossier, mains-courantes (DSA6780) et tubes porte-palette (DSA3200)			471,09	497,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation							
USA6963	☐	Rouge			○	○	
USA6964	☐	Violet			○	○	
USA6965	☐	Cuivre			○	○	
USA6966	☐	Vert			○	○	
USA6967	☐	Orange			○	○	
USA6968	☐	Doré			○	○	
USA6969	☐	Champagne			○	○	
USA6970	☐	Rose Fluo			○	○	

Küschall® THE KSL				Euros																									
				Prix Public		LPPR*																							
				HT	TTC																								
USA6971	☐	Bleu		○	○																								
USA6972	☐	Finition poli miroir		○	○																								
Freins																													
DSA7210	☐	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆																								
DSA7230	☐	Performance		76,78	81,00																								
DSA7240	☐	Actifs		76,78	81,00																								
DSA7250	☐	Actifs légers		145,02	153,00																								
OPTIONS DE SECURITE																													
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, porte-canne ou roues de transit																													
Roulettes anti-bascule																													
DSA7500	☐	Droite		130,81	138,00																								
DSA7510	☐	Gauche		130,81	138,00																								
DSA7520	☐	Droite et gauche		261,61	276,00																								
Ceintures																													
DSA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 - 50 kg		217,06	229,00		Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm																						
DSA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		217,06	229,00																								
DSA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		217,06	229,00																								
Catadioptres																													
DSA7900	☐	Montés sur les roues		22,75	24,00																								
AUTRES OPTIONS																													
Protections de châssis																													
DSA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		44,55	47,00		 8550  8680																						
Autres																													
DSA8500	☐	Pompe		33,18	35,00																								
DSA8550	☐	Trousse à outils		22,75	24,00																								
DSA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24", 25")		65,40	69,00																								
DSA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00																								
DSA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00																								
DSA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00																								
Récapitulatif des mesures :																													
																													
<table><tr><th colspan="2">MESURES PERSONNALISEES</th></tr><tr><td>SW</td><td></td></tr><tr><td>ST = SD</td><td></td></tr><tr><td>RW = BH</td><td></td></tr><tr><td>FSTF = SHv</td><td></td></tr><tr><td>RSTF =SHh</td><td></td></tr><tr><td>UL</td><td></td></tr><tr><td>BA = RW</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Poids utilisateur</td><td></td></tr><tr><td>Taille utilisateur</td><td></td></tr></table>								MESURES PERSONNALISEES		SW		ST = SD		RW = BH		FSTF = SHv		RSTF =SHh		UL		BA = RW		X		Poids utilisateur		Taille utilisateur	
MESURES PERSONNALISEES																													
SW																													
ST = SD																													
RW = BH																													
FSTF = SHv																													
RSTF =SHh																													
UL																													
BA = RW																													
X																													
Poids utilisateur																													
Taille utilisateur																													

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Rampes en accessoire						
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité max. : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130