

XENON²

- Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

DIMENSIONS D'ASSISE

		Largeur d'assise en cm (LS)									
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profondeur d'assise en cm (PS)	34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uniquement Xenon ² Hybride											

Mesure largeur d'assise:
extérieur tubes d'assise



Largeur entre protégé-
vêtements = LS + 2 cm

		Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)														
		Fourche	Châssis	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"	bas	111 mm 123 mm (1) Frog Leg (1) Monobras (1)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	haut	111 mm 123 mm (1) Frog Leg (1) Monobras (1)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4"	bas	111 mm 123 mm (1) Frog Leg (1) Monobras (1)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	haut	111 mm 123 mm (1) Frog Leg (1) Monobras (1)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5"	bas	111 mm 123 mm (1) Frog Leg (1) Monobras (1)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	haut	111 mm 123 mm (1) Frog Leg (1) Monobras (1)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6"	bas	123 mm 123 mm (1) Frog Leg (1)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	haut	123 mm 123 mm (1) Frog Leg (1)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) : fourches aluminium compatibles avec dispositif d'assistance électrique.
Fourches Frog Leg et Monobras : voir prix de l'option rubrique "Roues directrices et fourches"

XENON²

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE

		Hauteur sol siège arrière en cm													
Roue arrière	Roues	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		24"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	25"	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Différence maximale entre hauteur d'assise arrière et avant : 11 cm

(1): uniquement avec support d'axe léger

SIEGE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XFF020002	<input type="radio"/> Toile réglable en tension avec une pochette	std	std		
XFF020003	<input type="checkbox"/> Toile réglable en tension avec une double pochette (1)	67,30	71,00		
XFF020004	<input type="checkbox"/> Toile réglable en tension avec une pochette et pochette catheter (1)	67,30	71,00		
XFF020050	<input type="checkbox"/> Sur-toile rembourrée amovible pour toile d'assise	67,30	71,00		
Coussin avec housse aérée noire					
XFF020101/02	<input type="checkbox"/> Mousse Epaisseur <input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm densité moyenne	115,64	122,00	9367995	34,90

JAY

PRODUITS D'AIDE A LA POSTURE JAY

Ces dossiers peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un **siège de série modulable et évolutif** incluant un **coussin** d'assise et un **dossier** de positionnement. **Code LPPR: 6266839 = 838,47 € TTC**

COUSSINS DE POSITIONNEMENT	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
JAY020001 <input type="checkbox"/> Jay Easy Visco, base incurvée	300,83	317,38		
JAY020007 <input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid, base incurvée	300,83	317,38		
JAY020004 <input type="checkbox"/> Jay Lite	352,01	371,37		

DOSSIERS DE POSITIONNEMENT	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> Dossier Jay J3	493,93	521,10		

Jay J3 - GALBE PEU PROFOND (SC) - Enveloppement 5 cm

H= hauteur du dossier

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030010 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033 (T) H: 38 cm
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030012 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019 (M) H: 46 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030015 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022 (M) H: 57 cm

Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030011 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030018 (T) H: 38 cm
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030013 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030020 (M) H: 46 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030016 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030023 (M) H: 57 cm

Jay J3 - GALBE PROFOND SUPPORT MOYEN (MDC) - Enveloppement 15 cm

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030044 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030041 (T) H: 38 cm
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/> JAY030045 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030042 (M) H: 46 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/> JAY030043 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030047 (M) H: 57 cm

Dossier Jay J3 Carbon

903,91 953,63

Jay J3 CARBON - GALBE PEU PROFOND - Enveloppement 5 cm

Thoracique bas:	<input type="checkbox"/> JAY060001 (S) H: 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002 (T) H: 24 cm
Thoracique moyen:	<input type="checkbox"/> JAY060003 (S) H: 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004 (T) H: 38 cm






Appui-tête Whitmyer pour dossier JAY J3 uniquement

WHT030415 <input type="checkbox"/> Appui-tête avec support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	447,91	472,55	9367854	63,41
WHT030416 <input type="checkbox"/> Appui-tête avec support AXYS, standard	261,65	276,04	9367854	63,41

(1) A partir de LS 36cm

XENON²

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

DOSSIER		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €																								
Hauteur de dossier																													
XFF030001	<input type="radio"/> Montants de dossier aluminium réglables en hauteur sélectionner un pré-réglage (cm) parmi les plages ci-dessous :	std	std																										
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">25 - 30</th> <th colspan="2">30 - 40</th> <th colspan="2">40 - 47,5</th> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 25 cm</td> <td><input type="radio"/> 30 cm</td> <td><input type="radio"/> 35 cm</td> <td><input type="radio"/> 40 cm</td> <td><input type="radio"/> 45 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 27,5 cm</td> <td><input type="radio"/> 32,5 cm</td> <td><input type="radio"/> 37,5 cm</td> <td><input type="radio"/> 42,5 cm</td> <td><input type="radio"/> 47,5 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 30 cm</td> <td><input type="radio"/> 35 cm</td> <td><input type="radio"/> 40 cm</td> <td><input type="radio"/> 45 cm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	25 - 30		30 - 40		40 - 47,5		<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm		<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 47,5 cm		<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm						
25 - 30		30 - 40		40 - 47,5																									
<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm																									
<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 47,5 cm																									
<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm																										
XFF030002	<input type="checkbox"/> Montants de dossier carbone non réglables en hauteur (1) Uniquement avec dossier réglable en angle, non rabattable sur l'assise ND avec poignées de poussée réglables en hauteur ND avec dossiers Jay	335,55	354,00																										
	<input type="radio"/> 25 cm <input type="radio"/> 27,5 cm <input type="radio"/> 30 cm <input type="radio"/> 32,5 cm <input type="radio"/> 35 cm <input type="radio"/> 37,5 cm <input type="radio"/> 40 cm <input type="radio"/> 42,5 cm																												
Types de dossier																													
XFF030010	<input type="radio"/> Dossier, fixe 90° (ND avec tubes carbone)	std	std																										
XFF030029	<input type="radio"/> Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs (2)	std	std																										
XFF030031	<input type="radio"/> Rabattable sur l'assise (3) A partir de HD 32,5 cm - hauteur de dossier fixe En combinaison avec poignées escamotables, à partir de HD 40 cm	std	std																										
XFF030012	<input type="radio"/> Dossier, réglable en angle (-15° à + 13° - par paliers de 4°)	std	std																										
XFF030029	<input type="radio"/> Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs (2)	std	std																										
XFF030031	<input type="radio"/> Rabattable sur l'assise (3) A partir de HD 32,5 cm - hauteur de dossier fixe ND avec tubes de dossier carbone En combinaison avec poignées escamotables, à partir de HD 40 cm	std	std																										
Toiles de dossier EXO EVO (ND dossiers JAY)																													
XFF030316	<input checked="" type="radio"/> Toile EXO Evo, noire, réglable en tension, pochette Coloris galon <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge	std	std	9367995	34,90																								
XFF030317	<input type="checkbox"/> Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette Coloris galon <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge	157,35	166,00	9367995	34,90																								
Accessoires de dossier																													
XFF030402	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier pliant (à partir de LS 38cm) ND appui-tête - ND dossier rabattable sur l'assise - ND tubes dossier carbone - ND poignées réglables en hauteur	143,13	151,00																										
PROTEGE-VETEMENTS et ACCOUDOIRS																													
XFF040102	<input type="radio"/> Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis	std	std																										
XFF040103	<input type="radio"/> Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis	std	std																										
XFF040104	<input type="checkbox"/> Garde boue carbone	231,28	244,00		040101																								
XFF040101	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements carbone "slim" - petite hauteur	145,97	154,00		040107																								
XFF040107	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements composite et amovible (hauteur 21 cm)	155,45	164,00																										
XFF040052	<input type="checkbox"/> Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur et en profondeur avec outils (manchette 33cm)	187,68	198,00																										
XFF040005	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles sans manchette	277,73	293,00																										
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles avec manchettes fixes	277,73	293,00																										
XFF040001	<input type="checkbox"/> courtes (25cm)				040052																								
XFF040003	<input type="checkbox"/> longues (31cm)																												
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles avec manchettes réglables hauteur	350,71	370,00																										
XFF040002	<input type="checkbox"/> courtes (25cm)																												
XFF040004	<input type="checkbox"/> longues (31cm)																												
XFF040117	<input type="checkbox"/> Accoudoirs tube en alu, escamotables latéralement, amovibles	131,75	139,00																										
XFF040020	<input type="checkbox"/> Axe tétra pour déverrouillage accoudoirs uniquement pour accoudoirs XFF040001 à XFF040005	36,97	39,00		040003																								

- (1) ND avec accoudoirs relevables et amovibles, ND avec combinaison handbike Attitude
 (2) Nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables et pour accoudoirs tube avec dossier 90°
 (3) ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec "sans poignées", ND avec dossier Jay - Voir MATRICE dernière page
 (4) Nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables


XENON²

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

CHASSIS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
Châssis OUVERT (poids max. Utilisateur: 110 kg)					
XFF010012	○ Châssis 100°	std	std		
	Ajustement par côté XFF010100 ○ 0 cm XFF010101 ○ -1 cm	std	std		
XFF010013	○ Châssis 92°	std	std		
	Ajustement par côté XFF010100 ○ 0 cm XFF010101 ○ -1 cm	std	std		
Châssis HYBRID - Fermé (poids max. Utilisateur: 140 kg)					
XFF010020	○ Châssis hybrid, 100°	std	std		
XFF010021	○ Châssis hybrid, 92°	std	std		



ENSEMBLE REPOSE-PIEDS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
Palettes					
○ Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet					
XFF0500131	○ palette composite	std	std		
XFF0500132	□ palette carbone	171,56	181,00		
XFF050061	□ palette composite, montage haut (LJ 22-34 cm)	219,91	232,00		
XFF050059	□ Monobloc alu Performance, réglable en angle et relevable sangle mollet incluse - ND avec LS 32 cm et 1 cm d'ajustement	236,97	250,00		
□ Repliable automatiquement, réglable en angle et profondeur					
XFF050028	□ palette composite	329,86	348,00		
XFF050027	□ palette carbone	401,90	424,00		
XFF050023	□ Monobloc alu, réglable en angle et profondeur (type Easy)	383,89	405,00		
XFF0500126	□ Escamotage de la palette mono. alu XFF050023 (LJ mini 39 cm)	131,75	139,00		
XFF0500127	□ Cales latérales - uniquement pour palette Performance et légère	83,41	88,00		
□ Palettes séparées - Fabrication spéciale - Faisabilité et prix: nous consulter					
Longueur de jambes (sur fauteuil=distance toile d'assise à palette)					
○ 22 cm ○ 23 cm ○ 24 cm ○ 25 cm ○ 26 cm ○ 27 cm ○ 28 cm ○ 29 cm					
○ 30 cm ○ 31 cm ○ 32 cm ○ 33 cm ○ 34 cm ○ 35 cm ○ 36 cm ○ 37 cm					
○ 38 cm ○ 39 cm ○ 40 cm ○ 41 cm ○ 42 cm ○ 43 cm ○ 44 cm ○ 45 cm					
○ 46 cm ○ 47 cm ○ 48 cm ○ 49 cm ○ 50 cm					




CENTRE DE GRAVITE et SUPPORT D'AXE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
Centre de gravité: distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de la roue arrière					
XFF070703	○ Support d'axe standard, sélectionner un centre de gravité (en cm): ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10	std	std		
XFF070701	○ Support d'axe léger (1), sélectionner un centre de gravité (en cm): ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 9 ○ 10 ○ 11	std	std		
XFF010411	○ Support en T - long (plage de réglage complète)	std	std		
XFF010412	□ Support en T - court (réglage max +/- 1 cm)	265,40	280,00		



ROUES MOTRICES		Prix € HT	Prix € TTC
XFF070001	○ Standards rayonnage croisé (ND 25")	std	std
XFF070002	○ Moyeu design rayonnage droit (3) (ND 25")	std	std
XFF070003	□ Légère (voir option de couleur page 8)	303,32	320,00
XFF070004	□ Proton (poids max. Uti.: 100 kg)	336,49	355,00
XFF070005	□ Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent (autres coloris = B4Me)	647,39	683,00
XFF070007	□ Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir (autres coloris = B4Me)	837,91	884,00
XFF070008	□ Roues avec freins tambour, 36 rayons croisés (2) (ND 25")	600,95	634,00
XFF070009	□ VTT 24" (seulement avec pneu VTT et MC noire)	381,99	403,00
XFF070010	□ VTT 24" (paire supplémentaire)	574,41	606,00
XFF070151	□ Axes tétra - ND avec roues Spinergy, VTT et roues freins tambour	140,28	148,00






Prise de mesure - centre de gravité



- (1) Uniquement avec carrossage 0°
- (2) Uniquement avec support d'axe standard et avec carrossage 0° et 4°
- (2) ND avec poignées de poussée escamotables et sans poignées
- (3) ND harmonisation couleur moyeu et jante

XENON²

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

ROUES MOTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
Pneu							
XFF070101	<input type="radio"/> Profil fin - Right run	(ND 25")	std	std			 pneu marathon
XFF070107	<input type="radio"/> Schwalbe ONE		std	std			
XFF070102	<input type="radio"/> Bandage noir		std	std			
XFF070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution		75,83	80,00			
Carrossage							
XFF070600	<input type="radio"/> Carrossage 0°		std	std			 Zebra
XFF0706002	<input type="radio"/> Carrossage 2° - ND avec support d'axe léger		std	std			
XFF070604	<input type="radio"/> Carrossage 4° - ND avec support d'axe léger		std	std			
Flasques - 24" (ND avec roues Spinerger)							
XFF070831	<input type="checkbox"/> Transparent		190,52	201,00			
XFF070823	<input type="checkbox"/> Princess 13	<input type="checkbox"/> Galactica 18	<input type="checkbox"/> Jungle Fever	238,86	252,00		
XFF070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions 21	<input type="checkbox"/> Pirates 11	<input type="checkbox"/> Feather	238,86	252,00		
XFF070819	<input type="checkbox"/> Monkeys 14	<input type="checkbox"/> Graffiti 6	<input type="checkbox"/> Chrome wheel	238,86	252,00		
XFF070820	<input type="checkbox"/> Oriental 2	<input type="checkbox"/> Basketball 3	<input type="checkbox"/> Basketball 2	238,86	252,00		
XFF070829	<input type="checkbox"/> Superhero 12	<input type="checkbox"/> Flying water 28	<input type="checkbox"/> Space	238,86	252,00		
XFF070817	<input type="checkbox"/> Hot wheels 22	<input type="checkbox"/> Pool 27	<input type="checkbox"/> Silk	238,86	252,00		
XFF070830	<input type="checkbox"/> Tiger 33	<input type="checkbox"/> Zebra		238,86	252,00		
SYSTÈME DE CONDUITE				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
Main-courantes							
XFF070202	<input type="radio"/> Alu argent anodisé	XFF070201	<input type="radio"/> Alu argent vernis	std	std		 MC maxgreep
XFF070204	<input type="radio"/> Inox poli			std	std		
XFF070205	<input type="checkbox"/> Titane	(25" uniquement avec roues Spinerger)		235,07	248,00		
XFF070206	<input type="checkbox"/> Titane traité	(25" uniquement avec roues Spinerger)		235,07	248,00		
XFF070207	<input type="checkbox"/> Anti-dérapante			309,00	326,00		
XFF070208	<input type="checkbox"/> Maxgreep	(ND 25")		443,60	468,00		
XFF070212	<input type="checkbox"/> Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal)	(uniquement 24" et 25")		302,37	319,00		
XFF070250	<input type="checkbox"/> Protection main-courante	(ND 25")		138,39	146,00		
Montage main-courantes							
XFF070317	<input checked="" type="radio"/> Standard 17 mm			std	std		
XFF070327	<input type="checkbox"/> Ecarté 27 mm	(ND MC Maxgreep)		58,77	62,00		
XFF070307	<input type="checkbox"/> Très rapproché 7 mm	(uniquement MC inox)		138,39	146,00		
Poignées de poussée							
XFF030200	<input type="radio"/> Sans poignées (3)			std	std		 poignée longue
XFF030201	<input type="radio"/> Poignées longues			std	std		
XFF030203	<input type="checkbox"/> Escamotables - à partir de HD 32.5 cm	(1)		120,38	127,00		
XFF030204	<input type="checkbox"/> Réglables en hauteur - à partir de HD 30 cm	(2)		270,14	285,00		
XFF030205	<input type="checkbox"/> Fixations dossier Jay avec poignées réglables en hauteur			291,94	308,00		
ROUES DIRECTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XFF080301	<input type="radio"/> Bandage dur			std	std		
XFF080302	<input type="radio"/> Bandage souple	<input type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6"	(large)	std	std		
XFF080303	<input type="checkbox"/> Lumière	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"		87,20	92,00		

- (1) A partir de HD 40 cm avec dossier rabattable sur l'assise
 (2) ND avec tubes de dossier carbone
 (3) ND avec dossier rabattable sur l'assise.

XENON²

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

ROUES DIRECTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
Jante aluminium							
XFF080304	<input type="checkbox"/>	Bandage dur, jante argent	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	100,47	106,00		
XFF080306	<input type="checkbox"/>	Bandage souple, jante argent	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (large)	100,47	106,00		
	Option couleur	<input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> orange		49,29	52,00		
		<input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu		49,29	52,00		
Fourches							
XFF080013	<input type="radio"/>	Carbotecture, 111 mm , ultra-légères, noires		std	std		
	Option couleur	<input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange		139,34	147,00		
		<input type="checkbox"/> rouge (1) <input type="checkbox"/> bleu (1)		139,34	147,00		
	<input type="radio"/>	Fourches aluminium 123 mm - Noires		std	std		
	Option couleur	<input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange		139,34	147,00		
XFF080008	<input type="checkbox"/>	Monobras aluminium, noires (2)		199,05	210,00		
	Option couleur	<input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange		49,29	52,00		
		<input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu		49,29	52,00		
XFF080007	<input type="checkbox"/>	Fourches suspensions Frog Leg, noires		600,95	634,00		
SYSTÈME D'IMMOBILISATION ET DE FREINAGE				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XFF060001	<input type="radio"/>	Freins standards		std	std		
XFF060002	<input type="checkbox"/>	Freins à débattement court		63,51	67,00		
XFF060010	<input type="checkbox"/>	Rallonge de freins rabattable, avec freins à débattement court		92,89	98,00		
XFF060023	<input type="checkbox"/>	Freins compacts EVO (ND avec roues VTT)		75,83	80,00		
XFF060024	<input type="checkbox"/>	Freins compacts légers EVO (ND roues VTT)		127,01	134,00		
		ND avec châssis hybrid, ND avec carrossage 4°					
		ND avec PS 34 cm, ND avec utilisation handbike					
		Réglage ultérieur du centre de gravité +/- 2,5cm					
ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XFF090001/02	<input type="checkbox"/>	Levier arrière de basculement	<input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	44,55	47,00		
XFF090009	<input type="checkbox"/>	Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)		95,73	101,00		
XFF090004/5	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer escamotable	<input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	115,64	122,00		
XFF090050	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer encliquetables (paire)		115,64	122,00		
XFF090010	<input type="checkbox"/>	Roulette de transit (ND avec roulettes anti-basculer)		230,33	243,00		
XFF090016	<input type="checkbox"/>	Protection de châssis, noire		84,36	89,00		
XFF090014	<input type="checkbox"/>	Kit renforcement châssis pour combinaison avec handbike		188,63	199,00		
		Recommandé pour handbike autre marque que Sunrise					
XFF090100	<input type="checkbox"/>	Avec option accroches taxi (anneau de fixation)		101,42	107,00		
PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XFF090211	<input type="checkbox"/>	Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude		100,47	106,00		
XFF090212	<input type="radio"/>	Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude		std	std		
3EME ROUE EMPULSE F55 (joindre fiche de mesure F55) - TVA 20%				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
EMO000101	<input type="radio"/>	Avec commande F55, SANS installation et réglage par Sunrise		std	std		
EMO000102	<input type="checkbox"/>	Avec commande F55, AVEC installation et réglage par Sunrise		390,00	468,00		
SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XFF090018	<input type="checkbox"/>	Ceinture à boucle métallique		82,46	87,00		
ACCESSOIRES				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XFF090000	●	Kit outils		std	std		
XFF090030	<input type="checkbox"/>	Sac à dos		96,68	102,00		
XFF090026	<input type="checkbox"/>	Housse téléphone portable		38,86	41,00		



Frein compact



Anti bascule escamotable



(1) Uniquement avec roues avant bandage souple (XFF080302) et roues jantes alu bandage souple (XFF080306)
 (2) ND avec roues avant bandage souple, jante composite (XFF080302)

XENON²

Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

COLORIS				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
6	<input type="radio"/>	Jaune soleil		std	std		
14	<input type="radio"/>	Bleu		std	std		
21	<input type="radio"/>	Rouge rubis		std	std		
24	<input type="radio"/>	Tutti frutti orange		std	std		
27	<input type="radio"/>	Graphite métallique		std	std		
29	<input type="radio"/>	Noir		std	std		
31	<input type="radio"/>	Noir mat		std	std		
32	<input type="radio"/>	Blanc pur		std	std		
33	<input type="radio"/>	Rose		std	std		
42	<input type="radio"/>	Anthracite mat		std	std		
2	<input type="checkbox"/>	Argent brillant		91,00	96,00		
3	<input type="checkbox"/>	Argent mat		91,00	96,00		
15	<input type="checkbox"/>	Bleu océan brillant		91,00	96,00		
16	<input type="checkbox"/>	Bleu mat		91,00	96,00		
19	<input type="checkbox"/>	Violet brillant		91,00	96,00		
22	<input type="checkbox"/>	Rouge brillant		91,00	96,00		
23	<input type="checkbox"/>	Rouge mat		91,00	96,00		
34	<input type="checkbox"/>	Chocolat métallisé		91,00	96,00		
35	<input type="checkbox"/>	Bleu ciel		91,00	96,00		
36	<input type="checkbox"/>	Cyan métallique		91,00	96,00		
37	<input type="checkbox"/>	Marsred (orange)		91,00	96,00		
40	<input type="checkbox"/>	Kiwi		91,00	96,00		
41	<input type="checkbox"/>	Rose pailleté		91,00	96,00		
46	<input type="checkbox"/>	Vert Mamba		91,00	96,00		
HARMONISATION DE COULEUR				Prix HT	Prix TTC	LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	Moyeux et jantes (1) Code couleur			127,01	134,00		
<input type="checkbox"/>	Anodisation moyeux et jantes pour <u>roues légères 24"</u> (rayons noirs)			163,98	173,00		
	<input type="checkbox"/>	orange	<input type="checkbox"/>	bleu	<input type="checkbox"/>	rouge	
<input type="checkbox"/>	Main-courantes (2) Code couleur			67,30	71,00		
<input type="checkbox"/>	Croisillon Coloris différent du châssis, code.....			127,01	134,00		
COLORIS STICKERS (Xenon ² sur châssis - Quickie sur protège-vêtements)				Prix HT	Prix TTC	LPPR	LPPR €
XFF100550	<input type="radio"/>	Noir (3)	XFF100553 <input type="radio"/>	Rouge	std	std	
XFF100551	<input type="radio"/>	Argent	XFF100554 <input type="radio"/>	Bleu	std	std	
XFF100552	<input type="radio"/>	Orange			std	std	

PRIX TOTAL							

(1) Uniquement avec roues standards (rayonnage croisé) - Uniquement disponible en coloris Bleu (14), Rouge brillant (22), Rouge mat (23), Noir (29) et Noir mat (31)
 (2) Uniquement avec main-courante alu
 (3) Sticker "Quickie" argent en combinaison avec l'option protège-vêtement/garde boue carbone

MATRICE DOSSIER RABATTABLE SUR L'ASSISE - Fauteuil Plié


		Hauteur de dossier						
		32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Largeur d'assise	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	34	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	B	B	✓	✓	✓	✓	✓
	38		B	B	A	✓	✓	✓
	40			B	A	✓	✓	✓
	42				B	A	✓	✓
	44				B	B	A	✓
	46					B	B	A
	48						B	A
	50							B

✓ = rabat à 90° sur l'assise

A = ne se rabat pas complètement à 90° sur l'assise si poignées escamotables, avec autres poignées: rabat à 90°

B = ne se rabat pas complètement à 90° sur l'assise [hatched box] = se rabat à moins de 45° sur l'assise

REGLAGE DU CENTRE DE GRAVITE



- 1 Réglage du centre de gravité en glissant le support en T sur les tubes d'assise
- 2 Réglage en angle du dossier
- 3 Réglage de la hauteur d'assise arrière en déplaçant le support d'axe le long du support en T

