



OF\_XENON2\_SA\_FR\_022024

Bon de commande destiné aux Professionnels

PRODUIT
<p><b>Fauteuil manuel pliant ultra-léger POTENCES ESCAMOTABLES</b> Dispositif médical de classe 1 <b>Largeurs d'assise de 32 à 50 cm - Profondeurs d'assise de 34 à 50 cm</b> Dossier: fixe 90°, réglable en angle et rabattable sur l'assise Poids max Utilisateur : 125 kg Poids fauteuil complet : à partir de 10,3 kg</p>

CACHET REVENDEUR
<p>Date de la commande :</p>

- Standard  
  Sans supplément de prix  
  Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1 cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.



MODELE	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
77800001 <input type="checkbox"/> <b>XENON<sup>2</sup> SA</b>				
<input type="checkbox"/> Dossier fixe 90°	2 865,40	3 023,00	9166848	558,99
<input type="checkbox"/> Dossier fixe 90°, rabattable sur l'assise (1)	3 209,48	3 386,00	9166890	603,65
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle	2 999,05	3 164,00	9166860	603,65
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle, rabattable sur l'assise (1)	3 343,13	3 527,00	9166860	603,65
PACKS	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
XES000041 <input type="checkbox"/> <b>Pack "LEGER", incluant:</b> Roues 24" Proton, freins compacts	386,73	408,00		
Economie de 27 € TTC par rapport aux mêmes options au détail				
XES000043 <input type="checkbox"/> <b>Pack "CARBONE", incluant:</b> Garde boue carbone, palette légère carbone	311,85	329,00		
Economie de 96 € TTC par rapport aux mêmes options au détail				
XES000044 <input type="checkbox"/> <b>Pack "JAY3 CARBON", incluant:</b> Dossier JAY3 Carbon, galbe peu profond, coussin Jay Lite	1 000,00	1 055,00	1269336	838,47
Economie de 270 € TTC par rapport aux mêmes options au détail				
XES000045 <input type="checkbox"/> <b>Pack "MOBILITY", incluant:</b> Accoudoirs réglable en hauteur, relevables et amovibles, manchettes 31cm Poignées de poussée réglables en hauteur	525,12	554,00		
Economie de 101 € TTC par rapport aux mêmes options au détail				

Options figées sans possibilité de modifications

(1) Voir matrice dernière page

# Xenon<sup>2</sup> SA

- Standard    ○ Sans supplément de prix    □ Avec supplément de prix

## DIMENSIONS D'ASSISE

		Largeur d'assise en cm (LS)									
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Profondeur d'assise en cm (PS)	34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Mesure largeur d'assise: extérieur tubes d'assise



Largeur entre protège-vêtements = LS + 2 cm

## HAUTEURS D'ASSISE

		Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)														
		Fourches	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
3"	111 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	123 mm (1)	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	138 mm (1)	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	174 mm	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Frog Leg (1)	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Monobras (1)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4"	111 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	123 mm (1)	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	138 mm (1)	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	174 mm	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Frog Leg (1)	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Monobras (1)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
5"	111 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	123 mm (1)	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	138 mm (1)	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	174 mm	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Frog Leg (1)	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Monobras (1)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
6"	123 mm (1)	■	■	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	138 mm (1)	■	■	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	174 mm	■	■	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7"	138 mm (1)	■	■	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	174 mm	■	■	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) : compatible avec dispositif d'assistance électrique. Veuillez noter que la combinaison avec une assistance électrique n'a pas été approuvée avec les fourches 111 mm et 174 mm. D'une façon générale, toujours vérifier si un accord de combinaison a été approuvé entre le fabricant du fauteuil et celui de l'assistance électrique avant le montage de cette dernière.

Fourches Frog Leg et Monobras : voir prix de l'option rubrique "Roues directrices et fourches"

### Hauteur sol siège arrière en cm

Roue arrière	Roues	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(1)	■
	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(1)

Différence maximale entre hauteur d'assise arrière et avant : 11 cm

(1) : uniquement avec support d'axe léger

# Xenon<sup>2</sup> SA

● Standard    ○ Sans supplément de prix    □ Avec supplément de prix

SIEGE					Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES020002	<input type="radio"/>	Toile réglable en tension avec une pochette		std	std			
XES020003	<input type="checkbox"/>	Toile réglable en tension avec une double pochette (1)		67,30	71,00			
XES020004	<input type="checkbox"/>	Toile réglable en tension avec une pochette, pochette catheter (1)		67,30	71,00			
XES020050	<input type="checkbox"/>	Sur-toile rembourrée amovible pour toile d'assise		67,30	71,00			
<b>Coussin avec housse aérée noire</b>								
XES020101/02	<input type="checkbox"/>	Mousse Epaisseur	<input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm	densité moyenne	115,64	122,00	9367995	34,90

## JAY

### PRODUITS D'AIDE A LA POSTURE JAY

Ces dossiers peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un **siège de série modulable et évolutif** incluant un **coussin** d'assise et un **dossier** de positionnement. **Code LPPR: 6266839 = 838,47 € TTC**

COUSSINS DE POSITIONNEMENT					Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
JAY020001	<input type="checkbox"/>	Jay Easy Visco, base incurvée			300,83	317,38		
JAY020007	<input type="checkbox"/>	Jay Easy Fluid, base incurvée			300,83	317,38		
JAY020004	<input type="checkbox"/>	Jay Lite			352,01	371,37		

DOSSIERS DE POSITIONNEMENT					Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
	<input type="checkbox"/>	Dossier Jay J3			493,93	521,10		

#### Jay J3 - GALBE PEU PROFOND (SC) - Enveloppement 5 cm

H= hauteur du dossier

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/>	JAY030010 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030033 (T) H: 38 cm
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/>	JAY030012 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030019 (M) H: 46 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/>	JAY030015 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030022 (M) H: 57 cm
			<input type="checkbox"/>	JAY030025 (T) H: 50 cm
			<input type="checkbox"/>	JAY030028 (T) H: 61 cm

#### Jay J3 - GALBE MOYEN (MC) - Enveloppement 8 cm

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/>	JAY030011 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030018 (T) H: 38 cm
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/>	JAY030013 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030020 (M) H: 46 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/>	JAY030016 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030023 (M) H: 57 cm
			<input type="checkbox"/>	JAY030026 (T) H: 50 cm
			<input type="checkbox"/>	JAY030029 (T) H: 61 cm

#### Jay J3 - GALBE PROFOND SUPPORT MOYEN (MDC) - Enveloppement 15 cm

Thoracique moyen (MT):	<input type="checkbox"/>	JAY030044 (M) H: 34 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030041 (T) H: 38 cm
Thoracique supérieur (UT):	<input type="checkbox"/>	JAY030045 (S) H: 42 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030042 (M) H: 46 cm
Maintien haut (SH):	<input type="checkbox"/>	JAY030043 (S) H: 53 cm	<input type="checkbox"/>	JAY030047 (M) H: 57 cm
			<input type="checkbox"/>	JAY030048 (T) H: 61 cm

Dossier Jay J3 Carbon

903,91    953,63

#### Jay J3 CARBON - GALBE PEU PROFOND - Enveloppement 5 cm

Thoracique bas:	<input type="checkbox"/>	JAY060001 (S) H: 17 cm	<input type="checkbox"/>	JAY060002 (T) H: 24 cm
Thoracique moyen:	<input type="checkbox"/>	JAY060003 (S) H: 30 cm	<input type="checkbox"/>	JAY060004 (T) H: 38 cm

#### **Appui-tête Whitmyer pour dossier JAY J3 uniquement**

WHT030415	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière			447,91	472,55	9367854	63,41
WHT030416	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec support AXYS, standard			261,65	276,04	9367854	63,41

DOSSIER					Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
---------	--	--	--	--	-----------	------------	------	--------

#### **Hauteur de dossier**

XES030001    ○ Montants de dossier aluminium réglables en hauteur

std    std

25 - 30		30 - 40		40 - 47,5	
<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm	
<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 47,5 cm	
<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm		

(1) A partir de LS 36cm

(2) ND avec accoudoirs relevables et amovibles

 **SUNRISE**  
MEDICAL.  
[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)

# Xenon<sup>2</sup> SA

Standard
  Sans supplément de prix
  Avec supplément de prix

DOSSIER		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
<b>Types de dossier</b>					
XES030002	<input type="checkbox"/> <b>Montants de dossier carbone non réglables en hauteur (2)</b> Uniquement avec dossier réglable en angle, <b>non rabattable sur l'assise</b> ND avec poignées de poussée réglables en hauteur - ND avec dossiers Jay <input type="radio"/> 25 cm <input type="radio"/> 27,5 cm <input type="radio"/> 30 cm <input type="radio"/> 32,5 cm <input type="radio"/> 35 cm <input type="radio"/> 37,5 cm <input type="radio"/> 40 cm <input type="radio"/> 42,5 cm	335,55	354,00		
XES030010	<input type="radio"/> Dossier, fixe 90° (ND avec tubes carbone)	std	std		
XES030029	<input type="radio"/> Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs (2)	std	std		
XES030031	<input type="radio"/> Rabattable sur l'assise (3) <u>Voir matrice dernière page</u> A partir de HD 32,5 cm - hauteur de dossier fixe En combinaison avec poignées escamotables, à partir de HD 40 cm	std	std		
XES030012	<input type="radio"/> Dossier, réglable en angle (-15° à +13° - par paliers de 4°)	std	std		
XES030029	<input type="radio"/> Préparation pour montage ultérieur d'accoudoirs (4)	std	std		
XES030031	<input type="radio"/> Rabattable sur l'assise (3) <u>Voir matrice dernière page</u> A partir de HD 32,5 cm - hauteur de dossier fixe ND avec tubes de dossier carbone En combinaison avec poignées escamotables, à partir de HD 40 cm	std	std		
<b>Toiles de dossier EXO Evo (ND dossiers JAY)</b>					
XES030316	<input checked="" type="radio"/> Toile EXO Evo, noire, réglable en tension, pochette Coloris galon ● Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge	std	std	9367995	34,90
XES030317	<input type="checkbox"/> Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette Coloris galon ● Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge	157,35	166,00	9367995	34,90
<b>Accessoires de dossier</b>					
XES030402	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier pliant (à partir de LS 38cm) ND appui-tête - ND dossier rabattable sur l'assise - ND tubes dossier carbone - ND poignées réglables en hauteur	143,13	151,00		
XES030401	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier escamotable (1) à partir de LS38 cm ND dossier rabattable sur l'assise à partir de HD35 cm	143,13	151,00		
	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec tendeur de dossier (à partir de LS 38cm, HD 35cm) uniquement avec poignées de poussée réglables en hauteur	320,38	338,00	9367854	63,41
XES030411	<input type="checkbox"/> petit coussinet (20x11cm)   XES030412 <input type="checkbox"/> coussinet moyen (23x11 cm)				
<b>PROTEGE-VETEMENTS et ACCOUDOIRS</b>		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES040102	<input type="radio"/> Protège-vêtements aluminium harmonisés à la couleur du châssis	std	std		
XES040103	<input type="radio"/> Garde boue aluminium harmonisés à la couleur du châssis	std	std		
XES040104	<input type="checkbox"/> Garde boue carbone	231,28	244,00		
XES040101	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements carbone "slim" - petite hauteur	145,97	154,00		
XES040107	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements composite et amovible	155,45	164,00		
XES040052	<input type="checkbox"/> Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur et en profondeur avec outils (manchette 33cm)	187,68	198,00		
XES040005	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles sans manchette	277,73	293,00		
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles avec manchettes fixes	277,73	293,00		
XES040001	<input type="checkbox"/> courtes (25cm)   XES040003 <input type="checkbox"/> longues (31cm)				
	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables, amovibles avec manchettes réglables hauteur	350,71	370,00		
XES040002	<input type="checkbox"/> courtes (25cm)   XES040004 <input type="checkbox"/> longues (31cm)				
XES040117	<input type="checkbox"/> Accoudoirs tube en alu, escamotables latéralement, amovibles	131,75	139,00		
XES040020	<input type="checkbox"/> Axe tétra pour déverrouillage accoudoirs uniquement pour accoudoirs XES040001 à XES040005	36,97	39,00		
<b>ENSEMBLE REPOSE-PIEDS</b>		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES050008	<b>Potences, aluminium, escamotables, paire</b> <input type="radio"/> 70°   XES050001 <input type="radio"/> 80°	std	std		



040101



040107



040052







040003

- (1) ND avec tubes de dossier carbone et uniquement avec poignées réglables en hauteur  
 (2) Nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables et pour accoudoirs tube avec dossier 90°  
 (3) ND avec poignées réglables en hauteur, ND avec "sans poignées", ND avec dossier Jay - Voir MATRICE dernière page  
 (4) Nécessaire pour accoudoirs avec/sans manchettes, relevables


**SUNRISE**  
 MEDICAL  
[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)

# Xenon<sup>2</sup> SA

● Standard    ○ Sans supplément de prix    □ Avec supplément de prix

ENSEMBLE REPOSE-PIEDS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €			
<b>Repose-jambes, escamotables</b>								
XES050009	<input type="checkbox"/> côté gauche	XES050010	<input type="checkbox"/> côté droit	100,25	105,76	9367914	105,76	
XES050014	<input type="checkbox"/> Support amputé, gauche	XES050013	<input type="checkbox"/> Support amputé, droit	189,57	200,00			
XES050012	<input type="checkbox"/> Supports amputé, paire			379,15	400,00			
<b>Palettes séparées</b>								
XES050020	<input type="checkbox"/> Composite, réglable en angle, profondeur, relevable (LS mini 38cm)			std	std			
XES050022	<input type="checkbox"/> Aluminium, réglable en angle et profondeur et relevable			std	std			
XES050051	<input type="checkbox"/> Alu., réglable en angle et profondeur, relevable, montage haut			std	std			XES050059
<b>Palettes monobloc</b>								
<input type="checkbox"/> Monobloc légère, réglable en angle et profondeur, relevable, sangle mollet								
XES050131	<input type="checkbox"/> palette composite			std	std			
XES050132	<input type="checkbox"/> palette carbone			171,56	181,00			XES050132
XES050059	<input type="checkbox"/> Monobloc alu Performance, réglable en angle et relevable			236,97	250,00			
XES050023	<input type="checkbox"/> Monobloc alu, réglable en angle et profondeur (type Easy)			383,89	405,00			
XES050052	<input type="checkbox"/> Monobloc alu, réglable en angle et profondeur, montage haut			383,89	405,00			
XES050126	<input type="checkbox"/> Escamotage de la palette monobloc alu XES050023 (LJ mini 39 cm)			131,75	139,00			
XES050127	<input type="checkbox"/> Cales latérales - uniquement pour palette Performance et légère			83,41	88,00			XES050022
<b>Longueur de jambes</b> (sur fauteuil=distance toile d'assise à palette)								
○ 22 cm    ○ 23 cm    ○ 24 cm    ○ 25 cm    ○ 26 cm    ○ 27 cm    ○ 28 cm    ○ 29 cm								
○ 30 cm    ○ 31 cm    ○ 32 cm    ○ 33 cm    ○ 34 cm    ○ 35 cm    ○ 36 cm    ○ 37 cm								
○ 38 cm    ○ 39 cm    ○ 40 cm    ○ 41 cm    ○ 42 cm    ○ 43 cm    ○ 44 cm    ○ 45 cm								
○ 46 cm    ○ 47 cm    ○ 48 cm    ○ 49 cm    ○ 50 cm								XES050023

CENTRE DE GRAVITE et SUPPORT D'AXE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
<b>Centre de gravité: distance entre l'avant du tube de dossier et le centre de l'axe de la roue arrière</b>					
XES070703	<input type="checkbox"/> Support d'axe standard, sélectionner un centre de gravité (en cm):	std	std	(2= très passif    11= très actif)	
○ 2    ○ 3    ○ 4    ○ 5    ○ 6					
○ 7    ○ 8    ○ 9    ○ 10					
XES070701	<input type="checkbox"/> Support d'axe léger (1), sélectionner un centre de gravité (en cm):	std	std		
○ 5    ○ 6    ○ 7    ○ 9    ○ 10    ○ 11					
XES010411	<input type="checkbox"/> Support en T - long (plage de réglage complète)	std	std		
XES010412	<input type="checkbox"/> Support en T - court (réglage max +/- 1 cm)	265,40	280,00		

ROUES MOTRICES		Prix € HT	Prix € TTC	Prise de mesure - centre de gravité	
XES070001	<input type="checkbox"/> Standards rayonnage croisé (ND 25")	std	std		
XES070002	<input type="checkbox"/> Moyeu design rayonnage droit (3) (ND 25")	std	std		
XES070003	<input type="checkbox"/> Légère (voir option de couleur page 8)	303,32	320,00		
XES070004	<input type="checkbox"/> Proton (poids max. Utilisateur: 100 kg)	336,49	355,00		
XES070005	<input type="checkbox"/> Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent (autres coloris = B4Me)	647,39	683,00		
XES070007	<input type="checkbox"/> Spinergy LX 12 rayons noirs, moyeu noir (autres coloris = B4Me)	837,91	884,00		
XES070008	<input type="checkbox"/> Roues avec freins tambour, 36 rayons croisés (2) (ND 25")	600,95	634,00		
XES070009	<input type="checkbox"/> VTT 24" (seulement avec pneu VTT et MC noire)	381,99	403,00		
XES070010	<input type="checkbox"/> VTT 24" (paire supplémentaire)	574,41	606,00		
XES070151	<input type="checkbox"/> Axes tétra - ND avec roues Spinergy, VTT et roues freins tambour	140,28	148,00		
<b>Pneu</b>					
XES070101	<input type="checkbox"/> Profil fin - Right run (ND 25")	std	std		
XES070107	<input type="checkbox"/> Schwalbe ONE	std	std		
XES070102	<input type="checkbox"/> Bandage noir	std	std		
XES070104	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution	75,83	80,00		

- (1) Uniquement avec carrossage 0°
- (2) Uniquement avec support d'axe standard et avec carrossage 0° et 4°
- (2) ND avec poignées de poussée escamotables et sans poignées
- (3) ND avec harmonisation couleur moyeu et jante

# Xenon<sup>2</sup> SA

Standard
  Sans supplément de prix
  Avec supplément de prix

ROUES MOTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
<b>Carrossage</b>							
XES070600	<input type="radio"/>	Carrossage 0°		std	std		
XES0706002	<input type="radio"/>	Carrossage 2° - ND avec support d'axe léger		std	std		
XES070604	<input type="radio"/>	Carrossage 4° - ND avec support d'axe léger		std	std		
<b>Flasques - 24" (ND avec roues Spinerger)</b>							
XES070831	<input type="checkbox"/>	Transparent		190,52	201,00		
XES070823	<input type="checkbox"/>	Princess 13	<input type="checkbox"/> Galactica 18	238,86	252,00		
XES070816	<input type="checkbox"/>	Happy Lions 21	<input type="checkbox"/> Pirates 11	238,86	252,00		
XES070819	<input type="checkbox"/>	Monkeys 14	<input type="checkbox"/> Graffiti 6	238,86	252,00		
XES070820	<input type="checkbox"/>	Oriental 2	<input type="checkbox"/> Basketball 3	238,86	252,00		
XES070829	<input type="checkbox"/>	Superhero 12	<input type="checkbox"/> Flying water 28	238,86	252,00		
XES070817	<input type="checkbox"/>	Hot wheels 22	<input type="checkbox"/> Pool 27	238,86	252,00		
XES070830	<input type="checkbox"/>	Tiger 33	<input type="checkbox"/> Zebra	238,86	252,00		
<b>SYSTÈME DE CONDUITE</b>				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
<b>Main-courantes</b>							
XES070202	<input type="radio"/>	Alu argent anodisé	XES070201 <input type="radio"/> Alu argent vernis	std	std		
XES070204	<input type="radio"/>	Inox poli		std	std		
XES070205	<input type="checkbox"/>	Titane (25" uniquement avec roues Spinerger)		235,07	248,00		
XES070206	<input type="checkbox"/>	Titane traité (25" uniquement avec roues Spinerger)		235,07	248,00		
XES070207	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante		309,00	326,00		
XES070208	<input type="checkbox"/>	Maxgreep (ND 25")		443,60	468,00		
XES070212	<input type="checkbox"/>	Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal) (uniquement 24" et 25")		302,37	319,00		
XES070250	<input type="checkbox"/>	Protection main-courante (ND 25")		138,39	146,00		
<b>Montage main-courantes</b>							
XES070317	<input checked="" type="radio"/>	Standard 17 mm		std	std		
XES070327	<input type="checkbox"/>	Écarté 27 mm (ND MC Maxgreep)		58,77	62,00		
XES070307	<input type="checkbox"/>	Très rapproché 7 mm (uniquement MC inox)		138,39	146,00		
<b>Poignées de poussée</b>							
XES030200	<input type="radio"/>	Sans poignées (3)	XES030201 <input type="radio"/> Poignées longues	std	std		
XES030203	<input type="checkbox"/>	Escamotables - à partir de HD 32.5 cm (1)		120,38	127,00		
XES030204	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur - à partir de HD 30 cm (2)		270,14	285,00		
XES030205	<input type="checkbox"/>	Fixations dossier Jay avec poignées réglables en hauteur (3) HD mini: 32,5 cm - ND avec tubes de dossier carbone		291,94	308,00		
<b>ROUES DIRECTRICES</b>				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES080301	<input type="radio"/>	Bandage dur		std	std		
XES080302	<input type="radio"/>	Bandage souple	<input type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6" (large)	std	std		
XES080305	<input type="radio"/>	Pneumatique <input type="radio"/> 7"		std	std		
XES080303	<input type="checkbox"/>	Lumière	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	87,20	92,00		
<b>Jante aluminium</b>							
XES080304	<input type="checkbox"/>	Bandage dur, jante argent	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	100,47	106,00		
XES080306	<input type="checkbox"/>	Bandage souple, jante argent	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (large)	100,47	106,00		
		Option couleur jante	<input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu	49,29	52,00		
<b>Fourches</b>							
XES080029	<input type="radio"/>	Aluminium, noires	<input type="radio"/> 123 mm <input type="radio"/> 138 mm <input type="radio"/> 174 mm	std	std		
		Option couleur	<input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange	139,34	147,00		



MC Maxgreep






poignée longue

(1) A partir de HD 40 cm avec dossier rabattable sur l'assise  
 (2) ND avec tube de dossier carbone  
 (3) ND avec dossier rabattable sur l'assise

[www.SunriseMedical.fr](http://www.SunriseMedical.fr)

# Xenon<sup>2</sup> SA

● Standard    ○ Sans supplément de prix    □ Avec supplément de prix

ROUES DIRECTRICES - FOURCHES		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES80013	○ Carbotecture, 111 mm, ultra-légères, noires Option couleur <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> rouge (1) <input type="checkbox"/> bleu (1)	std 139,34	std 147,00		
XES080008	<input type="checkbox"/> Monobras aluminium, noires (2) Option couleur <input type="checkbox"/> argent <input type="checkbox"/> orange <input type="checkbox"/> rouge <input type="checkbox"/> bleu	199,05 49,29	210,00 52,00		
XES080007	<input type="checkbox"/> Frog Leg, suspensions, noires	600,95	634,00		
SYSTÈME D'IMMOBILISATION ET DE FREINAGE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES060001	○ Freins standards	std	std		
XES060002	<input type="checkbox"/> Freins à débattement court	63,51	67,00		
XES060010	<input type="checkbox"/> Rallonge de freins rabattable, avec freins à débattement court	92,89	98,00		
XES060023	<input type="checkbox"/> Freins compacts EVO (ND avec roues VTT)	75,83	80,00		
					Frein compact
ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES090001/2	<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (unité <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche)	44,55	47,00		
XES090009	<input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)	95,73	101,00		
XES090004/5	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer escamotable <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche	115,64	122,00		
XES090050	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer encliquetables (paire)	115,64	122,00		
XES090010	<input type="checkbox"/> Roulette de transit (ND avec roulettes anti-basculer)	230,33	243,00		
XES090016	<input type="checkbox"/> Protection de châssis, noire	84,36	89,00		
XES090100	<input type="checkbox"/> Avec option accroches taxi (anneau de fixation)	101,42	107,00		
					Anti bascule
3EME ROUE EMPULSE F55 (joindre fiche de mesure F55) - TVA 20%		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
EMO000101	○ Avec commande F55, SANS installation et réglage par Sunrise	std	std		
EMO000102	<input type="checkbox"/> Avec commande F55, AVEC installation et réglage par Sunrise	390,00	468,00		
					
SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES090018	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle métallique	85,31	90,00		
XES090011	<input type="checkbox"/> Tablette coulissante pour largeurs de 38 à 48 cm	261,61	276,00	9367972	76,84
	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable, pour largeurs de 34 à 50 cm	335,55	354,00	9367972	76,84
XES090012	<input type="checkbox"/> côté gauche				
XES090013	<input type="checkbox"/> côté droit				
ACCESSOIRES		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
XES090000	● Kit outils	std	std		
XES090030	<input type="checkbox"/> Sac à dos	96,68	102,00		
XES090026	<input type="checkbox"/> Housse téléphone portable	38,86	41,00		

(1) Uniquement avec fourche 100 mm

(2) ND avec roues bandage souple, jante composite (XES080302)

# Xenon<sup>2</sup> SA

COLORIS				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €	
6	<input type="radio"/>	Jaune soleil		std	std			
14	<input type="radio"/>	Bleu		std	std			
21	<input type="radio"/>	Rouge rubis		std	std			
24	<input type="radio"/>	Tutti frutti orange		std	std			
27	<input type="radio"/>	Graphite métallique		std	std			
29	<input type="radio"/>	Noir		std	std			
31	<input type="radio"/>	Noir mat		std	std			
32	<input type="radio"/>	Blanc pur		std	std			
33	<input type="radio"/>	Rose		std	std			
42	<input type="radio"/>	Anthracite mat		std	std			
2	<input type="checkbox"/>	Argent brillant		91,00	96,00			
3	<input type="checkbox"/>	Argent mat		91,00	96,00			
15	<input type="checkbox"/>	Bleu océan brillant		91,00	96,00			
16	<input type="checkbox"/>	Bleu mat		91,00	96,00			
19	<input type="checkbox"/>	Violet brillant		91,00	96,00			
22	<input type="checkbox"/>	Rouge brillant		91,00	96,00			
23	<input type="checkbox"/>	Rouge mat		91,00	96,00			
34	<input type="checkbox"/>	Chocolat métallisé		91,00	96,00			
35	<input type="checkbox"/>	Bleu ciel		91,00	96,00			
36	<input type="checkbox"/>	Cyan métallique		91,00	96,00			
37	<input type="checkbox"/>	Marsred (orange)		91,00	96,00			
40	<input type="checkbox"/>	Kiwi		91,00	96,00			
41	<input type="checkbox"/>	Rose pailleté		91,00	96,00			
46	<input type="checkbox"/>	Vert Mamba		91,00	96,00			
HARMONISATION DE COULEUR				Prix HT	Prix TTC	LPPR	LPPR €	
<input type="checkbox"/>	Moyeux et jantes (1) Code couleur .....			127,01	134,00			
<input type="checkbox"/>	Anodisation moyeux et jantes pour <u>roues légères 24"</u> :			163,98	173,00			
	<input type="checkbox"/>	orange	<input type="checkbox"/>	bleu	<input type="checkbox"/>	rouge	<input type="checkbox"/>	rayons noirs
<input type="checkbox"/>	Main-courantes (2) Code couleur .....			67,30	71,00			
<input type="checkbox"/>	Croisillon			127,01	134,00			
COLORIS STICKERS (Xenon <sup>2</sup> SA sur châssis - Quickie sur protège-vêtements)				Prix HT	Prix TTC	LPPR	LPPR €	
XES100550	<input type="radio"/>	Noir (3)	XES100553	<input type="radio"/>	Rouge	XES100551	<input type="radio"/>	Argent
XES100554	<input type="radio"/>	Bleu	XES100552	<input type="radio"/>	Orange			

## PRIX TOTAL

--	--

(1) Uniquement avec roues standards - Uniquement disponible en coloris

Bleu (14), Rouge brillant (22), Rouge mat (23), Noir (29) et Noir mat (31)

(2) Uniquement main-courante alu

(3) Stickers noirs en combinaison avec l'option protège-vêtement/garde boue carbone



# Xenon<sup>2</sup> SA

## XENON<sup>2</sup> SA - Matrice dossier rabattable sur l'assise quand le fauteuil est PLIE

		Hauteur de dossier						
		32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Largeur d'assise	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	34	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	B	B	✓	✓	✓	✓	✓
	38		B	B	A	✓	✓	✓
	40			B	A	✓	✓	✓
	42				B	A	✓	✓
	44				B	B	A	✓
	46					B	B	A
	48						B	A
	50							B

✓ = rabat à 90° vers l'avant

A = ne se rabat pas complètement à 90° sur l'assise si poignées escamotables, autres poignées: rabat 90°

B = ne se rabat pas complètement à 90° sur l'assise      [shaded] = se rabat à moins de 45° sur l'assise

## Matrice Incompatibilité F55 pour XENON<sup>2</sup> SA avec roues arrière 24"

COG	Profondeur d'Assise						
	380	400	420	440	460	480	500
40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
80	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
90	X	X	X	✓	✓	✓	✓
100	X	X	X	✓	✓	✓	✓
110	X	X	X	X	✓	✓	✓
120	X	X	X	X	✓	✓	✓
130	X	X	X	X	X	✓	✓


# XENON<sup>2</sup> / XENON<sup>2</sup> SA

## Comment effectuer sa prise de mesure

### Largeur de siège

a) Avec l'utilisateur :  
Prévoir de rajouter  
1 à 2 cm au total pour  
les protège-vêtements.


b) Sur le fauteuil :  
Largeur extérieure  
tube de châssis



### Profondeur de siège

a) Avec l'utilisateur :  
En position assise, laisser un  
espace de 2-3 doigts entre l'  
avant de la toile d'assise et la  
plieure du genou (approx. 3-6 cm).


b) Sur le fauteuil :  
Du tube du dossier à l'avant de la  
toile d'assise



### Hauteur du dossier

a) Avec l'utilisateur :  
Distance de la toile d'assise, coussin  
compris, jusque sous l'omoplate, mais  
pas plus de 1 ou 2 cm en -dessous.


**Important !** La hauteur du dossier  
dépend du degré du handicap  
b) Sur le fauteuil :  
Distance de la toile d'assise jusqu'au  
bord supérieur de la toile du dossier



### Longueur de jambe

a) Avec l'utilisateur :  
Distance de la plieure du genou  
à la semelle de la chaussure.

b) Sur le fauteuil :  
Distance de la toile d'assise jusqu'au  
bord supérieur de la palette (ajouter la  
hauteur de coussin si nécessaire)



## Données Techniques - Tolérance de production +/- 1 cm


	Xenon <sup>2</sup>	Xenon <sup>2</sup> SA
Hauteur totale maximale	102 cm	101 cm
Longueur totale maximale	105 cm	105 cm
Pente maximale sécurité	10°	10°
Poids fauteuil (à partir de)	8,8 kg	10,3 kg
Poids de transport	6,3 kg	7,8 kg
Poids pièce la plus lourde	2,1 kg	2,1 kg

Largeur totale	Xenon <sup>2</sup> et Xenon <sup>2</sup> SA	
	24"	25"
Carrossage 0°	LS+16 cm	LS+16 cm
Carrossage 2°	LS+21 cm	LS+22 cm
Carrossage 4°	LS+26 cm	LS+27 cm



Modèles crash testés répondant aux exigences selon la norme ISO 7176-19.  
Approuvé pour le transport en véhicule en combinaison avec les accroches taxi  
option référence XFF090100

Support en T  
court - long



- 1 Réglage du centre de gravité en glissant le support en T sur les tubes d'assise
- 2 Réglage en angle du dossier
- 3 Réglage de la hauteur d'assise arrière en déplaçant le support d'axe le long du support en T

