

Tarif Public 2023

Yomper+ - Assistance électrique pour fauteuil roulant manuel.

Poids avec batterie 24v160Wh : 5.8kg

Poids avec batterie 24v240Wh : 6.15kg

Compatible pour le transport aérien

Autonomie : 23 à 35km

Vitesse : programmable de 3 à 10km/h

Poids max utilisateur : 150 kg

Garantie : 2 ans hors pièces d'usure



LPPR : VHP, ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION, ACEKARE, YOMPER+: 4329582

Date* :

Nom du particulier (utilisateur)* :

Nom et numéro de téléphone du contact magasin* :

*Nécessaire

N'OUBLIEZ PAS DE COMPLÉTER LES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES À LA VALIDATION DE VOTRE COMMANDE À LA PAGE 4 DE CE DOCUMENT.

YOMPER+ POUR CHÂSSIS RIGIDE

	CHOIX	PRIX HT	PRIX TTC	LPP	
YP6ARF	PACK YOMPER+ YP2606 : Équipé d'une batterie 24v160Wh - 23km d'autonomie YP114F : Support pour châssis rigide standard Valise incluse	4 255,92 €	4 490,00 €	2 187,03 €	
YP10ARF	PACK YOMPER+ MAX <i>Conseillé pour les longues distances, parcours très vallonnés, et/ou les utilisateurs > 90kg</i> YP2610 : Équipé d'une batterie 24v240Wh - 35km d'autonomie YP114F : Support pour châssis rigide standard Valise incluse	4 445,50 €	4 690,00 €	2 187,03 €	

Pour YP114F + BARRE SOUS ASSISE

YPA0113	Uniquement pour les fauteuils ne disposant pas de barre sous-assise Option : Barre de soutien sous assise adaptable (32cm à 48cm de largeur d'assise)	322,27 €	340,00 €	Consulter la notice	
---------	---	----------	-----------------	-------------------------------------	--

ADAPTATION SPECIALE

(Support remplaçant le support inclus dans le tarif)

YPA0122	Trace S (Précisez la largeur d'assise) : cm	+142,18 €	+ 150,00 €		
YPA0124	Ottobock Zenit R (Précisez la largeur d'assise) : cm	+142,18 €	+ 150,00 €		
0090261	Panthera S3 / U3	+ 47,39 €	+ 50,00 €		
0090273	Netti 4u <i>Attention utilisable uniquement en commande tierce personne</i>	+ 47,39 €	+ 50,00 €		

Réf.	Description	Choix	Prix HT	Prix TTC
Mode tierce personne				
YPA0013	Variateur pour tierce personne filaire Peut être utilisé avec ou sans boîtier de commande Bluetooth Inclus : YPA0036 Fixation du boîtier de commande sur dossier (clip) de fixation YPA0035 Déport tierce personne - <i>Longueur 100 cm</i> <i>Rallonge en option sur demande</i>	<input type="checkbox"/>	109,00 €	115,00 €
Accessoires additionnels				
YPA114RF	Kit complet de fixation pour fauteuil à châssis rigide supplémentaire <i>Précisez la configuration souhaitée</i>	<input type="checkbox"/>	426,54 €	450,00 €
YP115FF	Kit complet de fixation pour fauteuil à châssis pliant supplémentaire <i>Précisez la configuration souhaitée</i>	<input type="checkbox"/>	426,54 €	450,00 €
YPA0002	Chargeur de Yomper (<i>supplémentaire</i>)	<input type="checkbox"/>	112,80 €	119,00 €
Main d'œuvre - TVA 20%				
YPU0219	Installation dans nos ateliers (nos frais rapatriement, renvoi inclus) Non obligatoire si fait par le revendeur	<input type="checkbox"/>	125,00 €	150,00 €
AC9999	Frais rapatriement de fauteuil roulant manuel (aller et retour)	<input type="checkbox"/>	83,33 €	100,00 €
Informations client				
⚠ IMPORTANT	Vitesse maximum souhaitée (par défaut : 6km/h ; maximum : 10km/h)			
Franco de port à partir de 300 € HT				

Tous nos Packs Yomper+ comprennent :

- 1x Valise de transport Yomper
- 1x Yomper+
- 1x Une batterie 24V160Wh ou 24V240Wh
- 1x Chargeur Yomper
- 1x Boîtier de transport pour EasyGo
- 1x Pack EasyGo de commande :
 - 1x Boîtier de commande Easy go control
 - 1x Fixation sur la jambe
 - 1x Fixation pour le fauteuil roulant
 - 1x Câble de recharge USB
- 1x Manuel d'utilisation et guide rapide



VÉRIFICATION DE COMPATIBILITÉ YOMPER+


Installation & caractéristiques du fauteuil (Châssis rigide)

Consultez le tableau de compatibilité avant de poursuivre

(Cliquez sur le bouton 'Tableau de compatibilité' ou scannez le 'QR Code')



Votre fauteuil est-il présent dans le tableau ?



Oui	
Marque	
Modèle	
Année	
Largeur d'assise	
Taille des roues	
La hauteur du sol à la barre de carosage est supérieure à 28 cm ?	
OUI NON	
La largeur disponible au centre du fauteuil est-elle supérieure à 18cm ?	
OUI NON	
L'espace est-il libre à l'arrière ?	
OUI NON	

Non	
<p>Merci de bien vouloir vous rendre dans votre « Espace Pro » afin d'ouvrir un ticket de demande de compatibilité et nous transmettre à notre service technique les éléments nécessaires au traitement de votre demande.</p>	
<p>Cliquez sur 'Mon Espace Pro'</p>	
<p>Ou scannez le 'QR Code'</p>	
 N° de ticket	

Un doute ? Ouvrez un ticket dans votre « [Espace Pro](#) »



Votre commande ne sera prise en compte qu'après réception de l'ensemble de ces éléments.
Elles nous permettent de valider la bonne compatibilité du Yomper+ et le choix des pièces.



INFORMATIONS UTILISATEUR YOMPER+ À compléter par l'utilisateur avec le revendeur



MERCI DE NOUS INDIQUER VOTRE CHOIX :

Je m'engage à respecter ces règles d'utilisations et de sécurité à chaque utilisation de mon Yomper + avec mon fauteuil **équipé d'un dispositif de roulette anti-bascule.**

Je m'engage à respecter ces règles d'utilisations et de sécurité à chaque utilisation de mon Yomper + , mais je souhaite utiliser mon fauteuil roulant **sans dispositif de roulette anti-bascule.**

J'ai bien été informé du risque de bascule arrière du mon fauteuil lié à l'utilisation du Yomper+ sans dispositif anti-bascule et prend donc la pleine responsabilité d'utiliser mon fauteuil roulant avec le dispositif Yomper+ sans dispositif anti-bascule.

Adresse de livraison et cachet distributeur :

Adresse de facturation et cachet distributeur (si différente) :

Signature du l'utilisateur particulier :

Commentaires :

Recommandations Yomper+ :

L'utilisation de Yomper+ est simple et intuitive, mais nécessite avant le départ un rappel des points importants pour pouvoir utiliser longtemps votre Yomper en toute sécurité.

Nous vous demandons de bien lire le manuel d'utilisation et d'adapter les réglages de vitesses et nervosité à votre environnement et votre personnalité.

Nous vous recommandons de désactiver votre Yomper+ à l'aide de votre boîtier de commande « Easy Go » lors des transferts, des franchissements, ou dans les situations où il est plus sûr de désactiver votre Yomper+.

Nous vous recommandons une grande prudence dans les descentes ainsi que l'utilisation d'un dispositif de roulette anti-bascule sur votre fauteuil.