

YOUNGSTER 3 EVOLUTIF



Photo non contractuelle - Coloris Citron Vert (photo ci-contre) indisponible depuis le 1er Novembre 2021



OF-Youngster 3_FR_012024

Bon de commande destiné aux Professionnels

PRODUIT

Fauteuil roulant enfant pliant
Dispositif médical de Classe 1

Largeurs d'assise 22 à 34 cm - Profondeurs d'assise 24 à 40 cm
Largeur évolutive + 2 cm - Profondeur évolutive + 4 cm

Châssis standard ou avec abduction fixe - Appui-tête en standard

Poids fauteuil complet : à partir de 8,5 kg - Poids max. Utilisateur : 85 kg

CACHET REVENDEUR

Date de la commande :

- Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.



MODELE	Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
843900001-000 <input type="checkbox"/> YOUNGSTER 3, évolutif - dossier fixe	2 651,18	2 797,00	9166937	962,20
843900001-000 <input type="checkbox"/> YOUNGSTER 3, évolutif - dossier réglable en angle	2 864,45	3 022,00	9166937	962,20

DIMENSIONS D'ASSISE

Largeur d'assise en cm (évolutive +2cm par le biais du croisillon (+1cm/côté))

Profondeur d'assise en cm	Largeur d'assise en cm							
	22	24	26	28	30	32	34	
24	○	○	○	○	○	○	○	+2 cm châssis court roues 22"
26	○	○	○	○	○	○	○	
28	○	○	○	○	○	○	○	châssis long roues 22", 24"
30	○	○	○	○	○	○	○	
30	○	○	○	○	○	○	○	
32	○	○	○	○	○	○	○	
34	○	○	○	○	○	○	○	
36	○	○	○	○	○	○	○	
38	○	○	○	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	○	○	○	

+4 cm châssis avec abduction pour LS 22 & 24cm | châssis standard ou avec abduction à partir de LS 26cm

Mesure de la largeur d'assise : extérieure tubes d'assise.
Profondeur évolutive: + 4cm via les tubes d'assise

Hauteur sol / siège avant en cm

Roues avant	Fourche	Hauteur sol / siège avant en cm													
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	
4"	111 x 45 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	111 x 32 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	123 x 45 mm (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	138 x 45 mm (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	174 x 45 mm (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5"	111 x 45 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	111 x 32 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	123 x 45 mm (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	138 x 45 mm (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	174 x 45 mm (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
6"	111 mm x 45 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	123 x 45 mm (1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	138 x 45 mm (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	174 x 45 mm (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

Différence maximale revendiquée entre l'avant et l'arrière : 12 cm

Hauteur sol/siège en cm

Roues	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47
20" (3)			○	○											
22"					○	○	○	○	○			○	○	○	
24"									○	○	○	○	○		○

- (1) fourches compatibles avec dispositif électrique
(2) fourches en aluminium uniquement et en gris
(3) roues Proton, pneu Right Run et main-courantes alu

SUNRISE MEDICAL
www.SunriseMedical.fr

YOUNGSTER 3 - Evolutif

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

PACKS				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG090600	<input type="checkbox"/>	Pack Léger pour Youngster 3 dossier fixe Incluant garde boue carbone et roues proton		392,42	414,00		
YNG090601	<input type="checkbox"/>	Pack Safari pour Youngster 3 dossier fixe Incluant garde boue alu avec frein Safari et frein Safari		413,27	436,00		
SIEGE				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG020101	●	Toile d'assise avec 1 pochette, réglable en largeur & profondeur		std	std		
YNG020102	<input type="checkbox"/>	Toile d'assise avec double pochette (uniquement LS 34cm)		67,30	71,00		
YNG020103	<input type="checkbox"/>	Toile d'assise avec pochette std et catheter (uniquement LS34cm)		67,30	71,00		
YNG020305	<input type="checkbox"/>	Assise rigide (pour montage siège coquille)		215,17	227,00		
YNG010201	<input type="checkbox"/>	Pièce pour extension profondeur d'assise (5cm) (1)		400,95	423,00		
Coussin avec housse noire							
YNG020201/03	<input type="checkbox"/>	Mousse Epaisseur <input type="radio"/> 3cm <input type="radio"/> 5cm densité moyenne		115,64	122,00	9367995	34,90
YNG020202	<input type="checkbox"/>	Latex Epaisseur <input type="radio"/> 5cm densité molle		115,64	122,00	9367995	34,90
DOSSIER				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Hauteur de dossier (HD) - réglable +/- 2,5 cm							
<input type="radio"/> 22,5 - 27,5 cm <input type="radio"/> 27,5 - 32,5 cm <input type="radio"/> 32,5 - 37,5 cm <input type="radio"/> 37,5 - 42,5 cm							
Pré-réglage hauteur de dossier							
<input type="radio"/> 22,5 cm <input type="radio"/> 27,5 cm <input type="radio"/> 32,5 cm <input type="radio"/> 37,5 cm <input type="radio"/> 25 cm <input type="radio"/> 30 cm <input type="radio"/> 35 cm <input type="radio"/> 40 cm <input type="radio"/> 27,5 cm <input type="radio"/> 32,5 cm <input type="radio"/> 37,5 cm <input type="radio"/> 42,5 cm							
Types de dossier							
YNG030101	<input type="radio"/>	Dossier fixe, 90°		std	std		
YNG030102	<input type="radio"/>	Dossier réglable en angle uniquement avec protège-vêtement alu. YNG040202 <input type="radio"/> 87° <input type="radio"/> 90° <input type="radio"/> 95° <input type="radio"/> 100° <input type="radio"/> 105°		std	std		
YNG030316	●	Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette Coloris galon ● Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge		std	std	9367995	34,90
YNG030317	<input type="checkbox"/>	Toile EXO Evo Pro noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette Coloris galon ● Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge		157,35	166,00	9367995	34,90
<input type="radio"/> Appui-tête réglable en hauteur et profondeur avec tendeur de dossier - <u>uniquement avec poignées réglables en hauteur</u> YNG030401 <input type="radio"/> coussinet moyen YNG030402 <input type="radio"/> coussinet large				std	std		
YNG030403	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier - uniquement avec poignées réglables en hauteur		143,13	151,00		
ACCOUDOIRS / PROTEGE-VETEMENTS				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG040101	●	Acc. rég. en hauteur avec outil, incluant manchettes montées sur : YNG040201 <input type="radio"/> Protège-vêtements alu (4) YNG040204 <input type="radio"/> Protège-vêtements alu + garde boue composite vissé (4)		std	std		
YNG040202	<input type="radio"/>	Protège-vêtements alu <u>pour dossier réglable en angle</u> <input type="radio"/> sans garde boue vissé YNG040204 <input type="radio"/> avec garde boue vissé		std	std		
YNG040101	<input type="checkbox"/>	Manchettes réglables en hauteur avec outils (3)		108,06	114,00		
YNG040203	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements garde boue légers, finition carbone (2) (4)		143,13	151,00		
YNG040205	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements composite et amovible, Quickie style (2) (4)		155,45	164,00		
YNG040211	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements garde boue alu - rég. en hauteur avec outils (4)		309,00	326,00		
YNG040212	<input type="checkbox"/>	Garde boue alu pour freins intégrés Safari (4) (2)		309,00	326,00		
ENSEMBLE REPOSE-PIEDS				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG010101	<input type="radio"/>	Châssis avec repose-pieds standards (à partir de LS 26 cm)		std	std		
YNG010102	<input type="radio"/>	Châssis avec repose-pieds abduction fixe (2cm par côté)		std	std		



(1) Profondeur d'assise = + 5cm - Meilleur réglage du centre de gravité lorsque le fauteuil est équipé d'une coque ND avec protège-vêtements garde boue légers - ND roues 20"

(2) ND avec manchettes réglables en hauteur

(4) ND avec dossier réglable en angle

(3) Pour protège-vêtements alu avec garde boue composite (pour dossier fixe ou réglable en un angle)

YOUNGSTER 3 - Evolutif

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix


ENSEMBLE REPOSE-PIEDS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG050106	<input type="radio"/> Palette monobloc composite	std	std		
	<input type="checkbox"/> Palette monobloc réglable en angle et profondeur				
YNG050102	<input type="checkbox"/> Composite (châssis abduction LS 26-36 - Std LS 30-36 cm)	363,03	383,00		
YNG050103	<input type="checkbox"/> Carbone (châssis abduction LS 28-36 - Std LS 32-36 cm)	505,21	533,00		
YNG050115	<input type="checkbox"/> Câles latérales pour palette monobloc (YNG050102)	83,41	88,00		
YNG050107	<input type="checkbox"/> Verrouillage pour palette monobloc composite YNG050106	131,75	139,00		
YNG050111	<input type="radio"/> Palettes séparées composite réglables en angle - ND LS 22cm	std	std		
YNG050101	<input type="checkbox"/> Palettes séparées aluminium, réglables en angle et profondeur Châssis abduction à partir de LS 26cm - Châssis std à partir de LS 30 cm	65,40	69,00		
	<input type="checkbox"/> Verrouillage pour palettes séparées composite				
YNG050112	<input type="checkbox"/> droite	65,40	69,00		
YNG050113	<input type="checkbox"/> gauche (unitaire)				
YNG050108	<input type="checkbox"/> Mécanisme d'escamotage latéral pour palette monobloc composite (YNG050106) et palettes séparées composite et alu	131,75	139,00		
YNG050116/17	<input type="radio"/> Support de palette <input type="radio"/> court 90 mm <input type="radio"/> long 121 mm	std	std		
	Longueur de jambes en cm				
	<input type="radio"/> 17 <input type="radio"/> 18 <input type="radio"/> 19 <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 21 <input type="radio"/> 22 <input type="radio"/> 23 <input type="radio"/> 24 <input type="radio"/> 25				
	<input type="radio"/> 26 <input type="radio"/> 27 <input type="radio"/> 28 <input type="radio"/> 29 <input type="radio"/> 30 <input type="radio"/> 31 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 33 <input type="radio"/> 34				
	<input type="radio"/> 35 <input type="radio"/> 36 <input type="radio"/> 37 <input type="radio"/> 38 <input type="radio"/> 39 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 41 <input type="radio"/> 42 <input type="radio"/> 43 <input type="radio"/> 44				
ROUES MOTRICES		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG070102	<input type="radio"/> Standards rayonnage croisé (ND 20")	std	std		
YNG070101	<input type="radio"/> Standards rayonnage droit (ND 20"/24")	std	std		
YNG070103	<input type="radio"/> Moyeu design rayonnage droit (ND 20"/22")	std	std		
YNG070104	<input type="checkbox"/> Légère (1) (2) (ND 20")	303,32	320,00		
YNG070105	<input type="checkbox"/> Proton (1) (2)	336,49	355,00		
YNG070106	<input type="checkbox"/> VTT 24" (pneu VTT et MC noire)	381,99	403,00		
YNG070107	<input type="checkbox"/> VTT 24" (pneu VTT et MC noire) - paire supplémentaire (3)	574,41	606,00		
YNG070501/05	<input type="checkbox"/> Carrossage <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4°	46,45	49,00		
YNG070506	<input type="radio"/> Axes à déverrouillage rapide	std	std		
YNG070507	<input type="checkbox"/> Axes tétra	73,93	78,00		
	Pneumatiques				
YNG070201	<input type="radio"/> Profil fin - Right run	std	std		
YNG070112	<input type="radio"/> Schwalbe ONE (ND 20"/22")	std	std		
YNG070202	<input type="radio"/> Bandage noir 24" (4) (ND 20" et 22")	std	std		
YNG070202	<input type="checkbox"/> Bandage gris 22" (4) (ND 20" et 24")	47,39	50,00		
YNG070205	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution (ND 20"/22")	75,83	80,00		
	Flasques (pour roues 20" uniquement flasques transparents)				
YNG070601	<input type="checkbox"/> Transparent	190,52	201,00		
YNG070604	<input type="checkbox"/> Princess 14 <input type="checkbox"/> Galactica 26 <input type="checkbox"/> Jungle Fever	238,86	252,00		
YNG070605	<input type="checkbox"/> Happy Lions 17 <input type="checkbox"/> Pirates 28 <input type="checkbox"/> Feather	238,86	252,00		
YNG070606	<input type="checkbox"/> Monkeys 19 <input type="checkbox"/> Graffiti 30 <input type="checkbox"/> Chrome wheel	238,86	252,00		
YNG070607	<input type="checkbox"/> Oriental 20 <input type="checkbox"/> Basketball 31 <input type="checkbox"/> Basketball 2	238,86	252,00		
YNG070608	<input type="checkbox"/> Superhero 21 <input type="checkbox"/> Flying water 32 <input type="checkbox"/> Space	238,86	252,00		
YNG070609	<input type="checkbox"/> Hot wheels 10 <input type="checkbox"/> Pool 11 <input type="checkbox"/> Silk	238,86	252,00		
YNG070612	<input type="checkbox"/> Tiger 23 <input type="checkbox"/> Zebra	238,86	252,00		



YNG050106



YNG050102/03



YNG050101



YNG050117



YNG070201



YNG070205



Pool



Basket Ball



Galactica



Graffiti

- (1) ND avec main-courantes anti-dérapantes, ni bandage
 (2) ND avec montage main-courante écarté
 (3) ND avec freins tambour (YNG060107)
 (4) Non Disponible avec freins Safari

YOUNGSTER 3 - Evolutif

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

SYSTEME DE CONDUITE				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Main-courante							
YNG070301	<input type="radio"/> Alu, argent anodisé	YNG070301	<input type="radio"/> Alu, argent vernis	std	std		
YNG070304	<input type="radio"/> Inox poli		(ND 20")	std	std		
YNG070305	<input type="checkbox"/> Titane, 24"		(ND 20")	235,07	248,00		
YNG070306	<input type="checkbox"/> Titane traité		(ND 20")	235,07	248,00		
YNG070307	<input type="checkbox"/> Anti-dérapante (ND avec roues légères et Proton)		(ND 20")	309,00	326,00		
YNG070308	<input type="checkbox"/> Maxgrepp		(ND 20")	443,60	468,00		
YNG070309	<input type="checkbox"/> Protection main-courante		(ND 20")	138,39	146,00		
Montage main-courante							
YNG070401	● Standard (12-17 mm)			std	std		
YNG070402	<input type="checkbox"/> Ecarté (27 mm) - ND roues légères et Proton avec MC alu			58,77	62,00		
YNG070403	<input type="checkbox"/> Très rapproché (7 mm) - uniquement avec MC Inox 24" (1)			138,39	146,00		
Poignées de poussée							
YNG030201	<input type="radio"/> Sans poignée			std	std		
YNG030203	<input type="radio"/> Longues			std	std		
YNG030204	<input type="checkbox"/> Escamotables (à partir de hauteur de dossier 32,5 cm)			120,38	127,00		
YNG030205	<input type="checkbox"/> Réglables en hauteur (à partir de hauteur de dossier 30 cm) sans supplément de prix avec appui-tête			270,14	285,00		
YNG030206	<input type="checkbox"/> Ergonomiques réglables en hauteur (ND freins tambour)			294,79	311,00		
YNG030207	<input type="checkbox"/> Poignées réglables en hauteur pour dossier Jay (2)			291,94	308,00		
MODE DE PROPULSION				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/> Double main-courante - axe à déverrouillage rapide (3) Largeur minimale 28 cm - Uniquement rayonnage croisé				987,68	1 042,00	9368033	271,23
YNG070109	<input type="checkbox"/> droite	YNG070108	<input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"				
ROUES DIRECTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG080201	<input type="radio"/> Bandage	<input type="radio"/> 4"	<input type="radio"/> 5" (uniquement fourches 45 mm)	std	std		
YNG080202	<input type="radio"/> Softroll	<input type="radio"/> 5"	<input type="radio"/> 6" (uniquement fourches 45 mm)	std	std		
YNG080203	<input type="checkbox"/> Lumière	<input type="checkbox"/> 4"	<input type="checkbox"/> 5"	87,20	92,00		
Jante alu							
YNG080204	<input type="checkbox"/> Bandage	<input type="checkbox"/> 4"	<input type="checkbox"/> 5" (uniquement fourches 45 mm)	100,47	106,00		
YNG080205	<input type="checkbox"/> Softroll	<input type="checkbox"/> 4"	<input type="checkbox"/> 5" (uniquement fourches 45 mm)	100,47	106,00		
Fourches							
<input type="radio"/> Fourches carbotecture, uniquement en 111 mm				std	std		
YNG080029	<input type="radio"/> Fourches aluminium			std	std		
SYSTEME D'IMMOBILISATION ET DE FREINAGE				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG060101	<input type="radio"/> Freins à pousser			std	std		
YNG060102	<input type="checkbox"/> Freins à débattement court			63,51	67,00		
YNG060201	<input type="checkbox"/> Rallonge de freins pour frein à débattement court			34,12	36,00		
YNG060107	<input type="checkbox"/> Freins tambour (déverrouillage rapide) <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" roue std			312,80	330,00		
YNG060105	<input type="checkbox"/> Freins Safari (intégrés dans les protège-vêtements)			195,26	206,00		
YNG060106	<input type="checkbox"/> Freins tierce-personne pour freins Safari (4)			163,98	173,00		
ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG010301/02	<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (unité) <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite			44,55	47,00		
YNG010303	<input type="checkbox"/> Porte canne avec velcro (incluant levier arrière de basculement)			95,73	101,00		
<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé escamotable				115,64	122,00		
YNG010306	<input type="checkbox"/> gauche		YNG010307	<input type="checkbox"/> droite			
YNG010309	<input type="checkbox"/> Roulettes de transit (paire) - ND avec roulettes anti-basculé			230,33	243,00		



YNG030206

- (1) ND avec main-courante alu pour roues Proton et légères
 (2) A partir de hauteur de dossier 30 cm
 (3) Non compatible : carrossage, freins tambour - Uniquement avec MC alu noir
 (4) Uniquement avec frein Safari

YOUNGSTER 3 - Evolutif

Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE JUNIOR*		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG090911	<input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude Junior	100,47	106,00		
YNG090912	<input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude Junior	std	std		

*Montage axes ND sur châssis court combiné à roues 24", ND avec freins à débattement court

SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
YNG020301	<input checked="" type="radio"/> Ceinture de maintien à boucle	std	std		
YNG040206	<input type="checkbox"/> Tablette coulissante avec manchettes réglables en hauteur	196,21	207,00	9367972	76,84
	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable avec manchettes réglables en hauteur ND largeurs d'assise 22 et 24 cm	335,55	354,00	9367972	76,84
YNG040207	<input type="checkbox"/> droite				
YNG040208	<input type="checkbox"/> gauche				

COLORIS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
6	<input type="radio"/> Jaune soleil	std	std		
14	<input type="radio"/> Bleu	std	std		
21	<input type="radio"/> Rouge rubis	std	std		
24	<input type="radio"/> Tutti frutti orange	std	std		
27	<input type="radio"/> Graphite métallique	std	std		
29	<input type="radio"/> Noir	std	std		
31	<input type="radio"/> Noir mat	std	std		
32	<input type="radio"/> Blanc pur	std	std		
33	<input type="radio"/> Rose	std	std		
42	<input type="radio"/> Anthracite mat	std	std		
2	<input type="radio"/> Argent brillant	91,00	96,00		
3	<input type="radio"/> Argent mat	91,00	96,00		
15	<input type="radio"/> Bleu océan brillant	91,00	96,00		
16	<input type="radio"/> Bleu mat	91,00	96,00		
19	<input type="radio"/> Violet brillant	91,00	96,00		
22	<input type="radio"/> Rouge brillant	91,00	96,00		
23	<input type="radio"/> Rouge mat	91,00	96,00		
34	<input type="radio"/> Chocolat métallisé	91,00	96,00		
35	<input type="radio"/> Bleu ciel	91,00	96,00		
36	<input type="radio"/> Cyan métallique	91,00	96,00		
37	<input type="radio"/> Marsred (orange)	91,00	96,00		
40	<input type="radio"/> Kiwi	91,00	96,00		
41	<input type="radio"/> Rose pailleté	91,00	96,00		
46	<input type="radio"/> Vert Mamba	91,00	96,00		

HARMONISATION DE COULEUR		Prix HT	Prix TTC	Code LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	Moyeux et jantes, roues 24" std (1) (2) Code couleur	127,01	134,00		
<input type="checkbox"/>	Main-courantes alu Code couleur	67,30	71,00		

PACKS ANODISES - fourches et plaques d'axe		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
<input checked="" type="radio"/>	Noir	std	std		
<input type="checkbox"/>	Argent	140,28	148,00		
<input type="checkbox"/>	Orange				


PRIX TOTAL					

(1) ND avec roues moyeu design
 (2) Uniquement avec roues standards - Uniquement disponible en coloris
 Bleu (14), Rouge brillant (22), Rouge mat (23), Noir (29) et Noir mat (31)

YOUNGSTER 3 - Evolutif

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

REPOSE-PIEDS



HAUTEURS D'ASSISE AVANT EN CM				
Fourche	Position Fourche	Taille roues		
		4"	5"	6"
111 x 32	2	40	41	x
	1	41	42	x
111 x 45	3	39	x	x
	2	40	41	x
123 x 45	1	41	42	43
	3	40	41 ¹	x
138 x 45	2	41	42	43
	1	42	44	45
174 x 45	3	42	43	43
	2	43	44	45
174 x 45	1	44	45	46
	4	x	45	46
	3	44	46	47
	2	46	47	48
	1	47	48	50

Hauteur sol/siège arrière (en cm) avec roues 20", 22" & 24"			
position plaque d'axe	roues arrière		
	20"	22"	24"
8	32	35,5	X
7	33	37	X
6	35	38	41
5	X	40	42,5
4	X	41,5	43,5
3	X	43	44,5
2	X	44	45,5
1	X	45,5	47
hauteurs mesurées sans coussin			

Hauteur d'assise avec entretoise de 10 mm entre la fourche et le châssis. Si l'entretoise est montée sous la fourche : hauteur d'assise réduite de 10 mm
 Hauteur d'assise prises sans coussin et angle d'assise de 0°
 X = incompatibilité
¹ Non disponible avec roue 5" bandage souple

YOUNGSTER 3 évolutif - YOUNGSTER 3

Comment effectuer votre prise de mesure ?


Largeur de siège

a) Avec l'utilisateur :

Prévoir de rajouter
1 à 2 cm au total pour
les protège-vêtements.

b) Sur le fauteuil :

Largeur extérieure
tubes d'assise




Profondeur de siège

a) Avec l'utilisateur :

En position assise, laisser un
espace de 2-3 doigts entre le
bord de la toile d'assise et la
pliure du genou (approx. 3-6 cm).

b) Sur le fauteuil :

Du tube du dossier à l'avant de la
toile d'assise



Hauteur du dossier


a) Avec l'utilisateur :

Distance de la toile d'assise, coussin
compris, jusque sous l'omoplate, mais
pas plus de 1 ou 2 cm en -dessous.

Important ! La hauteur du dossier
dépend du degré du handicap

b) Sur le fauteuil :

Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la toile du dossier



Longueur de jambe

a) Avec l'utilisateur :

Distance de la pliure du genou
à la semelle de la chaussure.

b) Sur le fauteuil :

Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la palette (ajouter la
hauteur de coussin si nécessaire)

Caractéristiques techniques Youngster 3

Largeur hors tout : LS + 20 cm (carrossage 0°)

Hauteur hors tout maxi : 97 cm

Longueur hors tout maxi : 107 cm

Carrossage : à chaque degré supplémentaire, rajouter environ 1 cm

Poids minimal : environ 8,5 kg

Dimensions fauteuil plié :

Avec roues arrière : environ 30 cm - Sans roues arrière : 24 cm

MATRICE LONGUEURS DE JAMBE AVEC PALETTE ALU REGLABLE EN ANGLE

Fourche	Position fourche	Roues 4"		Roues 5"		Roues 6"	
		min. L	max L	min. L	max L	min. L	max L
98 mm	2	30	34	X	X	X	X
	1	30	35	X	X	X	X
111 mm	3	30	34	X	X	X	X
	2	30	35	X	X	X	X
123 mm	1	30	36	X	X	X	X
	3	30	35	X	X	X	X
138 mm	2	30	36	X	X	X	X
	1	30	38	30	39	X	X
174 mm	3	30	36	X	X	X	X
	2	30	38	30	39	X	X
	1	30	39	30	40	X	X
174 mm	4	X	X	30	40	X	X
	3	30	40	30	41	30	34
	2	30	41	30	43	30	43
	1	30	42	30	44	30	45