



Ces réservoirs d'eau durables en acier inoxydable contiennent les HotPacs™ Hydrocollator® à chaleur humide. Les dispositifs sont dotés d'un réglage thermostatique afin de garantir une température thérapeutique idéale pour les HotPacs™. Les dispositifs Hydrocollator® demeurent les dispositifs chauffants de référence par rapport auxquels tous les autres sont jugés. Leur longévité en milieu clinique est pratiquement illimitée !



Hydrocollator® mobile M-2

Alimentation : 110~240V 50/60 Hz
 Consommation électrique : 1 000 W
 Poids : 39 kg
 Dimensions : (L x l x H) 67 x 40 x 84 cm



SS-2

Hydrocollator® mobile M-4

Alimentation : 110/240V 50/60 Hz
 Consommation électrique : 1 500 W
 Poids : 60 kg
 Dimensions : (L x l x H) 89 x 51 x 84 cm



E-1

E-2



M-4

M-2

Hydrocollator® mobile SS-2

Alimentation : 110~240V 50/60 Hz
 Consommation électrique : 1 000 W
 Poids : 30 kg
 Dimensions : (L x l x H) 53 x 41 x 84 cm

Hydrocollator® statique E-1

Alimentation : 110~240V 50/60 Hz
 Consommation d'énergie : 1 000 W
 Poids : 7 kg
 Dimensions : (L x l x H) 33 x 20 x 41 cm

Hydrocollator® statique E-2

Alimentation : 110~240V 50/60 Hz
 Consommation d'énergie : 1 000 W
 Poids : 14 kg
 Dimensions : (L x l x H) 38 x 33 x 51 cm

- Déplacement facilité
- Réglage thermostatique et maintien en température
- Longévité quasi illimitée
- Conception fiable et robuste en acier inoxydable

	M-2	M-4	SS-2	E-2	E-1
Capacité du réservoir	69 L	136 L	49 L	43 L	15 L
Intervalle de température	71°-74°C	71°-74°C	71°-74°C	71°-74°C	71°-74°C
Temps d'arrêt thermique	82°-85°C	82°-85°C	82°-85°C	82°-85°C	82°-85°C
Exactitude	10%	10%	10%	10%	10%
Temps de réchauffement	8 Hrs	8 Hrs	4 Hrs	4 Hrs	2 Hrs
Temps de refroidissement (jusqu'à 70°C)	3 Hrs	4 Hrs	4 Hrs	2 Hrs	1 Hr
Isolation par fibre de verre	Oui	Oui	Oui	Non	Non



A. 4016



B. 4230



C. 22100



Garantie 1 an



HYDROCOLLATOR® MOBILE M-2

2407 Unité 220 V
 Accessoires standard
 1006 HotPac standard (x 12)

HYDROCOLLATOR® MOBILE SS-2

2307 Unité 220 V
 Accessoires standard
 1006 HotPac standard (x 8)

HYDROCOLLATOR® MOBILE M-4

2506 Unité 220 V
 1006 HotPac™ Standard (x 24)

HYDROCOLLATOR® FIXE E-1

2107 Unité 220 V
 Accessoires standard
 1006 HotPac™ standard (x 4)

HYDROCOLLATOR® FIXE E-2

2806 Unité 220 V
 Accessoires standard
 1006 HotPac™ standard (x 3)
 1004 HotPac™ grande taille (x 2)
 1002 Cervicale HotPac™ (x 1)

ACCESSOIRES HYDROCOLLATOR®

4230 Étagère supplémentaire pour table d'appoint (B)
 22100 Mini-réchauffeur de lotion (C)
 4228 Thermomètre à cadran
 4016 Porte-serviette mural 5 x 84 cm (A)
 4010 Étagère pour table d'appoint