

TIM

Fauteuil manuel The manual armchair



Appui-tête orientable
par système à crémaillère

Rack-and-pinion adjustable
headrest

LES POINTS FORTS

Fauteuil de repos manuel adapté
à différents pôles hospitaliers
Manual armchair adapted to different
hospital departments

3 positions différentes :
assise/ allongée/ relaxation
3 different positions :
seated/ lying/ relaxation

Accessorisation possible avec
de nombreuses options
Lots of options to accessorise



DÉSIGNATION

- Relève-buste et repose-jambes indépendants, mouvements manuels
- Hauteur de dossier : 78cm
- Châssis en tube d'acier renforcé
- Appui-tête orientable par système à crémaillère
- Assise sur ressorts hélicoïdaux
- Coussins d'assise et de relève-buste en mousse HR 35Kg de densité, recouvert de vinyle expansé Gingko non feu M1, avec dacron siliconé (voir p.42)
- Accoudoirs pleins
- Dégagement pour transfert par le "devant"
- Dégagement total de la partie "jambe" sous l'assise
- Chassis tubulaire :
 - Avant : 2 patins réglables,
 - Arrière : 2 roulettes à freins (Ø50 mm)
- Independent back upper and legrest, manual movements
- Backrest height : 78 cm
- Chassis made of reinforced steel tube
- Rack-and-pinion adjustable headrest
- Seat on a helical spring
- Seat and back cushions in HR 35 Kg density foam, fireproof, and covered with Ginkgo foamed fireproof M1 vinyl, with silicone dacron
- Full armrests
- Clearance for "front" transfer
- Clearance of the leg part under the seat
- Tubular chassis :
 - Front: 2 adjustable pads,
 - Back : 2 wheels with brakes (Ø50 mm)

DIMENSIONS TIM

	LONGUEUR Length	LARGEUR Width	HAUTEUR Height	PROFONDEUR Depth
HORS TOUT Overall dimensions	180 cm	72 cm	118 cm	88 cm
ASSISE Seat		55 cm	45 cm	50 cm

Poids maximum admissible : 130 Kg - Maximum allowable weight: 130 Kg

OPTIONS

- Lampe de lecture + port USB (FA007)
- Accoudoirs plein escamotables (FA022)
- Support tablette repas seul (FA018)
- Tablette repas escamotable + Support tablette repas (FA009)
- Coloris hors standard gamme Gingko (voir p.42) (FC108)
- Coussin cylindrique de calage de la nuque (FA031)
- Roulettes à l'avant (Dia 50 mm) à freins (FA025)
- Poignée ergonomique pour relève-jambes (FA032)
- Reading lamp + USB port
- Retractable full armrests
- Support for lunch tray
- Retractable lunch tray + Support for lunch tray
- Other colours, Gingko range
- Cylindrical neckrest cushion
- Front wheels with brakes (Ø50 mm)
- Ergonomic handle for raises legs



Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre - Warranty 2 years parts and labor

Modèle exclusif - protégé par TENERA technologies - Exclusive model - protected